



MOPEDIA®

**CARROZZINA A SPINTA
CON TELAIO RIGIDO**

MANUALE DI ISTRUZIONI

INDICE

1. CODICE	PAG.3
2. INTRODUZIONE.....	PAG.3
3. DESTINAZIONE D'USO.....	PAG.3
4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE	PAG.3
5. AVVERTENZE GENERALI	PAG.4
6. SIMBOLOGIA UTILIZZATA.....	PAG.4
7. DESCRIZIONE GENERALE	PAG.5
8. MONTAGGIO.....	PAG.5
8.1 Regolazione pedane	pag. 5
8.2 Smontaggio.....	pag. 5
9. PRIMA DI OGNI USO.....	PAG.5
10. AVVERTENZE PER L'UTILIZZO	PAG.6
10.1 Freni.....	pag. 6
10.2 Ruote	pag. 6
11. MODALITÀ D'USO.....	PAG.6
11.1 Salire sulla carrozzina a telaio rigido	pag. 6
11.2 Scendere dalla carrozzina a telaio rigido.....	pag. 6
12. MANUTENZIONE	PAG.7
13. PULIZIA E DISINFEZIONE	PAG.7
13.1 Pulizia.....	pag. 7
13.2 Disinfezione	pag. 7
14. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO GENERALI	PAG.7
15. CARATTERISTICHE TECNICHE	PAG.8
15.1 Dimensione e peso	pag. 8
15.2 Specifiche tecniche	pag. 8
16. PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI	PAG.8
17. GARANZIA	PAG.8
18. RIPARAZIONI.....	PAG.9
18.1 Riparazione in garanzia.....	pag. 9
18.2 Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia	pag. 9
18.3 Prodotti non difettosi	pag. 9
19. RICAMBI.....	PAG.9
20. CLAUSOLE ESONERATIVE.....	PAG.9

CE Dispositivo medico di classe I

REGOLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici

1. CODICE

RC400-40	Carrozzina a spinta con telaio rigido - 40 cm
RC400-43	Carrozzina a spinta con telaio rigido - 43 cm
RC400-45	Carrozzina a spinta con telaio rigido - 45 cm
RC400-48	Carrozzina a spinta con telaio rigido - 48 cm

2. INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto una carrozzina con telaio rigido MOPEDIA by MORETTI S.p.A. realizzata per aiutare le persone con difficoltà di deambulazione nell'evacuazione e nella mobilità. La produzione risponde ai requisiti dettati dalle vigenti disposizioni europee sui dispositivi medici (2017/745). Questo manuale d'uso contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso dell'ausilio da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. Si consiglia di leggere attentamente la totalità del presente manuale prima di usare l'ausilio. In caso di dubbi la preghiamo di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente.

Nota Controllare che tutte le parti dell'ausilio non abbiano subito danni durante la spedizione. In caso di danni non utilizzare il prodotto e contattare il rivenditore per ulteriori istruzioni.

3. DESTINAZIONE D'USO

La carrozzina a telaio rigido é destinata alla mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

ATTENZIONE!



- E' vietato l'utilizzo del seguente prodotto per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale
- La MORETTI S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni provocati da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche

4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

La MORETTI SpA dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio dalla stessa MORETTI SpA. e facenti parte della famiglia CARROZZINE A TELAIO RIGIDO - MOPEDIA sono conformi alle disposizioni applicabili del regolamento 2017/745 sui DISPOSITIVI MEDICI del 5 aprile 2017.

A tal scopo la MORETTI SpA garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto segue:

1. I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti generali di sicurezza e prestazione così come richiesti dall'allegato I del regolamento 2017/745 come prescritto dall'allegato IV del suddetto regolamento.
2. I dispositivi in oggetto NON SONO STRUMENTI DI MISURA.
3. I dispositivi in oggetto NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE.
4. I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione NON STERILE.
5. I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I in conformità a quanto stabilito dall'allegato VIII del suddetto regolamento.
6. La MORETTI SpA mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti, per almeno 10 anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo lotto, la documentazione tecnica comprovante la conformità al regolamento 2017/745.

Nota: I codici completi di prodotto, il codice di registrazione del Fabbricante (SRN), il codice UDI-DI di base ed eventuali riferimenti a norme utilizzate sono riportati nella Dichiarazione di Conformità UE che MORETTI SPA emette e rende disponibile attraverso i propri canali.

5. AVVERTENZE GENERALI









- NON installare o utilizzare il prodotto prima di leggere e comprendere questo manuale di istruzioni. Se non si è in grado di comprendere le avvertenze, precauzioni e le istruzioni, rivolgersi ad un operatore sanitario, ad un rivenditore o a personale tecnico prima di tentare di installare il prodotto evitando danni o lesioni personali;
- Per un utilizzo corretto del dispositivo consultare sempre il vostro medico o terapeuta;
- Mantenere il prodotto imballato lontano da qualsiasi fonte di calore in quanto l'imballo è fatto di cartone;
- La vita utile del dispositivo è determinata dall'usura di parti non riparabili e/o sostituibili;
- Prestare sempre attenzione alla presenza di bambini;
- Non sollevare la carrozzina da parti amovibili che potrebbero accidentalmente staccarsi durante il sollevamento.
- L'utilizzatore e/o il paziente dovrà segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito.



ATTENZIONE!

Prestare sempre molta attenzione alla presenza di parti in movimento che potrebbero causare intrappolamenti degli arti e lesioni personali

6. SIMBOLOGIA UTILIZZATA

- | | |
|--|--|
|  | Codice prodotto |
|  | Identificativo univoco del dispositivo |
|  | Marchio CE |
|  | Fabbricante |
|  | Lotto di produzione |
|  | Leggere il manuale per le istruzioni |
|  | Dispositivo Medico |
|  | Condizioni di smaltimento |

7. DESCRIZIONE GENERALE

RC400-xx



1. Schienale
2. Seduta
3. Ruote anteriori piroettanti
4. Ruote posteriori con freno di stazionamento
5. Bracciali
6. Pedane

Immagini a scopo illustrativo

8. MONTAGGIO

La carrozzina a telaio rigido MOPEDIA viene fornita con schienale e pedane smontate. Per il montaggio dello schienale è sufficiente infilare le due estremità dei tubi nelle apposite aperture previste nella parte posteriore della sedia. A quel punto fissare lo schienale tramite i pomelli in dotazione. Le pedane devono essere inserite all'esterno della carrozzina a telaio rigido facendo combaciare i due perni presenti sulla struttura con i due fori presenti sulla pedana. I poggiatesta devono essere sempre all'interno della carrozzina a telaio rigido. Per fissare la pedana assicurarsi che la leva di bloccaggio abbia effettuato lo scatto, andandosi ad agganciare attorno alla relativa linguetta in ferro presente sulla struttura.

8.1 Regolazione pedane

Le pedane della carrozzina a telaio rigido possono essere regolate secondo l'altezza che offre il miglior comfort agendo sui dadi+vite posti sul tubolare obliquo della pedana stessa. Controllare sempre che le due pedane siano alla stessa altezza.

8.2 Smontaggio

Seguire a ritroso la procedura di montaggio.

9. PRIMA DI OGNI USO

- Verificare sempre lo stato di usura delle parti meccaniche in gioco così da garantire un utilizzo del dispositivo in totale sicurezza per persone e cose;
- Verificare il corretto assemblaggio del dispositivo.
- Verificare il corretto funzionamento dei freni sulle ruote posteriori. Inserire i freni ad entrambe le ruote, imprimere una leggera forza in avanti ed indietro alla sedia: le ruote non devono ruotare.

10. AVVERTENZE PER L'UTILIZZO

- La carrozzina a telaio rigido è solo per uso interno, non può essere usata come sedile su veicoli a motore;
- Per spingere la carrozzina a telaio rigido usare sempre e solo il maniglione posteriore, non spingere mai utilizzando altri appoggi;
- Prima di muoversi su una superficie inclinata assicurarsi delle proprie capacità e limiti. Consultare le tecniche di movimento con personale qualificato;
- È comunque raccomandata una assistenza per le superfici con una pendenza superiore al 10%. Se è necessario fermarsi su una superficie inclinata, evitare movimenti bruschi;
- Nel caso in cui due persone sollevino la carrozzina a telaio rigido, evitare di impugnarla in punti pericolosi per il paziente come pedane e braccioli, ma utilizzare solo il telaio e le impugnature posteriori.
- Si consiglia di conservare il prodotto lontano da fonti di calore, in quanto alcune parti come il rivestimento dello schienale e della seduta ed i braccioli, se esposti ai raggi solari, potrebbero raggiungere temperature che potrebbero provocare danni alla pelle.
- Assicurarsi che la vaschetta non sia stata spostata o rimossa;
- Non appoggiarsi sulle pedane per sedersi o scendere dalla carrozzina;
- Non sporgersi dalla carrozzina per prendere oggetti su mobili o su altri piani;
- Evitare di sedersi sul bordo per evitare che la sedia possa ribaltare.

10.1 Freni

Bloccare le ruote della sedia prima di salire, scendere, allungarsi in avanti. I freni vengono azionati premendo le leve poste lateralmente alle ruote posteriori

10.2 Ruote

Le ruote devono essere periodicamente controllate e lubrificate, se necessario.

11. MODALITÀ D'USO

Nota: Fare riferimento alle avvertenze generali e per l'uso di questo manuale istruzioni

ATTENZIONE!



- Salire e scendere da soli dalla carrozzina a telaio rigido è un'operazione potenzialmente pericolosa: farlo solo se fisicamente in grado e con cautela
- Non appoggiarsi sulle parti amovibili, preferire il telaio della seduta
NON GRAVARE IL PESO SUI POGGIAPIEDI DURANTE LA SALITA O LA DISCESA
DALLA CARROZZINA A TELAIO RIGIDO, PERICOLO DI RIBALTAMENTO!!!

11.1 Salire sulla carrozzina a telaio rigido

1. Avvicinare la sedia il più possibile in modo da posizionarla di fianco a voi
2. Bloccare i freni delle ruote posteriori (solo per il modello con ruote); per agevolare al massimo la salita sulla carrozzina a telaio rigido si consiglia di togliere il bracciolo dal lato dove si effettuano queste operazioni
3. Appoggiarsi alla struttura del telaio facendo forza sulle braccia, dunque scendere lentamente verso la seduta

11.2 Scendere dalla carrozzina a telaio rigido

1. Avvicinarsi il più possibile a fianco di una nuova seduta
2. Bloccare i freni delle ruote posteriori (solo per il modello con ruote); per agevolare al massimo la discesa dalla carrozzina si consiglia di togliere il bracciolo dal lato dove si effettuano queste operazioni
3. Appoggiare le braccia al telaio della seduta sulla quale ci si deve trasferire e sollevandosi scivolare lentamente verso quest'ultima

12. MANUTENZIONE

I dispositivi della linea MOPEDIA by Moretti S.p.A. al momento dell'immissione in commercio sono controllati accuratamente e provvisti di marchio CE. Per la sicurezza del paziente e del medico si raccomanda di far controllare dal produttore o da un laboratorio autorizzato, almeno ogni 2 anni, l'idoneità all'uso del prodotto. In caso di riparazione devono essere utilizzati soltanto ricambi ed accessori originali. Le carrozzine a spinta con telaio rigido MOPEDIA necessitano di poche ed elementari manutenzioni periodiche, qui di seguito elenchiamo i controlli da effettuare periodicamente:

Elemento	Frequenza
Capacità frenante	Mensile
Pulizia della tappezzeria del sedile	Secondo necessità
Verifica generale da parte di personale qualificato	Biennale



AVVERTENZE!

Prima di utilizzare il dispositivo eseguire tutte le verifiche e i controlli suggeriti nel paragrafo "PRIMA DI OGNI USO" di questo manuale istruzioni.

13. PULIZIA E DISINFEZIONE

13.1 Pulizia

I rivestimenti e le imbottiture sono realizzati in PVC. E possono essere puliti con acqua e sapone neutro.



ATTENZIONE!

- Non utilizzare sostanze abrasive, acidi, alcool, detersivi a base di cloro, disinfettanti e acetone, poiché queste sostanze graffiano le parti in plastica e le superfici portano metalliche ad arrugginire.
- Il fabbricante non sarà responsabile dei danni causati dall'uso di materiali che potrebbero danneggiare la superficie del prodotto o dall'uso di prodotti chimici corrosivi durante la pulizia.

13.2 Disinfezione

Se è necessario effettuare una disinfezione del prodotto utilizzare un comune detersivo disinfettante.



ATTENZIONE!















I prodotti disinfettanti sono corrosivi. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Indossare indumenti protettivi, guanti, occhiali di protezione e scarpe di sicurezza. In caso di contatto accidentale, lavare la parte interessata con abbondante acqua calda e consultare consiglio medico immediatamente.

14. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO GENERALI

In caso di smaltimento del dispositivo non usare mai i normali sistemi di conferimento dei rifiuti solidi urbani. Si raccomanda invece di smaltire il dispositivo attraverso le comuni isole ecologiche comunali per le previste operazioni di riciclo dei materiali utilizzati.

15. CARATTERISTICHE TECNICHE

15.1 Dimensione e peso

Dimensione e peso														
Misure in cm														
RC400-40	96	69	47	86,5	73	52,5	32÷41	40	43,5	63	15,5	30	12	
RC400-43								43						
RC400-45								45						
RC400-48								48						

15.2 Specifiche tecniche

TELAIO	IN ACCIAIO VERNICIATO
RIVESTIMENTO	IN PVC
SEDUTA	IMBOTTITA
 PORTATA MASSIMA	135 KG
TEMPERATURA DELL'AMBIENTE OPERATIVO	- 20 C° / + 40 C°
CONSERVAZIONE CONSIGLIATA	CONSERVARE IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO E COMUNQUE SEMPRE LONTANO DA FONTI DIRETTE DI CALORE COME LA LUCE SOLARE. (TEMP. CONSIGLIATA TRA +10 C° / + 40 C°)
RUOTE	POSTERIORI Ø 30CM ANTERIORI Ø 12 CM

16. PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Per le parti di ricambio e gli accessori fare riferimento esclusivamente al catalogo generale Moretti.

17. GARANZIA

Tutti i prodotti Moretti sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate di seguito. Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l'uso. La corretta destinazione d'uso del prodotto è indicata nel manuale d'uso.

Moretti non è responsabile di danni risultanti, di lesioni personali o quant'altro causato o relativo all'installazione e/o all'uso dell'apparecchiatura non scrupolosamente conforme alle istruzioni riportate nei manuali per l'installazione, il montaggio e l'uso.

Moretti non garantisce i prodotti Moretti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate, danni derivanti da problemi dell'alimentazione elettrica (dove prevista), utilizzo di parti o componenti non forniti da Moretti, mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l'uso, modifiche non autorizzate, danni di spedizione (diversa dalla spedizione originale da Moretti), oppure dalla mancata esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale.

Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto.

18. RIPARAZIONI

18.1 Riparazione in garanzia

Nel caso in cui un prodotto Moretti presenti difetti di materiale o fabbricazione durante il periodo di garanzia, Moretti valuterà con il cliente se il difetto del prodotto è coperto dalla garanzia. Moretti, a sua insindacabile discrezione, può sostituire o riparare l'articolo in garanzia, presso un rivenditore Moretti specificato o presso la propria sede. I costi della manodopera relativi alla riparazione del prodotto possono essere a carico di Moretti se si determina che la riparazione ricade nell'ambito della garanzia. Una riparazione o sostituzione non rinnova né proroga la garanzia.

18.2 Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia

Si può restituire, affinché sia riparato, un prodotto non coperto dalla garanzia solo dopo aver ricevuto autorizzazione preventiva dal servizio clienti Moretti. I costi della manodopera e di spedizione relativi a una riparazione non coperta dalla garanzia saranno completamente a carico del cliente o del rivenditore. Le riparazioni su prodotti non coperti dalla garanzia sono garantite per 6 (sei) mesi, a decorrere dal giorno in cui si riceve il prodotto riparato.

18.3 Prodotti non difettosi

Il cliente sarà avvisato se, dopo avere esaminato e provato un prodotto restituito, Moretti conclude che il prodotto non è difettoso. Il prodotto sarà restituito al cliente e saranno a suo carico i costi di spedizione dovuti alla restituzione.

19. RICAMBI

I ricambi originali Moretti sono garantiti per 6 (sei) mesi a decorrere dal giorno in cui si riceve il ricambio.

20. CLAUSOLE ESONERATIVE

Salvo quanto specificato espressamente in questa garanzia ed entro i limiti di legge, Moretti non offre nessun'altra dichiarazione, garanzia o condizione, espressa o implicita, comprese eventuali dichiarazioni, garanzie o condizioni di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, non violazione e non interferenza. Moretti non garantisce che l'uso del prodotto Moretti sarà ininterrotto o senza errori. La durata di eventuali garanzie implicite che possano essere imposte dalle norme di legge è limitata al periodo di garanzia, nei limiti delle norme di legge. Alcuni stati o paesi non permettono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita oppure l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o indiretti in relazione a prodotti per i consumatori. In tali stati o paesi, alcune esclusioni o limitazioni di questa garanzia possono non applicarsi all'utente. La presente garanzia è soggetta a variazioni senza preavviso.



CERTIFICATO DI GARANZIA

Prodotto _____

Acquistato in data _____

Rivenditore _____

Via _____ **Località** _____

Venduto a _____

Via _____ **Località** _____



Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.



MOPEDIA®

MA RC400-40-RC400-43 RC400-45 RC400-48 02 A ENG_06 2021

FIXED FRAME WHEELCHAIR

INSTRUCTION MANUAL

ENGLISH

INDEX

1. CODE	PAG.3
2. INTRODUCTION.....	PAG.3
3. INTENDED USE.....	PAG.3
4. DECLARATION OF CONFORMITY	PAG.3
5. GENERAL WARNINGS	PAG.4
6. SYMBOLS	PAG.4
7. GENERAL DESCRIPTION.....	PAG.5
8. ASSEMBLY/ DISASSEMBLY.....	PAG.5
8.1 Footrest adjustment	pag. 5
8.2 Disassembly.....	pag. 5
9. BEFORE EVERY USE	PAG.5
10. USAGE WARNING:	PAG.6
10.1 Brakes	pag. 6
10.2 Wheels	pag. 6
11. HOW TO USE.....	PAG.6
11.1 Getting into the fixed frame wheelchair.....	pag. 6
11.2 Getting out of the fixed frame wheelchair	pag. 6
12. MAINTENANCE	PAG.7
13. CLEANING AND DISINFECTION	PAG.7
13.1 Cleaning.....	pag. 7
13.2 Disinfection.....	pag. 7
14. CONDITIONS OF DISPOSAL	PAG.8
15. TECHNICAL SPECIFICATIONS.....	PAG.8
15.1 Dimensions and weight	pag. 8
15.2 Technical specifications.....	pag. 8
16. SPARE PARTS AND ACCESSORIES	PAG.8
17. WARRANTY	PAG.8
18. REPAIRS	PAG.9
18.1 Repairs under warranty.....	pag. 9
18.2 Repairing a product not covered by the warranty	pag. 9
18.3 Non-defective products	pag. 9
19. REPLACEMENT PARTS.....	PAG.9
20. NON-LIABILITY CLAUSE	PAG.9



Class I medical device

 REGULATION (EU) 2017/745 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
 of 5 April 2017 on medical devices

1. CODE

RC400-40	Fixed frame wheelchair - 40 cm
RC400-43	Fixed frame wheelchair- 43 cm
RC400-45	Fixed frame wheelchair- 45 cm
RC400-48	Fixed frame wheelchair- 48 cm

2. INTRODUCTION

Thank you for choosing a fixed frame wheelchair in the MOPEDIA range by Moretti. The MOPEDIA fixed frame wheelchairs by Moretti have been designed and constructed to satisfy all your needs for practical, correct and safe use. This manual contains useful suggestions for using your device properly and safely.

Please read this manual in full before you use the fixed frame wheelchair you have purchased. Should you have any queries, please contact your dealer for suitable advice and assistance.

NB Check to ensure that no parts of the product have been damaged during shipment. Do not use the product if it is damaged and contact the retailer for further instructions.

WARNING!



- Do not use the product for any purpose other than that specified in this manual
- Moretti S.p.A. declines any and all liability for damages resulting from improper use of the device or any use other than that specified in this manual
- The manufacturer reserves the right to modify the device and its relevant manual without prior notice, in order to improve the product's features

3. INTENDED USE

The MOPEDIA fixed frame wheelchairs are intended for the transport and movement of people with mobility impairments in indoor environments: at hospitals and/or healthcare structures and entities or at home.

4. DECLARATION OF CONFORMITY

MORETTI SpA declares, under its own exclusive responsibility, that the products made and sold by MORETTI SpA in the **fixed frame wheelchairs - MOPEDIA** product family conform with the applicable provisions of Regulation (EU) 2017/745 of 5 April 2017 on MEDICAL DEVICES.

To this end, MORETTI SpA guarantees and declares as follows, under its own exclusive responsibility:

1. The devices in question satisfy the general safety and performance requirements set out in Annex I to Regulation (EU) 2017/745, as prescribed by Annex IV to said regulation.
2. The devices in question ARE NOT MEASUREMENT TOOLS.
3. The devices in question ARE NOT INTENDED FOR CLINICAL INVESTIGATION.
4. The devices in question are sold in NON STERILE packing.
5. The devices in question should be considered as belonging to class I, in accordance with the rules set out in Annex VIII to said regulation.
6. MORETTI SpA maintains and provides to the competent authorities, for at least ten years from the date of manufacture of the last production lot, the technical documentation proving conformity with Regulation (EU) 2017/745.

Note: The complete product codes, the manufacturer's single registration number (SRN), the basic UDI-DI code and any references to standards used are indicated in the EU Declaration of Conformity that MORETTI SPA issues and provides through its own channels.

5. GENERAL WARNINGS









- DO NOT install or operate the product until you have read and understood this instruction manual. If you do not understand the warnings, cautions, and instructions, consult a health care professional, dealer, or service technician before attempting to install this product and avoid damage or personal injury;
- For a correct usage of the product always consult your doctor or therapist
- Keep the packaged product away from any heat source as the packaging is made of cardboard;
- The life of the device is determined by the wear and tear of non-repairable and/or replaceable parts;
- Always be aware of the presence of children;
- Do not lift the wheelchair by removable parts that may accidentally become detached during lifting.
- The user and/or patient should report any serious accident that occurs with the device to the manufacturer and to the competent authority in the Member State where the user and/or patient is located. the user and/or patient is established.



WARNING!

Always be alert for moving parts that could cause limb entrapment and personal injury.

6. SYMBOLS

	Product code
	Unique Device Identification
	CE mark
	Manufacturer
	Batch Lot
	Read the instruction manual
	Medical Device
	Conditions of disposal

7. GENERAL DESCRIPTION

RC400-xx



1. Backrest
2. Seat
3. Pivoting front castors
4. Rear wheels with parking brake
5. Armrests
6. Footrest

Images for illustrative purpose

8. ASSEMBLY/ DISASSEMBLY

The MOPEDIA rigid frame wheelchair is supplied with the backrest and footrests removed. For the assembly of the backrest is sufficient to insert the two ends of the tubes in the appropriate openings in the rear part of the chair. Then fix the backrest by means of the knobs supplied. The footrests must be inserted on the outside of the rigid frame wheelchair by matching the two pins on the frame with the two holes on the footrest. The footrests must always be inside the rigid frame wheelchair. To fix the footrest, make sure that the locking lever has clicked into place, and is hooked around the iron tab on the structure

8.1 Footrest adjustment

The footrests of rigid frame wheelchairs can be adjusted according to the height that offers the best comfort by using the nuts+screws located on the oblique tube of the footrest itself. Check always that the two footrests are at the same height.

8.2 Disassembly

Follow the assembly procedure backwards.

9. BEFORE EVERY USE

- Always check for wear and tear of moving mechanical parts, in order to ensure that the wheelchair can be used in total safety for both people and property.
- Check that the device has been assembled correctly and particularly that the wheels and all components and accessories* (optional) have been inserted properly.
- Check correct functioning of the brake on the wheels.

10. USAGE WARNING:

- The fixed frame wheelchair is for indoor use only; it cannot be used as a seat in motor vehicles;
- Always use the rear handle only to push the rigid frame wheelchair, Never push using any other support;
- Before moving on an inclined surface make sure of your abilities and limitations. Consult movement techniques with qualified personnel;
- However, assistance is recommended for surfaces with a slope greater than 10%. If it is necessary to stop on a sloped surface, avoid sudden movements;
- If two people are lifting the rigid-frame wheelchair the wheelchair in places that are dangerous for the patient, such as footrests and armrests, and use only the frame
- It is advisable to store the product away from heat sources, as some parts such as the back and seat upholstery and armrests, if exposed to sunlight, could reach temperatures that could cause skin damage.
- Make sure the tray has not been moved or removed;
- Do not lean on the footrests to sit or get out of the wheelchair;
- Do not lean out of the wheelchair to pick up objects on furniture or other surfaces;
- Avoid sitting on the edge to prevent tipping it over.

10.1 Brakes

Lock the wheels of the chair before going up, down, stretching forward. The brakes are applied by pressing the levers on the sides of the rear wheels.

10.2 Wheels

Wheels should be periodically checked and lubricated as necessary.

11. HOW TO USE

Note: Consult the general warnings and user instructions in this manual

WARNING!



- Getting into and out of a fixed frame wheelchair on your own can be potentially risky: do so only if you are physically able and with care.
- Do not lean on removable parts, but rather on the seat frame. **DO NOT SHIFT YOUR WEIGHT ONTO THE FOOTPLATE WHEN GETTING INTO OR OUT OF THE FIXED FRAME WHEELCHAIR, AS IT COULD TIP OVER!!!**

11.1 Getting into the fixed frame wheelchair

1. Get as close as possible to the chair, in a manner that it is positioned alongside you
2. Lock the brakes on the front wheels. Getting into the fixed frame wheelchair is easier if the armrest is removed on the side where this operation is being performed.
3. Rest your weight on the frame structure using your arms and slowly lower yourself into the chair

11.2 Getting out of the fixed frame wheelchair

1. Get as close as possible to the side of another seat
2. Lock the brakes on the front wheels. Getting out of the fixed frame wheelchair is easier if the armrest is removed on the side where this operation is being performed.
3. Rest your arms on the frame of the seat into which you are moving and raise yourself slowly towards it

11.3 Stairs and height differences (advice on how best to deal with them)

For fixed frame wheelchair RC240-xx, take stairs (from around 1 cm up to 3 cm) in reverse, with rear wheels of \varnothing 600 mm

12. MAINTENANCE

The products in the MOPEDIA range by Moretti have been carefully checked and CE marked when placed on sale.

For patient and doctor safety, have the product checked at least every two years by the manufacturer or by an authorised laboratory to verify its suitability for use. Use only original replacement parts and accessories for repairs.

- It is extremely important to check the device before using it for the first time. In particular, check that all the screws and bolts are properly tightened.
- The mechanical parts of the device can move correctly (backrest, leg rest, armrests, wheels, etc.).
- Check that the wheel brakes are working properly.
- Check the mechanical parts (hinges and pins) once a month and lubricate them with a drop of oil to ensure they slide easily and to avoid wear.

The fixed frame wheelchairs in the MOPEDIA range by MORETTI only need a few simple and periodic maintenance operations. The periodic checks to carry out are listed below:

Element	Frequency
Braking capacity	Monthly
Cleaning the seat upholstery	As needed
General check by qualified personnel	Every two years



WARNING!

Before using the device, perform all of the checks and controls suggested in the section "BEFORE USE" of this instruction manual.

13. CLEANING AND DISINFECTION

13.1 Cleaning

Only use a damp cloth to clean the fixed frame wheelchair and dry it with a clean and dry cloth, or use warm water and mild soap.



WARNING!

- Do not use abrasive substances, acids, alcohol, chlorine-based detergents, disinfectants and acetone, as these substances will scratch the plastic parts and cause the metal surfaces to rust.

- The manufacture will not be responsible for damage caused by use of materials that could damage the surface of the product or by use of corrosive chemical products during cleaning.

13.2 Disinfection

Use a mild disinfectant cleaner if you need to disinfect the device.



WARNING!














Sanitising products are corrosive. Avoid contact with the eyes and skin. Wear protective clothing, gloves, protective goggles and safety shoes. In the case of accidental contact, wash the part concerned with plenty of warm water and seek medical advice immediately.

14. CONDITIONS OF DISPOSAL

Never dispose of the product as normal domestic waste. Dispose of the product at a sorted waste collection centre for recycling.

15. TECHNICAL SPECIFICATIONS

15.1 Dimensions and weight

Dimensions and weight													
Measurements in cm*													
RC400-40								40					
RC400-43	96	69	47	86,5	73	52,5	32÷41	43	43,5	63	15,5	30	12
RC400-45								45					
RC400-48								48					

15.2 Technical specifications

FRAME	PAINTED STEEL
COATING	PCV
SEAT	PADDED
 MAX LOAD	135 KG
OPERATING ENVIRONMENT TEMPERATURE	- 20 C° / + 40 C°
RECOMMENDED STORAGE	STORE IN A COOL, DRY PLACE AND ALWAYS AWAY FROM DIRECT SOURCES OF HEAT SUCH AS SUNLIGHT
WHEELS	REAR Ø 30CM / FRONT Ø 12 CM

16. SPARE PARTS AND ACCESSORIES

About spare parts and accessories please refer to general catalogue

17. WARRANTY

Moretti products are guaranteed for 2 (two) years from the date of sale against material and manufacturing defects, subject the following limitations. The warranty is voided by improper use, abuse, modifications to the product and failure to follow the instructions. The intended use of the product is given in the user manual.

Moretti is not liable for damage, injury or any other consequences resulting from installation or use which are not scrupulously conforming with the instructions given in the installation, assembly and user manual. Moretti does not guarantee its products against damage or defects in the following circumstances: natural disasters, unauthorised repair or maintenance, improper electric power supply (as applicable), use of parts or components not supplied by Moretti, failure to follow the guidelines and instructions for use, tampering, shipping damage (other than the

original shipping by Moretti), or failure to perform maintenance as indicated in the manual. Components subject to wear and tear are not covered by this warranty if the damage is caused by normal use of the product.

18. REPAIRS

18.1 Repairs under warranty

If a Moretti product has material or manufacturing defects during the warranty period, Moretti will agree with the client whether the defect is covered by the warranty. Moretti, at its sole discretion, may replace or repair the article at a specified Moretti reseller or its own premises. The costs of labour incurred in repairing the product will be borne by Moretti if it determines that the repair is covered by the warranty. Repair and replacement do not renew the warranty period.

18.2 Repairing a product not covered by the warranty

A product not covered by warranty may be returned for repair only if authorised in advance by Moretti customer service. The costs of labour and shipping incurred by repairs not covered by the warranty are borne by the client or reseller in their entirety. Repairs on products not covered by the warranty are themselves guaranteed for 6 (six) months from the day of reception of the repaired product.

18.3 Non-defective products

The client will be notified if Moretti concludes that the product is not defective after having received and examined it. The product will be returned to the client at his expense.

19. REPLACEMENT PARTS

Moretti original replacement parts are guaranteed for 6 (six) months from the day of delivery.

20. NON-LIABILITY CLAUSE

Unless otherwise expressly specified in this warranty and within the limits of the law, Moretti makes no declaration, guarantee or condition, express or implicit, including any future declaration, guarantee or condition of sale, suitability for a given purpose, non violation and non interference. Moretti does not guarantee that the use of its product will be uninterrupted and problem-free. The duration of any implicit guarantee under the law is limited to the warranty period, within the limits of the law. Certain states and countries do not permit limitations on the duration of an implicit guarantee or the exclusion of limitation of accidental or indirect damages in relation to consumer products. In said states and countries, certain exclusions and limitations of this warranty may not apply to the user. This warranty is subject to modification without notice.



WARRANTY CERTIFICATE

ENGLISH

Product _____

Purchased on (date) _____

Retailer _____

Address _____ **Town/city** _____

Sold to _____

Address _____ **Town/city** _____



Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.

MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com