



ITALIANO

MA ST711/x 02 A_ITA_10-2020

CUSCINO IN MEMORY FOAM E GEL

MANUALE D'ISTRUZIONI

INDICE

1. CODICI.....	PAG.3
2. INTRODUZIONE.....	PAG.3
3. DESTINAZIONE D'USO.....	PAG.3
4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE	PAG.3
5. AVVERTENZE	PAG.4
5.1 Avvertenze generali	pag. 4
5.2 Avvertenze per l'utilizzo	pag. 4
6. SIMBOLOGIA UTILIZZATA.....	PAG.4
7. DESCRIZIONE GENERALE	PAG.5
8. MODALITÀ D'USO	PAG.5
9. PULIZIA DEI DISPOSITIVI IN FIBRA CAVA SILICONATA.....	PAG.5
10. MANUTENZIONE	PAG.5
11. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO	PAG.5
12. CARATTERISTICHE TECNICHE	PAG.6
13. GARANZIA.....	PAG.6
14. RIPARAZIONI	PAG.6
14.1 Riparazione in garanzia.....	pag. 6
14.2 Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia	pag. 6
15. RICAMBI.....	PAG.7
16. CLAUSOLE ESONERATIVE.....	PAG.7

CE Dispositivo Medico di classe I
REGOLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici

1. CODICI

ST711/1	Cuscino in Memory Foam e gel fluido 40x40x7h cm
ST711/2	Cuscino in Memory Foam e gel fluido 43x43x7h cm
ST711/3	Cuscino in Memory Foam e gel fluido 46x40x7h cm
ST711/4	Cuscino in Memory Foam e gel fluido 50x40x7h cm
ST711/5	Cuscino in Memory Foam e gel fluido 50x46x7h cm

2. INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto un cuscino della linea LEVITAS by Moretti. I dispositivi Moretti sono stati progettati e realizzati per soddisfare tutte le vostre esigenze per un utilizzo pratico, corretto e sicuro. Questo manuale contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso del dispositivo da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. Si consiglia di leggere attentamente la totalità del presente manuale prima di usare il materasso. In caso di dubbi vi preghiamo di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente.

3. DESTINAZIONE D'USO

I cuscini LEVITAS by Moretti sono destinati alla prevenzione delle piaghe da decubito che possono verificarsi in tutte quelle situazioni che richiedono una lunga degenza ospedaliera e/o domiciliare.

ATTENZIONE!



- È vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale.
- Moretti S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni derivanti da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale.
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche.

4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

La MORETTI SpA dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio dalla stessa MORETTI SpA, e facenti parte della famiglia CUSCINI sono conformi alle disposizioni applicabili del regolamento 2017/745 sui DISPOSITIVI MEDICI del 5 aprile 2017.

A tal scopo la MORETTI SpA garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto segue:

1. I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti generali di sicurezza e prestazione così come richiesti dall'allegato I del regolamento 2017/745 come prescritto dall'allegato IV del suddetto regolamento.
2. I dispositivi in oggetto NON SONO STRUMENTI DI MISURA.
3. I dispositivi in oggetto NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE.
4. I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione NON STERILE.
5. I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I in conformità a quanto stabilito dall'allegato VIII del suddetto regolamento.
6. La MORETTI SpA mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti, per almeno 10 anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo lotto, la documentazione tecnica comprovante la conformità al regolamento 2017/745.

Nota: I codici completi di prodotto, il codice di registrazione del Fabbriante (SRN), il codice UDI-DI di base ed eventuali riferimenti a norme utilizzate sono riportati nella Dichiarazione di Conformità UE che MORETTI SPA emette e rende disponibile attraverso i propri canali.

5. AVVERTENZE

5.1 Avvertenze generali

- Per un utilizzo corretto del dispositivo fare riferimento attentamente al seguente manuale
- Per un utilizzo corretto del dispositivo consultare sempre il vostro medico o terapeuta
- Si consiglia l'uso ad un solo utente
- Utilizzare e conservare in posizione orizzontale
- Il dispositivo deve essere sanificato prima dell'eventuale riutilizzo
- I dispositivi sono estremamente sensibili all'aria e alla luce.
- La vita utile del dispositivo è determinata dall'usura di parti non riparabili e/o sostituibili
- Conservare ed utilizzare il dispositivo lontano da fiamme libere e fonti di calore
- Prestare sempre attenzione alla presenza di bambini

5.2 Avvertenze per l'utilizzo

- Evitare l'esposizione al sole e a fonti di calore.
- Non utilizzare il cuscino nel caso in cui sia danneggiato.
- Per motivi di igiene, ciascun cuscino deve essere utilizzato su un solo paziente e deve essere pulito regolarmente.
- Tenere il cuscino lontano da oggetti taglienti.
- Prima di sedersi, assicurarsi che nessun oggetto insolito sia lasciato sul cuscino.
- Il cuscino deve essere utilizzato singolarmente, non usare con altre apparecchiature di riscaldamento o di congelamento.
- Utilizzare il cuscino sempre provvisto di fodero antiscivolo per evitare incidenti. Si prega di non sedersi sul cuscino senza copertura.
- L'utilizzatore e/o il paziente dovrà segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito.

6. SIMBOLOGIA UTILIZZATA



Codice prodotto



Identificativo univoco del dispositivo



Marchio CE



Fabbricante



Lotto di produzione



Leggere il manuale per le istruzioni



Dispositivo Medico



Condizioni di smaltimento



Lavaggio a mano; Temperatura massima 30°C



Non candeggiare



Non stirare



Non asciugare mediante tamburo rotativo



Non lavare a secco

7. DESCRIZIONE GENERALE

ST711/x

Cuscino in Memory Foam di densità 620g, sagomato sulla parte frontale per rendere più confortevole la seduta e l'appoggio di cosce e sedere. Dotato di uno strato in gel sul punto di seduta che contribuisce allo scarico della pressione della schiena e a mantenere una temperatura leggermente inferiore e più confortevole. Fodero in PU, amovibile con una zip su 3 lati, e dotato di uno strato inferiore antiscivolo.

8. MODALITÀ D'USO

Verificare sempre lo stato di usura delle parti in modo tale da garantire un utilizzo del dispositivo in totale sicurezza per persone e cose. Posizionare il dispositivo sulla seduta facendo attenzione che la parte con le scanalature sia rivolta in avanti.

9. PULIZIA DEI DISPOSITIVI IN FIBRA CAVA SILICONATA

- NON UTILIZZARE SMACCHIATORI CON SOLVENTI.
- NON USARE CANDEGGINA.
- NON USARE PRODOTTI CHIMICI O ABRASIVI.



Lavaggio a mano; Temperatura massima 30°C



Non candeggiare



Non stirare



Non asciugare mediante tamburo rotativo



Non lavare a secco

10. MANUTENZIONE




I dispositivi della linea LEVITAS by Moretti al momento dell'immissione in commercio sono controllati accuratamente e provvisti di marchio CE.

Per la sicurezza del paziente e del medico si raccomanda di far controllare dal produttore o da un laboratorio autorizzato, almeno ogni 2 anni, l'idoneità all'uso del vostro prodotto. In caso di riparazione devono essere utilizzati soltanto ricambi ed accessori originali.

11. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO

In caso di smaltimento del dispositivo non usare mai i normali sistemi di conferimento dei rifiuti solidi urbani. Si raccomanda invece di smaltire il dispositivo attraverso le comuni isole ecologiche comunali per le previste operazioni di riciclo dei materiali utilizzati.

12. CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione e peso					
Codici prodotto	ST711/1	ST711/2	ST711/3	ST711/4	ST711/5
 L:	400 mm	430 mm	460 mm	500 mm	500 mm
 P:	400 mm	430 mm	400 mm	400 mm	460 mm
 H:	70 mm				

- Fodero esterno in PU amovibile tramite zip su 3 lati.
- Densità memory foam: 620g

13. GARANZIA

Tutti i prodotti Moretti sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate di seguito.

Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l'uso. La corretta destinazione d'uso del prodotto è indicata nel manuale d'uso.

Moretti non è responsabile di danni risultanti, di lesioni personali o quant'altro causato o relativo all'installazione e/o all'uso dell'apparecchiatura non scrupolosamente conforme alle istruzioni riportate nei manuali per l'installazione, il montaggio e l'uso.

Moretti non garantisce i prodotti Moretti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate, danni derivanti da problemi dell'alimentazione elettrica (dove prevista), utilizzo di parti o componenti non forniti da Moretti, mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l'uso, modifiche non autorizzate, danni di spedizione (diversa dalla spedizione originale da Moretti), oppure dalla mancata esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale. Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto.

14. RIPARAZIONI

14.1 Riparazione in garanzia

Nel caso in cui un prodotto Moretti presenti difetti di materiale o fabbricazione durante il periodo di garanzia, Moretti valuterà con il cliente se il difetto del prodotto è coperto dalla garanzia. Moretti, a sua insindacabile discrezione, può sostituire o riparare l'articolo in garanzia, presso un rivenditore Moretti specificato o presso la propria sede. I costi della manodopera relativi alla riparazione del prodotto possono essere a carico di Moretti se si determina che la riparazione ricade nell'ambito della garanzia. Una riparazione o sostituzione non rinnova né proroga la garanzia.

14.2 Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia

Si può restituire, affinché sia riparato, un prodotto non coperto dalla garanzia solo dopo aver ricevuto autorizzazione preventiva dal servizio clienti Moretti. I costi della manodopera e di spedizione relativi a una riparazione non coperta dalla garanzia saranno completamente a carico del cliente o del rivenditore. Le riparazioni su prodotti non coperti dalla garanzia sono garantite per 6 (sei) mesi, a decorrere dal giorno in cui si riceve il prodotto riparato.

14.3 Prodotti non difettosi

Il cliente sarà avvisato se, dopo avere esaminato e provato un prodotto restituito, Moretti conclude che il prodotto non è difettoso. Il prodotto sarà restituito al cliente e saranno a suo carico i costi di spedizione dovuti alla restituzione.

15. RICAMBI

I ricambi originali Moretti sono garantiti per 6 (sei) mesi a decorrere dal giorno in cui si riceve il ricambio.

16. CLAUSOLE ESONERATIVE

Salvo quanto specificato espressamente in questa garanzia ed entro i limiti di legge, Moretti non offre nessun'altra dichiarazione, garanzia o condizione, espressa o implicita, comprese eventuali dichiarazioni, garanzie o condizioni di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, non violazione e non interferenza. Moretti non garantisce che l'uso del prodotto Moretti sarà ininterrotto o senza errori. La durata di eventuali garanzie implicite che possano essere imposte dalle norme di legge è limitata al periodo di garanzia, nei limiti delle norme di legge. Alcuni stati o paesi non permettono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita oppure l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o indiretti in relazione a prodotti per i consumatori. In tali stati o paesi, alcune esclusioni o limitazioni di questa garanzia possono non applicarsi all'utente. La presente garanzia è soggetta a variazioni senza preavviso.

**CERTIFICATO DI GARANZIA**

Prodotto _____

Acquistato in data _____

Rivenditore _____

Via _____ **Località** _____

Venduto a _____

Via _____ **Località** _____



Via Bruxelles, 3 - Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.





ENGLISH

MA ST711/x 02 A_ENG_10-2020

MEMORY FOAM AND GEL CUSHION

INSTRUCTION MANUAL

CONTENTS

1. CODES.....	PAG.3
2. INTRODUCTION.....	PAG.3
3. INTENDED USE.....	PAG.3
4. EU DECLARATION OF CONFORMITY	PAG.3
5. WARNINGS	PAG.4
5.1 General warnings	pag. 4
5.2 Warnings on use	pag. 4
6. SYMBOLS USED	PAG.4
7. GENERAL DESCRIPTION.....	PAG.5
8. HOW TO USE	PAG.5
9. CLEANING SILICONE HOLLOW FIBRE DEVICES.....	PAG.5
10. MAINTENANCE	PAG.5
11. DISPOSAL CONDITIONS.....	PAG.5
12. TECHNICAL SPECIFICATIONS.....	PAG.6
13. WARRANTY	PAG.6
14. REPAIRS	PAG.6
14.1 Repairs under warranty.....	pag. 6
14.2 Repairing a product not covered by the warranty	pag. 6
15. SPARE PARTS	PAG.7
16. NON-LIABILITY CLAUSE	PAG.7



REGULATION (EU) 2017/745 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 5 April 2017 on medical devices

1. CODES

ST711/1	Memory Foam and fluid gel cushion 40x40x7h cm
ST711/2	Memory Foam and fluid gel cushion 43x43x7h cm
ST711/3	Memory Foam and fluid gel cushion 46x40x7h cm
ST711/4	Memory Foam and fluid gel cushion 50x40x7h cm
ST711/5	Memory Foam and fluid gel cushion 50x46x7h cm

2. INTRODUCTION

Thank you for choosing a cushion in the LEVITAS range by Moretti. Moretti devices have been designed and manufactured to satisfy all your needs for practical, correct and safe use. This manual contains useful suggestions for using your device properly and safely. Please read this entire manual carefully before you use the mattress. Should you have any queries, please contact your dealer for suitable advice and assistance.

3. INTENDED USE

The LEVITAS cushions by Moretti are intended to prevent the bedsores that can occur in any situation requiring lengthy hospitalisation and/or being laid up at home.

WARNING!



- Do not use the product for any purpose other than that specified in this manual.
- Moretti S.p.A. declines any and all liability for damages resulting from improper use of the device or any use other than that specified in this manual.
- The manufacturer reserves the right to modify the device and its relevant manual without prior notice, in order to improve the product's features.

4. EU DECLARATION OF CONFORMITY

MORETTI SpA declares, under its own exclusive responsibility, that the products manufactured and sold by MORETTI SpA in the CUSHIONS product family conform with the applicable provisions of Regulation (EU) 2017/745 of 5 April 2017 on MEDICAL DEVICES.

To this end, MORETTI SpA guarantees and declares as follows, under its own exclusive responsibility:

1. The devices in question satisfy the general safety and performance requirements set out in Annex I to Regulation (EU) 2017/745, as prescribed by Annex IV to said regulation.
2. The devices in question ARE NOT MEASUREMENT TOOLS.
3. The devices in question ARE NOT INTENDED FOR CLINICAL INVESTIGATIONS.
4. The devices in question are sold in NON STERILE packing.
5. The devices in question should be considered as belonging to class I, in accordance with the rules set out in Annex VIII to said regulation.
6. MORETTI SpA maintains and provides to the competent authorities, for at least ten years from the date of manufacture of the last production lot, the technical documentation proving conformity with Regulation (EU) 2017/745.

Note: The complete product codes, the manufacturer's single registration number (SRN), the basic UDI-DI code and any references to standards used are indicated in the EU Declaration of Conformity that MORETTI SPA issues and provides through its own channels.

5. WARNINGS

5.1 General warnings

- Please consult this manual carefully for correct use of the device
- Always consult your doctor or therapist for correct use of the device
- Use by one user only is recommended
- Use and store in the horizontal position
- Always sanitise the device before any reuse
- The devices are extremely sensitive to air and light.
- The lifetime of the device depends on wear and tear of non-repairable and/or non-replaceable parts
- Store and use the device away from open flames and sources of heat
- Always take care when children are present

5.2 Warnings on use

- Avoid exposure to sunlight and sources of heat.
- Do not use the cushion if it is damaged.
- For reasons of hygiene, each cushion must be used by a single patient only and must be cleaned regularly.
- Keep the cushion away from sharp objects.
- Before sitting down, ensure that no objects have been left under the cushion.
- The cushion must be used on its own. Do not use it with other heating or freezing devices.
- Always use the cushion with its anti-slip cover to avoid accidents. Please do not sit on the cushion without its cover.
- The user and/or patient must report any serious incident that has occurred in relation to the device to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

6. SYMBOLS USED



Product code



Unique device identification



CE marking



Manufacturer



Batch Lot



Read the instruction manual



Medical Device



Disposal conditions



Hand wash at a maximum temperature of 30°C



Do not bleach



Do not iron



Do not tumble dry



Do not dry clean

7. GENERAL DESCRIPTION

ST711/x

Memory Foam cushion with a density of 620g, shaped on the front to make the seat more comfortable and to support thighs and buttocks. The cushion has a gel layer on the seat part that contributes to relieving pressure on the back and maintaining a slightly lower and more comfortable level. Cover in PU, removable with a zip on three sides and with an anti-slip lower layer.

8. HOW TO USE

Always check for wear and tear of parts, in order to ensure that the device can be used in total safety for both people and property. Position the device on the seat, taking care to ensure that the part with grooves is facing forwards.

9. CLEANING SILICONE HOLLOW FIBRE DEVICES

- DO NOT USE STAIN REMOVERS CONTAINING SOLVENTS.
- DO NOT USE BLEACH.
- DO NOT USE CHEMICAL OR ABRASIVE PRODUCTS.



Hand wash at a maximum temperature of 30°C



Do not bleach



Do not iron



Do not tumble dry



Do not dry clean

10. MAINTENANCE




LEVITAS devices manufactured by Moretti are CE marked and carefully checked before being commercialised.

For patient and doctor safety, have the product checked at least every two years by the manufacturer or by an authorised laboratory to verify its suitability for use. Use only original replacement parts and accessories for repairs.

11. DISPOSAL CONDITIONS

Never dispose of the product as normal domestic waste. Dispose of the product at a sorted waste collection centre for recycling.

12. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensions and weight					
Product codes	ST711/1	ST711/2	ST711/3	ST711/4	ST711/5
 L:	400 mm	430 mm	460 mm	500 mm	500 mm
 D:	400 mm	430 mm	400 mm	400 mm	460 mm
 H:	70 mm				

- External cover in PU, removable with zips on three sides.
- Memory foam density: 620g

13. WARRANTY

Moretti products are guaranteed for 2 (two) years from the date of sale against material and manufacturing defects, subject the following limitations.

The warranty is voided by improper use, abuse, modifications to the product and failure to follow the instructions. The intended use of the product is given in the user manual.

Moretti is not liable for damage, injury or any other consequences resulting from installation or use which are not scrupulously conforming with the instructions given in the installation, assembly and user manual.

Moretti does not guarantee its products against damage or defects in the following circumstances: natural disasters, unauthorised repair or maintenance, improper electric power supply (as applicable), use of parts or components not supplied by Moretti, failure to follow the guidelines and instructions for use, tampering, shipping damage (other than the original shipping by Moretti), or failure to perform maintenance as indicated in the manual. Components subject to wear and tear are not covered by this warranty if the damage is caused by normal use of the product.

14. REPAIRS

14.1 Repairs under warranty

If a Moretti product has material or manufacturing defects during the warranty period, Moretti will agree with the client whether the defect is covered by the warranty. Moretti, at its sole discretion, may replace or repair the article at a specified Moretti reseller or its own premises. The costs of labour incurred in repairing the product will be borne by Moretti if it determines that the repair is covered by the warranty. Repair and replacement do not renew the warranty period.

14.2 Repairing a product not covered by the warranty

A product not covered by warranty may be returned for repair only if authorised in advance by Moretti customer service. The costs of labour and shipping incurred by repairs not covered by the warranty are borne by the client or reseller in their entirety. Repairs on products not covered by the warranty are themselves guaranteed for 6 (six) months from the day of reception of the repaired product.

14.3 Non-defective products

The client will be notified if Moretti concludes that the product is not defective after having received and examined it. The product will be returned to the client at his expense.

15. SPARE PARTS

Moretti original replacement parts are guaranteed for 6 (six) months from the day of delivery.

16. NON-LIABILITY CLAUSE

Unless otherwise expressly specified in this warranty and within the limits of the law, Moretti makes no declaration, guarantee or condition, express or implicit, including any future declaration, guarantee or condition of sale, suitability for a given purpose, non violation and non interference. Moretti does not guarantee that the use of its product will be uninterrupted and problem-free. The duration of any implicit guarantee under the law is limited to the warranty period, within the limits of the law. Certain states and countries do not permit limitations on the duration of an implicit guarantee or the exclusion of limitation of accidental or indirect damages in relation to consumer products. In said states and countries, certain exclusions and limitations of this warranty may not apply to the user. This warranty is subject to modification without notice.

 **LEVITAS®**
WARRANTY CERTIFICATE**Product** _____**Date of purchase** _____**Reseller** _____**Street** _____ **Town** _____**Sold to** _____**Street** _____ **Town** _____

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) - ITALY - Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.





LEVITAS®

ESPAÑOL

MA ST711/x 02 A_ESP_10-2020

COJÍN DE MEMORY FOAM Y GEL

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ÍNDICE

1. CÓDIGOS.....	PAG.3
2. INTRODUCCIÓN.....	PAG.3
3. FINALIDAD.....	PAG.3
4. DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD.....	PAG.3
5. ADVERTENCIAS	PAG.4
5.1 Advertencias generales	pag. 4
5.2 Advertencias para el uso.....	pag. 4
6. SÍMBOLOS.....	PAG.4
7. DESCRIPCIÓN GENERAL.....	PAG.5
8. MODO DE USO	PAG.5
9. LIMPIEZA DE LOS PRODUCTOS DE FIBRA HUECA SILICONADA.....	PAG.5
10. MANTENIMIENTO	PAG.5
11. CONDICIONES DE ELIMINACIÓN	PAG.5
12. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PAG.6
13. GARANTÍA	PAG.6
14. REPARACIONES	PAG.6
14.1 Reparación en garantía	pag. 6
14.2 Reparación de un producto no cubierto por la garantía.....	pag. 6
15. REPUESTOS.....	PAG.7
16. CLÁUSULAS EXONERATIVAS	PAG.7



REGLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
del 5 de abril de 2017 sobre los productos sanitarios

1. CÓDIGOS

ST711/1	Cojín de Memory Foam y gel fluido 40x40x7h cm
ST711/2	Cojín de Memory Foam y gel fluido 43x43x7h cm
ST711/3	Cojín de Memory Foam y gel fluido 46x40x7h cm
ST711/4	Cojín de Memory Foam y gel fluido 50x40x7h cm
ST711/5	Cojín de Memory Foam y gel fluido 50x46x7h cm

2. INTRODUCCIÓN

Gracias por haber elegido un cojín de la línea LEVITAS fabricado por Moretti. Los productos Moretti han sido diseñados y realizados para satisfacer todas tus exigencias, con un uso práctico, correcto y seguro. Este manual de instrucciones contiene algunas sugerencias que le permitirán usar correctamente el equipo que Ud. ha elegido, así como valiosos consejos para su seguridad. Se aconseja leer atentamente todo el manual antes de utilizar el colchón. En caso de dudas contacte con el distribuidor, que estará en condiciones de brindarle ayuda y consejos.

3. FINALIDAD

Los cojines LEVITAS fabricados por Moretti sirven para prevenir la aparición de escaras de decúbito en caso de largas permanencias en hospitales o a domicilio.

¡ATENCIÓN!



- Está prohibido utilizar el producto con fines diferentes de aquel definido en este manual.
- Moretti S.p.A. declina toda responsabilidad respecto de los daños derivados de un uso incorrecto del producto o diferente de aquel indicado en el presente manual.
- El fabricante se reserva el derecho de aportar modificaciones al producto y a este manual sin aviso previo, con propósitos de mejora.

4. DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

MORETTI SpA declara bajo su exclusiva responsabilidad que los productos fabricados e introducidos en el mercado por la misma MORETTI SpA y que forman parte de la familia de los COJINES son conformes con las disposiciones del reglamento 2017/745 sobre los PRODUCTOS SANITARIOS del 5 de abril de 2017.

Para ello, MORETTI SpA garantiza y declara bajo su exclusiva responsabilidad los siguientes puntos:

1. Los productos en cuestión cumplen con los requisitos generales de seguridad y prestación establecidos por el anexo I y el anexo IV del reglamento 2017/745.
2. Los productos en cuestión NO SON INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN.
3. Los productos en cuestión NO ESTÁN DESTINADOS A INVESTIGACIONES CLÍNICAS.
4. Los productos en cuestión se comercializan en presentación NO ESTÉRIL.
5. Los productos en cuestión deben considerarse de clase I en conformidad a lo establecido en el anexo VIII del mismo Reglamento.
6. MORETTI SpA mantiene y pone a disposición de las Autoridades Competentes, por 10 años desde la fecha de fabricación del último lote, la documentación técnica que comprueba la conformidad con el reglamento 2017/745.

Nota: Los códigos completos de producto, el código de registro del fabricante (SRN), el código UDI-DI de base y eventuales referencias a normas utilizadas figuran en la Declaración de Conformidad UE que MORETTI SPA emite y pone a disposición a través de sus propios canales.

5. ADVERTENCIAS

5.1 Advertencias generales

- Para el uso correcto del producto, leer atentamente el siguiente manual
- Para el uso correcto del producto, consultar al médico o terapeuta
- Se recomienda el uso con un único paciente
- Utilizar y conservar en posición horizontal
- El producto se debe esterilizar antes de ser reutilizado
- El producto es extremadamente sensible al aire y a la luz.
- La vida útil del producto depende del desgaste de las partes no reparables o sustituibles
- Conservar y utilizar el producto lejos de llamas libres y fuentes de calor
- Prestar atención especialmente si hay niños presentes

5.2 Advertencias para el uso

- Evitar la exposición al sol y a fuentes de calor.
- No utilizar el cojín si está dañado.
- Por motivos de higiene, cada cojín debe ser utilizado por un solo paciente y debe ser higienizado regularmente.
- Mantener el cojín lejos de objetos cortantes.
- Antes de sentarse, asegurarse de que no haya ningún objeto sobre el cojín.
- El cojín debe ser utilizado individualmente; no utilizarlo junto con aparatos de calentamiento o enfriamiento.
- Utilizar el cojín siempre provisto del forro antideslizante, para evitar accidentes. Se ruega no sentarse sobre el cojín sin la cobertura.
- El usuario o paciente deberá señalar cualquier incidente grave ocurrido en relación con el producto al fabricante y a la autoridad competente del país miembro donde se encuentre.

6. SÍMBOLOS



Código producto



Identificación unívoca de productos



Marcado CE



Fabricante



Lote de producción



Leer el manual de instrucciones



Producto sanitario



Condiciones de eliminación



Lavado a mano; Temperatura máxima 30°C



No blanquear



No planchar



No secar con tambor rotativo



No lavar en seco

7. DESCRIPCIÓN GENERAL

ST711/x

Cojín de Memory Foam de 620g de densidad, perfilado en la parte frontal para hacer más confortable el asiento y el apoyo de los muslos y la cadera. Dotado de un estrato de gel que contribuye a descargar la presión de la espalda y a mantener una temperatura ligeramente inferior y más confortable. Funda de PU amovible con cremallera sobre 3 lados, dotada de un estrato inferior antideslizante.

8. MODO DE USO

Verificar siempre el desgaste de las partes para garantizar el uso seguro del producto, libre de peligros para personas y bienes. Poner el producto sobre el asiento prestando atención para que la parte acanalada quede hacia delante.

9. LIMPIEZA DE LOS PRODUCTOS DE FIBRA HUECA SILICONADA

- NO UTILIZAR QUITAMANCHAS CON SOLVENTES.
- NO UTILIZAR LEJÍA.
- NO UTILIZAR PRODUCTOS QUÍMICOS O ABRASIVOS.



Lavado a mano; Temperatura máxima 30°C



No blanquear



No planchar



No secar con tambor rotativo



No lavar en seco

10. MANTENIMIENTO




Los productos de la línea LEVITAS fabricados por Moretti que se introducen en el comercio han sido cuidadosamente controlados y provistos de marca CE.

Para la seguridad del paciente y del médico se recomienda hacer controlar la idoneidad del producto al fabricante o a un laboratorio autorizado al menos cada 2 años. En caso de reparación, utilizar sólo repuestos y accesorios originales.

11. CONDICIONES DE ELIMINACIÓN

No eliminar el producto junto con los desechos sólidos urbanos. Para la eliminación del producto, entregarlo en una isla ecológica municipal en vistas del posterior reciclado de los materiales.

12. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medida y peso					
Códigos producto	ST711/1	ST711/2	ST711/3	ST711/4	ST711/5
 L:	400 mm	430 mm	460 mm	500 mm	500 mm
 P:	400 mm	430 mm	400 mm	400 mm	460 mm
 H:	70 mm				

- Funda de PU amovible con cremallera sobre 3 lados.
- Densidad memory foam: 620g

13. GARANTÍA

Todos los productos Moretti tienen una garantía de 2 años desde la fecha de venta por defectos de fabricación o de material, sin perjuicio de eventuales exclusiones y de las limitaciones especificadas a continuación.

La garantía no se aplica en caso de daños causados por uso inadecuado, abusos, alteraciones y en caso de que no se respeten las instrucciones de uso. La finalidad correcta del producto está indicada en el manual de instrucciones.

Moretti no se hace responsable de daños, lesiones personales u otras consecuencias derivadas de errores de instalación y de un uso del producto no conforme a las instrucciones de los manuales de instalación, montaje y uso.

Moretti no garantiza los productos Moretti por daños o defectos en la condiciones siguientes: calamidades, operaciones de mantenimiento o reparación no autorizadas, daños causados por la alimentación eléctrica (si está prevista), uso de piezas no suministradas por Moretti, incumplimiento de las instrucciones de uso, modificaciones no autorizadas, daños durante el envío (diferente del envío original de Moretti), falta del mantenimiento indicado por el manual. No están cubiertas por la garantía piezas sujetas a deterioro si el daño es causado por el uso normal del producto.

14. REPARACIONES

14.1 Reparación en garantía

Si un producto Moretti presenta defectos de material o de fabricación durante el período de garantía, Moretti evaluará con el cliente si el defecto del producto está cubierto por la garantía. Moretti a su discreción puede sustituir o reparar el artículo en garantía en la dirección de un revendedor Moretti especificado o en su propia sede. Los costes de mano de obra para la reparación del producto pueden estar a cargo de Moretti si se determina que la reparación está cubierta por la garantía. Una reparación o sustitución no renueva ni prorroga la garantía.

14.2 Reparación de un producto no cubierto por la garantía

Un producto no cubierto por la garantía podrá ser devuelto para la reparación sólo con la autorización previa del servicio Clientes de Moretti. Los costes de mano de obra y envío relativos a una reparación no cubierta por la garantía estarán totalmente a cargo del cliente o del revendedor. Las reparaciones de productos no cubiertos por la garantía tienen una garantía de 6 (seis) meses desde la fecha de entrega del producto reparado.

14.3 Productos no defectuosos

Tras la evaluación y la prueba de un producto devuelto, Moretti notificará al cliente en el caso de que el producto no resulte defectuoso. El producto será devuelto al cliente y estarán a su cargo los costes de devolución.

15. REPUESTOS

Los repuestos originales Moretti tienen una garantía de 6 (seis) meses desde la fecha de entrega del repuesto.

16. CLÁUSULAS EXONERATIVAS

Más allá de las especificaciones de esta garantía y dentro de los límites de ley, Moretti no ofrece ninguna otra declaración, garantía o condición expresa o implícita con respecto a la aptitud para la comercialización, la idoneidad para fines particulares, la no-violación y la no-interferencia. Moretti no garantiza que el uso del producto Moretti no pueda presentar interrupciones o errores. La duración de eventuales garantías implícitas que puedan ser impuestas por normas de ley se limita al período de garantía conforme a los límites de ley. Algunos estados o países no permiten limitaciones de la duración de la garantía implícita o la exclusión o limitación de daños accidentales o indirectos en relación con productos para los consumidores. En dichos estados y países, algunas exclusiones o limitaciones de esta garantía podrían no aplicarse al usuario. La presente garantía está sujeta a variaciones sin aviso previo.

**CERTIFICADO DE GARANTÍA**

Producto _____

Fecha de compra _____

Distribuidor _____

Calle _____ **Localidad** _____

Vendido a _____

Calle _____ **Localidad** _____



Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20136 Cavriaglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.

MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com