

**SKEMA®**

**IT** Predellini  
MANUALE DI ISTRUZIONI

**ES** Estribos  
MANUAL DE INSTRUCCIONES

**EN** Step stool  
USER MANUAL

SCAN QR-CODE  
FOR MORE LANGUAGES



## INDICE

<b>1. CODICI .....</b>	<b>PAG.3</b>
<b>2. INTRODUZIONE.....</b>	<b>PAG.3</b>
<b>3. DESTINAZIONE D'USO.....</b>	<b>PAG.3</b>
<b>4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE .....</b>	<b>PAG.3</b>
<b>5. AVVERTENZE GENERALI .....</b>	<b>PAG.4</b>
<b>6. SIMBOLOGIA UTILIZZATA.....</b>	<b>PAG.4</b>
<b>7. DESCRIZIONE GENERALE .....</b>	<b>PAG.4</b>
7.1 Vista e descrizione delle parti MO495 (predellino ad 1 gradino).....	pag. 4
7.2 Vista e descrizione delle parti MO496 (predellino a 2 gradini) .....	pag. 4
<b>8. MONTAGGIO.....</b>	<b>PAG.5</b>
8.1 Istruzioni di montaggio MO496 (predellino a 2 gradini) .....	pag. 5
<b>9. MODALITÀ D'USO .....</b>	<b>PAG.5</b>
<b>10. MANUTENZIONE .....</b>	<b>PAG.5</b>
<b>11. PULIZIA E DISINFEZIONE .....</b>	<b>PAG.5</b>
11.1 Pulizia.....	pag. 5
11.2 Disinfezione .....	pag. 6
<b>12. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO GENERALI .....</b>	<b>PAG.6</b>
<b>13. CARATTERISTICHE TECNICHE.....</b>	<b>PAG.6</b>
13.1 Dimensioni e peso .....	pag. 6
<b>14. GARANZIA.....</b>	<b>PAG.6</b>
<b>15. RIPARAZIONI .....</b>	<b>PAG.6</b>
15.1 Riparazione in garanzia.....	pag. 6
15.2 Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia .....	pag. 7
15.3 Prodotti non difettosi .....	pag. 7
<b>16. RICAMBI.....</b>	<b>PAG.7</b>
<b>17. CLAUSOLE ESONERATIVE .....</b>	<b>PAG.7</b>

## CE Dispositivo medico di classe I

REGOLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici

### 1. CODICI

<b>MO495</b>	Predellino con 1 gradino - portata max 150 Kg
<b>MO496</b>	Predellino con 2 gradini - portata max 150 Kg

### 2. INTRODUZIONE

La ringraziamo per aver scelto un **Dispositivo della linea SKEMA** prodotto da **MORETTI S.p.A.** Progettato con cura e realizzato secondo i più elevati standard qualitativi, questo ausilio garantisce **comfort ottimale, sicurezza avanzata e affidabilità nel tempo**, rendendolo ideale per rispondere in modo efficace e pratico alle esigenze degli utenti e degli operatori e per l'impiego in ambito domiciliare e sanitario.

#### Il presente manuale fornisce:

Istruzioni dettagliate per un utilizzo corretto del dispositivo;  
Indicazioni utili per una manutenzione adeguata;  
Raccomandazioni fondamentali per garantire la sicurezza dell'utilizzatore e del personale addetto.

#### Importante

Si raccomanda di leggere attentamente l'intero contenuto del manuale prima di procedere all'utilizzo del dispositivo. In caso di dubbi o necessità di ulteriori chiarimenti, si invita a contattare il proprio rivenditore di fiducia o il servizio di assistenza tecnica autorizzato **MORETTI S.p.A.**

### 3. DESTINAZIONE D'USO

Il predellino SKEMA è un dispositivo destinato ad aiutare le persone a salire e scendere agevolmente da lettini da visita medica.

#### ATTENZIONE!



- È vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale
- Moretti S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni derivanti da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche

In caso di dubbi, contatta il tuo rivenditore che ti aiuterà e ti consiglierà correttamente.

### 4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

La MORETTI SpA dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio dalla stessa MORETTI SpA, e facenti parte della famiglia PREDELLINI sono conformi alle disposizioni applicabili del regolamento 2017/745 sui DISPOSITIVI MEDICI del 5 aprile 2017.

A tal scopo la MORETTI SpA garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto segue:

1. I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti generali di sicurezza e prestazione così come richiesti dall'allegato I del regolamento 2017/745 come prescritto dall'allegato IV del suddetto regolamento.
2. I dispositivi in oggetto NON SONO STRUMENTI DI MISURA.
3. I dispositivi in oggetto NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE.
4. I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione NON STERILE.
5. I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I in conformità a quanto stabilito dall'allegato VIII del suddetto regolamento.
6. La MORETTI SpA mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti, per almeno 10 anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo lotto, la documentazione tecnica comprovante la conformità al regolamento 2017/745.

**Nota:** I codici completi di prodotto, il codice di registrazione del Fabbricante (SRN), il codice UDI-DI di base ed eventuali riferimenti a norme utilizzate sono riportati nella Dichiarazione di Conformità UE che MORETTI SPA emette e rende disponibile attraverso i propri canali.

## 5. AVVERTENZE E ISTRUZIONI PER UN UTILIZZO CORRETTO DEL DISPOSITIVO

Per garantire un utilizzo sicuro ed efficace del dispositivo, si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni:

### - Consultazione del manuale d'uso

Prima di ogni utilizzo, leggere attentamente il presente manuale, con particolare attenzione alle sezioni relative alla manutenzione ordinaria e alle avvertenze di sicurezza.

### - Conservazione dell'imballaggio

Conservare l'imballaggio originale lontano da fonti di calore o fiamme libere, in quanto realizzato in materiale cartaceo infiammabile.

### - Vita utile del dispositivo

La vita utile del dispositivo è determinata dall'usura di componenti non riparabili nè sostituibili e comunque non oltre i 10 anni.

### - Sicurezza dei minori

Prestare la massima attenzione alla presenza di bambini nelle vicinanze del dispositivo, al fine di evitare incidenti.

### - Limiti di carico

Non superare mai il carico di lavoro in sicurezza specificato dal produttore. Il superamento di tale limite può compromettere l'integrità strutturale del dispositivo e la sicurezza dell'utente.

### - Segnalazione di eventi avversi

L'utilizzatore o il paziente è tenuto a segnalare tempestivamente qualsiasi incidente grave correlato all'uso del dispositivo sia al fabbricante che all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede.

## 6. SIMBOLOGIA UTILIZZATA

	Codice prodotto
	Identificativo univoco del dispositivo
	Marchio CE
	Fabbricante
	Lotto di produzione
	Leggere il manuale per le istruzioni
	Dispositivo Medico
	Peso max supportato
	Condizioni di smaltimento
	Attenzione

## 7. DESCRIZIONE GENERALE


### 7.1 Vista e descrizione delle parti MO495 (predellino ad 1 gradino)



#### Elenco delle parti

- A. Gambe laterali (2 pz)
- B. Gradino (1 pz)

**7.2 Vista e descrizione delle parti MO496 (predellino a 2 gradini)**



**Elenco delle parti**

- A. Gambe laterali (2 pz)
- B. Traversini di collegamento delle gambe (5 pz)
- C. Raccordi svasati (10 pz)
- D. Viti (10 pz)
- E. Gradini (2 pz)
- F. Piedini posteriori (2 pz)
- G. Viti bloccaggio dei piedini (2 pz)
- H. Piedini in gomma anteriori (2 pz)

**8. MONTAGGIO**

**8.1 Istruzioni di montaggio MO496 (predellino a 2 gradini)**

1. Montare i piedini posteriori (rif. F) usando le viti di bloccaggio (rif. G) e i piedini in gomma anteriori (rif. H)




Immagine 1




Immagine 2

2. Disporre le due gambe esterne (rif. A) con le svasature dei fori rivolte verso l'esterno (immagine 1)
3. Assemblare da prima le gambe e i traversini centrali (rif. B) attraverso i raccordi svasati e le viti come in (immagine 2)
4. Posizionare i gradini del predellino nelle rispettive posizioni sopra alla struttura precedentemente assemblata, avendo cura che tutti i tubi vadano ad alloggiarsi perfettamente nelle scanalature presenti sui gradini stessi. (immagine 3)




Immagine 3

**9. MODALITÀ D'USO**

Scegliere il tipo di predellino in base all'altezza della persona che deve salire sul letto. Posizionare il predellino della linea SKEMA by Moretti su di una superficie stabile e perfettamente in piano a lato di un letto. A tal proposito regolare l'altezza dei piedini posteriori agendo sugli appositi registri. Salire sopra al predellino aiutandosi con l'appoggio delle mani sul letto. Per scendere utilizzare la stessa procedura.

**PRECAUZIONI!**

- Non superare la portata massima di 150 kg
- Prima dell'uso assicurarsi sempre che il predellino SKEMA sia ben montato e che non presenti danni tali da compromettere la stabilità del prodotto.

**10. MANUTENZIONE**

I prodotti Moretti della linea SKEMA sono controllati accuratamente e certificati CE prima di essere immessi nel mercato. Per una maggiore sicurezza dell'utilizzatore si raccomanda di far controllare il prodotto dal produttore o da un laboratorio specializzato ogni 2 anni. In caso di riparazione usare solo ricambi originali. Si prega di controllare il serraggio di viti e dadi.

**11. PULIZIA E DISINFEZIONE****11.1 Pulizia**

Per il dispositivo utilizzare una soluzione di alcool e sapone neutro (in parti uguali) miscelato con acqua.

**11.2 Disinfezione**

Se è necessario disinfettare il prodotto, usare un detergente neutro comune disinfettante.










N.B. Non usare mai acidi, solventi alcalini come acetone o diluente. Tenere lontano dalla luce, umidità, calore.

**12. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO GENERALI**

In caso di smaltimento del dispositivo non usare mai i normali sistemi di conferimento dei rifiuti solidi urbani. Si raccomanda invece di smaltire il dispositivo attraverso le comuni isole ecologiche comunali per le previste operazioni di riciclo dei materiali utilizzati.

**13. CARATTERISTICHE TECNICHE****13.1 Dimensioni e peso****MO495 - MO496**

Dimensioni pedane: mm 380x200  
Alzata gradino mm 200

<b>Dimensioni MO495</b>	 L: 450 mm	 P: 380 mm	 H: 240 mm
<b>Dimensioni MO496</b>	 L: 450 mm	 P: 500 mm	 H: 410 mm
 <b>Peso predellino MO495</b>	2 kg		
 <b>Peso predellino MO496</b>	3,5 kg		
 <b>Portata massima</b>	150 kg		

**14. GARANZIA**

Tutti i prodotti Moretti sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate di seguito. Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l'uso. La corretta destinazione d'uso del prodotto è indicata nel manuale d'uso. Moretti non è responsabile di danni risultanti, di lesioni personali o quant'altro causato o relativo all'installazione e/o all'uso dell'apparecchiatura non scrupolosamente conforme alle istruzioni riportate nei manuali per l'installazione, il montaggio e l'uso. Moretti non garantisce i prodotti Moretti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate, danni derivanti da problemi dell'alimentazione elettrica (dove prevista), utilizzo di parti o componenti non forniti da Moretti, mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l'uso, modifiche non autorizzate, danni di spedizione (diversa dalla spedizione originale da Moretti), oppure dalla mancata esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale. Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto.

## 15. RIPARAZIONI

### 15.1 Riparazione in garanzia

Nel caso in cui un prodotto Moretti presenti difetti di materiale o fabbricazione durante il periodo di garanzia, Moretti valuterà con il cliente se il difetto del prodotto è coperto dalla garanzia. Moretti, a sua insindacabile discrezione, può sostituire o riparare l'articolo in garanzia, presso un rivenditore Moretti specificato o presso la propria sede. I costi della manodopera relativi alla riparazione del prodotto possono essere a carico di Moretti se si determina che la riparazione ricade nell'ambito della garanzia. Una riparazione o sostituzione non rinnova né proroga la garanzia.

### 15.2 Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia

Si può restituire, affinché sia riparato, un prodotto non coperto dalla garanzia solo dopo aver ricevuto autorizzazione preventiva dal servizio clienti Moretti. I costi della manodopera e di spedizione relativi a una riparazione non coperta dalla garanzia saranno completamente a carico del cliente o del rivenditore. Le riparazioni su prodotti non coperti dalla garanzia sono garantite per 6 (sei) mesi, a decorrere dal giorno in cui si riceve il prodotto riparato.

### 15.3 Prodotti non difettosi

Il cliente sarà avvisato se, dopo avere esaminato e provato un prodotto restituito, Moretti conclude che il prodotto non è difettoso. Il prodotto sarà restituito al cliente e saranno a suo carico i costi di spedizione dovuti alla restituzione.

## 16. RICAMBI

I ricambi originali Moretti sono garantiti per 6 (sei) mesi a decorrere dal giorno in cui si riceve il ricambio

## 17. CLAUSOLE ESONERATIVE

Salvo quanto specificato espressamente in questa garanzia ed entro i limiti di legge, Moretti non offre nessun'altra dichiarazione, garanzia o condizione, espressa o implicita, comprese eventuali dichiarazioni, garanzie o condizioni di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, non violazione e non interferenza. Moretti non garantisce che l'uso del prodotto Moretti sarà ininterrotto o senza errori. La durata di eventuali garanzie implicite che possano essere imposte dalle norme di legge è limitata al periodo di garanzia, nei limiti delle norme di legge. Alcuni stati o paesi non permettono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita oppure l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o indiretti in relazione a prodotti per i consumatori. In tali stati o paesi, alcune esclusioni o limitazioni di questa garanzia possono non applicarsi all'utente. La presente garanzia è soggetta a variazioni senza preavviso



### CERTIFICATO DI GARANZIA

Prodotto \_\_\_\_\_

Acquistato in data \_\_\_\_\_

Rivenditore \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_

Venduto a \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_




Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com) email: [info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)

MADE IN TAIWAN







**SKEMA®**

ES

MA MO495\_MO496 01 A\_ES\_07-2025


---

**Estribos**  
**MANUAL DE INSTRUCCIONES**

## ÍNDICE

**ES**

1. CÓDIGOS .....	PAG.3
2. INTRODUCCIÓN.....	PAG.3
3. FINALIDAD.....	PAG.3
4. DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD.....	PAG.3
5. ADVERTENCIAS GENERALES .....	PAG.4
6. SÍMBOLOS .....	PAG.4
7. DESCRIPCIÓN GENERAL.....	PAG.4
7.1 Vista y descripción de las partes MO495 (estribo de 1 peldaño) .....	pag. 4
7.2 Vista y descripción de las partes MO496 (estribo de 2 peldaños) .....	pag. 4
8. MONTAGGIO .....	PAG.5
8.1 Instrucciones de montaje de MO496 (estribo de 2 peldaños) .....	pag. 5
9. MODO DE USO .....	PAG.5
10. MANTENIMIENTO .....	PAG.5
11. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.....	PAG.5
11.1 Limpieza .....	pag. 5
11.2 Desinfección .....	pag. 5
12. CONDICIONES DE ELIMINACIÓN GENERALES .....	PAG.6
13. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS .....	PAG.6
13.1 Medidas y peso.....	pag. 6
14. GARANTÍA.....	PAG.6
15. REPARACIONES.....	PAG.6
15.1 Reparación en garantía.....	pag. 6
15.3 Productos no defectuosos .....	pag. 6
16. REPUESTOS.....	PAG.7
17. CLÁUSULAS EXONERATIVAS.....	PAG.7


**Producto sanitario de clase I**  
**REGLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO**  
**del 5 de abril de 2017 sobre los productos sanitarios**

**1. CÓDIGOS**

<b>MO495</b>	Estribo con 1 peldaño - capacidad máx. 150 kg
<b>MO496</b>	Estribo con 2 peldaños - capacidad máx. 150 kg

**2. INTRODUCCIÓN**

Le agradecemos por haber elegido un **Dispositivo de la línea SKEMA** fabricado por MORETTI S.p.A. Diseñado con cuidado y fabricado según los más altos estándares de calidad, este dispositivo garantiza un confort óptimo, una seguridad avanzada y una fiabilidad duradera, lo que lo hace ideal para responder de manera eficaz y práctica a las necesidades de los usuarios y operadores, así como para su uso en el ámbito doméstico y sanitario.

**Este manual proporciona:**

Instrucciones detalladas para el uso correcto del dispositivo;  
 Indicaciones útiles para un mantenimiento adecuado;  
 Recomendaciones fundamentales para garantizar la seguridad del usuario y del personal encargado.

**Importante**

Se recomienda leer atentamente todo el contenido del manual antes de utilizar el dispositivo. En caso de dudas o si necesita más aclaraciones, póngase en contacto con su distribuidor de confianza o con el servicio de asistencia técnica autorizado de **MORETTI S.p.A.**

**3. FINALIDAD**

El estribo SKEMA sirve para facilitar la subida y la bajada de una camilla para consultas médicas.

**¡ATENCIÓN!**


- Está prohibido utilizar el producto con fines diferentes de aquel definido en este manual
- Moretti S.p.A. declina toda responsabilidad respecto de los daños derivados de un uso incorrecto del producto o diferente de aquel indicado en el presente manual
- El fabricante se reserva el derecho de aportar modificaciones al producto y a este manual sin aviso previo, con propósitos de mejora

En caso de dudas, contacta con tu revendedor, que podrá ayudarte y darte consejos útiles.

**4. DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD**

MORETTI SpA declara bajo su exclusiva responsabilidad que los productos fabricados e introducidos en el mercado por la misma MORETTI SpA y que forman parte de la familia de los ESTRIBOS son conformes con las disposiciones del reglamento 2017/745 sobre los PRODUCTOS SANITARIOS del 5 de abril de 2017. Para ello, MORETTI SpA garantiza y declara bajo su exclusiva responsabilidad los siguientes puntos:

1. Los productos en cuestión cumplen con los requisitos generales de seguridad y prestación establecidos por el anexo I y el anexo IV del reglamento 2017/745.
2. Los productos en cuestión **NO SON INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN.**
3. Los productos en cuestión **NO ESTÁN DESTINADOS A INVESTIGACIONES CLÍNICAS.**
4. Los productos en cuestión se comercializan en presentación **NO ESTÉRIL.**
5. Los productos en cuestión deben considerarse de clase I en conformidad a lo establecido en el anexo VIII del mismo Reglamento.
6. MORETTI SpA mantiene y pone a disposición de las Autoridades Competentes, por 10 años desde la fecha de fabricación del último lote, la documentación técnica que comprueba la conformidad con el reglamento 2017/745.

**Nota:** Los códigos completos de producto, el código de registro del fabricante (SRN), el código UDI-DI de base y eventuales referencias a normas utilizadas figuran en la Declaración de Conformidad UE que MORETTI SPA emite y pone a disposición a través de sus propios canales.

## 5. ADVERTENCIAS GENERALES

- Para el uso correcto del producto, leer atentamente el siguiente manual
- Mantener el producto embalado lejos de cualquier fuente de calor, ya que el embalaje es de cartón
- La vida útil del producto depende del desgaste de las partes no reparables o sustituibles, pero no debe superar los 10 años
- Prestar atención especialmente si hay niños presentes
- El usuario o paciente deberá señalar cualquier incidente grave ocurrido en relación con el producto al fabricante y a la autoridad competente del país miembro donde se encuentre.

## 6. SÍMBOLOS

	Código producto
	Identificación unívoca de productos
	Marcado CE
	Fabricante
	Lote de producción
	Leer el manual de instrucciones
	Producto sanitario
	Peso max supportato
	Condiciones de eliminación
	Atención


## 7. DESCRIPCIÓN GENERAL

### 7.1 Vista y descripción de las partes MO495 (estribo de 1 peldaño)



- Lista de las partes**  
 A. Patas laterales (2 un.)  
 B. Tablero (1 un.)

### 7.2 Vista y descripción de las partes MO496 (estribo de 2 peldaños)



**Lista de las partes**

- A. Patas laterales (2 un.)  
 B. Travesaños de unión de las patas (5 un.)  
 C. Racores avellanados (10 un.)  
 D. Tornillos (10 un.)  
 E. Placas (2 un.)  
 F. Patas traseras (2 un.)  
 G. Tornillos de fijación de las patas (2 un.)  
 H. Patas de goma delanteras (2 un.)

## 8. MONTAGGIO

### 8.1 Instrucciones de montaje de MO496 (estribo de 2 peldaños)

1. Montare i piedini posteriori (rif. F) usando le viti di bloccaggio (rif. G) e i piedini in gomma anteriori (rif.H)




Imagen 1




Imagen 2

2. Disponer las dos patas externas (ref.A) con los abocinados de los orificios hacia el exterior (immagine 1)
3. Ensamblar primero las patas y los travesaños centrales (ref.B) utilizando los racores abocinados y los tornillos como en (imagen 2)
4. Posizionare i pianetti del predellino nelle rispettive posizioni sopra alla struttura precedentemente assemblata, avendo cura che tutti i tubi vadano ad alloggiarsi perfettamente nelle scanalature presenti sui pianetti stessi. (imagen 3)




Imagen 3

## 9. MODO DE USO

Elegir el estribo de acuerdo con la altura de la persona que deba subirse a la camilla. Colocar el estribo de la línea SKEMA de Moretti sobre una superficie estable y perfectamente plana, al lado de la camilla. Regular la altura de los pies posteriores. Subir al estribo ayudándose con el apoyo de las manos sobre la camilla. Para bajar, seguir el mismo procedimiento.

### PRECAUCIONES



- No superar la capacidad máxima de 150 kg
- Antes del uso, asegurarse siempre de que el estribo SKEMA esté bien montado y no presente daños que puedan comprometer la estabilidad del producto.

## 10. MANTENIMIENTO

Los productos Moretti de la línea SKEMA son controlados cuidadosamente y certificados CE antes de ser introducidos en el mercado. Para una mayor seguridad del usuario se recomienda hacer controlar el producto al fabricante o a un laboratorio especializado cada 2 años. En caso de reparación, utilizar sólo repuestos originales. Se ruega controlar el apriete de tornillos y tuercas.

## 11. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

### 11.1 Limpieza

Para limpiar el producto, utilizar una solución de alcohol y jabón neutro (en partes iguales) mezclados con agua.

### 11.2 Desinfección

Si es necesario desinfectar el producto, utilizar un detergente neutro común desinfectante.

**Nota** No utilizar nunca ácidos ni solventes alcalinos como acetona o diluyente. Mantener lejos de la luz, la humedad y el calor.

## 12. CONDICIONES DE ELIMINACIÓN GENERALES

No eliminar el producto junto con los desechos sólidos urbanos. Para la eliminación del producto, entregarlo en una isla ecológica municipal en vistas del posterior reciclado de los materiales.










## 13. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### 13.1 Medidas y peso

#### MO495 - MO496

Medidas de los estribos: 380x200 mm

Altura peldaño 200 mm

Medidas MO495	 L: 450 mm	 P: 380 mm	 H: 240 mm
Medidas MO496	 L: 450 mm	 P: 500 mm	 H: 410 mm
 Peso del estribo MO495	2 kg		
 Peso del estribo MO496	3,5 kg		
 Capacidad máxima	150 kg		

## 14. GARANTÍA

Todos los productos Moretti tienen una garantía de 2 años desde la fecha de venta por defectos de fabricación o de material, sin perjuicio de eventuales exclusiones y de las limitaciones especificadas a continuación. La garantía no se aplica en caso de daños causados por uso inadecuado, abusos, alteraciones y en caso de que no se respeten las instrucciones de uso. La finalidad correcta del producto está indicada en el manual de instrucciones.

Moretti no es responsable por los daños provocados por una instalación o uso del dispositivo no conforme con las instrucciones que se encuentran en el manual de instalación, montaje y uso.

Moretti no garantiza los productos Moretti por daños o defectos en las condiciones siguientes: calamidades, operaciones de mantenimiento o reparación no autorizadas, daños causados por la alimentación eléctrica (si está prevista), uso de piezas no suministradas por Moretti, incumplimiento de las instrucciones de uso, modificaciones no autorizadas, daños durante el envío (diferente del envío original de Moretti), falta del mantenimiento indicado por el manual.

No están cubiertas por la garantía piezas sujetas a deterioro si el daño es causado por el uso normal del producto.

## 15. REPARACIONES

### 15.1 Reparación en garantía

Si un producto Moretti presenta defectos de material o de fabricación durante el período de garantía, Moretti evaluará con el cliente si el defecto del producto está cubierto por la garantía. Moretti a su discreción puede sustituir o reparar el artículo en garantía en la dirección de un revendedor Moretti especificado o en su propia sede. Los costes de mano de obra para la reparación del producto pueden estar a cargo de Moretti si se determina que la reparación está cubierta por la garantía. Una reparación o sustitución no renueva ni prorroga la garantía.

### 15.2 Reparación de un producto no cubierto por la garantía

Un producto no cubierto por la garantía podrá ser devuelto para la reparación sólo con la autorización previa del servicio Clientes de Moretti. Los costes de mano de obra y envío relativos a una reparación no cubierta por la garantía estarán totalmente a cargo del cliente o del revendedor. Las reparaciones de productos no cubiertos por la garantía tienen una garantía de 6 (seis) meses desde la fecha de entrega del producto reparado.

### 15.3 Productos no defectuosos

Tras la evaluación y la prueba de un producto devuelto, Moretti notificará al cliente en el caso de que el producto no resulte defectuoso. El producto será devuelto al cliente y estarán a su cargo los costes de devolución.

**16. REPUESTOS**

Los repuestos originales Moretti tienen una garantía de 6 (seis) meses desde la fecha de entrega del repuesto

ES

**17. CLÁUSULAS EXONERATIVAS**

Más allá de las especificaciones de esta garantía y dentro de los límites de ley, Moretti no ofrece ninguna otra declaración, garantía o condición expresa o implícita con respecto a la aptitud para la comercialización, la idoneidad para fines particulares, la no-violación y la no-interferencia. Moretti no garantiza que el uso del producto Moretti no pueda presentar interrupciones o errores. La duración de eventuales garantías implícitas que puedan ser impuestas por normas de ley se limita al período de garantía conforme a los límites de ley. Algunos estados o países no permiten limitaciones de la duración de la garantía implícita o la exclusión o limitación de daños accidentales o indirectos en relación con productos para los consumidores. En dichos estados y países, algunas exclusiones o limitaciones de esta garantía podrían no aplicarse al usuario. La presente garantía está sujeta a variaciones sin aviso previo.

**CERTIFICADO DE GARANTÍA**

Producto \_\_\_\_\_

Fecha de compra \_\_\_\_\_

Distribuidor \_\_\_\_\_

Calle \_\_\_\_\_ Localidad \_\_\_\_\_

Vendido a \_\_\_\_\_

Calle \_\_\_\_\_ Localidad \_\_\_\_\_




Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com) email: [info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)

MADE IN TAIWAN







**SKEMA®**

EN

MA MO495\_MO496 01 A\_EN\_07-2025

---

**Step stool**  
**INSTRUCTION MANUAL**

## INDEX

<b>1. CODES</b> .....	<b>PAG.3</b>
<b>2. INTRODUCTION</b> .....	<b>PAG.3</b>
<b>3. INTENDED USE</b> .....	<b>PAG.3</b>
<b>4. DECLARATION OF CONFORMITY</b> .....	<b>PAG.3</b>
<b>5. GENERAL WARNINGS</b> .....	<b>PAG.3</b>
<b>6. SYMBOLS</b> .....	<b>PAG.4</b>
<b>7. GENERAL DESCRIPTION</b> .....	<b>PAG.4</b>
7.1 Parts view and description MO495 (1 step stool).....	pag. 4
<b>8. ASSEMBLY</b> .....	<b>PAG.5</b>
8.1 Installation instructions MO496 (2 steps stool) .....	pag. 5
<b>9. HOW TO USE</b> .....	<b>PAG.5</b>
<b>10. MAINTENANCE</b> .....	<b>PAG.5</b>
<b>11. CLEANING AND DISINFECTION</b> .....	<b>PAG.6</b>
11.1 Cleaning.....	pag. 6
11.2 Disinfection .....	pag. 6
<b>12. CONDITIONS OF DISPOSAL</b> .....	<b>PAG.6</b>
<b>13. TECHNICAL FEATURES</b> .....	<b>PAG.6</b>
13.1 Dimensions and weight .....	pag. 6
<b>14. WARRANTY</b> .....	<b>PAG.6</b>
<b>15. REPAIRING</b> .....	<b>PAG.6</b>
15.1 Warranty repair .....	pag. 6
15.2 Repair not covered by warranty.....	pag. 6
15.3 Non defective device .....	pag. 7
<b>16. SPARE PARTS</b> .....	<b>PAG.7</b>
<b>17. EXEMPT CLAUSES</b> .....	<b>PAG.7</b>

## CE I Class Medical Device

REGULATION (EU) 2017/745 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL  
of 5 April 2017 concerning medical devices

**EN**

### 1. CODES

<b>MO495</b>	1 step stool 150 Kg
<b>MO496</b>	2 steps stool 150 Kg

### 2. INTRODUCTION

Thank you for choosing a step stool from the SKEMA by MORETTI S.p.A. Their design and quality are a guarantee of comfort, safety and reliability. The step stools from the SKEMA by MORETTI S.p.A. are designed and built to meet all your demands for a practical, correct use. This user manual provides for some suggestions as to how correctly use the item you have chosen and offers a lots of valuable advice for your safety. Please read carefully through the manual before using the step stools. Should you have any queries, please contact your retailer for advice and assistance.

### 3. INTENDED USE

The step stool by SKEMA is a device designed to help people to easily get on and off onto medical examination bed.

#### WARNING!



- Do not use the product for a purpose not indicated in this manual
- Moretti S.P.A. declines all responsibilities for any consequences resulting from an incorrect use of this product and from unauthorized alteration to the frame of the product
- The manufacturer reserves the right to change the information contained in this document without previous notice

If you should have any doubts please contact your dealer who will help and advice you correctly.

### 4. DECLARATION OF CONFORMITY

Moretti S.p.A. declares under its sole responsibility that the product made and traded by Moretti S.p.A. and belonging to the group of STEP STOOL complies with the provisions of the regulation 2017/745 on MEDICAL DEVICES of 5 April 2017.

For this purpose, Moretti S.p.A. guarantees and declares under its sole responsibility what follows:











1. The devices satisfy the requirements of general safety and performance requested by the Annex I of regulation 2017/745 as laid down by the Annex IV of the above mentioned regulation.
2. The devices ARE NOT MEASURING INSTRUMENTS.
3. The devices ARE NOT MADE FOR CLINICAL TESTS.
4. The devices are packed in NON-STERILE BOX.
5. The devices belong to class I in accordance with the provisions of Annex VIII of the above mentioned regulation
6. Moretti S.p.A. provides to the Competent Authorities the technical documentation to prove the conformity to the 2017/745 regulation, for at least 10 years from the last lot production.

**Note:** Complete product codes, the manufacturer registration code (SRN), the UDI-DI code and any references to used regulations are included in the EU declaration of conformity that Moretti S.p.A. releases and makes available through its channels.

### 5. GENERAL WARNINGS

- For proper use of the device refer to this manual.
- Keep the packaged product away from any source of heat because the packaging is made of cardboard.
- The useful life of the accessory is determined by wear of parts cannot be repaired and/or replaced.
- Be careful when children are nearby.
- The user and/or the patient will have to report any serious accident that have occurred related the device to the manufacturer and appropriate authority of the State which the user and/or patient belongs to.

## 6. SYMBOLS

	Product code
	Unique Device Identification
	CE mark
	Manufacturer
	Batch Lot
	Read the instruction manual
	Medical Device
	Max loading weight
	Conditions of disposal
	Attention, should read the instructions


## 7. GENERAL DESCRIPTION

### 7.1 Parts view and description MO495 (1 step stool)



- Parts list**  
 A. Legs (2pcs)  
 B. Platform (1 pc)

### 7.2 Parts view and description MO496 (2 steps stool)



- Parts list**  
 A. Legs (2 pcs)  
 B. Crossbars (5 pcs)  
 C. Saddle washer (10 pcs)  
 D. Screws (10 pcs)  
 E. Platform (2 pcs)  
 F. Rear feet (2 pcs)  
 G. Rear feet screws (2 pcs)  
 H. Front feet (2 pcs)

## 8. ASSEMBLY

### 8.1 Installation instructions MO496 (2 steps stool)

1. Install the rear feet (ref. F) using the screws (ref. G), and the front rubber feet (ref.H)




Image 1




Image 2

2. Place the two outer legs (ref.A) with the flaring of the central hole facing outwards (ref.1 pictures 1-2)
3. First, Assemble the legs and the crossbars (ref.B) by the flared fittings and screws like the picture(ref.1 pictures 3)
4. Place the platform on the crossbar of the previously assembled frame, making sure that all the tubes go to lodge perfectly into the platform slots




Image 3

## 9. HOW TO USE

Choose the type of the step stool according to the height of the person who has to get on the bed. Place the step of SKEMA line by Moretti on a firm and leveled surface to the side of a bed. Adjust the height of the back legs using the adjusters. Get on to the step with the aid of the hand placed on the bed. To get off, use the same procedure.



### CAUTIONS!

- Do not exceed the maximum load of 150 kg
- Before use, always make sure that the step stool SKEMA is securely assembled and hasn't any damage that could compromise the stability of the product.

## 10. MAINTENANCE

The SKEMA devices by MORETTI are checked carefully and supplied with EC mark, once launched on the market. For patient and physician's safety we recommend to let check the device by the manufacturer or by an authorized laboratory every 2 years. In case of repair, use only original spare parts and accessories. More specifically, please check that all screws and bolts are well tightened.

## 11. CLEANING AND DISINFECTION

### 11.1 Cleaning

To clean the step stool use a solution of alcohol and neutral soap (in equal parts) mixed with water.

### 11.2 Disinfection

If you need to disinfect the product use a common disinfectant neutral detergent.

**N.B. Never use acids, alkalines or solvents such as acetone or diluent. Keep away from light, moisture, heat.**

EN

## 12. CONDITIONS OF DISPOSAL

In case of disposal don't use the inserting container for municipal waste. We recommend to dispose the kit in the appropriate disposal areas for recycling.










## 13. TECHNICAL FEATURES

### 13.1 Dimensions and weight

#### MO495 - MO496

Step stool size: mm 380x200

Step height: mm 200

MO495 size	 L: 450 mm	 W: 380 mm	 H: 240 mm
MO496 size	 L: 450 mm	 W: 500 mm	 H: 410 mm
 MO495 Weight	2 kg		
 MO496 Weight	3,5 kg		
 Maximun Load	150 kg		

## 14. WARRANTY

Every Moretti product is guaranteed for 2 (two) YEARS from the purchase date, except the restrictions specified below. The warranty shall not apply in case of damage caused by improper use, abuse, alterations of the product or any other use not in compliance with the user manual.

The proper use of the product is indicated in the user manual. Moretti S.p.A. shall not be liable for any damages or personal injuries due to incorrect assembly/improper use of the device, not compliant with the user manual. Moretti does not guarantee its products against damages or faults in the following cases: natural disasters, non authorized maintenance or reparations, damages caused by electrical supply problems (if provided), use of parts or components not provided by Moretti, failure in accomplishing the guidelines and instructions for use, non authorized alterations, damages due to the transport (different from Moretti original delivery) or failure in maintaining the device as indicated in the manual. The components subject to wear are not covered by this warranty if the damage is due to the normal use of the product.

## 15. REPAIRING

### 15.1 Warranty repair

If a Moretti product shows material or manufacturing faults during the warranty period, Moretti S.p.A., together with the client, will consider whether the product fault is covered by warranty. Moretti S.p.A., at its unquestionable discretion, may replace or repair the item under warranty in a Moretti reseller point or at its own qualified offices. Labour costs for repairing the product may be at Moretti's expense if it is determined the reparation is under warranty. A reparation or replacement does not renew nor extend the warranty.

### 15.2 Repair not covered by warranty

A product, not covered by warranty, may be returned for reparation only after receiving prior authorization from Moretti client service. Labour and delivery costs for an out-of-warranty reparation will be fully at the client's or reseller's expense. Reparations of out-of-warranty products are guaranteed for 6 (six) months, from the day the client receives the repaired product.

### 15.3 Non defective device

The client is informed if, after examining and testing a returning product, Moretti decides the product is not defective. The product will be sent back to the client and all the return delivery costs will be at his expense.

**16. SPARE PARTS**

The original Moretti spare parts are guaranteed for 6 (six) months from the day you receive them.

**17. EXEMPT CLAUSES**

Except what clearly specified in this warranty and in accordance with the law, Moretti S.p.A. does not offer its clients any other declaration, warranty or condition, expressed or implicit, including any declaration, warranty or condition of merchantability, of non violation or non interference, of suitability for a specific aim. Moretti S.p.A. does not guarantee that the use of Moretti products will be continuous and faultless. The duration of possible implicit warranties that may be applied in accordance with the law is limited to the warranty period.

Some states or countries do not allow limitations to the duration of an implicit warranty, or the exoneration, or the limitations of accidental or indirect damages related to products for consumers. In such states or countries some exonerations or limitation of this warranty may not be applied to the user. This warranty is subject to modifications without any prior notice.

EN

**WARRANTY CERTIFICATE**

Product \_\_\_\_\_

Purchased on (date) \_\_\_\_\_

Retailer \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_ Town/city \_\_\_\_\_

Sold to \_\_\_\_\_



Address \_\_\_\_\_ Town/city \_\_\_\_\_



Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com) email: [info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)

MADE IN TAIWAN



**MORETTI S.p.A.**  
Via Bruxelles, 3 - Meleto  
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11  
Fax. +39 055 96 21 200

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com)  
[info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)

