

moretti®


DIGITALIZE O CÓDIGO QR
PARA OBTER MAIS IDIOMAS



PT Cadeiras de rodas Ardea On
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

ÍNDICE

1. CÓDIGOS.....	PÁG.3
2. INTRODUÇÃO	PÁG.3
3. UTILIZAÇÃO PREVISTA.....	PÁG.3
4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE	PÁG.3
5. AVISOS GERAIS	PÁG.4
6. SÍMBOLOS UTILIZADOS	PÁG.4
7. DESCRIÇÃO GERAL	PÁG.5
7.1 Vista e lista das peças	pág.5
8. MONTAGEM/DESMONTAGEM.....	PÁG.6
8.1 Abertura	pág.6
8.2 Fecho	pág.6
8.3 Instalação/remoção dos apoios de braços	pág.6
8.4 Instalação/remoção dos apoios laterais ou eleváveis para os pés	pág.7
8.5 Regulação dos apoios laterais para os pés	pág.8
8.6 Regulação dos apoios para os pés eleváveis (OPCIONAL)	pág.8
8.7 Instalação/remoção das rodas traseiras pequenas (apenas para NEXT, DUAL e SKINNY)	pág.8
8.8 Regulação dos travões com rodas traseiras pequenas (apenas para NEXT, DUAL e SKINNY).....	pág.9
8.9 Instalação/remoção das rodas traseiras grandes (apenas para NEXT GO, DUAL GO e SKINNY GO)	pág.9
8.10 Regulação dos travões com rodas traseiras grandes (apenas para DUAL GO)	pág.9
9. ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO	PÁG.10
10. AVISOS DE UTILIZAÇÃO	PÁG.10
11. MODO DE UTILIZAÇÃO.....	PÁG.10
11.1 Entrar na cadeira de rodas	pág.10
11.2 Sair da cadeira de rodas	pág.10
11.3 Degraus e desníveis (conselhos para os transpor sozinho da melhor forma)	pág.10
11.4 Utilização dos apoios de braços	pág.11
11.5 Utilização das rodas de autopropulsão.....	pág.11
11.6 Utilização das rodas pequenas	pág.11
11.7 Utilização das rodas pequenas em passagens estreitas (de série nos modelos com desengate rápido).....	pág.11
11.8 Transporte em veículos	pág.11
12. MANUTENÇÃO	PÁG.11
12.1 Limpeza dos revestimentos e acolchoamentos.....	pág.12
12.2 Limpeza da estrutura e das peças metálicas.....	pág.12
12.3 Limpeza das rodas e dos travões	pág.12
12.4 Desinfecção	pág.12
14. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO	PÁG.12
15. PEÇAS SOBRESSALENTE E ACESSÓRIOS	PÁG.12
16. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PÁG.12
16.1 Dimensões	pág.12
16.2 Especificações técnicas	pág.13
17. GARANTIA.....	PÁG.14
17.1 Reparações.....	pág.14
17.2 Peças sobressalentes	pág.14
17.3 Cláusulas de exclusão de responsabilidade	pág.14



Dispositivo médico de classe I
REGULAMENTO (UE) 2017/745 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 5 de abril de 2017 relativo aos dispositivos médicos

1. CÓDIGOS

CP101-xx	Série START+ Rodas de 60 cm - Autopropulsão
CP102B-xx	Série START1 Rodas de 60 cm - Autopropulsão
CP110x-xx	Série NEXT Rodas de 60 cm - Autopropulsão, apoio de braço elevável
CP115x-xx	Série NEXT GO! Rodas de 30 cm - Transporte, apoio de braço elevável
CP200B-xx	Série DUAL Rodas de 60 cm - Autopropulsão
CP205B-xx	Série DUAL GO! Rodas de 30 cm - Transporte
CP300-xx	Série PLUS Rodas de 60 cm - Autopropulsão - Utilizadores obesos
CP310-xx	Série PLUS GO! Rodas de 30 cm - Transporte - Utilizadores obesos
CP520-xx	Série GO UP! Rodas de 30 cm - Transporte
CP620-xx	Série SKINNY Rodas de 50 cm - Espaços estreitos
CP625-xx	Série SKINNY GO! Rodas de 30 cm - Transporte - Espaços estreitos
CP880-35	Série KIDDY Rodas de 56 cm - Autopropulsão

(x = indica que o modelo está disponível em várias cores; xx = indica as medidas de assento disponíveis, por exemplo 38-40-43-45-46-48-50-55-60 cm; para CP110, CP115, CP200B e CP205B, a medida 45 NÃO está disponível)

2. INTRODUÇÃO

Obrigado por ter escolhido uma cadeira de rodas ARDEA ONE da Moretti S.p.A., concebida para a deslocação de pessoas com dificuldades de mobilidade, tanto dentro como fora de casa, em viagem ou nas atividades quotidianas. Este manual de instruções contém algumas sugestões para a utilização correta do dispositivo escolhido e conselhos importantes para a sua segurança. Leia atentamente este manual na íntegra antes de utilizar a cadeira de rodas. Em caso de dúvida, contacte o seu revendedor, que o poderá ajudar e aconselhar corretamente.

Nota: Verifique se nenhuma das peças da cadeira de rodas sofreu danos durante o transporte. Em caso de danos, não utilize o produto e contacte o seu revendedor para obter mais instruções.

3. UTILIZAÇÃO PREVISTA

Esta cadeira de rodas destina-se à mobilidade de pessoas com dificuldades motoras e pode ser utilizada por autopropulsão (se estiver equipada com rodas traseiras grandes) ou com a assistência de um operador. Em qualquer caso, é necessária a intervenção de um operador para efetuar as diversas regulações necessárias.

ATENÇÃO!



- É proibido utilizar este dispositivo para fins diferentes dos definidos neste manual.
- A Moretti S.p.A. declina qualquer responsabilidade por danos resultantes da utilização incorreta do dispositivo ou de uma utilização diferente da indicada neste manual.
- O fabricante reserva-se o direito de efetuar alterações ao dispositivo e ao presente manual, sem aviso prévio, com o objetivo de melhorar as respetivas características.

PT

4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE

A MORETTI SpA declara, sob a sua exclusiva responsabilidade, que os produtos por si fabricados e colocados no mercado, pertencentes à família CADEIRAS DE RODAS MANUAIS - ARDEA ONE, estão em conformidade com as disposições aplicáveis do Regulamento (UE) 2017/745, de 5 de abril de 2017, relativo aos dispositivos médicos.

Para este efeito, a MORETTI SpA garante e declara, sob a sua exclusiva responsabilidade, o seguinte:

1. Os dispositivos em causa cumprem os requisitos gerais de segurança e desempenho previstos no anexo I do Regulamento (UE) 2017/745, em conformidade com o anexo IV do referido regulamento.
2. Os dispositivos em questão **NÃO SÃO INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO**.
3. Os dispositivos em questão **NÃO SE DESTINAM A INVESTIGAÇÕES CLÍNICAS**.
4. Os dispositivos em questão são comercializados em embalagens **NÃO ESTÉREIS**.
5. Os dispositivos em causa são considerados dispositivos da classe I, nos termos do anexo VIII do referido regulamento.
6. A MORETTI SpA conserva e disponibiliza às autoridades competentes, durante pelo menos 10 anos a contar da data de fabrico do último lote, a documentação técnica que comprova a conformidade com o Regulamento (UE) 2017/745.

NOTA: Os códigos completos dos produtos, o código de registo do Fabricante (SRN), o código UDI-DI de base e as eventuais referências às normas utilizadas encontram-se na Declaração de Conformidade UE que a MORETTI SPA emite e disponibiliza através dos seus canais.

5. AVISOS GERAIS

- Para uma utilização correta do dispositivo, consulte atentamente este manual.
- Para uma utilização correta do dispositivo, consulte sempre o seu médico ou terapeuta.
- Mantenha o produto embalado afastado de qualquer fonte de calor, uma vez que a embalagem é de cartão.
- A vida útil do dispositivo é determinada pelo desgaste das peças não reparáveis e/ou substituíveis e, em qualquer caso, não excede 10 anos.
- Preste sempre muita atenção à presença de peças móveis que possam causar o entalamento de membros e lesões pessoais.
- Tenha sempre em atenção a presença de crianças.
- Para elevar corretamente a cadeira de rodas, feche-a de acordo com as instruções deste manual e, em seguida, segure-a pelas pegas.
- Não levante a cadeira de rodas por peças amovíveis que possam soltar-se acidentalmente durante a elevação.
- O utilizador e/ou o doente deve comunicar qualquer incidente grave ocorrido em relação ao dispositivo ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou o doente está estabelecido.

6. SÍMBOLOS UTILIZADOS

	Código do produto		Lote de produção
	Dispositivo médico		Identificador único do dispositivo
	Marcação CE		Ler o manual de instruções
	Fabricante		Condições de eliminação
	Número de série		Peso máximo suportado

7. DESCRIÇÃO GERAL

7.1 Vista e lista das peças


Dependendo do modelo de cadeira de rodas escolhido, estes são os elementos que a irão compor:




A - Estrutura de base da cadeira de rodas
B - Conjunto de chaves de montagem




C - Apoios laterais para os pés




D - Rodas traseiras pequenas
(diâmetro 30 cm), modelo de transporte



E - Rodas traseiras grandes
(diâmetro 60 cm), modelo de autopropulsão



F - Rodas traseiras de diâmetro reduzido
(diâmetro 50 cm), modelo de autopropulsão



G - Rodas traseiras grandes, modelo infantil (diâmetro 56 cm), modelo de autopropulsão

8. MONTAGEM/DESMONTAGEM

8.1 Abertura



(FIG.1) Imagem meramente ilustrativa

Nota: consulte os avisos de segurança deste manual de instruções.

- Segure os tubos das pegas e puxe-os para fora, pressionando o assento para baixo e certificando-se de que a cadeira de rodas fica totalmente aberta (FIG. 1).

8.2 Fecho



(FIG.2) Imagem meramente ilustrativa

- Levante firmemente o assento e feche a cadeira de rodas, aproximando novamente as duas pegas de empurrar (FIG. 2).

8.3 Instalação/remoção dos apoios de braços

PT

CP101-xx / CP102B-xx / CP110x-xx / CP115x-xx / CP520-xx / CP880-35



(FIG.3) Imagem meramente ilustrativa



(FIG.4) Imagem meramente ilustrativa

CP300-xx / CP310-xx / CP200B-xx / CP205B-xx




(FIG.3A) Imagem meramente ilustrativa



(FIG.4A) Imagem meramente ilustrativa

CP620-xx / CP625-xx



(FIG.3B) Imagem meramente ilustrativa

A - Dispositivo de desbloqueio

B - Clipe de bloqueio

- Insira os apoios de braços no encaixe traseiro, rebata-os para a frente e encaixe-os também no suporte dianteiro (FIG. 3, FIG. 3A).
- Insira os tubos nos respectivos suportes, certificando-se de que o clipe de bloqueio encaixa corretamente (Fig. 3B).
- Para retirar os apoios de braços, pressione a alavanca de desbloqueio dianteira, rebata-os para trás e puxe o manípulo de desbloqueio traseiro (FIG. 4, FIG. 4A).
- Para remover, pressione o dispositivo de desbloqueio (A) e, em seguida, levante-o (Fig. 3B)

8.4 Instalação/remoção dos apoios laterais ou eleváveis para os pés



(FIG.5) Imagem meramente ilustrativa

- Para instalar os apoios laterais ou eleváveis para os pés, alinhe os orifícios dos suportes com os respectivos pinos na estrutura da cadeira de rodas; em seguida, rode o apoio para os pés para dentro, certificando-se de que a alavanca de bloqueio encaixa corretamente na estrutura (FIG. 5).
- Para remover, desencaixe a alavanca do apoio para os pés da estrutura da cadeira de rodas, rode-a para fora e puxe-a para cima.

8.5 Regulação dos apoios laterais para os pés



(FIG.6) Imagem meramente ilustrativa

- Para regular o comprimento dos apoios para os pés, desbloqueie a alavanca de segurança esquerda situada na parte inferior e pressione o botão com mola; faça deslizar o tubo do apoio para os pés até o botão voltar a encaixar no orifício pretendido. Em seguida, volte a bloquear a alavanca de segurança. (FIG.6)

8.6 Regulação dos apoios para os pés eleváveis (OPCIONAL)




(FIG.7) Imagem meramente ilustrativa

- Para regular o comprimento dos apoios para os pés, desbloqueie a alavanca de segurança esquerda situada na parte inferior, pressione o botão com mola e faça deslizar o tubo do apoio para os pés até o botão encaixar no orifício pretendido. Em seguida, volte a bloquear a alavanca de segurança. FIG. 7 (ref. P)
- Para regular a altura dos apoios para os pés, acione a alavanca indicada na FIG. 7 (ref. L). Depois de obter a regulação correta, solte a alavanca para bloquear definitivamente os apoios para os pés.

8.7 Instalação/remoção das rodas traseiras pequenas (apenas para NEXT, DUAL e SKINNY)

As rodas traseiras com 30 cm de diâmetro devem ser colocadas no orifício inferior da estrutura.



(FIG.8) Imagem meramente ilustrativa


No caso de rodas com desengate rápido

- Retire as tampas de plástico dos orifícios e insira as rodas, pressionando-as em direção à estrutura até o dispositivo de bloqueio automático encaixar corretamente (Fig. 8).
- Para retirar a roda, pressione o botão situado no centro do aro, de modo a libertar o bloqueio, e puxe a roda para fora (Fig. 8).

No caso de rodas com pino fixo (apenas para SKINNY)

- Insira a roda pequena e fixe-a com a porca fornecida.
- Para remover, desaperte a porca de fixação e retire a roda puxando-a para fora.

8.8 Regulação dos travões com rodas traseiras pequenas (apenas para NEXT, DUAL e SKINNY)



(FIG.9) Imagem meramente ilustrativa

- Com rodas traseiras de 30 cm, o travão deve ser posicionado na parte estriada da estrutura, conforme ilustrado na **Fig. 9**, fixando a corredeira do travão ao suporte com os dois parafusos Allen.

Nota: Regule a distância entre a corredeira e a roda, de modo que, ao acionar o travão, este exerça pressão suficiente para bloquear a roda em segurança.

8.9 Instalação/remoção das rodas traseiras grandes (apenas para NEXT GO, DUAL GO e SKINNY GO)

As rodas traseiras com 60 cm de diâmetro devem ser colocadas no orifício central da estrutura.



No caso de rodas com desengate rápido

- Retire as tampas de plástico dos orifícios e insira as rodas, pressionando-as em direção à estrutura até o dispositivo de bloqueio automático encaixar corretamente (**FIG. 10**).
- Para retirar a roda, pressione o botão situado no centro do aro, de modo a libertar o bloqueio, e puxe a roda para fora (**FIG. 10**).

(FIG.10) Imagem meramente ilustrativa

No caso de rodas com pino fixo (apenas para SKINNY GO)

- Insira a roda grande e fixe-a com a porca fornecida.
- Para remover, desaperte a porca de fixação e retire a roda puxando-a para fora.

8.10 Regulação dos travões com rodas traseiras grandes (apenas para DUAL GO)



(FIG.11) Imagem meramente ilustrativa

- Com rodas traseiras de 60 cm, o travão deve ser posicionado na parte estriada da estrutura, conforme ilustrado na **FIG. 11**, fixando a corredeira do travão ao suporte com os dois parafusos Allen.

Nota: Regule a distância entre a corredeira e a roda, de modo que, ao acionar o travão, este exerça pressão suficiente para bloquear a roda em segurança.

9. ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO

- Verifique sempre o estado de desgaste das peças mecânicas envolvidas, de modo a garantir uma utilização do dispositivo totalmente segura para pessoas e bens.
- Verifique se o dispositivo está montado corretamente, prestando especial atenção à correta inserção das rodas traseiras.
- Verifique se o assento está totalmente aberto na posição final bloqueada (caso contrário, pressione o assento com mais força em direção à estrutura).
- Verifique se o travão das rodas traseiras está a funcionar corretamente.

10. AVISOS DE UTILIZAÇÃO

- A cadeira de rodas não pode ser utilizada como assento em veículos motorizados.
- Certifique-se sempre de que o comando do travão está devidamente ajustado e a funcionar.
- Recomenda-se ter cuidado para não prender os dedos em partes como rodas ou travões quando utilizar a cadeira de rodas.
- Lembre-se que a temperatura da superfície da cadeira de rodas pode aumentar quando exposta a fontes de calor externas, como a luz solar.

11. MODO DE UTILIZAÇÃO

Nota: Consulte os avisos gerais deste manual de instruções.



ATENÇÃO!

- Entrar e sair da cadeira de rodas sozinho é uma operação potencialmente perigosa: Faça-o apenas se estiver fisicamente apto e com cautela.
- Não se apoie nas partes amovíveis, prefira a estrutura do assento.

NÃO APOIE O PESO NOS APOIOS PARA OS PÉS AO ENTRAR OU SAIR DA CADEIRA DE RODAS: PERIGO DE CAPOTAMENTO!

11.1 Entrar na cadeira de rodas

1. Aproxime a cadeira de rodas o mais possível, colocando-a ao seu lado.
2. Bloqueie os travões das rodas traseiras; para facilitar ao máximo a entrada na cadeira de rodas, recomenda-se retirar o apoio de braço do lado em que é efetuada a transferência.
3. Apoie-se na estrutura do assento, fazendo força com os braços, e baixe-se lentamente até ao assento.

11.2 Sair da cadeira de rodas

1. Aproxime-se o mais possível de outro assento.
2. Bloqueie os travões das rodas traseiras; para facilitar ao máximo a saída da cadeira de rodas, recomenda-se retirar o apoio de braço do lado em que é efetuada a transferência.
3. Apoie os braços na estrutura do assento para o qual pretende transferir-se e, elevando o corpo, deslize lentamente para esse assento.

11.3 Degraus e desníveis (conselhos para os transpor sozinho da melhor forma)



ATENÇÃO!

Estas técnicas são válidas apenas para utilizadores experientes de cadeiras de rodas. Em todos os outros casos, recomenda-se pedir ajuda a um assistente!

SUBIR

Aproxime-se da extremidade do passeio ou do degrau a transpor.

Equilibre a cadeira de rodas sobre as rodas traseiras, de modo a que as rodas dianteiras fiquem suficientemente levantadas para se apoiarem no obstáculo que pretende ultrapassar. Incline o tronco para a frente e empurre energicamente para a frente os aros de propulsão das rodas traseiras. Continue a empurrar até as rodas traseiras terem transposto o obstáculo.

DESCER

Para descer o desnível, execute o procedimento inverso. Posicione a parte traseira da cadeira de rodas diante do desnível a transpor, segure firmemente os aros de propulsão das rodas traseiras e desça lentamente o degrau ou obstáculo; Em seguida, equilibre a cadeira de rodas sobre as rodas traseiras, levantando ligeiramente as rodas dianteiras, e conclua a descida com cuidado.



ATENÇÃO!

Recomenda-se que esta técnica não seja utilizada em desníveis superiores a 10 cm!

11.4 Utilização dos apoios de braços

Os apoios de braços podem ser apenas rebatíveis, apenas amovíveis, ou rebatíveis e amovíveis:

REBATER O APOIO DE BRAÇO – Esta função facilita a entrada e a saída da cadeira de rodas. Para rebater o apoio de braço, pressione a alavanca de desbloqueio dianteira e rode o apoio de braço para trás.

11.5 Utilização das rodas de autopropulsão

As rodas traseiras grandes, de 50/60 cm, destinam-se à condução da cadeira de rodas por autopropulsão. Para tal, segure o aro de propulsão da roda e empurre-o na direção pretendida.

11.6 Utilização das rodas pequenas

As rodas traseiras pequenas, de 30 cm, destinam-se à condução da cadeira de rodas por um operador através das pegadas traseiras.

11.7 Utilização das rodas pequenas em passagens estreitas (de série nos modelos com desengate rápido)

Estas rodas destinam-se exclusivamente a permitir deslocações curtas da cadeira de rodas para atravessar espaços particularmente estreitos (por exemplo, portas de elevadores). Para utilizar estas rodas pequenas, levante a cadeira de rodas e retire as rodas traseiras; em seguida, empurre a cadeira apoiada nas rodas pequenas e, depois de transpor a passagem estreita, volte a montar as rodas traseiras.

11.8 Transporte em veículos

A cadeira de rodas foi concebida para ser transportada com facilidade. Depois de retirar os apoios para os pés e os apoios de braços, a cadeira de rodas pode ser fechada e facilmente colocada, por exemplo, na bagageira de um veículo. Caso não seja possível, por falta de espaço, coloque a cadeira de rodas diante do banco traseiro, de modo que fique estável e não possa capotar nem deslizar. Se possível, fixe a cadeira de rodas com o cinto de segurança do veículo.

12. MANUTENÇÃO

Os dispositivos da linha **ARDEA ONE** by Moretti S.p.A. são cuidadosamente inspecionados e ostentam a marcação CE no momento da sua colocação no mercado. Para segurança do doente e do profissional de saúde, recomenda-se que a aptidão do produto para utilização seja verificada pelo fabricante ou por um laboratório autorizado, pelo menos de 2 em 2 anos. Em caso de reparação, só podem ser utilizadas peças sobressalentes e acessórios originais. Antes de utilizar o dispositivo, efetue todas as verificações e controlos recomendados na secção «ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO» deste manual de instruções. As cadeiras de rodas **ARDEA ONE** requerem apenas operações de manutenção periódica simples e reduzidas. Seguem-se os controlos a efetuar periodicamente:

capacidade de travagem	Mensal
limpeza do assento	conforme necessário

13. LIMPEZA E DESINFECÇÃO

13.1 Limpeza dos revestimentos e acolchoamentos

Os revestimentos e os acolchoamentos são fabricados em nylon. Podem ser limpos com água e sabão neutro.

13.2 Limpeza da estrutura e das peças metálicas

A estrutura e as peças metálicas também podem ser limpas com água e sabão neutro; seque-as depois com um pano macio, para não riscar a pintura da estrutura.

13.3 Limpeza das rodas e dos travões

Da mesma forma, as rodas também podem ser limpas com água e sabão neutro. Tenha especial cuidado ao secar: Pode ser muito perigoso utilizar a cadeira de rodas com as rodas ainda molhadas.

13.4 Desinfecção

Se for necessário desinfetar o produto, utilize um detergente desinfetante comum.

Nota: Não utilize, em circunstância alguma, produtos ácidos, alcalinos ou solventes, como acetona ou diluente.

14. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO

Em caso de eliminação do dispositivo, nunca utilize os sistemas normais de recolha de resíduos sólidos urbanos. Recomenda-se a eliminação do dispositivo através dos ecocentros municipais, para permitir a adequada reciclagem dos materiais utilizados.

15. PEÇAS SOBRESSALENTES E ACESSÓRIOS

Para obter peças sobressalentes e acessórios, consulte exclusivamente o catálogo geral Moretti.

16. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

16.1 Dimensões

DIMENSÕES E PESOS

Medidas em cm



CP101-38								38		56						
CP101-40								40		58						
CP101-43	113	83	43	90	74	49	42÷56	43	43	61	27	17,5	60	20	-	120
CP102-46								46		63,5						
CP102-48								48		65						
CP102B-38								38		56						
CP102B-40								40		58						
CP102B-43	113	83	43	90	74	49	42÷56	43	43	61	27	17,5	60	20	-	120
CP102B-45								45		63						
CP102B-46								46		63,5						
CP102B-48								48		65						
CP110x-40								40		58						
CP110x-43								43		61						
CP110x-46	105	81	43	90	73	49	41÷56	46	42	64	26	18,5	60	20	-	150
CP110x-48								48		66						
CP110x-50								50		68						
CP200B-38								38		56						
CP200B-40								40		58						
CP200B-43								43		61						
CP200B-45	113	81	42	90	72÷80	49	41÷56	45	41	63	29	19,5	60	20	4	150
CP200B-46								46		64						
CP200B-48								48		66						
CP200B-50								50		68						

As imagens são apenas para fins ilustrativos

Medidas em cm																			Carga máxima MAX
CP300-50								50		73									
CP300-55	118	90	48	92	73	52	43÷57	55	41	78	32	26	60	20	-			200	
CP300-60								60		83									
CP620-40								40		51									
CP620-43								43		54									
CP620-46								46		57									
CP620-48								48		60									
CP880-35	94	74	36	86÷99	62	42	37÷42	35	37	56	31	14,5	56	15	-			100	

Medidas em cm																		
CP115x-40	98	75	41	92	76	50	41÷56	40	43	53	25	16	30	20	-	150		
CP115x-43								43		56								
CP115x-46								46		58,5								
CP115x-48								48		61								
CP115x-50								50		63								
CP205B-38	104	76	42	90	71÷80	49	41÷55	38	41	52	25	16,7	30	20	4	150		
CP205B-40								40		54								
CP205B-43								43		57								
CP205B-45								45		59								
CP205B-46								46		59,5								
CP205B-48	104	77	48	92	70	52	43÷57	48	39	62	30	21	32	20	-	200		
CP205B-50								50		64								
CP310-50								50		63								
CP310-55								55		68								
CP520-40								99		73							42	93
CP520-43	43	58																
CP520-45	45	60																
CP520-46	46	60,5																
CP520-48	48	63																
CP625-40	88	61	41	92	80	53	45÷57	40	37	51	26	16,5	30	18	-	110		
CP625-43								43		54								

*As medidas podem variar $\pm 0,5$ cm.

16.2 Especificações técnicas

- Estrutura em aço
 - Carga máxima para **CP101 e CP102B: 120 kg** - para **CP110x, CP115x, CP200B, CP205B e CP520: 150 kg** - para **CP300 e CP310: 200 kg** - para **CP620 e CP625: 110 kg** - para **CP880-35: 100 kg**
 - Rodas dianteiras em PU com 20 cm de diâmetro
 - Rodas dianteiras em PU, modelo infantil, com 15 cm de diâmetro
 - Rodas traseiras pequenas em PU, com 30 cm de diâmetro
 - Rodas traseiras grandes em PU, com 60 cm de diâmetro
 - Rodas traseiras grandes em PU para passagens estreitas, com 50 cm de diâmetro
 - Rodas traseiras grandes, modelo infantil, com 56 cm de diâmetro
 - Revestimento em nylon
 - Resistência à ignição: Os materiais utilizados no revestimento e no acolchoamento foram ensaiados segundo os métodos especificados na norma EN 1021-1/2.
 - Normas de referência: EN 12183
 - Temperatura do ambiente de funcionamento: -20 °C / +40 °C
 - Armazenamento recomendado: Conservar num local fresco e seco, sempre afastado de fontes diretas de calor, como a luz solar. (temperatura recomendada entre +10 °C e +40 °C)
- As imagens são apenas para fins ilustrativos*

As imagens são apenas para fins ilustrativos

17. GARANTIA

Todos os produtos Moretti estão garantidos contra defeitos de material ou de fabrico durante 2 (dois) anos a contar da data de venda, sem prejuízo das exclusões e limitações indicadas abaixo. Esta garantia não é válida em caso de utilização indevida, abuso ou alteração do produto, nem em caso de incumprimento das instruções de utilização. A utilização prevista do produto encontra-se indicada no manual de instruções. A Moretti não se responsabiliza por danos, lesões pessoais ou quaisquer outras consequências causadas por, ou relacionadas com, a instalação e/ou utilização do equipamento em desconformidade com as instruções constantes dos manuais de instalação, montagem e utilização. A Moretti não oferece qualquer garantia contra danos ou defeitos nos seus produtos nas seguintes condições: catástrofes naturais, operações de manutenção ou reparação não autorizadas, danos resultantes de problemas de alimentação elétrica (quando aplicável), utilização de peças ou componentes não fornecidos pela Moretti, incumprimento das orientações e instruções de utilização, alterações não autorizadas, danos de transporte (exceto o transporte original efetuado pela Moretti) ou falta de manutenção conforme indicado no manual. Os componentes sujeitos a desgaste não estão cobertos por esta garantia quando o dano resultar da utilização normal do produto.

17.1 Reparações

Reparação em garantia: Se um produto Moretti apresentar defeitos de material ou de fabrico durante o período de garantia, Moretti avaliará com o cliente se o defeito do produto está coberto pela garantia. Moretti, a seu exclusivo critério, pode substituir ou reparar o artigo sob garantia, quer num revendedor Moretti especificado, quer nas suas próprias instalações. Os custos de mão de obra relacionados com a reparação do produto podem ser suportados pela Moretti se for determinado que a reparação é abrangida pelo âmbito da garantia. A reparação ou substituição não renova nem prorroga a garantia.

Reparação de um produto não coberto pela garantia: Um produto não coberto pela garantia só pode ser devolvido para reparação após autorização prévia do Serviço de Assistência ao Cliente Moretti. Os custos de mão de obra e de envio relativos a uma reparação não coberta pela garantia serão integralmente suportados pelo cliente ou pelo revendedor. As reparações de produtos não cobertos pela garantia são garantidas durante 6 (seis) meses a partir da data de receção do produto reparado.

Produtos não defeituosos: O cliente será notificado se, após ter examinado e testado um produto devolvido, Moretti concluir que o produto não está defeituoso. O produto será devolvido ao cliente e este será responsável pelos custos de envio da devolução.

17.2 Peças sobressalentes

As peças sobressalentes originais Moretti têm uma garantia de 6 (seis) meses a partir da data de receção da peça sobressalente.

17.3 Cláusulas de exclusão de responsabilidade

Salvo o expressamente previsto nesta garantia e nos limites permitidos por lei, a Moretti não presta quaisquer outras declarações nem concede quaisquer outras garantias ou condições, expressas ou implícitas, incluindo declarações, garantias ou condições relativas à comerciabilidade, à adequação a uma finalidade específica, à não violação de direitos e à não interferência. A Moretti não garante que a utilização do produto Moretti seja ininterrupta ou isenta de erros. A duração de quaisquer garantias implícitas que possam resultar da legislação aplicável limita-se ao período de garantia, nos termos permitidos por lei. Alguns Estados ou países não permitem limitações à duração de uma garantia implícita, nem a exclusão ou limitação de danos incidentais ou indiretos relativamente a produtos de consumo. Nesses Estados ou países, algumas das exclusões ou limitações desta garantia poderão não se aplicar ao utilizador. Esta garantia está sujeita a alterações sem aviso prévio.



MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20022 Cavriaglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

FABRICADO NA R.P.C.

** Consulte o nosso website para obter a versão mais recente disponível do manual de instruções*

As imagens são apenas para fins ilustrativos



Moretti S.p.A.

Via Bruxelles, 3
52022 Cavriglia (AR), Italy

info@morettispa.com
www.morettispa.com