



MOPEDIA®

MA RS975xx 02 B_ITA_10 2020

MANIGLIE DA BAGNO A VENTOSA

MANUALE DI ISTRUZIONI

ITALIANO

INDICE

1. CODICI.....	PAG.3
2. INTRODUZIONE.....	PAG.3
3. DESTINAZIONE D'USO.....	PAG.3
4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE	PAG.3
5. AVVERTENZE GENERALI	PAG.4
6. SIMBOLOGIA UTILIZZATA.....	PAG.4
7. DESCRIZIONE GENERALE	PAG.4
8. PRIMA DI OGNI USO.....	PAG.5
9. AVVERTENZE PER L'UTILIZZO	pag.5
10. MONTAGGIO	PAG.5
10.1 Montaggio maniglia corta	pag. 5
10.2 Posizionamento della maniglia.....	pag. 5
10.3 Rimozione della maniglia	pag. 5
10.4 Indicatore di tenuta	pag. 6
11. CARATTERISTICHE TECNICHE	PAG.6
11.1 Materiale:	pag. 6
11.2 Dimensioni	pag. 6
12. PULIZIA E DISINFEZIONE	PAG.7
12.1 Pulizia.....	pag. 7
12.2 Disinfezione	pag. 7
13. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO GENERALI	pag.7
14. PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI	PAG.7
15. GARANZIA.....	PAG.7
15.1 Riparazioni	pag. 8
15.2 Ricambi	pag. 8
15.3 Clausole esonerative	pag. 8

CE Dispositivo medico di classe I
REGOLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici

1. CODICI

RS975-36 Maniglia a ventosa lineare - 36 cm

RS975-50 Maniglia a ventosa lineare - 50 cm

2. INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto un dispositivo per il bagno della linea MOPEDIA by Moretti. I dispositivi per il bagno Moretti sono stati progettati e realizzati per soddisfare tutte le vostre esigenze per un utilizzo pratico, corretto e sicuro. Questo manuale contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso del dispositivo da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. Si consiglia di leggere attentamente la totalità del presente manuale prima di usare l'ausilio. In caso di dubbi vi preghiamo di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente.

Nota: Controllare che tutte le parti del prodotto non abbiano subito danni durante la spedizione. In caso di danni non utilizzare il prodotto e contattare il rivenditore per ulteriori istruzioni

3. DESTINAZIONE D'USO

Le maniglie a ventosa per il bagno Moretti sono destinati ad aiutare persone con difficoltà motoria.

ATTENZIONE!



- È vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale
- Moretti S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni derivanti da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche

4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

La MORETTI SpA dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio dalla stessa MORETTI SpA, e facenti parte della famiglia IMPUGNATURE DI SICUREZZA sono conformi alle disposizioni applicabili del regolamento 2017/745 sui DISPOSITIVI MEDICI del 5 aprile 2017.

A tal scopo la MORETTI SpA garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto segue:








1. I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti generali di sicurezza e prestazione così come richiesti dall'allegato I del regolamento 2017/745 come prescritto dall'allegato IV del suddetto regolamento.
2. I dispositivi in oggetto NON SONO STRUMENTI DI MISURA.
3. I dispositivi in oggetto NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE.
4. I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione NON STERILE.
5. I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I in conformità a quanto stabilito dall'allegato VIII del suddetto regolamento.
6. La MORETTI SpA mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti, per almeno 10 anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo lotto, la documentazione tecnica comprovante la conformità al regolamento 2017/745.

Nota: I codici completi di prodotto, il codice di registrazione del Fabbrikante (SRN), il codice UDI-DI di base ed eventuali riferimenti a norme utilizzate sono riportati nella Dichiarazione di Conformità UE che MORETTI SPA emette e rende disponibile attraverso i propri canali.

5. AVVERTENZE GENERALI

- Per un utilizzo corretto del dispositivo e per evitare danni o lesioni derivanti da errori nell'uso, leggere attentamente le seguenti istruzioni ed avvertenze;
- Mantenere il prodotto imballato lontano da qualsiasi fonte di calore in quanto l'imballo è fatto di cartone;
- Le maniglie a ventosa sono ideate per aiutare il movimento naturale, per es. senza l'uso di dispositivi di sostegno. Non sono state costruite per sostenere l'intero peso del corpo;
- Le maniglie a ventosa hanno la funzione di breve appoggio e sostegno per le persone;
- Non applicare su superfici in movimento;
- Peso massimo supportato: 55 kg (trazione orizzontale/verticale - maniglia corta);
- La vita utile del dispositivo è determinata dall'usura di parti non riparabili e/o sostituibili;
- Prestare sempre attenzione alla presenza di bambini.
- L'utilizzatore e/o il paziente dovrà segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito.

6. SIMBOLOGIA UTILIZZATA

	Codice prodotto
	Identificativo univoco del dispositivo
	Marchio CE
	Fabbrikante
	Lotto di produzione
	Leggere il manuale per le istruzioni
	Dispositivo Medico
	Condizioni di smaltimento

7. DESCRIZIONE GENERALE

Le maniglie bagno a ventosa sono progettate per essere utilizzate solo su superfici lisce e non porose; piastrelle, vetro, porcellana o fibra di vetro. Non sono adatte per l'uso su superfici tipo muro, legno, superfici verniciate o tappezzate. Utilizzabili in tutti quegli ambienti dove non è consentito trapanare le pareti o fuori casa.



8. PRIMA DI OGNI USO

- Controllare sempre il fissaggio e le condizioni di tenuta della ventosa grazie all'indicatore di tenuta presente sulla maniglia nonché le condizioni di tenuta della superficie;
- Verificare sempre lo stato di usura delle parti in modo tale da garantire un utilizzo del dispositivo in totale sicurezza per persone e cose;
- Verificare il corretto assemblaggio del dispositivo.

9. AVVERTENZE PER L'UTILIZZO

- Non ci si può sedere sopra la maniglia mobile;
- Se la maniglia viene usata in condizioni sfavorevoli (es. ventose danneggiate o consumate), la tenuta può scomparire di colpo;
- Sotto l'acqua la tenuta diminuisce;
- La tenuta delle ventose diminuisce in presenza di temperature ed altitudini elevate;
- Mantenere le ventose lontano dalla luce diretta del sole, perderebbero elasticità. Si consiglia di non attaccare le maniglie su superfici esposte alla luce diretta del sole;
- Se la maniglia rimane attaccata nello stesso punto per un periodo di tempo prolungato, alla rimozione, la superficie sottostante potrebbe rimanere macchiata.

10. MONTAGGIO

10.1 Montaggio maniglia corta

La maniglia a ventosa lineare corta viene fornita già assemblata.

10.2 Posizionamento della maniglia

1. Pulire la superficie con un panno e dell'alcool, lasciare asciugare, nel frattempo controllare lo stato delle ventose. Non usare se danneggiate, incrinare o spezzate.
2. Sollevare entrambe le leve; posizionare la maniglia in modo che entrambe le ventose appoggino saldamente e completamente su una superficie liscia.
3. Tenere una estremità e premere verso il basso una leva con il palmo della mano, si dovrebbe sentire resistenza mentre la ventosa prende.
4. Controllare che la maniglia abbia aderito bene alla superficie, in caso contrario riposizionarla.



10.3 Rimozione della maniglia

1. Sollevare ciascuna delle due leve.
2. Se la ventosa rimane attaccata al supporto, sollevare delicatamente un bordo.
3. Non utilizzare uno strumento affilato per rimuovere la ventosa, si potrebbe danneggiare.
4. Mantenere le leve sempre sollevate fino al prossimo utilizzo.

10.4 Indicatore di tenuta

L'indicatore di tenuta (sistema brevettato), consiste in un segnalatore della reale aderenza della ventosa al supporto garantendo così la massima aderenza e sicurezza durante l'utilizzo.



"Verde - Green":
indica la corretta
adesione



"Rosso - Red": indica presa non
corretta, verificare la superficie
di appoggio e riapplicarla

Nota: Non posizionare sopra giunti o fughe.

11. CARATTERISTICHE TECNICHE

Realizzate in ABS con ventose in PVC, le maniglie mobili rispetto alle classiche maniglie fisse, presentano numerosi vantaggi:

- Si montano senza effettuare fori;
- Possono essere spostate in qualunque momento e permettono di seguire l'evoluzione delle patologie;
- Utilizzo sia verticale che orizzontale
- Montaggio e smontaggio facile e veloce
- Disponibili in varie misure:
RS975-36 maniglia a ventosa lineare - 36 cm
RS975-50 maniglia a ventosa lineare - 50 cm


11.1 Materiale:



Corpo ABS

Ventosa PVC

Molla e rivetto in acciaio

11.2 Dimensioni

<p>DIMENSIONI RS975-36</p>	
<p> PORTATA MASSIMA</p>	<p>55 KG (TRAZIONE ORIZZONTALE/VERTICALE); 40 KG (TRAZIONE ANGOLARE)</p>

<p>DIMENSIONI RS975-50</p>	
<p> PORTATA MASSIMA</p>	<p>55 KG (TRAZIONE ORIZZONTALE/VERTICALE); 40 KG (TRAZIONE ANGOLARE)</p>

12. PULIZIA E DISINFEZIONE

12.1 Pulizia

Mantenere le ventose sempre pulite. Utilizzare acqua calda e del sapone neutro. Successivamente asciugare bene prima dell'utilizzo.

12.2 Disinfezione

Se è necessario effettuare una disinfezione del prodotto utilizzare un comune detergente disinfettante.

N.B. Evitare assolutamente di utilizzare prodotti acidi, alcalini o solventi come ad esempio l'acetone o il diluente.

13. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO GENERALI

In caso di smaltimento del dispositivo non usare mai i normali sistemi di conferimento dei rifiuti solidi urbani. Si raccomanda invece di smaltire il dispositivo attraverso le comuni isole ecologiche comunali per le previste operazioni di riciclo dei materiali utilizzati.

14. PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Per le parti di ricambio e gli accessori fare riferimento esclusivamente al catalogo generale Moretti.

15. GARANZIA

Tutti i prodotti Moretti sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate di seguito. Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l'uso. La corretta destinazione d'uso del prodotto è indicata nel manuale d'uso.

Moretti non è responsabile di danni risultanti, di lesioni personali o quant'altro causato o relativo all'installazione e/o all'uso dell'apparecchiatura non scrupolosamente conforme alle istruzioni riportate nei manuali per l'installazione, il montaggio e l'uso.

Moretti non garantisce i prodotti Moretti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate, danni derivanti da problemi dell'alimentazione elettrica (dove prevista), utilizzo di parti o componenti non forniti da Moretti, mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l'uso, modifiche non autorizzate, danni di spedizione (diversa dalla spedizione originale da Moretti), oppure dalla mancata esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale.

Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto.

15.1 Riparazioni

Nel caso in cui un prodotto Moretti presenti difetti di materiale o fabbricazione durante il periodo di garanzia, Moretti valuterà con il cliente se il difetto del prodotto è coperto dalla garanzia. Moretti, a sua insindacabile discrezione, può sostituire o riparare l'articolo in garanzia, presso un rivenditore Moretti specificato o presso la propria sede. I costi della manodopera relativi alla riparazione del prodotto possono essere a carico di Moretti se si determina che la riparazione ricade nell'ambito della garanzia. Una riparazione o sostituzione non rinnova né proroga la garanzia.

Si può restituire, affinché sia riparato, un prodotto non coperto dalla garanzia solo dopo aver ricevuto autorizzazione preventiva dal servizio clienti Moretti. I costi della manodopera e di spedizione relativi a una riparazione non coperta dalla garanzia saranno completamente a carico del cliente o del rivenditore. Le riparazioni su prodotti non coperti dalla garanzia sono garantite per 6 (sei) mesi, a decorrere dal giorno in cui si riceve il prodotto riparato.

Il cliente sarà avvisato se, dopo avere esaminato e provato un prodotto restituito, Moretti conclude che il prodotto non è difettoso. Il prodotto sarà restituito al cliente e saranno a suo carico i costi di spedizione dovuti alla restituzione.

15.2 Ricambi

I ricambi originali Moretti sono garantiti per 6 (sei) mesi a decorrere dal giorno in cui si riceve il ricambio.

15.3 Clausole esonerative

Salvo quanto specificato espressamente in questa garanzia ed entro i limiti di legge, Moretti non offre nessun'altra dichiarazione, garanzia o condizione, espressa o implicita, comprese eventuali dichiarazioni, garanzie o condizioni di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, non violazione e non interferenza. Moretti non garantisce che l'uso del prodotto Moretti sarà ininterrotto o senza errori. La durata di eventuali garanzie implicite che possano essere imposte dalle norme di legge è limitata al periodo di garanzia, nei limiti delle norme di legge. Alcuni stati o paesi non permettono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita oppure l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o indiretti in relazione a prodotti per i consumatori. In tali stati o paesi, alcune esclusioni o limitazioni di questa garanzia possono non applicarsi all'utente. La presente garanzia è soggetta a variazioni senza preavviso.



CERTIFICATO DI GARANZIA

Prodotto _____

Acquistato in data _____

Rivenditore _____

Via _____ Località _____

Venduto a _____

Via _____ Località _____



Via Bruxelles, 3 - Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.





MOPEDIA®

MA RS975xx 02 B_ENG_10 2020

SUCTION GRAB BARS

INSTRUCTION MANUAL

ENGLISH

INDEX

1. CODES.....	PAG.3
2. INTRODUCTION.....	PAG.3
3. INTENDED USE.....	PAG.3
4. DECLARATION OF CONFORMITY	PAG.3
5. GENERAL WARNINGS	PAG.4
6. SYMBOLS	PAG.4
7. GENERAL DESCRIPTION.....	PAG.4
8. BEFORE EACH USE	PAG.5
9. WARNINGS FOR USE	PAG.5
10. ASSEMBLING	PAG.5
10.1 Assembling for short grab bar	pag. 5
10.2 Grab bar positioning	pag. 5
10.3 Removal.....	pag. 5
10.4 Patented suction indicator	pag. 5
11. TECHNICAL FEATURES	PAG.6
11.1 Material	pag. 6
11.2 Dimension	pag. 6
12. CLEANING AND DISINFECTION.....	PAG.7
12.1 Cleaning.....	pag. 7
12.2 Disinfection	pag. 7
13. CONDITIONS OF DISPOSAL	PAG.7
14. SPARE PARTS AND ACCESSORIES.....	PAG.7
15. WARRANTY	PAG.7
15.1 Repair	pag. 8
15.2 Spare parts.....	pag. 8
15.3 Clausole esonerative	pag. 8

CE I Class Medical Device

REGULATION (EU) 2017/745 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 5 April 2017 concerning medical devices

1. CODES

RS975-36 Suction grab bar - 36 cm

RS975-50 Suction grab bar - 50 cm

2. INTRODUCTION

Thank you for purchasing a MOPEDIA suction grab by Moretti S.p.A. This user's manual provides some suggestions as how to correctly use the product you have chosen and gives some valuable advice for your safety. Please read through the manual carefully before using the product. Should you have any queries, please contact your retailer for advice and assistance. In case of doubts, we recommend to contact the dealer who can help and advice you properly.

Note: Check if any part has shipping damages and test before using. In case of damage, do not use the device. Contact your dealer for further instructions.

3. INTENDED USE

The grab bar by Moretti is intended to help people with movement difficulties.

CAUTION!



- Do not use the product for a purpose not indicated in this manual
- Moretti S.p.A declines all responsibilities for any consequences resulting from an incorrect use of this product and from unauthorized alteration to the frame of the product
- The manufacturer reserves the right to change the information contained in this document without previous notice

4. DECLARATION OF CONFORMITY

Moretti S.p.A. declares under its sole responsibility that the product made and traded by Moretti S.p.A. and belonging to the group of SAFETY BATH HANDLES complies with the provisions of the regulation 2017/745 on MEDICAL DEVICES of 5 April 2017.

For this purpose, Moretti S.p.A. guarantees and declares under its sole responsibility what follows:

1. The devices satisfy the requirements of general safety and performance requested by the Annex I of regulation 2017/745 as laid down by the Annex IV of the above mentioned regulation.
2. The devices ARE NOT MEASURING INSTRUMENTS.
3. The devices ARE NOT MADE FOR CLINICAL TESTS.
4. The devices are packed in NON-STERILE BOX.
5. The devices belong to class I in accordance with the provisions of Annex VIII of the above mentioned regulation
6. Moretti S.p.A. provides to the Competent Authorities the technical documentation to prove the conformity to the 2017/745 regulation, for at least 10 years from the last lot production.

Note: Complete product codes, the manufacturer registration code (SRN), the UDI-DI code and any references to used regulations are included in the EU declaration of conformity that Moretti S.p.A. releases and makes available through its channels.

5. GENERAL WARNINGS

- DO NOT use this product or any available optional equipment without first completely reading and understanding this instruction manual.
- Keep the packed product away from heat sources
- The suction cup grab bar is not designed to hold or support your full body weight.
- This grab bar is designed to assist your natural motion, as when stepping into or out of a shower.
- Do not attach to moving surfaces.
- Maximum User Weight : 55 kg (120 lbs) short grab bar
- SERVICE LIFE- the product use limit is defined by the wear of the parts
- DO NOT allow children to play on or operate the bath chair
- The user and/or the patient will have to report any serious accident that have occurred related the device to the manufacturer and appropriate authority of the State which the user and/or patient belongs to.

6. SYMBOLS



Product code



Unique Device Identification



CE mark



Manufacturer



Batch Lot



Read the instruction manual



Medical Device



Conditions of disposal

7. GENERAL DESCRIPTION

The suction grab bar is designed for use only on smooth and non-porous surfaces; tile, glass, porcelain or fiberglass. Not for use on wall board, wood, painted or papered surfaces. Usable in all environments where it is not permitted to drill the walls or outside the home.



8. BEFORE EACH USE

- Always check the attachment and condition of suction cup thanks to the indicator on the handle
- Check if the frame is damaged in order to guarantee a safe use for people and things
- Check the correct assembly of the device

9. WARNINGS FOR USE

- You can not sit on the grab bar;
- If the grab bar is used in unfavorable conditions (eg. Suckers damaged or worn), the holding may disappear suddenly;
- Under water the grab bar holding decreases;
- The holding of the suction cups decreases in the presence of high temperatures and high altitudes;
- Keep the suckers away from direct sunlight, lose elasticity. It should not attach the handles to the outside surface illuminated type windows;
- If the handle remains attached in the same place for a prolonged period of time, to the removal, the underlying surface may remain blotchy.

10. ASSEMBLING

10.1 Assembling for short grab bar

The short grab bar is supplied already assembled.

10.2 Grab bar positioning

1. Thoroughly clean and the surface with alcohol wipe and allow to dry and check the condition of the suction cups. Do not use if damaged, cracked or split.
2. Raise both levers; place the grab bar so that both suction cups lie firmly and completely on a smooth surface.
3. Hold one end and press on one lever with your palm, You should feel resistance as the suction cup tightens.
4. Check that the handle adhered well to the surface, otherwise reposition.



10.3 Removal

1. Lift each of the two levers.
2. If suction remains, gently lift one edge with a finger.
3. Do not use a sharp instrument which may damage the suction cup.
4. Always to keep the levers flip up until next use.

10.4 Patented suction indicator

The indicator seal (patented system), consists in an alerter of the actual adhesion of the suction cup to the support thus ensuring maximum grip and safety during use.



“GREEN” means the correct attaching

Otherwise, it will turn into the “RED” request to check the mounting surface and re-attach again

Nota: Do not place over joints or grout lines.

11. TECHNICAL FEATURES

Each grab bar is made of ABS with suction cups made of PVC, they are mobile grab bars and compared to the fixed traditional ones, have several advantages:



- Mounting without drilling holes;
- Horizontal, vertical and angled positioning
- They can be moved at any time and can follow the evolution of the disease.
- Quick and easy assembly and disassembly
- Available in different sizes:
 RS975-36 suction grab bar - 36 cm
 RS975-50 suction grab bar - 50 cm

11.1 Material

Handle ABS
 Suction PVC
 Spring and rivet steel

11.2 Dimension

<p>DIMENSION RS975-36</p>	
<p> MAXIMUM USER WEIGHT</p>	<p>55 KG (120 LBS) (LATERAL & VERTICAL) - 40 KG (90 LBS) (ANGLED)</p>

<p>DIMENSION RS975-50</p>	
<p> MAX LOADING WEIGHT</p>	<p>55 KG (120 LBS) (LATERAL & VERTICAL) - 40 KG (90 LBS) (ANGLED)</p>

12. CLEANING AND DISINFECTION

12.1 Cleaning

Use a damp cloth and mild soap. Then dry thoroughly before use.

12.2 Disinfection

If you need to disinfect the device use a common disinfectant cleaner.

Note: Never use acids, alkalis or solvents such as acetone.

13. CONDITIONS OF DISPOSAL

In case of disposal don't use the inserting container for municipal waste. We recommend to dispose.

The bath chair in the appropriate disposal areas for recycling.

14. SPARE PARTS AND ACCESSORIES

For spare parts only refer to MORETTI master catalogue.

15. WARRANTY

Moretti products are guaranteed from material or manufacturing faults for a period of (two) 2 years from the purchasing date, subject to any limitations and exclusions specified below. The warranty does not apply in case of damages caused by improper use, abuse or modification of the product, and the warranty will not be valid if the instructions for use are not strictly followed. The correct intended use of the device is specified in this manual.

Moretti is not responsible for damages resulting from personal injury or otherwise caused by or in relation to wrong installation or improper use. Moretti does not guarantee the products against damage or defects in the following conditions: natural disaster, not authorized maintenance or repair, damage due to power supply problems (where provided) use of spare parts not supplied by Moretti, improper use, not authorized alteration, shipping damage (other than original shipment by Moretti), or in case of insufficient maintenance as indicated in the manual.

The warranty doesn't cover components subject to wear and tear during the correct use of the device.

15.1 Repair

In the event that a product Moretti to be defective in material or manufacturing faults during the warranty period, Moretti will confirm with customer if the fault can be covered from warranty. Moretti, in its sole discretion, can repair or replace the item under warranty at a Moretti dealer or at Moretti location. The labor cost for the repair may be charged to Moretti if the repair is covered by warranty. Repair or replacement does not renew or extend the warranty.

A product not covered by warranty can be returned for repairing only after receiving prior authorization from Moretti customer service. The labor and shipping costs for a repair not covered by warranty will be fully borne by the customer or dealer. Repairs of products not covered by warranty are warranted for six (6) months from the date you receive the product repaired.

The customer will be informed if, after having examined and tested returned product, Moretti claims that the product is not defective. In this case the good will be returned to the customer, all shipping costs will be paid by customer.

15.2 Spare parts

For spare parts only refer to MORETTI master catalogue.

15.3 Clause esonerative

Except as expressly specified in this warranty and within the limits of the law, Moretti does not offer any representation, warranty or condition, express or implied, including any representations, warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement and interference. Moretti does not warrant that the use of the product Moretti will be uninterrupted or error free. The duration of any implied warranties that may be imposed by law are limited to the warranty period, within the limits of the law. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages in connection with products for consumers. In such states or countries, certain disclaimers and limitations of this warranty may not apply to you. This warranty is subject to change without notice.



WARRANTY CERTIFICATE

ENGLISH

Product _____

Purchased on (date) _____

Retailer _____

Address _____ Town/city _____

Sold to _____

Address _____ Town/city _____



Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.





MOPEDIA®

MA RS975xx 02 B_ESP_10 2020

ASIDEROS PARA BAÑO CON VENTOSA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ESPAÑOL

ÍNDICE

1. CÓDIGOS.....	PAG.3
2. INTRODUCCIÓN.....	PAG.3
3. FINALIDAD.....	PAG.3
4. DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD.....	PAG.3
5. ADVERTENCIAS GENERALES.....	PAG.4
6. SÍMBOLOS	PAG.4
7. DESCRIPCIÓN GENERAL.....	PAG.4
8. ANTES DE CADA USO	PAG.5
9. ADVERTENCIAS PARA EL USO	PAG.5
10. MONTAJE	PAG.5
10.1 Montaje del asidero corto	pag. 5
10.2 Emplazamiento del asidero.....	pag. 5
10.3 Desmontaje del asidero	pag. 5
10.4 Indicador de retén.....	pag. 6
11. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PAG.6
11.1 Material:	pag. 6
11.2 Medidas	pag. 6
12. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	PAG.7
12.1 Limpieza	pag. 7
12.2 Desinfección	pag. 7
13. CONDICIONES DE ELIMINACIÓN GENERALES	PAG.7
14. REPUESTOS Y ACCESORIOS.....	PAG.7
15. GARANTÍA.....	PAG.7
15.1 Reparaciones	pag. 8
15.2 Repuestos	pag. 8
15.3 Cláusulas exonerativas	pag. 8



REGLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
del 5 de Abril 2017 sobre los productos sanitarios

1. CÓDIGOS

RS975-36 Asidero con ventosa lineal - 36 cm

RS975-50 Asidero con ventosa lineal - 50 cm

2. INTRODUCCIÓN

Gracias por haber elegido un producto sanitario para baño de la línea MOPEDIA fabricado por Moretti. Los productos sanitarios para baño de Moretti han sido diseñados y realizados para satisfacer todas tus exigencias, con un uso práctico, correcto y seguro. Este manual de instrucciones contiene algunas sugerencias que le permitirán usar correctamente el equipo que Ud. ha elegido, así como valiosos consejos para su seguridad. Se aconseja leer atentamente todo el manual antes de utilizar el auxilio. En caso de dudas contacte con el distribuidor, que estará en condiciones de brindarle ayuda y consejos.

Nota **Comprobar que ninguna de las partes del producto haya sufrido daños durante el transporte. En caso de daños, no utilizar el producto y contactar con el revendedor para más instrucciones**

3. FINALIDAD

Los asideros con ventosa para baño Moretti están destinados a ayudar a las personas con dificultades motoras.

¡ATENCIÓN!



- Está prohibido utilizar el producto con fines diferentes de aquel definido en este manual
- Moretti S.p.A. declina toda responsabilidad respecto de los daños derivados de un uso incorrecto del producto o diferente de aquel indicado en el presente manual
- El fabricante se reserva el derecho de aportar modificaciones al producto y a este manual sin aviso previo, con propósitos de mejora

4. DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

Moretti S.p.A. declara bajo su exclusiva responsabilidad que los productos fabricados e introducidos en el mercado por la misma MORETTI Spa que hacen parte de la familia ASAS DE SEGURIDAD son conformes con las disposiciones del reglamento 2017/745 sobre los PRODUCTOS SANITARIOS del 5 Abril 2017. Para ello, MORETTI Spa. declara bajo su exclusiva responsabilidad los siguientes puntos:

1. Los productos en cuestión satisfacen los requisitos generales de seguridad y prestación como requerido por el anexo 1 del reglamento 2017/745 como prescrito por el anexo IV del mismo reglamento.
2. Los productos en cuestión NO SON INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN.
3. Los productos en cuestión NO ESTÁN DESTINADOS A INVESTIGACIONES CLÍNICAS.
4. Los productos en cuestión se comercializan en presentación NO ESTÉRIL.
5. Los productos en cuestión deben considerarse de clase I en conformidad a lo establecido en el anexo VIII del mismo Reglamento.
6. MORETTI S.p.A. mantiene y pone a disposición de las Autoridades Competentes, por 10 años desde la fecha de fabricación del último lote, la documentación técnica que comprueba la conformidad con el Regl6.

Nota: Los códigos completos de los productos, el código de registraci3n del Fabricante (SRN), el c3digo UDI-DI de base y eventuales referencias a normas utilizadas se encuentran en la Declaraci3n de Conformidad UE que MORETTI SPA emite y mete a disposici3n a trav3s de sus canales.

5. ADVERTENCIAS GENERALES

- Para el uso correcto del producto y para evitar daos y lesiones derivados de errores de uso, leer atentamente las siguientes instrucciones y advertencias;
- Mantener el producto embalado lejos de cualquier fuente de calor, ya que el embalaje es de cart3n;
- Los asideros con ventosa est3n diseos para favorecer el movimiento natural, sin el uso de elementos de sost3n. No han sido construidos para sostener todo el peso del cuerpo;
- Los asideros con ventosa cumplen la funci3n de breve apoyo y sost3n para las personas;
- No utilizar sobre superficies en movimiento;
- Peso m3ximo soportado: 55 kg (tracci3n horizontal/vertical - asidero corto);
- La vida 3til del producto depende del desgaste de las partes no reparables o sustituibles;
- Prestar atenci3n especialmente si hay nios presentes.

6. S3MBOLOS



C3digo producto



Identificaci3n 3nica de productos



Marcado CE



Fabricante



Lote de producci3n



Leer el manual de instrucciones




Producto sanitario



Condiciones de eliminaci3n 2017/45

7. DESCRIPCI3N GENERAL

Los asideros para baos con ventosa est3n diseos para el uso s3lo sobre superficies lisas y no porosas; baldosas, vidrio, porcelana o fibra de vidrio. No son adecuados para el uso sobre superficies tipo pared, madera, superficies pintadas o tapizadas. Utilizables fuera de casa y en todos los ambientes donde no est3 permitido taladrar las paredes.



8. ANTES DE CADA USO

- Controlar siempre la fijación y las condiciones de retén de la ventosa mediante el indicador de retén presente en el asidero, así como las condiciones de retén de la superficie;
- Verificar siempre el desgaste de las partes para garantizar el uso seguro del producto, libre de peligros para personas y bienes;
- Verificar el correcto ensamblaje del producto.

9. ADVERTENCIAS PARA EL USO

- No sentarse sobre el asidero móvil;
- Si el asidero se utiliza en condiciones desfavorables (ej. ventosas dañadas o consumidas), puede ocurrir que el retén se pierda repentinamente;
- El retén disminuye bajo el agua;
- El retén de las ventosas disminuye en presencia de temperaturas y altitudes elevadas;
- Mantener las ventosas lejos de la luz directa del sol, ya que podrían perder elasticidad. Se recomienda no utilizar los asideros sobre superficies expuestas a la luz directa del sol;
- Si el asidero permanece aplicado al mismo punto durante mucho tiempo, al despegarlo, la superficie podría quedar manchada.

10. MONTAJE

10.1 Montaje del asidero corto

El asidero con ventosa lineal corto se suministra ya ensamblado.

10.2 Emplazamiento del asidero

1. Limpiar la superficie con un paño y alcohol, dejar secar y controlar el estado de las ventosas. No utilizar ventosas dañadas, agrietadas o rotas.
2. Levantar las dos palancas; situar el asidero de manera que ambas ventosas se apoyen firme y completamente sobre una superficie lisa.
3. Sostener un extremo y presionar hacia abajo una palanca con la palma de la mano; se debería percibir cierta resistencia al adherir la ventosa.
4. Comprobar que el asidero adhiera bien a la superficie; en caso contrario, reposicionarlo.



10.3 Desmontaje del asidero

1. Levantar las dos palancas.
2. Si la ventosa permanece adherida a la superficie, levantar delicadamente un borde.
3. No utilizar elementos filosos para sacar la ventosa, ya que podría dañarse.
4. Mantener las palancas siempre levantadas hasta el uso sucesivo.

10.4 Indicador de retén

El indicador de retén (sistema patentado) señala el grado de adherencia real de la ventosa al soporte, garantizando la máxima adherencia y seguridad durante el uso.



"Verde - Green": indica la adherencia correcta



"Rojo - Red": indica una adherencia no correcta, verificar la superficie de apoyo y volver a aplicar

Nota No utilizar sobre uniones o juntas.

11. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Realizados en ABS con ventosas de PVC, los asideros móviles ofrecen muchas más ventajas que los asideros tradicionales:

- Se montan sin tener que realizar orificios;
- Se pueden desplazar en cualquier momento y permiten seguir la evolución de las patologías;
- Uso posible en posición vertical, horizontal
- Montaje y desmontaje fácil y veloz
- Disponibles en varias medidas:
RS975-36 asidero con ventosa lineal - 36 cm
RS975-50 asidero con ventosa lineal - 50 cm



11.1 Material:



Cuerpo ABS

Ventosa PVC

Muelle y remache de acero

11.2 Medidas

<p>MEDIDAS RS975-36</p>	
<p> CAPACIDAD MÁXIMA</p>	<p>55 KG (TRACCIÓN HORIZONTAL/VERTICAL); 40 KG (TRACCIÓN ANGULAR)</p>

<p>MEDIDAS RS975-50</p>	
<p> CAPACIDAD MÁXIMA</p>	<p>55 KG (TRACCIÓN HORIZONTAL/VERTICAL); 40 KG (TRACCIÓN ANGULAR)</p>

12. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

12.1 Limpieza

Mantener las ventosas siempre limpias. Utilizar agua caliente y jabón neutro. Secar bien antes del uso.

12.2 Desinfección

Si es necesario, desinfectar el producto con un detergente desinfectante común.

Nota Evitar absolutamente utilizar productos ácidos, alcalinos o solventes como acetona o diluyente.

13. CONDICIONES DE ELIMINACIÓN GENERALES

No eliminar el producto junto con los desechos sólidos urbanos. Para la eliminación del producto, entregarlo en una isla ecológica municipal en vistas del posterior reciclado de los materiales.

14. REPUESTOS Y ACCESORIOS

Para conseguir repuestos y accesorios, consultar exclusivamente el catálogo general Moretti.

15. GARANTÍA

Todos los productos MORETTI tienen una garantía de 2 años desde la fecha de venta por defectos de fabricación o de material, sin perjuicio de eventuales exclusiones y de las limitaciones especificadas a continuación. La garantía no se aplica en caso de daños causados por uso inadecuado, abusos, alteraciones y en caso de que no se respeten las instrucciones de uso. La finalidad correcta del producto está indicada en el manual de instrucciones.

Moretti no se hace responsable de daños, lesiones personales u otras consecuencias derivadas de errores de instalación y de un uso del producto no conforme a las instrucciones de los manuales de instalación, montaje y uso.

Moretti no garantiza los productos Moretti por daños o defectos en las condiciones siguientes: calamidades, operaciones de mantenimiento o reparación no autorizadas, daños causados por la alimentación eléctrica (si está prevista), uso de piezas no suministradas por Moretti, incumplimiento de las instrucciones de uso, modificaciones no autorizadas, daños durante el envío (diferente del envío original de Moretti), falta del mantenimiento indicado por el manual.

No están cubiertas por la garantía piezas sujetas a deterioro si el daño es causado por el uso normal del producto.

15.1 Reparaciones

Si un producto Moretti presenta defectos de material o de fabricación durante el período de garantía, Moretti evaluará con el cliente si el defecto del producto está cubierto por la garantía. Moretti a su discreción puede sustituir o reparar el artículo en garantía en la dirección de un revendedor Moretti especificado o en su propia sede. Los costes de mano de obra para la reparación del producto pueden estar a cargo de Moretti si se determina que la reparación está cubierta por la garantía. Una reparación o sustitución no renueva ni prorroga la garantía.

Un producto no cubierto por la garantía podrá ser devuelto para la reparación sólo con la autorización previa del servicio Clientes de Moretti. Los costes de mano de obra y envío relativos a una reparación no cubierta por la garantía estarán totalmente a cargo del cliente o del revendedor. Las reparaciones de productos no cubiertos por la garantía tienen una garantía de 6 (seis) meses desde la fecha de entrega del producto reparado.

Tras la evaluación y la prueba de un producto devuelto, Moretti notificará al cliente en el caso de que el producto no resulte defectuoso. El producto será devuelto al cliente y estarán a su cargo los costes de devolución.

15.2 Repuestos

Los repuestos originales Moretti tienen una garantía de 6 (seis) meses desde la fecha de entrega del repuesto.

15.3 Cláusulas exonerativas

Más allá de las especificaciones de esta garantía y dentro de los límites de ley, Moretti no ofrece ninguna otra declaración, garantía o condición expresa o implícita con respecto a la aptitud para la comercialización, la idoneidad para fines particulares, la no-violación y la no-interferencia. Moretti no garantiza que el uso del producto Moretti no pueda presentar interrupciones o errores. La duración de eventuales garantías implícitas que puedan ser impuestas por normas de ley se limita al período de garantía conforme a los límites de ley. Algunos estados o países no permiten limitaciones de la duración de la garantía implícita o la exclusión o limitación de daños accidentales o indirectos en relación con productos para los consumidores. En dichos estados y países, algunas exclusiones o limitaciones de esta garantía podrían no aplicarse al usuario. La presente garantía está sujeta a variaciones sin aviso previo.



CERTIFICADO DE GARANTÍA

Producto _____

Fecha de compra _____

Distribuidor _____

Calle _____ Localidad _____

Vendido a _____

Calle _____ Localidad _____

ESPAÑOL



Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20122 Cavriaglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.

MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com