



MA_CP100B-XX_CP100R-XX_CP103R-XX_CP104-XX_CP105-XX_CP500B-XX_CP500R-XX_CP505-XX_02_A_FR_06-2022

FAUTEUILS ROULANTS ARDEA ONE

MANUEL D'INSTRUCTIONS

FRANÇAIS

TABLE DES MATIÈRES

1. CODES	PAGE 3
2. INTRODUCTION	PAGE 3
3. DESTINATION D'USAGE	PAGE 3
4. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE	PAGE 3
5. AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX	PAGE 4
6. SYMBOLES UTILISÉS	PAGE 4
7. DESCRIPTION GÉNÉRALE	PAGE 5
7.1 Vue et liste des pièces.....	page 5
8. MONTAGE/DÉMONTAGE	PAGE 5
8.1 Ouverture.....	page 5
8.2 Fermeture.....	page 6
8.3 Installation/retrait des accoudoirs.....	page 6
8.4 Installation/retrait des repose-pieds latéraux ou réglables en hauteur.....	page 6
8.5 Réglage des repose-pieds latéraux.....	page 7
8.6 Réglage des repose-pieds réglables en hauteur (OPTIONNEL).....	page 7
8.7 Installation/retrait des petites roues arrière (uniquement pour GO!).....	page 7
8.8 Réglage des freins des petites roues arrière (uniquement pour GO!).....	page 8
8.9 Installation/retrait des grandes roues arrière (uniquement pour START/START2 et START3).....	page 8
8.10 Réglage des freins avec grandes roues arrière (uniquement pour modèles START/START2 et START3).....	page 8
9. AVANT CHAQUE UTILISATION	PAGE 9
10. AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATION	PAGE 9
11. MODE D'EMPLOI	PAGE 9
11.1 Monter dans le fauteuil roulant.....	page 9
11.2 Descendre du fauteuil roulant.....	page 9
11.3 Escaliers et dénivelés (conseils pour les aborder seul au mieux).....	page 9
11.4 Utilisation des accoudoirs.....	page 10
11.5 Utilisation des roues de manière autonome.....	page 10
11.6 Utilisation des petites roues.....	page 10
11.7 Utilisation des petites roues pour les passages étroits (de série sur les modèles à démontage rapide).....	page 10
11.8 Transport dans les véhicules.....	page 10
12. ENTRETIEN	PAGE 11
13. NETTOYAGE ET DÉSINFECTION	PAGE 11
13.1 Nettoyage des revêtements et des rembourrages.....	page 11
13.2 Nettoyage du châssis et des parties métalliques.....	page 11
13.3 Nettoyage des roues et des freins.....	page 11
13.4 Désinfection.....	page 11
14. CONDITIONS D'ÉLIMINATION	PAGE 11
15. PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES	PAGE 11
16. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	PAGE 12
16.1 Dimensions.....	page 12
16.2 Spécifications techniques.....	page 13
17. GARANTIE	PAGE 13
17.1 Réparations.....	page 13
17.2 Pièces de rechange.....	page 14
17.3 Clauses exonératoires.....	page 14

CE Dispositif médical de classe I
RÈGLEMENT (UE) 2017/745 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux

1. CODES

CP100B-xx	Série START roues de 60 cm - Pliable et manuel
CP100R-xx	Série START roues de 60 cm - Pliable et manuel
CP103R-xx	Série START2 roues de 60 cm - Pliable et manuel
CP104-xx	Série START3 roues 60 cm - Pliable et manuel, double croisillon double trou
CP105-xx	Série START3 GO! roues 30 cm - Pliable de transit, double croisillon double trou
CP500B-xx	Série GO! roues de 30 cm - Pliable de transit
CP500R-xx	Série GO! roues de 30 cm - Pliable de transit
CP505-xx	Série GO!2 roues 30 cm - Pliable de transit, double croisillon

(**R** = Rouge ; **B** = Bleu ; **xx** = indique les dimensions de l'assise disponibles, par exemple 40-43-45-48-50 cm, 38 et 46 cm uniquement pour la couleur bleue)

2. INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi un fauteuil roulant **ARDEA ONE** fabriqué par Moretti S.p.A. et conçu pour le déplacement de personnes ayant des difficultés de mobilité à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, mais aussi en voyage ou dans les activités simples du quotidien. Ce manuel d'utilisation contient de petites suggestions pour utiliser correctement ce dispositif d'aide, ainsi que de précieux conseils pour votre sécurité. Nous vous recommandons de lire attentivement l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser le fauteuil roulant. En cas de doute, veuillez contacter le revendeur, qui saura vous aider et vous conseiller correctement.

Remarque : Vérifiez que toutes les parties du fauteuil roulant n'ont pas été endommagées pendant l'expédition. En cas de dommages, n'utilisez pas le produit et contactez le revendeur pour obtenir des instructions supplémentaires.

3. DESTINATION D'USAGE

Ce fauteuil roulant est destiné à la mobilité des personnes ayant des difficultés motrices et peut être utilisé de manière autonome (s'il est équipé de grandes roues arrière) ou avec l'aide d'un accompagnateur. Dans tous les cas, l'intervention d'un accompagnateur est requise pour les divers réglages nécessaires.



AVERTISSEMENT !

- Il est interdit d'utiliser le dispositif suivant à des fins autres que celles définies dans ce manuel.
- Moretti S.p.A. décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation incorrecte du dispositif ou d'une utilisation autre que celle indiquée dans le présent manuel.
- Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au dispositif et au présent manuel sans préavis afin d'en améliorer les caractéristiques.

4. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE

La société MORETTI S.p.A. déclare sous sa seule responsabilité que les produits fabriqués et commercialisés par MORETTI S.p.A. et faisant partie de la gamme de FAUTEUILS ROULANTS ARDEA ONE sont conformes aux dispositions applicables du règlement 2017/745 relatif aux DISPOSITIFS MÉDICAUX du 5 avril 2017.

À cet effet, MORETTI S.p.A. garantit et déclare sous sa seule responsabilité ce qui suit :

1. Les dispositifs en question satisfont aux exigences générales de sécurité et de performance requises par l'annexe I du règlement 2017/745, comme prescrit par l'annexe IV dudit règlement.

2. Les dispositifs en question NE SONT PAS DES INSTRUMENTS DE MESURE.
3. Les dispositifs en question NE SONT PAS DESTINÉS À DES INVESTIGATIONS CLINIQUES.
4. Les dispositifs en question sont commercialisés en emballage NON STÉRILE.
5. Les dispositifs en question sont considérés comme appartenant à la classe I conformément aux dispositions de l'annexe VIII dudit règlement.
6. MORETTI S.p.A. conserve et met à disposition des Autorités compétentes, pendant au moins 10 ans à compter de la date de fabrication du dernier lot, la documentation technique prouvant la conformité au règlement 2017/745.

Remarque : Les codes complets des produits, le code de l'immatriculation du fabricant (SRN), le code UDI-DI de base et les éventuelles références aux normes utilisées sont indiqués dans la Déclaration de Conformité UE que MORETTI S.p.A. émet et rend disponible via ses canaux.

5. AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

- Pour une utilisation correcte du dispositif, veuillez vous référer attentivement au présent manuel.
- Pour une utilisation correcte du dispositif, consultez toujours votre médecin ou thérapeute.
- Gardez le produit emballé à l'écart de toute source de chaleur, car l'emballage est en carton.
- La durée de vie utile du dispositif est déterminée par l'usure des pièces non réparables et/ou non remplaçables.
- Faites toujours très attention à la présence de pièces en mouvement qui pourraient causer des pincements des membres et des blessures corporelles.
- Soyez toujours vigilant en présence d'enfants.
- Pour soulever correctement le fauteuil roulant, il est nécessaire de le replier en suivant les instructions de ce manuel, puis de le saisir par les poignées.
- Ne soulevez pas le fauteuil roulant par des parties amovibles qui pourraient se détacher accidentellement pendant le lavage.
- L'utilisateur et/ou le patient doit signaler tout incident grave survenu en relation avec le dispositif au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre où l'utilisateur et/ou le patient est établi.

6. SYMBOLES UTILISÉS



Code produit



Identifiant unique du dispositif



Numéro de série



Marquage CE



Fabricant



Lot de production



Lire le manuel pour les instructions



Dispositif médical



Conditions d'élimination



Poids maximal supporté

7. DESCRIPTION GÉNÉRALE

7.1 Vue et liste des pièces


En fonction du modèle de fauteuil roulant que vous avez choisi, voici les éléments qui le constitueront :




A - Cadre de base du fauteuil roulant
B - Jeu de clés pour l'assemblage



C - Repose-pieds latéraux



D - Petites roues arrière (diamètre 30 cm)
pour modèle de transit



E - Grandes roues arrière (diamètre 60 cm)
pour modèle manuel

8. MONTAGE/DÉMONTAGE


8.1 Ouverture



Remarque : veuillez vous référer aux consignes de sécurité de ce manuel d'instructions.

- Saisissez les tubes des poignées et tirez vers l'extérieur tout en appuyant sur l'assise vers le bas pour vous assurer que le fauteuil roulant est complètement ouvert (FIG.1).

8.2 Fermeture



- Soulevez énergiquement l'assise et refermez le fauteuil roulant en rapprochant les deux poignées de poussée (FIG.2).

8.3 Installation/retrait des accoudoirs

CP100B-xx / CP100R-xx / CP103R-xx / CP104-xx / CP105-xx / CP500B-xx / CP500R-xx / CP505-xx



(FIG.3)



(FIG.4)

Images à titre illustratif

- Insérer les accoudoirs dans l'attache arrière, puis les basculer vers l'avant et les accrocher également sur le support avant (FIG.3).
- Pour les retirer, appuyez sur le levier de déverrouillage avant, puis basculez les accoudoirs vers l'arrière et tirez sur le bouton de déverrouillage arrière pour les retirer (FIG.4).


8.4 Installation/retrait des repose-pieds latéraux ou réglables en hauteur



(FIG.5)


- Pour installer les repose-pieds latéraux ou réglables en hauteur, aligner les trous des supports avec les broches correspondantes sur le châssis du fauteuil roulant, puis faire pivoter le repose-pieds vers l'intérieur pour qu'il s'engage correctement sur le mécanisme de verrouillage du châssis du fauteuil roulant (FIG.5).
- Pour les retirer, dégager le mécanisme de verrouillage du repose-pieds du châssis du fauteuil roulant, puis le tourner vers l'extérieur et le retirer vers le haut.

8.5 Réglage des repose-pieds latéraux



- Pour ajuster la longueur des repose-pieds, déverrouiller le levier de sécurité situé en bas à gauche, puis appuyer sur le bouton à ressort, faire glisser le tube du repose-pieds jusqu'à ce que le bouton se verrouille à nouveau dans le trou souhaité. Ensuite, verrouiller à nouveau le levier de sécurité. (FIG.6)

8.6 Réglage des repose-pieds réglables en hauteur (OPTIONNEL)



- Pour ajuster la longueur des repose-pieds, déverrouiller le levier de sécurité situé en bas à gauche, puis appuyer sur le bouton à ressort, faire glisser le tube du repose-pieds jusqu'à ce que le bouton se verrouille à nouveau dans le trou souhaité. Ensuite, verrouiller à nouveau le levier de sécurité. FIG.7 (réf.P)
- Pour régler l'inclinaison des repose-pieds, actionnez le levier indiqué dans la FIG.7 (réf.L), puis après avoir trouvé le bon réglage, relâchez le levier pour bloquer définitivement les repose-pieds.

8.7 Installation/retrait des petites roues arrière (uniquement pour GO!)

Les roues arrière de 30 cm de diamètre doivent être positionnées dans le dernier trou en bas du châssis.



Roues avec axe fixe (uniquement pour GO!)

- Insérez la petite roue et fixez-la avec l'écrou fourni.
- Pour la retirer, dévissez l'écrou de fixation, puis retirez la roue en la tirant vers l'extérieur.

Image à titre illustratif

8.8 Réglage des freins des petites roues arrière (uniquement pour GO!)



(FIG.9)

- Avec les roues arrière de 30 cm de diamètre, le frein doit être positionné sur la partie du châssis illustrée dans la (FIG.9).

Note : ajustez la distance du patin par rapport à la roue de manière à ce que lorsque le frein est actionné, il puisse exercer une pression suffisante pour bloquer la roue en toute sécurité.

Image à titre illustratif

8.9 Installation/retrait des grandes roues arrière (uniquement pour START/START2 et START3)

Les roues arrière de 60 cm de diamètre doivent être positionnées dans le trou central du châssis, et dans le trou supérieur parmi les 2 présents sur le modèle START3 (CP104-xx).



(FIG.10)

Pour les roues avec déverrouillage rapide (uniquement pour START2 et START3)

- Retirez les bouchons en plastique du trou et insérez les roues en appuyant vers le châssis jusqu'à ce que le dispositif de verrouillage automatique se verrouille correctement (FIG.10).
- Pour les retirer, il suffit d'appuyer sur le bouton au centre du cercle de la roue pour libérer le verrouillage, puis de retirer la roue vers l'extérieur (FIG.10).

Dans le cas de roues avec axe fixe (uniquement pour le modèle START)

- Insérez la grande roue et serrez-la avec l'écrou fourni.
- Pour la retirer, dévissez l'écrou de fixation, puis retirez la roue en la tirant vers l'extérieur.

8.10 Réglage des freins avec grandes roues arrière (uniquement pour modèles START/START2 et START3)



(FIG.11)

- Avec les roues arrière de 60 cm de diamètre, le frein doit être positionné sur la partie striée du châssis comme indiqué dans la (FIG.11), en bloquant le patin de frein avec les deux vis à six pans creux sur le support.

Remarque : ajustez la distance du patin par rapport à la roue de manière à ce que lorsque le frein est actionné, il puisse exercer une pression suffisante pour bloquer la roue en toute sécurité

9. AVANT CHAQUE UTILISATION

- Toujours vérifier l'état d'usure des pièces mécaniques impliquées afin d'assurer une utilisation sûre du dispositif pour les personnes et les objets.
- Vérifier l'assemblage correct du dispositif en accordant une attention particulière à l'insertion correcte des roues arrière.
- S'assurer que l'assise est complètement ouverte en position de blocage final (si ce n'est pas le cas, appuyer fermement sur l'assise vers le bas, vers le châssis).
- Vérifier le bon fonctionnement du frein sur les roues arrière.

10. AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATION

- Le fauteuil roulant ne peut pas être utilisé comme siège dans les véhicules à moteur.
- Assurez-vous toujours que la commande de frein est bien réglée et fonctionne correctement.
- Il est recommandé de faire attention au pincement des doigts dans certaines parties telles que les roues ou les freins lors de l'utilisation du fauteuil roulant.
- Rappelez-vous que la température de la surface du fauteuil roulant peut augmenter lorsqu'elle est exposée à des sources de chaleur externes, telles que la lumière du soleil.

11. MODE D'EMPLOI

Remarque : Veuillez vous référer aux avertissements généraux présents dans ce manuel d'instructions.



AVERTISSEMENT !

- Monter et descendre du fauteuil roulant seul est une opération potentiellement dangereuse : ne le faites que si vous en êtes physiquement capable et avec prudence.
- Ne vous appuyez pas sur les parties amovibles, préférez le châssis du siège.

NE PAS S'APPUYER SUR LES REPOSE-PIEDS LORS DE LA MONTÉE OU DE LA DESCENTE DU FAUTEUIL ROULANT, RISQUE DE BASCULEMENT !!!

11.1 Monter dans le fauteuil roulant

1. Approchez le fauteuil roulant le plus possible pour le positionner à côté de vous.
2. Verrouillez les freins des roues arrière ; pour faciliter au maximum la montée dans le fauteuil roulant, il est recommandé de retirer l'accoudoir du côté de la montée.
3. Appuyez-vous sur la structure du châssis en exerçant une pression sur vos bras, puis descendez lentement vers l'assise.

11.2 Descendre du fauteuil roulant

1. Approchez-vous autant que possible du côté de l'autre siège.
2. Verrouillez les freins des roues arrière ; pour faciliter au maximum la descente du fauteuil roulant, il est recommandé de retirer l'accoudoir du côté de la descente.
3. Appuyez vos bras sur le châssis du siège sur lequel vous devez vous transférer et, en vous levant, glissez lentement vers ce dernier.

11.3 Escaliers et dénivelés (conseils pour les aborder seul au mieux)



AVERTISSEMENT !

Ces techniques sont valables uniquement pour les utilisateurs de fauteuils roulants expérimentés. Dans tous les autres cas, il est recommandé de demander l'aide d'un assistant !

MONTER

Placez-vous au niveau du bord du trottoir ou de la marche à franchir.

Équilibrez le fauteuil roulant sur les roues arrière afin de soulever légèrement les roues avant suffisamment pour les poser sur l'obstacle à franchir. Penchez-vous en avant et poussez énergiquement vers l'avant la barre de poussée présente sur les roues arrière. Continuez à pousser jusqu'à ce que les roues arrière soient montées au-dessus de l'obstacle.

DESCENDRE

Pour descendre le dénivelé, effectuez la procédure inverse. Placez-vous avec l'arrière du fauteuil roulant devant le dénivelé à franchir, maintenez fermement la barre de poussée des roues arrière, puis descendez lentement la marche ou l'obstacle ; ensuite, équilibrez le fauteuil roulant sur les roues arrière afin de soulever légèrement les roues avant et terminez la descente en douceur.

**AVERTISSEMENT !**

Il est recommandé de ne pas utiliser cette technique en cas de dénivelé supérieur à 10 cm !!!

11.4 Utilisation des accoudoirs

Les accoudoirs peuvent être rabattables uniquement, amovibles uniquement ou rabattables et amovibles :
Pour rabattre l'accoudoir - Cette fonction est très pratique pour monter ou descendre du fauteuil roulant. Pour rabattre l'accoudoir, il suffit d'appuyer sur le levier de déverrouillage avant et de le tourner vers l'arrière.

11.5 Utilisation des roues de manière autonome

Les grandes roues arrière (60 cm) servent à pousser le fauteuil roulant de manière autonome. Pour ce faire, saisissez la barre de poussée présente sur la roue et poussez-la dans la direction souhaitée.

11.6 Utilisation des petites roues

Les petites roues arrière (30 cm) sont destinées à la conduite du fauteuil roulant avec l'aide d'un accompagnateur en utilisant les poignées situées à l'arrière du fauteuil roulant.

11.7 Utilisation des petites roues pour les passages étroits (de série sur les modèles à démontage rapide)

Ces roues sont exclusivement destinées à permettre un déplacement bref du fauteuil roulant pour passer dans des espaces particulièrement étroits (par exemple, les portes d'un ascenseur). Pour utiliser ces petites roues, il est nécessaire de soulever le fauteuil roulant pour retirer les grandes roues arrière, puis de pousser le fauteuil roulant en le faisant reposer sur les petites roues. Ensuite, réinsérez les grandes roues arrière.

11.8 Transport dans les véhicules

Le fauteuil roulant est conçu pour être facilement transporté. Une fois les repose-pieds et les accoudoirs retirés, il peut être replié et commodément placé, par exemple, dans le coffre d'un véhicule. Si cela n'est pas possible pour des raisons d'espace, placez le fauteuil roulant devant le siège arrière de manière stable pour qu'il ne puisse pas basculer ou glisser. Si possible, sécurisez le fauteuil roulant avec la ceinture de sécurité du véhicule.

12. ENTRETIEN

Les dispositifs de la gamme **ARDEA ONE** de Moretti S.p.A. sont minutieusement contrôlés et munis du marquage CE avant leur mise sur le marché. Pour la sécurité du patient et du médecin, il est recommandé de faire vérifier par le fabricant ou par un laboratoire agréé l'aptitude à l'utilisation du produit au moins tous les 2 ans. En cas de réparation, seuls les pièces de rechange et accessoires d'origine doivent être utilisés. Avant d'utiliser le dispositif, effectuez toutes les vérifications et contrôles suggérés dans le paragraphe « **AVANT CHAQUE UTILISATION** » de ce manuel d'instructions. Les fauteuils roulants **ARDEA ONE** nécessitent peu d'entretien périodique et élémentaire, comme indiqué ci-dessous :

capacité de freinage	mensuelle
nettoyage de l'assise	selon le besoin

13. NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

13.1 Nettoyage des revêtements et des rembourrages

Les revêtements et les rembourrages sont fabriqués en nylon et peuvent être nettoyés avec de l'eau et du savon neutre.

13.2 Nettoyage du châssis et des parties métalliques

Pour le châssis et les parties métalliques, il est également possible d'utiliser de l'eau et du savon neutre, puis de les sécher avec un chiffon doux afin de ne pas rayer la peinture du châssis.

13.3 Nettoyage des roues et des freins

De la même manière, les roues peuvent être nettoyées avec de l'eau et du savon neutre. Portez une attention particulière au séchage : il peut être très dangereux d'utiliser le fauteuil roulant avec les roues encore humides.

13.4 Désinfection

Si une désinfection du produit est nécessaire, utilisez un détergent désinfectant courant.

Note : Évitez absolument d'utiliser des produits acides, alcalins ou des solvants tels que l'acétone ou le diluant.

14. CONDITIONS D'ÉLIMINATION

En cas d'élimination du dispositif, ne jamais utiliser les systèmes normaux de collecte des déchets solides urbains. Il est recommandé d'éliminer le dispositif par le biais des points de collecte sélective communaux selon les opérations de recyclage des matériaux organisées.
















15. PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

Pour les pièces de rechange et les accessoires, veuillez vous référer exclusivement au catalogue général Moretti.

16. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

16.1 Dimensions

DIMENSIONS ET POIDS

Mesures en cm																
CP100B-38								38		56						
CP100B-40								40		58						
CP100B-43	103	85	43	91	75	50	42-56	43	43	60,5	26	17,5	60	20	-	120
CP100B-45								45		63						
CP100B-46								46		64						
CP100B-48								48		65						
CP100R-40								40		58						
CP100R-43	103	85	43	91	75	50	42-56	43	43	61	26,5	17,5	60	20	-	120
CP100R-45								45		63						
CP100R-48								48		65						
CP103R-40								40		58						
CP103R-43								43		60,5						
CP103R-45	103	85	40	91	75	50	42-56	45	43	63	26,5	19	60	20	-	130
CP103R-48								48		66						
CP103R-50								50		68						
CP104-40								40		58						
CP104-43								43		60,5						
CP104-46	103	85	40	91	75	50	42-56	46	43	64	26,5	19	60	20	-	130
CP104-48								48		66						
CP104-50								50		68						
CP105-40								40		58						
CP105-43								43		60,5						
CP105-46	103	85	40	91	75	50	42-56	46	43	64	26,5	19	60	20	-	130
CP105-48								48		66						
CP105-50								50		68						
CP500B-40								40		58						
CP500B-43								43		61						
CP500B-45	103	75	43	91	73	50	42-56	45	43	63	26	15	30	20	-	120
CP500B-46								46		64						
CP500B-48								48		65						
CP500R-40								40		58						
CP500R-43	103	75	43	91	73	50	42-56	43	43	61	26,5	15	30	20	-	120
CP500R-45								45		63						
CP505-40								40		58						
CP505-43								43		61						
CP505-45	103	75	43	91	73	50	42-56	45	43	63	26	15	30	20	-	130
CP505-48								48		65						
CP505-50								50		67						

*Les mesures peuvent varier de $\pm 0,5$ cm

16.2 Spécifications techniques

- Châssis en acier
- Capacité max pour CP100-xx, CP500-xx : 120 kg
- Capacité max pour CP103R-xx, CP104-xx, CP105-xx, CP505-xx : 130 kg
- Roues avant en PVC diamètre 20 cm pour CP100-xx
- Roues avant en PU diamètre 20 cm pour CP103R-xx, CP104-xx, CP105-xx, CP500-xx, CP505-xx
- Roues arrière en PU diamètre 60 cm pour CP100-xx, CP103R-xx, CP104-xx
- Roues arrière en PU diamètre 30 cm pour CP105-xx, CP500-xx, CP505-xx
- Assise, dossier et revêtement des accoudoirs en nylon
- Résistance à l'allumage : Les matériaux utilisés pour le revêtement et l'armature ont été testés selon les méthodes spécifiées par la norme EN1021-1/2
- Normes de référence : EN 12183
- Température de l'environnement de fonctionnement : -20 °C / +40 °C
- Stockage recommandé : Conserver dans un endroit frais et sec, toujours à l'écart des sources directes de chaleur comme la lumière du soleil. (Température recommandée entre +10 °C / +40 °C)

17. GARANTIE

Tous les produits Moretti sont garantis contre les défauts de matériau ou de fabrication pour une période de 2 (deux) ans à compter de la date de vente du produit, sauf éventuelles exclusions et limitations spécifiques indiquées ci-dessous. Cette garantie n'est pas valide en cas d'utilisation incorrecte, d'abus ou de modification du produit, ainsi qu'en cas de non-respect des instructions d'utilisation. L'utilisation correcte du produit est indiquée dans le manuel d'utilisation. Moretti ne saurait être tenu responsable des dommages, des blessures corporelles ou de tout autre dommage causé par ou lié à l'installation et/ou à l'utilisation de l'équipement non strictement conforme aux instructions contenues dans les manuels d'installation, de montage et d'utilisation. Moretti ne garantit pas ses produits contre les dommages ou les défauts dans les conditions suivantes : catastrophes naturelles, opérations de maintenance ou de réparation non autorisées, dommages résultant de problèmes d'alimentation électrique (le cas échéant), utilisation de pièces ou de composants non fournis par Moretti, non-respect des consignes et instructions d'utilisation, modifications non autorisées, dommages survenus lors de l'expédition (autre que l'expédition originale par Moretti), ou non-exécution de la maintenance telle qu'indiquée dans le manuel. Les composants usables ne sont pas couverts par cette garantie si le dommage est imputable à une utilisation normale du produit.

17.1 Réparations

Réparation sous garantie : Si un produit Moretti présente des défauts de matériau ou de fabrication pendant la période de garantie, Moretti évaluera avec le client si le défaut du produit est couvert par la garantie. Moretti, à sa discrétion, peut remplacer ou réparer l'article sous garantie, soit chez un revendeur Moretti spécifié, soit à son siège. Les coûts de main-d'œuvre relatifs à la réparation du produit peuvent être pris en charge par Moretti s'il est déterminé que la réparation est couverte par la garantie. Une réparation ou un remplacement ne renouvelle ni ne prolonge la garantie.

Réparation d'un produit non couvert par la garantie : Un produit non couvert par la garantie peut être retourné pour réparation uniquement après avoir reçu une autorisation préalable du service clientèle Moretti. Les coûts de main-d'œuvre et d'expédition relatifs à une réparation non couverte par la garantie seront entièrement à la charge du client ou du revendeur. Les réparations sur des produits non couverts par la garantie sont garanties pour une période de 6 (six) mois, à compter du jour où le produit réparé est reçu.

Produits non défectueux : Le client sera informé si, après avoir examiné et testé un produit retourné, Moretti conclut que le produit n'est pas défectueux. Le produit sera renvoyé au client et les frais d'expédition liés au retour seront à sa charge.

17.2 Pièces de rechange

Les pièces de rechange originales Moretti sont garanties pendant 6 (six) mois à compter du jour de réception de la pièce de rechange.

17.3 Clauses exonératoires

Sous réserve des dispositions expressément énoncées dans cette garantie et dans les limites prévues par la loi, Moretti n'offre aucune autre déclaration, garantie ou condition, expresse ou implicite, y compris les éventuelles déclarations, garanties ou conditions de qualité marchande, d'aptitude à un usage particulier, de non-violation et de non-interférence. Moretti ne garantit pas que l'utilisation du produit Moretti sera ininterrompue ou sans erreur. La durée des éventuelles garanties implicites qui pourraient être imposées par la loi est limitée à la période de garantie, dans les limites des normes légales. Certains états ou pays ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie implicite ou d'exclure ou de limiter les dommages accidentels ou indirects pour les produits de consommation. Dans ces états ou pays, certaines exclusions ou limitations de cette garantie peuvent ne pas s'appliquer à l'utilisateur. Cette garantie est sujette à modification sans préavis.



CERTIFICAT DE GARANTIE

Produit _____

Acquis le _____

Revendeur _____

Adresse _____ **Ville** _____

Vendu à _____

Adresse _____ **Ville** _____

FRANÇAIS



MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20136 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com e-mail : info@morettispa.com

FABRIQUÉ EN CHINE

MORETTI S.P.A.
Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com