



MA DM330-333-335-342-343-345-346-347-348-350A_F_R-353A_F_R-360-365 01 A_HR_07-2026

OLVASSA BE A QR-KÓDOT
TOVÁBBI NYELVEKÉRT



HU ANEROID VÉRNYOMÁSMÉRŐK
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TARTALOMJEGYZÉK

1. TERMÉKKÓDOK	oldal.3
2. BEVEZETÉS	oldal.3
3. RENDELTETÉS.....	oldal.3
4. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS	oldal.3
4.1 Mi a vérnyomás?	oldal.4
4.2 Mi a normális vérnyomás?	oldal.4
4.3 Működés	oldal.4
5. HIVATKOZOTT SZABVÁNYOK ÉS IRÁNYELVEK	oldal.4
6. AZ ALKATRÉSZEK ÁLTALÁNOS ÖSSZESZERELÉSE	oldal.4
7. HASZNÁLATI FIGYELMEZTETÉSEK	oldal.4
8. FIGYELMEZTETÉSEK A VÉRNYOMÁSMÉRÉSSSEL KAPCSOLATBAN	oldal.5
9. A HELYES MÉRÉS FELTÉTELEI	oldal.5
10. HASZNÁLAT	oldal.5
10.1 A mandzsetta kiválasztása	oldal.6
11. KARBANTARTÁS ÉS GONDOZÁS	oldal.7
12. TISZTÍTÁS	oldal.7
13. ÁRTALMATLANÍTÁSI FELTÉTELEK.....	oldal.8
13.1 Általános ártalmatlanítási feltételek	oldal.8
14. PÓTALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK	oldal.8
15. MŰSZAKI JELLEMZŐK	oldal.8
16. JÓTÁLLÁS	oldal.9
16.1 Javítások	oldal.9
16.2 Pótalkatrészek	oldal.9
16.3 Felelősségkizáró rendelkezések	oldal.10

CE I. osztályú, mérési funkcióval rendelkező orvostechnikai eszköz.

Az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EGK

irányelvet átültető, 1997. február 24-i 46. sz. olasz törvényerejű rendelet és későbbi módosításai.

1. Termékkódok

DM330	Standard aneroid vérnyomásmérő
DM333	Standard aneroid vérnyomásmérő sztetoszkóppal
DM335	Aneroid vérnyomásmérő mandzsettára szerelt nyomásmérővel
DM342	Kézi aneroid vérnyomásmérő - komplett készlet három mandzsettával
DM343	Kétszöves kézi aneroid vérnyomásmérő
DM345	Kézi aneroid vérnyomásmérő nagyméretű házzal
DM346	Kézi aneroid vérnyomásmérő nagyméretű házzal, sztetoszkóppal
DM347	Kézi aneroid vérnyomásmérő ütészálló házzal
DM348	Kézi aneroid vérnyomásmérő jobb- és balkezes használatra
DM350A	Aneroid vérnyomásmérő - világoskék kivitel
DM350F	Aneroid vérnyomásmérő - erdőzöld kivitel
DM350R	Aneroid vérnyomásmérő - piros kivitel
DM353A	Aneroid vérnyomásmérő sztetoszkóppal - világoskék kivitel
DM353F	Aneroid vérnyomásmérő sztetoszkóppal - erdőzöld kivitel
DM353R	Aneroid vérnyomásmérő sztetoszkóppal - piros kivitel
DM360	Asztali/fali aneroid vérnyomásmérő
DM365	Állványos aneroid vérnyomásmérő

2. Bevezetés

Köszönjük, hogy a Moretti LOGIKO termékcsaládjának aneroid vérnyomásmérőjét választotta. A Moretti LOGIKO aneroid vérnyomásmérőit úgy tervezték és gyártották, hogy praktikus, helyes és biztonságos használat mellett minden igényt kielégítsenek. Ez a használati útmutató a kiválasztott eszköz helyes használatára vonatkozó rövid útmutatásokat, valamint az Ön biztonságát szolgáló fontos tanácsokat tartalmaz. Az aneroid vérnyomásmérő használata előtt figyelmesen olvassa el a teljes használati útmutatót. Kérdés vagy bizonytalanság esetén forduljon a kereskedőhöz, aki megfelelő segítséget és tanácsot tud nyújtani.

3. Rendeltetés

A Moretti LOGIKO termékcsalád aneroid vérnyomásmérői a vérnyomás méréseire szolgáló eszközök, amelyek a Riva-Rocci/Korotkoff-féle auszkultációs módszerrel működnek.

FIGYELEM!



- Az eszközt tilos a jelen használati útmutatóban meghatározottaktól eltérő célra használni.
- A Moretti S.p.A. nem vállal felelősséget az eszköz nem rendeltetésszerű, illetve a jelen használati útmutatóban előírtaktól eltérő használatából eredő károkért.
- A gyártó fenntartja a jogot, hogy az eszköz és a jelen használati útmutató jellemzőinek fejlesztése céljából előzetes értesítés nélkül módosításokat végezzen.

4. Általános leírás

Az aneroid vérnyomásmérők két modellben kaphatók:

- KÉZI ANEROID KIVITEL
- KÜLÖNÁLLÓ PUMPÁLÓLABDÁS ANEROID KIVITEL

Minden modell beépített sztetoszkóppal is kapható. A kézi modellek egy kézzel kezelhetők, mivel a pumpálólabda és a nyomásmérő egyetlen egységet alkot. A különálló pumpálólabdás aneroid kivétel a klasszikus aneroid vérnyomásmérő; ez a rendszer a műszaki jellemzők és a megbízhatóság változatlan megőrzése mellett minimálisra csökkenti az eszköz helyigényét.

4.1 Mi a vérnyomás?

A vérnyomás a vér által az erek falára kifejtett nyomás. A szív ciklus alatt az artériákban mért legmagasabb nyomást szisztolés nyomásnak, míg a legalacsonyabb nyomást diasztolés nyomásnak nevezzük.

4.2 Mi a normális vérnyomás?

Fontos tudni, hogy az artériás vérnyomás jelentősen ingadozhat. A vérnyomás szintje számos tényezőtől függ. Az artériás vérnyomás általában nyáron alacsonyabb, télen pedig magasabb. Értékét a légköri nyomás, a fizikai megterhelés, az érzelmi izgalom, a stressz, az étkezés, a gyógyszerek, az alkoholfogyasztás, a dohányzás és az életkor is jelentősen befolyásolhatja. Jegyezze fel a napi mérési eredményeket, és kérje orvosa segítségét az Ön szervezetére jellemző normál vérnyomásérték meghatározásához.

Megjegyzés: A vérnyomás az életkor függvényében változik, ezért konzultáljon orvosával az Ön számára normális vérnyomásérték meghatározásához. Semmilyen körülmények között ne változtassa meg az orvos által felírt gyógyszerek adagolását!

4.3 Működés

A vérnyomásmérők a Riva Rocci/Korotkoff auszkultációs rendszert használják. A méréshez szükséges légnyomást a mandzsettában pumpálólabdával hozzák létre. A leeresztőszelep lehetővé teszi a mandzsettából távozó levegő finom szabályozását, így a mérés pontosan elvégezhető. Minden nyomásmérő 0-tól 300 mmHg-ig (mmHg = higanymilliméter) terjedő mérési tartománnyal rendelkező skálával rendelkezik, 2 mmHg-es beosztásokkal és 10 mmHg-enként nagyobb bevágásokkal a könnyű leolvasás érdekében. A leolvasási pontosság a teljes tartományban +/- 3 mmHg. Minden vérnyomásmérőt kalibrálnak és végső ellenőrzésnek vetnek alá.

HU

5. Hivatkozott szabványok és irányelvek

A **Moretti** LOGIKO vérnyomásmérői megfelelnek az EN 81060-1 „Nem invazív vérnyomásmérők. 1. rész: A nem automatikus mérésre szolgáló típus követelményei és vizsgálati módszerei” című hatályos szabványnak.

6. Az alkatrészek általános összeszerelése

2 CSÖVES ANEROID VÉRNYOMÁSMÉRŐ - Csatlakoztassa a légpárna egyik csövét a nyomásmérőhöz, a másik csövet pedig a nyomásszabályozó szeleppel ellátott pumpálólabdához.

1 CSÖVES KÉZI ANEROID VÉRNYOMÁSMÉRŐ - Csatlakoztassa a légpárna csövét a kézi aneroid vérnyomásmérő megfelelő csatlakozójához.

2 CSÖVES KÉZI ANEROID VÉRNYOMÁSMÉRŐ - Csatlakoztassa a légpárna egyik csövét a kézi vérnyomásmérő két csatlakozójának egyikéhez. Csatlakoztassa a másik csövet a vérnyomásmérő fennmaradó csatlakozójához.

7. Használati figyelmeztetések

- Az eszköz helyes használatához kövesse a jelen használati útmutató előírásait;
- Mindig kövesse a megvásárolt termékhez tartozó utasításokat;
- A készüléket mindig tartsa gyermekek elől elzárva;
- Soha ne emelje a nyomást 300 mmHg fölé.

8. Figyelmeztetések a vérnyomásméréssel kapcsolatban

- Általában mindig a bal karját használja;
- A mérés előtt ne végezzen semmilyen tevékenységet;
- A mérési fázis alatt ne egyen, ne igyon és ne mozogjon;
- Ne nyomja meg az ujjával a sztetoszkóp fejét. Ez befolyásolhatja a vérnyomásmérés eredményét;
- Mindig ugyanabban az időpontban mérje meg a vérnyomását;
- Mindig jegyezze fel a mérés dátumát és időpontját.

9. A helyes mérés feltételei

A mérés során a páciensnek kényelmesen kell ülnie, jól megtámasztott háttal, csendes, tiszta környezetben, és ügyelnie kell arra, hogy ne tegye keresztbe a lábát. A beteg könyökét úgy kell az asztalra helyezni, hogy a készülék a szív magasságában legyen. A mandzsetta közepét a felső végtagon (bal oldalon) kell elhelyezni, a jobb pitvar szintjén. A karnak fedetlennek kell lennie. Ha a ruhaujjat feltűri, ügyeljen arra, hogy az ne szorítsa el a kart. A mérés során a páciensnek a tenyerét felfelé kell fordítania, lazítania kell, mozdulatlanul kell maradnia és nem szabad beszélnie. Javasoljuk, hogy az első mérés megkezdése előtt 5 percig maradjon nyugodt helyzetben.

Figyelmeztetések a K5 hang használatára felnőttek auszkultációja során:

A K5 az a pont, ahol a Korotkoff-hang már nem hallható.

Figyelmeztetések a K4 hang használatára vonatkozóan 3–12 éves gyermekek auszkultációja során:



A K4 hang tiszta pulzálásról tompa hangra változik.

Figyelmeztetések a K5 hang alkalmazására terhes nők auszkultációja során:

Amikor leeresztett mandzsetta mellett a K5 hang már nem hallható, a K4 hangot kell használni.

10. Használat

A felhasználónak meleg környezetben kell lennie. A bal karról le kell venni a ruházatot. Üljön egy asztalhoz vagy íróasztalhoz, ahol a karját kényelmesen ki tudja nyújtani. Helyezze a könyökét az asztalra úgy, hogy körülbelül a szívével azonos magasságban legyen. Fordítsa a tenyerét felfelé. Tekerje a mandzsettát a csupasz kar köré úgy, hogy a mandzsetta közepe a felkari artéria fölé kerüljön. A mandzsetta aljának körülbelül 2-3 cm-rel a könyökhajlat felett kell lennie. Húzza meg a mandzsettát úgy, hogy szorosan illeszkedjen a karjára. A mandzsetta és a kar közé még egy ujjnak be kell férnie.



Megjegyzés: Ne húzza meg túl szorosan, mert ez jelentősen csökkentheti a vérkeringést. Helyezze a sztetoszkóp fejét (OPCIONÁLIS) a mandzsetta közepe alá, a könyökhajlattól körülbelül 3-4 cm-re.


Megjegyzés: A sztetoszkóp fejét nem szabad túl erősen a mandzsettához nyomni, mert ez megghamisíthatja a mért diasztolés értéket.

Helyezze a sztetoszkóp fülőlvait a fülébe a szívhangok hallgatásához. Ezután a készülék pumpálólabdájával fújja fel a mandzsetta légpárnáját. Ehhez először ellenőrizze, hogy a leeresztőszelep zárva van-e. Pumpáljon levegőt a rendszerbe, amíg a nyomás körülbelül 30 mmHg-rel meghaladja a szokásos szisztolés értéket. Ha első alkalommal méri a vérnyomását, körülbelül 180 mmHg-ig fújja fel a mandzsettát. A mérés alatt maradjon mozdulatlan. A leeresztőszelep szabályozásával lassan engedje ki a levegőt a légpárnából úgy, hogy a nyomás másodpercenként körülbelül 2-3 mmHg-rel csökkenjen. Hallgassa a sztetoszkópot, és közben figyelje a nyomásmérőt. Amikor legalább két egymást követő, tisztán hallható szívhang jelentkezik, a mutatott érték a felső (SZISZTOLÉS) vérnyomás; amikor a hangok megszűnnek, a mutatott érték az alsó (DIASZTOLÉS) vérnyomás. A diasztolés érték meghatározása után nyissa ki teljesen a leeresztőszelepet, hogy a légpárnából gyorsan távozzon a maradék levegő. Ezután távolítsa el a sztetoszkópot, majd vegye le a mandzsettát. Ne tartsa túl sokáig felfújva a mandzsettát.

10.1 A mandzsetta kiválasztása

FONTOS: A MANDZSETTA MÉRETÉT HELYESEN KELL MEGVÁLASZTANI

A páciens felkarjának kerülete döntő fontosságú a mandzsetta méretének kiválasztásában. A készülékhez alapfelszereltségként egy felnőtt méretű mandzsetta tartozik. Ez a mandzsetta 26-36 cm-es felkarkerületre alkalmas. Eltérő felkarkerület esetén a jelen használati útmutató táblázata szerinti megfelelő mandzsettát használja.



Modell	Leírás	Légpárna nélkül	1 csöves légpárnával	2 csöves légpárnával
Tépőzáras, fémgyűrű nélkül	COMBMANDZSETTA Mandzsetta mérete (L): 80x21 cm Végtagkerület Ø 42-57 cm	DR126	DR1438	DR125
	NAGY MÉRET Mandzsetta mérete (L): 60x18 cm Végtagkerület Ø 32-47 cm	DR123	DR1435	DR1425
	FELNÖTTEK Mandzsetta mérete (L): 51x14 cm Végtagkerület Ø 26-36 cm	DR120B	DR1433	DR1423
Kapcsos Fémgyűrű nélkül	FELNÖTTEK Mandzsetta mérete (L): 50x14 cm Végtagkerület Ø 26-38 cm	DR124	DR1436	DR1426
Tépőzáras Fémgyűrű nélkül	SERDÜLŐK Mandzsetta mérete (L): 48x10 cm Végtagkerület Ø 24-32 cm	DR119	DR1432	DR1422
	GYERMEKEK Mandzsetta mérete (L): 38x6,5 cm Végtagkerület Ø 13-26 cm	DR118	DR1431	DR1421
	ÚJSZÜLÖTTEK Mandzsetta mérete (L): 22x4,5 cm Végtagkerület Ø 7-13 cm	DR117	DR1430	DR1420

Modell	Leírás	Légpárna nélkül	1 csöves légpárnával	2 csöves légpárnával
Tépőzáras, fémgyűrűvel	NAGY MÉRET	-	DR314	-
	FELNŐTTEK Mandzsetta mérete (L): 48,3x14 cm Végtagkerület Ø 26-36 cm	DR121B	DR1434	DR1424
Tépőzáras, fémgyűrűvel - sztetoszkóppal	FELNŐTTEK Mandzsetta mérete (L): 48,3x14 cm Végtagkerület Ø 26-36 cm	DR122	DR1437	DR1427
Tépőzáras, szürke fémgyűrűvel	FELNŐTTEK	-	DR1439	DR1429

A D-gyűrűs (egy acélgyűrű, amely lehetővé teszi a mandzsetta dupla zárását) felnőtt modell kiválóan alkalmas önméréshez. Minden légpárna PVC-ből készül.

11. Karbantartás és gondozás

A Moretti **LOGIKO** termékcsalád eszközeit a forgalomba hozatal előtt gondosan ellenőrzik és CE-jelöléssel látják el. Minden vérnyomásmérőt kalibrálnak és teljes körű végellenőrzésnek vetnek alá.

Minden használat előtt, nyugalmi állapotban ellenőrizze, hogy az aneroid vérnyomásmérő számlapjának mutatója a megengedett +/- 3 mmHg-es tűréstartományban van-e; ezt a nulla alatt és felett található vastagabb skálajelölések mutatják. A +/- 3 mmHg tűréshatáron kívül eső eszközöket újra kell kalibrálni. Szakképzett műszaki segítségért forduljon a kereskedőhöz. Javítás esetén kizárólag eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat szabad használni.

FONTOS INFORMÁCIÓK:

Különösen ügyeljen az alábbiakra:

- A nyomás semmiképpen sem haladhatja meg a 300 mmHg-t;
- Ne hagyja a készüléket párás környezetben;
- Ne ejtse le az eszközt; ha mégis leesik, megfelelő működését minden esetben ellenőriztesse felhatalmazott laboratóriumban.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek
- Tartsa távol minden hőforrástól;
- A mandzsetta nyomása semmilyen körülmények között sem haladhatja meg a 300 mmHg-t;
- A mérési idő nem haladhatja meg a 2 percet;
- A mérést csak legalább 5 perc elteltével ismételje meg;
- Óvja a műszert az erős ütésektől és rázkódásoktól;
- Kerülje a gumi alkatrészek éles és hegyes tárgyakkal való sérülését;
- 10 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten, legfeljebb 85% relatív páratartalom mellett tárolandó.

12. Tisztítás

NYOMÁSMÉRŐ - Kizárólag puha, száraz ruhával tisztítsa.

PUMPÁLÓLABDA SZELEPPEL - Kizárólag enyhén nedves, puha ruhával tisztítsa, majd alaposan szárítsa meg.

MANDZSETTA - A megfelelő tisztításhoz vegye ki belőle a légpárnát, majd langyos vízzel és semleges szappannal mossa ki.

LÉGPÁRNA - Langyos vízzel és semleges szappannal mossa le, ügyelve arra, hogy víz ne kerüljön a belsejébe. Ha kevés víz mégis bejutott a légpárnába, használat előtt alaposan szárítsa ki úgy, hogy a csöveket lefelé fordítja a víz kifolyásának elősegítésére.

SZTETOSZKÓP - Kizárólag enyhén nedves, puha ruhával tisztítsa, majd alaposan szárítsa meg. A többi alkatrészt langyos vízzel és semleges szappannal tisztítsa, majd alaposan szárítsa meg.

13. Ártalmatlanítás

13.1 - Általános ártalmatlanítási feltételek



Az eszköz ártalmatlanításakor ne helyezze azt a települési szilárd hulladék közé. Az eszközt a helyi hulladékudvarban vagy elkülönített gyűjtőhelyen adja le, hogy a felhasznált anyagokat megfelelően újrahasznosítsák.

14. Pótalkatrészek/tartozékok

A pótalkatrészeket és tartozékokat lásd a Moretti általános katalógusában.

15. Műszaki jellemzők

Modell	Nyomásmérő	Számlap	Tömeg	Számlap skálája	Mandzsetta	Pumpalólabda	Ház	Szelep
DM330	Ø 50 mm	ø 45 mm	363 g	2 mmHg-es osztásközi skála (kis osztások), 20 mmHg-enként számozott nagy osztások; 2 mmHg-es osztásközi skála (kis osztások), 20 mmHg-enként számozott nagy osztások	2 cső	PVC	Kékre festett könnyűfém ötvözetből	Kézi csavarszelep
DM333	Ø 50 mm	Ø 45 mm	478 g				Kékre festett könnyűfém ötvözetből, kék gumi védőgyűrűvel	
DM335	Ø 50 mm	Ø 45 mm	320 g		1 cső		Krómozott könnyűfém ötvözetből	
DM342	Ø 60 mm	Ø 57 mm	986 g		1 cső		Krómozott könnyűfém ötvözetből	
DM343	Ø 67 mm	Ø 57 mm	606 g		2 cső		Krómozott fémből	Nyomógombos leeresztősz-elep
DM345	Ø 65 mm	Ø 60 mm	430 g		1 cső		Krómozott könnyűfém ötvözetből	Kézi csavarszelep
DM346	Ø 65 mm	Ø 60 mm	446 g		2 cső		Ütésálló anyagból készült	
DM347	Ø 65 mm	Ø 57 mm	350 g		1 cső		Krómozott fémből	
DM348	Ø 67 mm	Ø 57 mm	426 g				Fekete festett könnyűfém ötvözetből	
DM350A	ø 50 mm	ø 50 mm	483 g		2 cső			
DM350F								
DM350R								
DM353A	Ø 50 mm	Ø 50 mm	603 g		2 cső			
DM353F								
DM353R								
DM360	145x145 mm-es négyzet alakú	150x150 mm-es négyzet	725 g		1 cső		Könnnyű, színes műanyagból készült	
DM365	145x145 mm-es négyzet alakú	150x150 mm-es négyzet	450 g					

Tárolási hőmérséklet	-20 °C és +70 °C között
Relatív páratartalom	legfeljebb 85%
Üzemi hőmérséklet	0 °C és 46 °C között
Mérési tartomány	0 és 300 mmHg között
Mérési felbontás	2 mmHg
Pontosság	+/-3 mmHg

16. Jótállás

Minden Moretti termékre a termék értékesítésének napjától számított 2 (két) év jótállás vonatkozik az anyag- és gyártási hibákra, az alábbi kizárások és korlátozások figyelembevételével. Ez a jótállás érvényét veszti a termék nem rendeltetésszerű használata, visszaélészerű használata vagy módosítása, valamint a használati útmutató be nem tartása esetén. A termék rendeltetése a használati útmutatóban található.

A Moretti nem vállal felelősséget semmilyen kárért, személyi sérülésért vagy bármilyen másért, amely a berendezés telepítéséből és/vagy használatából ered, ha az nem felel meg szigorúan a telepítési, összeszerelési és használati útmutatókban megadott utasításoknak.

A Moretti nem vállal jótállást a Moretti termékek alábbi körülmények között keletkezett károsodásaira vagy hibáira: természeti katasztrófák, jogosulatlan karbantartás vagy javítás, áramellátási problémákból eredő károk (ahol alkalmazható), nem a Moretti által szállított alkatrészek vagy részegységek használata, az irányelvek és használati útmutatók be nem tartása, jogosulatlan módosítások, szállítási sérülések (a Morettitől származó eredeti szállítmányon kívül), vagy a használati útmutatóban feltüntetett karbantartás elmulasztása.

A jótállás nem terjed ki a kopóalkatrészekre, ha a károsodás a termék rendeltetésszerű használatából ered.

16.1 Javítások

Jótállási javítás

Abban az esetben, ha egy Moretti termék anyag- vagy gyártási hibát mutat a jótállási időszak alatt, a Moretti az ügyféllel közösen felméri, hogy a termékhiba a jótállás hatálya alá tartozik-e. A Moretti saját belátása szerint jogosult a jótállási terméket kicserélni vagy megjavítani egy megadott Moretti márkakereskedésben vagy saját telephelyén. Ha a javítás a jótállás hatálya alá tartozik, a javítás munkadíját a Moretti viselheti. A javítás vagy csere nem indít új jótállási időt, és nem hosszabbítja meg a jótállást.

A jótállás hatálya alá nem tartozó termék javítása

A jótállás hatálya alá nem tartozó termék kizárólag a Moretti ügyfélszolgálatának előzetes engedélyével küldhető vissza javításra. A jótállás hatálya alá nem tartozó javítás munkadíját és szállítási költségeit teljes egészében a vásárló vagy a kereskedő viseli. A jótállás hatálya alá nem tartozó termékeken végzett javításokra a javított termék átvételének napjától számított 6 (hat) hónap jótállás vonatkozik.

Nem hibás termékek

A vásárlót értesítik, ha a visszaküldött termék vizsgálata és kipróbálása után a Moretti megállapítja, hogy a termék nem hibás. A terméket visszaküldik a vásárlónak, és a visszaküldés szállítási költségei a vásárlót terhelik.

16.2 Pótalkatrészek

Az eredeti Moretti pótalkatrészekre az átvétel napjától számított 6 (hat) hónap jótállás vonatkozik.

16.3 Felelősségkizáró rendelkezések

A jelen jótállásban kifejezetten foglaltakon túl, a jogszabályok által megengedett mértékben a Moretti semmilyen egyéb kifejezett vagy hallgatólagos nyilatkozatot, jótállást vagy feltételt nem vállal, ideértve a forgalomképességre, a meghatározott célra való alkalmasságra, a jogsértés-mentességre és a zavartalan használatra vonatkozó nyilatkozatokat, jótállásokat vagy feltételeket is. A Moretti nem garantálja, hogy a Moretti termék használata megszakítás- és hibamentes lesz. A jogszabály alapján esetlegesen fennálló hallgatólagos jótállások időtartama - a jogszabályok által megengedett mértékben - a jótállási időre korlátozódik. Egyes államok vagy országok nem teszik lehetővé a hallgatólagos jótállás időtartamának korlátozását, illetve a fogyasztási cikkekkel kapcsolatos járulékos vagy közvetett károk kizárását vagy korlátozását. Ezekben az államokban vagy országokban előfordulhat, hogy a jelen jótállás egyes kizárásai vagy korlátozásai nem alkalmazhatók a felhasználóra. A jelen jótállási feltételek előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.

MORETTI S.p.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com