



**MOPEDIA®**

MA P0400x\_P0400G-XL\_P0401x\_P0403x\_P0405x\_P0410x\_P03415R\_P0420x\_P0425x\_P0430x 01 A\_ITA\_01 2024

**POLTRONE ELEVABILI**  

---

**MANUALE DI ISTRUZIONI**

## INDICE

<b>1. CODICI .....</b>	<b>PAG.3</b>
<b>2. INTRODUZIONE.....</b>	<b>PAG.3</b>
<b>3. DESTINAZIONE D'USO.....</b>	<b>PAG.4</b>
<b>4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE .....</b>	<b>PAG.4</b>
<b>5. AVVERTENZE GENERALI .....</b>	<b>PAG.4</b>
<b>6. SIMBOLOGIA UTILIZZATA.....</b>	<b>PAG.5</b>
<b>7. DESCRIZIONE GENERALE .....</b>	<b>PAG.6</b>
7.1 Vista ed elenco delle parti .....	pag. 6
<b>8. MONTAGGIO.....</b>	<b>PAG.6</b>
8.1 Montaggio per tutti i modelli (tranne PO403-xx modello Chloe).....	pag. 6
8.2 Montaggio PO403-xx (modello Chloe) .....	pag. 6
<b>9. AVVERTENZE PER L'UTILIZZO.....</b>	<b>PAG.7</b>
<b>10. MODALITÀ D'USO.....</b>	<b>PAG.8</b>
<b>11. MANUTENZIONE .....</b>	<b>PAG.9</b>
<b>12. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI .....</b>	<b>PAG.10</b>
<b>13. PULIZIA .....</b>	<b>PAG.10</b>
<b>14. CURA DEL SISTEMA ELETTRONICO .....</b>	<b>PAG.11</b>
<b>15. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO .....</b>	<b>PAG.12</b>
15.1 Condizioni di smaltimento generali.....	pag. 12
15.2 Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE: .....	pag. 12
<b>16. DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA.....</b>	<b>PAG.12</b>
<b>17. CARATTERISTICHE TECNICHE.....</b>	<b>PAG.15</b>
17.1 Dimensioni e pesi*.....	pag. 15
17.2 Specifiche tecniche .....	pag. 16
17.3 Specifiche tecniche generali .....	pag. 18
17.4 Specifiche tessuti.....	pag. 18
<b>18. ACCESSORI .....</b>	<b>PAG.18</b>
18.1 Istruzioni per installazione Roller System .....	pag. 18
<b>19. GARANZIA .....</b>	<b>PAG.20</b>
<b>20. RIPARAZIONI .....</b>	<b>PAG.20</b>
20.1 Riparazione in garanzia.....	pag. 20
20.2 Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia .....	pag. 20
20.3 Prodotti non difettosi .....	pag. 20
<b>21. RICAMBI.....</b>	<b>PAG.20</b>
<b>22. CLAUSOLE ESONERATIVE.....</b>	<b>PAG.20</b>

**CE** Dispositivo medico di classe I

REGOLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici

## 1. CODICI

<b>PO400B</b>	Poltrona Ninfea senza Roller System - Tessuto FRANCIA CORTA Blu chiaro
<b>PO400G-XL</b>	Poltrona Ninfea senza Roller System versione XL - Tessuto FRANCIA CORTA Grigio
<b>PO400R</b>	Poltrona Ninfea senza Roller System - Tessuto FRANCIA CORTA Rosso corallo
<b>PO400S</b>	Poltrona Ninfea senza Roller System - Tessuto FRANCIA CORTA Sabbia
<b>PO401B</b>	Poltrona Ninfea con Roller System - Tessuto FRANCIA CORTA Blu
<b>PO401R</b>	Poltrona Ninfea con Roller System - Tessuto FRANCIA CORTA Rosso Corallo
<b>PO401S</b>	Poltrona Ninfea con Roller System - Tessuto FRANCIA CORTA Sabbia
<b>PO401M</b>	Poltrona Ninfea con Roller System - Tessuto FRANCIA CORTA Terracotta
<b>PO401T</b>	Poltrona Ninfea con Roller System - Tessuto FRANCIA CORTA Tortora
<b>PO401G</b>	Poltrona Ninfea con Roller System - Tessuto FRANCIA CORTA Grigio
<b>PO403G</b>	Poltrona Chloe senza Roller System - Tessuto INCANTO Grigio Perla
<b>PO403R</b>	Poltrona Chloe senza Roller System - Tessuto INCANTO Rosa Antico
<b>PO405G</b>	Poltrona Dafne con Roller System - Tessuto INCANTO Grigio
<b>PO405S</b>	Poltrona Dafne con Roller System - Tessuto INCANTO Sabbia
<b>PO405R</b>	Poltrona Dafne con Roller System - Tessuto INCANTO Rosa Antico
<b>PO405T</b>	Poltrona Dafne con Roller System - Tessuto INCANTO Tortora
<b>PO410B</b>	Poltrona Agave con Roller System - Tessuto LUX Blu
<b>PO410R</b>	Poltrona Agave con Roller System - Tessuto LUX Rosso
<b>PO410S</b>	Poltrona Agave con Roller System - Tessuto LUX Sabbia
<b>PO420S</b>	Poltrona Myrtho con 4 ruote - Tessuto LUX Sabbia
<b>PO420B</b>	Poltrona Myrtho con 4 ruote - Tessuto LUX Blu
<b>PO420G</b>	Poltrona Myrtho con 4 ruote - Tessuto LUX Grigio
<b>PO420R</b>	Poltrona Myrtho con 4 ruote - Tessuto LUX Rosso
<b>PO425G</b>	Poltrona Myrtho Class con 4 ruote - Versione letto - Tessuto LUX Grigio
<b>PO425B</b>	Poltrona Myrtho Class con 4 ruote - Versione letto - Tessuto LUX Blu
<b>PO425R</b>	Poltrona Myrtho Class con 4 ruote - Versione letto - Tessuto LUX Rosso
<b>PO425S</b>	Poltrona Myrtho Class con 4 ruote - Versione letto - Tessuto LUX Sabbia
<b>PO430G</b>	Poltrona Clyzia Zero Gravity - Tessuto INCANTO Grigio
<b>PO430R</b>	Poltrona Clyzia Zero Gravity - Tessuto INCANTO Rosa Antico
<b>PO430T</b>	Poltrona Clyzia Zero Gravity - Tessuto INCANTO Tortora

## 2. INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto una Poltrona Elevabile della linea MOPEDIA by Moretti. Le poltrone elevabili MOPEDIA by Moretti sono state progettate e realizzate per soddisfare tutte le vostre esigenze per un utilizzo pratico, corretto e sicuro. Questo manuale contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso del dispositivo da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. Si consiglia di leggere attentamente la totalità del presente manuale prima di usare la poltrona da voi acquistata. In caso di dubbi vi preghiamo di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente.

**NOTA: Controllare che tutte le parti del prodotto non abbiano subito danni durante la spedizione. In caso di danni non utilizzare il prodotto e contattare il rivenditore per ulteriori istruzioni.**

### ATTENZIONE!



È vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale. Moretti S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni derivanti da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche.

### 3. DESTINAZIONE D'USO

Le poltrone elevabili MOPEDIA sono destinate per la seduta e per il riposo del paziente in ambienti interni

### 4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

La MORETTI SpA dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio dalla stessa MORETTI SpA, e facenti parte della famiglia POLTRONE ELEVABILI MEDICALI sono conformi alle disposizioni applicabili del regolamento 2017/745 sui DISPOSITIVI MEDICI del 5 aprile 2017.

A tal scopo la MORETTI SpA garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto segue:

1. I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti generali di sicurezza e prestazione così come richiesti dall'allegato I del regolamento 2017/745 come prescritto dall'allegato IV del suddetto regolamento.
2. I dispositivi in oggetto NON SONO STRUMENTI DI MISURA.
3. I dispositivi in oggetto NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE.
4. I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione NON STERILE.
5. I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I in conformità a quanto stabilito dall'allegato VIII del suddetto regolamento.
6. La MORETTI SpA mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti, per almeno 10 anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo lotto, la documentazione tecnica comprovante la conformità al regolamento 2017/745.

**Nota:** I codici completi di prodotto, il codice di registrazione del Fabbricante (SRN), il codice UDI-DI di base ed eventuali riferimenti a norme utilizzate sono riportati nella Dichiarazione di Conformità UE che MORETTI SPA emette e rende disponibile attraverso i propri canali.

### 5. AVVERTENZE GENERALI



#### ATTENZIONE!

Prestare sempre molta attenzione alla presenza di parti in movimento che potrebbero causare intrappolamenti agli arti e lesioni personali.

- La vita utile del dispositivo è determinata dall'usura di parti non riparabili e non oltre i 10 anni
- Per un utilizzo corretto del dispositivo fare riferimento attentamente al seguente manuale.
- Per un utilizzo corretto del dispositivo consultare sempre il vostro medico o terapista.
- Mantenere il prodotto imballato lontano da qualsiasi fonte di calore in quanto l'imballo è fatto di cartone.
- Prestare sempre molta attenzione alla presenza di bambini.
- Si declina qualsiasi responsabilità del costruttore e del rivenditore per i danni causati a persone, animali o cose, derivanti, da interventi di personale non autorizzato e dall'inosservanza del presente libretto di istruzioni.
























#### ATTENZIONE!

Si consiglia di prestare la massima attenzione alle regole di comportamento e sicurezza ivi elencate, onde evitare spiacevoli incidenti.

- Non usare le poltrone in ambienti umidi.
- Non fumare, non usare fiamme libere, oggetti incandescenti ed apparecchiature che diano luogo a scintille pericolose, non depositare materiali combustibili sul e/o in prossimità del prodotto: **pericolo d'incendio**.
- Posizionare le poltrone su pavimenti livellanti e non cedevoli.
- Utilizzare accessori e/o componenti originali.
- Disinserire immediatamente il cavo elettrico dalla rete, qualora si riscontrino irregolarità di funzionamento e controllare eventuali dispersioni elettriche.
- Non utilizzare prolunghe elettriche e/o connessioni mobili.
- Non idonee all'utilizzo da parte di più persone simultaneamente.
- Non tirare il cavo di alimentazione per staccare il filo alla presa.
- Non staccare o inserire la presa con le mani bagnate.
- L'utilizzatore e/o il paziente dovrà segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito.


**6. SIMBOLOGIA UTILIZZATA**

	Codice prodotto
	Identificativo univoco del dispositivo
	Marchio CE
	Fabbricante
	Lotto di produzione
	Leggere il manuale per le istruzioni
	Dispositivo Medico
	Peso max supportato
	Condizioni di smaltimento
	Attenzione
	Data di produzione
	Smaltimento prodotto secondo la direttiva CE/19/2012
<b>IP54</b>	Protezione da polvere e spruzzi d'acqua
	Parte applicata di tipo B
	Classe Isolamento
	Lavaggio 30°
	Non candeggiare
	Lavare a secco
	Non asciugare mediante tamburo rotativo
	Lavaggio a mano
	Non stirare
	Asciugatura su superficie piana all'ombra

## 7. DESCRIZIONE GENERALE

Poltrone elevabili, pensate per il relax ed il riposo della persona. Schienale e seduta con imbottitura a densità differenziate, studiati appositamente per mantenere una posizione corretta. Struttura in acciaio verniciato, tessuto in poliestere. Montano due motori indipendenti che consentono di inclinare lo schienale e il poggiatesta separatamente, permettendo così di ottenere più posizioni, da quella adatta per la lettura o la visione della televisione, a quella di rilassamento e/o digestione. Le poltrone inoltre sono dotate della funzione alzain piedi, grazie ad un motore che consente il sollevamento della persona. Con questo dispositivo di sollevamento, la persona seduta è accompagnata fino ad una posizione quasi eretta, facilitando così la messa in piedi della persona. Le regolazioni delle varie posizioni dello schienale e del poggiatesta avvengono tramite un pratico telecomando dotato di quattro pulsanti, facile da usare.

### 7.1 Vista ed elenco delle parti



1. Poltrona
2. Ruote anteriori, piedini o roller system
3. Schienale reclinabile
4. Tasca porta oggetti
5. Telecomando
6. 2 motori per movimentazioni indipendenti
7. Cavo elettrico

*Immagine a scopo illustrativo*

## 8. MONTAGGIO

### 8.1 Montaggio per tutti i modelli (tranne PO403-xx modello Chloe)

Dopo aver tolto l'imbottimento assicurarsi dell'integrità delle varie componenti della poltrona, controllando che non vi siano parti visibilmente danneggiate. In caso di danneggiamento non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al proprio rivenditore. Per il collegamento alla rete di alimentazione elettrica utilizzare il cavo con la spina uscente dalla poltrona e collegarla alla presa elettrica. Non appoggiare oggetti o camminare sul cavo di alimentazione.

### 8.2 Montaggio PO403-xx (modello Chloe)

La poltrona PO403 viene spedita con lo schienale da montare (Fig.1)

1. Rimuovere la protezione del supporto su cui verrà alloggiato lo schienale della poltrona (Fig.2)
2. Controllare che il supporto su cui andrà alloggiato lo schienale sul lato posteriore della poltrona sia orientato verso l'esterno (Fig. 3)
3. Inserire lo schienale andando a far combaciare i 2 incastri fino a completare lo scorrimento. (Fig.4)
4. Per lo smontaggio dello schienale è necessario munirsi del cacciavite per facilitare lo sgancio dal supporto d'incastro posto sulla poltrona. (Fig.5)



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4




Fig. 5

**Nota:** Verificare che la tensione della presa di corrente sia identica a quella riportata sull'etichetta del motore.

**Nota:** Gli interventi elettrici anche di lieve entità richiedono l'opera di personale professionalmente qualificato.

**ATTENZIONE!**


- Ogni danno derivante dalla mancata osservanza delle sopra indicate disposizioni non sarà addebitabile al costruttore e potrà causare la decadenza della garanzia.
- Quando si azionano i comandi si deve essere in grado di visualizzare l'area circostante al fine di impedire che persone, animali o cose rimangano sotto le parti in movimento.
- La poltrona deve essere montata su un piano orizzontale. Evitare piani cedevoli o sconnessi.
- Prima dell'utilizzo controllare che i cavi elettrici di alimentazione non interferiscano con la movimentazione delle sezioni, che non siano di intralcio e che non si intersechino con cavi di alimentazione di altri apparecchi e dispositivi.

- Posizionare la poltrona in luoghi ampi, distante da sorgenti di calore (caminetti, stufe, lampade alogene, etc.)
- Assicurarsi che il movimento della pediera e dello schienale non sia ostacolato in alcun modo.
- La poltrona deve avere una distanza minima di 60 cm da qualsiasi ostacolo (muro, tavola, etc.)
- La poltrona viene fornita già montata e pronta all'uso, fatta eccezione per il modello PO403x (CHLOE); l'utente dovrà solo connetterla alla rete elettrica.

**9. AVVERTENZE PER L'UTILIZZO**

- Collegare il cavo direttamente alla presa elettrica, non sostituirla e non usare una prolunga.
- Non appoggiare oggetti, camminare o posizionare il cavo di alimentazione vicino a superfici calde o fonti di calore.
- Avere premura di inserire correttamente la presa in un attacco singolo e disinserirla, senza tirare il cavo, ma dallo spinotto quando si eseguono delle movimentazioni o manutenzioni.
- Non maneggiare i cavi con mani o indumenti bagnati e assicurarsi che il voltaggio utilizzato sia congruente con quanto scritto sull'etichetta
- Non danneggiare la spina e/o il cavo di alimentazione e non utilizzarli in caso lo siano.
- Prima di sedersi sulla poltrona accertarsi che il telecomando ed il relativo filo non siano d'intralcio
- Quando non è in uso lasciare la poltrona con la pediera chiusa.
- Assicurarsi di posizionare sempre la poltrona su delle superfici completamente piane, sia durante l'utilizzo che non, per garantirne la stabilità e il corretto funzionamento.
- Non sedersi mai sul poggiatesta ed in generale non sedersi in modo violento sulla poltrona.
- Evitare di saltare o salire in piedi sul dispositivo.
- Assicurarsi che la persona si sieda centrando il proprio peso sul cuscino imbottito, indipendentemente dalla reclinatura o meno della poltrona.
- Per spostare la poltrona assicurarsi che non sia reclinata e alzare la pediera di almeno 5 cm.
- Non permettere l'uso improprio da parte dei bambini del dispositivo e assicurarsi che, se i suddetti o delle persone non autosufficienti ne facciano uso vi sia sempre una supervisione adeguata
- La poltrona è destinata a persone di sana costituzione fisica e psichica (non fare uso di alcool e sostanze stupefacenti, non essere affetto da patologie mentali o altre malattie che provochino allucinazioni, disequilibri o simili)
- Allontanare mani e piedi dai punti di aggancio come i meccanismi della poltrona e della pediera, tra gli interstizi dello schienale o del poggiatesta.


**ATTENZIONE!**

Pericolo schiacciamento mani

- Non utilizzare il dispositivo se risultano lacerati gli eventuali rivestimenti con conseguente fuoriuscita delle apparecchiature interne.
- Non utilizzare telefoni cellulari o portatili vicino alla poltrona.
- Prestare attenzione alle piccole componenti che potrebbero essere ingerite.
- Si raccomanda l'utilizzo di accessori originali.

- È importante che venga utilizzato il telecomando solo con la persona seduta sulla poltrona
- Non usare in ambienti molto umidi come bagni o all'esterno
- Non esporre la poltrona alla luce diretta del sole (UV) per un periodo di tempo prolungato.
- Il rivestimento del prodotto non è progettato per essere ignifugo.
- Non fumare sopra o nei dintorni della poltrona.

**ATTENZIONE!**

Rischio di cortocircuito o incendio, scosse, lesioni e incidenti.

**10. MODALITÀ D'USO**

**Nota:** Fare riferimento alle avvertenze di questo manuale istruzioni

**ATTENZIONE!**

Non appoggiarsi né applicare forza verso il basso quando lo schienale è inclinato. Rischio di ribaltamento e lesioni.

**ATTENZIONE!**

Non utilizzare mai la poltrona quando le ruote o il roller system sono sbloccati e liberi di ruotare

**ATTENZIONE!**

La poltrona non è progettata per spostare l'utilizzatore. Spostare e muovere la poltrona solo quando non vi è nessuno sopra.

**ATTENZIONE!**

Il corretto funzionamento della poltrona prevede che venga utilizzata solo con la persona seduta ed in posizione corretta.



Posizionare la poltrona a 60 cm dal muro



Non sedersi sulla pediera



NO



SI

Sedersi correttamente con la schiena appoggiata allo schienale




NO



SI

Terminato l'utilizzo della poltrona, prima di alzarsi, riposizionare lo schienale eretto e chiudere la pediera



Dalla posizione naturale si passa alla posizione con lo schienale abbassato



Partendo dalla posizione messa in piedi posiziona la poltrona in posizione naturale; partendo invece dalla posizione naturale fa estrarre la pediera.



Dalla posizione con lo schienale abbassato la poltrona ritorna in posizione naturale.




Dalla posizione naturale porta la poltrona in posizione messa in piedi; partendo invece dalla posizione pediera estratta fa rientrare la pediera nella sua sede.

(immagine a scopo illustrativo)




**ATTENZIONE!**

Il modello di telecomando può variare in base alle disponibilità, le funzioni rimangono invariate

**10.1 Roller System**


Il roller system è installato di serie sulle poltrone PO401x - PO405x - PO410x - PO430x. E' disponibile come accessorio per il modello PO400x. Per inserire il roller system spingere con il piede la barra (Fig.1) verso il basso. Per disinserire il roller system tirare la barra verso l'alto con il piede.

Fig. 7


**ATTENZIONE!**

Non utilizzare il roller system con la persona seduta sulla poltrona! Non superare scalini superiori a 1 cm!

**11. MANUTENZIONE**

I prodotti della linea MOPEDIA by Moretti al momento dell'immissione in commercio sono controllati accuratamente e provvisti di marchio CE. Per la sicurezza del paziente e del medico si raccomanda di far controllare dal produttore o da un laboratorio autorizzato, almeno ogni 2 anni, l'idoneità all'uso del vostro prodotto. In caso di riparazione devono essere utilizzati soltanto ricambi ed accessori originali. È estremamente importante che il dispositivo sia controllato al primo utilizzo. In particolare si prega di controllare:


**ATTENZIONE!**

- Gli interventi di regolazione o di riparazione possono essere eseguiti solo da un tecnico qualificato.
- Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione o di pulizia della poltrona, scollegare l'alimentazione elettrica.

- Che tutte le viti e bulloni siano ben stretti.
- Che le parti meccaniche del dispositivo siano in grado di muoversi correttamente (schienale, poggia gambe, braccioli, ruote, ecc...).
- Verificare i freni delle ruote per un corretto funzionamento \*(se presenti).
- Controllare che il telaio della poltrona non emetta cigolii o rumori sospetti. Se necessario, lubrificare i punti di articolazione sul telaio.
- Le parti meccaniche (cerniere e perni) devono essere verificate mensilmente e lubrificate con un goccio di olio al fine di favorire la scorrevolezza e la resistenza all'usura.
- Verificare l'integrità del cavo di alimentazione.
- Verificare periodicamente l'efficienza dei motori elettrici.
- Accertarsi che le parti elettromeccaniche restino libere e ben funzionanti.
- Controllare che le parti metalliche di movimento della pediera non siano ostacolate da nessun oggetto.

## 12. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA	RISOLUZIONE
LA POLTRONA NON ESEGUE GLI SPOSTAMENTI RICHIESTI PER PROBLEMI MECCANICI	SPAZIO INSUFFICIENTE NEL RAGGIO D'AZIONE DELLA MOVIMENTAZIONE DELLA POLTRONA	RIMUOVERE GLI OGGETTI CHE NE OSTACOLANO IL MOVIMENTO O ALLONTANARLA DAL MURO
	OGGETTO BLOCCATO NEL MECCANISMO DI MOVIMENTAZIONE	CERCARE DI RIMUOVERE L'OGGETTO SENZA PROCURARSI FERITE O LESIONI, IN CASO SIA CONSIDERATO UN COMPORTAMENTO AD ALTO RISCHIO CONTATTARE IL RIVENDITORE
PROBLEMI AL TELECOMANDO	PROBLEMI CON IL TELECOMANDO CON "CLICK" DURANTE LO SCHIACCIAMENTO DEL PULSANTE	IL PROBLEMA RIGUARDA LA PARTE ELETTRONICA IL TELECOMANDO FUNZIONA NORMALMENTE
	PROBLEMI CON IL TELECOMANDO SENZA "CLICK" DURANTE LO SCHIACCIAMENTO DEL PULSANTE	IL PROBLEMA RIGUARDA IL TELECOMANDO E DOVRÀ ESSERE SOSTITUITO
PROBLEMI ALLA MOVIMENTAZIONE A CAUSA DEL SISTEMA ELETTRICO	SPINA ELETTRICA NON COLLEGATA O NON COLLEGATA CORRETTAMENTE	COLLEGARE LA SPINA ALLA PRESA ELETTRICA
	CAVO O SPINA DANNEGGIATI	RIVOLGERSI AL PROPRIO RIVENDITORE
	COMPONENTI ELETTRICI NON COLLEGATI CORRETTAMENTE	CONTROLLARE I COLLEGAMENTI DEI COMPONENTI ELETTRICI

## 13. PULIZIA

**ATTENZIONE!**

Le poltrone cui si fa riferimento nel presente manuale non sono sfoderabili.

Per effettuare la pulizia scollegare dalla rete elettrica staccando la spina dalla presa. La pulizia si può effettuare mediante l'uso frequente dell'aspirapolvere. In caso di sporco ostinato ricorrere a detergenti specifici per tessuti applicabili mediante spazzola morbida. Pulire regolarmente i componenti meccanici per limitare l'accumulo di polvere nel telaio.

## Simboli per lavaggio PO400x; PO401x (tessuto FRANCIA CORTA 315gr/mq)



Lavaggio 30°



Non candeggiare



Lavare a secco



Non asciugare mediante tamburo rotativo

**Simboli per lavaggio PO410x; PO420x; PO425x (tessuto LUX 467 gr/mq)**


Lavaggio a mano



Non candeggiare



Non stirare



Asciugatura su superficie piana all'ombra



Non asciugare mediante tamburo rotativo



Lavare a secco

**Simboli per lavaggio PO403x; PO405x; PO430x (tessuto INCANTO 400 gr/mq)**


Lavaggio 30°



Non candeggiare



Non asciugare mediante tamburo rotativo



Lavare a secco


**ATTENZIONE!**

Solo i tessuti INCANTO e LUX Sono Idrorepellenti.

**13.1 Rimozione delle macchie più comuni**

- Tamponare prima possibile la macchia con carta assorbente prima di agire con una soluzione di acqua tiepida e sapone neutro. Testare prima il prodotto su una piccola porzione per verificare che non subisca alterazioni.
- Utilizzare un panno morbido inumidito con la soluzione di acqua e sapone e pulire delicatamente la macchia fino a completa rimozione, risciacquare con acqua pura e asciugare con un panno pulito
- Non utilizzare detergenti aggressivi, smacchiatori o sgrassatori in quanto potrebbe danneggiare il materiale.


**ATTENZIONE!**

Non usare sostanze abrasive, acidi, alcol, detergenti a base di cloro, disinfettanti ed acetone, perché tali sostanze provocano l'abrasione delle parti in plastica e l'arrugginimento delle superfici metalliche.

Il fabbricante non sarà responsabile per il danneggiamento causato dall'utilizzo di materiali che possano deteriorare la superficie del prodotto o da corrosivi chimici utilizzati durante la pulizia.


**ATTENZIONE!**

I prodotti sanificanti sono corrosivi. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto accidentale, lavare la parte interessata abbondantemente con acqua calda e consultare immediatamente un medico.

**14. CURA DEL SISTEMA ELETTRONICO**

- Verificare che nessun cavo della poltrona sia tagliato o in qualsivoglia modo danneggiato.
- In caso di danni (a prescindere dall'entità) contattare il proprio rivenditore.
- Mantenere i circuiti elettronici lontano da umidità e temperature elevate

## 15. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO

### 15.1 Condizioni di smaltimento generali

In caso di smaltimento del dispositivo non usare mai i normali sistemi di conferimento dei rifiuti solidi urbani. Si raccomanda di smaltire il dispositivo attraverso le comuni isole ecologiche comunali per le previste operazioni di riciclo dei materiali utilizzati.



### 15.2 Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE:

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente il prodotto consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energie e di risorse. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente le apparecchiature elettromedicali, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile sbarrato.

## 16. DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

Il dispositivo POLTRONA ELEVABILE è progettato per essere utilizzato nell'ambiente elettromagnetico specificato nelle tabelle che seguono. L'utilizzatore del dispositivo POLTRONA ELEVABILE deve assicurarsi che venga effettivamente utilizzato nelle condizioni specificate.

Tabella 1

GUIDA E DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE		
IL DISPOSITIVO POLTRONA ELEVABILE È PREVISTO PER FUNZIONARE NELL' AMBIENTE ELETTROMAGNETICO SOTTO SPECIFICATO. IL CLIENTE O L'UTILIZZATORE DEL DISPOSITIVO DEVE GARANTIRE CHE ESSO VENGA USATO IN TALE AMBIENTE.		
PROVE DI EMISSIONE	CONFORMITÀ	AMBIENTE ELETTROMAGNETICO-GUIDA
EMISSIONI RF CISPR 11	GRUPPO 1	IL DISPOSITIVO POLTRONA ELEVABILE UTILIZZA ENERGIA RF SOLO PER IL SUO FUNZIONAMENTO INTERNO E PER LA RICARICA DELLA BATTERIA. PERCIÒ LE SUE EMISSIONI RF SONO MOLTO BASSE E VEROSIMILMENTE NON CAUSANO NESSUNA INTERFERENZA NEGLI APPARECCHI ELETTRONICI VICINI.
EMISSIONI RF CISPR 11	CLASSE B	IL DISPOSITIVO POLTRONA ELEVABILE È ADATTO PER L'USO IN TUTTI GLI EDIFICI, COMPRESI GLI EDIFICI DOMESTICI E QUELLI DIRETTAMENTE COLLEGATI ALLA RETE DI ALIMENTAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE CHE ALIMENTA EDIFICI DESTINATI AD USI DOMESTICI.
EMISSIONI ARMONICHE EN 61000-3-2	CONFORME	
EMISSIONI DI FLUTTUAZIONI DI TENSIONE/FLICKER EN 61000-3-3	CONFORME	


Tabella 2

GUIDA E DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE			
IL DISPOSITIVO POLTRONA ELEVABILE È PREVISTO PER FUNZIONARE NELL' AMBIENTE ELETTROMAGNETICO SOTTO SPECIFICATO. IL CLIENTE O L'UTILIZZATORE DEL DISPOSITIVO DEVE GARANTIRE CHE ESSO VENGA USATO IN TALE AMBIENTE.			
PROVE DI IMMUNITÀ	LIVELLO DI PROVA IEC 60601	LIVELLO DI CONFORMITÀ	AMBIENTE ELETTROMAGNETICO-GUIDA
SCARICHE ELETTROSTATICHE (ESD) EN 61000-4-2	± 4 KV A CONTATTO ± 8 KV IN ARIA	± 4 KV A CONTATTO ± 8 KV IN ARIA	INFORMAZIONI VALIDE PER L'USO DEL DISPOSITIVO. I PAVIMENTI DEVONO ESSERE IN LEGNO, CALCESTRUZZO O IN CERAMICA. SE I PAVIMENTI SONO RICOPERTI DI MATERIALE SINTETICO, L'UMIDITÀ RELATIVA DOVREBBE ESSERE ALMENO DEL 30%.
BURST E TRANSITORI VELOCI EN61000-4-4	1KV - 5KHZ ACCOPPIAMENTO INDIVIDUALE, 2000V - 5KHZ ACCOPPIAMENTO PARALLELO	1KV - 5KHZ ACCOPPIAMENTO INDIVIDUALE, 2000V - 5KHZ ACCOPPIAMENTO PARALLELO	LA QUALITÀ DELLA TENSIONE DI RETE, PER LA RICARICA DELLA BATTERIA, DOVREBBE ESSERE QUELLA DI UN TIPICO AMBIENTE COMMERCIALE O OSPEDALIERO
TENSIONI DI IMPULSO EN 61000-4-5	2KV ACCOPPIAMENTO PARALLELO; 1KV ACCOPPIAMENTO INDIVIDUALE	2KV ACCOPPIAMENTO PARALLELO; 1KV ACCOPPIAMENTO INDIVIDUALE	LA QUALITÀ DELLA TENSIONE DI RETE, PER LA RICARICA DELLA BATTERIA, DOVREBBE ESSERE QUELLA DI UN TIPICO AMBIENTE COMMERCIALE O OSPEDALIERO
BUCHI DI TENSIONE, BREVI INTERRUZIONI E VARIAZIONI DELLA TENSIONE SULLE LINEE DI INGRESSO DELL'ALIMENTAZIONE. EN 61000-4-11	0V/2000MS; 0V/500MS; 0V/50MS; 0V/20MS; 0V/500MS; 0,75V/2000MS; 0,75V/500MS; 0V/50MS;	0V/2000MS; 0V/500MS; 0V/50MS; 0V/20MS; 0V/500MS; 0,75V/2000MS; 0,75V/500MS; 0V/50MS;	LA QUALITÀ DELLA TENSIONE DI RETE PER LA RICARICA DELLA BATTERIA DOVREBBE ESSERE QUELLA DI UN TIPICO AMBIENTE COMMERCIALE O OSPEDALIERO.
EMISSIONI CONDOTTE A RADIOFREQUENZA EN55011	0,15 ± 0,5 MHZ 79 DB±V  0,5 ± 30 MHZ 73 DB ± V	0,15 ± 0,5 MHZ 79 DB ± V  0,5 ± 30 MHZ 73 DB ± V	LA QUALITÀ DELLA TENSIONE DI RETE PER LA RICARICA DELLA BATTERIA DOVREBBE ESSERE QUELLA DI UN TIPICO AMBIENTE COMMERCIALE O OSPEDALIERO.
EMISSIONI RADIATE A RADIOFREQUENZA EN55011	CLASSE B 30 - 230 MHZ, 40 (3 M) 230 - 1000 MHZ, 47 (3 M)  CLASSE A 30 - 230 MHZ, 50 (3 M) 230 - 1000 MHZ, 57 (3 M)	CLASSE B 30 - 230 MHZ, 40 (3 M) 230 - 1000 MHZ, 47 (3 M)  CLASSE A 30 - 230 MHZ, 50 (3 M) 230 - 1000 MHZ, 57 (3 M)	LA QUALITÀ DELLA TENSIONE DI RETE PER LA RICARICA DELLA BATTERIA DOVREBBE ESSERE QUELLA DI UN TIPICO AMBIENTE COMMERCIALE O OSPEDALIERO.

Tabella 3

## GUIDA E DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE

IL DISPOSITIVO POLTRONA ELEVABILE È PREVISTO PER FUNZIONARE NELL' AMBIENTE ELETTROMAGNETICO SOTTO SPECIFICATO. IL CLIENTE O L'UTILIZZATORE DEL DISPOSITIVO DOVREBBE ASSICURARSI CHE ESSO VENGA UTILIZZATO IN TALE AMBIENTE.

PROVE DI IMMUNITÀ	LIVELLO DI PROVA IEC 60601	LIVELLO DI CONFORMITÀ	AMBIENTE ELETTROMAGNETICO-GUIDA
DISTURBI CONDOTTI, INDOTTI DA CAMPI A RADIO FREQUENZA 61000-4-6	3 V EFF. DA 150 KHZ A 80 MHZ	3 V EFF. DA 150 KHZ A 80MHZ	<p>GLI APPARECCHI DI COMUNICAZIONE A RF PORTATILI E MOBILI NON DOVREBBERO ESSERE USATI VICINO A NESSUNA PARTE DELLA POLTRONA ELEVABILE, COMPRESI I CAVI, ECCETTO QUANDO RISPETTANO LE DISTANZE DI SEPARAZIONE RACCOMANDATE CALCOLATE DALL'EQUAZIONE APPLICABILE ALLA FREQUENZA DEL TRASMETTITORE</p> <p>DISTANZE DI SEPARAZIONE RACCOMANDATE D = 1,2√P D = 1,2√P DA 80 MHZ A 800 MHZ D = 2,3√P DA 800 MHZ A 2,5 GHZ</p> <p>OVE "P" È LA POTENZA MASSIMA NOMINALE D'USCITA DEL TRASMETTITORE IN WATT (W) SECONDO IL COSTRUTTORE DEL TRASMETTITORE E "D" È LA DISTANZA DI SEPARAZIONE RACCOMANDATA IN METRI (M). L'INTENSITÀ DEL CAMPO DEI TRASMETTITORI A RF FISSI, COME DETERMINATO IN UN'INDAGINE ELETTROMAGNETICA DEL SITO, POTREBBE ESSERE MINORE DEL LIVELLO DI CONFORMITÀ IN CIASUN INTERVALLO DI FREQUENZA. SI PUÒ VERIFICARE INTERFERENZA IN PROSSIMITÀ DI APPARECCHI CONTRASSEGNA TI DAL SEGUENTE SIMBOLO:</p> 
DISTURBI A RADIO FREQUENZA EN 6100-4-3	3 V/M DA 80 MHZ A 2,5 GHZ	3 V/M DA 80 MHZ A 2.5 GHZ	

NOTA 1: A 80 MHZ E 800 MHZ SI APPLICA LA DISTANZA DI SEPARAZIONE PER L'INTERVALLO DI FREQUENZA PIÙ ALTA.

NOTA 2: QUESTE LINEE GUIDA POTREBBERO NON APPLICARSI IN TUTTE LE SITUAZIONI. LA PROPAGAZIONE ELETTROMAGNETICA È INFLUENZATA DALL'ASSORBIMENTO E DALLA RIFLESSIONE DI STRUTTURE, OGGETTI E PERSONE.

<sup>A</sup> LE INTENSITÀ DI CAMPO PER TRASMETTITORI FISSI, COME LE STAZIONI DI BASE PER I RADIOTELEFONI (CELLULARI E CORDLESS) E RADIOMOBILI TERRESTRI, APPARECCHI PER RADIOAMATORI, TRASMETTITORI RADIO IN AM E FM ED TRASMETTITORI TV NON POSSONO ESSERE PREVISTE TEORICAMENTE CON PRECISIONE. PER STABILIRE UN AMBIENTE ELETTROMAGNETICO CAUSATO DA TRASMETTITORI A RF FISSI SI DOVREBBE CONSIDERARE UN'INDAGINE ELETTROMAGNETICA SUL SITO. SE L'INTENSITÀ DI CAMPO MISURATA NEL LUOGO IN CUI SI USA LA POLTRONA ELEVABILE SUPERA IL LIVELLO DI CONFORMITÀ APPLICABILE ALLA RF DI CUI SOPRA, SI DOVREBBE PORRE SOTTO OSSERVAZIONE IL FUNZIONAMENTO NORMALE DELLA POLTRONA ELEVABILE. SE SI NOTANO PRESTAZIONI ANORMALI, POSSONO ESSERE NECESSARIE MISURE AGGIUNTIVE, COME UN DIVERSO ORIENTAMENTO O POSIZIONE DELLA POLTRONA ELEVABILE.













<sup>B</sup> LE INTENSITÀ DI CAMPO SU UN INTERVALLO DI FREQUENZE DA 150 KHZ A 80 MHZ DOVREBBERO ESSERE INFERIORI A 3 V/M.

Tabella 4

Distanze di separazione raccomandate tra apparecchi di radiocomunicazione portatili e mobili e poltrona elevabile			
IL DISPOSITIVO POLTRONA ELEVABILE È PREVISTO PER FUNZIONARE IN UN AMBIENTE ELETTROMAGNETICO IN CUI SONO SOTTO CONTROLLO I DISTURBI IRRADIATI RF. IL CLIENTE O L'UTILIZZATORE DI POLTRONA ELEVABILE PUÒ CONTRIBUIRE A PREVENIRE INTERFERENZE ELETTROMAGNETICHE ASSICURANDO UNA DISTANZA MINIMA FRA GLI APPARECCHI DI COMUNICAZIONE MOBILI E PORTATILI A RF (TRASMETTITORI) ED IL CARICA BATTERIE DI POLTRONA ELEVABILE DURANTE LA FASE DI CARICA E L'INTERO DISPOSITIVO POLTRONA ELEVABILE DURANTE IL SUO FUNZIONAMENTO COME SOTTO RACCOMANDATO, IN RELAZIONE ALLA POTENZA DI USCITA MASSIMA DEGLI APPARECCHI DI RADIOCOMUNICAZIONE			
POTENZA NOMINALE DI USCITA MASSIMA DEL TRASMETTITORE W	DURANTE L'UTILIZZO DELLA POLTRONA ELEVABILE	DURANTE L'UTILIZZO DELLA POLTRONA ELEVABILE	DURANTE L'UTILIZZO DELLA POLTRONA ELEVABILE
	DA 150 KHZ A 80 MHZ D = 1,2VP	DA 80 KHZ A 800 MHZ D = 1,2VP	DA 800 KHZ A 2,5 GHZ D = 1,2VP
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23
PER I TRASMETTITORI CON POTENZA NOMINALE MASSIMA DI USCITA NON RIPORTATA, LA DISTANZA DI SEPARAZIONE RACCOMANDATA D, IN METRI (M), PUÒ ESSERE CALCOLATA USANDO L'EQUAZIONE APPLICABILE ALLA FREQUENZA DEL TRASMETTITORE, OVE P È LA MASSIMA POTENZA NOMINALE D'USCITA DEL TRASMETTITORE, IN WATT (W), SECONDO IL FABBRICANTE DEL TRASMETTITORE. NOTA 1: A 80 MHZ E 800 MHZ SI APPLICA LA DISTANZA DI SEPARAZIONE PER L'INTERVALLO DI FREQUENZA PIÙ ALTO. NOTA 2: QUESTE LINEE GUIDA POTREBBERO NON APPLICARSI IN TUTTE LE SITUAZIONI. LA PROPAGAZIONE ELETTROMAGNETICA È INFLUENZATA DALL'ASSORBIMENTO E DALLA RIFLESSIONE DI STRUTTURE, OGGETTI E PERSONE			

## 17. CARATTERISTICHE TECNICHE

### 17.1 Dimensioni e pesi\*

Dimensione e peso												
Codici												
PO400x	52	48	50	77	87	61	107	160	150	-	130	52
PO400G-XL	64	48	50	88	87	61	107	160	150	-	160	55
PO401x	52	48	50	77	85	61	107	160	150	-	130	52
PO403x	50	45	48	70	90	61	110	162	140	7	130	45
PO405x	52	48	48	77	85	61	115	160	150	-	130	55
PO410x	52	48	49	66	90	61	105	160	150	-	130	55
PO420x	52	48	41	71	90	61	112	162	153	-	130	58
PO425x	52	48	41	71	90	61	112	175	153	10	130	58
PO430x	52	48	44	72	90	63	115	180	150	12	130	58

\*Le dimensioni sono espresse in cm e possono differire di  $\pm 1$ cm. Trattandosi di prodotto imbottito, le misure possono variare di qualche cm

## 17.2 Specifiche tecniche



### PO400x - PO400G-XL - PO401x (NINFEA Tessuto FRANCIA CORTA)

- Telaio in acciaio verniciato a polveri e legno;
- Tessuto antimacchia;
- Copripoltrona e copribraccioli compresi
- Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziata (schienale 18-22 Kg/m<sup>3</sup>, pediera 18 Kg/m<sup>3</sup>, seduta 35 Kg/m<sup>3</sup>, braccioli 40 Kg/m<sup>3</sup>);
- Pediera regolabile in più posizioni;
- Schienale regolabile in più posizioni;
- Funzioni: Total relax - TV - Metti in piedi
- 2 motori indipendenti;
- Telecomando a 4 pulsanti con filo interno alla tasca;
- 2 piedini frontali;
- Roller system (di serie solo per PO401x) 4 ruote da Ø 50 mm;

### PO403x (CHLOE Tessuto INCANTO)

- Telaio in acciaio verniciato a polveri e legno;
- Tessuto idrorepellente e antimacchia;
- Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziata (schienale 18-22 Kg/m<sup>3</sup>, pediera 18 Kg/m<sup>3</sup>, seduta 35 Kg/m<sup>3</sup>, braccioli 40 Kg/m<sup>3</sup>);
- Pediera regolabile in più posizioni;
- Schienale regolabile in più posizioni;
- Funzioni: Total relax - TV - Metti in piedi - Vertical lift di circa 7 cm;
- 2 motori indipendenti;
- Telecomando a 4 pulsanti con filo interno alla tasca;
- Ruotini di cortesia nella parte posteriore e piedi in PVC nella parte anteriore ;

### PO405x (DAFNE Tessuto INCANTO)

- Telaio in acciaio verniciato a polveri e legno;
- Tessuto idrorepellente e antimacchia;
- Copripoltrona e copribraccioli compresi
- Cuscino in in poliuretano sagomato rivestito con falda di ovatta di circa 6 cm
- Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziata (schienale 18-22 Kg/m<sup>3</sup>, pediera 18 Kg/m<sup>3</sup>, seduta 35 Kg/m<sup>3</sup>, braccioli 40 Kg/m<sup>3</sup>);
- Pediera regolabile in più posizioni;
- Schienale regolabile in più posizioni;
- Funzione: Total relax - TV - Metti in piedi
- 2 motori indipendenti;
- Telecomando a 4 pulsanti con filo interno alla tasca;
- 2 piedini frontali;
- Roller system 4 ruote da Ø 50 mm;


### PO410x (AGAVE tessuto LUX)

- Telaio in acciaio verniciato a polveri e legno;
- Tessuto idrorepellente e antimacchia;
- Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziata (schienale 18-22 Kg/m<sup>3</sup>, pediera 18 Kg/m<sup>3</sup>, seduta 35 Kg/m<sup>3</sup>, braccioli 35 Kg/m<sup>3</sup>);
- Pediera regolabile in più posizioni;
- Schienale regolabile in più posizioni;
- Funzioni: Total relax - TV - Metti in piedi;
- 2 motori indipendenti;
- Telecomando a 4 pulsanti con filo interno alla tasca;
- 2 piedini frontali;
- Roller system 4 ruote da Ø 50 mm;



**PO420x (MYRTHO Tessuto LUX)**

- Telaio in acciaio verniciato a polveri e legno;
- Tessuto idrorepellente e antimacchia;
- Schienale in fiocco siliconato in poliestere anallergico con 3 densità differenziate (zona testa, più morbido - zona tronco e zona lombare, più rigida);
- Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziata (schienale 18-22 Kg/m<sup>3</sup>, pediera 18 Kg/m<sup>3</sup>, seduta 35 Kg/m<sup>3</sup>, braccioli 40 Kg/m<sup>3</sup>);
- Pediera regolabile in più posizioni;
- Schienale regolabile in più posizioni;
- Schienale con cuscini sfoderabili e sostituibili;
- Seduta in poliuretano espanso rivestito con 2 cm di viscoelastico;
- Braccioli estraibili, con possibilità di inserire tavolino;
- Orecchie estraibili;
- 4 ruote da Ø 75 mm, di cui 2 con freno;
- Maniglione di spinta;
- Funzioni: Total relax - TV - Metti in piedi;
- 2 motori indipendenti;
- Telecomando a 4 pulsanti con filo interno alla tasca;


**PO425x (MYRTHO CLASS tessuto LUX)**

- Telaio in acciaio verniciato a polveri e legno
- Tessuto idrorepellente e antimacchia
- Schienale in fiocco siliconato in poliestere anallergico con 3 densità differenziate (zona testa, più morbido - zona tronco e zona lombare, più rigida)
- Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziata (schienale 18-22 Kg/m<sup>3</sup>, pediera 18 Kg/m<sup>3</sup>, seduta 35 Kg/m<sup>3</sup>, braccioli 40 Kg/m<sup>3</sup>);
- Seduta in poliuretano espanso rivestito con 2 cm di viscoelastico;
- Pediera regolabile in più posizioni;
- Schienale regolabile in più posizioni;
- Schienale con cuscini sfoderabili e sostituibili;
- Braccioli estraibili con possibilità di inserire tavolino;
- Orecchie estraibili;
- Seduta con 2 cm di viscoelastico;
- 4 ruote da Ø 75 mm, di cui 2 con freno;
- Maniglione di spinta;
- Funzioni: Total relax - TV - Metti in piedi - Vertical lift 10cm - Letto a 180°
- 2 motori indipendenti;
- Telecomando a 4 pulsanti con filo interno alla tasca;

**PO430X (CLYZIA Tessuto INCANTO)**

- Telaio in acciaio verniciato a polveri e legno
- Tessuto idrorepellente e antimacchia
- Schienale in fiocco siliconato in poliestere anallergico con 3 densità differenziate (zona testa, più morbido - zona tronco e zona lombare, più rigida);
- Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziata (schienale 18-22 Kg/m<sup>3</sup>, pediera 18 Kg/m<sup>3</sup>, seduta 35 Kg/m<sup>3</sup>, braccioli 40 Kg/m<sup>3</sup>);
- Doppia pediera che permette un allungamento di 11 cm;
- Braccioli estraibili con possibilità di inserire tavolino;
- Schienale regolabile in più posizioni;
- Funzioni: Total relax - TV - Metti in piedi - Vertical lift 10cm - Letto circa 180° - Zero Gravity - Posizione cardio
- Roller system 4 ruote da Ø 50 mm;
- 2 motori indipendenti con funzione Zero Gravity;
- Telecomando a 4 pulsanti con filo interno alla tasca;

**17.3 Specifiche tecniche generali**

- 230V - 110W;
- Temperatura dell'ambiente operativo -20°C / + 60°C;
- Conservazione consigliata: conservare in luogo fresco ed asciutto e comunque sempre lontano da fonti dirette di calore come la luce solare (temperatura consigliata tra -10°C e + 40°C);
- In caso di stoccaggio per lungo periodo è necessario scollegare la fonte di alimentazione elettrica e provvedere alla protezione di quelle parti che potrebbero risultare danneggiate in seguito a deposito di polvere.

**17.4 Specifiche tessuti**

Tutti i tessuti delle poltrone sono:



ANTI-ACARO



ANTIMACCHIA



ANTI-MICROBICI  
E ANTI-BATTERICI



TRASPIRANTI

**18. ACCESSORI**

- Roller system (SOLO PER PO400x)
- Kit copri poltrona (SOLO PER PO403x, PO410x, PO420x, PO425x, PO430x)
- Tavolino (SOLO PER PO420x, PO425x, PO430x)
- Kit batteria portatile

**Nota:** La lista degli accessori è in continuo aggiornamento. Consigliamo di contattare i rivenditori per conoscere novità, disponibilità e maggiori informazioni.

**18.1 Istruzioni per installazione Roller System**

**ATTENZIONE!**

Le operazioni di installazione devono essere effettuate da personale autorizzato.


**ATTENZIONE!**

Si declina ogni responsabilità circa malfunzionamenti o danni derivanti da cattiva installazione e messa in opera da personale non abilitato.

Per installare l'accessorio roller system (POA3xx) sulla poltrona è necessario seguire con attenzione i seguenti passaggi:

- Mettere la poltrona in funzione e portarla completamente in posizione lift;
- Scollegare la presa elettrica;
- Smontare, dove presenti, le due ruote anteriori utilizzando una comune chiave da 10 mm;
- Ribaltare la poltrona in avanti;




Fig.8




Fig.9




Fig.10

- Inserire il roller system (fornito già parzialmente assemblato) all'interno della base in acciaio della poltrona (fig. 8);
- Far combaciare i 4 fori presenti sulla parte anteriore della base del telaio della poltrona con quelli presenti sui supporti del roller system e bloccare tutto con le 4 viti e dadi a disposizione (fig. 9,10);



Fig.11




Fig.12




Fig.13



Fig.14

- Prendere i componenti mostrati in fig.11;
- Inserire il perno lungo nel supporto della ruota (fig. 12);
- Inserire perno e ruota nella piastra posteriore destra del telaio (fig.13,14);
- Inserire il fermo sul perno lato esterno del telaio;
- Inserire la rondella sul perno dal lato interno del telaio;



Fig.15



Fig.16



Fig.17

- Assemblare sul perno l'asta del roller system precedentemente installato (fig. 15) ed inserire il fermo anche sul lato interno;
- Prendere i componenti mostrati in fig.16;
- Inserire il perno corto nel supporto della ruota;
- Inserire perno e ruota nella piastra posteriore sinistra del telaio (fig.17);
- Inserire la rondella sul perno dal lato interno del telaio;
- Inserire i fermi ad entrambi gli estremi del perno;



Fig.18




Fig.19

- Prendere la barra di acciaio con i 2 perni rimasti e avvicinarla alle piastre del telaio girandola in modo che i puntali in gomma nera siano rivolti verso il basso;
- Inserire l'asta curva di destra del roller system all'interno dell'asola presente sulla barra (fig.18);
- Inserire i perni per bloccare la barra alle piastre del telaio della poltrona;
- Inserire i fermi su entrambi i perni (fig.19);
- Ribaltare la poltrona in posizione normale;
- Collegare la poltrona alla corrente e riportarla in posizione naturale.

## 19. GARANZIA

Tutti i prodotti Moretti sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate di seguito. Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l'uso. La corretta destinazione d'uso del prodotto è indicata nel manuale d'uso Moretti non è responsabile di danni risultanti, di lesioni personali o quant'altro causato o relativo all'installazione e/o all'uso dell'apparecchiatura non scrupolosamente conforme alle istruzioni riportate nei manuali per l'installazione, il montaggio e l'uso. Moretti non garantisce i prodotti Moretti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate, danni derivanti da problemi dell'alimentazione elettrica (dove prevista), utilizzo di parti o componenti non forniti da Moretti, mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l'uso, modifiche non autorizzate, danni di spedizione (diversa dalla spedizione originale da Moretti), oppure dalla mancata esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale. Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto.

Qualunque uso improprio della poltrona, non previsto nel presente manuale, fa decadere la responsabilità e la garanzia del fabbricante in caso di incidente o danni.

## 20. RIPARAZIONI

### 20.1 Riparazione in garanzia

Nel caso in cui un prodotto Moretti presenti difetti di materiale o fabbricazione durante il periodo di garanzia, Moretti valuterà con il cliente se il difetto del prodotto è coperto dalla garanzia. Moretti, a sua insindacabile discrezione, può sostituire o riparare l'articolo in garanzia, presso un rivenditore Moretti specificato o presso la propria sede. I costi della manodopera relativi alla riparazione del prodotto possono essere a carico di Moretti se si determina che la riparazione ricade nell'ambito della garanzia. Una riparazione o sostituzione non rinnova né proroga la garanzia.

### 20.2 Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia

Si può restituire, affinché sia riparato, un prodotto non coperto dalla garanzia solo dopo aver ricevuto autorizzazione preventiva dal servizio clienti Moretti. I costi della manodopera e di spedizione relativi a una riparazione non coperta dalla garanzia saranno completamente a carico del cliente o del rivenditore. Le riparazioni su prodotti non coperti dalla garanzia sono garantite per 6 (sei) mesi, a decorrere dal giorno in cui si riceve il prodotto riparato.

### 20.3 Prodotti non difettosi

Il cliente sarà avvisato se, dopo avere esaminato e provato un prodotto restituito, Moretti conclude che il prodotto non è difettoso. Il prodotto sarà restituito al cliente e saranno a suo carico i costi di spedizione dovuti alla restituzione.

## 21. RICAMBI

I ricambi originali Moretti sono garantiti per 6 (sei) mesi a decorrere dal giorno in cui si riceve il ricambio. Per la lista di ricambi disponibili fare riferimento esclusivamente al catalogo moretti.

## 22. CLAUSOLE ESONERATIVE

Salvo quanto specificato espressamente in questa garanzia ed entro i limiti di legge, Moretti non offre nessun'altra dichiarazione, garanzia o condizione, espressa o implicita, comprese eventuali dichiarazioni, garanzie o condizioni di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, non violazione e non interferenza. Moretti non garantisce che l'uso del prodotto Moretti sarà ininterrotto o senza errori. La durata di eventuali garanzie implicite che possano essere imposte dalle norme di legge è limitata al periodo di garanzia, nei limiti delle norme di legge. Alcuni stati o paesi non permettono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita oppure l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o indiretti in relazione a prodotti per i consumatori. In tali stati o paesi, alcune esclusioni o limitazioni di questa garanzia possono non applicarsi all'utente. La presente garanzia è soggetta a variazioni senza preavviso.

**CERTIFICATO DI GARANZIA**

Prodotto \_\_\_\_\_

Acquistato in data \_\_\_\_\_

Rivenditore \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_

Venduto a \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_

 **MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com) email: [info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)**PRODOTTO IN ALBANIA**





**MOPEDIA®**

MA P0400x\_P0400G-XL\_P0401x\_P0403x\_P0405x\_P0410x\_P03415R\_P0420x\_P0425x\_P0430x 01 A\_ENG\_01 2024

**LIFTING ARMCHAIRS**

---

**INSTRUCTION MANUAL**

ENGLISH

## INDICE

<b>1. CODES</b> .....	<b>PAG.3</b>
<b>2. INTRODUCTION</b> .....	<b>PAG.3</b>
<b>3. INTENDED USE</b> .....	<b>PAG.4</b>
<b>4. DECLARATION OF CONFORMITY</b> .....	<b>PAG.4</b>
<b>5. GENERAL WARNINGS</b> .....	<b>PAG.4</b>
<b>6. SYMBOLS</b> .....	<b>PAG.5</b>
<b>7. GENERAL DESCRIPTION</b> .....	<b>PAG.6</b>
7.1 View and parts list .....	pag. 6
<b>8. ASSEMBLY</b> .....	<b>PAG.6</b>
8.1 Assembly for every model except Chloe armchair P0403-xx .....	pag. 6
8.2 Assembling of P0403-xx.....	pag. 6
<b>9. WARNINGS ON USE</b> .....	<b>PAG.7</b>
<b>10. HOW TO USE</b> .....	<b>PAG.7</b>
10.1 Roller System .....	pag. 8
<b>11. MAINTENANCE</b> .....	<b>PAG.9</b>
<b>12. TROUBLESHOOTING</b> .....	<b>PAG.9</b>
<b>13. CLEANING</b> .....	<b>PAG.10</b>
13.1 Most common stain removals.....	pag. 11
<b>14. CARE OF THE ELECTRONIC SYSTEM</b> .....	<b>PAG.11</b>
<b>15. CONDITIONS OF DISPOSAL</b> .....	<b>PAG.11</b>
15.1 General conditions of disposal.....	pag. 11
15.2 Instructions for correct disposal in accordance with European directive 2012/19/UE:.....	pag. 11
<b>16. DECLARATION OF ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY</b> .....	<b>PAG.12</b>
<b>16. TECHNICAL SPECIFICATIONS</b> .....	<b>PAG.14</b>
16.1 Dimensions and weights*.....	pag. 14
16.3 general technic specification .....	pag. 16
16.4 Fabric specifications .....	pag. 17
<b>17. ACCESSORIES</b> .....	<b>PAG.17</b>
17.1 Instructions for of the Roller System.....	pag. 17
<b>18. WARRANTY</b> .....	<b>PAG.19</b>
<b>19.REPAIRS</b> .....	<b>PAG.19</b>
19.1 Repairs under warranty.....	pag. 19
19.2 Repairing a product not covered by the warranty .....	pag. 19
19.3 Non-defective products.....	pag. 19
<b>20. SPARE PARTS</b> .....	<b>PAG.19</b>
<b>21. NON-LIABILITY CLAUSE</b> .....	<b>PAG.19</b>





REGULATION (EU) 2017/745 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL  
of 5 April 2017 withcerning medical devices

**1. CODES**

<b>PO400B</b>	Ninfea armchair without Roller System - Fabric FRANZIA CORTA Light Blue
<b>PO400G-XL</b>	Ninfea armchair without Roller System - Fabric FRANZIA CORTA Grey
<b>PO400R</b>	Ninfea armchair without Roller System - Fabric FRANZIA CORTA Coral red
<b>PO400S</b>	Ninfea armchair without Roller System - Fabric FRANZIA CORTA Sand
<b>PO401B</b>	Ninfea armchair with Roller System - Fabric FRANZIA CORTA Blue
<b>PO401R</b>	Ninfea armchair with Roller System - Fabric FRANZIA CORTA Red
<b>PO401S</b>	Ninfea armchair with Roller System - Fabric FRANZIA CORTA Sand
<b>PO401M</b>	Ninfea armchair with Roller System - Fabric FRANZIA CORTA Terracotta
<b>PO401T</b>	Ninfea armchair with Roller System - Fabric FRANZIA CORTA Dove grey
<b>PO401R</b>	Ninfea armchair with Roller System - Fabric FRANZIA CORTA Coral red
<b>PO403G</b>	Chloe armchair with Roller System - Fabric INCANTO Grey Perla
<b>PO403R</b>	Chloe armchair with Roller System - Fabric INCANTO Antique pink
<b>PO405G</b>	Dafne armchair without Roller System - Fabric INCANTO Grey
<b>PO405S</b>	Dafne armchair without Roller System - Fabric INCANTO Sand
<b>PO405R</b>	Dafne armchair with Roller System - Fabric INCANTO Antique pink
<b>PO405T</b>	Dafne armchair with Roller System - Fabric INCANTO Dove grey
<b>PO410B</b>	Agave armchair with Roller System - Fabric LUX Blue
<b>PO410R</b>	Agave armchair with Roller System - Fabric LUX Red
<b>PO410S</b>	Agave armchair with Roller System - Fabric LUX Sand
<b>PO420S</b>	Myrtho armchair with 4 wheels - Fabric LUX Sand
<b>PO420B</b>	Myrtho armchair with 4 wheels - Fabric LUX Blue
<b>PO420G</b>	Myrtho armchair with 4 wheels - Fabric LUX Grey
<b>PO420R</b>	Myrtho armchair with 4 wheels - Fabric LUX Red
<b>PO425G</b>	Myrtho Class armchair with 4 wheels - Fabric LUX Grey
<b>PO425B</b>	Myrtho Class armchair with 4 wheels - Fabric LUX Blue
<b>PO425R</b>	Myrtho Class armchair with 4 wheels - Fabric LUX Red
<b>PO425S</b>	Myrtho Class armchair with 4 wheels - Fabric LUX Sand
<b>PO430G</b>	Clyzia armchair Zero Gravity - Fabric INCANTO Grey
<b>PO430R</b>	Clyzia armchair Zero Gravity - Fabric INCANTO Antique pink
<b>PO430T</b>	Clyzia armchair Zero Gravity - Fabric INCANTO Dove grey

**2. INTRODUCTION**

Thank you for choosing a Lifting Armchair in the MOPEDIA range by Moretti. Moretti lifting armchairs have been designed and built to satisfy all your needs for practical, correct and safe use. This manual contains useful suggestions for using your device properly and safely. Please read this manual in full before you use the armchair you have purchased. Should you have any queries, please contact your dealer for suitable advice and assistance.

**NOTE: Check to ensure that no parts of the product have been damaged during shipment. Do not use the product if it is damaged and contact the retailer for further instructions.**

**WARNING!**


Do not use the product for any purpose other than that specified in this manual. Moretti S.p.A. declines any and all liability for damages resulting from improper use of the device or any use other than that specified in this manual. The manufacturer reserves the right to modify the device and its relevant manual without prior notice, in order to improve the product's features.

### 3. INTENDED USE

MOPEDIA elevating chairs are intended for indoor patient sitting and resting.

### 4. DECLARATION OF CONFORMITY

Moretti S.p.A. declares under its sole responsibility that the product made and traded by Moretti S.p.A. and belonging to the group of MEDICAL ELEVATING ARMCHAIRS complies with the provisions of the regulation 2017/745 on MEDICAL DEVICES of 5 April 2017.

For this purpose, Moretti S.p.A. guarantees and declares under its sole responsibility what follows:

1. The devices satisfy the requirements of general safety and performance requested by the Annex I of regulation 2017/745 as laid down by the Annex IV of the above mentioned regulation.
2. The devices ARE NOT MEASURING INSTRUMENTS.
3. The devices ARE NOT MADE FOR CLINICAL TESTS.
4. The devices are packed in NON-STERILE BOX.
5. The devices belong to class I in accordance with the provisions of Annex VIII of the above mentioned regulation
6. Moretti S.p.A. provides to the Competent Authorities the technical documentation to prove the conformity to the 2017/745 regulation, for at least 10 years from the last lot production.

**Note:** Complete product codes, the manufacturer registration code (SRN), the UDI-DI code and any references to used regulations are included in the EU declaration of conformity that Moretti S.p.A. releases and makes available through its channels.

### 5. GENERAL WARNINGS



#### WARNING!

Take extreme care in the presence of moving parts that could trap limbs and cause injury.

- The useful life of the device is determined by the wear and tear of nonrepairable parts and not more than 10 years
- Please consult this manual carefully for correct use of the device.
- Always consult your doctor or therapist for correct use of the device.
- Keep the packaged product away from sources of heat, as the packaging is cardboard.
- Always take care when children are present.
- The manufacturer and the retailer decline any responsibility for damage caused to people, animals or things as a result of work carried out by unauthorised personnel and failure to comply with this instruction manual.
























#### WARNING!

Pay maximum care and attention to the rules of conduct and safety listed below, in order to avoid accidents.

- Do not use the armchair in damp environments.
- Do not smoke, use naked flames, incandescent objects and equipment that may cause dangerous sparks, do not store combustible materials on and/or near the product: **fire risk**.
- Position the armchairs on flat and firm floor surfaces.
- Use original accessories and/or components.
- Immediately disconnect the electric cable from the mains in the case of malfunctioning and check for any leakage current.
- Do not use electrical extension cables and/or moveable sockets.
- The armchairs are not suitable for use by several people at the same time.
- Do not pull on the electrical cable to remove it from the socket.
- Do not remove or insert the plug with wet hands.
- The user and/or the patient will have to report any serious accident that have occurred related the device to the manufacturer and appropriate authority of the State which the user and/or patient belongs to.


**6. SYMBOLS**

	Product code
	Unique Device Identification
	CE mark
	Manufacturer
	Batch Lot
	Read the instruction manual
	Medical Device
	Max load
	Conditions of disposal
	Attention, should read the instructions
	Production dates
	Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)
<b>IP54</b>	Protection against dust and water splashes
	B Type
	Insulation class
	Washing 30°
	Do not bleach
	Dry cleaning
	Do not tumble dry
	Hand washing
	Do not iron
	Drying on a flat surface in the shade

## 7. GENERAL DESCRIPTION

Lifting armchairs, designed for rest and relaxation. The backrest and seat have padding with differing densities, designed specifically to maintain correct posture. Painted steel structure, Polyester fabric. The armchairs have two independent motors that allow the backrest and the footrest to be inclined separately, thus allowing several positions to be obtained, including the best one for reading or watching television, relaxing and/or digestion. The armchairs also have a stand-up function, thanks to the motor that allows the person to be lifted. With this lifting device, the seated person is accompanied to an almost fully erect position, thus making it easier for them to stand up. The various backrest and footrest positions are adjusted using a practical and easy-to-use remote control with four buttons.

### 7.1 View and parts list



1. Armchair
2. Front wheels or roller system
3. Reclining backrest
4. Storage pocket
5. Remote control
6. Two motors for independent movements
7. Electrical cable

Image only for illustrative purpose

## 8. ASSEMBLY

### 8.1 Assembly for every model except Chloe armchair PO403-xx

After removing the packaging, check that all the armchair components are intact and that there are no visibly damaged parts. In the case of damage, do not use the product and contact your retailer. For the connection to the mains electricity, connect the cable with plug on the armchair to the socket. Do not rest any object on the power cable or step on it.

### 8.2 Assembling of PO403-xx

The PO403 armchair is shipped with and backrest to be assembled (Fig.1)

1. Remove the support guard on which the armchair back will be housed (Fig.2)
2. Check that the support on which the backrest on the back side of the chair will be housed is facing outward (Fig. 3)
3. Insert the backrest by matching the 2 joints until the slide is complete. (Fig.4)
4. To disassemble the ears, it will be sufficient to simply slide them off the support rail. For the backrest, it is necessary to have a screwdriver to facilitate release from the interlocking support placed on the chair. (Fig.5)



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4




Fig. 5

**NB:** Check that the voltage of the socket is identical to the one shown on the motor label.

**NOTE:** Even minor electrical work should be performed by professionally qualified people.

**WARNING!**



- The manufacturer may not be held liable for any damage caused by failure to comply with these indications and this could also invalidate the warranty.
- When using the commands, it must be possible to see the surrounding area clearly, in order to prevent people, animals or things being hit by the moving parts.
- The armchair must be assembled on a horizontal surface. Avoid uneven and fragile surfaces.

- Place the chair in wide places, away from heat sources (fireplaces, stoves, halogen lamps, etc.).
- Make sure that the movement of the footboard and backrest is not hindered in any way.
- The armchair must have a minimum distance of 60 cm from any obstacle (wall, table, etc.)
- The armchair is supplied already assembled and ready to use, except for model PO403x (CHLOE); the user only needs to connect it to the power supply.

**9. WARNINGS ON USE**

- Connect the cord directly to the electrical outlet, do not replace it or use an extension cord.
- Do not rest objects, walk or place the power cord near hot surfaces or heat sources.
- Take care to properly plug the outlet into a single socket and unplug it, without pulling the cord, but from the plug when performing handling or maintenance.
- Do not handle cords with wet hands or clothing and make sure the voltage used is congruent with what is written on the label
- Do not damage the plug and/or power cord and do not use them if they are.
- Before sitting in the chair make sure the remote control and its wire are not in the way
- When not in use, leave the chair the footboard closed.
- Make sure to always place the chair on completely flat surfaces, both during use and not, to ensure stability and proper operation.
- Never sit on the footrest and generally do not sit violently on the chair. Avoid jumping or standing on the device.
- Make sure that the person sits by centering his or her weight on the padded cushion, regardless of whether the chair reclines or not.
- To move the chair, make sure it is not reclined and to raise the footboard by at least 2 inches.
- Do not allow children to misuse the device, and ensure that if they or dependent persons use it there is always adequate supervision
- The chair is intended for people of sound physical and mental constitution (not using alcohol or drugs, not suffering from mental illness or other diseases that cause hallucinations, imbalances or the like)
- Get hands and feet away from attachment points such as the armchair and footrest lifting mechanisms, between the gaps of the backrest or arm rest.



**WARNING!**

Hand crushing

- Do not use the device if any covers are torn resulting in leakage of internal equipment.
- Do not use cell phones or laptops near the chair.
- Beware of small parts that could be swallowed.
- It is recommended that original accessories be used.
- It is important that the remote control is used only with the person sitting in the chair.
- Do not use in very humid environments such as bathrooms or outdoors
- Do not expose the chair to direct sunlight (UV) for an extended period of time.
- The product upholstery is not designed to be fire retardant.
- Do not smoke on or around the armchair.



**WARNING!**

Risk of short-circuit or fire, electric shocks, injuries and accidents.

**10. HOW TO USE**

**Note:** consult the general precautions in this instruction manual

**WARNING!**

When using the commands, it must be possible to see the surrounding area clearly, in order to prevent people, animals or things being hit by the moving parts.

**WARNING!**


Never use the chair when the wheels or roller system are unlocked and free to rotate

**WARNING!**

The armchair is not designed to move the user around. Only move the armchair when there is no one sitting in it.

**WARNING!**

Proper operation of the armchair requires that it be used only with the person seated and in the correct position



Position the armchair at a distance of 60 cm from the wall




Do not sit on the footrest



Sit correctly with the back resting on the backrest



After using the armchair, return the backrest to the upright position and close the footrest before getting up



**TOP LEFT-HAND BUTTON:** moves the armchair from the upright position to the lowered backrest position



**BOTTOM LEFT-HAND BUTTON:** starting from the stand-up position, moves the armchair to the upright position; starting from the upright position, extracts the footrest.



**TOP RIGHT-HAND BUTTON:** returns the armchair from the lowered backrest position to the upright position.



**BOTTOM RIGHT-HAND BUTTON:** moves the armchair from the upright position to the stand-up position; starting from the extracted footrest position, returns the footrest into its closed position.

(images for illustrative purposes)

### 10.1 Roller System




Fig.1

The roller system is installed as a standard feature on the PO401X, PO405X, PO410X armchairs. It is available as an accessory on the PO400x model. Push the bar downwards with your foot to engage the roller system (Fig.1). Pull the bar back upwards with your foot to disengage the roller system.


**WARNING!**

Do not use the roller system with someone seated in the armchair! Do not go up steps over 1 cm!

**11. MAINTENANCE**

The products in the MOPEDIA range by Moretti have been carefully checked and CE marked when placed on sale. For patient and doctor safety, have the product checked at least every two years by the manufacturer or by an authorised laboratory to verify its suitability for use. Use only original spare parts and accessories for repairs.


**WARNING!**

- Adjustment or repair work may only be carried out by a technician qualified.
- Before carrying out any work on maintenance or cleaning of the chair, disconnect the power supply.

It is extremely important to check the device before using it for the first time. In particular, please check that:

- All the screws and bolts are properly tightened.
- The mechanical parts of the device can move correctly (backrest, leg rest, armrests, wheels, etc.).
- Check that the wheel brakes are working properly \*(if present).
- Check the mechanical parts (hinges and pins) once a month and lubricate them with a drop of oil to ensure they slide easily and to avoid wear.
- Check that the chair frame does not make any squeaks or suspicious noises. If necessary, lubricate the pivot points on the frame.
- Check that the power cable is undamaged.
- Check efficiency of the electric motors periodically.
- Ensure that the electromechanical parts are unobstructed and functioning properly.
- Check that the metal movement parts of the footrest are not obstructed by any objects.

**12. TROUBLESHOOTING**

PROBLEM	CAUSE	RESOLUTION
THE CHAIR DOES NOT PERFORM THE REQUIRED MOVEMENTS DUE TO MECHANICAL PROBLEMS	INSUFFICIENT SPACE WITHIN THE RANGE OF CHAIR MOVEMENT	REMOVE OBJECTS THAT HINDER ITS MOVEMENT OR MOVE IT AWAY FROM THE WALL
	OBJECT LOCKED IN THE HANDLING MECHANISM	ATTEMPT TO REMOVE THE OBJECT WITHOUT GETTING HURT OR INJURY, IN CASE IT IS CONSIDERED HIGH-RISK BEHAVIOR CONTACT THE DEALER
REMOTE CONTROL PROBLEMS	PROBLEMS WITH REMOTE CONTROL WITH "CLICK" DURING BUTTON MASHING	THE PROBLEM CONCERNS THE ELECTRONIC PART THE REMOTE CONTROL WORKS NORMALLY
	PROBLEMS WITH REMOTE CONTROL WITHOUT "CLICK" DURING BUTTON MASHING	THE PROBLEM IS WITH THE REMOTE CONTROL AND WILL NEED TO BE REPLACED

HANDLING PROBLEMS DUE TO THE ELECTRICAL SYSTEM	ELECTRICAL PLUG NOT CONNECTED OR NOT CONNECTED PROPERLY	CONNECT THE PLUG TO THE ELECTRICAL OUTLET
	DAMAGED CABLE OR PLUG	CONTACT YOUR DEALER
	ELECTRICAL COMPONENTS NOT CONNECTED PROPERLY	CHECK THE CONNECTIONS OF ELECTRICAL COMPONENTS

### 13. CLEANING



#### WARNING!

The cover of the armchairs in this manual is not removable.

Disconnect the plug from the electricity main before cleaning.

Clean often the armchair with the vacuum cleaner. In case of stubborn dirt, use specific for fabrics with a soft clean mechanical components regularly to limit dust accumulation in the frame.

#### Washing symbols PO400x; PO401x (FRANCIA CORTA fabric 315gr/mq)



Washing 30°



Do not bleach



Dry cleaning



Do not dry by rotary drum

#### Washing symbols PO410x; PO420x; PO425x (LUX fabric 467gr/mq)



Hand washing



Do not bleach



Do not iron



Drying on a flat surface in the shade



Do not dry by rotary drum



Dry cleaning

#### Washing symbols PO403x; PO405x; PO430x (INCANTO fabric 400gr/mq)



Washing 30°



Do not bleach



Do not dry by rotary drum



Dry cleaning




**WARNING!**

Incanto and Lux are the only hydrorepellent fabric.


**WARNING!**

Do not use abrasive substances, acids, alcohol, chlorine-based detergents, disinfects and acetone, as these substances will scratch the plastic parts and cause the metal surfaces to rust.

The manufacture will not be responsible for damage caused by use of materials that could damage the surface of the product or by use of corrosive chemical products during cleaning.


**WARNING!**

Sanitising products are corrosive. Avoid contact with the eyes and skin. Wear protective clothing, gloves, protective goggles and safety shoes. In the case of accidental contact, wash the part concerned with plenty of warm water and seek medical advice immediately.

**13.1 Most common stain removals**

- Blot the stain as soon as possible with paper towels before acting with a solution of warm water and mild soap.
- Test the product on a small portion first to make sure it is not affected. Use a soft cloth moistened with the soap and water solution and wipe gently until completely removed, rinse with pure water and dry with a clean cloth.
- Do not use harsh detergents, stain removers or degreasers as it may damage the material.


**WARNING!**

Sanitising products are corrosive. Avoid contact with eyes and skin. In case of contact accidentally, wash the affected part thoroughly with warm water and consult a doctor immediately.

**14. CARE OF THE ELECTRONIC SYSTEM**

- Verify that no armchair cable is cut or damaged.
- In case of any damage in contact your dealer
- Keep electronic circuits away from humidity and high temperatures

**15. CONDITIONS OF DISPOSAL**

**15.1 General conditions of disposal**

Never dispose of the product as normal domestic waste. Dispose of the product at a sorted waste collection centre for recycling.


**15.2 Instructions for correct disposal in accordance with European directive 2012/19/UE:**

At the end of its working life, the product must not be disposed of together with normal urban waste. It must be delivered to municipal separated waste collection facilities, or to appropriate dealers that provide this service. Separated waste disposal helps to reduce possible negative effects on the environment and health deriving from improper disposal and allows for recycling the materials comprising the product, which translates into significant energy and resource savings. The product bears the barred bin symbol to underline the obligation of disposing of electro-medical equipment.

## 16. DECLARATION OF ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

The LIFTING ARMCHAIR is designed for use in the electromagnetic conditions specified in the following tables. The user of the LIFTING ARMCHAIR must ensure that it is used in the conditions specified.

Table 1

MANUFACTURER'S GUIDE AND DECLARATION		
THE LIFTING ARMCHAIR IS INTENDED TO FUNCTION IN THE FOLLOWING ELECTROMAGNETIC CONDITIONS. THE CLIENT OR USER MUST ENSURE THAT IT IS USED IN THESE CONDITIONS.		
EMISSION TESTS	COMPLIANCE	ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENT - GUIDE
RF EMISSIONS CISPR 11	GROUP 1	THE LIFTING ARMCHAIR IS INTENDED TO BE USED IN ALL BUILDINGS, INCLUDING THE HOME AND BUILDINGS CONNECTED DIRECTLY TO THE LOW VOLTAGE MAINS ELECTRICITY NETWORK FOR RESIDENTIAL APPLICATIONS.
RF EMISSIONS CISPR 11	CLASS B	
HARMONIC EMISSIONS EN 61000-3-2	COMPLIANCE	
VOLTAGE FLUTTER/ FLICKER EN 61000-3-3	COMPLIANCE	

Table 2

MANUFACTURER'S GUIDE AND DECLARATION			
THE LIFTING ARMCHAIR IS INTENDED TO FUNCTION IN THE FOLLOWING ELECTROMAGNETIC CONDITIONS. THE CLIENT OR USER MUST ENSURE THAT IT IS USED IN THESE CONDITIONS.			
IMMUNITY TESTS	TEST LEVEL IEC 60601	COMPLIANCE LEVEL	ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENT - GUIDE
ELECTROSTATIC DISCHARGE (ESD) EN 61000-4-2	± 4 KV IN CONTACT ± 8 KV AIR	± 4 KV IN CONTACT ± 8 KV AIR	INFORMATION FOR USE OF THE DEVICE. THE FLOOR MUST BE WOOD, CONCRETE OR CERAMIC. IF THE FLOOR IS COVERED WITH A SYNTHETIC MATERIAL, THE RELATIVE HUMIDITY MUST BE AT LEAST 30%.
FAST TRANSIENTS AND BURSTS EN61000-4-4	1KV - 5KHZ INDIVIDUAL COUPLING, 2000V - 5KHZ PARALLEL COUPLING	1KV - 5KHZ INDIVIDUAL COUPLING, 2000V - 5KHZ PARALLEL COUPLING	THE QUALITY OF THE MAINS VOLTAGE MUST BE THAT OF A TYPICAL BUSINESS ENVIRONMENT OR HOSPITAL WHEN CHARGING THE BATTERY
IMPULSE VOLTAGES EN 61000-4-5	2KV PARALLEL COUPLING; 1KV INDIVIDUAL COUPLING	2KV PARALLEL COUPLING; 1KV INDIVIDUAL COUPLING	THE QUALITY OF THE MAINS VOLTAGE MUST BE THAT OF A TYPICAL BUSINESS ENVIRONMENT OR HOSPITAL WHEN CHARGING THE BATTERY
VOLTAGE DROP OUTS, BRIEF INTERRUPTIONS AND VARIATIONS OF VOLTAGE ON THE POWER SUPPLY LINES. EN 61000-4-11	0V/2000MS; 0V/500MS; 0V/50MS; 0V/20MS; 0V/500MS; 0.75V/2000MS; 0.75V/500MS; 0V/50MS;	0V/2000MS; 0V/500MS; 0V/50MS; 0V/20MS; 0V/500MS; 0.75V/2000MS; 0.75V/500MS; 0V/50MS;	THE QUALITY OF THE MAINS VOLTAGE MUST BE THAT OF A TYPICAL BUSINESS ENVIRONMENT OR HOSPITAL WHEN CHARGING THE BATTERY.
CONDUCTED RF EMISSIONS EN55011	0.15 ÷ 0.5 MHZ 79 DBµV  0.5 ÷ 30 MHZ 73 DBµV	0.15 ÷ 0.5 MHZ 79 DBµV  0.5 ÷ 30 MHZ 73 DBµV	THE QUALITY OF THE MAINS VOLTAGE MUST BE THAT OF A TYPICAL BUSINESS ENVIRONMENT OR HOSPITAL WHEN CHARGING THE BATTERY.

RADIATED RF EMISSIONS EN55011	<p><b>CLASS B</b> 30 - 230 MHZ, 40 (3 M) 230 - 1000 MHZ, 47 (3 M)</p>	<p><b>CLASS B</b> 30 - 230 MHZ, 40 (3 M) 230 - 1000 MHZ, 47 (3 M)</p>	<p>THE QUALITY OF THE MAINS VOLTAGE MUST BE THAT OF A TYPICAL BUSINESS ENVIRONMENT OR HOSPITAL WHEN CHARGING THE BATTERY.</p>
	<p><b>CLASS A</b> 30 - 230 MHZ, 50 (3 M) 230 - 1000 MHZ, 57 (3 M)</p>	<p><b>CLASS A</b> 30 - 230 MHZ, 50 (3 M) 230 - 1000 MHZ, 57 (3 M)</p>	

Table 3


MANUFACTURER'S GUIDE AND DECLARATION			
<p>THE LIFTING ARMCHAIR IS INTENDED TO FUNCTION IN THE FOLLOWING ELECTROMAGNETIC CONDITIONS. THE CLIENT OR USER MUST ENSURE THAT IT IS USED IN THESE CONDITIONS.</p>			
IMMUNITY TESTS	TEST LEVEL IEC 60601	COMPLIANCE LEVEL	ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENT - GUIDE
<p>CONDUCTED DISTURBANCES INDUCED BY RF FIELDS 61000-4-6</p>	<p>3 V EFF. FROM 150 KHZ TO 80 MHZ</p>	<p>3 V EFF. FROM 150 KHZ TO 80MHZ</p>	<p>PORTABLE AND MOBILE RF COMMUNICATIONS DEVICES SHOULD NOT BE USED NEAR ANY PART OF THE LIFTING ARMCHAIR, INCLUDING THE CABLES, UNLESS THE RECOMMENDED SEPARATION DISTANCES ARE OBSERVED, CALCULATED BY THE EQUATION APPLICABLE TO THE TRANSMITTER FREQUENCY.</p> <p>RECOMMENDED DISTANCES D = 1.2√P FROM 80 MHZ TO 800 MHZ D = 2.3√P FROM 800 MHZ TO 2.5 GHZ</p> <p>WHERE "P" INDICATES THE MAXIMUM RATED OUTPUT OF THE TRANSMITTER IN WATT (W) ACCORDING TO THE TRANSMITTER MANUFACTURER AND "D" IS THE RECOMMENDED SEPARATION DISTANCE IN METRES (M). THE INTENSITY OF THE FIELD GENERATED BY FIXED RF TRANSMITTERS, AS DETERMINED IN AN ON-SITE ELECTROMAGNETIC INSPECTION, MIGHT BE BELOW THE LEVEL OF COMPLIANCE IN EACH FREQUENCY BAND. INTERFERENCE MAY BE EXPERIENCED IN THE PROXIMITY OF EQUIPMENT MARKED WITH THIS SYMBOL:</p> 
<p>RF DISTURBANCES EN 6100-4-3</p>	<p>3 V/M FROM 80 MHZ TO 2.5 GHZ</p>	<p>3 V/M FROM 80 MHZ TO 2.5 GHZ</p>	
<p>NOTE 1: AT 80 MHZ AND 800 MHZ, APPLY THE SEPARATION DISTANCE FOR THE HIGHER FREQUENCY BAND. NOTE 2: THESE GUIDELINES MAY NOT APPLY IN ALL SITUATIONS. ELECTROMAGNETIC PROPAGATION IS AFFECTED BY ABSORPTION AND REFLECTION FROM STRUCTURES, OBJECTS AND PEOPLE.</p>			
<p>^ THE INTENSITY OF THE FIELD FOR FIXED TRANSMITTERS, SUCH AS BASE STATIONS FOR RADIO-TELEPHONES (CELLULARS AND CORDLESS) AND TERRESTRIAL MOBILE RADIOS, AMATEUR RADIO EQUIPMENT, AM AND FM RADIO TRANSMITTERS AND TV TRANSMITTERS MAY NOT BE KNOWN PRECISELY IN THEORY. TO ESTABLISH AN ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENT CAUSED BY FIXED RF TRANSMITTERS, ONE MUST RUN AN ON-SITE ELECTROMAGNETIC INSPECTION. IF THE FIELD INTENSITY MEASURED IN THE PLACE WHERE THE LIFTING ARMCHAIR IS USED EXCEEDS THE APPLICABLE RF LEVEL OF WITHFORMITY INDICATED ABOVE, NORMAL FUNCTIONING OF THE LIFTING ARMCHAIR MUST BE MONITORED. IF ABNORMALITIES ARE OBSERVED, ADDITIONAL MEASURES MAY BE NECESSARY, SUCH AS RE-ORIENTATION OR REPOSITIONING OF THE LIFTING ARMCHAIR.</p>			
<p>® THE FIELD INTENSITY OVER THE FREQUENCY RANGE FROM 150 KHZ TO 80 MHZ SHOULD BE LESS THAN 3 V/M.</p>			

Table 4














**RECOMMENDED SEPARATION DISTANCES BETWEEN PORTABLE AND MOBILE  
RADIO COMMUNICATIONS EQUIPMENT AND THE LIFTING ARMCHAIR**

THE LIFTING ARMCHAIR IS INTENDED TO OPERATE IN AN ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENT IN WHICH RADIATED RF DISTURBANCES ARE UNDER CONTROL. THE CUSTOMER OR USER OF THE LIFTING ARMCHAIR CAN CONTRIBUTE TO PREVENTING EM INTERFERENCE BY ENSURING A MINIMUM DISTANCE BETWEEN MOBILE AND PORTABLE RF COMMUNICATIONS DEVICES (TRANSMITTERS) AND THE LIFTING ARMCHAIR BATTERY CHARGER DURING CHARGING AND THE ENTIRE LIFTING ARMCHAIR DURING ITS OPERATION AS RECOMMENDED BELOW, IN RELATION TO THE MAXIMUM OUTPUT POWER OF THE RF COMMUNICATIONS DEVICES

TESTS	DURING USE OF THE LIFTING ARMCHAIR		
	FROM 150 KHZ TO 80 MHZ D = 1.2√P	FROM 80 KHZ TO 800 MHZ D = 1.2√P	FROM 800 KHZ TO 2.5 GHZ D = 1.2√P
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

FOR TRANSMITTERS WHOSE MAXIMUM RATED OUTPUT POWER IS NOT LISTED ABOVE, THE RECOMMENDED SEPARATION DISTANCE D, IN METRES (M), CAN BE CALCULATED USING THE EQUATION APPLICABLE TO THE TRANSMITTER FREQUENCY, WHERE P IS THE MAXIMUM RATED OUTPUT POWER OF THE TRANSMITTER, IN WATT (W), AS GIVEN BY THE TRANSMITTER'S MANUFACTURER.  
NOTE 1: AT 80 MHZ AND 800 MHZ, APPLY THE SEPARATION DISTANCE FOR THE HIGHER FREQUENCY BAND.  
NOTE 2: THESE GUIDELINES MAY NOT APPLY IN ALL SITUATIONS. ELECTROMAGNETIC PROPAGATION IS AFFECTED BY ABSORPTION AND REFLECTION FROM STRUCTURES, OBJECTS AND PEOPLE.

**16. TECHNICAL SPECIFICATIONS**
**16.1 Dimensions and weights\***
**Dimensions and weight**

Codes													
PO400x	52	48	50	77	87	61	107	160	150	-	130	52	
PO400G-XL	64	48	50	88	87	61	107	160	150	-	160	55	
PO401x	52	48	50	77	85	61	107	160	150	-	130	52	
PO403x	50	45	48	70	90	61	110	162	140	7	130	45	
PO405x	52	48	48	77	85	61	115	160	150	-	130	55	
PO410x	52	48	49	66	90	61	105	160	150	-	130	55	
PO420x	52	48	41	71	90	61	112	162	150	-	130	58	
PO425x	52	48	41	71	90	61	112	175	150	10	130	58	
PO430x	52	48	44	72	90	63	115	180	150	12	130	58	

\*Since this is an upholstered product, measurements may vary by a few cm

## 16.2 Technical specifications



### PO400x - PO400G-XL - PO401x (NINFEA FRANCIA CORTA fabric)

- Powder coated steel and wooden frame;
- Stain-proof fabric;
- Armchair and arm rest cover
- Non-deformable polyurethane foam padding at different densities (backrest 18-22 Kg/m<sup>3</sup>, footrest 18 Kg/m<sup>3</sup>, seat 35 Kg/m<sup>3</sup>, armrests 40 Kg/m<sup>3</sup>);
- Footrest adjustable to several positions;
- Backrest adjustable to several positions;
- Total relax function; Tv function; Stand-up function
- 2 independent motors;
- Four-button remote control with cable inside the pocket;
- 2 pins for movement;
- Roller system (standard feature only on PO401x) four wheels, Ø 50 mm;

### PO403x (CHLOE INCANTO fabric)

- Powder coated steel and wooden frame;
- Water-repellent and stain-proof fabric;
- Nondeformable polyurethane foam padding with differentiated density. (back 18-22 Kg/m<sup>3</sup>, footboard 18 Kg/m<sup>3</sup>, seat 35 Kg/m<sup>3</sup>, armrests 40 Kg/m<sup>3</sup>);
- Footrest adjustable to several positions;
- Backrest adjustable to several positions;
- Stand-up function;
- 2 independent motors;
- Four-button remote control with cable inside the pocket;
- Courtesy wheels in the rear, PVC feet in the front

### PO405x (DAFNE)

- Powder coated steel and wooden frame;
- Water-repellent and stain-proof fabric;
- Armchair and arm rest cover
- Nondeformable polyurethane foam padding with differentiated density. (back 18-22 Kg/m<sup>3</sup>, footboard 18 Kg/m<sup>3</sup>, seat 35 Kg/m<sup>3</sup>, armrests 40 Kg/m<sup>3</sup>);
- 6-7 cm In molded polyurethane covered with wadding flap pillow;
- Footrest adjustable to several positions;
- Backrest adjustable to several positions;
- Total Relax function; TV function; Stand up function
- 2 independent motors;
- Four-button remote control with cable inside the pocket;
- 2 frontal tips;
- Roller system 4 wheels, Ø 50mm;

### PO410x (AGAVE)

- Powder coated steel and wooden frame;
- Water-repellent and stain-proof fabric;
- Non-deformable polyurethane foam padding at different densities (backrest 18-22 Kg/m<sup>3</sup>, footrest 18 Kg/m<sup>3</sup>, seat 35 Kg/m<sup>3</sup>, armrests 35 Kg/m<sup>3</sup>);
- Footrest adjustable to several positions;
- Backrest adjustable to several positions;
- Total Relax function; TV function; Stand up function
- 2 independent motors;
- Four-button remote control with cable inside the pocket;
- 2 small frontal tips
- Roller system 4 wheels. Ø 50 mm

**PO420x (MYRTHO)**

- Powder coated steel and wooden frame;
- Water-repellent and stain-proof fabric;
- Nondeformable polyurethane foam padding with differentiated density. (back 18-22 Kg/m<sup>3</sup>, footboard 18 Kg/m<sup>3</sup>, seat 35 Kg/m<sup>3</sup>, armrests 40 Kg/m<sup>3</sup>); (head rest area, softer - trunk and lumbar area, stiffer);
- Polyurethane foam seat covered with 2 cm of viscoelastic;
- Footrest adjustable to several positions;
- Backrest adjustable to several positions;
- Extractable armrests;
- Extractable ear flaps;
- Four wheels, Ø 75 mm, of which two with brake;
- Push bar;
- Total relax function; TV function; Stand up function;
- 2 independent motors;
- Four-button remote control with cable inside the pocket;


**PO425x (MYRTHO CLASS)**

- Powder coated steel and wooden frame
- Water-repellent and stain-proof fabric
- Nondeformable polyurethane foam padding with differentiated density. (back 18-22 Kg/m<sup>3</sup>, footboard 18 Kg/m<sup>3</sup>, seat 35 Kg/m<sup>3</sup>, armrests 40 Kg/m<sup>3</sup>);
- Seat polyurethane foam covered with 2 cm of viscoelastic;
- Footrest adjustable to several positions;
- Backrest adjustable to several positions;
- Extractable armrests with possibility of inserting table;
- Extractable ear flaps;
- Backrest with removable and replaceable cushions
- Four wheels, Ø 75 mm, of which two with brake;
- Push bar;
- Total relax function; TV function; Stand up function; Vertical lift 10 cm; Bed function (180°)
- Four-button remote control with cable inside the pocket;

**PO430X (CLYZIA)**

- Powder coated steel and wooden frame
- Water-repellent and stain-proof fabric
- Nondeformable polyurethane foam padding with differentiated density. (back 18-22 Kg/m<sup>3</sup>, footboard 18 Kg/m<sup>3</sup>, seat 35 Kg/m<sup>3</sup>, armrests 40 Kg/m<sup>3</sup>);
- Double footboard that allows an extension of 11 cm
- Backrest adjustable to several positions;
- Total relax function; TV function; Stand up function; Vertical lift 12 cm; Bed function (180°); Zero gravity function;
- Removable armrests with possibility of inserting small table;
- Roller system four wheel, Ø 50 mm;
- 2 independent motors with Zero Gravity function;
- Four-button remote control with cable inside the pocket;

**16.3 general technic specification**

- 230V - 110W;
- Operating temperature -20°C / + 60°C;
- Recommended care conditions: keep in a cool and dry place, away from direct sources of heat, such as sunlight (recommended temperature between -10°C and + 40°C);

- In the case of a lengthy period of non-use, disconnect the power supply and protect the parts that could be damaged by dust deposits.

**16.4 Fabric specifications**

All the armchair fabrics are:



ANTI-MITE



STAIN-PROOF



ANTI-MICROBIAL  
AND ANTI-BACTERIAL



BREATHABLE

**17. ACCESSORIES**

- Roller system (ONLY FOR PO400x)
- Armchair covers kit (PO403x, PO420x, PO425x)
- Small table (ONLY FOR PO420x, PO430x)
- Portable battery kit

**Note:** The list of accessories is revised continually. We recommend in contacting retailers to find out about any new features and availability and to obtain more information.

**17.1 Instructions for the Roller System**



**WARNING!**

Installation operations must be performed by qualified personnel.



**WARNING!**

All responsibility is declined for malfunctions or damage caused by incorrect installation and placing in operation by unqualified personnel.

Follow the steps below with care to install the roller system accessory (POA3xx):

- Place the armchair in operation and put it in the lift position;
- Disconnect the plug;
- Disassemble, where present, the two front wheels using a standard 10 mm wrench;
- Tip the armchair forwards;




Fig.2




Fig.3




Fig.4

- Insert the roller system (supplied already partially assembled) into the steel base of the armchair (fig. 2);
- Line up the four holes on the front of the armchair frame base with those present on the roller system supports and lock them in place with the four screws and nuts provided (Figs. 3 and 4);




Fig.5




Fig.6




Fig.7



Fig.8

- Take the components shown in Fig.5;
- Insert the long pin on the wheel support (Fig. 6);
- Insert the pin and wheel in the rear right-hand plate of the frame (Figs. 7 and 8);
- Insert the stop on the pin on the outer side of the frame;
- Insert the washer on the pin from the inner side of the frame;
- Assemble the roller system rod on the pin previously installed (Fig. 9) and insert the stop on the inner side as well;



Fig.9



Fig.10




Fig.11

- Take the components shown in Fig. 10;
- Insert the short pin on the wheel support;
- Insert the pin and wheel in the rear left-hand plate of the frame (Fig. 11);
- Insert the washer on the pin from the inner side of the frame;
- Insert the stops on both ends of the pin;



Fig.12




Fig.13

- Take the steel bar with the two remaining pins and place it close to the frame plates, turning it so that the black rubber tips face downwards;
- Insert the right-hand curved rod of the roller system inside the hole on the bar (Fig.12);
- Insert the pins to block the bar on the armchair frame plates;
- Insert the stops on both pins (Fig.13);
- Tip the armchair back into its normal position;
- Connect the armchair to the mains current and return it to the upright position.



## 18. WARRANTY

Moretti products are guaranteed for 2 (two) years from the date of sale against material and manufacturing defects, subject to the following limitations. The warranty is voided by improper use, abuse, modifications to the product and failure to follow the instructions. The intended use of the product is given in the user manual. Moretti is not liable for damage, injury or any other consequences resulting from installation or use which are not scrupulously withforming with the instructions given in the installation, assembly and user manual. Moretti does not guarantee its products against damage or defects in the following circumstances: natural disasters, unauthorised repair or maintenance, improper electric power supply (as applicable), use of parts or components not supplied by Moretti, failure to follow the guidelines and instructions for use, tampering, shipping damage (other than the original shipping by Moretti), or failure to perform maintenance as indicated in the manual. Components subject to wear and tear are not covered by this warranty if the damage is caused by normal use of the product.

Any improper use of the armchair not envisaged in this manual will invalidate the manufacturer's responsibility and warranty in the case of accidents or damage.

## 19. REPAIRS

### 19.1 Repairs under warranty

If a Moretti product has material or manufacturing defects during the warranty period, Moretti will agree with the client whether the defect is covered by the warranty. Moretti, at its sole discretion, may replace or repair the article at a specified Moretti reseller or its own premises. The costs of labour incurred in repairing the product will be borne by Moretti if it determines that the repair is covered by the warranty. Repair and replacement do not renew the warranty period.

### 19.2 Repairing a product not covered by the warranty

Product not covered by warranty may be returned for repair only if authorised in advance by Moretti customer service. The costs of labour and shipping incurred by repairs not covered by the warranty are borne by the client or reseller in their entirety. Repairs on products not covered by the warranty are themselves guaranteed for 6 (six) months from the day of reception of the repaired product.

### 19.3 Non-defective products

The client will be notified if Moretti concludes that the product is not defective after having received and examined it. The product will be returned to the client at his expense.

## 20. SPARE PARTS

Moretti original spare parts are guaranteed for 6 (six) months from the day of delivery. Consult the Moretti catalogue only for the list of spare parts.

## 21. NON-LIABILITY CLAUSE

Unless otherwise expressly specified in this warranty and within the limits of the law, Moretti makes no declaration, guarantee or condition, express or implicit, including any future declaration, guarantee or condition of sale, suitability for a given purpose, non violation and non interference. Moretti does not guarantee that the use of its product will be uninterrupted and problem-free. The duration of any implicit guarantee under the law is limited to the warranty period, within the limits of the law. Certain states and countries do not permit limitations on the duration of an implicit guarantee or the exclusion of limitation of accidental or indirect damages in relation to consumer products. In said states and countries, certain exclusions and limitations of this warranty may not apply to the user. This warranty is subject to modification without notice.



**WARRANTY CERTIFICATE**

**Product** \_\_\_\_\_

**Purchased on (date)** \_\_\_\_\_

**Retailer** \_\_\_\_\_

**Address** \_\_\_\_\_ **Town/city** \_\_\_\_\_

**Sold to** \_\_\_\_\_

**Address** \_\_\_\_\_ **Town/city** \_\_\_\_\_

ENGLISH



Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com) email: [info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)

**MANUFACTURED IN ALBANIA**



**MOPEDIA®**

MA P0400x\_P0400X-GL\_P0401x\_P0403x\_P0405x\_P0410x\_P0420x\_P0425x\_P0430x 01 A\_ESP\_11 2023

**SILLÓNES ELEVABLES**


---

**MANUAL DE INSTRUCCIONES**

ESPAÑOL

## ÍNDICE

<b>1. CÓDIGOS.....</b>	<b>PAG.3</b>
<b>2. INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>PAG.3</b>
<b>3. FINALIDAD.....</b>	<b>PAG.4</b>
<b>4. DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD.....</b>	<b>PAG.4</b>
<b>5. ADVERTENCIAS GENERALES.....</b>	<b>PAG.4</b>
<b>6. SÍMBOLOS.....</b>	<b>PAG.5</b>
<b>7. DESCRIPCIÓN GENERAL.....</b>	<b>PAG.6</b>
7.1 Vista y lista de las partes.....	pag. 6
<b>8. MONTAJE.....</b>	<b>PAG.6</b>
8.1 Montaje para todos los modelos excepto PO403 (CHLOE) .....	pag. 6
<b>9. ADVERTENCIAS PARA EL USO .....</b>	<b>PAG.7</b>
<b>10. MODO DE USO.....</b>	<b>PAG.8</b>
10.1 Roller System .....	pag. 9
<b>11. MANTENIMIENTO .....</b>	<b>PAG.9</b>
<b>12. RESOLUCION DE PROMLEMAS.....</b>	<b>PAG.9</b>
<b>13. LIMPIEZA.....</b>	<b>PAG.10</b>
<b>14. CUIDADO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO.....</b>	<b>PAG.11</b>
<b>15. CONDICIONES DE ELIMINACIÓN .....</b>	<b>PAG.11</b>
15.1 Condiciones de eliminación generales .....	pag. 11
15.2 Advertencias para la eliminación correcta del producto según la directiva europea 2012/19/UE: .....	pag. 11
<b>16. DECLARACIÓN DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA .....</b>	<b>PAG.11</b>
<b>17. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....</b>	<b>PAG.15</b>
17.1 Medidas y pesos*.....	pag. 15
17.2 Especificaciones técnicas .....	pag. 16
17.3 Especificaciones técnicas generales .....	pag. 17
17.4 Características de los tejidos .....	pag. 18
<b>18. ACCESORIOS.....</b>	<b>PAG.18</b>
18.1 Instrucciones para la instalación del Roller System .....	pag. 18
<b>19. GARANTÍA .....</b>	<b>PAG.19</b>
<b>20. REPARACION .....</b>	<b>PAG.20</b>
20.1 Reparación en garantía .....	pag. 20
20.2 Reparación de un producto no cubierto por la garantía.....	pag. 20
20.3 Productos no defectuosos .....	pag. 20
<b>21 REPUESTOS .....</b>	<b>PAG.20</b>
<b>22. CLÁUSULAS EXONERATIVAS .....</b>	<b>PAG.20</b>



Producto sanitario de clase I  
 REGLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO  
 del 5 de abril de 2017 sobre los productos sanitarios

## 1. CÓDIGOS

<b>PO400B</b>	Sillón Ninfea sin Roller System - Tejido FRANCIA CORTA Azul Claro
<b>PO400G-XL</b>	Sillón Ninfea sin Roller System version XL - Tejido FRANCIA CORTA Gris
<b>PO400R</b>	Sillón Ninfea sin Roller System - Tejido FRANCIA CORTA Rojo Coral
<b>PO400S</b>	Sillón Ninfea sin Roller System - Tejido FRANCIA CORTA Arena
<b>PO401B</b>	Sillón Ninfea con Roller System - Tejido FRANCIA CORTA Azul claro
<b>PO401R</b>	Sillón Ninfea con Roller System - Tejido FRANCIA CORTA Rojo Coral
<b>PO401S</b>	Sillón Ninfea con Roller System - Tejido FRANCIA CORTA
<b>PO401M</b>	Sillón Ninfea con Roller System - Tejido FRANCIA CORTA Terracota
<b>PO401T</b>	Sillón Ninfea con Roller system - Tejido FRANCIA CORTA Tortola
<b>PO401G</b>	Sillón Ninfea con Roller system - Tejido FRANCIA CORTA Gris
<b>PO403G</b>	Sillón Chloe sin Roller System - Tejido INCANTO Gris Perla
<b>PO403R</b>	Sillón Chloe sin Roller System - Tejido INCANTO Rosa antiguo
<b>PO405G</b>	Sillón Dafne con Roller System - Tejido INCANTO Gris
<b>PO405S</b>	Sillón Dafne con Roller System - Tejido INCANTO Arena
<b>PO405R</b>	Sillón Dafne con Roller System - Tejido INCANTO Rosa Antiguo
<b>PO405T</b>	Sillón Dafne con Roller System - Tejido INCANTO Tortola
<b>PO410B</b>	Sillón Agave con Roller System - Tejido LUX Azul
<b>PO410R</b>	Sillón Agave con Roller System - Tejido LUX Rojo
<b>PO410S</b>	Sillón Agave con Roller System - Tejido LUX Arena
<b>PO420S</b>	Sillón Myrtho con cuatro ruedas - Tejido LUX Arena
<b>PO420B</b>	Sillón Myrtho con cuatro ruedas - Tejido LUX Azul
<b>PO420G</b>	Sillón Myrtho con cuatro ruedas - Tejido LUX Gris
<b>PO420R</b>	Sillón Myrtho con cuatro ruedas - Tejido LUX Rojo
<b>PO425G</b>	Sillón Myrtho Class con cuatro ruedas - Version cama - Tejido LUX Grigio
<b>PO425B</b>	Sillón Myrtho Class con cuatro ruedas - Version cama - Tejido LUX Blu
<b>PO425R</b>	Sillón Myrtho Class con cuatro ruedas - Version cama - Tejido LUX Rojo
<b>PO425S</b>	Sillón Myrtho Class con cuatro ruedas - Version cama - Tejido LUX Arena
<b>PO430G</b>	Sillón Clyzia Zero gravity - Tejido INCANTO Gris
<b>PO430R</b>	Sillón Clyzia Zero gravity - Tejido INCANTO Rosa Antiguo
<b>PO430T</b>	Sillón Clyzia Zero gravity - Tejido INCANTO Tortola

## 2. INTRODUCCIÓN

Gracias por haber elegido un sillón elevable de la línea MOPEDIA fabricado por Moretti. Los Sillones elevables MOPEDIA fabricados por Moretti han sido diseñados y realizados para satisfacer todas tus exigencias, con un uso práctico, correcto y seguro. Este manual de instrucciones contiene algunas sugerencias que le permitirán usar correctamente el equipo que Ud. ha elegido, así como valiosos consejos para su seguridad. Se recomienda leer el manual completo detenidamente antes de utilizar el sillón. En caso de dudas contacte con el distribuidor, que estará en condiciones de brindarle ayuda y consejos.

**NOTA: Comprobar que ninguna de las partes del producto haya sufrido daños durante el transporte. En caso de daños, no utilizar el producto y contactar con el revendedor para más instrucciones.**



#### ¡ATENCIÓN!

Está prohibido utilizar el producto con fines diferentes de aquel definido en este manual. Moretti S.p.A. declina toda responsabilidad respecto de los daños derivados de un uso incorrecto del producto o diferente de aquel indicado en el presente manual. El fabricante se reserva el derecho de aportar modificaciones al producto y a este manual sin aviso previo, con propósitos de mejora.

### 3. FINALIDAD

Los sillones elevadores MOPEDIA están destinados a la sedestación y el reposo de pacientes en interiores.

### 4. DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

MORETTI SpA declara bajo su exclusiva responsabilidad que los productos fabricados e introducidos en el mercado por la misma MORETTI SpA y que forman parte de la familia de los SillónES ELEVABLES SANITARIOS son conformes con las disposiciones del reglamento 2017/745 sobre los PRODUCTOS SANITARIOS del 5 de abril de 2017.

Para ello, MORETTI SpA garantiza y declara bajo su exclusiva responsabilidad los siguientes puntos:

1. Los productos en cuestión cumplen con los requisitos generales de seguridad y prestación establecidos por el anexo I y el anexo IV del reglamento 2017/745.
2. Los productos en cuestión NO SON INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN.
3. Los productos en cuestión NO ESTÁN DESTINADOS A INVESTIGACIONES CLÍNICAS.
4. Los productos en cuestión se comercializan en presentación NO ESTÉRIL.
5. Los productos en cuestión deben considerarse de clase I en conformidad a lo establecido en el anexo VIII del mismo Reglamento.
6. MORETTI SpA mantiene y pone a disposición de las Autoridades Competentes, por 10 años desde la fecha de fabricación del último lote, la documentación técnica que comprueba la conformidad con el reglamento 2017/745.

**Nota:** Los códigos completos de producto, el código de registro del fabricante (SRN), el código UDI-DI de base y eventuales referencias a normas utilizadas figuran en la Declaración de Conformidad UE que MORETTI SPA emite y pone a disposición a través de sus propios canales.

### 5. ADVERTENCIAS GENERALES



#### ¡ATENCIÓN!

Prestar siempre mucha atención a la presencia de partes móviles que podrían atrapar las manos y causar lesiones personales.

- Para el uso correcto del producto, leer atentamente el siguiente manual.
- Para el uso correcto del producto, consultar al médico o terapeuta.
- Mantener el producto embalado lejos de cualquier fuente de calor, ya que el embalaje es de cartón.
- La vida útil del aparato viene determinada por el desgaste de las piezas no reparables y no supera los 10 años.
- Prestar mucha atención especialmente si hay niños presentes.
- El fabricante y el revendedor se eximen de toda responsabilidad en caso de daños a personas, animales o cosas derivados de intervenciones de personal no autorizado o del incumplimiento de las instrucciones de este manual.
























#### ¡ATENCIÓN!

Se recomienda prestar la máxima atención a las reglas de comportamiento y seguridad para evitar accidentes.

- No utilizar los Sillónes en ambientes húmedos.
- No fumar, no usar llamas libres, objetos incandescentes y equipos que originen chispas, no depositar materiales combustibles sobre el producto o cerca de él: **peligro de incendio**.
- Poner los Sillónes sobre pavimentos nivelados y resistentes.
- Utilizar accesorios y componentes originales.
- Desconectar inmediatamente el cable eléctrico de la red en caso de irregularidades de funcionamiento, y controlar eventuales dispersiones eléctricas.
- No utilizar prolongadores eléctricos ni conexiones móviles.

- No aptos para el uso por parte de varias personas simultáneamente.
- No tirar del cable de alimentación para desconectar la clavija de la toma.
- No desconectar ni conectar la clavija con las manos mojadas.
- El usuario o paciente deberá señalar cualquier incidente grave ocurrido en relación con el producto al fabricante y a la autoridad competente del país miembro donde se encuentre.


## 6. SÍMBOLOS

	Código producto
	Identificación unívoca de productos
	Marcado CE
	Fabricante
	Lote de producción
	Leer el manual de instrucciones
	Producto sanitario
	Peso max soportado
	Condiciones de eliminación
	Atención
	Fecha de producción
	Eliminación del producto según la directiva CE/19/2012
<b>IP54</b>	Protección contra el polvo y las salpicaduras de agua
	Parte aplicada de tipo B
	Clase de aislamiento
	Lavado 30°
	No blanquear
	Limpieza en seco
	No secar en secadora
	Lavar a mano
	No planchar
	Secado en una superficie plana a la sombra

## 7. DESCRIPCIÓN GENERAL

Sillónes elevables, pensados para el relax y el reposo de la persona. Respaldo y asiento con relleno de densidad diferenciada, estudiados expresamente para mantener una posición correcta. Estructura de acero pintado, tejidos en poliéster. Con dos motores independientes que permiten inclinar el respaldo y el reposapiés por separado, permitiendo la regulación en varias posiciones, para leer, mirar televisión, relajarse o digerir. Los Sillónes están dotados de la función levantapiés, gracias a un motor que permite levantar a la persona. Con este dispositivo de elevación, la persona sentada es acompañada hasta una posición casi erguida y ayudada a ponerse de pie. Las regulaciones de las posiciones del respaldo y del reposapiés se efectúan con un mando a distancia dotado de cuatro teclas, de uso fácil.

### 7.1 Vista y lista de las partes



1. Sillón
2. Ruedas delanteras, pies o roller system
3. Respaldo reclinable
4. Bolsillo porta objetos
5. Mando a distancia
6. 2 motores independientes
7. Cable eléctrico

(Imagen con fines ilustrativos)

## 8. MONTAJE

### 8.1 Montaje para todos los modelos excepto PO403 (CHLOE)

Después de quitar el embalaje, asegurarse de la integridad de los componentes del sillón, comprobando que no haya partes con daños evidentes. En caso de daños, no utilizar el producto y contactar con el revendedor. Para la conexión a la red de alimentación eléctrica, conectar a la toma eléctrica el cable con clavija del sillón. No apoyar objetos sobre el cable de alimentación ni pisarlo.

### 8.2 Montaje PO403-xx (modelo Chloe)

La silla PO403 se envía con orejas el respaldo por montar (ver fig. 1)

1. Retire la protección del soporte sobre el que se colocará el respaldo de la silla (Ver fig. 2)
2. Compruebe que el soporte sobre el que debe colocarse el respaldo en la parte trasera de la silla está orientado hacia el exterior (Fig 3)
3. Inserte el respaldo, haciendo coincidir las 2 juntas hasta completar la guía. (Ver fig. 4)
4. Para quitar las orejas, basta con deslizarlas fuera del riel de apoyo. Para el respaldo, es necesario disponer de un destornillador para facilitar el desenganche del soporte de enclavamiento en la silla. (ver fig 5).



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4




Fig. 5



**Nota:** Comprobar que la tensión de la toma de corriente sea del valor indicado en la etiqueta del motor.

**Nota:** Los trabajos eléctricos, incluso pequeños, deben ser realizados por personal profesionalmente cualificado.

### ¡ATENCIÓN!



- Los daños derivados del incumplimiento de las disposiciones antedichas dejarán sin efecto la garantía y la responsabilidad del fabricante.
- Al accionar los mandos, observar el entorno e impedir la presencia de personas, animales o bienes debajo de las partes en movimiento.
- El sillón se debe montar sobre una superficie horizontal. Evitar superficies débiles o irregulares.
- Antes del uso, asegurarse de que los cables de alimentación eléctrica no interfieran con el desplazamiento de las secciones, no constituyan un obstáculo y no se crucen con cables de alimentación de otros aparatos y dispositivos.
- Antes del uso, asegurarse de que nadie vaya a introducir las manos o partes del cuerpo o cualquier objeto entre las secciones en movimiento, para evitar aplastamientos.

- Coloque el sillón en una zona amplia, lejos de fuentes de calor (chimeneas, estufas, lámparas halógenas, etc.).
- Asegúrese de que el movimiento del reposapiés y del respaldo no se vea obstaculizado de ninguna manera.
- El sillón debe estar a una distancia mínima de 60 cm de cualquier obstáculo (pared, mesa, etc.).
- El sillón se suministra ya montado y listo para su uso, excepto el modelo PO403x (CHLOE); el usuario sólo tiene que conectarlo a la red eléctrica.

## 9. ADVERTENCIAS PARA EL USO

- Conecte el cable directamente a la toma de corriente, no lo sustituya y no utilice un alargador.
- No apoye objetos, no camine ni coloque el cable de alimentación cerca de superficies calientes o fuentes de calor.
- Tenga la precaución de introducir correctamente la toma de corriente en un enchufe simple y desconéctelo, sin tirar del cable, sino del enchufe cuando realice tareas de manipulación o mantenimiento.
- No manipule los cables con las manos o la ropa mojadas y asegúrese de que el voltaje utilizado se ajusta a lo indicado en la etiqueta.
- No dañe el enchufe y/o el cable de alimentación y no los utilice si están dañados.
- Antes de sentarse en la silla, asegúrese de que el mando a distancia y su cable no estorban.
- Cuando no lo utilice, deje el sillón y con el reposapiés cerrado.
- Asegúrese de colocar siempre el sillón sobre superficies completamente planas, tanto durante su uso como fuera de él, para garantizar su estabilidad y correcto funcionamiento.
- No se sienta nunca sobre el reposapiés y, en general, no se sienta violentamente sobre el sillón. Evite saltar o ponerse de pie sobre el aparato.
- Asegúrese de que la persona se sienta centrando su peso en el cojín acolchado, independientemente de que la silla se reclina o no.
- Cuando desplace la silla, asegúrese que no esté reclinada y que el reposapiés esté elevado al menos 5 cm.
- No permita que el aparato sea utilizado indebidamente por niños y asegúrese de que siempre haya una supervisión adecuada si ellos o personas dependientes lo utilizan.
- La silla está destinada a personas con buena salud física y mental (sin consumo de alcohol o drogas, ni enfermedades mentales u otras que provoquen alucinaciones, desequilibrios o similares)
- Asegúrese de mantener las manos y los pies alejados de los puntos de sujeción, como los mecanismos de elevación de la silla y del reposapiés, entre los huecos del respaldo o del reposabrazos.



### ¡ATENCIÓN!

Peligro de aplastamiento de las manos

- No utilice el aparato si alguna de las cubiertas está rasgada, con la consiguiente fuga del equipo interno.

- No utilice teléfonos móviles ni ordenadores portátiles cerca del sillón.
- Tenga cuidado con las piezas pequeñas que puedan tragarse.
- Recomendamos el uso de accesorios originales.
- Es importante que el mando a distancia sólo se utilice con una persona sentada en el sillón.
- No utilizar en ambientes muy húmedos como baños o exteriores.
- No exponga el sillón a la luz solar directa (UV) durante un periodo de tiempo prolongado.
- La funda del producto no está diseñada para ser ignífuga.
- No fume sobre o alrededor del sillón.

## 10. MODO DE USO

**Nota:** Consultar las advertencias de seguridad en este manual de instrucciones



### ¡ATENCIÓN!

No apoyarse ni ejercer fuerza hacia abajo cuando el respaldo esté inclinado. Riesgo de vuelco y lesiones.



### ¡ATENCIÓN!

No utilice nunca la silla cuando las ruedas o el sistema de rodillos estén desbloqueados y puedan girar libremente.




### ¡ATENCIÓN!

El sillón no está diseñado para desplazar personas. Desplazar y mover el sillón sólo cuando esté sin ninguna persona sentada.



### ¡ATENCIÓN!

El correcto funcionamiento del Sillón requiere que sólo se utilice con la persona sentada y en la posición correcta



Poner el sillón al menos a 60 cm de la pared.




No sentarse sobre el piecero.



Sentarse correctamente con la espalda apoyada en el respaldo.



Después de utilizar el sillón, antes de levantarse, poner el respaldo erguido y cerrar el piecero.



**TECLA IZQ. ARRIBA:** de la posición natural se pasa a la posición con respaldo bajo



**TECLA IZQ. ABAJO:** de la posición de pie se pasa a la posición natural; en cambio, partiendo de la posición natural, se extrae el piecero.



**TECLA DCH. ARRIBA:** de la posición con respaldo bajo se vuelve a la posición natural.



**TECLA DCH. ABAJO:** de la posición natural se pasa a la posición de pie; en cambio, partiendo de la posición con el piecero extraído, el piecero se retrae.

(Imagen con fines ilustrativos)

**10.1 Roller System**

**Fig.1**

El Roller System viene instalado de serie en los Sillónes PO401X, PO405X, PO410X. Disponible como accesorio para el modelo PO400X. Para activar el Roller System empujar la barra con el pie (Fig.1) hacia abajo. Para desactivar el Roller System tirar de la barra con el pie hacia arriba.


**¡ATENCIÓN!**

No utilizar el Roller System con la persona sentada en el sillón. No subir escalones de más de 1 cm.

**11. MANTENIMIENTO**

Los productos de la línea MOPEDIA fabricados por Moretti que se introducen en el comercio han sido cuidadosamente controlados y provistos de marca CE. Para la seguridad del paciente y del médico se recomienda hacer controlar la idoneidad del producto al fabricante o a un laboratorio autorizado al menos cada 2 años. En caso de reparación, utilizar sólo repuestos y accesorios originales.

Es sumamente importante que el producto sea controlado al primer uso. En particular, comprobar:

- Los trabajos de ajuste o reparación sólo deben ser realizados por un técnico técnico cualificado.
- Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento o limpieza del sillón desconecte la alimentación eléctrica.
- Que todos los tornillos y pernos estén bien apretados.
- Que las partes mecánicas del producto puedan moverse correctamente (respaldo, reposapiernas, brazos, ruedas, etc.).
- Compruebe que el armazón de la silla no emite chirridos o ruidos sospechosos. Si es necesario, lubrique los puntos de giro del armazón.
- Que los frenos de las ruedas funcionen correctamente \*(si los hay).
- Las partes mecánicas (bisagras y pernos) deben ser controladas y lubricadas cada mes con una gota de aceite para favorecer el deslizamiento y la resistencia al desgaste.
- Verificar la integridad del cable de alimentación.
- Verificar periódicamente la eficiencia de los motores eléctricos.
- Asegurarse de que las partes electromecánicas estén libres y funcionen correctamente.
- Comprobar que las partes metálicas de movimiento del piecero no estén obstaculizadas por ningún objeto.

**12. RESOLUCION DE PROMLEMAS**

PROBLEMA	CAUSA	RESOLUCIÓN
EL SILLON NO REALIZA LOS MOVIMIENTOS REQUERIDOS DEBIDO A PROBLEMAS MECÁNICOS	ESPACIO INSUFICIENTE AL ALCANCE DEL MOVIMIENTO DE LA SILLA	RETIRE LOS OBJETOS QUE OBSTRUYAN SU MOVIMIENTO O ALÉJELO DE LA PARED.
	OBJETO BLOQUEADO EN EL MECANISMO DE MANIPULACIÓN	INTENTE RETIRAR EL OBJETO SIN LESIONARSE, EN CASO DE QUE SE CONSIDERE UN COMPORTAMIENTO DE ALTO RIESGO, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL DISTRIBUIDOR
PROBLEMAS CON EL MANDO A DISTANCIA	PROBLEMAS CON EL MANDO A DISTANCIA CON "CLICS" AL PULSAR EL BOTÓN	EL PROBLEMA SE REFIERE A LA PARTE ELECTRÓNICA EL MANDO A DISTANCIA FUNCIONA NORMALMENTE
	PROBLEMAS CON EL MANDO A DISTANCIA SIN "CLIC" AL PULSAR EL BOTÓN	EL PROBLEMA SE REFIERE AL MANDO A DISTANCIA Y TENDRÁ QUE SER SUSTITUIDO

PROBLEMAS DE MANEJO DEBIDOS AL SISTEMA ELÉCTRICO	ENCHUFE ELÉCTRICO NO CONECTADO O MAL CONECTADO	CONECTE EL ENCHUFE A LA TOMA DE CORRIENTE
	CABLE O ENCHUFE DAÑADO	PÓNGASE EN CONTACTO CON SU DISTRIBUIDOR
	COMPONENTES ELÉCTRICOS MAL CONECTADOS	COMPROBAR LAS CONEXIONES DE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS

### 13. LIMPIEZA



#### ¡ATENCIÓN!

Los Sillónes que son objeto del presente manual no son desenfundables.

Para la limpieza, desconectar la clavija de la toma de corriente. La limpieza se puede realizar con una aspiradora. En caso de suciedad persistente, utilizar detergentes limpiar regularmente los componentes mecánicos para limitar la acumulación de polvo en el cuadro con un cepillo suave.

#### Símbolos de lavado PO400x; PO401x (Tejido FRANCIA CORTA 315gr/mq)



Lavado a 30°



No blanquear



Limpieza en seco



No secar en secadora

#### Símbolos de lavado PO410x; PO420x; PO425x (Tejido LUX 467 gr/mq)



Lavar a mano



No blanquear



Non planchar



Secado en una superficie plana a la sombra



No secar en secadora



Limpieza en seco

#### Símbolos de lavado PO403x; PO405x; PO430x (Tejido INCANTO 400 gr/mq)



Lavado a 30°



No blanquear



No secar en secadora



Limpieza en seco


**¡ATENCIÓN!**

Sólo los tejidos INCANTO y LUX son hidrófugos.

**13.1 eliminación de las manchas más comunes**

- Seque la mancha lo antes posible con papel secante antes de tratarla con una solución de agua tibia y jabón neutro. pruebe primero el producto en una pequeña porción para asegurarse de que no se ve afectada;
- Utilice un paño suave humedecido con la solución de agua y jabón y limpie suavemente hasta eliminarla por completo, aclare con agua pura y seque con un paño limpio;
- No utilice detergentes agresivos, quitamanchas o desengrasantes ya que pueden dañar el material.


**¡ATENCIÓN!**

No utilizar sustancias abrasivas, ácidos, alcohol, detergentes a base de cloro, desinfectantes o acetona, ya que estas sustancias provocan la abrasión de las partes de plástico y la oxidación de las superficies metálicas.

El fabricante no se hará responsable de daños causados por el uso de materiales que puedan deteriorar la superficie del producto o sustancias químicas corrosivas empleadas durante la limpieza.


**¡ATENCIÓN!**

Los productos esterilizantes son corrosivos. Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto accidental, lavar la parte afectada con abundante agua caliente y consultar inmediatamente a un médico.

**14. CUIDADO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO**

- Comprobar que ningún cable del sillón esté cortado o dañado.
- En caso de daños (independientemente de la gravedad) contactar con el revendedor.
- Mantener los circuitos electrónicos lejos de la humedad y las altas temperaturas.

**15. CONDICIONES DE ELIMINACIÓN **
**15.1 Condiciones de eliminación generales**

No eliminar el producto junto con los desechos sólidos urbanos. Para la eliminación del producto, entregarlo en una isla ecológica municipal en vistas del posterior reciclado de los materiales.


**15.2 Advertencias para la eliminación correcta del producto según la directiva europea 2012/19/UE:**

Al final de su vida útil, el producto no se deberá eliminar junto con los desechos urbanos. El producto se deberá entregar a los centros de recogida selectiva designados por los ayuntamientos o a los distribuidores que suministren este servicio. La eliminación selectiva del producto permite evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud, así como recuperar los materiales que lo componen para obtener un importante ahorro de energías y recursos. Para destacar la obligación de eliminar por separado los aparatos electromédicos, en el producto se ha colocado el símbolo del contenedor tachado.

**16. DECLARACIÓN DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA**

El producto SILLÓN ELEVABLE ha sido construido para el uso en el ambiente electromagnético especificado en las tablas a continuación. El usuario del producto SILLÓN ELEVABLE debe asegurarse de que se cumplan efectivamente las condiciones especificadas.

Tabla 1

GUÍA Y DECLARACIÓN DEL FABRICANTE		
<p>EL PRODUCTO SILLÓN ELEVABLE ESTÁ DISEÑADO PARA FUNCIONAR EN EL AMBIENTE ELECTROMAGNÉTICO ESPECIFICADO A CONTINUACIÓN. EL CLIENTE O EL USUARIO DEL PRODUCTO DEBE GARANTIZAR EL USO EN DICHO AMBIENTE.</p>		
PRUEBAS DE EMISIÓN	CONFORMIDAD	AMBIENTE ELECTROMAGNÉTICO-GUÍA
EMISIONES RF CISPR 11	GRUPO 1	EL PRODUCTO SILLÓN ELEVABLE UTILIZA ENERGÍA RF SÓLO PARA EL FUNCIONAMIENTO INTERNO Y PARA LA RECARGA DE LA BATERÍA. POR ESO SUS EMISIONES RF SON MUY BAJAS Y NO ORIGINAN INTERFERENCIAS EN LOS APARATOS ELECTRÓNICOS CERCANOS.
EMISIONES RF CISPR 11	CLASE B	EL PRODUCTO SILLÓN ELEVABLE ES ADECUADO PARA EL USO EN TODOS LOS EDIFICIOS, INCLUIDOS LOS EDIFICIOS DE VIVIENDA Y AQUELLOS DIRECTAMENTE CONECTADOS A LA RED DE ALIMENTACIÓN PÚBLICA DE BAJA TENSIÓN QUE ALIMENTA LOS EDIFICIOS DE VIVIENDA.
EMISIONES ARMÓNICAS EN 61000-3-2	CONFORME	
EMISIONES DE FLUCTUACIONES DE TENSIÓN/ FLICKER EN 61000-3-3	CONFORME	

Tabla 2

GUÍA Y DECLARACIÓN DEL FABRICANTE			
EL PRODUCTO SILLÓN ELEVABLE ESTÁ DISEÑADO PARA FUNCIONAR EN EL AMBIENTE ELECTROMAGNÉTICO ESPECIFICADO A CONTINUACIÓN. EL CLIENTE O EL USUARIO DEL PRODUCTO DEBE GARANTIZAR EL USO EN DICHO AMBIENTE.			
PRUEBAS DE INMUNIDAD	NIVEL DE PRUEBA IEC 60601	NIVEL DE CONFORMIDAD	AMBIENTE ELECTROMAGNÉTICO-GUÍA
DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS (ESD) EN 61000-4-2	± 4 KV CONTACTO ± 8 KV AIRE	± 4 KV CONTACTO ± 8 KV AIRE	INFORMACIÓN VÁLIDA PARA EL USO DEL PRODUCTO. LA PAVIMENTACIÓN DEBE SER DE MADERA, CEMENTO O CERÁMICA. SI LA PAVIMENTACIÓN ESTÁ REVESTIDA DE MATERIAL SINTÉTICO, LA HUMEDAD RELATIVA DEBE SER DE AL MENOS EL 30%.
BURST Y TRANSISTORES VELOCES EN61000-4-4	1KV - 5KHZ ACOPLAMIENTO INDIVIDUAL, 2000V - 5KHZ ACOPLAMIENTO PARALELO	1KV - 5KHZ ACOPLAMIENTO INDIVIDUAL, 2000V - 5KHZ ACOPLAMIENTO PARALELO	LA CALIDAD DE LA TENSIÓN DE RED PARA LA RECARGA DE LA BATERÍA DEBERÍA SER LA DE UN TÍPICO AMBIENTE COMERCIAL U HOSPITALARIO.
TENSIONES DE IMPULSO EN 61000-4-5	2KV ACOPLAMIENTO PARALELO; 1KV ACOPLAMIENTO INDIVIDUAL	2KV ACOPLAMIENTO PARALELO; 1KV ACOPLAMIENTO INDIVIDUAL	LA CALIDAD DE LA TENSIÓN DE RED PARA LA RECARGA DE LA BATERÍA DEBERÍA SER LA DE UN TÍPICO AMBIENTE COMERCIAL U HOSPITALARIO.
BREVES AUSENCIAS DE TENSIÓN, BREVES INTERRUPCIONES Y VARIACIONES DE LA TENSIÓN EN LAS LÍNEAS DE ENTRADA DE LA ALIMENTACIÓN. EN 61000-4-11	0V/2000MS; 0V/500MS; 0V/50MS; 0V/20MS; 0V/500MS; 0,75V/2000MS; 0,75V/500MS; 0V/50MS;	0V/2000MS; 0V/500MS; 0V/50MS; 0V/20MS; 0V/500MS; 0,75V/2000MS; 0,75V/500MS; 0V/50MS;	LA CALIDAD DE LA TENSIÓN DE RED PARA LA RECARGA DE LA BATERÍA DEBERÍA SER LA DE UN TÍPICO AMBIENTE COMERCIAL U HOSPITALARIO.
EMISIONES CONDUCCIDAS POR RADIOFRECUENCIA EN55011	0,15 ÷ 0,5 MHZ 79 DBµV  0,5 ÷ 30 MHZ 73 DBµV	0,15 ÷ 0,5 MHZ 79 DBµV  0,5 ÷ 30 MHZ 73 DBµV	LA CALIDAD DE LA TENSIÓN DE RED DEBERÍA SER LA DE UN TÍPICO AMBIENTE COMERCIAL U HOSPITALARIO.
EMISIONES RADIADAS POR RADIOFRECUENCIA EN55011	CLASE B 30 - 230 MHZ, 40 (3 M) 230 - 1000 MHZ, 47 (3 M)  CLASE A 30 - 230 MHZ, 50 (3 M) 230 - 1000 MHZ, 57 (3 M)	CLASE B 30 - 230 MHZ, 40 (3 M) 230 - 1000 MHZ, 47 (3 M)  CLASE A 30 - 230 MHZ, 50 (3 M) 230 - 1000 MHZ, 57 (3 M)	LA CALIDAD DE LA TENSIÓN DE RED DEBERÍA SER LA DE UN TÍPICO AMBIENTE COMERCIAL U HOSPITALARIO.

Tabla 3


GUÍA Y DECLARACIÓN DEL FABRICANTE			
EL PRODUCTO SILLÓN ELEVABLE ESTÁ DISEÑADO PARA FUNCIONAR EN EL AMBIENTE ELECTROMAGNÉTICO ESPECIFICADO A CONTINUACIÓN. EL CLIENTE O EL USUARIO DEL PRODUCTO DEBE ASEGURARSE DE QUE EL USO SE EFECTÚE EN DICHO AMBIENTE.			
PRUEBAS DE INMUNIDAD	NIVEL DE PRUEBA IEC 60601	NIVEL DE CONFORMIDAD	AMBIENTE ELECTROMAGNÉTICO-GUÍA
INTERFERENCIAS CONDUcidas, INDUCIDAS POR CAMPOS A RADIOFRECUENCIA 61000-4-6	3 V EF. DE 150 KHZ A 80 MHZ	3 V EF. DE 150 KHZ A 80MHZ	<p>NO UTILIZAR EQUIPOS DE COMUNICACIÓN RF PORTÁTILES Y MÓVILES CERCA DEL SILLÓN ELEVABLE NI DE SUS CABLES. Y MANTENER LA DISTANCIA DE SEPARACIÓN RECOMENDADA, CALCULADA CON LA ECUACIÓN APLICABLE A LA FRECUENCIA DEL TRANSMISOR.</p> <p>DISTANCIAS DE SEPARACIÓN RECOMENDADAS D = 1,2√P</p> <p>D = 1,2√P DE 80 MHZ A 800 MHZ</p> <p>D = 2,3√P DE 800 MHZ A 2,5 GHZ</p> <p>DONDE "P" INDICA LA POTENCIA NOMINAL MÁXIMA SUMINISTRADA POR EL TRANSMISOR EN VATIOS (W) SEGÚN EL FABRICANTE DEL TRANSMISOR Y "D" ES LA DISTANCIA DE SEPARACIÓN RECOMENDADA EXPRESADA EN METROS (M). LA INTENSIDAD DEL CAMPO DE LOS TRANSMISORES RF FIJOS, DETERMINADA POR UN ESTUDIO ELECTROMAGNÉTICO IN SITU, PODRÍA SER INFERIOR AL NIVEL DE CONFORMIDAD EN CADA INTERVALO DE FRECUENCIA. PUEDE HABER INTERFERENCIA EN PROXIMIDAD DE APARATOS MARCADOS CON EL SIGUIENTE SÍMBOLO:</p> 
INTERFERENCIAS A RADIOFRECUENCIA EN 6100-4-3	3 V/M DE 80 MHZ A 2,5 GHZ	3 V/M DE 80 MHZ A 2.5 GHZ	
<p>NOTA 1: A 80 MHZ Y 800 MHZ SE APLICA LA DISTANCIA DE SEPARACIÓN PARA EL INTERVALO DE FRECUENCIA MÁS ALTO.</p> <p>NOTA 2: ESTAS PAUTAS PODRÍAN NO SER VÁLIDAS EN TODAS LAS SITUACIONES. LA PROPAGACIÓN ELECTROMAGNÉTICA ES INFLUIDA POR LA ABSORCIÓN Y LA REFLEXIÓN POR PARTE DE ESTRUCTURAS, OBJETOS Y PERSONAS.</p>			
<p><sup>A</sup> LAS INTENSIDADES DE CAMPO EMITIDAS POR LOS TRANSMISORES FIJOS, COMO LAS ESTACIONES BASE PARA RADIOTELÉFONOS (MÓVILES E INALÁMBRICOS) Y RADIOMÓVILES DE TIERRA, RADIOAFICIONADOS, TRANSMISIONES DE RADIO EN AM Y FM Y TRANSMISIONES TELEVISIVAS, NO SE PUEDEN PREVER DE MANERA TEÓRICA CON PRECISIÓN. PARA EVALUAR EL AMBIENTE ELECTROMAGNÉTICO ORIGINADO POR TRANSMISORES RF FIJOS ES NECESARIO REALIZAR UN ESTUDIO ELECTROMAGNÉTICO IN SITU. SI LA INTENSIDAD DE CAMPO MEDIDA EN EL LUGAR DONDE SE UTILIZA EL SILLÓN ELEVABLE SUPERA EL NIVEL DE CONFORMIDAD RF APLICABLE MENCIONADO, EL FUNCIONAMIENTO REGULAR DEL SILLÓN ELEVABLE SE DEBERÁ MANTENER BAJO OBSERVACIÓN. SI SE OBSERVAN PRESTACIONES ANÓMALAS, PODRÍA SER NECESARIO ADOPTAR OTRAS MEDIDAS, COMO CAMBIAR LA ORIENTACIÓN O LA POSICIÓN DEL SILLÓN ELEVABLE.</p> <p><sup>B</sup> LAS INTENSIDADES DE CAMPO EN UN INTERVALO DE FRECUENCIA DE 150 KHZ A 80 MHZ DEBERÍAN SER INFERIORES A 3 V/M.</p>			

















Tabla 4

DISTANCIAS DE SEPARACIÓN RECOMENDADAS ENTRE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PORTÁTILES Y MÓVILES Y EL SILLÓN ELEVABLE.			
EL PRODUCTO SILLÓN ELEVABLE ESTÁ DISEÑADO PARA FUNCIONAR EN UN AMBIENTE ELECTROMAGNÉTICO DONDE LAS INTERFERENCIAS RF ESTÉN BAJO CONTROL. EL CLIENTE O EL USUARIO DEL SILLÓN ELEVABLE PUEDE CONTRIBUIR A EVITAR INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS MANTENIENDO UNA DISTANCIA MÍNIMA ENTRE LOS APARATOS DE COMUNICACIÓN POR RADIOFRECUENCIA PORTÁTILES Y MÓVILES (TRANSMISORES) RESPECTO DEL CARGADOR DE BATERÍAS DEL SILLÓN ELEVABLE DURANTE LA CARGA Y RESPECTO DEL PRODUCTO SILLÓN ELEVABLE SEGÚN SE INDICA A CONTINUACIÓN, EN BASE A LA POTENCIA DE SALIDA MÁXIMA DE LOS APARATOS DE RADIOCOMUNICACIÓN.			
POTENCIA NOMINAL DE SALIDA MÁXIMA DEL TRANSMISOR W	DURANTE EL USO DEL SILLÓN ELEVABLE	DURANTE EL USO DEL SILLÓN ELEVABLE	DURANTE EL USO DEL SILLÓN ELEVABLE
	DE 150 KHZ A 80 MHZ D = 1,2√P	DE 80 KHZ A 800 MHZ D = 1,2√P	DE 800 KHZ A 2,5 GHZ D = 1,2√P
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23
PARA LOS TRANSMISORES CUYA POTENCIA DE SALIDA NOMINAL MÁXIMA NO APAREZCA INDICADA, LA DISTANCIA DE SEPARACIÓN RECOMENDADA EN METROS (M) PUEDE DETERMINARSE UTILIZANDO LA ECUACIÓN APLICABLE A LA FRECUENCIA DEL TRANSMISOR, DONDE P ES LA POTENCIA DE SALIDA NOMINAL MÁXIMA DEL TRANSMISOR EN VATTIOS (W) SEGÚN LO INDICADO POR EL FABRICANTE DEL TRANSMISOR. NOTA 1: A 80 MHZ Y 800 MHZ SE APLICA LA DISTANCIA DE SEPARACIÓN PARA EL INTERVALO DE FRECUENCIA MÁS ALTO. NOTA 2: ESTAS PAUTAS PODRÍAN NO SER VÁLIDAS EN TODAS LAS SITUACIONES. LA PROPAGACIÓN ELECTROMAGNÉTICA ES INFLUIDA POR LA ABSORCIÓN Y LA REFLEXIÓN POR PARTE DE ESTRUCTURAS, OBJETOS Y PERSONAS			

## 17. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### 17.1 Medidas y pesos\*

#### Medida y peso

														
PO400x	52	48	50	77	87	61	107	160	150	-	130	52		
PO400G-XL	64	48	50	88	87	61	107	160	150	-	160	55		
PO401x	52	48	50	77	85	61	107	160	150	-	130	52		
PO403x	50	45	48	70	90	61	110	162	140	7	130	45		
PO405x	52	48	48	77	85	61	115	160	150	-	130	55		
PO410x	52	48	49	66	90	61	105	160	150	-	130	55		
PO420x	52	48	41	71	90	61	112	162	150	-	130	58		
PO425x	52	48	41	71	90	61	112	175	150	10	130	58		
PO430x	52	48	44	72	90	63	115	180	150	12	130	58		

\* Al tratarse de un producto tapizado, las medidas pueden variar unos cm.

## 17.2 Especificaciones técnicas



### PO400x - PO400G-XL - PO401x (NINFEA Tejido FRANCIA CORTA)

- Bastidor de acero pintado con polvos y madera;
- Tejido antimancha;
- Funda de sillón y cubrebrazos incluidos;
- Relleno de poliuretano expandido indeformable de densidad diferenciada (respaldo 18-22 kg/m<sup>3</sup>, piecero 18 kg/m<sup>3</sup>, asiento 35 kg/m<sup>3</sup>, brazos 40 kg/m<sup>3</sup>);
- Piecero regulable en varias posiciones;
- Respaldo regulable en varias posiciones;
- Función de relajación total; Función TV; Función de bipedestación;
- 2 motores independientes;
- Mando a distancia con 4 teclas con cable interno en el bolsillo;
- 2 pies frontales;
- Roller System (de serie sólo en PO401x) 4 ruedas de Ø 50 mm;

### PO403x (CHLOE Tejido INCANTO)

- Bastidor de acero pintado con polvos y madera;
- Tejido hidrófugo y antimancha;
- Acolchado de espuma de poliuretano indeformable de densidad diferenciada (respaldo 18-22 Kg/m<sup>3</sup>, reposapiés 18 Kg/m<sup>3</sup>, asiento 35 Kg/m<sup>3</sup>, reposabrazos 40 Kg/m<sup>3</sup>);
- Piecero regulable en varias posiciones;
- Respaldo regulable en varias posiciones;
- Función de relajación total; Función TV; Función de bipedestación elevación vertical de aprox. 7 cm
- 2 motores independientes;
- Mando a distancia con 4 teclas con cable interno en el bolsillo;
- Ruedas de cortesía en la parte trasera y pies de PVC en la delantera;

### PO405x (DAFNE Tejido INCANTO)

- Bastidor de acero pintado con polvos y madera;
- Tejido hidrófugo y antimancha;
- Acolchado de espuma de poliuretano indeformable de densidad diferenciada (respaldo 18-22 Kg/m<sup>3</sup>, reposapiés 18 Kg/m<sup>3</sup>, asiento 35 Kg/m<sup>3</sup>, reposabrazos 40 Kg/m<sup>3</sup>);
- Funda de sillón y cubrebrazos incluidos;
- Cojín de en poliuretano moldeado recubierto de una capa de guata de 6-7 cm;
- Piecero regulable en varias posiciones;
- Respaldo regulable en varias posiciones;
- Función de relajación total; Función TV; Función soporte;
- 2 motores independientes;
- Mando a distancia con 4 teclas con cable interno en el bolsillo;
- 2 ruedas frontales para breves desplazamientos;
- 2 pies frontales;

### PO410x (AGAVE Tejido LUX)

- Bastidor de acero pintado con polvos y madera;
- Tejido hidrófugo y antimancha;
- Relleno de poliuretano expandido indeformable de densidad diferenciada (respaldo 18-22 kg/m<sup>3</sup>, piecero 18 kg/m<sup>3</sup>, asiento 35 kg/m<sup>3</sup>, brazos 35 kg/m<sup>3</sup>);
- Piecero regulable en varias posiciones;
- Respaldo regulable en varias posiciones;
- Función de relajación total; Función TV; Función de bipedestación ;
- 2 motores independientes;
- Mando a distancia con 4 teclas con cable interno en el bolsillo;
- 2 pies delanteros;
- Sistema de rodillos 4 ruedas Ø 50 mm;

**PO420x (MYRTHO Tejido LUX)**

- Bastidor de acero pintado con polvos y madera;
- Tejido hidrófugo y antimancha;
- Acolchado de espuma de poliuretano indeformable de densidad diferenciada (respaldo 18-22 Kg/m<sup>3</sup>, reposapiés 18 Kg/m<sup>3</sup>, asiento 35 Kg/m<sup>3</sup>, reposabrazos 40 Kg/m<sup>3</sup>);
- Piecero regulable en varias posiciones;
- Respaldo regulable en varias posiciones;
- Brazos extraíbles con la posibilidad de insertar una tabla;
- Orejas extraíbles;
- Asiento de espuma de poliuretano con 2 cm de viscoelástica;
- 4 ruedas de Ø 75 mm, 2 con freno;
- Asidero de empuje;
- Función ponerse de pie;
- 2 motores independientes;
- Mando a distancia con 4 teclas con cable interno en el bolsillo;



(sólo para los modelos  
PO403x, PO425x y PO430x)

**PO425x (MYRTHO CLASS Tejido LUX)**

- Bastidor de acero pintado con polvos y madera
- Tejido hidrófugo y antimancha
- Acolchado de espuma de poliuretano indeformable de densidad diferenciada (respaldo 18-22 Kg/m<sup>3</sup>, reposapiés 18 Kg/m<sup>3</sup>, asiento 35 Kg/m<sup>3</sup>, reposabrazos 40 Kg/m<sup>3</sup>);
- Asiento de espuma de poliuretano con 2 cm de viscoelástica;
- Piecero regulable en varias posiciones;
- Respaldo regulable en varias posiciones;
- Brazos extraíbles con la posibilidad de insertar una tabla;
- Orejas extraíbles;
- 4 ruedas de Ø 50 mm, 2 con freno;
- Asidero de empuje;
- Funciones: Relajación total - TV; Bipedestación; Elevación vertical 10 cm; Cama 180°;
- 2 motores independientes;
- Mando a distancia con 4 teclas con cable interno en el bolsillo;

**PO430X (CLYZIA Tejido INCANTO)**

- Bastidor de acero pintado con polvos y madera
- Tejido hidrófugo y antimancha
- Acolchado de espuma de poliuretano indeformable de densidad diferenciada (respaldo 18-22 Kg/m<sup>3</sup>, reposapiés 18 Kg/m<sup>3</sup>, asiento 35 Kg/m<sup>3</sup>, reposabrazos 40 Kg/m<sup>3</sup>);
- Doble estribo que permite una extensión de 11 cm;
- Doble Respaldo regulable en varias posiciones;
- Reposabrazos extraíbles con posibilidad de insertar una mesita;
- Orejas extraíbles;
- Roller system 4 ruedas de Ø 50;
- Asidero de empuje;
- Funciones: Relajación total; TV; Bipedestación; Elevación vertical 10cm; Cama unos 180°; Gravedad Cero
- 2 motores independientes con función Zero Gravity;
- Mando a distancia con 4 teclas con cable interno en el bolsillo;

**17.3 Especificaciones técnicas generales**

- 230V - 110W;
- Temperatura del ambiente operativo -20°C / + 60°C;
- Conservación recomendada: Conservar en un lugar fresco y seco y siempre lejos de fuentes directas de calor como la luz solar (temperatura recomendada entre -10°C y + 40°C);
- En caso de inactividad prolongada, desconectar la fuente de alimentación eléctrica y proteger las partes que podrían dañarse a causa del depósito de polvo.

### 17.4 Características de los tejidos

Todos los tejidos de los Sillónes son:



ANTIÁCARO



ANTIMANCHA



ANTIMICROBIANOS  
Y ANTIBACTERIANOS



TRANSPIRABLE

### 18. ACCESORIOS

- Roller system (SÓLO PO400x)
- Kit funda sillón (SÓLO PO403x, PO410x, PO420x, PO425x, PO430x)
- Mesita (SÓLO PO420x, PO425x, PO430x)
- Kit batería portátil

**Nota:** La lista de accesorios está en continua actualización. Recomendamos contactar con los revendedores para enterarse de las novedades, conocer la disponibilidad y obtener más información.

#### 18.1 Instrucciones para la instalación del Roller System



##### ¡ATENCIÓN!

Las operaciones de instalación deben ser realizadas por personal autorizado.



##### ¡ATENCIÓN!

El fabricante se exime de toda responsabilidad en caso de defectos de funcionamiento y daños derivados de una instalación incorrecta o una puesta en servicio efectuada por personal no habilitado.

Para instalar el accesorio Roller System (POA3xx) en el sillón es necesario seguir con atención los siguientes pasos:

- Poner el sillón en funcionamiento y llevarlo completamente a la posición lift;
- Desconectar la clavija eléctrica;
- Desmontar las dos ruedas delanteras utilizando una llave de 10 mm común;
- Volcar el sillón hacia delante;



Fig.2



Fig.3



Fig.4

- Poner el Roller System (viene parcialmente ensamblado) dentro de la base de acero del sillón (fig. 2);
- Hacer coincidir los 4 orificios de la parte delantera de la base del bastidor del sillón con los orificios de los soportes del Roller System y bloquear todo con los 4 tornillos y tuercas a disposición (fig. 3.4);



Fig.5




Fig.6



Fig.7



Fig.8

- Coger los componentes mostrados en la fig.5;
- Introducir el perno largo en el soporte de la rueda (fig. 6);
- Aplicar el perno y la rueda a la placa posterior derecha del bastidor (fig.7,8);
- Colocar el tope del perno del lado externo del bastidor;
- Colocar la arandela sobre el perno del lado interno del bastidor;



Fig.9



Fig.10



Fig.11

- Ensamblar sobre el perno la varilla del Roller System previamente instalado (fig. 9) y poner el tope también del lado interno;
- Coger los componentes mostrados en la fig.10;
- Introducir el perno corto en el soporte de la rueda;
- Aplicar el perno y la rueda a la placa posterior izquierda del bastidor (fig.11);
- Colocar la arandela sobre el perno del lado interno del bastidor;
- Colocar los topes en ambos extremos del perno;



Fig.12




Fig.13

- Acercar la barra de acero con los 2 pernos restantes a las placas del bastidor girándola de manera que los puntales de goma negros queden orientados hacia abajo;
- Introducir la varilla curva derecha del Roller System en la ranura presente en la barra (fig.12);

- Introducir los pernos para bloquear la barra en las placas del bastidor del sillón;
- Colocar los topes sobre ambos pernos (fig.13);
- Volver a poner el sillón en posición normal;
- Conectar el sillón a la corriente y restablecer su posición natural.

## 19. GARANTÍA

Todos los productos Moretti tienen una garantía de 2 años desde la fecha de venta por defectos de fabricación o de material, sin perjuicio de eventuales exclusiones y de las limitaciones especificadas a continuación. La garantía no se aplica en caso de daños causados por uso inadecuado, abusos, alteraciones y en caso de que no se respeten las instrucciones de uso. La finalidad correcta del producto está indicada en el manual de instrucciones. Moretti no es responsable por los daños provocados por una instalación o uso del dispositivo no conforme con las instrucciones que se encuentran en el manual de instalación, montaje y uso. Moretti no garantiza los productos Moretti por daños o defectos en las condiciones siguientes: calamidades, operaciones de mantenimiento o reparación no autorizadas, daños causados por la alimentación eléctrica (si está prevista), uso de piezas no suministradas por Moretti, incumplimiento de las instrucciones de uso, modificaciones no autorizadas, daños durante el envío (diferente del envío original de Moretti), falta del mantenimiento indicado por el manual. No están cubiertas por la garantía piezas sujetas a deterioro si el daño es causado por el uso normal del producto.

Todo uso del sillón inadecuado y no previsto en el presente manual dejará la garantía y la responsabilidad del fabricante sin efecto en caso de accidentes o daños.

## 20. REPARACION

### 20.1 Reparación en garantía

Si un producto Moretti presenta defectos de material o de fabricación durante el período de garantía, Moretti evaluará con el cliente si el defecto del producto está cubierto por la garantía. Moretti a su discreción puede sustituir o reparar el artículo en garantía en la dirección de un revendedor Moretti especificado o en su propia sede. Los costes de mano de obra para la reparación del producto pueden estar a cargo de Moretti si se determina que la reparación está cubierta por la garantía. Una reparación o sustitución no renueva ni prorroga la garantía.

### 20.2 Reparación de un producto no cubierto por la garantía

Un producto no cubierto por la garantía podrá ser devuelto para la reparación sólo con la autorización previa del servicio Clientes de Moretti. Los costes de mano de obra y envío relativos a una reparación no cubierta por la garantía estarán totalmente a cargo del cliente o del revendedor. Las reparaciones de productos no cubiertos por la garantía tienen una garantía de 6 (seis) meses desde la fecha de entrega del producto reparado.

### 20.3 Productos no defectuosos

Tras la evaluación y la prueba de un producto devuelto, Moretti notificará al cliente en el caso de que el producto no resulte defectuoso. El producto será devuelto al cliente y estarán a su cargo los costes de devolución.

## 21 REPUESTOS

Los repuestos originales Moretti tienen una garantía de 6 (seis) meses desde la fecha de entrega del repuesto. Para conseguir repuestos consultar exclusivamente el catálogo Moretti:

## 22. CLÁUSULAS EXONERATIVAS

Más allá de las especificaciones de esta garantía y dentro de los límites de ley, Moretti no ofrece ninguna otra declaración, garantía o condición expresa o implícita con respecto a la aptitud para la comercialización, la idoneidad para fines particulares, la no-violación y la no-interferencia. Moretti no garantiza que el uso del producto Moretti no pueda presentar interrupciones o errores. La duración de eventuales garantías implícitas que puedan ser impuestas por normas de ley se limita al período de garantía conforme a los límites de ley. Algunos estados o países no permiten limitaciones de la duración de la garantía implícita o la exclusión o limitación de daños accidentales o indirectos en relación con productos para los consumidores. En dichos estados y países, algunas exclusiones o limitaciones de esta garantía podrían no aplicarse al usuario. La presente garantía está sujeta a variaciones sin aviso previo.



**CERTIFICADO DE GARANTÍA**

Producto \_\_\_\_\_

Fecha de compra \_\_\_\_\_

Distribuidor \_\_\_\_\_

Calle \_\_\_\_\_ Localidad \_\_\_\_\_

Vendido a \_\_\_\_\_

Calle \_\_\_\_\_ Localidad \_\_\_\_\_

ESPAÑOL



Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com) email: [info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)

**FABRICADO EN ALBANIA**

**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Meleto  
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11  
Fax. +39 055 96 21 200

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com)  
[info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)