



NASKENUJTE QR KÓD
PRO VÍCE JAZYKŮ



OBSAH

1. KÓDY	STR.3
2. ÚVOD	STR.3
3. URČENÝ ÚČEL	STR.3
4. EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	STR.3
5. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ	STR.4
6. POUŽITÉ SYMBOLY	STR.4
7. OBECNÝ POPIS	STR.4
7.1 Předloketní berle	str. 4
7.2 Nastavení výšky.....	str. 4
8. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM	STR.5
9. UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ	STR.5
10. ZPŮSOB POUŽITÍ	STR.5
11. ÚDRŽBA	STR.5
12. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE	STR.5
12.1 Čištění	str. 5
12.2 Dezinfekce	str. 5
13. PODMÍNKY LIKVIDACE	STR.6
14. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	STR.6
14.1 Náhradní díly	str. 6
15. ZÁRUKA	STR.6
16. OPRAVY	STR.6
16.1 Oprava v záruce	str. 6
16.2 Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka	str. 6
16.3 Výrobky, které nejsou vadné	str. 7
17. NÁHRADNÍ DÍLY	STR.7
18. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI.....	STR.7



Zdravotnický prostředek třídy I
 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích

1. KÓDY

RP701A	Předloketní berle, stříbrné - pro dospělé
RP701B	Předloketní berle, modré - pro dospělé
RP701N	Předloketní berle, černé - pro dospělé
RP701R	Předloketní berle, červené - pro dospělé
RP701V	Předloketní berle, zelené - pro dospělé

2. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali pomůcku řady **MOPEDIA** by Moretti. Předloketní berle **MOPEDIA** by Moretti byly navrženy a vyrobeny tak, aby splňovaly veškeré požadavky na praktické, správné a bezpečné používání. Tento návod obsahuje stručná doporučení pro správné používání zvoleného prostředku a důležité pokyny pro vaši bezpečnost. Před použitím prostředku si pečlivě přečtěte celý tento návod. V případě pochybností se obraťte na prodejce, který vám poskytne potřebnou pomoc a správné informace.

3. URČENÝ ÚČEL

Předloketní **berle** MOPEDIA by Moretti jsou pomůcky ovládané jednou paží, určené k opoře a/nebo usnadnění mobility osob s obtížemi při chůzi.

POZOR!



- Je zakázáno používat tento prostředek k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu.
- Společnost Moretti S.p.A. nenesे odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití prostředku nebo použití v rozporu s tímto návodem.
- Výrobce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění provádět změny prostředku a tohoto návodu za účelem zlepšení jejich vlastností.

4. EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost MORETTI SpA na svou výhradní odpovědnost prohlašuje, že výrobky vyráběné a uváděné na trh společností MORETTI SpA, které patří do skupiny PŘEDLOKETNÍ BERLE, splňují příslušná ustanovení nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích ze dne 5. dubna 2017.

Za tímto účelem společnost MORETTI SpA zaručuje a na svou výhradní odpovědnost prohlašuje následující:

1. Předmětné prostředky splňují obecné požadavky na bezpečnost a účinnost stanovené v příloze I nařízení (EU) 2017/745, jak požaduje příloha IV uvedeného nařízení.
2. Předmětné prostředky NEJSOU MĚŘICÍMI PŘÍSTROJI.
3. Předmětné prostředky NEJSOU URČENY PRO KLINICKÉ ZKOUŠKY.
4. Předmětné prostředky jsou uváděny na trh v NESTERILNÍM obalu.
5. Předmětné prostředky se klasifikují jako prostředky třídy I podle přílohy VIII uvedeného nařízení.
6. Společnost MORETTI SpA uchovává a zpřístupňuje příslušným orgánům technickou dokumentaci prokazující shodu s nařízením (EU) 2017/745 po dobu nejméně 10 let od data výroby poslední šarže.

POZNÁMKA: Úplné kódy výrobků, registrační kód výrobce (SRN), základní kód UDI-DI a všechny odkazy na použité normy jsou uvedeny v EU prohlášení o shodě, které vydává společnost MORETTI SPA a zpřístupňuje je prostřednictvím svých kanálů.

5. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

- Pro správné používání prostředku postupujte podle tohoto návodu.
- Zkontrolujte, zda vám byl výrobek doručen neporušený, a uchovávejte jej zabalený mimo dosah zdrojů tepla.
- Životnost prostředku je dána opotřebením neopravitelných a/nebo nevyměnitelných částí.
- Vždy dávejte pozor na přítomnost dětí.
- Pro správné používání prostředku se vždy poraďte se svým lékařem nebo terapeutem.
- Uživatel a/nebo pacient musí každou závažnou nežádoucí příhodu související s prostředkem nahlásit výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v němž je uživatel a/nebo pacient usazen.

6. POUŽITÉ SYMBOLY



Kód výrobku



Jedinečný identifikátor prostředku



Označení CE



Výrobce



Výrobní šarže



Přečtěte si návod k použití



Zdravotnický prostředek



Podmínky likvidace

7. OBECNÝ POPIS

7.1 Předloketní berle

Jsou vyrobeny z eloxovaného hliníku a opatřeny anatomickou protiskluzovou rukojetí vstříkovanou z jednoho kusu, která zajišťuje pohodlí a bezpečnost. Jsou vybaveny protihlukovým kroužkem na posuvné tyči, odrazkou na rukojeti, protiskluzovými násadci a výškovým nastavením v krocích po 2,5 cm.

7.2 Nastavení výšky

Výšku berlí je nutné nastavit podle tělesné výšky uživatele. Měření provádějte v obuvi. Vyjměte aretační kolík a vysuňte spodní trubku tak, aby příslušný otvor odpovídal požadované výšce a individuální pohyblivosti pacienta. Nastavte berli tak, aby rukojeť byla v úrovni hlavičky stehenní kosti. Znovu vložte aretační kolík do otvoru, zajistěte spodní trubku a ujistěte se, že kolík zcela prošel otvorem.

POZNÁMKA: Jakmile jsou berle správně nastavené, měly by být vaše paže ve stoje pohodlně pokrčené.

Obrázky jsou pouze ilustrační

8. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM

- Vždy zkontrolujte stav opotřebení příslušných mechanických částí, abyste zajistili, že prostředek lze používat zcela bezpečně pro osoby a majetek.
- Zkontrolujte správné zasunutí aretační spony do otvoru a správné nasazení C-spony.

9. UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ

- Na mokrému a klzkém povrchu postupujte opatrně.
- Nepřekračujte maximální hmotnost pacienta uvedenou na štítku výrobku a v kapitole Technické údaje tohoto návodu.
- Nenechávejte prostředek delší dobu venku ani ve styku s vodou.
- Pravidelně kontrolujte stabilitu a pevnost výrobku a stav pryžových násadců. Po opotřebení je vyměňte.
- V případě pochybností o používání, nastavení nebo údržbě výrobku se obraťte na prodejce.

10. ZPŮSOB POUŽITÍ

Uchopte berle, posuňte je vpřed a přesuňte poraněnou končetinu dopředu, přičemž přeneste hmotnost na rukojeti berlí. Poté přeneste tělo vpřed, zdravou nohu mějte pevně opřenou o zem a nakonec ji posuňte dopředu. Berle se nikdy nesmějí nacházet za pacientem.

CHŮZE DO SCHODŮ

- Nejprve položte zdravou nohu na schod.
- Poté přesuňte berle a nakonec poraněnou nohu.

CHŮZE ZE SCHODŮ

- Položte berle na nižší schod.
- Sestupte poraněnou nohou.
- Nakonec přesuňte zdravou nohu.

11. ÚDRŽBA

Prostředky řady **MOPEDIA** by Moretti jsou při uvedení na trh důkladně kontrolovány a opatřeny označením CE. Z důvodu bezpečnosti pacientů a lékařů se doporučuje nechat si zkontrolovat vhodnost výrobku výrobcem nebo autorizovanou laboratoří nejméně jednou za 2 roky. Při opravách se smějí používat pouze originální náhradní díly a příslušenství.

12. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

12.1 Čištění

K odstranění prachu používejte pouze vlhký hadřík, k odstranění odolnějších nečistot použijte vlhký hadřík s neutrálním mýdlem. Před použitím je důkladně osušte.

Používejte vodu o teplotě maximálně 30 °C. Nepoužívejte tryskové ani parní čističe.

12.2 Dezinfekce

Je-li nutné výrobek dezinfikovat, použijte běžný dezinfekční prostředek.



POZOR!

V žádném případě nepoužívejte kyselé ani zásadité přípravky nebo rozpouštědla, například aceton nebo ředidlo.

13. PODMÍNKY LIKVIDACE

Při likvidaci prostředku jej nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Prostředek odevzdejte ve sběrném dvoře, aby mohly být použité materiály řádně recyklovány.

14. TECHNICKÉ ÚDAJE

Kódy	Barva	Materiál	Nastavení výšky	Maximální nosnost
RP701A	STŘÍBRNÁ	Eloxovaný hliník	74 - 97 cm	100 kg
RP701B	MODŘÁ	Eloxovaný hliník	74 - 97 cm	100 kg
RP701N	ČERNÁ	Eloxovaný hliník	74 - 97 cm	100 kg
RP701R	ČERVENÁ	Eloxovaný hliník	74 - 97 cm	100 kg
RP701V	ZELENÁ	Eloxovaný hliník	74 - 97 cm	100 kg

14.1 Náhradní díly

RV7010 Šedé násadce pro předloketní berle, 2 ks

RV7011 Černé násadce pro předloketní berle, 2 ks

15. ZÁRUKA

Na všechny výrobky Moretti se vztahuje záruka na vady materiálu nebo výrobní vady po dobu 2 (dvou) let od data prodeje výrobku, s výhradou níže uvedených výjimek a omezení. Tato záruka neplatí v případě nesprávného použití, zneužití nebo úpravy výrobku ani při nedodržení návodu k použití. Určený účel výrobku je uveden v návodu k použití. Společnost Moretti nenese odpovědnost za vzniklé škody, zranění osob ani jiné následky způsobené instalací a/nebo používáním zařízení, které není plně v souladu s pokyny uvedenými v návodech k instalaci, montáži a použití. Společnost Moretti neposkytuje záruku na poškození nebo vady výrobků Moretti za následujících okolností: přírodní katastrofy, neautorizovaná údržba nebo opravy, poškození způsobené problémy s elektrickým napájením (je-li relevantní), použití dílů nebo součástí nedodaných společností Moretti, nedodržení pokynů a návodu k použití, neautorizované úpravy, poškození při přepravě (jiné než při původní přepravě od společnosti Moretti) nebo neprovedení údržby podle pokynů v návodu. Tato záruka se nevztahuje na opotřebitelné součásti, pokud je poškození způsobeno běžným používáním výrobku.

16. OPRAVY

16.1 Oprava v záruce

Pokud se u výrobku Moretti během záruční doby vyskytnou vady materiálu nebo výrobní vady, společnost Moretti společně se zákazníkem posoudí, zda se na vadu výrobku vztahuje záruka. Společnost Moretti může podle vlastního uvážení vyměnit nebo opravit výrobek v rámci záruky, a to buď u určeného prodejce Moretti, nebo ve vlastních prostorách. Náklady na práci související s opravou výrobku může hradit společnost Moretti, pokud se zjistí, že oprava spadá do rozsahu záruky. Opravou ani výměnou se záruční doba neobnovuje ani neprodlužuje.

16.2 Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka

Výrobek, na který se nevztahuje záruka, lze vrátit k opravě pouze po předchozím schválení zákaznickým servisem společnosti Moretti. Náklady na práci a dopravu spojené s opravou, na kterou se nevztahuje záruka, hradí v plné výši zákazník nebo prodejce. Na opravy výrobků, na které se nevztahuje záruka, se vztahuje záruka 6 (šest) měsíců ode dne převzetí opraveného výrobku.

16.3 Výrobky, které nejsou vadné

Zákazník bude informován, pokud společnost Moretti po přezkoumání a otestování vráceného výrobku dojde k závěru, že výrobek není vadný. Výrobek bude vrácen zákazníkovi a zákazník ponese náklady na zpětné zaslání.

17. NÁHRADNÍ DÍLY

Na originální náhradní díly Moretti se vztahuje záruka 6 (šest) měsíců ode dne obdržení náhradního dílu.

18. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

S výjimkou případů výslovně uvedených v této záruce a v rozsahu povoleném právními předpisy neposkytuje společnost Moretti žádná další výslovná ani předpokládaná prohlášení, záruky nebo podmínky, včetně záruk či podmínek prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, neporušení práv a nerušení. Společnost Moretti nezaručuje, že používání výrobku Moretti bude nepřerušované nebo bezchybné. Doba trvání jakýchkoli předpokládaných záruk, které mohou být uloženy právními předpisy, je omezena na záruční dobu v mezích právních předpisů. Některé státy nebo země nepovolují omezení trvání předpokládané záruky nebo vyloučení či omezení náhodných nebo následných škod v souvislosti se spotřebitelskými výrobky. V takových státech nebo zemích se na vás nemusí vztahovat určité výjimky nebo omezení této záruky. Tato záruka může být změněna bez předchozího upozornění.

CS



Výrobek _____

Datum zakoupení _____

Prodejce _____

Ulice _____ **Místo** _____

Prodáno komu _____

Ulice _____ **Místo** _____



Via Bruxelles, 3 - Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com e-mail: info@morettispa.com

VYROBENO V ČR

Obrázky jsou pouze ilustrační



Moretti S.p.A.

Via Bruxelles, 3
52022 Cavriglia (AR), Italy

info@morettispa.com
www.morettispa.com