



NASKENUJTE QR KÓD  
PRO VÍCE JAZYKŮ



---

**CS** Hliníkové chodítko  
NÁVOD K POUŽITÍ

## OBSAH

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| <b>1. KÓDY .....</b>                            | <b>STR.3</b>  |
| <b>2. ÚVOD .....</b>                            | <b>STR.3</b>  |
| <b>3. URČENÝ ÚČEL .....</b>                     | <b>STR.3</b>  |
| <b>4. EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ .....</b>           | <b>STR.3</b>  |
| <b>5. UPOZORNĚNÍ.....</b>                       | <b>STR.4</b>  |
| 5.1 Obecná upozornění.....                      | str. 4        |
| 5.2 Upozornění pro použití .....                | str. 4        |
| 5.3 Upozornění ke stabilitě.....                | str. 4        |
| 5.4 Upozornění pro montáž .....                 | str. 4        |
| <b>6. POUŽITÉ SYMBOLY .....</b>                 | <b>STR.5</b>  |
| <b>7. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM .....</b>            | <b>STR.5</b>  |
| <b>8. MONTÁŽNÍ POKYNY .....</b>                 | <b>STR.5</b>  |
| 8.1 Před montáží.....                           | str. 5        |
| 8.2 Montáž modelu RP540 .....                   | str. 5        |
| 8.2.1 Zavírání chodítka .....                   | str. 6        |
| 8.2.2 Instalace rukojetí a jejich seřízení..... | str. 6        |
| 8.2.3 Instalace úložné tašky.....               | str. 6        |
| 8.2.4 Sedák.....                                | str. 6        |
| 8.2.5 Stupačky .....                            | str. 6        |
| 8.3 Montáž modelu RP545 .....                   | str. 6        |
| 8.3.1 Zavírání chodítka .....                   | str. 7        |
| 8.3.2 Instalace rukojetí a jejich seřízení..... | str. 7        |
| 8.3.3 Instalace úložné tašky.....               | str. 7        |
| 8.3.4 Sedák.....                                | str. 7        |
| 8.4 Montáž modelu RP551 .....                   | str. 7        |
| 8.4.1 Zavírání chodítka .....                   | str. 8        |
| 8.4.2 Instalace rukojetí a jejich seřízení..... | str. 8        |
| 8.4.3 Montáž opěradla .....                     | str. 8        |
| 8.4.4 Instalace úložné tašky.....               | str. 8        |
| 8.4.5 Sedák.....                                | str. 8        |
| <b>9. ZPŮSOBY POUŽITÍ .....</b>                 | <b>STR.9</b>  |
| <b>10. BRZDY .....</b>                          | <b>STR.9</b>  |
| 10.1 Použití brzd.....                          | str. 9        |
| 10.2 Blokování brzd (parkovací brzda).....      | str. 9        |
| <b>11. ÚDRŽBA .....</b>                         | <b>STR.9</b>  |
| <b>12. ČIŠTĚNÍ.....</b>                         | <b>STR.9</b>  |
| <b>13. PÉČE O KOLA .....</b>                    | <b>STR.9</b>  |
| <b>14. TECHNICKÉ ÚDAJE.....</b>                 | <b>STR.10</b> |
| <b>15. OBECNÉ PODMÍNKY LIKVIDACE .....</b>      | <b>STR.10</b> |
| <b>16. NÁHRADNÍ DÍLY/PŘÍSLUŠENSTVÍ .....</b>    | <b>STR.10</b> |
| <b>17. ZÁRUKA .....</b>                         | <b>STR.10</b> |
| 17.1 Opravy.....                                | str. 11       |
| 17.2 Náhradní díly .....                        | str. 11       |
| 17.3 Vyloučení odpovědnosti.....                | str. 11       |



Zdravotnický prostředek třídy I  
 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)  
 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích

## 1. KÓDY

|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>RP540</b>  | Hliníkové čtyřkolové chodítko GAYA 2.0 se sedákem a stupačkami           |
| <b>RP545G</b> | Rozkládací hliníkové čtyřkolové chodítko OCEANO 2.0 se sedákem, šedé     |
| <b>RP545L</b> | Hliníkové čtyřkolové chodítko OCEANO 2.0 se sedákem, limetkové           |
| <b>RP545R</b> | Hliníkové čtyřkolové chodítko OCEANO 2.0 se sedákem, růžové              |
| <b>RP545B</b> | Hliníkové čtyřkolové chodítko OCEANO 2.0 se sedákem, modré               |
| <b>RP545A</b> | Rozkládací hliníkové čtyřkolové chodítko OCEANO 2.0 se sedákem, oranžové |
| <b>RP545V</b> | Rozkládací hliníkové čtyřkolové chodítko OCEANO 2.0 se sedákem, zelené   |
| <b>RP551</b>  | Hliníkové čtyřkolové chodítko SATURNO s předloketními opěrami            |

## 2. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali chodítko řady MOPEDIA by Moretti S.p.A.

Chodítka MOPEDIA by Moretti S.p.A. byla navržena a vyrobena tak, aby splňovala veškeré požadavky na praktické, správné a bezpečné používání. Tento návod obsahuje stručná doporučení pro správné používání zvoleného prostředku a důležité pokyny pro vaši bezpečnost. Doporučujeme, abyste si před použitím zakoupeného chodítka přečetli celý tento návod. V případě pochybností se obraťte na prodejce, který vám poskytne potřebnou pomoc a správné informace.

## 3. URČENÝ ÚČEL

Toto chodítko je určeno pro osoby s pohybovými obtížemi a lze jej používat jako pomůcku usnadňující chůzi. Chodítko poskytuje větší stabilitu, oporu a bezpečnost při chůzi. V žádném případě jej nemohou používat osoby s viditelně oslabenou funkcí rukou a/nebo paží a osoby s problémy s rovnováhou. Chodítko lze používat venku i v interiéru. Doporučujeme používat pouze na povrchu, na kterém se všechna kola dotýkají země. Chodítko se nesmí používat na kamenitém terénu ani na nakloněných plochách, protože by mohlo být nestabilní. Pomůcka není určena k přepravě osob nebo jiného materiálu.

### POZOR!



- Je zakázáno používat tento prostředek k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu.
- Společnost Moretti S.p.A. nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití prostředku nebo použití v rozporu s tímto návodem.
- Výrobce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění provádět změny prostředku a tohoto návodu za účelem zlepšení jejich vlastností.

## 4. EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost MORETTI SpA na svou výhradní odpovědnost prohlašuje, že výrobky vyráběné a uváděné na trh společností MORETTI SpA, které patří do skupiny CHODÍTKA – MOPEDIA, splňují příslušná ustanovení nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích ze dne 5. dubna 2017. Za tímto účelem společnost MORETTI SpA zaručuje a na svou výhradní odpovědnost prohlašuje následující:

1. Předmětné prostředky splňují obecné požadavky na bezpečnost a účinnost stanovené v příloze I nařízení (EU) 2017/745, jak požaduje příloha IV uvedeného nařízení.
2. Předmětné prostředky NEJSOU MĚŘICÍMI PŘÍSTROJI.
3. Předmětné prostředky NEJSOU URČENY PRO KLINICKÉ ZKOUŠKY.
4. Předmětné prostředky jsou uváděny na trh v NESTERILNÍM obalu.
5. Předmětné prostředky se klasifikují jako prostředky třídy I podle přílohy VIII uvedeného nařízení.

6. Společnost MORETTI SpA uchovává a zpřístupňuje příslušným orgánům technickou dokumentaci prokazující shodu s nařízením (EU) 2017/745 po dobu nejméně 10 let od data výroby poslední šarže.

**Poznámka:** Úplné kódy výrobků, registrační kód výrobce (SRN), základní kód UDI-DI a všechny odkazy na použité normy jsou uvedeny v EU prohlášení o shodě, které vydává společnost MORETTI SPA a zpřístupňuje je prostřednictvím svých kanálů.

## 5. UPOZORNĚNÍ

### 5.1 Obecná upozornění

- Výrobek NEINSTALUJTE ani nepoužívejte, dokud si nepřčtete tento návod k použití a neporozumíte mu. Pokud upozorněním, bezpečnostním opatřením nebo pokynům nerozumíte, obraťte se před instalací výrobku na zdravotnického pracovníka, prodejce nebo technický personál, abyste předešli poškození nebo zranění.
- Chodítko smějí používat pouze pacienti s odpovídajícími pohybovými schopnostmi, které zaručují bezpečné používání.
- Poradte se s lékařem nebo terapeutem, abyste zjistili vhodnost výrobku, správné seřízení a správné používání chodítka;
- Lékař nebo terapeut by měl pomoci s výškovým nastavením chodítka, aby byla zajištěna maximální opora, správná funkce brzd a celkově správné sestavení.
- Chodítko nejsou určena k samostatnému pohonu vsedě.
- Uživatel a/nebo pacient musí každou závažnou nežádoucí příhodu související s prostředkem nahlásit výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v němž je uživatel a/nebo pacient usazen.

### 5.2 Upozornění pro použití

1. Vždy se ujistěte, že je brzdové lanko správně upevněno.
2. Po každém seřízení výšky vždy zkontrolujte, zda brzda funguje správně, aby nedošlo k nadměrnému volnému ohybu lanka.
3. Nedodržení těchto jednoduchých upozornění může vést ke zranění osob.
4. Chodítko lze používat pouze na pevném a rovném povrchu. Chodítko nepoužívejte k chůzi do schodů!
5. Vždy se opřete o obě řídítká, abyste udrželi rovnováhu.
6. Zvláštní pozornost věnujte mokřým, zledovatělým nebo zasněženým povrchům.
7. Chodítko příliš nezatěžujte.
8. Sedák chodítka (je-li součástí) nepoužívejte k přepravě věcí ani osob; sedák je určen pouze k sezení uživatele se zajištěnou parkovací brzdou.
9. Všechna kola musí být během používání vždy v kontaktu s podlahou, aby bylo zajištěno správné vyvážení chodítka a maximální bezpečnost.
10. Před použitím sedáku musí být zajištěna parkovací brzda.

**POZNÁMKA:** Při používání chodítka v klidu musí být parkovací brzda zajištěna.

### 5.3 Upozornění ke stabilitě

- Chodítko poskytuje oporu osobě o hmotnosti do 136 kg včetně nákladu v tašce.
- Maximální nosnost tašky/košíku je 5 kg. Nepřetěžujte je, aby nedošlo k narušení rovnováhy a převrácení.

### 5.4 Upozornění pro montáž

- Po sestavení nebo rozložení chodítka se ujistěte, že je podpěra sedáku zajištěna na obou stranách a bezpečnostní zařízení je upevněno ve správné poloze.
- Zkontrolujte, zda jsou obě nosné trubky madel správně zasunuty do rámu a pevně zajištěny příslušnými křídlovými maticemi a zajišťovacími knoflíky bez vůle.
- Na rám chodítka nic nezavěšujte, aby nedošlo k deformaci trubek a aby nebyla ovlivněna jeho stabilita.

*Obrázky jsou pouze ilustrační*

**Poznámka:** Při rozkládání a skládání dávejte pozor, aby nedošlo k zachycení prstů a/nebo oděvu.

## 6. POUŽITÉ SYMBOLY



Kód výrobku



Jedinečný identifikátor prostředku



Označení CE



Výrobce



Výrobní šarže



Přečtěte si návod k použití



Zdravotnický prostředek



Podmínky likvidace



Maximální nosnost

## 7. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM

Před použitím prostředek vždy zkontrolujte:

- Zda jsou všechny části chodítka bezpečně zajištěny;
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby pevně dotaženy;
- Ujistěte se, že je sedák správně zajištěn (není-li tomu tak, zatlačte jej ještě silněji dolů směrem k rámu).
- Zkontrolujte, zda je pojistka sedáku správně zajištěna;
- Zkontrolujte správnou funkčnost normální brzdy a parkovací brzdy;

## 8. MONTÁŽNÍ POKYNY

### 8.1 Před montáží

Vybalte výrobek a zkontrolujte, zda nebyl během přepravy poškozen. Pokud je chodítko poškozené, obraťte se na nejbližšího prodejce.

### 8.2 Montáž modelu RP540

- Chodítko se dodává se samostatně zabalenými stupačkami.
- Při první montáži nejsou rukojeti se zajišťovacími knoflíky připojeny; zasuňte proto obě trubky do svislých sloupků.



- Zatlačte sedák chodítka dolů, dokud trubky rámu nezapadnou do zajištěné polohy.
- Před použitím se vždy ujistěte, že chodítko pod vlivem malé boční síly nemá tendenci se sklopit.
- Namontujte stupačky.



**POZOR!** Ujistěte se, že jsou knoflíky dobře zasunuty do otvorů.

Před použitím se vždy ujistěte, že chodítko pod vlivem malé boční síly nemá tendenci se sklopit. Při připojování řídek a kol dávejte pozor, abyste brzdová lanka nepřekroutili.

### 8.2.1 Zavírání chodítka

Chodítko složíte prudkým zatažením za popruh na sedáku směrem nahoru.

CS

### 8.2.2 Instalace rukojetí a jejich seřízení

Vložte rukojeti do konstrukce. Stiskněte pružinové tlačítko a nastavte požadovanou výšku. Zopakujte postup na opačné straně a ujistěte se, že jsou obě rukojeti pevně zajištěny a ve stejné výšce. Chodítko je vybaveno výškově nastavitelnými rukojetmi tak, aby vyhovovalo všem potřebám uživatele.



**POZOR!**

Nastavte výšku chodítka tak, aby uživatel stojící s rukama podél těla měl zápěstí ve výšce rukojetí. Tím zajistíte, že ruce budou při používání chodítka ohnuty přibližně v úhlu 20°-30°.

### 8.2.3 Instalace úložné tašky

Úložnou tašku namontujete zavěšením jejích poutek na podpěru sedáku.



**POZOR!**

Maximální nosnost tašky 5 kg. Nepřetěžujte, abyste se vyhnuli nerovnováze a rizikům převrácení.

### 8.2.4 Sedák


Před usednutím postavte chodítko na rovný, pevný povrch a zabrzděte. V případě potřeby otočte opěradlo. Ujistěte se, že je zajišťovací západka bezpečná a že je chodítko ve stabilní poloze.



**POZOR!**

Posadte se tak, aby byla hmotnost rovnoměrně rozložena po celém sedáku. Při usedání nezatežujte pouze jednu stranu.

### 8.2.5 Stupačky



Nasadte stupačky na příslušné čepy. Pokud se nepoužívají, uložte je, jak je znázorněno na obrázku, a zajistěte je sponami.

### 8.3 Montáž modelu RP545

- Otočte kolo správným směrem, uvolněte popruh, který blokuje zadní kola, a zajistěte zadní a přední kola pomocí dodaných knoflíků.
- Při první montáži nejsou rukojeti se zajišťovacími knoflíky připojeny; zasuňte proto obě trubky do svislých sloupků.



- Zatlačte sedák chodítka dolů, dokud trubky rámu nezapadnou do zajištěné polohy, a poté zajistěte bezpečnostní sponu.

CS



#### POZOR!

Ujistěte se, že jsou knoflíky dobře zasunuty do otvorů. Před použitím se vždy ujistěte, že chodítko pod vlivem malé boční síly nemá tendenci se sklopit. Při připojování řídítek a kol dávejte pozor, abyste brzdová lanka nepřekroutili.

### 8.3.1 Zavírání chodítka

Chodítko složíte prudkým zatažením za popruh na sedáku směrem nahoru.

### 8.3.2 Instalace rukojetí a jejich seřízení

Vložte rukojeti do konstrukce. Stiskněte pružinové tlačítko a nastavte požadovanou výšku. Zopakujte postup na opačné straně a ujistěte se, že jsou obě rukojeti pevně zajištěny a ve stejné výšce. Chodítko je vybaveno výškově nastavitelnými rukojetmi tak, aby vyhovovalo všem potřebám uživatele.



#### POZOR!

Nastavte výšku chodítka tak, aby uživatel stojící s rukama podél těla měl zápěstí ve výšce rukojetí. Tím zajistíte, že ruky budou při používání chodítka ohnuty přibližně v úhlu 20°-30°.

### 8.3.3 Instalace úložné tašky

Úložnou tašku namontujete zavěšením jejích poutek na podpěru sedáku a upevněním pásků se suchým zipem k rámu.



#### POZOR!

Maximální nosnost tašky 5 kg. Nepřetěžujte, abyste se vyhnuli nerovnováze a rizikům převrácení

### 8.3.4 Sedák

Před usednutím postavte chodítko na rovný, pevný povrch a zabrzděte. Ujistěte se, že je zajišťovací západka bezpečná a že je chodítko ve stabilní poloze.



#### POZOR!

Posaďte se tak, aby byla hmotnost rovnoměrně rozložena po celém sedáku. Při usedání nezatěžujte pouze jednu stranu.


### 8.4 Montáž modelu RP551

- Uvolněte bezpečnostní zámek, pokud je zajištěný
- Při první montáži nejsou rukojeti se zajišťovacími knoflíky připojeny; zasuňte proto obě trubky do svislých sloupků.

*Obrázky jsou pouze ilustrační*



- Zatlačte sedák chodítka dolů, dokud trubky rámu nezapadnou do zajištěné polohy, a poté zajistěte bezpečnostní sponu.



- Otočte sloupky kol a zajistěte je čepem, jak je znázorněno na obrázku.



#### POZOR!

Před použitím se vždy ujistěte, že chodítka pod vlivem malé boční síly nemá tendenci se sklopit. Při připojování řídítek a kol dávejte pozor, abyste brzdová lanka nepřekroutili.

#### 8.4.1 Zavírání chodítka

Chodítka složíte prudkým zvednutím sedáku směrem nahoru.

#### 8.4.2 Instalace rukojetí a jejich seřízení

Vložte rukojeti do konstrukce a řádně je zajistěte. Chodítka je vybaveno výškově nastavitelnými rukojetmi se zajišťovacími kolečky, aby vyhovovalo potřebám uživatele.



#### POZOR!

Nastavte výšku chodítka tak, aby uživatel stojící s rukama podél těla měl zápěstí ve výšce rukojetí. Tím zajistíte, že ruce budou při používání chodítka ohnuty přibližně v úhlu 20°-30°

#### 8.4.3 Montáž opěradla

Zasuňte opěrku zad do příslušných plastových vodiček na rámu chodítka.

#### 8.4.4 Instalace úložné tašky

Úložnou tašku namontujete zavěšením jejích poutek na podpěru sedáku a upevněním pásků se suchým zipem k rámu.



#### POZOR!

Maximální nosnost tašky 5 kg. Nepřetěžujte tašku/košík, aby nedošlo k narušení rovnováhy a převrácení.

#### 8.4.5 Sedák

Před usednutím postavte chodítka na rovný, pevný povrch a zabrzděte.

Ujistěte se, že je zajišťovací západka bezpečná a že je chodítka ve stabilní poloze.

*Obrázky jsou pouze ilustrační*

**POZOR!**

Posadte se tak, aby byla hmotnost rovnoměrně rozložena po celém sedáku. Při usedání nezatažujte pouze jednu stranu.

**9. ZPŮSOBY POUŽITÍ**

- Začněte tlačit ve stoje s oběma rukama na rukojetích;
- Před použitím chodítka se ujistěte, že máte suché ruce, abyste předešli nebezpečí uklouznutí;
- Kráčejte vzpřímeně a dívejte se dopředu, nikoli dolů;
- Netlačte chodítko příliš daleko od těla, mohlo by dojít k pádu a nevhodnému zatížení;
- Nepoužívejte chodítko ke zdolávání schodů vyšších než 20 mm;
- Při použití ve venkovním prostředí je třeba dávat přednost dlažbě řádně připravené podle předpisů pro odstraňování architektonických bariér;
- Při překonávání malých překážek sešlápněte zadní nášlapné trubky a zvedněte přední část chodítka (pouze modely RP540, RP545 a RP551).

**10. BRZDY**

Správná funkčnost brzd závisí na opotřebení a znečištění kol. Před každým použitím zkontrolujte stav brzd a kol.

**10.1 Použití brzdy**

Chcete-li chodítko zabrzdit, zatáhněte prsty za brzdové páky směrem nahoru, dokud se chodítko nezpomalí nebo nezastaví. Chcete-li pokračovat v pohybu chodítka, uvolněte rukojeti brzdy.

**10.2 Blokování brzd (parkovací brzda)**

Stiskněte brzdové páčky dlaní, až uslyšíte „cvaknutí“, kola jsou zablokována.

kola jsou zablokovaná. Zvednutím rukojetí brzdy chodítko uvolněte z polohy zastavení.

**POZOR!**

Když je uživatel v klidu, musí být brzdy zajištěny.

**11. ÚDRŽBA**

Prostředky řady **MOPEDIA** by Moretti S.p.A. jsou při uvedení na trh důkladně kontrolovány a opatřeny označením CE. Z důvodu bezpečnosti pacientů a lékařů se doporučuje nechat si zkontrolovat vhodnost chodítka výrobcem nebo autorizovanou laboratoří nejméně jednou za 2 roky. Při opravách se smějí používat pouze originální náhradní díly a příslušenství.

Životnost výrobku závisí na jeho používání, údržbě, skladování a čištění.

**12. ČIŠTĚNÍ**

K čištění dílů používejte pouze vlhký hadřík s neutrálními čisticími prostředky. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla a kovové kartáče nebo brusné či ostré předměty, mohly by výrobek poškodit.

**13. PÉČE O KOLA**

1. Kola čistěte vlažnou vodou s neutrálním čisticím prostředkem. Otřete je do sucha čistým hadříkem.
2. Kola pravidelně promazávejte.

## 14. TECHNICKÉ ÚDAJE

| Řada GAYA 2.0           |          |                                            |    |    |    |          |     |    |    |        |
|-------------------------|----------|--------------------------------------------|----|----|----|----------|-----|----|----|--------|
| Kód výrobku             | RP540    |                                            |    |    |    |          |     |    |    |        |
| Sedák                   | 45x31 cm |                                            |    |    |    |          |     |    |    |        |
| Konstrukce              | Hliník   |                                            |    |    |    |          |     |    |    |        |
| Rozměry a hmotnosti     |          |                                            |    |    |    |          |     |    |    |        |
|                         |          |                                            |    |    |    |          |     |    |    |        |
| RP540                   | 75       | 85<br>97                                   | 55 | 63 | 52 | 28       | 9,6 | 20 | 20 | 136 kg |
| Řada OCEANO 2.0 SATURNO |          |                                            |    |    |    |          |     |    |    |        |
| Kód výrobku             | RP545    |                                            |    |    |    | RP551    |     |    |    |        |
| Sedák                   | 45x20 cm |                                            |    |    |    | 44x24 cm |     |    |    |        |
| Konstrukce              | Hliník   |                                            |    |    |    |          |     |    |    |        |
| Rozměry a hmotnosti     |          |                                            |    |    |    |          |     |    |    |        |
|                         |          |                                            |    |    |    |          |     |    |    |        |
| RP545x                  | 69       | 79<br>92                                   | 54 | 62 | 47 | 27       | 7,6 | 20 | 20 | 136 kg |
| RP551                   | 70       | 115÷130<br>Předloketní<br>opěra<br>100÷115 | 61 | 68 | 52 | 28       | 7,9 | 25 |    |        |

\*Rozměry jsou uvedeny v cm a mohou se lišit o  $\pm 0,5$  cm

## 15. OBECNÉ PODMÍNKY LIKVIDACE

Při likvidaci prostředku jej nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Doporučuje se likvidovat prostředek prostřednictvím sběrných dvorů pro plánovanou recyklaci použitých materiálů.

## 16. NÁHRADNÍ DÍLY/PŘÍSLUŠENSTVÍ

Informace o náhradních dílech a příslušenství naleznete v hlavním katalogu společnosti Moretti S.p.A.

## 17. ZÁRUKA

Na všechny výrobky Moretti se vztahuje záruka na vady materiálu nebo výrobní vady po dobu 2 (dvou) let od data prodeje výrobku, s výhradou níže uvedených výjimek a omezení. Tato záruka neplatí v případě nesprávného použití, zneužití nebo úpravy výrobku ani při nedodržení návodu k použití. Určený účel výrobku je uveden v návodu k použití.

Společnost Moretti nenese odpovědnost za vzniklé škody, zranění osob ani jiné následky způsobené instalací a/nebo používáním zařízení, které není plně v souladu s pokyny uvedenými v návodech k instalaci, montáži a použití.

Společnost Moretti neposkytuje záruku na poškození nebo vady výrobků Moretti za následujících okolností: přírodní katastrofy, neautorizovaná údržba nebo opravy, poškození způsobené problémy s elektrickým napájením (je-li relevantní), použití dílů nebo součástí nedodaných společností Moretti, nedodržení pokynů a návodu k použití, neautorizované úpravy, poškození při přepravě (jiné než při původní přepravě od společnosti Moretti) nebo neprovedení údržby podle pokynů v návodu. Tato záruka se nevztahuje na opotřebitelné součásti, pokud je poškození způsobeno běžným používáním výrobku.

### 17.1 Opravy

**Oprava v záruce:** Pokud se u výrobku Moretti během záruční doby vyskytnou vady materiálu nebo výrobní vady, společnost Moretti společně se zákazníkem posoudí, zda se na vadu výrobku vztahuje záruka. Společnost Moretti může podle vlastního uvážení vyměnit nebo opravit výrobek v rámci záruky, a to buď u určeného prodejce Moretti, nebo ve vlastních prostorách. Náklady na práci související s opravou výrobku může hradit společnost Moretti, pokud se zjistí, že oprava spadá do rozsahu záruky. Opravou ani výměnou se záruční doba neobnovuje ani neprodlužuje.

**Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka:** Výrobek, na který se nevztahuje záruka, lze vrátit k opravě pouze po předchozím schválení zákaznickým servisem společnosti Moretti. Náklady na práci a dopravu spojené s opravou, na kterou se nevztahuje záruka, hradí v plné výši zákazník nebo prodejce. Na opravy výrobků, na které se nevztahuje záruka, se vztahuje záruka 6 (šest) měsíců ode dne převzetí opraveného výrobku.

**Bezvadné výrobky:** Zákazník bude informován, pokud společnost Moretti po přezkoumání a otestování vráceného výrobku dojde k závěru, že výrobek není vadný. Výrobek bude vrácen zákazníkovi a zákazník ponese náklady na zpětné zaslání.

### 17.2 Náhradní díly

Na originální náhradní díly MORETTI se vztahuje záruka 6 (šest) měsíců ode dne obdržení náhradního dílu.

### 17.3 Vyloučení odpovědnosti

S výjimkou případů výslovně uvedených v této záruce a v rozsahu povoleném právními předpisy neposkytuje společnost Moretti žádná další výslovná ani předpokládaná prohlášení, záruky nebo podmínky, včetně záruk či podmínek prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, neporušení práv a nerušení. Společnost Moretti nezaručuje, že používání výrobku Moretti bude nepřerušované nebo bezchybné. Doba trvání jakýchkoli předpokládaných záruk, které mohou být uloženy právními předpisy, je omezena na záruční dobu v mezích právních předpisů. Některé státy nebo země nepovolují omezení trvání předpokládané záruky nebo vyloučení či omezení náhodných nebo následných škod v souvislosti se spotřebitelskými výrobky. V takových státech nebo zemích se na vás nemusí vztahovat určité výjimky nebo omezení této záruky. Tato záruka může být změněna bez předchozího upozornění.



**Moretti S.p.A.**

Via Bruxelles, 3  
52022 Caviglia (AR), Italy

**info@morettispa.com**  
**www.morettispa.com**