

moretti®

SCAN QR-KODEN
FOR FLERE SPROG



DA **Ardea One-kørestole**
BRUGSANVISNING

INDHOLD

1. PRODUKTKODER	SIDE.3
2. INDLEDNING	SIDE.3
3. TILSIGTET ANVENDELSE	SIDE.3
4. EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING	SIDE.3
5. GENERELLE ADVARSLER	SIDE.4
6. ANVENDTE SYMBOLER	SIDE.4
7. GENEREL BESKRIVELSE	SIDE.5
7.1 Oversigt over delene	side. 5
8. MONTERING/AFMONTERING	SIDE.6
8.1 Udklápning	side. 6
8.2 Sammenklápning	side. 6
8.3 Montering/afmontering af armlæn	side. 6
8.4 Montering/afmontering af standardbenstøtter eller eleverbare benstøtter	side. 7
8.5 Justering af standardbenstøtterne	side. 8
8.6 Justering af de eleverbare benstøtter (TILBEHØR)	side. 8
8.7 Montering/afmontering af de små baghjul (kun til NEXT, DUAL og SKINNY) .	side. 8
8.8 Justering af bremsen med små baghjul (kun for NEXT, DUAL og SKINNY)	side. 9
8.9 Montering/afmontering af de store baghjul (kun til NEXT GO, DUAL GO og SKINNY GO)	side. 9
8.10 Justering af bremsen med store baghjul (kun til DUAL GO)	side. 9
9. FØR HVER BRUG	SIDE.10
10. ADVARSLER VED BRUG	SIDE.10
11. ANVENDELSE	SIDE.10
11.1 Indstigning i kørestolen	side. 10
11.2 Udstigning fra kørestolen	side. 10
11.3 Trin og kantsten (tips til at håndtere dem bedst på egen hånd)	side. 10
11.4 Brug af armlænen	side. 11
11.5 Brug af drivhjulene	side. 11
11.6 Brug af små hjul	side. 11
11.7 Brug af transithjul til smalle passager (standard på modeller med hurtigudløser) side. 11	
11.8 Transport i køretøjer	side. 11
12. VEDLIGEHOLDELSE	SIDE.11
12.1 Rengøring af betræk og polstring	side. 12
12.2 Rengøring af stel og metaldele	side. 12
12.3 Rengøring af hjul og bremsen	side. 12
12.4 Desinfektion	side. 12
14. BORTSKAFFELSE	SIDE.12
15. RESERVEDELE OG TILBEHØR	SIDE.12
16. TEKNISKE SPECIFIKATIONER	SIDE.12
16.1 Dimensioner	side. 12
16.2 Tekniske specifikationer	side. 13
17. GARANTI	SIDE.14
17.1 Reparationer	side. 14
17.2 Reserve dele	side. 14
17.3 Ansvarsfraskrivelse	side. 14



Medicinsk udstyr i klasse I
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/745
af 5. april 2017 om medicinsk udstyr

1. PRODUKTKODER

CP101-xx	Serie START+ med 60 cm-hjul - selvkørende model
CP102B-xx	Serie START1 med 60 cm-hjul - selvkørende model
CP110x-xx	Serie NEXT med 60 cm-hjul - selvkørende model, opklappeligt armlæn
CP115x-xx	Serie NEXT GO! 30 cm-hjul - transportkørestol, opklappeligt armlæn
CP200B-xx	Serie DUAL med 60 cm-hjul - selvkørende model
CP205B-xx	Serie DUAL GO! 30 cm-hjul - transportkørestol
CP300-xx	Serie PLUS med 60 cm-hjul - selvkørende, bariatrisk model
CP310-xx	Serie PLUS GO! 30 cm-hjul - bariatrisk transportkørestol
CP520-xx	Serie GO UP! 30 cm-hjul - transportkørestol
CP620-xx	Serie SKINNY med 50 cm-hjul - til snævre passager
CP625-xx	Serie SKINNY GO! 30 cm-hjul - transportkørestol til snævre passager
CP880-35	Serie KIDDY med 56 cm-hjul - selvkørende model

DA

(x = angiver, at modellen fås i flere farver; xx = angiver de tilgængelige sædebredder, f.eks. 38-40-43-45-46-48-50-55-60 cm; størrelse 45 fås IKKE til CP110, CP115, CP200B og CP205B)

2. INDLEDNING

Tak, fordi du har valgt en ARDEA ONE-kørestol fra Moretti S.p.A., der er udviklet til transport af personer med nedsat mobilitet både inden- og udendørs, på rejser og i dagligdagen. Denne brugsanvisning indeholder praktiske råd om korrekt brug af det valgte hjælpemiddel og vigtige oplysninger om din sikkerhed. Det anbefales at læse hele brugsanvisningen grundigt, før kørestolen tages i brug. Hvis du er i tvivl, så kontakt din forhandler, som vil kunne hjælpe og rådgive dig korrekt.

Bemærk: Kontrollér, at ingen af kørestolens dele er blevet beskadiget under transporten. I tilfælde af skader må du ikke bruge produktet og skal kontakte din forhandler for at få yderligere instruktioner.

3. TILSIGTET ANVENDELSE

Denne kørestol er beregnet til personer med nedsat mobilitet og kan enten fremføres af brugeren selv (hvis den er udstyret med store baghjul) eller skubbes af en ledsager. Uanset anvendelsesformen kræves der hjælp fra en ledsager til de nødvendige justeringer.

ADVARSEL!



- Udstyret må ikke anvendes til andre formål end dem, der er beskrevet i denne brugsanvisning.
- Moretti S.p.A. fraskriver sig ethvert ansvar for skader som følge af forkert brug af enheden eller ved anden brug end den, der er angivet i denne brugsanvisning
- Fabrikanten forbeholder sig ret til uden varsel at ændre udstyret og denne brugsanvisning med henblik på at forbedre udstyrets egenskaber.

4. EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

MORETTI SpA erklærer på eget ansvar, at de produkter, som MORETTI SpA fremstiller og markedsfører, og som tilhører produktfamilien MANUELLE KØRESTOLE - ARDEA ONE, er i

overensstemmelse med de relevante bestemmelser i forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr.

Med henblik herpå garanterer og erklærer MORETTI SpA på eget ansvar følgende:

1. Det pågældende udstyr opfylder de generelle krav til sikkerhed og ydeevne i bilag I til forordning (EU) 2017/745 som krævet i bilag IV til samme forordning.
2. Det pågældende udstyr er IKKE MÅLEUDSTYR.
3. Det pågældende udstyr er IKKE BEREGNET TIL KLINISKE AFPRØVNINGER.
4. Det pågældende udstyr markedsføres i IKKE-STERIL emballage.
5. Det pågældende udstyr tilhører klasse I i henhold til bilag VIII til ovennævnte forordning.
6. MORETTI SpA opbevarer den tekniske dokumentation, der dokumenterer overensstemmelse med forordning (EU) 2017/745, og stiller den til rådighed for de kompetente myndigheder i mindst 10 år fra fremstillingsdatoen for det sidste parti.

BEMÆRK: De fuldstændige produktkoder, fabrikantens registreringsnummer (SRN), den grundlæggende UDI-DI og eventuelle henvisninger til anvendte standarder fremgår af den EU-overensstemmelseserklæring, som MORETTI SPA udsteder og gør tilgængelig via sine kanaler.

5. GENERELLE ADVARSLER

- Læs denne brugsanvisning omhyggeligt for at sikre korrekt brug af udstyret.
- Rådfør dig altid med din læge eller terapeut om korrekt brug af udstyret.
- Hold det emballerede produkt væk fra enhver varmekilde, da emballagen er lavet af pap.
- Udstyrets levetid afhænger af slid på dele, der ikke kan repareres og/eller udskiftes, og må under alle omstændigheder ikke overstige 10 år.
- Vær altid meget opmærksom på tilstedeværelsen af bevægelige dele, der kan forårsage fastklemning af lemmer og personskade.
- Vær altid opmærksom på, om der er børn til stede.
- For at løfte kørestolen korrekt skal den klappes sammen i overensstemmelse med anvisningerne i denne brugsanvisning og derefter løftes i håndtagene.
- Løft ikke kørestolen i aftagelige dele, der kan løsne sig utilsigtet under løft.
- Brugeren og/eller patienten skal indberette enhver alvorlig hændelse i forbindelse med udstyret til fabrikanten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.

6. ANVENDTE SYMBOLER

	Produktkode		Batchkode
	Medicinsk udstyr		Unik udstyrsidentifikation
	CE-mærkning		Læs brugsanvisningen
	Fabrikant		Bortskaffelse
	Serienummer		Maksimal belastning

7. GENEREL BESKRIVELSE

7.1 Oversigt over delene


Afhængigt af den valgte kørestolsmodel består den af følgende dele:




A - Kørestolens grundstel
B - Værktøjsæt til montering




C - Benstøtter




D - Små baghjul
(diameter 30 cm), transportkørestol



E - Store baghjul
(diameter 60 cm), selvkørende model



F - Baghjul med mindre diameter
(50 cm), selvkørende model



G - Store baghjul - børnemodel
(diameter 56 cm), selvkørende model

DA

8. MONTERING/AFMONTERING

8.1 Udklapning



(FIG. 1) Illustrationen er kun vejledende

Bemærk: Se sikkerhedsadvarslerne i denne brugsanvisning.

- Tag fat i håndtagsrørene og træk dem udad, tryk sædet nedad og sørg for, at kørestolen er helt åben. (FIGUR 1)

8.2 Sammenklapning



(FIG. 2) Illustrationen er kun vejledende

- Løft sædet kraftigt, og luk kørestolen ved at samle de to skubbehåndtag igen. (FIG. 2)

8.3 Montering/afmontering af armlæn

CP101-xx / CP102B-xx / CP110x-xx / CP115x-xx / CP520-xx / CP880-35



(FIG. 3) Illustrationen er kun vejledende



(FIG. 4) Illustrationen er kun vejledende

CP300-xx / CP310-xx / CP200B-xx / CP205B-xx




(FIG. 3A) Illustrationen er kun vejledende



(FIG. 4A) Illustrationen er kun vejledende

DA

CP620-xx / CP625-xx



(FIG. 3B) Illustrationen er kun vejledende

A - Udløsermekanisme
B - Låseklips

- Sæt armlænene i det bageste beslag, vip dem derefter fremad, og fastgør dem i det forreste beslag (FIG. 3 OG FIG. 3A).
- Før rørene ind i de tilhørende beslag, og kontrollér, at låseclipsen går korrekt i indgreb (fig. 3B).
- Ved afmontering trykkes det forreste udløsergreb ind. Vip derefter armlænene bagud, og træk i det bageste udløsergreb for at tage dem af (FIG. 4 OG FIG. 4A).
- Ved afmontering trykkes på udløsermekanismen (A), hvorefter armlænet løftes op (FIG. 3B).

8.4 Montering/afmontering af standardbenstøtter eller eleverbare benstøtter



(FIG. 5) Illustrationen er kun vejledende

- Ved montering af standardbenstøtter eller eleverbare benstøtter skal hullerne i beslagene flugte med de tilsvarende tappe på kørestolsstellet. Drej derefter benstøtten indad, indtil låsegrebet går korrekt i indgreb i stellet (FIG. 5).
- Ved afmontering frigøres benstøttens låsegreb fra kørestolsstellet. Drej derefter benstøtten udad, og løft den op.

8.5 Justering af standardbenstøtterne



(FIG. 6) Illustrationen er kun vejledende

- For at justere fodstøtternes længde skal du låse det venstre sikkerhedsgreb i bunden op, derefter trykke på fjederknappen og skubbe fodstøtterøret, indtil knappen klikker tilbage i det ønskede hul. Lås derefter sikkerhedshåndtaget igen. (FIG.6)

DA

8.6 Justering af de eleverbare benstøtter (TILBEHØR)




(FIG. 7) Illustrationen er kun vejledende

- For at justere fodstøtternes længde skal du låse det venstre sikkerhedsgreb i bunden op, derefter trykke på fjederknappen og skubbe fodstøtterøret, indtil knappen klikker tilbage i det ønskede hul. Lås derefter sikkerhedshåndtaget igen. FIGUR 7 (ref.P)
- For at justere fodstøtternes højde skal du betjene håndtaget, der er markeret i FIGUR 7 (ref. L), og når du har fundet den rigtige justering, slippes håndtaget for at låse fodstøtterne permanent.

8.7 Montering/afmontering af de små baghjul (kun til NEXT, DUAL og SKINNY)

Baghjulene med en diameter på 30 cm skal placeres i det sidste hul i bunden af stellet.



(FIG. 8) Illustrationen er kun vejledende


I tilfælde af hjul med hurtigudløser

- Fjern plastpropperne fra hullerne, og tryk hjulene ind mod stellet, indtil den automatiske låsemekanisme går korrekt i indgreb (fig. 8).
- For at fjerne den skal du blot trykke på knappen midt på hjulfælgen for at frigøre låsen og trække hjulet udad. (Fig. 8)

Ved hjul med fast stift (kun til SKINNY)

- Monter det lille hjul, og fastgør det med den medfølgende møtrik.
- For at fjerne det skal du skrue fastgørelsmøtrikken af og fjerne hjulet ved at trække det udad.

8.8 Justering af bremsen med små baghjul (kun for NEXT, DUAL og SKINNY)



- Ved baghjul med en diameter på 30 cm skal bremsen placeres på den riflede del af stellet **som vist i fig. 9**. Fastgør bremsebeslaget med de to unbrakoskruer.

Bemærk: Juster afstanden mellem bremsebeslaget og hjulet, så bremsen ved aktivering udøver tilstrækkeligt tryk til at låse hjulet sikkert.

DA

(FIG. 9) Illustrationen er kun vejledende

8.9 Montering/afmontering af de store baghjul

(kun til NEXT GO, DUAL GO og SKINNY GO)

Baghjulene med en diameter på 60 cm skal placeres i det centrale hul på stellet



I tilfælde af hjul med hurtigudløser

- Fjern plastpropperne fra hullerne, og tryk hjulene ind mod stellet, indtil den automatiske låsemekanisme går korrekt i indgreb (FIG. 10).
- For at fjerne den skal du blot trykke på knappen midt på hjulfælgen for at frigøre låsen og derefter trække hjulet udad. (FIG. 10)

(FIG. 10) Illustrationen er kun vejledende

Ved hjul med fast stift (kun til SKINNY GO)

- Montér det store hjul, og fastgør det med den medfølgende møtrik.
- For at fjerne, skru fastgørelsesmøtrikken af, fjern hjulet ved at trække det udad

8.10 Justering af bremsen med store baghjul (kun til DUAL GO)



- Ved baghjul med en diameter på 60 cm skal bremsen placeres på den riflede del af stellet **SOM VIST I FIG. 11**. Fastgør bremsebeslaget med de to unbrakoskruer.

Bemærk: Juster afstanden mellem bremsebeslaget og hjulet, så bremsen ved aktivering udøver tilstrækkeligt tryk til at låse hjulet sikkert.

(FIG. 11) Illustrationen er kun vejledende

9. FØR HVER BRUG

- Kontrollér altid de mekaniske dele for slitage for at sikre, at udstyret kan anvendes sikkert uden risiko for person- eller tingsskade.
- Kontrollér, at udstyret er samlet korrekt, og vær særlig opmærksom på, at baghjulene er monteret korrekt.
- Kontrollér, at sædet er helt åbent og låst i slutpositionen (hvis ikke, trykkes sædet længere ned mod stellet).
- Kontrollér, at bremsen på baghjulene fungerer korrekt.

10. ADVARSLER VED BRUG

- Kørestolen kan ikke bruges som sæde i motorkøretøjer
- Sørg altid for, at bremsegrebene er korrekt justeret og fungerer.
- Det anbefales at være forsigtig med ikke at få fingrene i klemme i visse dele, såsom hjul eller bremsr, når du bruger kørestolen.
- Vær opmærksom på, at kørestolens overfladetemperatur kan stige, hvis den udsættes for eksterne varmekilder, f.eks. sollys.

11. ANVENDELSE

Bemærk: Se de generelle advarsler i denne brugsanvisning



ADVARSEL!

- Det kan være farligt selv at sætte sig i og rejse sig fra kørestolen: Gør det kun, hvis du fysisk er i stand til det, og udvis stor forsigtighed.
- Støt dig ikke til aftagelige dele; brug sædestellet.

LÆG IKKE VÆGT PÅ FODSTØTTERNE, NÅR DU SÆTTER DIG I ELLER REJSER DIG FRA KØRESTOLEN - RISIKO FOR VÆLTNING!

11.1 Indstigning i kørestolen

1. Flyt kørestolen så tæt på som muligt, så den er placeret ved siden af dig
2. Lås baghjulsbremsene; For at gøre det så let som muligt at sætte sig i kørestolen anbefales det at fjerne armlænet på den side, hvor forflytningen foretages.
3. Støt dig til stellet med armene, og sæt dig langsomt ned i sædet.

11.2 Udstigning fra kørestolen

1. Placer dig så tæt som muligt ved siden af den siddeplads, du vil flytte dig til.
2. Lås baghjulsbremsene; For at gøre det så nemt som muligt at komme ud af kørestolen anbefaler vi at fjerne armlænet på den side, hvor disse handlinger udføres.
3. Støt armene på stellet til den siddeplads, du vil flytte dig til, løft kroppen, og glid langsomt over på den.

11.3 Trin og kantsten (tips til at håndtere dem bedst på egen hånd)



ADVARSEL!

Disse teknikker må kun anvendes af erfarne kørestolsbrugere. I alle andre tilfælde anbefales det at få hjælp fra en assistent!

KØRE OP

Kør frem til kanten af fortovet eller det trin, der skal passeres.

Balancer kørestolen på baghjulene, så forhjulene er hævet nok til at hvile på den forhindring, du vil overvinde. Læn din torso fremad, og skub kraftigt drivvingen på baghjulene fremad. Fortsæt med at skubbe, indtil baghjulene er kommet over forhindringen.

KØRE NED

For at køre ned over niveauforskellen udføres proceduren i omvendt rækkefølge. Placér kørestolen med bagenden mod niveauforskellen, hold godt fast i baghjulenes drivringe, og køør langsomt ned over trinnet eller forhindringen; balancér derefter kørestolen på baghjulene, så forhjulene løftes en smule, og afslut nedkørslen forsigtigt.



ADVARSEL!

Det anbefales ikke at bruge denne teknik, hvis højdeforskellen er større end 10 cm!!!

11.4 Brug af armlænene

Armlænene kan være enten opklappelige, aftagelige eller både opklappelige og aftagelige: **VIP ARMLÆNET BAGUD** - Denne funktion gør det lettere at sætte sig i eller rejse sig fra kørestolen. Tryk på den forreste udløser, og vip armlænet bagud.

DA

11.5 Brug af drivhjulene

De store baghjul på 50/60 cm bruges, når brugeren selv fremfører kørestolen. Tag fat i drivringen på hjulet, og skub den i den ønskede retning.

11.6 Brug af små hjul

De små 30 cm-baghjul er beregnet til, at en ledsager skubber kørestolen ved hjælp af skubbehåndtagene bagpå.

11.7 Brug af transithjul til smalle passager (standard på modeller med hurtigudløser)

Denne hjultype må kun bruges til kortvarig kørsel gennem særligt smalle passager (f.eks. elevatordøre). For at bruge transithjulene skal kørestolen løftes, så baghjulene kan afmonteres. Skub derefter kørestolen, mens den hviler på transithjulene, og monter til sidst baghjulene igen.

11.8 Transport i køretøjer

Kørestolen er designet til nem transport. Når benstøtter og armlæn er afmonteret, kan kørestolen klappes sammen og f.eks. placeres i bilens bagagerum. Hvis dette ikke er muligt på grund af pladsmangel, skal kørestolen placeres foran bagsædet, så den er stabil og ikke kan vælte eller glide. Hvis det er muligt, skal kørestolen fastgøres med bilens sikkerhedssele.

12. VEDLIGEHOLDELSE

Udstyret i **ARDEA ONE**-serien fra Moretti S.p.A. kontrolleres grundigt og CE-mærkes, før det markedsføres. Af hensyn til patientens og lægens sikkerhed anbefales det at få produktets egnethed kontrolleret af fabrikanten eller et autoriseret laboratorium mindst hvert 2. år. I tilfælde af reparationer må der kun anvendes originale reservedele og tilbehør. Før udstyret tages i brug, skal alle kontroller i afsnittet "FØR HVER BRUG" i denne brugsanvisning udføres. Kørestolene i **ARDEA ONE**-serien kræver kun begrænset, enkel periodisk vedligeholdelse. Følgende kontroller skal udføres regelmæssigt:

bremseevne	Månedligt
rengøring af sædet	efter behov

13. RENGØRING OG DESINFEKTION

13.1 Rengøring af betræk og polstring

Betræk og polstring er fremstillet af nylon. De kan rengøres med vand og neutral sæbe.

13.2 Rengøring af stel og metaldele

Du kan også bruge vand og neutral sæbe til stellet og metaldelene, og derefter tørre med en blød klud for ikke at ridse stellet's lakering.

13.3 Rengøring af hjul og bremser

På samme måde kan hjulene også rengøres med vand og neutral sæbe. Sørg for, at hjulene tørres grundigt: Det kan være meget farligt at bruge kørestolen, mens hjulene stadig er våde.

13.4 Desinfektion

Brug om nødvendigt et almindeligt desinfektionsmiddel til at desinficere produktet.

Bemærk: Undgå altid syreholdige eller alkaliske produkter samt opløsningsmidler som acetone eller fortynder.

14. BORTSKAFFELSE



Udstyret må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Udstyret skal i stedet afleveres på en kommunal genbrugsstation, så de anvendte materialer kan genanvendes korrekt.

15. RESERVEDELE OG TILBEHØR

For reservedele og tilbehør henvises udelukkende til Morettis generelle katalog.

16. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

16.1 Dimensioner

MÅL OG VÆGT

Mål i cm



Maks. brugervægt
MAKS.

CP101-38								38		56						
CP101-40								40		58						
CP101-43	113	83	43	90	74	49	42-56	43	43	61	27	17,5	60	20	-	120
CP102-46								46		63,5						
CP102-48								48		65						
CP102B-38								38		56						
CP102B-40								40		58						
CP102B-43	113	83	43	90	74	49	42-56	43	43	61	27	17,5	60	20	-	120
CP102B-45								45		63						
CP102B-46								46		63,5						
CP102B-48								48		65						
CP110x-40								40		58						
CP110x-43								43		61						
CP110x-46	105	81	43	90	73	49	41-56	46	42	64	26	18,5	60	20	-	150
CP110x-48								48		66						
CP110x-50								50		68						
CP200B-38								38		56						
CP200B-40								40		58						
CP200B-43								43		61						
CP200B-45	113	81	42	90	72-80	49	41-56	45	41	63	29	19,5	60	20	4	150
CP200B-46								46		64						
CP200B-48								48		66						
CP200B-50								50		68						

Billederne er kun til illustrationsformål

MÅL OG VÆGT

Mål i cm																
CP300-50							50		73							
CP300-55	118	90	48	92	73	52	43-57	55	41	78	32	26	60	20	-	200
CP300-60								60		83						
CP620-40								40		51						
CP620-43	100	73	41	92	80	53	45-57	43	37	54	26	16,5	50	18	-	110
CP620-46								46		57						
CP620-48								48		60						
CP880-35	94	74	36	86-99	62	42	37-42	35	37	56	31	14,5	56	15	-	100

Mål i cm																							
CP115x-40										40			53										
CP115x-43										43			56										
CP115x-46	98	75	41	92	76	50	41-56			46	43	58,5	25	16	30	20	-	150					
CP115x-48										48			61										
CP115x-50										50			63										
CP205B-38										38			52										
CP205B-40										40			54										
CP205B-43										43			57										
CP205B-45	104	76	42	90	71-80	49	41-55			45	41	59	25	16,7	30	20	4	150					
CP205B-46										46			59,5										
CP205B-48										48			62										
CP205B-50										50			64										
CP310-50										50			63										
CP310-55	104	77	48	92	70	52	43-57			55	39	68	30	21	32	20	-	200					
CP520-40										40			55										
CP520-43										43			58										
CP520-45	99	73	42	93	72	48	42-56			45	42	60	26	17,5	30	20	-	150					
CP520-46										46			60,5										
CP520-48										48			63										
CP625-40	88	61	41	92	80	53	45-57			40	37	51	26	16,5	30	18	-	110					
CP625-43										43			54										

*Målene kan variere med $\pm 0,5$ cm

16.2 Tekniske specifikationer

- Stålstel
- Maks. brugervægt for **CP101 og CP102B: 120 kg** - for **CP110x, CP115x, CP200B, CP205B og CP520: 150 kg** - for **CP300 og CP310: 200 kg** - for **CP620 og CP625: 110 kg** - for **CP880-35: 100 kg**
- Forhjul i PU med en diameter på 20 cm
- Forhjul i PU, børnemodel, diameter 15 cm
- Små baghjul af PU, diameter 30 cm
- Store PU-baghjul, diameter 60 cm
- Store PU-baghjul, smalle passager, diameter 50 cm
- Store baghjul, børnemodel, diameter 56 cm
- Nylonbetræk
- Modstand mod antændelse: Materialerne i betræk og polstring er prøvet efter metoderne i EN 1021-1/2.
- Referencestandarder: EN 12183
- Driftsmiljøtemperatur: -20°C / +40°C
- Anbefalet opbevaring: Opbevares køligt og tørt, væk fra direkte varmekilder såsom sollys. (Anbefalet temperatur: +10 °C til +40 °C)

Billederne er kun til illustrationsformål

17. GARANTI

Alle Moretti-produkter er garanteret mod materiale- og fabrikationsfejl i 2 (to) år fra salgsdatoen, med forbehold for nedenstående undtagelser og begrænsninger. Garantien gælder ikke ved forkert brug, misbrug eller ændring af produktet eller ved manglende overholdelse af brugsanvisningen. Produktets korrekte tilsigtede anvendelse er angivet i brugsanvisningen. Moretti er ikke ansvarlig for eventuelle skader, personskader eller andet, der er forårsaget af eller relateret til installation og/eller brug af udstyret, der ikke er i nøje overensstemmelse med instruktionerne i installations-, monterings- og brugsanvisningerne. Moretti yder ikke garanti for Moretti-produkter ved skader eller fejl under følgende omstændigheder: naturkatastrofer, uautoriseret vedligeholdelse eller reparation, skader som følge af problemer med strømforsyningen (hvis relevant), brug af dele eller komponenter, der ikke er leveret af Moretti, manglende overholdelse af retningslinjer og brugsanvisning, uautoriserede ændringer, transportskader (bortset fra Morettis oprindelige forsendelse) eller manglende udførelse af den vedligeholdelse, der er angivet i brugsanvisningen. Sliddele er ikke dækket af denne garanti, hvis skaden skyldes normal brug af produktet.

17.1 Reparationer

Reparation under garantien: Hvis et Moretti-produkt har materiale- eller produktionsfejl i garantiperioden, vil Moretti sammen med kunden vurdere, om produktfejlen er dækket af garantien. Moretti kan efter eget skøn udskifte eller reparere det garantidækkede produkt hos en af Moretti udpeget forhandler eller på Morettis eget værksted. Arbejdsomkostningerne i forbindelse med reparationen kan dækkes af Moretti, hvis det fastslås, at reparationen er omfattet af garantien. Reparation eller udskiftning fornyer eller forlænger ikke garantien.

Reparation af et produkt, der ikke er dækket af garantien: Et produkt, der ikke er dækket af garantien, kan kun returneres til reparation efter forudgående tilladelse fra Morettis kundeservice. Arbejds- og forsendelsesomkostninger i forbindelse med en reparation, der ikke er dækket af garantien, skal betales fuldt ud af kunden eller forhandleren. Reparationer på produkter, der ikke er dækket af garantien, er garanteret i 6 (seks) måneder fra den dag, hvor det reparerede produkt modtages.

Ikke-defekte produkter: Kunden vil blive underrettet, hvis Moretti efter at have undersøgt og testet et returneret produkt konkluderer, at produktet ikke er defekt. Produktet vil blive returneret til kunden, og kunden vil være ansvarlig for returforsendelsesomkostningerne.

17.2 Reservedele

Originale Moretti-reservedele er garanteret i 6 (seks) måneder fra den dag, hvor reservedelen modtages.

17.3 Ansvarsfraskrivelse

Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af denne garanti, og i det omfang lovgivningen tillader det, afgiver Moretti ingen andre erklæringer og yder ingen andre garantier eller vilkår, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder om salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, frihed for tredjemandsrettigheder eller uforstyrret brug. Moretti garanterer ikke, at brugen af Moretti-produktet vil være uafbrudt eller fejlfri. I det omfang lovgivningen tillader det, er varigheden af eventuelle stiltiende garantier begrænset til garantiperioden. Nogle stater eller lande tillader ikke begrænsninger af varigheden af en stiltiende garanti eller udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader eller følgeskader i forbindelse med forbrugerprodukter. I sådanne stater eller lande gælder visse undtagelser eller begrænsninger i denne garanti muligvis ikke for dig. Denne garanti kan ændres uden varsel.



MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20022 Cavriglia (Arezzo) Tlf. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com e-mail: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.

** Se vores hjemmeside for den senest tilgængelige version af brugsanvisningen*

Billederne er kun til illustrationsformål



Moretti S.p.A.

Via Bruxelles, 3
52022 Cavriglia (AR), Italy

info@morettispa.com
www.morettispa.com