



SCAN QR-KODEN
FOR FLERE SPROG



DA Underarmskrykker
BRUGSANVISNING

INDHOLD

1. PRODUKTKODER	SIDE.3
2. INDLEDNING	SIDE.3
3. TILSIGTET ANVENDELSE	SIDE.3
4. EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING	SIDE.3
5. GENERELLE ADVARSLER	SIDE.4
6. ANVENDTE SYMBOLER	SIDE.4
7. GENEREL BESKRIVELSE	SIDE.4
7.1 Underarmskrykker	side. 4
7.2 Højdejustering	side. 4
8. FØR HVER BRUG	SIDE.5
9. ADVARSLER VED BRUG	SIDE.5
10. ANVENDELSE	SIDE.5
11. VEDLIGEHODELSE	SIDE.5
12. RENGØRING OG DESINFEKTION	SIDE.5
12.1 Rengøring	side. 5
12.2 Desinfektion	side. 5
13. BORTSKAFFELSE	SIDE.6
14. TEKNISKE SPECIFIKATIONER	SIDE.6
14.1 Reserve dele	side. 6
15. GARANTI	SIDE.6
16. REPARATIONER	SIDE.6
16.1 Reparation under garantien	side. 6
16.2 Reparation af et produkt, der ikke er dækket af garantien	side. 6
16.3 Ikke-defekte produkter	side. 7
17. RESERVEDELE	SIDE.7
18. ANSVARSFRASKRIVELSE	SIDE.7



Medicinsk udstyr i klasse I
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)
2017/745 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr

1. PRODUKTKODER

RP701A	Sølvfarvede underarmskrykker - voksne
RP701B	Blå underarmskrykker - voksne
RP701N	Sorte underarmskrykker - voksne
RP701R	Røde underarmskrykker - voksne
RP701V	Grønne underarmskrykker - voksne

2. INDLEDNING

Tak, fordi du har valgt et hjælpemiddel i **MOPEDIA**-serien fra Moretti. Underarmskrykkerne i **MOPEDIA**-serien fra Moretti er udviklet og fremstillet til praktisk, korrekt og sikker brug. Denne brugsanvisning indeholder anvisninger til korrekt brug af det valgte udstyr samt vigtige sikkerhedsoplysninger. Det anbefales at læse hele brugsanvisningen grundigt, før udstyret tages i brug. Hvis du er i tvivl, så kontakt din forhandler, som vil kunne hjælpe og rådgive dig korrekt.

3. TILSIGTET ANVENDELSE

Underarmskrykkerne i **MOPEDIA**-serien fra Moretti er ganghjælpemidler, der betjenes med én arm, og som støtter og/eller letter mobiliteten for personer med gangbesvær.

ADVARSEL!



- Udstyret må ikke anvendes til andre formål end dem, der er beskrevet i denne brugsanvisning.
- Moretti S.p.A. fraskriver sig ethvert ansvar for skader, der skyldes forkert brug af udstyret eller brug i strid med denne brugsanvisning.
- Fabrikanten forbeholder sig ret til uden varsel at ændre udstyret og denne brugsanvisning med henblik på at forbedre udstyrets egenskaber.

4. EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

MORETTI SpA erklærer på eget ansvar, at de produkter, som MORETTI SpA fremstiller og markedsfører, og som tilhører produktfamilien KRYKKER, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr.

Til dette formål garanterer og erklærer MORETTI SpA under eget ansvar følgende:

1. Det pågældende udstyr opfylder de generelle krav til sikkerhed og ydeevne i bilag I til forordning (EU) 2017/745 som krævet i bilag IV til samme forordning.
2. Det pågældende udstyr er IKKE MÅLEUDSTYR.
3. Det pågældende udstyr er IKKE BEREGNET TIL KLINISKE AFPRØVNINGER.
4. Det pågældende udstyr markedsføres i IKKE-STERIL emballage.
5. Det pågældende udstyr tilhører klasse I i henhold til bilag VIII til ovennævnte forordning.
6. MORETTI SpA opbevarer den tekniske dokumentation, der dokumenterer overensstemmelse med forordning (EU) 2017/745, og stiller den til rådighed for de kompetente myndigheder i mindst 10 år fra fremstillingsdatoen for det sidste parti.

BEMÆRK: De fuldstændige produktkoder, fabrikantens registreringsnummer (SRN), den grundlæggende UDI-DI og eventuelle henvisninger til anvendte standarder fremgår af den EU-overensstemmelseserklæring, som MORETTI SPA udsteder og gør tilgængelig via sine kanaler.

5. GENERELLE ADVARSLER

- Læs denne brugsanvisning omhyggeligt for at sikre korrekt brug af udstyret.
- Kontrollér, at produktet er leveret ubeskadiget, og opbevar det emballeret væk fra varmekilder.
- Enhedens levetid bestemmes af sliddet på de dele, der ikke kan repareres og/eller udskiftes.
- Vær altid opmærksom på, om der er børn til stede.
- Rådfør dig altid med din læge eller terapeut om korrekt brug af udstyret.
- Brugeren og/eller patienten skal indberette enhver alvorlig hændelse i forbindelse med udstyret til fabrikanten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.

DA

6. ANVENDTE SYMBOLER

	Produktkode
	Unik udstyrsidentifikation
	CE-mærkning
	Fabrikant
	Batchkode
	Læs brugsanvisningen
	Medicinsk udstyr
	Bortskaffelse

7. GENEREL BESKRIVELSE

7.1 Underarmskrykker

Lavet af anodiseret aluminium med et skridsikkert anatomisk greb, sprøjttestøbt i ét stykke for at tilbyde komfort og sikkerhed. Krykkerne har en støjdæmpende ring på det teleskopiske rør, refleks på håndtaget, skridsikre dupsko og højdejustering i trin på 2,5 cm.

7.2 Højdejustering

Du skal justere krykkerne efter din højde. Målingen tages med skoene på. Fjern låseclipsen, træk røret ud, og placér det i det hul, der svarer til den ønskede højde og brugerens behov. Juster krykken, så håndtaget er i højde med hofteleddet. Sæt låseclipsen i hullet igen for at fastlåse røret, og kontrollér, at clipsen er ført helt ind.

BEMÆRK: Når krykkerne er justeret korrekt, skal dine arme være behageligt bøjede, mens du står.

Billederne er kun til illustrationsformål

8. FØR HVER BRUG

- Kontrollér altid delene for slitage for at sikre, at udstyret kan anvendes sikkert uden risiko for person- eller tingsskade.
- Kontrollér, at clipsen og C-clipsen sidder korrekt i de tilhørende huller.

9. ADVARSLER VED BRUG

- Brug med forsigtighed på våde og glatte overflader.
- Overskrid ikke den maksimale patientvægt, der er vist på produktetiketten og i kapitlet om tekniske specifikationer i denne brugsanvisning.
- Undgå at efterlade udstyret udendørs eller udsætte det for vand i længere tid.
- Kontrollér regelmæssigt produktets stabilitet og styrke samt dupskoenes tilstand. Udskift dem, når de er slidte.
- Hvis du er i tvivl om brug, justering eller vedligeholdelse af produktet, skal du kontakte din forhandler.

DA

10. ANVENDELSE

Hold om krykkerne, før dem frem, og før det skadede ben frem, mens kropsvægten bæres af krykkehåndtagene. Før kroppen frem, hold det raske ben stabilt på gulvet, og før til sidst det raske ben frem. Krykkerne må aldrig placeres bag brugeren.

GÅ OP AD TRAPPER

- Sæt det raske ben på trinnet.
- Sæt derefter krykkerne og til sidst det skadede ben på trinnet.

GÅ NED AD TRAPPER

- Sæt krykkerne på trinnet nedenunder.
- Før det skadede ben ned.
- Før til sidst det raske ben ned.

11. VEDLIGEHOLDELSE

Udstyret i **MOPEDIA**-serien fra Moretti kontrolleres grundigt og CE-mærkes, før det markedsføres. Af hensyn til patientens og lægens sikkerhed anbefales det at få produktets egnethed kontrolleret af fabrikanten eller et autoriseret laboratorium mindst hvert 2. år. I tilfælde af reparationer må der kun anvendes originale reservedele og tilbehør.

12. RENGØRING OG DESINFEKTION

12.1 Rengøring

Brug kun en fugtig klud til at fjerne støv, brug en fugtig klud med neutral sæbe til at fjerne mere genstridigt snavs. Tør grundigt før brug.

Brug vand med en temperatur på højst 30 °C. Brug ikke højtryksrensere og/eller damprensere.

12.2 Desinfektion

Brug om nødvendigt et almindeligt, mildt desinfektionsmiddel til at desinficere produktet.



ADVARSEL!

Undgå altid syreholdige eller alkaliske produkter samt opløsningsmidler som acetone eller fortynder.

13. BORTSKAFFELSE



Udstyret må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Udstyret skal i stedet afleveres på en kommunal genbrugsstation, så de anvendte materialer kan genanvendes korrekt.

14. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Produktkoder	Farve	Materiale	Højde-justering	Maksimal belastning
RP701A	SØLV	Anodiseret aluminium	74-97 cm	100 kg
RP701B	BLÅ	Anodiseret aluminium	74-97 cm	100 kg
RP701N	SORT	Anodiseret aluminium	74-97 cm	100 kg
RP701R	RØD	Anodiseret aluminium	74-97 cm	100 kg
RP701V	GRØN	Anodiseret aluminium	74-97 cm	100 kg

14.1 Reservedele

RV7010 Grå dupsko til underarmskrykker, 2 stk.

RV7011 Sorte dupsko til underarmskrykker, 2 stk.

15. GARANTI

Alle Moretti-produkter er garanteret mod materiale- og fabrikationsfejl i en periode på 2 (to) år fra produktets salgsdato, med forbehold for eventuelle undtagelser og begrænsninger, der er angivet nedenfor. Denne garanti er ikke gyldig i tilfælde af forkert brug, misbrug eller ændring af produktet og ved manglende overholdelse af brugsanvisningen. Produktets korrekte tilsigtede anvendelse er angivet i brugsanvisningen. Moretti er ikke ansvarlig for eventuelle skader, personskader eller andet, der er forårsaget af eller relateret til installation og/eller brug af udstyret, der ikke er i nøje overensstemmelse med instruktionerne i installations-, monterings- og brugsanvisningerne. Moretti yder ikke garanti for Moretti-produkter ved skader eller fejl under følgende omstændigheder: naturkatastrofer, uautoriseret vedligeholdelse eller reparation, skader som følge af problemer med strømforsyningen (hvis relevant), brug af dele eller komponenter, der ikke er leveret af Moretti, manglende overholdelse af retningslinjer og brugsanvisning, uautoriserede ændringer, transportskader (bortset fra Morettis oprindelige forsendelse) eller manglende udførelse af den vedligeholdelse, der er angivet i brugsanvisningen. Sliddele er ikke dækket af denne garanti, hvis skaden skyldes normal brug af produktet.

16. REPARATIONER

16.1 Reparation under garantien

Hvis et Moretti-produkt har materiale- eller produktionsfejl i garantiperioden, vil Moretti sammen med kunden vurdere, om produktfejlen er dækket af garantien. Moretti kan efter eget skøn udskifte eller reparere det garantedækkede produkt hos en af Moretti udpeget forhandler eller på Morettis eget værksted. Arbejdsomkostningerne i forbindelse med reparationen kan dækkes af Moretti, hvis det fastslås, at reparationen er omfattet af garantien. Reparation eller udskiftning fornyer eller forlænger ikke garantien.

16.2 Reparation af et produkt, der ikke er dækket af garantien

Et produkt, der ikke er dækket af garantien, kan kun returneres til reparation efter forudgående tilladelse fra Morettis kundeservice. Arbejds- og forsendelsesomkostninger i forbindelse med en reparation, der ikke er dækket af garantien, skal betales fuldt ud af kunden eller forhandleren.

Billederne er kun til illustrationsformål

Reparationer på produkter, der ikke er dækket af garantien, er garanteret i 6 (seks) måneder fra den dag, hvor det reparerede produkt modtages.

16.3 Ikke-defekte produkter

Kunden vil blive underrettet, hvis Moretti efter at have undersøgt og testet et returneret produkt konkluderer, at produktet ikke er defekt. Produktet vil blive returneret til kunden, og kunden vil være ansvarlig for returforsendelsesomkostningerne.

17. RESERVEDELE

Originale Moretti-reservedele er garanteret i 6 (seks) måneder fra den dag, hvor reservedelen modtages.

18. ANSVARSFRASKRIVELSE

Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af denne garanti, og i det omfang lovgivningen tillader det, afgiver Moretti ingen andre erklæringer og yder ingen andre garantier eller vilkår, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder om salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, frihed for tredjemandsrettigheder eller uforstyrret brug. Moretti garanterer ikke, at brugen af Moretti-produktet vil være uafbrudt eller fejlfri. I det omfang lovgivningen tillader det, er varigheden af eventuelle stiltiende garantier begrænset til garantiperioden. Nogle stater eller lande tillader ikke begrænsninger af varigheden af en stiltiende garanti eller udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader eller følgeskader i forbindelse med forbrugerprodukter. I sådanne stater eller lande gælder visse undtagelser eller begrænsninger i denne garanti muligvis ikke for dig. Denne garanti kan ændres uden varsel.

DA



Produkt _____

Købt den _____

Forhandler _____

Vej _____ Sted _____

Solgt til _____

Vej _____ Sted _____



MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tlf. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com e-mail: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.

Billederne er kun til illustrationsformål



Moretti S.p.A.

Via Bruxelles, 3
52022 Cavriglia (AR), Italy

info@morettispa.com
www.morettispa.com