



SCANNEN SIE DEN QR-CODE
FÜR WEITERE SPRACHEN



DE Unterarmgehstützen
BEDIENUNGSANLEITUNG

INDEX

1. CODES.....	SEITE. 3
2. EINFÜHRUNG	SEITE. 3
3. VERWENDUNGSZWECK	SEITE. 3
4. EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG.....	SEITE. 3
5. ALLGEMEINE WARNUNGEN.....	SEITE. 4
6. VERWENDETE SYMBOLE	SEITE. 4
7. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG	SEITE. 4
7.1 Unterarmgestützen	seite. 4
7.2 Höhenverstellung.....	seite. 4
8. VOR JEDER VERWENDUNG.....	SEITE. 5
9. WARNHINWEISE ZUR VERWENDUNG	SEITE. 5
10. VERWENDUNGSWEISE	SEITE. 5
11. WARTUNG.....	SEITE. 5
12. REINIGUNG UND DESINFEKTION.....	SEITE. 5
12.1 Reinigung	seite. 5
12.2 Desinfektion	seite. 5
13. ENTSORGUNGSBEDINGUNGEN	SEITE. 6
14. TECHNISCHE DATEN	SEITE. 6
14.1 Ersatzteile	seite. 6
15. GARANTIE	SEITE. 6
16. REPARATUREN.....	SEITE. 6
16.1 Reparatur im Rahmen der Garantie	seite. 6
16.2 Reparatur eines Produkts, das nicht unter die Garantie fällt.	seite. 6
16.3 Nicht mangelhafte Produkte	seite. 7
17. ERSATZTEILE	SEITE. 7
18. FREISTELLUNGSKLAUSELN.....	SEITE. 7

CE Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 5. April 2017 über Medizinprodukte der Klasse I

1. CODES

RP701A	Silberne Unterarmgehstützen - Erwachsene
RP701B	Blaue Unterarmgehstützen - Erwachsene
RP701N	Schwarze Unterarmgehstützen - Erwachsene
RP701R	Rote Unterarmgehstützen - Erwachsene
RP701V	Grüne Unterarmgehstützen - Erwachsene

2. EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Zubehör aus der Linie **MOPEDIA** von Moretti S.p.A. entschieden haben. Die Gehstützen von **MOPEDIA** sind so konzipiert und hergestellt, dass sie alle Ihre Anforderungen an eine praktische, korrekte und sichere Anwendung erfüllen. Diese Anleitung enthält kleine Tipps für den richtigen Umgang mit dem von Ihnen gewählten Produkt und wertvolle Hinweise für Ihre Sicherheit. Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, der Ihnen helfen und Sie richtig beraten kann.

3. VERWENDUNGSZWECK

Die Gehstützen **MOPEDIA** von Moretti sind Gehhilfen, die mit einem Arm verwendet werden und eignen sich zur Unterstützung und/oder Hilfestellung bei der Mobilität von Menschen mit Gehbehinderungen.

WARNUNG!



- Es ist verboten, das folgende Produkt für andere Zwecke als die in dieser Anleitung definierten Zwecke zu verwenden.
- Moretti SpA übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts oder durch eine andere als die in dieser Bedienungsanleitung angegebene Verwendung entstehen.
- Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Produkt und an dieser Bedienungsanleitung vorzunehmen, um dessen Funktionen zu verbessern.

4. EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

MORETTI S.p.A. erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die von MORETTI S.p.A. hergestellten und vertriebenen Produkte, die zur Familie der GEHILFEN gehören, den geltenden Bestimmungen der Verordnung 2017/745 über MEDIZINPRODUKTE vom 5. April 2017 entsprechen.

Zu diesem Zweck garantiert und erklärt MORETTI SpA unter seiner alleinigen Verantwortung das Folgende:

1. Die betreffenden Produkte erfüllen die in Anhang I der Verordnung 2017/745 festgelegten allgemeinen Sicherheits- und Leistungsanforderungen, wie sie in Anhang IV der oben genannten Verordnung vorgeschrieben sind.
2. Bei den betroffenen Produkten HANDELT ES SICH NICHT UM MESSGERÄTE.
3. Die betroffenen Produkte SIND NICHT FÜR KLINISCHE PRÜFUNGEN VORGESEHEN.
4. Diese Produkte werden in NICHT-STERILE-Verpackungen vermarktet.
5. Die betroffenen Produkte sind gemäß den Bestimmungen von Anhang VIII der vorgenannten Verordnung der Klasse I zuzuordnen.
6. MORETTI SpA bewahrt die technische Dokumentation zum Nachweis der Konformität mit der Verordnung 2017/745 auf und stellt sie den zuständigen Behörden mindestens 10 Jahre lang ab dem Herstellungsdatum der letzten Charge zur Verfügung.

ANMERKUNG: Die vollständigen Produktcodes, die einmalige Registrierungsnummer („SRN“ – Single Registration Number) des Herstellers, die Basis-UDI-DI und etwaige Verweise auf verwendete Normen finden sich in der EU-Konformitätserklärung, die MORETTI SPA ausstellt und über seine Kanäle zur Verfügung stellt.

5. ALLGEMEINE WARNUNGEN

- Bitte lesen Sie dieses Handbuch für die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts.
- Prüfen Sie, ob das Produkt unbeschädigt bei Ihnen angekommen ist und bewahren Sie die Verpackung fern von Wärmequellen auf.
- Die Lebensdauer des Produkts wird durch den Verschleiß von nicht reparierbaren und/oder austauschbaren Teilen bestimmt.
- Achten Sie immer auf die Anwesenheit von Kindern.
- Wenden Sie sich für die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts immer an Ihren Arzt oder Therapeuten.
- Der Benutzer bzw. Patient ist verpflichtet, jeden schwerwiegenden Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Benutzer bzw. Patient ansässig ist, zu melden.

6. VERWENDETE SYMBOLE



Produktcode



Eindeutige Produktidentifikation



CE-Kennzeichnung



Hersteller



Produktionscharge



Lesen Sie die Gebrauchsanleitung.



Medizinprodukt



Entsorgungsbedingungen

7. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

7.1 Unterarmgehstützen

Hergestellt aus eloxiertem Aluminium mit einem rutschfesten, anatomisch geformten Griff, der in einem Stück spritzgegossen wurde, um Komfort und Sicherheit zu bieten. Ausgestattet mit einem geräuschkämpfenden Ring an der Gleitstange, einem Reflektor am Griff, rutschfesten Spitzen und einer Höhenverstellung alle 2,5 cm.

7.2 Höhenverstellung

Die Gehhilfen müssen an Ihre Körpergröße angepasst werden. Die Messung mit angezogenen Schuhen ausführen. Die Arretierung entfernen und den Schaft herausziehen, wobei er entsprechend der gewünschten Höhe und der individuellen Handhabungsfähigkeit des Patienten an den Bohrungen ausgerichtet wird. Stellen Sie die Gehhilfe so ein, dass die Höhe des Griffs der Höhe des Oberschenkelkopfes entspricht. Setzen Sie die Arretierung wieder auf das Loch, um den Lauf zu fixieren, und achten Sie darauf, dass der Anschlag vollständig im Loch sitzt.

ANMERKUNG: Sobald die Gehhilfen richtig eingestellt sind, sollten Ihre Arme im Stehen bequem angewinkelt sein.

Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung

8. VOR JEDER VERWENDUNG

- Überprüfen Sie stets den Verschleißzustand der Teile, um sicherzustellen, dass das Produkt für Menschen und Sachen absolut sicher verwendet wird.
- Prüfen Sie, ob der Clip korrekt in die Öffnung eingesetzt ist und ob der C-Clip korrekt eingesetzt ist.

9. WARNHINWEISE ZUR VERWENDUNG

- Auf nassen und rutschigen Oberflächen mit Vorsicht verwenden.
- Das auf dem Produktetikett und im Kapitel „Technische Daten“ dieser Bedienungsanleitung angegebene maximale Patientengewicht darf nicht überschritten werden.
- Vermeiden Sie es, das Produkt über einen längeren Zeitraum im Freien und im Kontakt mit Wasser zu lassen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität und Robustheit des Produkts sowie den Zustand der Gummispitzen. Tauschen Sie sie aus, wenn sie abgenutzt sind.
- Sollten Sie Fragen zur Verwendung, Einstellung oder Wartung des Produkts haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

DE

10. VERWENDUNGSWEISE

Fassen Sie die Gehhilfen, führen Sie sie nach vorne und bewegen Sie das verletzte Bein vorwärts, indem Sie Ihr Gewicht auf die Griffe der Gehhilfe verlagern. Schwingen Sie Ihren Körper nach vorne und halten Sie den gesunden Fuß fest auf dem Boden. Setzen Sie schließlich den gesunden Fuß nach vorne. Gehhilfen sollten niemals hinter dem Patienten platziert werden.

TREPPENSTEIGEN

- Stellen Sie Ihr gesundes Bein auf die Stufe.
- Stellen Sie dann die Gehhilfen und schließlich das kranke Bein auf.

TREPPEN HINUNTERGEHEN

- Stellen Sie die Gehhilfen auf die untere Stufe.
- Gehen Sie mit dem kranken Bein nach unten
- Stellen Sie schließlich Ihr gesundes Bein auf.

11. WARTUNG

Die Produkte der Linie **MOPEDIA** by Moretti S.p.A. werden bei ihrer Markteinführung sorgfältig geprüft und mit dem CE-Zeichen versehen. Zur Sicherheit von Patienten und Ärzten wird empfohlen, die Eignung Ihres Produkts mindestens alle 2 Jahre durch den Hersteller oder ein autorisiertes Labor überprüfen zu lassen. Im Falle von Reparaturen dürfen nur Originalersatzteile und -Zubehör verwendet werden.

12. REINIGUNG UND DESINFEKTION

12.1 Reinigung

Verwenden Sie zum Entfernen von Staub lediglich ein feuchtes Tuch. Hartnäckigere Verschmutzungen lassen sich mit einem feuchten Tuch und neutraler Seife entfernen. Vor dem Gebrauch gut trocknen lassen.

Verwenden Sie Wasser mit einer Temperatur von maximal 30 °C. Verwenden Sie keine Strahl- oder Dampfreiniger.

12.2 Desinfektion

Wenn das Produkt desinfiziert werden muss, verwenden Sie ein handelsübliches Desinfektionsmittel.



WARNUNG!

Vermeiden Sie auf jeden Fall die Verwendung von säurehaltigen, alkalischen oder lösungsmittelhaltigen Produkten wie z.B. Aceton oder Verdünner.

13. ENTSORGUNGSBEDINGUNGEN



Entsorgen Sie das Produkt niemals über den normalen Hausmüll. Stattdessen wird empfohlen, das Produkt über die gemeinsamen Öko-Inseln für die geplanten Recyclingvorgänge der verwendeten Materialien zu entsorgen.

14. TECHNISCHE DATEN

Codes	Farbe	Material	Regel. Höhe	Beladekapazität
RP701A	SILBER	Eloxiertes Aluminium	74 - 97 cm	100 kg
RP701B	BLAU	Eloxiertes Aluminium	74 - 97 cm	100 kg
RP701N	SCHWARZ	Eloxiertes Aluminium	74 - 97 cm	100 kg
RP701R	ROT	Eloxiertes Aluminium	74 - 97 cm	100 kg
RP701V	GRÜN	Eloxiertes Aluminium	74 - 97 cm	100 kg

14.1 Ersatzteile

RV7010 2 Stück graue Spitzen für Unterarmgehstützen

RV7011 2 Stück schwarze Spitzen für Unterarmgehstützen

15. GARANTIE

Alle Moretti-Produkte werden für einen Zeitraum von 2 (zwei) Jahren ab dem Verkaufsdatum des Produkts gegen Material- oder Verarbeitungsfehler garantiert, vorbehaltlich der unten aufgeführten Ausschlüsse und Einschränkungen. Diese Garantie gilt nicht bei unsachgemäßem Gebrauch, Missbrauch oder Veränderung des Produkts sowie bei Nichteinhaltung der Gebrauchsanweisungen. Die korrekte Verwendung des Produkts ist in der Gebrauchsanweisung angegeben. Moretti haftet nicht für Schäden, Verletzungen oder andere Folgen, die durch die Installation und/oder den Gebrauch des Geräts entstehen, wenn die Anweisungen in den Installations-, Montage- und Gebrauchsanleitungen nicht genau befolgt werden. Moretti übernimmt keine Garantie für Moretti-Produkte gegen Schäden oder Defekte unter den folgenden Bedingungen: Naturkatastrophen, nicht autorisierte Wartungs- oder Reparaturarbeiten, Schäden aufgrund von Problemen mit der Stromversorgung (falls zutreffend), Verwendung von Teilen oder Komponenten, die nicht von Moretti geliefert wurden, Nichteinhaltung der Richtlinien und Gebrauchsanweisungen, nicht autorisierte Änderungen, Transportschäden (mit Ausnahme des Originalversands von Moretti) oder Nichteinhaltung der in der Gebrauchsanleitung angegebenen Wartungsarbeiten. Verschleißteile fallen nicht unter diese Garantie, wenn der Schaden auf den normalen Gebrauch des Produkts zurückzuführen ist.

16. REPARATUREN

16.1 Reparatur im Rahmen der Garantie

Wenn ein Moretti-Produkt während der Garantiezeit Material- oder Herstellungsfehler aufweist, prüft Moretti gemeinsam mit dem Kunden, ob der Produktfehler durch die Garantie abgedeckt ist. Moretti kann nach eigenem Ermessen den Artikel im Rahmen der Garantie ersetzen oder reparieren, entweder bei einem bestimmten Moretti-Händler oder in den eigenen Räumlichkeiten. Die Arbeitskosten im Zusammenhang mit der Reparatur des Produkts können von Moretti übernommen werden, wenn festgestellt wird, dass die Reparatur in den Bereich der Garantie fällt. Durch die Reparatur oder den Austausch wird die Garantie weder erneuert noch verlängert.

16.2 Reparatur eines Produkts, das nicht unter die Garantie fällt.

Ein Produkt, das nicht unter die Garantie fällt, kann nur nach vorheriger Genehmigung durch den Moretti-Kundendienst zur Reparatur zurückgegeben werden. Arbeits- und Versandkosten im Zusammenhang mit einer Reparatur, die nicht unter die Garantie fällt, gehen vollständig zu Lasten des Kunden bzw. des Händlers. Für Reparaturen an Produkten, die nicht unter die Garantie fallen, gilt eine Garantie von 6 (sechs) Monaten ab dem

Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung



MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com E-Mail: info@morettispa.com

HERGESTELLT IN P.R.C.

Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung

