

moretti®

ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΚΩΔΙΚΟΙ	ΣΕΛ. 3
2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	ΣΕΛ. 3
3. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΣΕΛ. 3
4. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ	ΣΕΛ. 3
5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΣΕΛ. 4
6. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑ	ΣΕΛ. 4
7. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΕΛ. 4
7.1 Βακτηρίες αγκώνα	σελ. 4
7.2 Ρύθμιση ύψους	σελ. 4
8. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ	ΣΕΛ. 5
9. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ	ΣΕΛ. 5
10. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΣΕΛ. 5
11. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΣΕΛ. 5
12. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ	ΣΕΛ. 5
12.1 Καθαρισμός	σελ. 5
12.2 Απολύμανση	σελ. 5
13. ΟΡΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ	ΣΕΛ. 6
14. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΕΛ. 6
14.1 Ανταλλακτικά	σελ. 6
15. ΕΓΓΥΗΣΗ	ΣΕΛ. 6
16. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ	ΣΕΛ. 6
16.1 Επισκευή βάσει εγγύησης	σελ. 6
16.2 Επισκευή προϊόντος που δεν καλύπτεται από την εγγύηση	σελ. 6
16.3 Μη ελαττωματικά προϊόντα	σελ. 7
17. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	ΣΕΛ. 7
18. ΡΗΤΡΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	ΣΕΛ. 7

CE Ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας I
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/745 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 5ης Απριλίου 2017, για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα

1. ΚΩΔΙΚΟΙ

RP701A	Βακτηρίες αγκώνα, ασημί - Ενήλικες
RP701B	Βακτηρίες αγκώνα, μπλε - Ενήλικες
RP701N	Βακτηρίες αγκώνα, μαύρο - Ενήλικες
RP701R	Βακτηρίες αγκώνα, κόκκινο - Ενήλικες
RP701V	Βακτηρίες αγκώνα, πράσινο - Ενήλικες

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα βοήθημα της σειράς **MOPEdia** by Moretti. Οι βακτηρίες αγκώνα **MOPEdia** by Moretti έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να καλύπτουν όλες τις ανάγκες σας, εξασφαλίζοντας πρακτική, ορθή και ασφαλή χρήση. Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σύντομες υποδείξεις για τη σωστή χρήση του προϊόντος που επιλέξατε, καθώς και σημαντικές συμβουλές για την ασφάλειά σας. Συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά ολόκληρο το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Εάν έχετε αμφιβολίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας, ο οποίος θα μπορέσει να σας βοηθήσει και να σας δώσει τις σωστές συμβουλές.

EL

3. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Οι βακτηρίες αγκώνα **MOPEdia** by Moretti είναι βοηθήματα που χρησιμοποιούνται με το ένα χέρι και προορίζονται για τη στήριξη ή/και τη διευκόλυνση της κινητικότητας ατόμων με δυσκολία στη βάρδια.

ΠΡΟΣΟΧΗ!



- Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που ορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Η Moretti S.p.A. αποποιείται κάθε ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση του προϊόντος ή σε χρήση διαφορετική από εκείνη που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το προϊόν και το παρόν εγχειρίδιο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, με σκοπό τη βελτίωση των χαρακτηριστικών του.

4. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η MORETTI SpA δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα προϊόντα που κατασκευάζει και διαθέτει στην αγορά και ανήκουν στην οικογένεια ΒΑΚΤΗΡΙΕΣ ΑΓΚΩΝΑ συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, της 5ης Απριλίου 2017.

Για τον σκοπό αυτό, η MORETTI SpA εγγυάται και δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη τα ακόλουθα:

1. Τα εν λόγω προϊόντα πληρούν τις γενικές απαιτήσεις ασφαλείας και επιδόσεων του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745, σύμφωνα με το παράρτημα IV του ίδιου κανονισμού.
2. Τα εν λόγω προϊόντα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ.
3. Τα εν λόγω προϊόντα ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ.
4. Τα εν λόγω προϊόντα διατίθενται στην αγορά σε ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ συσκευασία.
5. Τα εν λόγω προϊόντα θεωρούνται ότι υπάγονται στην κατηγορία I, σύμφωνα με το παράρτημα VIII του εν λόγω κανονισμού.
6. Η MORETTI SpA διατηρεί και θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών, για τουλάχιστον 10 έτη από την ημερομηνία κατασκευής της τελευταίας παρτίδας, την τεχνική τεκμηρίωση που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/745.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πλήρεις κωδικόι του προϊόντος, ο ενιαίος αριθμός καταχώρισης του κατασκευαστή (SRN), το βασικό UDI-DI και τυχόν αναφορές στα πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν βρίσκονται στη Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ που η MORETTI SPA εκδίδει και διαθέτει μέσω των καναλιών της.

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Ανατρέξτε στο παρόν εγχειρίδιο για τη σωστή χρήση του προϊόντος.
- Ελέγξτε ότι το προϊόν σας έχει παραδοθεί άθικτο και φυλάξτε το συσκευασμένο μακριά από πηγές θερμότητας.
- Η διάρκεια ζωής του προϊόντος καθορίζεται από τη φθορά των εξαρτημάτων που δεν επιδέχονται επισκευή ή/και αντικατάσταση.
- Να είστε πάντοτε προσεκτικοί όταν υπάρχουν παιδιά στον χώρο.
- Συμβουλευτείτε πάντα τον γιατρό ή τον θεραπευτή σας για τη σωστή χρήση του προϊόντος.
- Ο χρήστης ή/και ο ασθενής οφείλει να αναφέρει κάθε σοβαρό περιστατικό που σχετίζεται με το προϊόν στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

6. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑ



Κωδικός προϊόντος



Αποκλειστικό αναγνωριστικό τεχνολογικού προϊόντος



Σήμανση CE



Κατασκευαστής



Παρτίδα παραγωγής



Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης



Ιατροτεχνολογικό προϊόν



Όροι απόρριψης

7. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7.1 Βακτηρίες αγκώνων

Κατασκευάζονται από ανοδιωμένο αλουμίνιο και διαθέτουν ανατομική, αντιολισθητική χειρολαβή, χυτευμένη με έγχυση σε ενιαίο τεμάχιο, για άνεση και ασφάλεια. Διαθέτουν αντιθρομβικό δακτύλιο στον τηλεσκοπικό σωλήνα, ανακλαστικό στοιχείο στη χειρολαβή, αντιολισθητικά πέλματα και ρύθμιση ύψους ανά 2,5 cm.

7.2 Ρύθμιση ύψους

Οι βακτηρίες πρέπει να ρυθμίζονται ανάλογα με το ύψος του χρήστη. Η μέτρηση πρέπει να γίνεται με τα παπούτσια φορεμένα. Αφαιρέστε το κλιπ ασφάλισης και σύρετε τον σωλήνα έως ότου ευθυγραμμιστεί με την κατάλληλη οπή, ανάλογα με το επιθυμητό ύψος και τις δυνατότητες χειρισμού του ασθενούς. Ρυθμίστε τη βακτηρία έτσι ώστε η χειρολαβή να βρίσκεται στο ύψος της κεφαλής του μηριαίου οστού. Επανατοποθετήστε το κλιπ στην οπή για να ασφαλίσετε τον σωλήνα και βεβαιωθείτε ότι έχει εισαχθεί πλήρως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά τη σωστή ρύθμιση των βακτηριών, οι βραχίονες πρέπει να είναι άνετα λυγισμένοι όταν ο χρήστης στέκεται όρθιος.

Οι εικόνες είναι μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς

8. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

- Ελέγχετε πάντοτε την κατάσταση φθοράς των εξαρτημάτων, ώστε να διασφαλίζεται η απολύτως ασφαλής χρήση του προϊόντος για άτομα και αντικείμενα.
- Ελέγξτε ότι το κλιπ έχει τοποθετηθεί σωστά στην οπή και ότι το κλιπ σχήματος C έχει τοποθετηθεί σωστά.

9. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Χρησιμοποιείτε το προϊόν με προσοχή σε υγρές και ολισθηρές επιφάνειες.
- Μην υπερβαίνετε το μέγιστο βάρος ασθενούς που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος και στο κεφάλαιο τεχνικών χαρακτηριστικών αυτού του εγχειριδίου.
- Αποφύγετε να αφήνετε το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους και σε επαφή με νερό για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
- Ελέγχετε τακτικά τη σταθερότητα και την αντοχή του προϊόντος, καθώς και την κατάσταση των λαστιχένιων πελμάτων. Αντικαταστήστε τα όταν φθαρούν.
- Εάν έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση, τη ρύθμιση ή τη συντήρηση του προϊόντος, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.

10. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κρατήστε τις βακτηρίες, μετακινήστε τις προς τα εμπρός και προωθήστε το τραυματισμένο άκρο, μεταφέροντας το βάρος στις χειρολαβές. Στη συνέχεια, μετακινήστε το σώμα προς τα εμπρός, διατηρώντας το υγιές πόδι σταθερά στο έδαφος, και τέλος προωθήστε το υγιές πόδι. Οι βακτηρίες δεν πρέπει ποτέ να βρίσκονται πίσω από τον ασθενή.

ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΣΚΑΛΑΣ

- Τοποθετήστε πρώτα το υγιές πόδι στο σκαλοπάτι.
- Στη συνέχεια τοποθετήστε τις βακτηρίες και τέλος το πάσχον πόδι.

ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΚΑΛΑΣ

- Τοποθετήστε τις βακτηρίες στο χαμηλότερο σκαλοπάτι.
- Κατεβάστε το πάσχον πόδι.
- Τέλος, κατεβάστε το υγιές πόδι.

11. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Τα προϊόντα της σειράς **MOPEDIA** by Moretti ελέγχονται διεξοδικά και φέρουν σήμανση CE κατά τη διάθεσή τους στην αγορά. Για την ασφάλεια του ασθενούς και του γιατρού, συνιστάται να αναθέτετε στον κατασκευαστή ή σε εξουσιοδοτημένο εργαστήριο, τουλάχιστον ανά 2 έτη, τον έλεγχο της καταλληλότητας του προϊόντος για χρήση. Σε περίπτωση επισκευής πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα.

12. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

12.1 Καθαρισμός

Χρησιμοποιήστε μόνο νωπό πανί για την αφαίρεση της σκόνης και νωπό πανί με ουδέτερο σαπούνι για πιο επίμονους ρύπους. Στεγνώστε καλά πριν από τη χρήση. Στη συνέχεια, στεγνώστε καλά πριν από τη χρήση.

Χρησιμοποιήστε νερό σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 30 °C. Μην χρησιμοποιείτε μηχανήματα καθαρισμού με πίδακα νερού ή/και ατμού.

12.2 Απολύμανση

Εάν απαιτείται απολύμανση του προϊόντος, χρησιμοποιήστε ένα κοινό απολυμαντικό καθαριστικό.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αποφύγετε οπωσδήποτε τη χρήση όξινων ή αλκαλικών προϊόντων και διαλυτών, όπως για παράδειγμα ακετόνη ή αραιωτικό.

13. ΟΡΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

Κατά την απόρριψη του προϊόντος, μην χρησιμοποιείτε τα συνήθη συστήματα συλλογής αστικών στερεών αποβλήτων. Συνιστάται η απόρριψη του προϊόντος στα δημοτικά σημεία συλλογής, ώστε να πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη ανακύκλωση των υλικών του.

14. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κωδικοί	Χρώμα	Υλικό	Ρύθμιση ύψους	Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος
RP701A	ΑΣΗΜΙ	Ανοδιωμένο αλουμίνιο	74 - 97 cm	100 kg
RP701B	ΜΠΛΕ	Ανοδιωμένο αλουμίνιο	74 - 97 cm	100 kg
RP701N	ΜΑΥΡΟ	Ανοδιωμένο αλουμίνιο	74 - 97 cm	100 kg
RP701R	ΚΟΚΚΙΝΟ	Ανοδιωμένο αλουμίνιο	74 - 97 cm	100 kg
RP701V	ΠΡΑΣΙΝΟ	Ανοδιωμένο αλουμίνιο	74 - 97 cm	100 kg

14.1 Ανταλλακτικά

RV7010 Γκρι πέλματα για βακτηρίες αγκώνα, 2 τεμ.

RV7011 Μαύρα πέλματα για βακτηρίες αγκώνα, 2 τεμ.

15. ΕΓΓΥΗΣΗ

Όλα τα προϊόντα Moretti καλύπτονται από εγγύηση για ελαττώματα υλικού ή κατασκευής για περίοδο 2 (δύο) ετών από την ημερομηνία πώλησης, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων και περιορισμών που αναφέρονται παρακάτω. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση ακατάλληλης ή καταχρηστικής χρήσης, τροποποίησης του προϊόντος ή μη τήρησης των οδηγιών χρήσης. Η ορθή προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος αναφέρεται στο εγχειρίδιο χρήσης. Η Moretti δεν ευθύνεται για ζημιές, σωματικές βλάβες ή οποιαδήποτε άλλη συνέπεια που προκαλείται από ή σχετίζεται με εγκατάσταση ή/και χρήση του εξοπλισμού κατά τρόπο που δεν συμμορφώνεται αυστηρά με τις οδηγίες των εγχειριδίων εγκατάστασης, συναρμολόγησης και χρήσης. Η Moretti δεν καλύπτει ζημιές ή ελαττώματα των προϊόντων Moretti στις ακόλουθες περιπτώσεις: φυσικές καταστροφές, μη εξουσιοδοτημένες εργασίες συντήρησης ή επισκευής, ζημιές που οφείλονται σε προβλήματα ηλεκτρικής τροφοδοσίας (όπου προβλέπεται), χρήση εξαρτημάτων ή μερών που δεν παρέχονται από τη Moretti, μη τήρηση των κατευθυντήριων γραμμών και των οδηγιών χρήσης, μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις, ζημιές κατά τη μεταφορά (εκτός της αρχικής αποστολής από τη Moretti) ή μη εκτέλεση της συντήρησης όπως ορίζεται στο εγχειρίδιο. Τα αναλώσιμα εξαρτήματα δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση, εφόσον η ζημία οφείλεται στη φυσιολογική χρήση του προϊόντος.

16. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

16.1 Επισκευή βάσει εγγύησης

Εάν ένα προϊόν Moretti παρουσιάσει ελάττωμα υλικού ή κατασκευής κατά την περίοδο εγγύησης, η Moretti θα αξιολογήσει μαζί με τον πελάτη εάν το ελάττωμα καλύπτεται από την εγγύηση. Η Moretti, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, μπορεί να αντικαταστήσει ή να επισκευάσει το προϊόν στο πλαίσιο της εγγύησης, είτε στις εγκαταστάσεις ενός μεταπωλητή Moretti είτε στις δικές της εγκαταστάσεις. Το κόστος εργασίας που σχετίζεται με την επισκευή του προϊόντος μπορεί να επιβαρύνει τη Moretti, εάν διαπιστωθεί ότι η επισκευή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της εγγύησης. Η επισκευή ή αντικατάσταση δεν ανανεώνει ούτε παρατείνει την εγγύηση.

16.2 Επισκευή προϊόντος που δεν καλύπτεται από την εγγύηση

Προϊόν που δεν καλύπτεται από την εγγύηση μπορεί να επιστραφεί για επισκευή μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης από την Εξυπηρέτηση Πελατών της Moretti. Το κόστος εργασίας και αποστολής για επισκευή που δεν καλύπτεται από την εγγύηση επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον πελάτη ή τον αντιπρόσωπο. Οι επισκευές προϊόντων που δεν καλύπτονται από την εγγύηση καλύπτονται για 6 (έξι) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του επισκευασμένου προϊόντος.

Οι εικόνες είναι μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς

16.3 Μη ελαττωματικά προϊόντα

Ο πελάτης θα ενημερωθεί εάν, μετά τον έλεγχο και τη δοκιμή επιστραφέντος προϊόντος, η Moretti διαπιστώσει ότι το προϊόν δεν είναι ελαττωματικό. Το προϊόν θα επιστραφεί στον πελάτη, ο οποίος θα επιβαρυνθεί με τα σχετικά έξοδα αποστολής.

17. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Τα γνήσια ανταλλακτικά Moretti καλύπτονται από εγγύηση 6 (έξι) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής τους.

18. ΡΗΤΡΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Εκτός από όσα ορίζονται ρητά στην παρούσα εγγύηση και στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, η Moretti δεν παρέχει καμία άλλη δήλωση, εγγύηση ή προϋπόθεση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων, εγγυήσεων ή προϋποθέσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίασης και μη παρεμβολής. Η Moretti δεν εγγυάται ότι η χρήση του προϊόντος Moretti θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα. Η διάρκεια τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων που ενδέχεται να επιβάλλονται από νομικές διατάξεις περιορίζεται στην περίοδο εγγύησης, εντός των ορίων των νομικών διατάξεων. Ορισμένα κράτη ή χώρες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στη διάρκεια μιας σιωπηρής εγγύησης ούτε τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό παρεπόμενων ή έμμεσων ζημιών σε σχέση με καταναλωτικά προϊόντα. Σε αυτά τα κράτη ή χώρες, ορισμένες εξαιρέσεις ή περιορισμοί της παρούσας εγγύησης ενδέχεται να μην ισχύουν για τον χρήστη. Η παρούσα εγγύηση ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

EL



Προϊόν _____

Αγοράστηκε την _____

Μεταπωλητής _____

Οδός _____ Τοποθεσία _____

Πωλήθηκε σε _____

Οδός _____ Τοποθεσία _____



MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20122 Cavriglia (Arezzo) Τηλ. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.

Οι εικόνες είναι μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς



Moretti S.p.A.

Via Bruxelles, 3
52022 Cavriglia (AR), Italy

info@morettispa.com
www.morettispa.com