

moretti®

SKENIRAJTE QR KOD
ZA VIŠE JEZIKA



HR Invalidska kolica Ardea One
UPUTE ZA UPORABU

SADRŽAJ

1. ŠIFRE.....	STR.3
2. UVOD	STR.3
3. NAMJENA	STR.3
4. EU IZJAVA O SUKLADNOSTI	STR.3
5. OPĆA UPOZORENJA	STR.4
6. KORIŠTENI SIMBOLI	STR.4
7. OPĆI OPIS.....	STR.5
7.1 Prikaz i popis dijelova	str.5
8. SASTAVLJANJE/RASTAVLJANJE.....	STR.6
8.1 Rasklapanje	str.6
8.2 Sklapanje	str.6
8.3 Ugradnja/uklanjanje naslona za ruke	str.6
8.4 Ugradnja/uklanjanje bočnih ili podiznih oslonaca za noge	str.7
8.5 Podešavanje bočnih oslonaca za noge.....	str.8
8.6 Podešavanje podiznih oslonaca za noge (DODATNA OPREMA)	str.8
8.7 Ugradnja/uklanjanje malih stražnjih kotača (samo za NEXT, DUAL i SKINNY)	str.8
8.8 Podešavanje kočnica s malim stražnjim kotačima (samo za NEXT, DUAL i SKINNY)	str.9
8.9 Ugradnja/uklanjanje velikih stražnjih kotača (samo za NEXT GO, DUAL GO i SKINNY GO)	str.9
8.10 Podešavanje kočnica s velikim stražnjim kotačima (samo za DUAL GO).....	str.9
9. PRIJE SVAKE UPORABE	STR.10
10. UPOZORENJA ZA UPORABU.....	STR.10
11. NAČIN UPORABE.....	STR.10
11.1 Ulazak u invalidska kolica	str.10
11.2 Izlazak iz invalidskih kolica	str.10
11.3 Stube i visinske razlike (savjeti za samostalno savladavanje)	str.10
11.4 Korištenje naslona za ruke	str.11
11.5 Uporaba kotača za samostalni pogon	str.11
11.6 Uporaba malih kotača	str.11
11.7 Uporaba malih kotača za uske prolaze (serijski na modelima s brzim otpuštanjem).....	str.11
11.8 Prijevoz u vozilima	str.11
12. ODRŽAVANJE	STR.11
13.1 Čišćenje presvlaka i obloga	str.12
13.2 Čišćenje okvira i metalnih dijelova.....	str.12
13.3 Čišćenje kotača i kočnica	str.12
13.4 Dezinfekcija	str.12
14. UVJETI ZBRINJAVANJA	STR.12
15. REZERVNI DIJELOVI I PRIBOR.....	STR.12
16. TEHNIČKE ZNAČAJKE	STR.12
16.1 Dimenzije.....	str.12
16.2 Tehničke specifikacije	str.13
17. JAMSTVO	STR.14
17.1 Popravci	str.14
17.2 Rezervni dijelovi.....	str.14
17.3 Odricanje od odgovornosti	str.14

 Medicinski proizvod razreda I
 UREDBA (EU) 2017/745 EUROPSKOG PARLAMENTA
 I VIJEĆA od 5. travnja 2017. o medicinskim proizvodima

1. ŠIFRE

CP101-xx

Serijski **START+** - kotači 60 cm - **samostalni pogon**

CP102B-xx

Serijski **START1** - kotači 60 cm - **samostalni pogon**

CP110x-xx

Serijski **NEXT** - kotači 60 cm - **samostalni pogon, podizni naslon za ruke**

CP115x-xx

Serijski **NEXT GO!** kotači 30 cm - **pogon uz pomoć pratitelja, podizni naslon za ruke**

CP200B-xx

Serijski **DUAL** - kotači 60 cm - **samostalni pogon**

CP205B-xx

Serijski **DUAL GO!** kotači 30 cm - **pogon uz pomoć pratitelja**

CP300-xx

Serijski **PLUS** - kotači 60 cm - **samostalni pogon - za pretile osobe**

CP310-xx

Serijski **PLUS GO!** kotači 30 cm - **pogon uz pomoć pratitelja - za pretile osobe**

CP520-xx

Serijski **GO UPI!** kotači 30 cm - **pogon uz pomoć pratitelja**

CP620-xx

Serijski **SKINNY** - kotači 50 cm - **za uske prostore**

CP625-xx

Serijski **SKINNY GO!** kotači 30 cm - **pogon uz pomoć pratitelja - za uske prostore**

CP880-35

Serijski **KIDDY** - kotači 56 cm - **samostalni pogon**

(x = označava da je model dostupan u više boja; xx = označava dostupne širine sjedala, npr. 38-40-43-45-46-48-50-55-60 cm; za CP110, CP115, CP200B i CP205B širina 45 NIJE dostupna)

2. UVOD

Hvala vam što ste odabrali invalidska kolica ARDEA ONE tvrtke Moretti S.p.A., namijenjena kretanju osoba smanjene pokretljivosti u zatvorenom i na otvorenom prostoru, na putovanju i tijekom svakodnevnih aktivnosti. Ove upute za uporabu sadrže korisne preporuke za pravilnu uporabu odabranog pomagala i važne savjete za vašu sigurnost. Prije uporabe invalidskih kolica preporučuje se pažljivo pročitati ove upute u cijelosti. U slučaju nedoumice obratite se prodavatelju, koji će vam pružiti odgovarajuću pomoć i savjet.

Napomena: Provjerite jesu li svi dijelovi invalidskih kolica ostali neoštećeni tijekom prijevoza. Ako pronađete bilo kakva oštećenja, nemojte koristiti proizvod i obratite se svom prodavatelju za daljnje upute.

3. NAMJENA

Ova invalidska kolica namijenjena su kretanju osoba smanjene pokretljivosti i mogu se pokretati samostalno (ako imaju velike stražnje kotače) ili uz pomoć pratitelja.

U svakom slučaju, međutim, potrebna je intervencija operatera za razne potrebne prilagodbe.

UPOZORENJE!



- Zabranjena je uporaba ovog proizvoda u svrhe koje nisu navedene u ovim uputama.
- Moretti S.p.A. ne preuzima odgovornost za štetu nastalu nepravilnom uporabom proizvoda ili uporabom koja nije u skladu s ovim uputama.
- Proizvođač zadržava pravo izmjene proizvoda i ovih uputa bez prethodne obavijesti radi poboljšanja njihovih značajki.

4. EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

MORETTI SpA izjavljuje pod isključivom odgovornošću da su proizvodi koje proizvodi i stavlja na tržište MORETTI SpA, a pripadaju skupini RUČNA INVALIDSKA KOLICA - ARDEA ONE, sukladni primjenjivim odredbama Uredbe (EU) 2017/745 o MEDICINSKIM PROIZVODIMA od 5. travnja 2017.

U tu svrhu MORETTI SpA pod isključivom odgovornošću jamči i izjavljuje sljedeće:

1. Predmetni proizvodi ispunjavaju opće zahtjeve sigurnosti i učinkovitosti iz Priloga I. Uredbi (EU) 2017/745, kako je propisano Prilogom IV. navedene Uredbe.
2. Predmetni proizvodi NISU MJERNI INSTRUMENTI.
3. Predmetni proizvodi NISU NAMIJENJENI KLINIČKIM ISPITIVANJIMA.
4. Predmetni proizvodi stavljaju se na tržište u NESTERILNOM pakiranju.
5. Predmetni proizvodi pripadaju razredu I u skladu s Prilogom VIII. navedene Uredbe.
6. MORETTI SpA čuva i stavlja nadležnim tijelima na raspolaganje tehničku dokumentaciju kojom se dokazuje sukladnost s Uredbom (EU) 2017/745 najmanje 10 godina od datuma proizvodnje posljednje serije.

NAPOMENA: Potpune šifre proizvoda, jedinstveni registracijski broj proizvođača (SRN), osnovni UDI-DI i eventualna upućivanja na primijenjene norme navedeni su u EU izjavi o sukladnosti koju MORETTI SPA izdaje i stavlja na raspolaganje putem svojih kanala.

5. OPĆA UPOZORENJA

- Za pravilnu uporabu proizvoda pažljivo pročitajte ove upute.
- Za pravilnu uporabu proizvoda uvijek se posavjetujte sa svojim liječnikom ili terapeutom.
- Držite pakirani proizvod dalje od izvora topline jer je ambalaža izrađena od kartona
- Vijek uporabe proizvoda određen je istrošenošću dijelova koji se ne mogu popraviti i/ili zamijeniti, ali ni u kojem slučaju ne prelazi 10 godina.
- Uvijek obratite pozornost na prisutnost pokretnih dijelova koji bi mogli uzrokovati uklanjanje udova i tjelesne ozljede
- Uvijek obratite pozornost na prisutnost djece
- Za pravilno podizanje invalidskih kolica najprije ih sklopite prema uputama u ovom priručniku, a zatim ih primite za ručke za guranje.
- Ne podižite invalidska kolica držeći ih za odvojive dijelove koji bi se tijekom podizanja mogli slučajno odvojiti tijekom dizanja
- Svaki ozbiljan štetni događaj povezan s proizvodom korisnik i/ili pacijent moraju prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj korisnik i/ili pacijent imaju poslovni nastan.

6. KORIŠTENI SIMBOLI

	Šifra proizvoda		Broj serije
	Medicinski proizvod		Jedinstvena identifikacija proizvoda
	Oznaka CE		Pročitajte upute za uporabu
	Proizvođač		Uvjeti zbrinjavanja
	Broj serije		Najveća dopuštena masa

7. OPĆI OPIS

7.1 Prikaz i popis dijelova


Ovisno o odabranom modelu invalidskih kolica, kolica se sastoje od sljedećih dijelova:




A - Osnovni okvir invalidskih kolica
B - Komplet ključeva za sastavljanje




C - Bočni oslonci za noge




D - Mali stražnji kotači
(promjer 30 cm), model za pogon
uz pomoć pratitelja



E - Veliki stražnji kotači
(promjer 60 cm), model za
samostalni pogon



F - Stražnji kotači smanjenog promjera
(promjer 50 cm), model za
samostalni pogon



G - Veliki stražnji kotači - dječji model
(promjer 56 cm), model za samostalni pogon

8. SASTAVLJANJE/RASTAVLJANJE

8.1 Rasklapanje



(SL.1) Slike su samo u ilustrativne svrhe

Napomena: pogledajte sigurnosna upozorenja u ovim uputama za uporabu.

- Uхватite cijevi ručki za guranje i povucite ih prema van, istodobno pritiskujući sjedalo prema dolje. Provjerite jesu li invalidska kolica potpuno rasklopljena (SL. 1).

8.2 Sklapanje



(SL.2) Slike su samo u ilustrativne svrhe

- Snažno podignite sjedalo i sklopite invalidska kolica približavanjem dviju ručki za guranje (SL. 2).

8.3 Ugradnja/uklanjanje naslona za ruke

CP101-xx / CP102B-xx / CP110x-xx / CP115x-xx / CP520-xx / CP880-35



(SL.3) Slike su samo u ilustrativne svrhe



(SL.4) Slike su samo u ilustrativne svrhe

CP300-xx / CP310-xx / CP200B-xx / CP205B-xx




(SL.3A) Slike su samo u ilustrativne svrhe



(SL.4A) Slike su samo u ilustrativne svrhe

CP620-xx / CP625-xx



(SL.3B) Slike su samo u ilustrativne svrhe

Mehanizam za otpuštanje
Sigurnosna kopča

- Umetnite naslone za ruke u stražnje prihvate, zatim ih zakrenite prema naprijed i pričvrstite i u prednje nosače (SL. 3, SL. 3A).
- Umetnite cijevi u odgovarajuće nosače tako da se sigurnosna kopča pravilno zabravi (SL. 3B).
- Za uklanjanje pritisnite prednju polugu za otpuštanje, zakrenite naslone za ruke unatrag i povucite stražnji gumb za otpuštanje kako biste ih izvukli (SL. 4, SL. 4A).
- Za uklanjanje pritisnite mehanizam za otpuštanje (A), a zatim podignite naslon prema gore (SL. 3B).

HR

8.4 Ugradnja/uklanjanje bočnih ili podiznih oslonaca za noge



(SL.5) Slike su samo u ilustrativne svrhe

- Za ugradnju bočnih ili podiznih oslonaca za noge poravnajte otvore na nosačima s odgovarajućim klinovima na okviru invalidskih kolica. Zatim zakrenite oslonac za noge prema unutra tako da se poluga za blokiranje pravilno zabravi na okviru invalidskih kolica (SL. 5).
- Za uklanjanje odvojite polugu oslonca za noge od okvira invalidskih kolica, zakrenite oslonac prema van i izvucite ga prema gore.

8.5 Podešavanje bočnih oslonaca za noge



(SL.6) Slike su samo u ilustrativne svrhe

- Za podešavanje duljine oslonaca za noge otpustite lijevu sigurnosnu polugu na donjem dijelu, pritisnite opružni gumb i pomičite cijev oslonca dok gumb ponovno ne uskoči u željeni otvor. Zatim ponovno blokirajte sigurnosnu polugu.(SL. 6)

8.6 Podešavanje podiznih oslonaca za noge (DODATNA OPREMA)




(SL.7) Slike su samo u ilustrativne svrhe

- Za podešavanje duljine oslonaca za noge otpustite lijevu sigurnosnu polugu na donjem dijelu, pritisnite opružni gumb i pomičite cijev oslonca dok gumb ponovno ne uskoči u željeni otvor. Zatim ponovno blokirajte sigurnosnu polugu SL. 7 (ref. P).
- Za podešavanje visine oslonaca za noge pomaknite polugu označenu na SL. 7 (oznaka L). Nakon što odaberete odgovarajući položaj, otpustite polugu kako biste blokirali oslonce.

8.7 Ugradnja/uklanjanje malih stražnjih kotača (samo za NEXT, DUAL i SKINNY)

Stražnji kotači promjera 30 cm moraju biti postavljeni u posljednju rupu na dnu okvira



(SL.8) Slike su samo u ilustrativne svrhe

U slučaju kotača s brzim otpuštanjem


- Uklonite plastične čepove iz otvora i umetnite kotače pritiskanjem prema okviru dok se automatski mehanizam za blokiranje pravilno ne zabravi (SL. 8).
- Za uklanjanje pritisnite gumb u sredini glavčine kotača kako biste otpustili blokadu, a zatim izvucite kotač prema van (SL. 8).

U slučaju kotača s fiksnim klinom (samo za SKINNY)

- Umetnite mali kotač i pričvrstite ga priloženom maticom
- Za uklanjanje odvrnite pričvrtnu maticu i uklonite kotač povlačenjem prema van

Slike su samo u ilustrativne svrhe

8.8 Podešavanje kočnica s malim stražnjim kotačima (samo za NEXT, DUAL i SKINNY)



(SL.9) Slike su samo u ilustrativne svrhe

- Kod stražnjih kotača promjera 30 cm kočnicu postavite na nazubljeni dio okvira, kao što je prikazano na SL. 9, te nosač kočnice pričvrstite dvama imbus-vijcima.

Napomena: Podesite udaljenost nosača kočnice od kotača tako da aktivirana kočnica stvara dovoljan tlak za sigurno blokiranje kotača.

8.9 Ugradnja/uklanjanje velikih stražnjih kotača (samo za NEXT GO, DUAL GO i SKINNY GO)

Stražnji kotači promjera 60 cm moraju biti postavljeni u središnji otvor na okviru



U slučaju kotača s brzim otpuštanjem

- Uklonite plastične čepove iz otvora i umetnite kotače pritiskanjem prema okviru dok se automatski mehanizam za blokiranje pravilno ne zabravi (SL. 10).
- Za uklanjanje pritisnite gumb u sredini glavčine kotača kako biste otpustili blokadu, a zatim izvucite kotač prema van (SL. 10).

(SL.10) Slike su samo u ilustrativne svrhe

U slučaju kotača s fiksnim klinom (samo za SKINNY GO)

- Umetnite veliki kotač i pričvrstite ga priloženom maticom
- Za uklanjanje odvrnite pričvrsnu maticu, uklonite kotač povlačenjem prema van

8.10 Podešavanje kočnica s velikim stražnjim kotačima (samo za DUAL GO)



(SL.11) Slike su samo u ilustrativne svrhe

- Kod stražnjih kotača promjera 60 cm kočnicu postavite na nazubljeni dio okvira, kao što je prikazano na SL. 11, te nosač kočnice pričvrstite dvama imbus-vijcima.

Napomena: Podesite udaljenost nosača kočnice od kotača tako da aktivirana kočnica stvara dovoljan tlak za sigurno blokiranje kotača.

9. PRIJE SVAKE UPORABE

- Uvijek provjerite istrošenost pokretnih mehaničkih dijelova kako bi uporaba proizvoda bila potpuno sigurna za osobe i imovinu.
- Provjerite je li proizvod ispravno sastavljen, obračunajući posebnu pozornost na pravilno umetanje stražnjih kotača
- Provjerite je li sjedalo potpuno rasklopljeno i blokirano u krajnjem položaju (ako nije, snažno ga pritisnite prema dolje, prema okviru).
- Provjerite rade li kočnice na stražnjim kotačima ispravno.

10. UPOZORENJA ZA UPORABU

- Invalidska kolica ne smiju se koristiti kao sjedalo u motornom vozilu.
- Uvijek provjerite je li komanda kočnice pravilno podešena i funkcionalna
- Tijekom uporabe invalidskih kolica pazite da ne priključite prste u dijelovima kao što su kotači ili kočnice.
- Imajte na umu da se temperatura površine invalidskih kolica može povećati pri izlaganju vanjskim izvorima topline, kao što je sunčeva svjetlost.

11. NAČIN UPORABE

Napomena: Pogledajte opća upozorenja u ovim uputama za uporabu.



UPOZORENJE!

- Samostalan ulazak u invalidska kolica i izlazak iz njih može biti opasan: učinite to samo ako ste za to fizički sposobni i budite oprezni.
- Ne naslanjajte se na uklonjive dijelove, radije se oslanjajte na okvir sjedala

NE OSLANJAJTE TEŽINU NA OSLONCE ZA NOGE PRI ULASKU U INVALIDSKA KOLICA ILI IZLASKU IZ NJIH - OPASNOST OD PREVRTANJA!

HR

11.1 Ulazak u invalidska kolica

1. Približite invalidska kolica što je moguće bliže i postavite ih uz sebe.
2. Blokirajte kočnice stražnjih kotača; Kako biste što lakše ušli u invalidska kolica, preporučuje se ukloniti naslon za ruke na strani s koje se obavlja prijenos.
3. Oslonite se na okvir sjedala, prenesite težinu na ruke i polako se spustite na sjedalo.

11.2 Izlazak iz invalidskih kolica

1. Približite invalidska kolica što je moguće bliže sjedalu na koje se premještate.
2. Blokirajte kočnice stražnjih kotača; Kako biste što lakše izašli iz invalidskih kolica, preporučuje se ukloniti naslon za ruke na strani na kojoj se obavlja prijenos.
3. Oslonite ruke na okvir sjedala na koje se premještate, podignite se i polako prijedite na sjedalo.

11.3 Stube i visinske razlike (savjeti za samostalno savladavanje)



UPOZORENJE!

Ove tehnike su valjane samo za iskusne korisnike invalidskih kolica. U svim ostalim slučajevima zatražite pomoć druge osobe!

PENJANJE

Postavite se uz rub pločnika ili stube koju treba svladati.

Uravnotežite invalidska kolica na stražnjim kotačima tako da prednje kotače podignete dovoljno da ih možete postaviti na prepreku. Nagnite trup prema naprijed i snažno gurnite obruče za samostalni pogon na stražnjim kotačima prema naprijed. Nastavite gurati dok stražnji kotači ne prijeđu preko prepreke.

SILAŽENJE

Za silaženje s visinske razlike izvedite postupak obrnutim redoslijedom. Postavite stražnji dio invalidskih kolica ispred visinske razlike, čvrsto držite obruče stražnjih kotača i polako se spustite niz stubu ili prepreku; zatim uravnotežite invalidska kolica na stražnjim kotačima, lagano podignite prednje kotače i pažljivo dovršite silaženje.



UPOZORENJE!

Preporučuje se da se ova tehnika ne koristi ako je razlika u visini veća od 10 cm!!!

11.4 Korištenje naslona za ruke

Nasloni za ruke mogu biti samo sklopivi, samo uklonjivi ili sklopivi i uklonjivi:

PREKLAPANJE NASLONA ZA RUKE - Ova funkcija znatno olakšava ulazak u invalidska kolica i izlazak iz njih. Za preklapanje naslona za ruke pritisnite prednju polugu za otpuštanje i zakrenite naslon prema natrag.

11.5 Uporaba kotača za samostalni pogon

Veliki stražnji kotači promjera 50/60 cm omogućuju samostalno pokretanje invalidskih kolica. Uхватite obruč na kotaču i gurajte ga u željenom smjeru.

11.6 Uporaba malih kotača

Mali stražnji kotači promjera 30 cm namijenjeni su pokretanju invalidskih kolica uz pomoć pratitelja, koji se služi stražnjim ručkama za guranje.

11.7 Uporaba malih kotača za uske prolaze (serijski na modelima s brzim otpuštanjem)

Ovi kotači služe isključivo za kratko pomicanje invalidskih kolica kroz vrlo uske prostore, primjerice kroz vrata dizala. Za uporabu tih kotačića podignite invalidska kolica i uklonite stražnje kotače. Zatim gurajte kolica oslonjena na male stražnje kotačiće, a nakon prolaska ponovno postavite stražnje kotače.

HR

11.8 Prijevoz u vozilima

Invalidska kolica konstruirana su za jednostavan prijevoz. Nakon uklanjanja oslonaca za noge i naslona za ruke kolica se mogu sklopiti i jednostavno smjestiti, primjerice u prtljažnik vozila. Ako to zbog nedostatka prostora nije moguće, postavite invalidska kolica ispred stražnjeg sjedala tako da budu stabilna i da se ne mogu prevrnuti ni kliziti. Ako je moguće, učvrstite invalidska kolica sigurnosnim pojasom vozila.

12. ODRŽAVANJE

Proizvodi iz linije **ARDEA ONE** tvrtke Moretti S.p.A. pažljivo se pregledavaju i označavaju oznakom CE prije stavljanja na tržište. Radi sigurnosti korisnika i zdravstvenog osoblja preporučuje se da proizvođač ili ovlašteni laboratorij najmanje svake 2 godine provjeri prikladnost proizvoda za uporabu. U slučaju popravaka, smiju se koristiti samo originalni rezervni dijelovi i pribor. Prije uporabe proizvoda obavite sve provjere i kontrole navedene u odjeljku „PRIJE SVAKE UPORABE“ ovih uputa. Invalidska kolica **ARDEA ONE** zahtijevaju samo nekoliko jednostavnih postupaka redovitog održavanja. U nastavku su navedene provjere koje treba redovito obavljati:

učinkovitost kočnica	mjesečno
čišćenje sjedala	po potrebi

13. ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA

13.1 Čišćenje presvlaka i obloga

Presvlake i obloge izrađene su od najlona. Mogu se čistiti vodom i neutralnim sapunom.

13.2 Čišćenje okvira i metalnih dijelova

Također možete koristiti vodu i neutralni sapun za okvir i metalne dijelove, a zatim osušiti mekom krpom kako ne biste ogreballi lak okvira.

13.3 Čišćenje kotača i kočnica

Slično tome, kotači se mogu čistiti vodom i neutralnim sapunom. Obratite posebnu pozornost na sušenje: Uporaba invalidskih kolica s još mokrim kotačima može biti vrlo opasna.

13.4 Dezinfekcija

Ako je potrebno dezinficirati proizvod, upotrijebite uobičajeno dezinfekcijsko sredstvo.

Napomena: Strogo je zabranjena uporaba kiselih ili alkalnih sredstava i otapala, kao što su aceton ili razrjeđivač.

14. UVJETI ZBRINJAVANJA

Pri zbrinjavanju proizvoda ne odlažite ga u uobičajeni sustav prikupljanja krutog komunalnog otpada. Preporučuje se predati proizvod u općinsko reciklažno dvorište radi odgovarajuće reciklaže upotrijebljenih materijala.

15. REZERVNI DIJELOVI I PRIBOR

Za rezervne dijelove i pribor pogledajte isključivo opći katalog tvrtke Moretti.

16. TEHNIČKE ZNAČAJKE

16.1 Dimenzije

DIMENZIJE I MASE

Mjere u cm               															
CP101-38								38		56					
CP101-40								40		58					
CP101-43	113	83	43	90	74	49	42÷56	43	43	61	27	17,5	60	20	- 120
CP102-46								46		63,5					
CP102-48								48		65					
CP102B-38								38		56					
CP102B-40								40		58					
CP102B-43	113	83	43	90	74	49	42÷56	43	43	61	27	17,5	60	20	- 120
CP102B-45								45		63					
CP102B-46								46		63,5					
CP102B-48								48		65					
CP110x-40								40		58					
CP110x-43								43		61					
CP110x-46	105	81	43	90	73	49	41÷56	46	42	64	26	18,5	60	20	- 150
CP110x-48								48		66					
CP110x-50								50		68					
CP200B-38								38		56					
CP200B-40								40		58					
CP200B-43								43		61					
CP200B-45	113	81	42	90	72÷80	49	41÷56	45	41	63	29	19,5	60	20	4 150
CP200B-46								46		64					
CP200B-48								48		66					
CP200B-50								50		68					

Slike su samo u ilustrativne svrhe

DIMENZIJE I MASE

Mjere u cm															
CP300-50								50		73					
CP300-55	118	90	48	92	73	52	43÷57	55	41	78	32	26	60	20	-
CP300-60								60		83					200
CP620-40								40		51					
CP620-43								43		54					
CP620-46	100	73	41	92	80	53	45÷57	46	37	57	26	16,5	50	18	-
CP620-48								48		60					110
CP880-35	94	74	36	86÷99	62	42	37÷42	35	37	56	31	14,5	56	15	-

Mjere u cm															
CP115x-40								40		53					
CP115x-43								43		56					
CP115x-46	98	75	41	92	76	50	41÷56	46	43	58,5	25	16	30	20	-
CP115x-48								48		61					150
CP115x-50								50		63					
CP205B-38								38		52					
CP205B-40								40		54					
CP205B-43								43		57					
CP205B-45	104	76	42	90	71÷80	49	41÷55	45	41	59	25	16,7	30	20	4
CP205B-46								46		59,5					150
CP205B-48								48		62					
CP205B-50								50		64					
CP310-50								50		63					
CP310-55	104	77	48	92	70	52	43÷57	55	39	68	30	21	32	20	-
CP520-40								40		55					
CP520-43								43		58					
CP520-45	99	73	42	93	72	48	42÷56	45	42	60	26	17,5	30	20	-
CP520-46								46		60,5					150
CP520-48								48		63					
CP625-40								40		51					
CP625-43	88	61	41	92	80	53	45÷57	43	37	54	26	16,5	30	18	-

* Mjere mogu odstupati za $\pm 0,5$ cm

16.2 Tehničke specifikacije

- Čelični okvir
- Najveća nosivost za **CP101, CP102B: 120 kg** - za **CP110x, CP115x, CP200B, CP205B, CP520: 150 kg** - za **CP300, CP310: 200 kg** - za **CP620, CP625: 110 kg** - za **CP880-35: 100 kg**
- Prednji kotači od PU materijala promjera 20 cm
- Prednji kotači od PU, dječji model, promjer 15 cm
- Mali stražnji PU kotači, promjera 30 cm
- Veliki stražnji PU kotači, promjera 60 cm
- Veliki stražnji PU kotači, uski prolazi, promjer 50 cm
- Veliki stražnji kotači dječjeg modela, promjera 56 cm
- Najlonska presvlaka
- Otpornost na paljenje: Materijali upotrijebljeni za presvlaku i podstavu ispitani su metodama navedenima u normi EN 1021-1/2.
- Referentna norma: EN 12183
- Radna temperatura okoline: $-20^{\circ}\text{C} / +40^{\circ}\text{C}$
- Preporučeno skladištenje: Čuvati na hladnom i suhom mjestu, dalje od izravnih izvora topline poput sunčeve svjetlosti. (preporučena temperatura: od $+10^{\circ}\text{C}$ do $+40^{\circ}\text{C}$)

Slike su samo u ilustrativne svrhe

17. JAMSTVO

Za sve proizvode Moretti vrijedi jamstvo za nedostatke u materijalu ili izradi u trajanju od 2 (dvije) godine od datuma prodaje proizvoda, uz iznimke i ograničenja navedena u nastavku. Ovo jamstvo ne vrijedi u slučaju nepravilne uporabe, zlouporabe ili preinake proizvoda te nepridržavanja uputa za uporabu. Pravilna namjena proizvoda navedena je u uputama za uporabu. Moretti ne odgovara za nastalu štetu, tjelesne ozljede ni druge posljedice uzrokovane ugradnjom i/ili uporabom opreme koja nije strogo u skladu s uputama za ugradnju, sastavljanje i uporabu. Jamstvo za proizvode Moretti ne obuhvaća oštećenja ili nedostatke nastale u sljedećim okolnostima: prirodne nepogode, neovlašteno održavanje ili popravci, oštećenja uzrokovana problemima s električnim napajanjem (ako je predviđeno), uporaba dijelova ili komponenti koje nije isporučio Moretti, nepridržavanje smjernica i uputa za uporabu, neovlaštene preinake, oštećenja tijekom prijevoza (osim izvorne otpreme tvrtke Moretti) ili neizvršavanje održavanja kako je navedeno u uputama. Ovo jamstvo ne obuhvaća potrošne dijelove ako je oštećenje posljedica uobičajene uporabe proizvoda.

17.1 Popravci

Popravlak u jamstvenom roku: Ako se tijekom jamstvenog roka na proizvodu Moretti pojave nedostaci u materijalu ili izradi, Moretti će zajedno s kupcem utvrditi je li nedostatak obuhvaćen jamstvom. Moretti može prema vlastitoj procjeni zamijeniti ili popraviti proizvod obuhvaćen jamstvom kod određenog prodavatelja Moretti ili u vlastitom sjedištu. Moretti može snositi troškove rada povezane s popravkom proizvoda ako se utvrdi da je popravak obuhvaćen jamstvom. Popravkom ili zamjenom jamstvo se ne obnavlja niti produljuje.

Popravlak proizvoda koji nije obuhvaćen jamstvom: Proizvod koji nije obuhvaćen jamstvom može se vratiti radi popravka samo nakon prethodnog odobrenja korisničke službe tvrtke Moretti. Troškove rada i dostave povezane s popravkom koji nije obuhvaćen jamstvom u cijelosti snosi kupac ili prodavatelj. Za popravke proizvoda koji nisu obuhvaćeni jamstvom vrijedi jamstvo od 6 (šest) mjeseci od dana primitka popravljenog proizvoda.

HR

Proizvodi bez nedostataka: Kupac će biti obaviješten ako Moretti nakon pregleda i ispitivanja vraćenog proizvoda utvrdi da proizvod nema nedostataka. Proizvod će biti vraćen kupcu, koji snosi troškove povratne dostave.

17.2 Rezervni dijelovi

Za originalne rezervne dijelove Moretti vrijedi jamstvo od 6 (šest) mjeseci od dana primitka rezervnog dijela.

17.3 Odricanje od odgovornosti

Osim onoga što je izričito navedeno u ovom jamstvu i u granicama dopuštenima zakonom, Moretti ne daje nikakve druge izričite ni prešutne izjave, jamstva ili uvjete, uključujući izjave, jamstva ili uvjete utrživosti, prikladnosti za određenu namjenu, nekršenja prava i neometanja. Moretti ne jamči da će uporaba proizvoda Moretti biti neprekidna ili bez pogrešaka. Trajanje eventualnih prešutnih jamstava propisanih zakonom ograničeno je na jamstveni rok, u granicama dopuštenima zakonom. Neke države ili zemlje ne dopuštaju ograničenje trajanja prešutnog jamstva niti isključenje ili ograničenje slučajne ili posljedične štete povezane s potrošačkim proizvodima. U takvim državama ili zemljama neka isključenja ili ograničenja ovog jamstva možda se ne primjenjuju na korisnika. Ovo jamstvo može se izmijeniti bez prethodne obavijesti.



MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com e-pošta: info@morettispa.com

PROIZVEDENO U NR KINI

** Najnovija dostupna verzija uputa za uporabu nalazi se na našoj mrežnoj stranici*

Slike su samo u ilustrativne svrhe



Moretti S.p.A.

Via Bruxelles, 3
52022 Cavriglia (AR), Italy

info@morettispa.com
www.morettispa.com