



Ardea One Kerekesszék **KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ**

TÁRGYMUTATÓ

1. KÓDOK	PAG.3
2. BEVEZETÉS	PAG.3
3. RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT	PAG.3
4. EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	PAG.3
5. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK	PAG.4
6. HASZNÁLT SZIMBÓLUMOK	PAG.4
7. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS	PAG.5
7.1 Nézet és alkatrészlista	pag. 5
8. ÖSSZESZERELÉS/SZÉTSZERELÉS	PAG.5
8.1 Kinyitás	pag. 5
8.2 Bezárás	pag. 6
8.3 A kartámaszok beszerelése/eltávolítása	pag. 6
8.4 Az oldalsó vagy emelhető lábtartók beszerelése/eltávolítása	pag. 6
8.5 Az oldalsó lábtartók beállítása	pag. 7
8.6 Az emelhető lábtartók beállítása (OPCIONÁLIS)	pag. 7
8.7 A kis hátsó kerekek beszerelése/eltávolítása (csak a GO! esetében)	pag. 7
8.8 Fékbeállítás kis hátsó kerekkel (csak GO!)	pag. 8
8.9 Nagyméretű hátsó kerekek beszerelése/eltávolítása (csak START/START2 és START3 esetében)	pag. 8
8.10 Fékbeállítás nagy hátsó kerekkel (csak START1/START2 és START3 esetén)	pag. 8
9. MINDEN HASZNÁLAT ELŐTT	PAG.9
10. FIGYELMEZTETÉSEK A HASZNÁLAT ELŐTT	PAG.9
11. HASZNÁLATI UTASÍTÁS	PAG.9
11.1 Beszállás a kerekesszékekbe	pag. 9
11.2 Kiszállás a kerekesszékből	pag. 9
11.3 Lépcsők és szintkülönbségek (tippek, hogyan lehet a legjobban leküzdeni azokat egyedül)	pag. 9
11.4 A kartámaszok használata	pag. 10
11.5 Önjáró kerekek használata	pag. 10
11.5 A kis kerekek használata	pag. 10
11.7 Kis kerekek használata szűk átjárókhoz (a gyorskioldós modelleknél alapfelszereltség)	pag. 10
11.8 Szállítás közlekedési eszközökön	pag. 10
12. KARBANTARTÁS	PAG.11
13. TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS	PAG.11
13.1 Kárpitok és párnák tisztítása	pag. 11
13.2 A váz és a fém alkatrészek tisztítása	pag. 11
13.3 A kerekek és a fékek tisztítása	pag. 11
13.4 Fertőtlenítés	pag. 11
14. AZ ÁRTALMATLANÍTÁS FELTÉTELEI 	PAG.11
15. PÓTALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK	PAG.11
16. MŰSZAKI JELLEMZŐK	PAG.12
16.1 MÉRETEK	pag. 12
16.2 Műszaki sajátosságok	pag. 13
17. GARANCIA	PAG.13
17.1 Javítások	pag. 13
17.2 Alkatrészek	pag. 14
17.3 Mentességi záradékok	pag. 14

CE I. osztályú orvostechnikai eszköz

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/745 RENDELETE
(2017. április 5.) az orvostechnikai eszközökről

1. KÓDOK**CP100B-xx****START** sorozat kerék 60 cm - **Összecsukható önjáró****CP100R-xx****START** sorozat kerék 60 cm - **Összecsukható önjáró****CP103R-xx****START2** sorozat kerék 60 cm - **Összecsukható önjáró****CP104-xx****START3** sorozat kerék 60 cm - **Összecsukható önjáró dupla kereszttartó dupla furat****CP105-xx****START3 GO!** sorozat kerék 30 cm - **Összecsukható tranzit dupla kereszttartó dupla furat****CP500B-xx****GO!** sorozat kerék 30 cm - **Összecsukható tranzit****CP500R-xx****GO!** sorozat kerék 30 cm - **Összecsukható tranzit****CP505-xx****GO!2** sorozat kerék 30 cm - **Összecsukható tranzit dupla kereszttartó**

(R = piros; B = kék; xx = az elérhető ülésméreteket jelzi, pl. 40-43-45-48-50 cm, 38 és 46 cm csak kék szín esetén)

2. BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy az **ARDEA ONE** by Moretti S.p.A. kerekesszéket választotta! Ezt a terméket mozgáskorlátozott személyek számára terveztük, hogy megkönnyítsük számukra a mozgást otthon, házon kívül, utazáskor, valamint az egyszerű napi tevékenységek elvégzésekor. Ebben a felhasználói kézikönyvben tippeket talál az Ön által választott segédeszköz helyes használatával kapcsolatban, továbbá értékes tanácsokat is kap, melyek az Ön biztonságát szolgálják. Javasoljuk, hogy a kerekesszék használata előtt figyelmesen olvassa el a teljes kézikönyvet. Kétség esetén forduljon viszonteladóhoz, aki segíteni tud és megfelelő tanácsokat tud adni.

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a kerekesszék részei nem sérültek-e meg a szállítás során. Ha sérüléseket talál, ne használja a terméket, további utasításokért forduljon a viszonteladóhoz.

3. RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Ez a kerekesszék mozgáskorlátozott személyek mobilitását segíti. Lehet önjáró (ha nagy hátsó kerekekkel van felszerelve), vagy lehet kezelő segítségével használni.

A különböző beállításokhoz azonban minden esetben szükség van egy kezelőre.

FIGYELEM!

- Tilos az eszközt a jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő célokra használni.
- A Moretti S.p.A. nem vállal felelősséget az eszköz nem megfelelő használatából vagy a jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő használatból eredő károkról.
- A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy az eszközön és a jelen kézikönyvön előzetes értesítés nélkül módosításokat hajtson végre a jellemzők javítása érdekében

4. EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A MORETTI S.p.A. saját kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy a MORETTI S.p.A. által gyártott és forgalmazott termékek, melyek a MORETTI S.p.A. és az ARDEA ONE kerekesszék-családhoz tartoznak, megfelelnek az ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖKRŐL szóló, 2017. április 5-i 2017/745 rendelet vonatkozó rendelkezéseinek.

Ezért a MORETTI S.p.A. garantálja és saját kizárólagos felelőssége mellett kijelenti a következőket:

1. A szóban forgó eszközök megfelelnek a 2017/745 rendelet I. mellékletében előírt általános biztonsági és teljesítménybeli követelményeknek, a rendelet IV. mellékletében előírtak szerint.
2. A szóban forgó eszközök NEM MÉRŐSZEREK.
3. Ezeket az eszközöket NEM KLINIKAI VIZSGÁLATOKHOZ szánják.
4. Ezek az eszközök NEM STERIL csomagolásban kerülnek forgalomba.

5 .A szóban forgó eszközök a fent említett rendelet VIII. mellékletének megfelelően

I. osztályú eszközöknek tekintendők.

6 .A MORETTI S.p.A. az utolsó tétel gyártásától számított legalább 10 évig megőrzi és az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátja a 2017/745 rendeletnek való megfelelést igazoló műszaki dokumentációt.

Megjegyzés: A teljes termékkódok, a gyártó regisztrációs száma (SRN), az UDI-DI alapkód és az alkalmazott szabványokra való esetleges hivatkozások megtalálhatók a MORETTI S.P.A. által kiadott és a csatornáin keresztül elérhetővé tett EU-megfelelőségi nyilatkozatban.

5 . ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Az eszköz megfelelő használatához figyelmesen olvassa el az alábbi kézikönyvet.
- Az eszköz megfelelő használatáról mindig konzultáljon kezelőorvosával vagy terapeutájával.
- A csomagolt terméket tartsa távol minden hőforrástól, mivel a csomagolás kartonból készült.
- Az eszköz hasznos élettartamát a nem javítható és/vagy cserélhető alkatrészek elhasználódása határozza meg.
- Mindig fokozottan ügyeljen a mozgó alkatrészekre, mert azok a végtagok beszorulását és személyi sérülést okozhatnak.
- Mindig figyeljen a gyermekek jelenlétére.
- A kerekesszék megfelelő felemeléséhez össze kell azt hajtani a jelen kézikönyvben leírt utasítások szerint, majd a fogantyúkkal kell rögzíteni.
- Ne emelje a kerekesszéket olyan levehető részeknél fogva, amelyek emelés közben véletlenül leválhatnak.
- A felhasználónak és/vagy a betegnek jelentenie kell a gyártó és a felhasználó és/vagy a beteg letelepedése szerinti tagállam illetékes hatósága felé az eszközzel kapcsolatos minden

súlyos

eseményt.

HU

6 . HASZNÁLT SZIMBÓLUMOK

	Termékkód
	Egyedi eszközazonosító
	Sorozatszám
	CE jelölés
	Gyártó
	Gyártási tétel
	Olvassa el a kézikönyvben található utasításokat
	Orvostechnikai eszköz
	Az ártalmatlanítás feltételei
	Maximális teherbírás

7. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS


7.1 Nézet és alkatrészlista

Az Ön által kiválasztott kerekesszék-modelltől függően ezek az elemek alkotják a terméket:




A - Kerekesszékes váz


B - Csavarkulcs készlet az összeszereléshez



C - Oldalsó lábtámaszok



D - Kis hátsó kerekek
(átmérő 30 cm) tranzit modell




E - Nagy hátsó kerekek
(átmérő 60 cm) önjáró modell

HU

8. ÖSSZESZERELÉS/SZÉTSZERELÉS


8.1 Kinyitás



Megjegyzés: tekintse át a jelen kézikönyvben leírt biztonsági figyelmeztetéseket.

- Fogja meg a fogantyúcsöveket, és húzza azokat kifelé, eközben nyomja lefelé az ülést, és teljesen nyissa ki a kerekesszéket (1. ÁBRA)

8.2 Bezárás



(2. ÁBRA)

- Emelje fel erőteljesen az ülést, majd zárja be a kerekesszéket, ehhez közelítse a két foganyút (2. ÁBRA)

8.3 A kartámaszok beszerelése/eltávolítása

CP100B-xx / CP100R-xx / CP103R-xx / CP104-xx / CP105-xx / CP500B-xx / CP500R-xx / CP505-xx



(3. ÁBRA)



(4. ÁBRA)

Illusztrációs célú képek

- Helyezze be a kartámaszokat a hátsó tartóba, majd hajtsa azokat előre, és akassza be az első tartóba (3. ÁBRA).
- Az eltávolításhoz nyomja meg az elülső kioldókart, döntse hátra a kartámaszokat, majd húzza ki azokat (4. ÁBRA)

8.4 Az oldalsó vagy emelhető lábtartók beszerelése/eltávolítása



(5. ÁBRA)

- Az oldalsó, valamint az emelhető lábtartók felszereléséhez igazítsa a tartókon lévő lyukakat a kerekesszék vázán lévő csapokhoz, majd fordítsa befelé a lábtartót a kerekesszék vázán lévő reteszelő kar megfelelő beakasztásával (5. ÁBRA)
- Az eltávolításhoz oldja ki a lábtartó karját a kerekesszék keretéből, majd fordítsa kifelé, és húzza felfelé


8.5 Az oldalsó lábtartók beállítása



(6. ÁBRA)

- A lábtartók hosszának beállításához oldja ki a bal oldali biztonsági kart alul, ezután nyomja meg a rugós gombot, csúsztassa el a lábtartó csövét addig, amíg a gomb újra be nem kattannak a kívánt lyukba. Ezután rögzítse újra a biztonsági kart. (6. ÁBRA)

8.6 Az emelhető lábtartók beállítása (OPCIONÁLIS)



(7. ÁBRA)

- A lábtartók hosszának beállításához oldja ki a bal oldali biztonsági kart alul, ezután nyomja meg a rugós gombot, csúsztassa el a lábtartó csövét addig, amíg a gomb újra be nem kattannak a kívánt lyukba. Ezután rögzítse újra a biztonsági kart. 7. ÁBRA (P hív.)
- A lábtartók dőlésszögének beállításához használja a 7. ÁBRÁN látható kart (L hív.), majd ha megtalálta a megfelelő beállítást, engedje el a kart a lábtartók végleges rögzítéséhez.

8.7 A kis hátsó kerekek beszerelése/eltávolítása (csak a GO! esetében)

A 30 cm átmérőjű hátsó kerekeket az alváz alján lévő utolsó furatába kell helyezni



(8. ÁBRA)

Kerekek rögzített csappal (csak GO!)

- Helyezze be a kis kereket, és rögzítse a mellékelt anyával.
- Az eltávolításhoz csavarja ki a rögzítőanyát, és húzza kifelé a kereket

Illusztrációs célú kép

8.8 Fékbeállítás kis hátsó kerekekkel (csak GO!)



(9. ÁBRA)

- 30 cm átmérőjű hátsó kerekek esetén a féket úgy kell elhelyezni a vázon, ahogy a (9. Ábra) mutatja

Megjegyzés: állítsa be a szán távolságát a keréktől úgy, hogy a fék működtetésekor elegendő nyomást tudjon kifejteni a kerék biztonságos rögzítéséhez.

Illusztrációs célú kép

8.9 Nagyméretű hátsó kerekek beszerelése/eltávolítása (csak START/START2 és START3 esetében)

A 60 cm átmérőjű hátsó kerekeket a váz középső furatába kell helyezni, és a START3 (CP104-xx) 2 furata közül a felső furatba.



(10. ÁBRA)


Gyorskioldású kerekek esetén (csak START2 és START3)

- Távolítsa el a műanyag dugókat a lyukról, és helyezze be a kerekeket a váz felé nyomva azokat, hogy az automata rögzítőelem megfelelően kattanjon (10. ÁBRA)
- Az eltávolításhoz elegendő megnyomni a gombot a kerék közepén úgy, hogy kioldjon a rögzítés. Húzza kifelé a kereket (10. ÁBRA)

Rögzített csappal ellátott kerekek esetén (csak START esetén)

- Helyezze be a nagy kereket, és rögzítse a mellékelt anyával
- Az eltávolításhoz csavarja ki a rögzítőanyát, és húzza a kereket kifelé

8.10 Fékbeállítás nagy hátsó kerekekkel (csak START!/START2 és START3 esetén)



(11. ÁBRA)

- 60 cm átmérőjű hátsó kerekek esetén a féket a bordázott részbe kell helyezni a vázon, ahogy a (9. ÁBRA) mutatja, a fékcsúszkát pedig rögzíteni kell a tartón lévő két imbuszcsavarral

Megjegyzés: Állítsa be a szán távolságát a keréktől úgy, hogy a fék behúzásakor elegendő nyomást gyakoroljon a kerék biztonságos rögzítéséhez

9 . MINDEN HASZNÁLAT ELŐTT

- Mindig ellenőrizze az érintett mechanikus alkatrészek kopottságát annak érdekében, hogy az eszköz használata biztonságos legyen mind a személyek, mind a tárgyak számára
- Ellenőrizze az eszköz helyes összeszerelését, különös tekintettel a hátsó kerekek helyes behelyezésére
- Ellenőrizze, hogy az ülés teljesen nyitva van-e a végső reteszelt helyzetben (ha nem így van, nyomja az ülést még lejjebb a keret felé)
- Ellenőrizze a fék helyes működését a hátsó kerekeken

10 . FIGYELMEZTETÉSEK A HASZNÁLAT ELŐTT

- A kerekesszék nem használható gépjárművek üléseként
- Mindig győződjön meg arról, hogy a fékvezérlés megfelelően be van-e állítva és működik-e
- A kerekesszék használata során ügyelni kell arra, hogy az ujjak ne szoruljanak be bizonyos részekbe, például a kerekbe vagy a fékbe
- Ne felejtse el, hogy a kerekesszék felületi hőmérséklete megemelkedhet, ha hőforrásoknak, például napfénynek van kitéve

11 . HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Megjegyzés: Lásd a jelen felhasználói kézikönyvben található általános figyelmeztetéseket



FIGYELEM!

- A kerekesszékbe egyedül történő be- és kiszállás egy potenciálisan veszélyes művelet: csak akkor tegye, ha fizikailag képes rá, és legyen óvatos
- Ne támaszkodjon a kivehető alkatrészekre, inkább az üléskeretet használja

NE NEHEZEDJEN A LÁBTARTÓRA, MIKÖZBEN A KEREKESSZÉKBE BEMÁSZIK VAGY ONNAN KIMÁSZIK, FENNÁLL A FELBORULÁS VESZÉLYE!!!

HU

11.1 Beszállás a kerekesszékbe

- 1 . Vigye a kerekesszéket a lehető legközelebb, hogy Ön mellett legyen
- 2 . Rögzítse a hátsó kerekek fékeit; ahhoz, hogy a kerekesszékbe való beszállás a lehető legkönnyebb legyen, célszerű eltávolítani a kartámaszt arról az oldalról, ahol a beszállás történik
- 3 . Támaszkodjon a karjaival a vázszerkezetre, majd lassan ereszkedjen az ülés felé

11.2 Kiszállás a kerekesszékből

- 1 . Menjen a lehető legközelebb az új ülőhelyhez
- 2 . Rögzítse a hátsó kerekek fékeit; ahhoz, hogy a kerekesszékből való kiszállás a lehető legkönnyebb legyen, célszerű eltávolítani a kartámaszt arról az oldalról, ahol a kiszállás történik
- 3 . Támassza a karját annak az ülésnek a vázára, ahová át kell ülnie, majd lassan emelkedjen az utóbbi felé

11.3 Lépcsők és szintkülönbségek (tippek, hogyan lehet a legjobban leküzdeni azokat egyedül)



FIGYELEM!

Ezek a technikák csak tapasztalt kerekesszéket használók számára érvényesek. Minden más esetben ajánlott segítséget kérni egy asszisztentstől!

FELFELÉ MENET

Álljon a leküzdendő járda vagy a lépcső szélére.

Egyensúlyozza ki a kerekesszéket a hátsó kerekeken úgy, hogy az első kerekek eléggé megemelkedjenek ahhoz, hogy a leküzdendő akadályon nyugodjanak. Döntse előre a törzsét, és nyomja erőteljesen előre a hátsó kerekek kapaszkodóját. Folytassa a nyomást addig, amíg a hátsó kerekek az akadály fölé nem emelkednek.

LEFELÉ MENET

Lefelé menve fordított sorrendben végezze a leírt lépéseket. Helyezkedjen el úgy, hogy a kerekesszék hátsó része a leküzdendő magasságkülönbség előtt legyen. Fogja meg erősen a hátsó kerekek kapaszkodóját, majd lassan ereszkedjen le a lépcsőn vagy akadályon; ezután egyensúlyozza ki a kerekesszéket a hátsó kerekekre úgy, hogy az első kerekek enyhén megemelkedjenek, végül óvatosan fejezze be a leereszkedést.



FIGYELEM!

Nem ajánlott ezt a technikát 10 cm-nél nagyobb szintkülönbségnél használni!!!

11.4 A kartámaszok használata

A kartámaszok lehetnek csak lehajthatók, csak kihúzhatók, vagy lehajthatók és kihúzhatók:

A kartámasz lehajtása - Ez a funkció nagyon kényelmes a kerekesszékbe való be- és kiszálláshoz.

A kartámasz lehajtásához csak nyomja meg az elülső kioldókart, és fordítsa hátrafelé.

11.5 Önjáró kerekek használata

A nagyméretű hátsó kerekek (60 cm) a kerekesszék önjáró hajtására szolgálnak. Ehhez fogja meg a keréken lévő kapaszkodót, és tolja a kívánt irányba.

11.5 A kis kerekek használata

A kis hátsó kerekek (30 cm) a kerekesszék kezelő általi vezetésére szolgálnak, aki a kerekesszék hátsó fogantyúinak markolatát fogja.

11.7 Kis kerekek használata szűk átjárókhoz (a gyorskioldós modelleknél alapfelszereltség)

Ezt a keréktípust csak rövid mozgatásokhoz használják, hogy a kerekesszék áthaladjon különösen szűk helyeken (pl. egy liftajtón). Ezeknek a kis kerekeknek a használatához fel kell emelni a kerekesszéket a hátsó kerekek kihúzásához, majd úgy kell tolni a kerekesszéket, hogy az a kis kerekeken nyugodjon, végül vissza kell tenni a hátsó kerekeket.

11.8 Szállítás közlekedési eszközökön

A kerekesszéket úgy tervezték, hogy könnyen szállítható legyen. A lábtartók és a kartámaszok eltávolítása után összecsukszható és kényelmesen elhelyezhető például az autó csomagtartójában. Ha ez helyhiány miatt nem lehetséges, helyezze a kerekesszéket a hátsó ülés elé úgy, hogy stabil legyen, és ne tudjon felborulni vagy elcsúszni. Ha lehetséges, rögzítse a kerekesszéket a jármű biztonsági övével.

12 . KARBANTARTÁS

A Moretti S.p.A. **ARDEA ONE** termékcsaládjába tartozó eszközöket a forgalomba hozatalkor alaposan ellenőrzik és CE-jelöléssel látják el. A beteg és az orvos biztonsága érdekében ajánlott legalább 2 évente ellenőriztetni a termék alkalmasságát a gyártóval vagy egy erre felhatalmazott laboratóriummal. Javítás esetén csak eredeti pótalkatrészek és tartozékok használhatók. Az eszköz használata előtt végezze el a jelen felhasználói kézikönyv „MINDEN HASZNÁLAT ELŐTT” című részében javasolt összes tesztet és ellenőrzést. Az **ARDEA ONE** kerekesszékek csupán néhány alapvető karbantartási műveletet igényelnek:

fékezési kapacitás	havonta
az ülés tisztítása	szükség szerint

13 . TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS

13.1 Kárpitok és párnák tisztítása

A kárpitok és a párnák nejlomból készülnek. Semleges szappannal és vízzel tisztíthatók.

13.2 A váz és a fém alkatrészek tisztítása

A vázhoz és a fém alkatrészekhez semleges szappan és víz használható, majd puha ruhával törölje azokat szárazra, hogy ne karcolja meg a váz festését.

13.3 A kerekek és a fékek tisztítása

Hasonlóképpen, a kerekek is tisztíthatók semleges szappannal és vízzel. Legyen nagyon óvatos a szárítás során: nagyon veszélyes lehet a kerekesszéket nedves kerekkel használni.

13.4 Fertőtlenítés

Ha a termék fertőtlenítésére van szükség, használjon egy általános fertőtlenítőszert.

Megjegyzés Ne használjon savas, lúgos termékeket vagy oldószereket, például acetont vagy oldószert.

14 . AZ ÁRTALMATLANÍTÁS FELTÉTELEI

Az eszköz ártalmatlanítása esetén ne kezelje azt kommunális hulladékként. A felhasznált anyagok tervezett újrahasznosítása érdekében ajánlott az eszközt a helyi szelektív hulladékgyűjtő közpon-
ton keresztül ártalmatlanítani.

15 . PÓTALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK

A pótalkatrészekkel és tartozékokkal kapcsolatban lásd a Moretti általános katalógusát.

16. MŰSZAKI JELLEMZŐK

16.1 MÉRETEK

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

Méreték cm-ben															
CP100B-38								38		56					
CP100B-40								40		58					
CP100B-43	103	85	43	91	75	50	42-56	43		60,5	26	17,5	60	20	-
CP100B-45								45		63					
CP100B-46								46		64					
CP100B-48								48		65					
CP100R-40								40		58					
CP100R-43	103	85	43	91	75	50	42-56	43		61	26,5	17,5	60	20	-
CP100R-45								45		63					
CP100R-48								48		65					
CP103R-40								40		58					
CP103R-43								43		60,5					
CP103R-45	103	85	40	91	75	50	42-56	45	43	63	26,5	19	60	20	-
CP103R-48								48		66					
CP103R-50								50		68					
CP104-40								40		58					
CP104-43								43		60,5					
CP104-46	103	85	40	91	75	50	42-56	46	43	64	26,5	19	60	20	-
CP104-48								48		66					
CP104-50								50		68					
CP105-40								40		58					
CP105-43								43		60,5					
CP105-46	103	85	40	91	75	50	42-56	46	43	64	26,5	19	60	20	-
CP105-48								48		66					
CP105-50								50		68					

Méreték
cm-ben

CP500B-40								40		58					
CP500B-43								43		61					
CP500B-45	103	75	43	91	73	50	42-56	45	43	63	26	15	30	20	-
CP500B-46								46		64					
CP500B-48								48		65					
CP500R-40								40		58					
CP500R-43	103	75	43	91	73	50	42-56	43	43	61	26,5	15	30	20	-
CP500R-45								45		63					
CP505-40								40		58					
CP505-43								43		61					
CP505-45	103	75	43	91	73	50	42-56	45	43	63	26	15	30	20	-
CP505-48								48		65					
CP505-50								50		67					

*A méretek +/- 0,5 cm-rel eltérhetnek

16.2 Műszaki sajátosságok

- Acélváz
- Max. teherbírás **CP100-xx, Cp500-xx** típusokhoz: 120 kg
- Max. teherbírás **CP103R-xx, CP104-xx, CP105-xx, CP505-xx** típusokhoz: 130 kg
- 20 cm átmérőjű PVC elülső kerekek **Cp100-xx** típusúhoz
- 20 cm átmérőjű PU elülső kerekek **CP103R-xx, CP104-xx, CP105-xx, CP500-xx, CP505-xx** típusokhoz
- 60 cm átmérőjű PU hátsó kerekek **CP100-xx, CP103R-xx, Cp104-xx** típusúhoz
- 30 cm átmérőjű PU hátsó kerekek **CP105-xx, CP500-xx, Cp505-xx** típusúhoz
- Ülés, háttámla és kartámla huzat nylonból
- Kigyulladásal szembeni ellenállás: A huzathoz és párnázáshoz használt anyagokat az EN1021-1/2 szabványban meghatározott módszerekkel tesztelték
- Hivatkozási szabványok: MSZ EN 12183
- Működési környezeti hőmérséklet: -20 °C / + 40 °C
- Ajánlott tárolás: Hűvös és száraz helyen, és minden esetben közvetlen hőforrásoktól, például napfénytől védve tárolandó. (jav. hőmérséklet +10 °C / + 40 °C)

17. GARANCIA

Minden Moretti termékre a termék értékesítésétől számított 2 (két) év garanciát vállalunk az anyag- és gyártási hibákkal összefüggésben, az alább meghatározott kivételek és korlátozások mellett. Ez a garancia nem érvényes a termék helytelen használata, rongálása vagy módosítása esetén, valamint a használati utasítás be nem tartása esetén. A termék helyes használatát a felhasználói kézikönyv ismerteti. A Moretti nem vállal felelősséget az olyan károkért, személyi sérülésekért vagy bármilyen másért, amelyek amiatt vagy azzal összefüggésben következnek be, hogy a berendezést nem a telepítési, összeszerelési és üzemeltetési utasításoknak megfelelően telepítik és/vagy használják. A Moretti nem vállal garanciát a Moretti termékekre a következők esetén: természeti katasztrófák, nem engedélyezett karbantartási vagy javítási munkálatok, a tápellátás problémáiból eredő károk (adott esetben), nem a Moretti által szállított alkatrészek vagy alkatrészek használata, az irányelvek és használati utasítások be nem tartása, nem engedélyezett módosítások, szállítás közben bekövetkezett károk (kivéve a Moretti által végzett szállítást), vagy a kézikönyvben leírt karbantartás elmulasztása. A garancia nem terjed ki a kopó alkatrészekre, ha a sérülés a termék normál használatából ered.

17.1 Javítások

Garanciális javítás: Ha egy Moretti termékben a jótállási időszak alatt anyag- vagy gyártási hiba keletkezik, a Moretti a vásárlóval közösen megvizsgálja, hogy a termék hibája a garancia hatálya alá tartozik-e. A Moretti saját belátása szerint kicserélheti vagy kijavíthatja a garanciális terméket egy meghatározott Moretti márkakereskedésben vagy a saját telephelyén. A termék javításával kapcsolatos munkaköltségeket a Moretti viselheti, ha megállapítást nyer, hogy a javítás a garancia hatálya alá tartozik. A javítás vagy csere nem újítja meg vagy hosszabbítja meg a garanciát.

A garancia hatálya alá nem tartozó termék javítása: A garancia által nem fedezett termék csak a Moretti ügyfélszolgálatának előzetes engedélyével küldhető vissza javításra. A garancia által nem fedezett javítással kapcsolatos munka- és szállítási költségeket teljes egészében az ügyfél vagy a kereskedő viseli. A garancia hatálya alá nem tartozó termékek javítására a javított termék átvételének napjától számított 6 (hat) hónapos garancia vonatkozik.

Nem hibás termékek: Az ügyfél értesítést kap, ha a visszaküldött termék vizsgálata és tesztelése után a Moretti megállapítja, hogy a termék nem hibás. A terméket visszaküldjük a vásárlónak, és a visszaküldéssel járó szállítási költségek a vásárlót terhelik.

17.2 Alkatrészek

A Moretti eredeti alkatrészekre az alkatrész átvételétől számított 6 (hat) hónap garancia vonatkozik.

17.3 Mentességi záradékok

A jelen garanciában leírtakon kívül és a törvény által megengedett mértékben a Moretti nem kínál semmilyen más, kifejezett vagy hallgatóságos nyilatkozatot, garanciát vagy feltételt, ide értve az eladhatóságra, egy meghatározott célra való alkalmasságra, a beavatkozásmentességre és a zavarmentességre vonatkozó nyilatkozatokat, garanciákat vagy feltételeket. A Moretti nem garantálja, hogy a Moretti termék használata megszakítás nélkül vagy hiba nélkül történik. A jogszabályi előírások által esetlegesen előírt hallgatóságos garancia időtartama a jótállási időre korlátozódik, a jogszabályi előírások keretein belül. Egyes államok vagy országok nem engedélyezik a hallgatóságos garancia időtartamának korlátozását, illetve a véletlen vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását a fogyasztói termékekkel kapcsolatban. Ezekben az államokban vagy országokban előfordulhat, hogy a garancia bizonyos kizárásai vagy korlátozásai nem vonatkoznak Önre. Ez a garancia előzetes értesítés nélkül változhat.



JÓTÁLLÁSI JEGY

Termék _____

Vásárlás dátuma _____

Viszonteladó _____

Utca _____ helység _____

Vevő _____

HU

Utca: _____ helység _____



MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 – Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.e-mail: info@morettisspa.com

SZÁRMAZÁSI HELY: P.R.C.

MORETTI S.p.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com