

moretti®

OLVASSA BE A QR-KÓDOT
TOVÁBBI NYELVEKÉRT



HU Ardea One kerekesszékek
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TARTALOMJEGYZÉK

1. TERMÉKKÓDOK	OLDAL.3
2. BEVEZETÉS.....	OLDAL.3
3. RENDELTETÉS	OLDAL.3
4. EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT.....	OLDAL.3
5. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK	OLDAL.4
6. ALKALMAZOTT SZIMBÓLUMOK	OLDAL.4
7. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS	OLDAL.5
7.1 Nézet és alkatrészlista	oldal.5
8. ÖSSZESZERELÉS/SZÉTSZERELÉS	OLDAL.6
8.1 Szétnyitás.....	oldal.6
8.2 Összecsukás	oldal.6
8.3 A kartámaszok felszerelése/eltávolítása	oldal.6
8.4 Oldalsó vagy emelhető lábtartók felszerelése/eltávolítása	oldal.7
8.5 Az oldalsó lábtartók beállítása	oldal.8
8.6 Az emelhető lábtartók beállítása (OPCIONÁLIS)	oldal.8
8.7 A kis hátsó kerekek felszerelése/leszerelése (csak NEXT, DUAL és SKINNY modellekhez)	oldal.8
8.8 A fékek beállítása kis hátsó kerekek esetén (csak NEXT, DUAL és SKINNY modellek esetén)	oldal.9
8.9 A nagy hátsó kerekek felszerelése/leszerelése (csak NEXT GO, DUAL GO és SKINNY GO modellekhez)	oldal.9
8.10 A fékek beállítása nagy hátsó kerekek esetén (csak DUAL GO esetén)	oldal.9
9. MINDEN HASZNÁLAT ELŐTT	OLDAL.10
10. HASZNÁLATI FIGYELMEZTETÉSEK	OLDAL.10
11. HASZNÁLAT.....	OLDAL.10
11.1 Beszállás a kerekesszékekbe.....	oldal.10
11.2 Kiszállás a kerekesszékből	oldal.10
11.3 Lépcsők és szintkülönbségek (tanácsok az önálló leküzdésükhöz)	oldal.10
11.4 A kartámaszok használata	oldal.11
11.5 Az önhajtó kerekek használata.....	oldal.11
11.6 Kis kerekek használata	oldal.11
11.7 Kis kerekek használata keskeny átjárókhoz (alapfelszereltség a gyorsáras modelleknél)	oldal.11
11.8 Szállítás járművön.....	oldal.11
12. KARBANTARTÁS.....	OLDAL.11
12.1 Huzatok és párnázások tisztítása	oldal.12
12.2 A váz és a fém alkatrészek tisztítása.....	oldal.12
12.3 Kerekek és fékek tisztítása	oldal.12
12.4 Fertőtlenítés	oldal.12
14. ÁRTALMATLANÍTÁS	OLDAL.12
15. PÓTALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK	OLDAL.12
16. MŰSZAKI JELLEMZŐK	OLDAL.12
16.1 Méretek	oldal.12
16.2 Műszaki adatok	oldal.13
17. JÓTÁLLÁS.....	OLDAL.14
17.1 Javítások	oldal.14
17.2 Pótalkatrészek.....	oldal.14
17.3 Felelősségkizáró rendelkezések	oldal.14

CE I. osztályú orvostechnikai eszköz
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/745 RENDELETE
 (2017. április 5.) az orvostechnikai eszközökről

1. TERMÉKKÓDOK

CP101-XX	START+ sorozat, 60 cm-es kerekek - önhajtós
CP102B-xx	START1 sorozat, 60 cm-es kerekek - önhajtós
CP110x-xx	NEXT sorozat, 60 cm-es kerekek - önhajtós, felhajtható kartámasszal
CP115x-xx	NEXT GO! sorozat 30 cm-es kerekek - kísérő által hajtott, felhajtható kartámasszal
CP200B-xx	DUAL sorozat, 60 cm-es kerekek - önhajtós
CP205B-xx	DUAL GO! sorozat 30 cm-es kerekek - kísérő által hajtott
CP300-xx	PLUS sorozat, 60 cm-es kerekek - önhajtós - nagy teherbírású
CP310-xx	PLUS GO! sorozat 30 cm-es kerekek - kísérő által hajtott - nagy teherbírású
CP520-xx	GO UP! sorozat 30 cm-es kerekek - kísérő által hajtott
CP620-xx	SKINNY sorozat, 50 cm-es kerekek - szűk helyekre
CP625-xx	SKINNY GO! sorozat 30 cm-es kerekek - kísérő által hajtott - szűk helyekre
CP880-35	KIDDY sorozat, 56 cm-es kerekek - önhajtós

(x = Azt jelzi, hogy a modell több színben kapható; xx = Az elérhető ülisméretet jelzi, pl. 38-40-43-45-46-48-50-55-60 cm; a CP110, CP115, CP200B és CP205B modellekhez a 45 cm-es méret NEM kapható.)

2. BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a Moretti S.p.A. ARDEA ONE kerekesszéket választotta, amely mozgásukban korlátozott személyek otthoni és otthonon kívüli helyváltoztatását segíti utazáskor és a mindennapi tevékenységek során. Ez a használati útmutató a kiválasztott segédeszköz helyes használatára vonatkozó rövid útmutatásokat, valamint az Ön biztonságát szolgáló fontos tanácsokat tartalmaz. A kerekesszék használata előtt figyelmesen olvassa el a teljes használati útmutatót. Kérdés vagy bizonytalanság esetén forduljon a kereskedőhöz, aki megfelelő segítséget és tanácsot tud nyújtani.

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a kerekesszék egyetlen alkatrésze sem sérült-e meg szállítás közben. Ha bármilyen sérülést talál, ne használja a terméket, és további utasításokért forduljon a kereskedőhöz.

3. RENDELTETÉS

Ez a kerekesszék mozgásukban korlátozott személyek helyváltoztatását szolgálja; nagy hátsó kerekekkel önhajtással, illetve kísérő segítségével használható.

A szükséges beállításokat minden esetben kísérőnek vagy szakembernek kell elvégeznie.

FIGYELEM!



- Az eszközt tilos a jelen használati útmutatóban meghatározottaktól eltérő célra használni.
- A Moretti S.p.A. nem vállal felelősséget az eszköz nem rendeltetésszerű, illetve a jelen használati útmutatóban előírtaktól eltérő használatából eredő károkért.
- A gyártó fenntartja a jogot, hogy az eszköz és a jelen használati útmutató jellemzőinek fejlesztése céljából előzetes értesítés nélkül módosításokat végezzen.

4. EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A MORETTI S.p.A. kizárólagos felelőssége tudatában kijelenti, hogy a MORETTI S.p.A. által gyártott és forgalomba hozott, az ARDEA ONE KÉZI KEREKESSZÉKEK termékcsaládjába tartozó termékek megfelelnek az ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖKRŐL szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 rendelet vonatkozó rendelkezéseinek.

A képek kizárólag illusztrációs célokat szolgálnak

Ennek érdekében a MORETTI S.p.A. kizárólagos felelőssége mellett az alábbiakat garantálja és kijelenti:

1. A szóban forgó eszközök megfelelnek az (EU) 2017/745 rendelet I. mellékletében meghatározott általános biztonsági és teljesítménykövetelményeknek, a fent említett rendelet IV. mellékletében előírtak szerint.
2. A szóban forgó eszközök NEM MÉRŐMŰSZEREK.
3. A szóban forgó eszközöket NEM KLINIKAI VIZSGÁLATRA SZÁNTÁK.
4. A szóban forgó eszközök NEM STERIL csomagolásban kerülnek forgalomba.
5. A szóban forgó eszközök a fent említett rendelet VIII. mellékletében foglaltaknak megfelelően az I. osztályba tartoznak.
6. A MORETTI S.p.A. az utolsó tétel gyártási dátumától számított legalább 10 évig megőrzi, és az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátja az (EU) 2017/745 rendeletnek való megfelelést igazoló műszaki dokumentációt.

MEGJEGYZÉS: A teljes termékkódokat, a gyártó regisztrációs számát (SRN), az alap UDI-DI azonosítót, valamint az alkalmazott szabványokra való hivatkozásokat a MORETTI S.p.A. által kiadott és saját csatornáin elérhetővé tett EU-megfelelőségi nyilatkozat tartalmazza.

5. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Az eszköz helyes használatához kövesse a jelen használati útmutató előírásait.
- Az eszköz helyes használatához mindig konzultáljon orvosával vagy terapeutájával.
- A becsomagolt terméket tartsa távol hőforrástól, mivel a csomagolás kartonból készült
- Az eszköz élettartamát a nem javítható és/vagy nem cserélhető alkatrészek kopása határozza meg, de az legfeljebb 10 év.
- Mindig figyeljen a mozgó alkatrészekre, amelyek végtag becsípődését és személyi sérülést okozhat
- Mindig figyeljen a gyermekek jelenlétére
- A kerekesszékek megfelelő felemeléséhez csukja össze a jelen használati útmutatóban található utasítások szerint, majd fogja meg a tolófogantyúknál.
- Ne emelje fel a kerekesszéket olyan levehető alkatrészeknél fogva, amelyek emelés közben véletlenül leválhatnak.
- A felhasználónak és/vagy a betegnek minden, az eszközzel kapcsolatban bekövetkezett súlyos incidenst jelentenie kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy a beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.


6. ALKALMAZOTT SZIMBÓLUMOK

	Termékkód		Gyártási tétel
	Orvostechnikai eszköz		Egyedi eszközazonosító
	CE-jelölés		Olvassa el a használati útmutatót
	Gyártó		Ártalmatlanítás
	Sorozatszám		Maximális terhelhetőség

7. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS


7.1 Nézet és alkatrészlista

A kiválasztott kerekesszékmodellről függően az alábbi alkatrészek tartoznak a termékhez:




A - A kerekesszék alapváza


B - Összeszerelő kulcskészlet




C - Oldalsó lábtartók




D - Kis hátsó kerekek
(átmérő 30 cm), kísérő által hajtott modell



E - Nagy hátsó kerekek
(átmérő 60 cm), önhajtós modell



F - Csökkentett átmérőjű hátsó kerekek
(átmérő 50 cm), önhajtós modell



G - Nagy hátsó kerekek, gyermekmodell
(átmérő 56 cm), önhajtós

8. ÖSSZESZERELÉS/SZÉTSZERELÉS

8.1 Szétnyitás



(1. ÁBRA) A kép kizárólag illusztrációs célokat szolgál.

Megjegyzés: Olvassa el a jelen használati útmutató biztonsági figyelmeztetéseit.

- Fogja meg a fogantyúcsöveket, és húzza kifelé, miközben lefelé nyomja az ülést, ügyelve arra, hogy a kerekesszék teljesen ki legyen nyitva. (1. ÁBRA)

8.2 Összecsukás



(2. ÁBRA) A kép kizárólag illusztrációs célokat szolgál.

- Emelje fel erőteljesen az ülést, és csukja be a kerekesszék a két tolófogantyú összezárásával (2. ÁBRA)

8.3 A kartámaszok felszerelése/eltávolítása

CP101-xx / CP102B-xx / CP110x-xx / CP115x-xx / CP520-xx / CP880-35



(3. ÁBRA) A kép kizárólag illusztrációs célokat szolgál.



(4. ÁBRA) A kép kizárólag illusztrációs célokat szolgál.

A képek kizárólag illusztrációs célokat szolgálnak

CP300-xx / CP310-xx / CP200B-xx / CP205B-xx




(3A. ÁBRA) A kép kizárólag illusztrációs célokat szolgál.



(4A. ÁBRA) A kép kizárólag illusztrációs célokat szolgál.

CP620-xx / CP625-xx



(3B. ÁBRA) A kép kizárólag illusztrációs célokat szolgál.

A - Kioldószerkezet

B - Rögzítőkapocs

- Helyezze be a kartámaszokat a hátsó rögzítésbe, majd hajtja előre és akassza be az első támaszba is. (3. ÁBRA, 3A. ÁBRA)
- Helyezze a csöveket a megfelelő tartókba úgy, hogy a rögzítőkapocs megfelelően a helyére kattanjon (3B. ábra).
- Az eltávolításhoz nyomja meg az első kioldókart, majd hajtja hátra a kartámaszokat, és húzza meg a hátsó kioldógombot az eltávolításukhoz. (4. ÁBRA, 4A. ÁBRA)
- Az eltávolításhoz nyomja meg a kioldó szerkezetet (A), majd emelje felfelé (3B. ábra).

8.4 Oldalsó vagy emelhető lábtartók felszerelése/eltávolítása



(5. ÁBRA) A kép kizárólag illusztrációs célokat szolgál.

- Az oldalsó és az emelhető lábtartók felszereléséhez illessze a tartók furatait a kerekesszék vázán található megfelelő csapokhoz, majd forgassa el befelé a lábtartót, ügyelve arra, hogy a rögzítőkar megfelelően beakadjon a kerekesszék vázába (5. ÁBRA).
- Az eltávolításhoz akassza le a lábtartó kart a kerekesszék vázáról, majd fordítsa kifelé és húzza felfelé.

8.5 Az oldalsó lábtartók beállítása



(6. ÁBRA) A kép kizárólag illusztrációs célokat szolgál.

- A lábtartók hosszának beállításához oldja ki az alsó részen található bal oldali rögzítőkart, majd nyomja meg a rugós gombot, és csúsztassa a lábtartó csövét addig, amíg a gomb a kívánt furatba vissza nem kattan. Ezután rögzítse újra a biztonsági kart. (6. ÁBRA)

8.6 Az emelhető lábtartók beállítása (OPCIONÁLIS)




(7. ÁBRA) A kép kizárólag illusztrációs célokat szolgál.

- A lábtartók hosszának beállításához oldja ki az alsó részen található bal oldali rögzítőkart, majd nyomja meg a rugós gombot, és csúsztassa a lábtartó csövét addig, amíg a gomb a kívánt furatba vissza nem kattan. Ezután rögzítse újra a biztonsági kart. 7. ÁBRA (P hivatkozás)
- A lábtartók magasságának beállításához működtesse a 7. ÁBRA (L jelölés) látható kart; a megfelelő beállítás elérése után engedje el a kart a lábtartók végleges rögzítéséhez.

8.7 A kis hátsó kerekek felszerelése/leszerelése (csak NEXT, DUAL és SKINNY modellekhez)

A 30 cm átmérőjű hátsó kerekeket a váz alsó részén található legalsó furatba kell helyezni.



(8. ÁBRA) A kép kizárólag illusztrációs célokat szolgál.

Gyorszáras kerekek esetén


- Távolítsa el a furat műanyag záródugóit, majd nyomja a kerekeket a váz felé, amíg az automatikus reteszelőszerkezet megfelelően a helyére nem kattan (8. ábra).
- Az eltávolításhoz nyomja meg a kerékagy közepén található gombot a reteszelés kioldásához, majd húzza kifelé a kereket (8. ábra).

Fix csapszeggel ellátott kerekek esetén (csak SKINNY modellhez)

- Helyezze be a kis kereket, és rögzítse a mellékelt anyával
- Az eltávolításhoz csavarja ki a rögzítőanyát, és kifelé húzva vegye ki a kereket

A képek kizárólag illusztrációs célokat szolgálnak

8.8 A fékek beállítása kis hátsó kerekek esetén (csak NEXT, DUAL és SKINNY modellek esetén)



(9. ÁBRA) A kép kizárólag illusztrációs célokat szolgál.

- 30 cm átmérőjű hátsó kerekek esetén a féket a váz recézett részére kell szerelni a (10. ÁBRA). látható módon, majd a féktartót a tartón lévő két imbuszcsavarral kell rögzíteni.

Megjegyzés: Állítsa be a féktartó és a kerék közötti távolságot úgy, hogy a működtetett fék biztonságosan rögzítse a kereket.

8.9 A nagy hátsó kerekek felszerelése/leszerelése (csak NEXT GO, DUAL GO és SKINNY GO modellekhez)

A 60 cm átmérőjű hátsó kerekeket a váz középső furatába kell helyezni.



Gyorszáras kerekek esetén

- Távolítsa el a furat műanyag záródugóit, majd nyomja a kerekeket a váz felé, amíg az automatikus reteszelőszerkezet megfelelően a helyére nem kattann (10. ÁBRA).
- Az eltávolításhoz nyomja meg a kerékagy közepén található gombot a reteszelés kioldásához, majd húzza kifelé a kereket (10. ÁBRA).

(10. ÁBRA) A kép kizárólag illusztrációs célokat szolgál.

Fix csapszeggel ellátott kerekek esetén (csak SKINNY GO esetén)

- Helyezze be a nagy kereket, és rögzítse a mellékelt anyával
- Az eltávolításhoz csavarja ki a rögzítőanyát, majd kifelé húzva vegye le a kereket.

8.10 A fékek beállítása nagy hátsó kerekek esetén (csak DUAL GO esetén)



- 60 cm átmérőjű hátsó kerekek esetén a féket a váz recézett részére kell szerelni a (11. ÁBRA) látható módon, majd a féktartót a tartón lévő két imbuszcsavarral kell rögzíteni.

Megjegyzés: Állítsa be a féktartó és a kerék közötti távolságot úgy, hogy a működtetett fék biztonságosan rögzítse a kereket.

A képek kizárólag illusztrációs célokat szolgálnak

(11. ÁBRA) A kép kizárólag illusztrációs célokat szolgál.

9. MINDEN HASZNÁLAT ELŐTT

- Mindig ellenőrizze a mechanikus alkatrészek kopottságát, hogy az eszköz személyek és tárgyak veszélyeztetése nélkül, teljes biztonsággal használható legyen.
- Ellenőrizze az eszköz megfelelő összeszerelését, különös tekintettel a hátsó kerekek helyes behelyezésére.
- Ellenőrizze, hogy az ülés teljesen szétnyitott és vég helyzetben rögzített állapotban van-e; ellenkező esetben nyomja határozottabban lefelé, a váz irányába.
- Ellenőrizze, hogy a hátsó kerekek fékje megfelelően működik-e

10. HASZNÁLATI FIGYELMEZTETÉSEK

- A kerekesszék nem használható ülésnéként gépjárművekben
- Mindig ellenőrizze, hogy a fék megfelelően be van-e állítva és működőképes-e.
- Használat közben óvatosságnak kell lenni, nehogy becsapja az ujjait bizonyos alkatrészek, például a kerekek vagy a fékek közé.
- Kérjük, ne feledje, hogy a kerekesszék felületi hőmérséklete megemelkedhet, ha külső hőforrásoknak, például napfénynek van kitéve.

11. HASZNÁLAT

Megjegyzés: Lásd az ebben a használati útmutatóban található általános figyelmeztetéseket



FIGYELEM!

- A kerekesszékből való ki- és beszállás önmagában potenciálisan veszélyes művelet: csak akkor végezze el egyedül, ha fizikailag képes rá, és járjon el óvatosan
- Ne támaszkodjon a levehető alkatrészekre, inkább az ülés vázára támaszkodjon

BESZÁLLÁSKOR ÉS KISZÁLLÁSKOR NE TERHELJE A LÁBTARTÓKAT - FELBORULÁSVESZÉLY!

HU

11.1 Beszállás a kerekesszékbe

1. Helyezze a kerekesszéket a lehető legközelebb maga mellé.
2. Rögzítse a hátsó kerékfékeket; A kerekesszékbe való beszállás megkönnyítése érdekében javasoljuk, hogy távolítsa el a kartámaszt arról az oldalról, ahol ezeket a műveleteket végzi.
3. Támaszkodjon a vázszerkezetre, karjaival tartsa meg magát, majd lassan ereszkedjen az ülésre.

11.2 Kiszállás a kerekesszékből

1. Helyezkedjen a lehető legközelebb ahhoz az üléshez, amelyre át kíván ülni.
2. Rögzítse a hátsó kerékfékeket; A kerekesszékből való kiszállás megkönnyítése érdekében javasoljuk, hogy távolítsa el a kartámaszt arról az oldalról, ahol ezeket a műveleteket végzi.
3. Támaszkodjon karjaival annak az ülésnek a vázára, amelyre át kíván ülni, majd felemelkedve lassan csússzon át rá.

11.3 Lépcsők és szintkülönbségek (tanácsok az önálló leküzdésükhöz)



FIGYELEM!

Ezek a technikák csak tapasztalt kerekesszék-használók számára érvényesek. Minden más esetben ajánlott asszisztens segítségét kérni!

FELMENET

Álljon a leküzdendő járdaszegély vagy lépcsőfok elé.

Egyensúlyozza ki a kerekesszéket a hátsó kerekein úgy, hogy az első kerekek elég magasra legyenek emelve ahhoz, hogy a leküzdési kívánt akadályon nyugodjanak. Hajoljon előre, és erőteljesen tolja előre a hátsó kerekek hajtókarikáit. Folytassa a tolást, amíg a hátsó kerekek át nem emelkednek az akadályon.

A képek kizárólag illusztrációs célokat szolgálnak

LEMENET

A szintkülönbség leküzdéséhez fordított sorrendben járjon el. Helyezkedjen a kerekesszék hátuljával a leküzdendő szintkülönbség elé, tartsa erősen a hátsó kerekek hajtókarikáját, majd lassan ereszkedjen le a lépcsőfokon vagy az akadályon; majd egyensúlyozza ki a kerekesszéket a hátsó kerekeken úgy, hogy az első kerekek kissé megemelkedjenek, és óvatosan fejezze be a leereszkedést.



FIGYELEM!

Nem ajánlott ezt a technikát alkalmazni, ha a magasságkülönbség nagyobb, mint 10 cm!!!

11.4 A kartámaszok használata

A kartámaszok a modelltől függően felhajthatók, kivehetők, illetve felhajthatók és kivehetők lehetnek: **A KARTÁMASZ FELHAJTÁSA** - Ez a funkció megkönnyíti a kerekesszékbe való be- és kiszállást. A kartámasz felhajtásához nyomja meg az elülső kioldókart, majd fordítsa hátrafelé a kartámaszt.

11.5 Az önhajtó kerekek használata

Az 50/60 cm átmérőjű nagy hátsó kerekek a kerekesszék önhajtására szolgálnak. Ehhez fogja meg a kereken lévő hajtókarikát, és tolja a kívánt irányba.

11.6 Kis kerekek használata

A 30 cm átmérőjű kis hátsó kerekek a kerekesszék kísérő általi mozgatására szolgálnak, a hátsó tolfogantyúk segítségével.

11.7 Kis kerekek használata keskeny átjárókhoz (alapfelszereltség a gyorszáras modelleknél)

Ez a keréktípus kizárólag arra szolgál, hogy a kerekesszéket rövid ideig lehessen mozgatni különösen szűk helyeken (például lifttartókon) való áthaladás esetén. E kis kerekek használatához emelje meg a kerekesszéket, vegye ki a hátsó kerekeket, majd tolja a kerekesszéket úgy, hogy hátul a kis segédkerekekre támaszkodjon; ezt követően szerelje vissza a hátsó kerekeket.

11.8 Szállítás járművön

A kerekesszéket úgy tervezték, hogy könnyen szállítható legyen. A lábtartók és kartámaszok eltávolítása után a kerekesszék összecusuktható, és kényelmesen elhelyezhető például egy gépjármű csomagtartójában. Ha ez helyszűke miatt nem lehetséges, helyezze a kerekesszéket a hátsó ülés elé úgy, hogy stabil legyen, és ne borulhasson fel vagy csúszhasson el. Ha lehetséges, rögzítse a kerekesszéket a jármű biztonsági övével.

12. KARBANTARTÁS

A Moretti **S.p.A.** ARDEA ONE termékcsalád eszközeit a forgalomba hozatal előtt gondosan ellenőrzik és CE-jelöléssel látják el. A beteg és az orvos biztonsága érdekében ajánlott, hogy a termék használatra való alkalmasságát legalább kétévente a gyártó vagy egy erre felhatalmazott laboratórium ellenőrizze. Javítás esetén kizárólag eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat szabad használni. Az eszköz használata előtt végezze el a jelen használati útmutató „MINDEN HASZNÁLAT ELŐTT” című szakaszában előírt összes ellenőrzést. Az ARDEA **ONE** kerekesszékek csak néhány egyszerű, rendszeres karbantartási műveletet igényelnek. Az alábbi ellenőrzéseket rendszeresen el kell végezni:

fékezőképesség	havi
az ülés tisztítása	szükség szerint

13. TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS

13.1 Huzatok és párnázások tisztítása

A huzatok és a párnázások nejlonból készültek. Vízzel és semleges szappannal tisztíthatók.

13.2 A váz és a fém alkatrészek tisztítása

A váz és a fém alkatrészek szintén tisztíthatók vízzel és semleges szappannal; ezután puha ruhával törölje szárazra őket, hogy a váz festése ne karcolódjon meg.

13.3 Kerekek és fékek tisztítása

Hasonlóképpen, a kerekek vízzel és semleges szappannal is tisztíthatók. Különösen ügyeljen az alapos szárításra: Nagyon veszélyes lehet a kerekesszék használata nedves kerekkel.

13.4 Fertőtlenítés

Ha a termék fertőtlenítése szükséges, használjon általános fertőtlenítőszert.

Megjegyzés: Kerülje a savas, lúgos termékek vagy oldószerek, például aceton vagy hígító használatát.

14. ÁRTALMATLANÍTÁS

Az eszköz ártalmatlanításakor ne helyezze azt a települési szilárd hulladék közé. Az eszközt a helyi hulladékudvarban vagy elkülönített gyűjtőhelyen adja le, hogy a felhasznált anyagokat megfelelően újrahasznosítsák.

15. PÓTALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK

A pótalkatrészekkel és tartozékokkal kapcsolatban kizárólag a Moretti általános katalógusát vegye alapul.

16. MŰSZAKI JELLEMZŐK

16.1 Méretek

MÉRETEK ÉS TÖMEGEK

Méret
cm-ben



																	
CP101-38																	
CP101-40																	
CP101-43	113	83	43	90	74	49	42÷56	43	43	61	27	17,5	60	20	-	120	
CP102-46								46		63,5							
CP102-48								48		65							
CP102B-38								38		56							
CP102B-40								40		58							
CP102B-43	113	83	43	90	74	49	42÷56	43	43	61	27	17,5	60	20	-	120	
CP102B-45								45		63							
CP102B-46								46		63,5							
CP102B-48								48		65							
CP110x-40								40		58							
CP110x-43								43		61							
CP110x-46	105	81	43	90	73	49	41÷56	46	42	64	26	18,5	60	20	-	150	
CP110x-48								48		66							
CP110x-50								50		68							
CP200B-38								38		56							
CP200B-40								40		58							
CP200B-43								43		61							
CP200B-45	113	81	42	90	72÷80	49	41÷56	45	41	63	29	19,5	60	20	4	150	
CP200B-46								46		64							
CP200B-48								48		66							
CP200B-50								50		68							

A képek kizárólag illusztrációs célokra szolgálnak

MÉRETEK ÉS TÖMEGEK

Méreték cm-ben																
CP300-50								50		73						
CP300-55	118	90	48	92	73	52	43÷57	55	41	78		32	26	60	20	-
CP300-60								60		83						200
CP620-40								40		51						
CP620-43								43		54						
CP620-46	100	73	41	92	80	53	45÷57	46	37	57		26	16,5	50	18	-
CP620-48								48		60						110
CP880-35	94	74	36	86÷99	62	42	37÷42	35	37	56	31	14,5	56	15	-	100
Méreték cm-ben																
CP115x-40								40		53						
CP115x-43								43		56						
CP115x-46	98	75	41	92	76	50	41÷56	46	43	58,5	25	16	30	20	-	150
CP115x-48								48		61						
CP115x-50								50		63						
CP205B-38								38		52						
CP205B-40								40		54						
CP205B-43								43		57						
CP205B-45	104	76	42	90	71÷80	49	41÷55	45	41	59	25	16,7	30	20	4	150
CP205B-46								46		59,5						
CP205B-48								48		62						
CP205B-50								50		64						
CP310-50								50		63						
CP310-55	104	77	48	92	70	52	43÷57	55	39	68	30	21	32	20	-	200
CP520-40								40		55						
CP520-43								43		58						
CP520-45	99	73	42	93	72	48	42÷56	45	42	60	26	17,5	30	20	-	150
CP520-46								46		60,5						
CP520-48								48		63						
CP625-40								40		51						
CP625-43	88	61	41	92	80	53	45÷57	43	37	54	26	16,5	30	18	-	110

*A méretek ± 0,5 cm-rel eltérhetnek

16.2 Műszaki adatok

- Acélváz
- Maximális terhelhetőség **CP101, CP102B: 120 kg - CP110x, CP115x, CP200B, CP205B, CP520: 150 kg - CP300, CP310: 200 kg - CP620, CP625: 110 kg - CP880-35: 100 kg**
- 20 cm átmérőjű PU első kerekek
- Első kerekek PU anyagból, gyermekmodell, átmérő 15 cm
- Kis hátsó PU kerekek, átmérője 30 cm
- Nagy hátsó PU kerekek, 60 cm átmérőjűek
- Nagy, 50 cm átmérőjű PU hátsó kerekek szűk átjárókhoz
- Nagy hátsó kerekek, gyermekmodell, átmérő 56 cm
- Nejlon bevonat
- Gyulladásal szembeni ellenállás: A bélés és a párnázás anyagait az EN1021-1/2 szabványban meghatározott módszerekkel tesztelték.
- Hivatkozott szabványok: EN 12183
- Működési környezet hőmérséklete: -20 °C / +40 °C
- Ajánlott tárolás: Hűvös, száraz helyen tárolandó, távol közvetlen hőforrásoktól, például napfénytől. (Ajánlott hőmérséklet +10 °C / +40 °C között)

A képek kizárólag illusztrációs célokat szolgálnak

17. JÓTÁLLÁS

Minden Moretti termékre a termék értékesítésének napjától számított 2 (két) év jótállás vonatkozik az anyag- és gyártási hibákra, az alábbi kizárások és korlátozások figyelembevételével. Ez a jótállás nem érvényes a termék nem rendeltetésszerű használata, rongálása vagy módosítása, illetve a használati útmutató előírásainak be nem tartása esetén. A termék rendeltetése a használati útmutatóban található. A Moretti nem vállal felelősséget semmilyen kárért, személyi sérülésért vagy bármi másért, amely a berendezés telepítéséből és/vagy használatából ered, ha az nem felel meg szigorúan a telepítési, összeszerelési és használati útmutatókban megadott utasításoknak. A Moretti nem vállal jótállást a Moretti termékek alábbi körülmények között keletkezett károsodásaira vagy hibáira: természeti katasztrófák, jogosulatlan karbantartás vagy javítás, áramellátási problémákból eredő károk (ahol alkalmazható), nem a Moretti által szállított alkatrészek vagy részegységek használata, az irányelvek és használati útmutatók be nem tartása, jogosulatlan módosítások, szállítási sérülések (a Morettitől származó eredeti szállítmányon kívül), vagy a használati útmutatóban feltüntetett karbantartás elmulasztása. A jótállás nem terjed ki a kopóalkatrészekre, ha a károsodás a termék rendeltetésszerű használatából ered.

17.1 Javítások

Jótállási javítás: Abban az esetben, ha egy Moretti termék anyag- vagy gyártási hibát mutat a jótállási időszak alatt, a Moretti az ügyféllel közösen felméri, hogy a termékhiba a jótállás hatálya alá tartozik-e. A Moretti saját belátása szerint jogosult a jótállási terméket kicserélni vagy megjavítani egy megadott Moretti márkakereskedésben vagy saját telephelyén. Ha a javítás a jótállás hatálya alá tartozik, a javítás munkadíját a Moretti viselheti. A javítás vagy csere nem indít új jótállási időt, és nem hosszabbítja meg a jótállást.

A jótállás hatálya alá nem tartozó termék javítása: A jótállás hatálya alá nem tartozó termék kizárólag a Moretti ügyfélszolgálatának előzetes engedélyével küldhető vissza javításra. A jótállás hatálya alá nem tartozó javítás munkadíját és szállítási költségeit teljes egészében a vásárló vagy a kereskedő viseli. A jótállás hatálya alá nem tartozó termékeken végzett javításokra a javított termék átvételének napjától számított 6 (hat) hónap jótállás vonatkozik.

HU

Nem hibás termékek: A vásárlót értesítik, ha a visszaküldött termék vizsgálata és kipróbálása után a Moretti megállapítja, hogy a termék nem hibás. A terméket visszaküldik a vásárlónak, és a visszaküldés szállítási költségei a vásárlót terhelik.

17.2 Pótalkatrészek

Az eredeti Moretti pótalkatrészekre az átvétel napjától számított 6 (hat) hónap jótállás vonatkozik.

17.3 Felelősségkizáró rendelkezések

A jelen jótállásban kifejezetten foglaltakon túl, a jogszabályok által megengedett mértékben a Moretti semmilyen egyéb kifejezett vagy hallgatóságos nyilatkozatot, jótállást vagy feltételt nem vállal, ideértve a forgalomképességre, a meghatározott célra való alkalmasságra, a jogsértés-mentességre és a zavartalan használatra vonatkozó nyilatkozatokat, jótállásokat vagy feltételeket is. A Moretti nem garantálja, hogy a Moretti termék használata megszakítás- és hibamentes lesz. A jogszabály alapján esetlegesen fennálló hallgatóságos jótállások időtartama - a jogszabályok által megengedett mértékben - a jótállási időre korlátozódik. Egyes államok vagy országok nem teszik lehetővé a hallgatóságos jótállás időtartamának korlátozását, illetve a fogyasztási cikkekkel kapcsolatos járulékos vagy közvetett károk kizárását vagy korlátozását. Ezekben az államokban vagy országokban előfordulhat, hogy a jelen jótállás egyes kizárásai vagy korlátozásai nem alkalmazhatók a felhasználóra. A jelen jótállási feltételek előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.

**JÓTÁLLÁSI JEGY****Termék** _____**Vásárlás dátuma** _____**Kereskedő** _____**Cím** _____ **Település** _____**HU****Vevő** _____**Cím** _____ **Település** _____**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com e-mail: info@morettispa.com**SZÁRMAZÁSI HELY: KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG**

*A használati útmutató legfrissebb elérhető változatát weboldalunkon találja.

A képek kizárólag illusztrációs célokat szolgálnak



Moretti S.p.A.

Via Bruxelles, 3
52022 Cavriglia (AR), Italy

info@morettispa.com
www.morettispa.com