



MA RP540_RP545x_RP551 01A_HU_07-2026

OLVASSA BE A QR-KÓDOT
TOVÁBBI NYELVEKÉRT



HU Alumínium rollátor
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TARTALOMJEGYZÉK

1. TERMÉKKÓDOK	OLDAL. 3
2. BEVEZETÉS	OLDAL. 3
3. RENDELTESETÉS	OLDAL. 3
4. EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	OLDAL. 3
5. FIGYELMEZTETÉSEK	OLDAL. 4
5.1 Általános figyelmeztetések	oldal. 4
5.2 Használati figyelmeztetések	oldal. 4
5.3 Stabilitási figyelmeztetések	oldal. 4
5.4 Összeszerelési figyelmeztetések	oldal. 4
6. ALKALMAZOTT SZIMBÓLUMOK	OLDAL. 5
7. MINDEN HASZNÁLAT ELŐTT	OLDAL. 5
8. ÖSSZESZERELÉSI UTASÍTÁSOK	OLDAL. 5
8.1 Összeszerelés előtt	oldal. 5
8.2 Az RP540 modell összeszerelése	oldal. 5
8.2.1 A rollátor összecsukása	oldal. 6
8.2.2 A fogantyúk felszerelése és a markolatok beállítása	oldal. 6
8.2.3 A tárolótáska beszerelése	oldal. 6
8.2.4 Ülés	oldal. 6
8.2.5 Lábtartók	oldal. 6
8.3 Az RP545 modell összeszerelése	oldal. 6
8.3.1 A rollátor összecsukása	oldal. 7
8.3.2 A fogantyúk felszerelése és a markolatok beállítása	oldal. 7
8.3.3 A tárolótáska beszerelése	oldal. 7
8.3.4 Ülés	oldal. 7
8.4 Az RP551 modellek összeszerelése	oldal. 7
8.4.1 A rollátor összecsukása	oldal. 8
8.4.2 A fogantyúk felszerelése és a markolatok beállítása	oldal. 8
8.4.3 A háttámasz felszerelése	oldal. 8
8.4.4 A tárolótáska beszerelése	oldal. 8
8.4.5 Ülés	oldal. 8
9. HASZNÁLAT	OLDAL. 9
10. FÉKEK	OLDAL. 9
10.1 A fék használata	oldal. 9
10.2 Fékrögzés (rögzítőfék)	oldal. 9
11. KARBANTARTÁS	OLDAL. 9
12. TISZTÍTÁS	OLDAL. 9
13. KERÉKÁPOLÁS	OLDAL. 9
14. MŰSZAKI JELLEMZŐK	OLDAL. 10
15. ÁLTALÁNOS ÁRTALMATLANÍTÁSI FELTÉTELEK	OLDAL. 10
16. PÓTALKATRÉSZEK/TARTOZÉKOK	OLDAL. 10
17. JÓTÁLLÁS	OLDAL. 10
17.1 Javítások	oldal. 11
17.2 Pótalkatrészek	oldal. 11
17.3 Felelősségkizáró rendelkezések	oldal. 11

CE I. osztályú orvostechnikai eszköz

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/745 RENDELETE
(2017. április 5.) az orvostechnikai eszközökről

1. TERMÉKKÓDOK

RP540	4 kerekű alumínium rollátor ülésel és lábtartókkal - GAYA 2.0
RP545G	Szétszerelhető, 4 kerekű alumínium rollátor ülésel - OCEANO 2.0, szürke
RP545L	4 kerekű alumínium rollátor ülésel - OCEANO 2.0, limezöld
RP545R	4 kerekű alumínium rollátor ülésel - OCEANO 2.0, rózsaszín
RP545B	4 kerekű alumínium rollátor ülésel - OCEANO 2.0, kék
RP545A	Szétszerelhető, 4 kerekű alumínium rollátor ülésel - OCEANO 2.0, narancssárga
RP545V	Szétszerelhető, 4 kerekű alumínium rollátor ülésel - OCEANO 2.0, zöld
RP551	4 kerekű alumínium rollátor alkartámasszal - SATURNO

2. BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a Moretti S.p.A. MOPEDIA terméksaládjának rollátorát választotta.

A Moretti S.p.A. MOPEDIA rollátorait úgy tervezték és gyártották, hogy praktikus, helyes és biztonságos használat mellett minden igényt kielégítsenek. Ez a használati útmutató a kiválasztott eszköz helyes használatára vonatkozó rövid útmutatásokat, valamint az Ön biztonságát szolgáló fontos tanácsokat tartalmaz. A megvásárolt rollátor használata előtt figyelmesen olvassa el a teljes használati útmutatót. Kérdés vagy bizonytalanság esetén forduljon a kereskedőhöz, aki megfelelő segítséget és tanácsot tud nyújtani.

3. RENDELTETÉS

Ez a rollátor mozgáskorlátozottak számára készült, és a járás megkönnyítésére használható. A rollátor nagyobb stabilitást, támaszt és biztonságot nyújt járás közben. Nem használhatják olyan személyek, akiknek kéz- és/vagy karfunkciója láthatóan gyenge, illetve akik egyensúlyzavarral küzdenek. A rollátor beltéren és kültéren is használható. Csak olyan felületeken ajánlott használni, ahol minden kerék érinti a talajt. Nem szabad sziklás terepen vagy lejtős felületeken használni, mivel a rollátor instabillá válhat. Az eszköz nem alkalmas személyek vagy tárgyak szállítására.

HU

FIGYELEM!



- Az eszközt tilos a jelen használati útmutatóban meghatározottaktól eltérő célra használni.
- A Moretti S.p.A. nem vállal felelősséget az eszköz nem rendeltetésszerű, illetve a jelen használati útmutatóban előírtaktól eltérő használatából eredő károkért.
- A gyártó fenntartja a jogot, hogy az eszköz és a jelen használati útmutató jellemzőinek fejlesztése céljából előzetes értesítés nélkül módosításokat végezzen.

4. EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A MORETTI S.p.A. kizárólagos felelőssége tudatában kijelenti, hogy a MORETTI S.p.A. által gyártott és forgalomba hozott, a ROLLATOR - MOPEDIA terméksaládhhoz tartozó termékek megfelelnek az ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖKRŐL szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 rendelet vonatkozó rendelkezéseinek. Ennek érdekében a MORETTI S.p.A. saját kizárólagos felelőssége mellett garántálja és kijelenti a következőket:

1. A szóban forgó eszközök megfelelnek az (EU) 2017/745 rendelet I. mellékletében meghatározott általános biztonsági és teljesítménykövetelményeknek, a fent említett rendelet IV. mellékletében előírtak szerint.
2. A szóban forgó eszközök NEM MÉRŐMŰSZEREK.
3. A szóban forgó eszközöket NEM KLINIKAI VIZSGÁLATRA SZÁNTÁK.
4. A szóban forgó eszközök NEM STERIL csomagolásban kerülnek forgalomba.
5. A szóban forgó eszközök a fent említett rendelet VIII. mellékletében foglaltaknak megfelelően az I. osztályba tartoznak.

A képek kizárólag illusztrációs célokat szolgálnak

6. A MORETTI S.p.A. az utolsó tétel gyártási dátumától számított legalább 10 évig megőrzi, és az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátja az (EU) 2017/745 rendeletnek való megfelelést igazoló műszaki dokumentációt.

Megjegyzés: A teljes termékkódokat, a gyártó regisztrációs számát (SRN), az alap UDI-DI azonosítót, valamint az alkalmazott szabványokra való hivatkozásokat a MORETTI S.p.A. által kiadott és saját csatornáin elérhetővé tett EU-megfelelőségi nyilatkozat tartalmazza.

5. FIGYELMEZTETÉSEK

5.1 Általános figyelmeztetések

- NE telepítse és NE használja a terméket a használati útmutató elolvasása és megértése nélkül. Ha nem érti a figyelmeztetéseket, óvintézkedéseket vagy utasításokat, a termék összeszerelésének megkísérlése előtt forduljon egészségügyi szakemberhez, kereskedőhöz vagy műszaki személyzethez az anyagi károk és személyi sérülések elkerülése érdekében.
- A rollátort csak olyan betegek használhatják, akiknek a mozgásképesége lehetővé teszi annak biztonságos használatát;
- Konzultáljon orvosával vagy terapeutájával a termék alkalmasságának, a helyes beállításnak és a rollátor helyes használatának megállapítása érdekében;
- A rollátor magasságának, a fék megfelelő működtetésének és az általános összeszerelésnek a beállításában kérje orvosa vagy terapeutája segítségét;
- A rollátorok nem önhajtásra szolgálnak;
- A felhasználónak és/vagy a betegnek minden, az eszközzel kapcsolatban bekövetkezett súlyos incidenst jelentenie kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy a beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

5.2 Használati figyelmeztetések

1. Mindig győződjön meg arról, hogy a fékbowden megfelelően rögzítve van.
2. Minden magasságállítás után ellenőrizze a fék megfelelő működését, hogy a fékbowden ne lazuljon meg és ne hajoljon meg túlzottan.
3. Ezen egyszerű figyelmeztetések be nem tartása személyi sérülést okozhat.
4. A rollátor csak szilárd, sík felületen használható. Ne használja a rollátort lépcsőzésre!
5. Mindig mindkét fogantyúra támaszkodjon az egyensúly megtartásához.
6. Fordítson különös figyelmet a nedves, jeges vagy havas felületekre.
7. Ne terhelje túl a rollátort.
8. Ne használja a rollátorülést (ahol van) tárgyak vagy személyek szállítására; az ülés arra szolgál, hogy a felhasználó behúzott rögzítőfékkel ülhesen rajta;
9. Használat közben minden keréknek folyamatosan érintkeznie kell a padlóval a rollátor megfelelő egyensúlyának és a maximális biztonságnak a biztosítása érdekében.
10. A rögzítőféket az ülés használata előtt be kell húzni.

Megjegyzés: Ha a rollátort álló helyzetben használja, a rögzítőféket be kell húzni.

5.3 Stabilitási figyelmeztetések

- A rollátor legfeljebb 136 kg súlyú személynek nyújt segítséget, beleértve a táska terhelését is.
- A táska/kosár súlykorlátja 5 kg. Ne terhelje túl a táskát/kosarat, mert ez instabilitást és felborulást okozhat.

5.4 Összeszerelési figyelmeztetések

- A rollátor összeszerelése vagy széthajtása után győződjön meg arról, hogy az üléstámasz mindkét oldalon reteszelve van, és a biztonsági szerkezet megfelelő helyzetben rögzül.
- Ellenőrizze, hogy mindkét fogantyútartó cső megfelelően illeszkedik-e a vázba, és a rögzítógombokkal, valamint a hozzájuk tartozó szárnyas anyákkal stabilan, holtjáték nélkül rögzített-e.
- Ne akasszon semmit a rollátor vázára, mert ez deformálhatja a csöveket és ronthatja a stabilitást.

A képek kizárólag illusztrációs célokat szolgálnak

Megjegyzés: Nyitás és zárás közben ügyeljen arra, hogy ne csípje be az ujjait és/vagy ruháját.

6. ALKALMAZOTT SZIMBÓLUMOK



Termékkód



Egyedi eszközazonosító



CE-jelölés



Gyártó



Gyártási tétel



Olvassa el a használati útmutatót



Orvostechnikai eszköz



Ártalmatlanítás



Maximális terhelhetőség

7. MINDEN HASZNÁLAT ELŐTT

A készülék használata előtt mindig ellenőrizze:

- Ellenőrizze, hogy a rollátor minden alkatrésze biztonságosan rögzítve van-e;
- Ellenőrizze, hogy minden csavar megfelelően meg van-e húzva;
- Győződjön meg róla, hogy az ülés megfelelően rögzült (ha nem, nyomja le jobban az ülést a váz felé);
- Ellenőrizze, hogy az ülésrögzítő szerkezet megfelelően be van-e helyezve;
- Ellenőrizze a normál fék és a rögzítőfék megfelelő működését;

8. ÖSSZESZERELÉSI UTASÍTÁSOK

8.1 Összeszerelés előtt

Csomagolja ki a terméket, és ellenőrizze, hogy szállítás közben nem sérült-e meg. A rollátor sérülése esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi viszonteladóval.

8.2 Az RP540 modell összeszerelése

- A rollátort a lábtartók külön csomagolva szállítják.
- A rollátor első összeszerelésekor a fogantyúk és a rögzítógombok még nincsenek felszerelve; helyezze a két fogantyúcsövet a függőleges tartócsövekbe.



- Nyomja lefelé a rollátor ülést, amíg a vázcsövek reteszelt helyzetbe nem kerülnek.
- Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a rollátor enyhe oldalirányú erő hatására sem hajlamos-e összecsukódni.
- Szerelje fel a lábtartókat.



FIGYELEM! Győződjön meg arról, hogy a rögzítógombok megfelelően illeszkednek a furatokba. Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a rollátor enyhe oldalirányú erő hatására sem hajlamos-e összecuszkodni. Ügyeljen arra, hogy a fékkábelek ne összegubancolódjanak a kormány és a kerekek csatlakoztatásakor.

8.2.1 A rollátor összesukása

Határozott mozdulattal húzza felfelé az ülésen lévő hevedert a rollátor összesukásához.

8.2.2 A fogantyúk felszerelése és a markolatok beállítása

Helyezze be a fogantyúkat a szerkezetbe. Nyomja meg a rugós gombot, és állítsa be a kívánt magasságot. Ismételje meg a műveletet a másik oldalon is, és győződjön meg arról, hogy mindkét fogantyú biztonságosan, azonos magasságban rögzül. A rollátor magasságban állítható fogantyúkkal rendelkezik, így a felhasználó igényeihez igazítható.



FIGYELEM!

Állítsa be a rollátor magasságát úgy, hogy az álló, karját a teste mellett tartó felhasználó csuklója a markolat magasságába essen. Így a karok a rollátor használatakor körülbelül 20-30°-os szögben, kényelmesen behajlítva helyezkednek el.

8.2.3 A tárolótáska beszerelése

A tárolótáska felszereléséhez akassza a táska fűleit az üléstámaszra.



FIGYELEM!

A táska maximális terhelhetősége 5 kg. Ne terhelje túl a táskát, mert ez instabilitást és felborulást okozhat.

HU

8.2.4 Ülés


Leülés előtt helyezze a rollátort sík, szilárd felületre, majd rögzítse a fékeket. Szükség esetén fordítsa el a háttámaszt. Győződjön meg arról, hogy a rögzítőelem megfelelően rögzül, és a rollátor stabil helyzetben van.



FIGYELEM!

Leüléskor testsúlyát egyenletesen ossza el a teljes ülőfelületen. Ne úgy üljön le, hogy csak az ülés egyik oldalát terhelje.


8.2.5 Lábtartók



Helyezze be a lábtartókat a megfelelő csapokba. Használaton kívül helyezze el őket az ábrán látható módon, és rögzítse a rögzítőkapoccsal.

8.3 Az RP545 modell összeszerelése

- Fordítsa a kerekeket a megfelelő irányba, oldja ki a hátsó kerekeket rögzítő hevedert, majd a mellékelt rögzítógombokkal rögzítse az első és hátsó kerekeket.
- A rollátor első összeszerelésénél a fogantyúk és a rögzítógombok még nincsenek felszerelve; helyezze a két fogantyúcsövet a függőleges tartócsövekbe.



- Nyomja lefelé a rollátor ülését, amíg a vázcsövek reteszelt helyzetbe nem kerülnek, majd rögzítse a biztonsági kapcsolót.



FIGYELEM!

Győződjön meg arról, hogy a rögzítógombok megfelelően illeszkednek a furatokba. Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a rollátor enyhe oldalirányú erő hatására sem hajlamos-e összecusukodni. Ügyeljen arra, hogy a fékkábelek ne összegubancolódjának a kormány és a kerekek csatlakoztatásakor.

8.3.1 A rollátor összecusukása

Határozott mozdulattal húzza felfelé az ülésen lévő hevedert a rollátor összecusukásához.

8.3.2 A fogantyúk felszerelése és a markolatok beállítása

Helyezze be a fogantyúkat a szerkezetbe. Nyomja meg a rugós gombot, és állítsa be a kívánt magasságot. Ismételje meg a műveletet a másik oldalon is, és győződjön meg arról, hogy mindkét fogantyú biztonságosan, azonos magasságban rögzül. A rollátor magasságban állítható fogantyúkkal rendelkezik, így a felhasználó igényeihez igazítható.



FIGYELEM!

Állítsa be a rollátor magasságát úgy, hogy az álló, karját a teste mellett tartó felhasználó csuklója a markolat magasságába essen. Így a karok a rollátor használatakor körülbelül 20-30°-os szögben, kényelmesen behajlítva helyezkednek el.

8.3.3 A tárolótáska beszerelése

A tárolótáska felszereléséhez akassza a táska füleit az üléstámaszra, majd rögzítse a tépőzáras pántokat a vázhoz.



FIGYELEM!

A táska maximális terhelhetősége 5 kg. Ne terhelje túl a táskát, mert ez instabilitást és felborulást okozhat.

8.3.4 Ülés

Leülés előtt helyezze a rollátort sík, szilárd felületre, majd rögzítse a fékeket. Győződjön meg arról, hogy a rögzítőelem megfelelően rögzül, és a rollátor stabil helyzetben van.



FIGYELEM!


Leüléskor testsúlyát egyenletesen ossza el a teljes ülőfelületen. Ne úgy üljön le, hogy csak az ülés egyik oldalát terhelje.

8.4 Az RP551 modellek összeszerelése

- Oldja ki a biztonsági reteszt, ha az rögzített helyzetben van.
- A rollátor első összeszerelésékor a fogantyúk és a rögzítógombok még nincsenek felszerelve; helyezze a két fogantyúcsövet a függőleges tartócsövekbe.



- Nyomja lefelé a rollátor ülését, amíg a vázcsövek reteszelt helyzetbe nem kerülnek, majd rögzítse a biztonsági kapcsolót.



- Fordítsa el a keréktartó csöveket, majd az ábrán látható módon rögzítse őket a csappal.



FIGYELEM!

Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a rollátor enyhe oldalirányú erő hatására sem hajlamos-e összecuszkodni. Ügyeljen arra, hogy a fékkábelek ne összegubancolódjanak a kormány és a kerekek csatlakoztatásakor.

8.4.1 A rollátor összecusukása

Határozott mozdulattal emelje felfelé az ülést a rollátor összecusukásához.

8.4.2 A fogantyúk felszerelése és a markolatok beállítása

Helyezze be a fogantyúkat a szerkezetbe, és rögzítse azokat megfelelően. A rollátor a felhasználó igényeihez igazítható, rögzítőgombokkal állítható magasságú fogantyúkkal rendelkezik.



FIGYELEM!

Állítsa be a rollátor magasságát úgy, hogy az álló, karját a teste mellett tartó felhasználó csuklója a markolat magasságába essen. Így a karok a rollátor használatakor körülbelül 20-30°-os szögben, kényelmesen behajlítva helyezkednek el.

8.4.3 A háttámasz felszerelése

Helyezze a háttámaszt a rollátor vázán található megfelelő műanyag vezetősínekbe.

8.4.4 A tárolótáska beszerelése

A tárolótáska felszereléséhez akassza a táska füleit az üléstámaszra, majd rögzítse a tépőzáras pántokat a vázhoz.



FIGYELEM!

A táska maximális terhelhetősége 5 kg. Ne terhelje túl a kosarat, mert ez instabilitást és felborulást okozhat.

8.4.5 Ülés

Leülés előtt helyezze a rollátort sík, szilárd felületre, majd rögzítse a fékeket.

Győződjön meg arról, hogy a rögzítőelem megfelelően rögzül, és a rollátor stabil helyzetben van.

**FIGYELEM!**

Leüléskor testsúlyát egyenletesen ossza el a teljes ülőfelületen. Ne úgy üljön le, hogy csak az ülés egyik oldalát terhelje.

9. HASZNÁLAT

- Álló helyzetben, mindkét kezét a fogantyúkon tartva kezdje el tolni a rollátort;
- A rollátor használata előtt győződjön meg róla, hogy a keze száraz, így elkerülheti a csúszásvesztélyt;
- Járás közben tartsa a törzsét egyenesen, és előre, ne lefelé nézzen;
- Ne tolja a rollátort túl messzire a testétől, mert ez esést és nem megfelelő terhelést okozhat;
- Ne használja a rollátort 20 mm-nél magasabb lépcsőfokok leküzdésére;
- Kültéri használatkor lehetőleg akadálymentesítési előírásoknak megfelelően kialakított járdán közlekedjen;
- Kisebb akadályok leküzdéséhez lépjen a hátsó billentőkarokra, hogy megemelje a rollátor elejét (csak RP540, RP545 és RP551 modellek).

10. FÉKEK

A fékek megfelelő működése a kerekek kopottságától és szennyezettségétől függ. Minden használat előtt ellenőrizze a fékek és a kerekek állapotát.

10.1 A fék használata

A rollátor fékezéséhez húzza felfelé a fékkarokat az ujjával, amíg a rollátor le nem lassul vagy meg nem áll. A rollátor további mozgatásához engedje el a fékkarokat.

10.2 Fékrögzés (rögzítőfék)

Nyomja lefelé a fékkarokat a tenyerével; amikor kattanást hall, a kerekek rögzültek. A rögzítőfék kioldásához húzza felfelé a fékkarokat.

**FIGYELEM!**

Amikor a felhasználó álló helyzetben van, a fékeket rögzíteni kell

HU

11. KARBANTARTÁS

A Moretti **S.p.A.** MOPEDIA termékcsalád eszközeit a forgalomba hozatal előtt gondosan ellenőrzik és CE-jelöléssel látják el. A beteg és az orvos biztonsága érdekében ajánlott, hogy a rollátor használatra való alkalmasságát legalább kétfévente a gyártóval vagy egy erre felhatalmazott laboratóriummal ellenőriztesse. Javítás esetén kizárólag eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat szabad használni.

A termék élettartama a használattól, karbantartástól, tárolástól és tisztítástól függ.

12. TISZTÍTÁS

Az alkatrészek tisztításához csak nedves ruhát és semleges tisztítószerrel használjon. Ne használjon oldószereket tartalmazó tisztítószerkeket, fémkeféket, súrolószereket vagy éles tárgyakat, mert ezek károsíthatják a terméket.

13. KERÉKÁPOLÁS

1. Tisztítsa meg a kerekeket langyos vízzel és semleges tisztítószerrel. Törölje szárazra egy tiszta ruhával.
2. Rendszeresen kenje meg a kerekeket.

14. MŰSZAKI JELLEMZŐK

GAYA 2.0 sorozat										
Termékkód	RP540									
Ülés	45x31 cm									
Váz	Alumínium									
Méretek* és súlyok										
										
RP540	75	85 97	55	63	52	28	9,6	20	20	136 kg
Sorozat										
	OCEANO 2.0							SATURNO		
Termékkód	RP545							RP551		
Ülés	45x20 cm							44x24 cm		
Váz	Alumínium									
Méretek* és súlyok										
										
RP545x	69	79 92	54	62	47	27	7,6	20	20	136 kg
RP551	70	115÷130 Álkartámasz 100÷115	61	68	52	28	7,9	25		

*A méretek cm-ben értendők, és $\pm 0,5$ cm-rel eltérhetnek.

15. ÁLTALÁNOS ÁRTALMATLANÍTÁSI FELTÉTELEK

Az eszköz ártalmatlanításakor ne helyezze azt a települési szilárd hulladék közé. Az eszközt a helyi hulladékudvarban vagy elkülönített gyűjtőhelyen adja le, hogy a felhasznált anyagokat megfelelően újrahasznosítsák.

16. PÓTALKATRÉSZEK/TARTOZÉKOK

A pótalkatrészeket és tartozékokat lásd a Moretti S.p.A. főkatalógusában.

17. JÓTÁLLÁS

Minden Moretti termékre a termék értékesítésének napjától számított 2 (két) év jótállás vonatkozik az anyag- és gyártási hibákra, az alábbi kizárások és korlátozások figyelembevételével. Ez a jótállás érvényét veszti a termék nem rendeltetésszerű használata, visszaélésszerű használata vagy módosítása, valamint a használati útmutató be nem tartása esetén. A termék rendeltetése a használati útmutatóban található.

A Moretti nem vállal felelősséget semmilyen kárért, személyi sérülésért vagy bármilyen másért, amely a berendezés telepítéséből és/vagy használatából ered, ha az nem felel meg szigorúan a telepítési, összeszerelési és használati útmutatókban megadott utasításoknak.

A Moretti nem vállal jótállást a Moretti termékek alábbi körülmények között keletkezett károsodásaira vagy hibáira: természeti katasztrófák, jogosulatlan karbantartás vagy javítás, áramellátási problémákból eredő károk (ahol alkalmazható), nem a Moretti által szállított alkatrészek vagy részegységek használata, az irányelvek és használati útmutatók be nem tartása, jogosulatlan módosítások, szállítási sérülések (a Morettitől származó eredeti szállítmányon kívül), vagy a használati útmutatóban feltüntetett karbantartás elmulasztása. A jótállás nem terjed ki a kopóalkatrészekre, ha a károsodás a termék rendeltetésszerű használatából ered.

17.1 Javítások

Jótállási javítás: Abban az esetben, ha egy Moretti termék anyag- vagy gyártási hibát mutat a jótállási időszak alatt, a Moretti az ügyféllel közösen felméri, hogy a termékhiba a jótállás hatálya alá tartozik-e. A Moretti saját belátása szerint jogosult a jótállási terméket kicserélni vagy megjavítani egy megadott Moretti márkakereskedésben vagy saját telephelyén. Ha a javítás a jótállás hatálya alá tartozik, a javítás munkadíját a Moretti viselheti. A javítás vagy csere nem indít új jótállási időt, és nem hosszabbítja meg a jótállást.

A jótállás hatálya alá nem tartozó termék javítása: A jótállás hatálya alá nem tartozó termék kizárólag a Moretti ügyfélszolgálatának előzetes engedélyével küldhető vissza javításra. A jótállás hatálya alá nem tartozó javítás munkadíját és szállítási költségeit teljes egészében a vásárló vagy a kereskedő viseli. A jótállás hatálya alá nem tartozó termékeken végzett javításokra a javított termék átvételének napjától számított 6 (hat) hónap jótállás vonatkozik.

Nem hibás termékek: A vásárlót értesítik, ha a visszaküldött termék vizsgálata és kipróbálása után a Moretti megállapítja, hogy a termék nem hibás. A terméket visszaküldik a vásárlónak, és a visszaküldés szállítási költsége a vásárlót terhelik.

17.2 Pótalkatrészek

Az eredeti MORETTI pótalkatrészekre az átvétel napjától számított 6 (hat) hónap jótállás vonatkozik.

17.3 Felelősségkizáró rendelkezések

A jelen jótállásban kifejezetten foglaltakon túl, a jogszabályok által megengedett mértékben a Moretti semmilyen egyéb kifejezett vagy hallgatólagos nyilatkozatot, jótállást vagy feltételt nem vállal, ideértve a forgalomképességre, a meghatározott célra való alkalmasságra, a jogsértés-mentességre és a zavartalan használatra vonatkozó nyilatkozatokat, jótállásokat vagy feltételeket is. A Moretti nem garantálja, hogy a Moretti termék használata megszakítás- és hibamentes lesz. A jogszabály alapján esetlegesen fennálló hallgatólagos jótállások időtartama - a jogszabályok által megengedett mértékben - a jótállási időre korlátozódik. Egyes államok vagy országok nem teszik lehetővé a hallgatólagos jótállás időtartamának korlátozását, illetve a fogyasztási cikkekkel kapcsolatos járulékos vagy közvetett károk kizárását vagy korlátozását. Ezekben az államokban vagy országokban előfordulhat, hogy a jelen jótállás egyes kizárásai vagy korlátozásai nem alkalmazhatók a felhasználóra. A jelen jótállási feltételek előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.

**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com e-mail: info@morettispa.com

SZÁRMAZÁSI HELY: KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG

** A használati útmutató legfrissebb elérhető változatát weboldalunkon találja.*

A képek kizárólag illusztrációs célokot szolgálnak

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

HU

JEGYZETEK

HU

This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for writing or drawing. There are no margins, text, or other markings on the page.

HU



Moretti S.p.A.

Via Bruxelles, 3
52022 Cavriglia (AR), Italy

info@morettispa.com
www.morettispa.com