



MA RP540_RP545x_RP551 01A_LT_07-2026

SKENĒJIET QR KODU
VAIRĀK VALODĀM



LT Alumīnija rollators
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

SATURS

1. KODI.....	LPP. 3
2. IEVADS	LPP. 3
3. PAREDŽĒTAIS NOLŪKS	LPP. 3
4. ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA	LPP. 3
5. BRĪDINĀJUMI.....	LPP. 4
5.1 Vispārīgi brīdinājumi	lpp. 4
5.2 Brīdinājumi par lietošanu	lpp. 4
5.3 Brīdinājumi par stabilitāti	lpp. 4
5.4 Brīdinājumi par montāžu	lpp. 4
6. IZMANTOTIE SIMBOLI	LPP. 5
7. PIRMS KATRAS LIETOŠANAS REIZES	LPP. 5
8. MONTĀŽAS INSTRUKCIJA	LPP. 5
8.1 Pirms montāžas	lpp. 5
8.2 RP540 modeļa montāža.....	lpp. 5
8.2.1 Rollatora salocīšana	lpp. 6
8.2.2 Rokturu uzstādīšana un augstuma regulēšana	lpp. 6
8.2.3 Mantu somas uzstādīšana	lpp. 6
8.2.4 Sēdekļis.....	lpp. 6
8.2.5 Kāju balsti	lpp. 6
8.3 RP545 modeļa montāža.....	lpp. 6
8.3.1 Rollatora salocīšana	lpp. 7
8.3.2 Rokturu uzstādīšana un augstuma regulēšana	lpp. 7
8.3.3 Mantu somas uzstādīšana	lpp. 7
8.3.4 Sēdekļis.....	lpp. 7
8.4 RP551 modeļa montāža.....	lpp. 7
8.4.1 Rollatora salocīšana	lpp. 8
8.4.2 Rokturu uzstādīšana un augstuma regulēšana	lpp. 8
8.4.3 Muguras balsta uzstādīšana.....	lpp. 8
8.4.4 Mantu somas uzstādīšana	lpp. 8
8.4.5 Sēdekļis.....	lpp. 8
9. LIETOŠANAS KĀRTĪBA.....	LPP. 9
10. BREMZES.....	LPP. 9
10.1 Bremžu lietošana.....	lpp. 9
10.2 Bremžu bloķēšana (stāvbremze)	lpp. 9
11. APKOPE	LPP. 9
12. TĪRĪŠANA.....	LPP. 9
13. RITEŅU KOPŠANA	LPP. 9
14. TEHNISKIE RAKSTURLIELUMI.....	LPP. 10
15. VISPĀRĪGIE LIKVIDĒŠANAS NOSACĪJUMI	LPP. 10
16. REZERVES DAĻAS/PIEDERUMI	LPP. 10
17. GARANTĪJA	LPP. 10
17.1 Remonts.....	lpp. 11
17.2 Rezerves daļas	lpp. 11
17.3 Atbildības ierobežojumi	lpp. 11

CE I klases medicīniskā ierīce

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2017/745
(2017. gada 5. aprīlis) par medicīniskām ierīcēm

1. KODI

RP540	Alumīnija rollators ar 4 riteņiem, sēdekli un kāju balstiem GAYA 2.0
RP545G	Izjaucams alumīnija rollators ar 4 riteņiem un sēdekli OCEANO 2.0, pelēks
RP545L	Alumīnija rollators ar 4 riteņiem un sēdekli OCEANO 2.0, laima zaļš
RP545R	Alumīnija rollators ar 4 riteņiem un sēdekli OCEANO 2.0, rozā
RP545B	Alumīnija rollators ar 4 riteņiem un sēdekli OCEANO 2.0, zils
RP545A	Izjaucams alumīnija rollators ar 4 riteņiem un sēdekli OCEANO 2.0, oranžs
RP545V	Izjaucams alumīnija rollators ar 4 riteņiem un sēdekli OCEANO 2.0, zaļš
RP551	Alumīnija rollators ar 4 riteņiem un apakšdelmu balstu SATURNO

2. IEVADIS

Paldies, ka izvēlējāties MOPEDIA by Moretti S.p.a. sērijas rollatoru.

MOPEDIA by Moretti S.p.a. rollatori ir izstrādāti un izgatavoti, lai apmierinātu visas jūsu vajadzības un nodrošinātu praktisku, pareizu un drošu lietošanu. Šajā rokasgrāmatā sniegti īsi ieteikumi jūsu izvēlētajai ierīcei pareizai lietošanai un vērtīgi padomi jūsu drošībai. Pirms iegādātā rollatora lietošanas ieteicams rūpīgi izlasīt visu šo rokasgrāmatu. Neskaidrību gadījumā sazinieties ar izplatītāju, kurš jums sniegs atbilstošu palīdzību un padomu.

3. PAREDZĒTAIS NOLŪKS

Šis rollators ir paredzēts personām ar kustību traucējumiem, un to var izmantot kā palīglīdzekli staigāšanas atvieglošanai. Rollators nodrošina lielāku stabilitāti, atbalstu un drošību iešanas laikā. Tomēr to nedrīkst lietot personas ar acīmredzami pavājinātu plaukstu un/vai rokas funkciju vai personas ar līdzsvaru traucējumiem. Rollatoru var lietot gan ārpus telpām, gan telpās. Ieteicams to lietot tikai uz virsmām, uz kurām visi riteņi saskaras ar zemi. To nedrīkst lietot uz akmeņaina reljefa vai slīpām virsmām, jo rollators var kļūt nestabils. Ierīce nav paredzēta cilvēku vai priekšmetu pārvadāšanai.

UZMANĪBU!



- Šo ierīci aizliegts lietot nolūkiem, kas nav noteikti šajā rokasgrāmatā.
- Moretti S.p.A. neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem, ko izraisījis ierīces nepareiza lietošana vai lietošana veidā, kas atšķiras no šajā rokasgrāmatā norādītā.
- Lai uzlabotu ierīces īpašības, ražotājs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas ierīcē un šajā rokasgrāmatā.

4. ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

MORETTI SpA uz savu vienīgo atbildību apliecina, ka MORETTI SpA ražotie un tirgū laistie ROLLATOR - MOPEDIA saimes izstrādājumi atbilst 2017. gada 5. aprīļa Regulas (ES) 2017/745 par MEDICĪNISKĀM IERĪCĒM piemērojamiem noteikumiem. Šajā nolūkā MORETTI SpA uz savu vienīgo atbildību garantē un apliecina turpmāk minēto:

1. Attiecīgās ierīces atbilst Regulas (ES) 2017/745 I pielikumā noteiktajām vispārīgajām drošuma un veikspējas prasībām, kā paredzēts minētās regulas IV pielikumā.
2. Attiecīgās ierīces NAV MĒRINSTRUMENTI.
3. Attiecīgās ierīces NAV PAREDZĒTAS KLĪNISKAJAI IZPĒTEI.
4. Attiecīgās ierīces tiek laistas tirgū NESTERILĀ iepakojumā.
5. Attiecīgās ierīces saskaņā ar minētās regulas VIII pielikumu ir klasificējamas kā I klases ierīces.

6. MORETTI SpA vismaz 10 gadus no pēdējās partijas izgatavošanas datuma glabā tehnisko dokumentāciju, kas apliecina atbilstību Regulai (ES) 2017/745, un nodrošina tās pieejamību kompetentajām iestādēm.

Piezīme: Pilnīge izstrādājumu kodi, ražotāja reģistrācijas numurs (SRN), pamata UDI-DI kods un cita attiecīgā informācija, tostarp atsauces uz izmantotajiem standartiem, ir sniegta ES atbilstības deklarācijā, ko MORETTI S.p.A. sagatavo un dara pieejamu savos kanālos.

5. BRĪDINĀJUMI

5.1 Vispārīgi brīdinājumi

- NEUZSTĀDIET un nelietojiet izstrādājumu, pirms neesat izlasījis un sapratis šo lietošanas instrukciju. Ja nespējat saprast brīdinājumus, piesardzības pasākumus un norādījumus, pirms izstrādājuma uzstādīšanas vērsieties pie veselības aprūpes speciālista, izplatītāja vai tehniskā personāla, lai nepieļautu bojājumus vai miesas bojājumus;
- Rollatoru drīkst lietot tikai pacienti ar atbilstošām kustību spējām, kas nodrošina tā drošu lietošanu;
- Konsultējieties ar ārstu vai terapeitu, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību, pareizu regulējumu un pareizu rollatora lietošanu;
- Ārstam vai terapeitam jāpalīdz noregulēt rollatora augstumu, lai nodrošinātu maksimālu atbalstu, pareizu bremžu darbību un pareizu kopējo montāžu;
- Rollatori nav paredzēti lietošanai pašpiedziņas režīmā;
- Lietotājam un/vai pacientam par jebkuru ar ierīci saistītu nopietnu incidentu jāziņo ražotājam un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā lietotājs un/vai pacients atrodas.

5.2 Brīdinājumi par lietošanu

1. Vienmēr pārliedcinieties, ka bremžu trose ir pareizi nostiprināta.
2. Pēc katras augstuma regulēšanas vienmēr pārbaudiet bremžu darbību, lai trose nebūtu pārmērīgi valīga vai saliekta.
3. Šo vienkāršo brīdinājumu neievērošana var izraisīt miesas bojājumus.
4. Rollatoru drīkst lietot tikai uz cietas un līdzenas virsmas. Neizmantojiet rollatoru, lai kāptu pa kāpnēm!
5. Lai saglabātu līdzsvaru, vienmēr balstieties uz abiem rokturiem.
6. Īpaši uzmanieties uz mitrām, apledojušām vai apsnigušām virsmām.
7. Nepārslodojiet rollatoru.
8. Neizmantojiet rollatora sēdekli (ja tāds ir) priekšmetu vai personu pārvadāšanai; sēdekli ir paredzēts lietotāja sēdēšanai, kad stāvbremze ir bloķēta;
9. Lietošanas laikā visiem riteņiem vienmēr jābūt saskarē ar grīdu, lai nodrošinātu pareizu rollatora līdzsvaru un maksimālu drošību.
10. Pirms sēdekļa lietošanas jābloķē stāvbremze.

PIEZĪME. Kad rollators tiek lietots nekustīgā stāvoklī, stāvbremzei jābūt bloķētai.

5.3 Brīdinājumi par stabilitāti

- Rollators nodrošina atbalstu personai, kuras masa kopā ar somas slodzi nepārsniedz 136 kg.
- Somas/groza maksimālā slodze ir 5 kg. Nepārslodojiet to, lai nepieļautu līdzsvara zudumu un apgāšanās risku.

5.4 Brīdinājumi par montāžu

- Pēc rollatora salikšanas vai atvēršanas pārliedcinieties, ka sēdekļa balsts ir nofiksēts abās pusēs, un pārbaudiet, vai drošības ierīce ir nostiprināta pareizajā stāvoklī.
- Pārbaudiet, vai abas rokturu balsta caurules ir pareizi ievietotas rāmī un droši nostiprinātas galvenajā balstā ar attiecīgajiem spārnuzgriežņiem un fiksācijas rokturiem, bez brīvkustības.
- Nekariet neko pie rollatora rāmja, lai nedeformētu caurules un neapdraudētu tā stabilitāti.

Piezīme: Atvēšanas un salocīšanas laikā uzmanieties, lai neiespiestu pirkstus un/vai apģērbu.

6. IZMANTOTIE SIMBOLI



Izstrādājuma kods



Ierīces unikālais identifikators



CE marķējums



Ražotājs



Ražošanas partija



Skatīt lietošanas instrukciju



Medicīniska ierīce



Likvidēšanas nosacījumi



Maksimālā slodze

7. PIRMS KATRAS LIETOŠANAS REIZES

Pirms ierīces lietošanas vienmēr pārbaudiet:

- vai visas rollatora detaļas ir droši nofiksētas;
- vai visas skrūves ir stingri pievilkas;
- vai sēdekļi ir pareizi nofiksēti (ja nav, stingri spiediet sēdekļi uz leju rāmja virzienā);
- vai sēdekļa bloķēšanas ierīce ir pareizi ievietota;
- vai darba bremze un stāvbremze darbojas pareizi;

8. MONTĀŽAS INSTRUKCIJA

8.1 Pirms montāžas

Izsaiņojiet izstrādājumu un pārbaudiet, vai transportēšanas laikā tas nav bojāts. Ja rollators ir bojāts, sazinieties ar tuvāko izplatītāju.

8.2 RP540 modeļa montāža

- Rollators tiek piegādāts ar atsevišķi iepakotiem kāju balstiem.
- Pirmajā rollatora montāžas reizē rokturi ar fiksācijas rokturiem nebūs pievienoti; tādēļ ievietojiet abas caurules vertikālajos statņos.



- Spiediet rollatora sēdekļi uz leju, līdz rāmja caurules nostājas bloķētā stāvoklī.
- Pirms lietošanas vienmēr pārliedziniet, ka neliela sānu spēka iedarbībā rollators nemēģina salocīties.
- Uztādiet kāju balstus.



UZMANĪBU! Pārļiecinieties, ka fiksācijas pogas ir pilnībā ievietotas atverēs.

Pirms lietošanas vienmēr pārļiecinieties, ka neliela sānu spēka iedarbībā rollators nemēģina salocīties. Pievienojot rokturus un riteņus, uzmanieties, lai nesapītos bremžu troses.

8.2.1 Rollatora salocīšana

Lai salocītu rollatoru, stingri pavelciet uz augšu sēdekļa lenti.

8.2.2 Rokturu uzstādīšana un augstuma regulēšana

Ievietojiet rokturus rāmī. Nospiediet atsperes pogu un iestatiet vajadzīgo augstumu. Atkārtojiet darbību pretējā pusē un pārļiecinieties, ka abi rokturi ir droši nofiksēti vienādā augstumā. Rollators ir aprīkots ar augstumā regulējamiem rokturiem, lai to varētu pielāgot visām lietotāja vajadzībām.



UZMANĪBU!

Noregulējiet rollatora augstumu tā, lai lietotājam stāvot ar rokām gar sāniem, plauksts locītavas atrastos rokturu augstumā. Tādējādi rollatora lietošanas laikā rokas būs saliekas aptuveni 20°–30° leņķī.

8.2.3 Mantu somas uzstādīšana

Lai uzstādītu mantu somu, uzkariet somas cilpas uz sēdekļa balsta.



UZMANĪBU!

Somas maksimālā slodze ir 5 kg. Nepārslogojiet somu, lai nepieļautu līdzsvara zudumu un apgāšanās risku.

8.2.4 Sēdekliis


Pirms apsēšanās novietojiet rollatoru uz līdzenas, cietas virsmas un bloķējiet bremzes. Ja nepieciešams, pagrieziet muguras balstu. Pārļiecinieties, ka bloķēšanas mehānisms ir droši nostiprināts un rollators atrodas stabilā stāvoklī.



UZMANĪBU!

Apsēdieties, vienmērīgi sadalot svaru pa visu sēdekli. Nesēdieties, noslogojot tikai vienu sēdekļa pusī.

8.2.5 Kāju balsti



Ievietojiet kāju balstus attiecīgajās tapās.

Ja kāju balsti netiek izmantoti, novietojiet tos, kā parādīts attēlā, un nostipriniet ar skavām.

8.3 RP545 modeļa montāža

- Pagrieziet riteņus pareizajā virzienā, atsprādzējiet lenti, kas fiksē aizmugurējos riteņus, un nostipriniet aizmugurējos un priekšējos riteņus ar komplektā iekļautajiem fiksācijas rokturiem.
- Pirmajā rollatora montāžas reizē rokturi ar fiksācijas rokturiem nebūs pievienoti; tādēļ ievietojiet abas caurules vertikālajos statņos.



- Spiediet rollatora sēdekli uz leju, līdz rāmja caurules nostājas bloķētā stāvoklī, un pēc tam nostipriniet drošības skavu.



UZMANĪBU!

Pārļiecinieties, ka fiksācijas pogas ir pilnībā ievietotas atverēs. Pirms lietošanas vienmēr pārļiecinieties, ka neliela sānu spēka iedarbībā rollators nemēģina salocīties. Pievienojot rokturus un riteņus, uzmanieties, lai nesapītos bremžu troses.

8.3.1 Rollatora salocīšana

Lai salocītu rollatoru, stingri pavelciet uz augšu sēdekļa lenti.

8.3.2 Rokturu uzstādīšana un augstuma regulēšana

levietojiet rokturus rāmī. Nospiediet atsperes pogu un iestatiet vajadzīgo augstumu. Atkārtojiet darbību pretējā pusē un pārļiecinieties, ka abi rokturi ir droši nofiksēti vienādā augstumā. Rollators ir aprīkots ar augstumā regulējamiem rokturiem, lai to varētu pielāgot visām lietotāja vajadzībām.



UZMANĪBU!

Noregulējiet rollatora augstumu tā, lai, lietotājam stāvot ar rokām gar sāniem, plaukstas locītavas atrastos rokturu augstumā. Tādējādi rollatora lietošanas laikā rokas būs saliekta aptuveni 20°–30° leņķī.

8.3.3 Mantu somas uzstādīšana

Lai uzstādītu mantu somu, uzkariet somas cilpas uz sēdekļa balsta un piestipriniet liplentes pie rāmja.



UZMANĪBU!

Somas maksimālā slodze ir 5 kg. Nepārslogojiet somu, lai nepieļautu līdzsvara zudumu un apgāšanās risku.

8.3.4 Sēdekļis

Pirms apsēšanās novietojiet rollatoru uz līdzenas, cietas virsmas un bloķējiet bremzes. Pārļiecinieties, ka bloķēšanas mehānisms ir droši nostiprināts un rollators atrodas stabilā stāvoklī.



UZMANĪBU!


Apsēdieties, vienmērīgi sadalot svaru pa visu sēdekli. Nesēdieties, noslogojot tikai vienu sēdekļa pusi.

8.4 RP551 modeļa montāža

- Atbrīvojiet drošības fiksatoru, ja tas ir ieslēgts.
- Pirmajā rollatora montāžas reizē rokturi ar fiksācijas rokturiem nebūs pievienoti; tādēļ ievietojiet abas caurules vertikālajos statņos.



- Spiediet rollatora sēdekli uz leju, līdz rāmja caurules nostājas bloķētā stāvoklī, un pēc tam nostipriniet drošības skavu.



- Pagrieziet riteņu statņus un nofiksējiet tos ar tapu, kā parādīts attēlā.



UZMANĪBU!

Pirms lietošanas vienmēr pārlicinieties, ka neliela sānu spēka iedarbībā rollators nemēģina salocīties. Pievienojot rokturus un riteņus, uzmanieties, lai nesapītos bremžu troses.

8.4.1 Rollatora salocīšana

Lai salocītu rollatoru, stingri paceliet sēdekli uz augšu.

8.4.2 Rokturu uzstādīšana un augstuma regulēšana

levietojiet rokturus rāmī un pienācīgi nofiksējiet tos. Rollatoram ir augstumā regulējami rokturi ar pievilkšanas skrūvēm, lai to varētu pielāgot visām lietotāja vajadzībām.



UZMANĪBU!

Noregulējiet rollatora augstumu tā, lai, lietotājam stāvot ar rokām gar sāniem, plaukstas locītavas atrastos rokturu augstumā. Tādējādi rollatora lietošanas laikā rokas būs saliektas aptuveni 20°–30° leņķī.

8.4.3 Muguras balsta uzstādīšana

levietojiet muguras balstu attiecīgajās plastmasas vadotnēs uz rollatora rāmja.

8.4.4 Mantu somas uzstādīšana

Lai uzstādītu mantu somu, uzkariet somas cilpas uz sēdekļa balsta un piestipriniet līplentes pie rāmja.



UZMANĪBU!

Somas maksimālā slodze ir 5 kg. Nepārslogojiet grozu, lai nepieļautu līdzsvara zudumu un apgāšanās risku.

8.4.5 Sēdekļis

Pirms apsēšanās novietojiet rollatoru uz līdzenas, cietas virsmas un bloķējiet bremzes.

Pārlicinieties, ka bloķēšanas mehānisms ir droši nostiprināts un rollators atrodas stabilā stāvoklī.

**UZMANĪBU!**

Apsēdieties, vienmērīgi sadalot svaru pa visu sēdekli. Nesēdieties, noslogojot tikai vienu sēdekļa pusi.

9. LIETOŠANAS KĀRTĪBA

- Sāciet virzīt rollatoru, stāvot taisni un turot abus rokturus;
- Pirms rollatora lietošanas pārliecinieties, ka rokas ir sausas, lai nepieļautu noslīdēšanas risku;
- Ejiet, saglabājot taisnu stāju un skatoties uz priekšu, nevis lejup;
- Nevirziet rollatoru pārāk tālu no ķermeņa; tas var izraisīt kritienu un neatbilstošu slodzes sadalījumu;
- Neizmantojiet rollatoru, lai pārvarētu pakāpienus, kas augstāki par 20 mm;
- Lietojot ārpus telpām, priekšroku dodiet ietvēm, kas pielāgotas atbilstoši vides pieejamības prasībām;
- Lai pārvarētu nelielus šķēršļus, nospiediet aizmugurējos pacelšanas pedāļus un paceliet rollatora priekšējo daļu (tikai modeļiem RP540, RP545 un RP551).

10. BREMZES

Bremžu pareiza darbība ir atkarīga no riteņu nodiluma un uz tiem uzkrātajiem netīrumiem. Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet bremžu un riteņu stāvokli.

10.1 Bremžu lietošana

Lai bremzētu rollatoru, ar pirkstiem velciet bremžu sviras uz augšu, līdz rollators palēninās vai apstājas. Lai turpinātu pārvietot rollatoru, atlaidiet bremžu sviras.

10.2 Bremžu bloķēšana (stāvbremze)

Ar plaukstu nospiediet bremžu sviras uz leju; kad atskan klikšķis, riteņi ir bloķēti. Paceliet bremžu sviras, lai tās atbrīvotu no bloķētā stāvokļa.

**UZMANĪBU!**

Kad lietotājs nevirzās, bremzēm jābūt bloķētām.

11. APKOPE

MOPEDIA by Moretti S.p.A. sērijas ierīces pirms laišanas tirgū tiek rūpīgi pārbaudītas un apgādātas ar CE marķējumu. Pacienta un ārsta drošības nolūkā ieteicams vismaz reizi 2 gados nodot rollatoru ražotājam vai pilnvarotai laboratorijai, lai pārbaudītu tā piemērotību lietošanai. Remonta gadījumā drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas un piederumus.

Izstrādājuma kalpošanas laiks ir atkarīgs no lietošanas, apkopes, uzglabāšanas un tīrīšanas.

12. TĪRĪŠANA

Detālu tīrīšanai izmantojiet tikai mitru drānu un neitrālu mazgāšanas līdzekli. Neļietojiet šķīdinātājus saturošus mazgāšanas līdzekļus, metāla suku, abrazīvus vai asus priekšmetus, jo tie var sabojāt izstrādājumu.

13. RITEŅU KOPŠANA

1. Nomazgājiet riteņus ar remdenu ūdeni un neitrālu mazgāšanas līdzekli. Nosusiniet tos ar tīru drānu.
2. Periodiski ieeļļojiet riteņus.

14. TEHNISKIE RAKSTURLIELUMI

GAYA 2.0 sērija										
Izstrādājuma kods	RP540									
Sēdeklis	45 × 31 cm									
Rāmis	Alumīnijs									
Izmēri* un masa										
RP540	75	85 97	55	63	52	28	9,6	20	20	136 kg
Sērija OCEANO 2.0 SATURNO										
Izstrādājuma kods	RP545					RP551				
Sēdeklis	45 × 20 cm					44 × 24 cm				
Rāmis	Alumīnijs									
Izmēri* un masa										
RP545x	69	79 92	54	62	47	27	7,6	20	20	136 kg
RP551	70	115–130 Apakšdelma balsts 100–115	61	68	52	28	7,9	25		

*Izmēri ir norādīti cm un var atšķirties par ± 0,5 cm

15. VISPĀRĪGIE LIKVIDĒŠANAS NOSACĪJUMI

Likvidējot ierīci, nekādā gadījumā neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Ierīci ieteicams nodot pašvaldības atkritumu šķirošanas laukumā, lai izmantotos materiālus varētu pārstrādāt.

16. REZERVES DAĻAS/PIEDERUMI

Informāciju par rezerves daļām un piederumiem skatiet Moretti S.p.A. galvenajā katalogā.

17. GARANTĪJA

Visiem Moretti izstrādājumiem tiek nodrošināta 2 (divu) gadu garantija pret materiālu un ražošanas defektiem, skaitot no izstrādājuma pārdošanas datuma, izņemot turpmāk norādītos izņēmumus un ierobežojumus. Šī garantija nav spēkā, ja izstrādājums ir lietots nepareizi, ļaunprātīgi izmantots vai pārveidots vai ja nav ievērota lietošanas instrukcija. Izstrādājuma pareizais paredzētais nolūks ir norādīts lietošanas instrukcijā.

Moretti neatbild par izrietošiem zaudējumiem, miesas bojājumiem vai jebkādu citu kaitējumu, ko izraisījusi vai ar ko saistīta iekārtas uzstādīšana un/vai lietošana, ja uzstādīšana un/vai lietošana nav veikta, stingri ievērojot uzstādīšanas, montāžas un lietošanas rokasgrāmatās sniegtos norādījumus.

Moretti garantija neattiecas uz Moretti izstrādājumu bojājumiem vai defektiem, kas radušies šādos apstākļos: dabas katastrofas; neatļauta apkope vai remonts; elektroapgādes traucējumu radīti bojājumi (ja piemērojams); tādu detaļu vai komponentu izmantošana, ko nav piegādājis Moretti; vadlīniju un lietošanas instrukciju neievērošana; neatļautas izmaiņas; transportēšanas bojājumi (izņemot Moretti sākotnējo piegādi); rokasgrāmatā norādītās apkopes neveikšana. Šī garantija neattiecas uz dilstošām detaļām, ja bojājums radies izstrādājuma normālas lietošanas dēļ.

17.1 Remonts

Garantijas remonts: Ja garantijas laikā Moretti izstrādājumam atklājas materiālu vai ražošanas defekti, Moretti kopā ar klientu izvērtēs, vai uz attiecīgo defektu attiecas garantija. Moretti pēc saviem ieskatiem var nomainīt vai saremontēt izstrādājumu, uz kuru attiecas garantija, norādītā Moretti izplatītāja telpās vai savā uzņēmumā. Ja tiek konstatēts, ka remonts ietilpst garantijas darbības jomā, ar izstrādājuma remontu saistītās darba izmaksas var segt Moretti. Remonts vai nomaīņa neatjauno un nepagarina garantiju.

Izstrādājuma, uz kuru neattiecas garantija, remonts: Izstrādājumu, uz kuru neattiecas garantija, var atgriezt remontam tikai pēc iepriekšējas Moretti klientu apkalpošanas dienesta atļaujas saņemšanas. Ar ārpusgarantijas remontu saistītās darba un piegādes izmaksas pilnībā sedz klients vai izplatītājs. Ārpusgarantijas izstrādājumu remontam tiek nodrošināta 6 (sešu) mēnešu garantija, skaitot no salabotā izstrādājuma saņemšanas dienas.

Izstrādājumi, kuriem nav konstatēti defekti: Klients tiks informēts, ja pēc atgrieztā izstrādājuma pārbaudes un testēšanas Moretti secinās, ka izstrādājumam nav defektu. Izstrādājums tiks atgriezts klientam, un ar atgriešanu saistītās piegādes izmaksas segs klients.

17.2 Rezerves daļas

Oriģinālajām MORETTI rezerves daļām ir 6 (sešu) mēnešu garantija no rezerves daļas saņemšanas dienas.

17.3 Atbildības ierobežojumi

Izņemot šajā garantijā skaidri noteikto un tiesību aktos atļautajās robežās, Moretti nesniedz nekādus citus tiešus vai netiešus apliecinājumus, garantijas vai nosacījumus, tostarp apliecinājumus, garantijas vai nosacījumus par tirgojamību, piemērotību konkrētam nolūkam, tiesību nepārkāpšanu un neiejaukšanos. Moretti negarantē, ka Moretti izstrādājuma lietošana būs nepārtraukta vai bez kļūdām. Tiesību aktos noteikto iespējamo netiešo garantiju ilgums tiesību aktos atļautajās robežās ir ierobežots līdz garantijas periodam. Dažos štatos vai valstīs nav atļauts ierobežot netiešās garantijas ilgumu vai izslēgt vai ierobežot nejaušus vai netiešus zaudējumus saistībā ar patēriņa precēm. Šādos štatos vai valstīs daži šīs garantijas izņēmumi vai ierobežojumi uz lietotāju var neattiekties. Šī garantija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.



Moretti S.p.A.

Via Bruxelles, 3
52022 Cavriglia (AR), Italy

info@morettispa.com
www.morettispa.com