



MA RP701x 01 A_LT_07-2026

SKENĒJIET QR KODU
VAIRĀK VALODĀM



LT **Elkoņa atbalsta kruķi**
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

SATURS

1. KODI.....	LPP. 3
2. IEVADS	LPP. 3
3. PAREDZĒTAIS NOLŪKS	LPP. 3
4. ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA	LPP. 3
5. VISPĀRĪGI BRĪDINĀJUMI	LPP. 4
6. IZMANTOTIE SIMBOLI	LPP. 4
7. VISPĀRĪGS APRAKSTS	LPP. 4
7.1 Elkoņa atbalsta kruķi	lpp. 4
7.2 Augstuma regulēšana	lpp. 4
8. PIRMS KATRAS LIETOŠANAS REIZES	LPP. 5
9. BRĪDINĀJUMI PAR LIETOŠANU	LPP. 5
10. LIETOŠANAS KĀRTĪBA	LPP. 5
11. APKOPE	LPP. 5
12. TĪRĪŠANA UN DEZINFEKCIJA	LPP. 5
12.1 Tīrīšana	lpp. 5
12.2 Dezinfekcija	lpp. 5
13. LIKVIDĒŠANAS NOSACĪJUMI	LPP. 6
14. TEHNISKE RAKSTURLIELUMI.....	LPP. 6
14.1 Rezerves daļas	lpp. 6
15. GARANTĪJA	LPP. 6
16. REMONTS	LPP. 6
16.1 Garantijas remonts	lpp. 6
16.2 Izstrādājuma, uz kuru neattiecas garantija, remonts	lpp. 6
16.3 Izstrādājumi, kuriem nav konstatēti defekti	lpp. 7
17. REZERVES DAĻAS.....	LPP. 7
18. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI.....	LPP. 7

 I klases medicīniskā ierīce
 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2017/745
 (2017. gada 5. aprīlis) par medicīniskām ierīcēm

1. KODI

RP701A	Sudraba krāsas elkoņa atbalsta kruķi - pieaugušajiem
RP701B	Zilas krāsas elkoņa atbalsta kruķi - pieaugušajiem
RP701N	Melnas krāsas elkoņa atbalsta kruķi - pieaugušajiem
RP701R	Sarkanās krāsas elkoņa atbalsta kruķi - pieaugušajiem
RP701V	Zaļās krāsas elkoņa atbalsta kruķi - pieaugušajiem

2. IEVADS

Paldies, ka izvēlējāties MOPEDIA by Moretti sērijas palīgīdzekli. MOPEDIA by Moretti **elkoņa** atbalsta kruķi ir izstrādāti un izgatavoti, lai apmierinātu visas jūsu vajadzības un nodrošinātu praktisku, pareizu un drošu lietošanu. Šajā rokasgrāmatā sniegti visi ieteikumi jūsu izvēlētajai ierīcei pareizai lietošanai un vērtīgi padomi jūsu drošībai. Pirms ierīces lietošanas ieteicams rūpīgi izlasīt visu šo rokasgrāmatu. Neskaitīdību gadījumā sazinieties ar izplatītāju, kurš jums sniegs atbilstošu palīdzību un padomu.

3. PAREDZĒTAIS NOLŪKS

MOPEDIA by Moretti **elkoņa** atbalsta kruķi ir ar vienu roku lietojami palīgīdzekļi, kas paredzēti, lai atbalstītu un/vai atviegлотu pārvietošanos personām ar staigāšanas grūtībām.

UZMANĪBU!



- Šo ierīci aizliegts lietot nolūkiem, kas nav noteikti šajā rokasgrāmatā.
- Moretti S.p.A. neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem, ko izraisījuši ierīces nepareiza lietošana vai lietošana veidā, kas atšķiras no šajā rokasgrāmatā norādītā.
- Lai uzlabotu ierīces īpašības, ražotājs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas ierīcē un šajā rokasgrāmatā.

4. ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

MORETTI SpA uz savu vienīgo atbildību apliecina, ka MORETTI SpA ražotie un tirgū laistie KRUĶU saimes izstrādājumi atbilst 2017. gada 5. aprīļa Regulas (ES) 2017/745 par MEDICĪNISKĀM IERĪCĒM piemērojamajiem noteikumiem.

Šajā nolūkā MORETTI SpA uz savu vienīgo atbildību garantē un apliecina turpmāk minēto:

1. Attiecīgās ierīces atbilst Regulas (ES) 2017/745 I pielikumā noteiktajām vispārīgajām drošuma un veiktspējas prasībām, kā paredzēts minētās regulas IV pielikumā.
2. Attiecīgās ierīces NAV MĒRINSTRUMENTI.
3. Attiecīgās ierīces NAV PAREDZĒTAS KLĪNISKAJAI IZPĒTEI.
4. Attiecīgās ierīces tiek laistas tirgū NESTERILĀ iepakojumā.
5. Attiecīgās ierīces saskaņā ar minētās regulas VIII pielikumu ir klasificējamās kā I klases ierīces.
6. MORETTI SpA vismaz 10 gadus no pēdējās partijas izgatavošanas datuma glabā tehnisko dokumentāciju, kas apliecina atbilstību Regulai (ES) 2017/745, un nodrošina tās pieejamību kompetentajām iestādēm.

PIEZĪME: Pilnie izstrādājumu kodi, ražotāja reģistrācijas numurs (SRN), pamata UDI-DI kods un cita attiecīgā informācija, tostarp atsaucis uz izmantotajiem standartiem, ir sniegta ES atbilstības deklarācijā, ko MORETTI S.p.A. sagatavo un dara pieejamu savos kanālos.

5. VISPĀRĪGI BRĪDINĀJUMI

- Lai ierīci lietotu pareizi, ievērojiet šajā rokasgrāmatā sniegtos norādījumus.
- Pārbaudiet, vai izstrādājums ir piegādāts ne bojāts, un uzglabājiet to iepakojumā, prom no siltuma avotiem.
- Lerīces kalpošanas laiku nosaka to detaļu nodilums, kuras nav iespējams salabot un/vai nomainīt.
- Vienmēr uzmanieties, ja tuvumā ir bērni.
- Lai ierīci lietotu pareizi, vienmēr konsultējieties ar ārstu vai terapeitu.
- Lietotājam un/vai pacientam par jebkuru ar ierīci saistītu nopietnu incidentu jāziņo ražotājam un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā lietotājs un/vai pacients atrodas.

6. IZMANTOTIE SIMBOLI



Izstrādājuma kods



Ierīces unikālais identifikators



CE marķējums



Ražotājs



Ražošanas partija



Skatīt lietošanas instrukciju



Medicīniska ierīce



Likvidēšanas nosacījumi

7. VISPĀRĪGS APRAKSTS

7.1 Elkoņa atbalsta kruķi

Kruķi ir izgatavoti no anodēta alumīnija, un katram kruķim ir vienlaidu anatomisks neslidošs rokturis, kas izgatavots ar iesmidzināšanas metodi, lai nodrošinātu komfortu un drošību. Tie ir aprīkoti ar trokšņa slāpēšanas gredzenu uz bīdāmās caurules, atstarotāju uz roktura un neslidošiem uzgaļiem; augstumu var regulēt ar 2,5 cm soli.

7.2 Augstuma regulēšana

Kruķu augstums jānoregulē atbilstoši lietotāja augumam. Mērīšana jāveic, valkājot apavus. Izņemiet fiksatoru un izbīdiet cauruli, savietojot to ar atbilstošo atveri atkarībā no vajadzīgā augstuma un pacienta individuālajām pārvietošanās spējām. Noregulējiet kruķi tā, lai rokturis atrastos augšstilba kaula galviņas augstumā. Ievietojiet fiksatoru atpakaļ atverē, lai nostiprinātu cauruli, un pārļiecinieties, ka fiksators ir pilnībā ievietots atverē.

PIEZĪME:Kad kruķi ir pareizi noregulēti, stāvēt vertikāli, rokām jābūt ērti saliektām.

Attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem

8. PIRMS KATRAS LIETOŠANAS REIZES

- Vienmēr pārbaudiet detaļu nodilumu, lai ierīces lietošana būtu pilnīgi droša cilvēkiem un mantai.
- Pārbaudiet, vai fiksācijas tapa ir pareizi ievietota atverē un C veida fiksators atrodas savā vietā.

9. BRĪDINĀJUMI PAR LIETOŠANU

- Uz mitrām un slidenām virsmām lietojiet piesardzīgi.
- Nepārsniedziet maksimālo pacienta svaru, kas norādīts uz izstrādājuma etiķetes un šīs rokasgrāmatas nodaļā "Tehniskie raksturojumi".
- Neatstājiet ierīci ārpus telpām vai ilgstošā saskarē ar ūdeni.
- Regulāri pārbaudiet izstrādājuma stabilitāti un izturību, kā arī gumijas uzgaļu stāvokli. Nomainiet uzgaļus, kad tie ir nodiluši.
- Ja rodas šaubas par izstrādājuma lietošanu, regulēšanu vai apkopi, sazinieties ar izplatītāju.

10. LIETOŠANAS KĀRTĪBA

Satveriet krukus un novietojiet tos uz priekšu. Pārnēsot ķermeņa svaru uz krukā rokturiem, virziet traumēto kāju uz priekšu, pēc tam pārvietojiet ķermeni uz priekšu, veselo pēdu stingri turot uz grīdas, un visbeidzot speriet soli uz priekšu ar veselo kāju. Kruķi nekad nedrīkst atrasties aiz pacienta.

KĀPŠANA AUGŠUP PA KĀPNĒM

- Novietojiet veselo kāju uz pakāpiena
- Pēc tam novietojiet krukus un visbeidzot skarto kāju.

KĀPŠANA LEJUP PA KĀPNĒM

- Novietojiet krukus uz zemākā pakāpiena.
- Pārvietojiet skarto kāju uz zemāko pakāpienu.
- Visbeidzot pārvietojiet veselo kāju.

11. APKOPE

MOPEDIA by Moretti sērijas ierīces pirms laišanas tirgū tiek rūpīgi pārbaudītas un apgādātas ar CE marķējumu. Pacienta un ārsta drošības nolūkā ieteicams vismaz reizi 2 gados nodot izstrādājumu ražotājam vai pilnvarotai laboratorijai, lai pārbaudītu tā piemērotību lietošanai. Remonta gadījumā drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas un piederumus.

12. TĪRĪŠANA UN DEZINFEKCIJA

12.1 Tīrīšana

Putekļu noņemšanai izmantojiet tikai mitru drānu; grūtāk noņemamu netīrumu tīrīšanai izmantojiet mitru drānu ar neitrālām ziepēm. Pirms lietošanas rūpīgi nosusiniet.

Izmantojiet ūdeni, kura temperatūra nepārsniedz 30 °C. Neizmantojiet ūdens strūklu un/vai tvaika tīrīšanas iekārtas.

12.2 Dezinfekcija

Ja izstrādājums jādezinficē, izmantojiet parastu dezinficējošu tīrīšanas līdzekli.



UZMANĪBU!

Nekādā gadījumā neizmantojiet skābus vai sārmainus līdzekļus vai šķīdinātājus, piemēram, acetonu vai atšķaidītāju.

13. LIKVIDĒŠANAS NOSACĪJUMI



Likvidējot ierīci, nekādā gadījumā neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Ierīci ieteicams nodot pašvaldības atkritumu šķirošanas laukumā, lai izmantotos materiālus varētu pārstrādāt.

14. TEHNISKE RAKSTURLIELUMI

Kodi	Krāsa	Materiāls	Augstuma regulēšana	Maksimālā slodze
RP701A	SUDRABA	Anodēts alumīnijs	74–97 cm	100 kg
RP701B	ZILA	Anodēts alumīnijs	74–97 cm	100 kg
RP701N	MELNA	Anodēts alumīnijs	74–97 cm	100 kg
RP701R	SARKANA	Anodēts alumīnijs	74–97 cm	100 kg
RP701V	ZAĻA	Anodēts alumīnijs	74–97 cm	100 kg

14.1 Rezerves daļas

RV7010 Pelēki elkoņa atbalsta kruķu uzgaļi, 2 gab.

RV7011 Melni elkoņa atbalsta kruķu uzgaļi, 2 gab.

15. GARANTĪJA

Visiem Moretti izstrādājumiem tiek nodrošināta 2 (divu) gadu garantija pret materiālu un ražošanas defektiem, skaitot no izstrādājuma pārdošanas datuma, izņemot turpmāk norādītos izņēmumus un ierobežojumus. Šī garantija nav spēkā, ja izstrādājums ir lietots nepareizi, ļaunprātīgi izmantots vai pārveidots vai ja nav ievērota lietošanas instrukcija. Izstrādājuma pareizais paredzētais nolūks ir norādīts lietošanas instrukcijā. Moretti neatbild par izrietošiem zaudējumiem, miesas bojājumiem vai jebkādu citu kaitējumam, ko izraisījusi vai ar ko saistīta iekārtas uzstādīšana un/vai lietošana, ja uzstādīšana un/vai lietošana nav veikta, stingri ievērojot uzstādīšanas, montāžas un lietošanas rokasgrāmatās sniegtos norādījumus. Moretti garantija neattiecas uz Moretti izstrādājumu bojājumiem vai defektiem, kas radušies šādos apstākļos: dabas katastrofas; neatļauta apkope vai remonts; elektroapgādes traucējumu radīti bojājumi (ja piemērojams); tādu detaļu vai komponentu izmantošana, ko nav piegādājis Moretti; vadlīniju un lietošanas instrukciju neievērošana; neatļautas izmaiņas; transportēšanas bojājumi (izņemot Moretti sākotnējo piegādi); rokasgrāmatā norādītās apkopes neveikšana. Šī garantija neattiecas uz dilstošām detaļām, ja bojājums radies izstrādājuma normālas lietošanas dēļ.

16. REMONTS

16.1 Garantijas remonts

Ja garantijas laikā Moretti izstrādājumam atklājas materiālu vai ražošanas defekti, Moretti kopā ar klientu izvērtēs, vai uz attiecīgo defektu attiecas garantija. Moretti pēc saviem ieskatiem var nomainīt vai saremontēt izstrādājumu, uz kuru attiecas garantija, norādītā Moretti izplatītāja telpās vai savā uzņēmumā. Ja tiek konstatēts, ka remonts ietilpst garantijas darbības jomā, ar izstrādājuma remontu saistītās darba izmaksas var segt Moretti. Remonts vai nomaina neatjauno un nepagarina garantiju.

16.2 Izstrādājuma, uz kuru neattiecas garantija, remonts

Izstrādājumu, uz kuru neattiecas garantija, var atgriezt remontam tikai pēc iepriekšējas Moretti klientu apkalpošanas dienesta atļaujas saņemšanas. Ar ārpusgarantijas remontu saistītās darba un piegādes izmaksas pilnībā sedz klients vai izplatītājs. Ārpusgarantijas izstrādājumu remontam tiek nodrošināta 6 (sešu) mēnešu garantija, skaitot no salabotā izstrādājuma saņemšanas dienas.

16.3 Izstrādājumi, kuriem nav konstatēti defekti

Klients tiks informēts, ja pēc atgrieztā izstrādājuma pārbaudes un testēšanas Moretti secinās, ka izstrādājumam nav defektu. Izstrādājums tiks atgriezts klientam, un ar atgriešanu saistītās piegādes izmaksas segs klients.

17. REZERVES DAĻAS

Oriģinālajām Moretti rezerves daļām ir 6 (sešu) mēnešu garantija, skaitot no rezerves daļas saņemšanas dienas.

18. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

Izņemot šajā garantijā skaidri noteikto un tiesību aktos atļautajās robežās, Moretti nesniedz nekādus citus tiesišus vai netiesišus apliecinājumus, garantijas vai nosacījumus, tostarp apliecinājumus, garantijas vai nosacījumus par tirgojamību, piemērotību konkrētam nolūkam, tiesību nepārkāpšanu un neiejaukšanos. Moretti negarantē, ka Moretti izstrādājuma lietošana būs nepārtraukta vai bez kļūdām. Tiesību aktos noteikto iespējamo netiešo garantiju ilgums tiesību aktos atļautajās robežās ir ierobežots līdz garantijas periodam. Dažos štatos vai valstīs nav atļauts ierobežot netiešas garantijas ilgumu vai izslēgt vai ierobežot nejaušus vai netiešus zaudējumus saistībā ar patēriņa precēm. Šādos štatos vai valstīs daži šīs garantijas izņēmumi vai ierobežojumi uz lietotāju var neattiekties. Šī garantija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.



Izstrādājums _____

Iegādes datums: _____

Izplatītājs _____

Adrese _____ Apdzīvotā vieta _____

Pircējs _____

Adrese _____ Apdzīvotā vieta _____

LT



Via Bruxelles, 3 - Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo) Tālrunis: +39 055 96 21 11

www.morettispa.com e-pasts: info@morettispa.com

RAŽOTS ĶĻĒ

Attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem



Moretti S.p.A.

Via Bruxelles, 3
52022 Cavriglia (AR), Italy

info@morettispa.com
www.morettispa.com