



KYARA®

ITALIANO

MA LTK700_LTK710_LTK715 02 A_ITA_06-2021

TERMOFORI

MANUALE DI ISTRUZIONI



INDICE

1. CODICI.....	PAG.3
2. INTRODUZIONE.....	PAG.3
3. AVVERTENZE SULLA SICUREZZA	PAG.3
4. SIMBOLOGIA UTILIZZATA.....	PAG.5
5. DESCRIZIONE GENERALE.....	PAG.6
5.1 LTK700-LTK710	pag. 6
5.2 LTK715.....	pag. 6
6. MODALITÀ D'USO	PAG.7
6.1 Funzione di autospegnimento	pag. 7
6.2 Spegnimento.....	pag. 7
7. PULIZIA E MANUTENZIONE	PAG.7
8. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO GENERALI.....	PAG.8
9. CARATTERISTICHE TECNICHE	PAG.8
10. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	PAG.9
11. GARANZIA.....	PAG.9
11.1 Clausole esonerative.....	pag. 9

1. CODICI

LTK700	TERMOFORO - 6 TEMPERATURE
LTK710	TERMOFORO CERVICALE - 6 TEMPERATURE
LTK715	TERMOFORO 2 IN 1 - 3 TEMPERATURE




2. INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto i termofori della linea Kyara by Moretti. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi ad esse. Conservare il presente manuale, per l'intera durata di vita del prodotto, a scopo di consultazione. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione. Questo manuale contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso del dispositivo da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. In caso di dubbi vi preghiamo di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente.

NOTA Controllare che tutte le parti del prodotto non abbiano subito danni durante la spedizione. In caso di danni non utilizzare il prodotto e contattare il rivenditore per ulteriori istruzioni

3. AVVERTENZE SULLA SICUREZZA












- Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, controllare l'integrità della fornitura in base al disegno e l'eventuale presenza di danni da trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al rivenditore locale. Il materiale della confezione non è un giocattolo per bambini! Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini; pericolo di soffocamento!
- Prima di collegare l'apparecchio, controllare che i dati della tensione di rete riportati sulla targhetta di identificazione corrispondano a quelli della rete elettrica disponibile. La targhetta di identificazione si trova sull'apparecchio.
- Il presente apparecchio deve essere destinato esclusivamente come termoforo per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso.
- Durante i primi utilizzi, può rilasciare cattivi odori a causa di materiali sintetici.
- Le prove di calore del termoforo all'aria aperta, per esempio con le mani, non si possono considerare valide, perchè soggette a una valutazione erronea del calore.
- L'apparecchio non è destinato ad essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio. In particolare non utilizzare l'apparecchio con persone inferme, infanti o persone insensibili al calore. Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini, se i dispositivi di comando non sono stati preregolati da un genitore o da un custode o se il bambino non è stato adeguatamente istruito su come usare in modo sicuro tali dispositivi.

-  **AVVERTENZA – NON** adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. I bambini di età inferiore ai 3 anni non devono usare l'apparecchio a causa della loro incapacità a reagire in caso di surriscaldamento.
- **NON** azionare il comando di temperatura con mani bagnate.
- **NON** tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso, per staccare la spina dalla presa di corrente.
- **NON** immergere il cavo di alimentazione e il telecomando.
- Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione e in caso di mancato utilizzo dell'apparecchio.
- In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da un centro di assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni rischio.
- L'apparecchio deve essere usato solo con i tipi di comando indicati sull'etichetta dell'apparecchio.
- **NON** collocare il telecomando (1) né l'alimentatore sotto o sopra la coperta quando è in funzione.
-  **NON** utilizzare l'apparecchio piegato.
 - Quando si ripone il prodotto lasciare che si raffreddi prima di piegarlo.
 - **NON** lasciare indumenti all'interno del prodotto piegato.
 - Esaminare frequentemente l'apparecchio per accertare eventuali segni di usura o deterioramento. Se vi sono tali segni, o se l'apparecchio è stato usato male, rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato prima di qualsiasi ulteriore uso.
 - L'apparecchio non deve essere utilizzato da portatori di pacemaker.
 - Questo apparecchio non è idoneo per uso medico negli ospedali.
 - **NON** utilizzare se bagnato o in ambienti con alto livello di umidità (es.bagno)
 - **NON** usare l'apparecchio per riscaldare gli animali.
 - **NON** addormentarsi con l'apparecchio in funzione.
 - Se si utilizza l'apparecchio per un tempo prolungato, l'interruttore dovrà essere collocato nella posizione 1-2 (calore minimo).
 - **NON** utilizzare il dispositivo su parti del corpo gonfie o dolenti.
 - Spegnerne immediatamente il dispositivo se si avverte dolore durante l'uso.
 - **NON** utilizzare il dispositivo se nell'aria sono presenti gas altamente infiammabili.
 - **NON** utilizzare mai il dispositivo in prossimità di una fonte di gas.
 - **NON** collocare sul prodotto materiali combustibili o materiali che si deteriorano facilmente a causa del calore (ad esempio cartone, plastica, carta, candele).
 - **NON** esporre mai l'apparecchio ad altre fonti di calore (come fornelli o forni), a temperature sotto zero, alla luce solare diretta, all'umidità.
-  **NON INSERIRE AGHI O SPILLI.**
 - Un'applicazione prolungata con regolazione elevata può causare bruciate alla pelle.

**AVVERTENZA!**


In caso di uso improprio, sussiste il rischio di possibili lesioni.

4. SIMBOLOGIA UTILIZZATA

- | | |
|---|--|
|  | Codice prodotto |
|  | Mese e anno produzione |
|  | Marchio CE |
|  | Manuale istruzioni |
|  | Smaltimento |
|  | Classe di protezione II |
|  | Non usare la candeggina |
|  | Lavare a mano ad una temperatura non superiore ai 30°C |
|  | Non lavare a secco |
|  | Non asciugare in asciugatrice |
|  | Non stirare |

5. DESCRIZIONE GENERALE

5.1 LTK700-LTK710




(immagini valide solo a scopo illustrativo)

COMPONENTI PRINCIPALI

1. Telecomando
2. Selettore temperatura
3. Display
4. Connettore
5. Base del connettore

5.2 LTK715



(immagini valide solo a scopo illustrativo)

COMPONENTI PRINCIPALI

1. Telecomando
2. Selettore temperatura
3. Display
4. Connettore
5. Base del connettore

6. MODALITÀ D'USO

Il termoforo è progettato per riscaldare il corpo umano. Esso consente l'applicazione mirata del calore. Il termoforo può essere posizionato su parti del corpo quali: cervicale, spalle, schiena, dorsale, lombare, addominale, articolazioni, mani e piedi a seconda del modello in suo possesso.



ATTENZIONE!

Il termoforo è utilizzabile esclusivamente con il comando fornito in dotazione. Il modello relativo è specificato sull'etichetta.

- Inserire la presa del comando (4) nella base del connettore (5) per collegare il comando di regolazione della temperatura al termoforo.
- Inserire la spina elettrica nella presa di corrente e selezionare la temperatura.
Livello 0= spento
Livello 3 = temperatura massima
per i termofori a 3 temperature

Livello 0= spento
Livello 6 = temperatura massima
per i termofori a 6 temperature
- Posizionare il termoforo sulla parte del corpo che si intende riscaldare.

6.1 Funzione di autospegnimento

- Il termoforo è dotato di un sistema di arresto automatico. Dopo 90 min. di funzionamento, si spegne.
- Per riaccendere l'apparecchio, posizionare l'interruttore del selettore della temperatura nella posizione "0", aspettare alcuni secondi, dopodiché selezionare di nuovo il livello di temperatura desiderato.

6.2 Spegnimento

- Spegnere il termoforo portando il selettore della temperatura sulla posizione "0".
- Disinserire la spina elettrica dalla presa di corrente.

7. PULIZIA E MANUTENZIONE



Non usare la candeggina



Lavare a mano ad una temperatura non superiore ai 30°C



Non lavare a secco



Non asciugare il termoforo in asciugatrice



Il termoforo non può essere stirato

- Prima di procedere alla pulizia assicurarsi che il termoforo non sia collegato alla rete elettrica e che sia freddo.
- Staccare sempre il cavo di collegamento prima di procedere alla pulizia.
- Il termoforo può essere lavato a mano (NON IN LAVATRICE) ad una temperatura non superiore ai 30°C
- Utilizzare un detergente neutro.
- NON USARE candeggina.

- NON asciugare in asciugatrice, far asciugare all'aria, non porre il termoforo su termosifoni o altri sistemi riscaldanti.
- NON stirare.
- Assicurarsi che il termoforo sia completamente asciutto prima di un nuovo utilizzo.
- Durante la pulizia non usare prodotti chimici o abrasivi.

8. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO GENERALI



L'imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. Smaltirlo in conformità alle norme di tutela ambientale.



Ai sensi della norma europea 2002/96/CE, l'apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo conforme. I materiali riciclabili contenuti nell'apparecchio vengono recuperati, al fine di evitare il degrado ambientale. Per maggiori informazioni, rivolgersi all'ente di smaltimento locale o al rivenditore dell'apparecchio.

9. CARATTERISTICHE TECNICHE

 MORETTI www.morettispa.com		        
 NO BLEACH  NO IRONING	Model:	<input type="text" value="REF"/>
 NO DRY CLEAN  NO WASHER DRY	Voltage: 220-240 ~ 50Hz Rated power input: 100W	<input type="text" value="LOT"/>
IMPORTED AND DISTRIBUTED BY MORETTI S.P.A. Cavriglia (AR) Italy.		MADE IN P.R.C.
<p>IT - USARE SOLO CON IL COMANDO SS03. UN'APPLICAZIONE PROLUNGATA CON REGOLAZIONE ELEVATA PUÒ CAUSARE BRUCIATURE ALLA PELLE. NON UTILIZZARE CON INVALIDI, INFANTI E PERSONE INSENSIBILI AL CALORE. NON UTILIZZARE SE BAGNATO.</p> <p>EN - USED ONLY WITH DETACHABLE CONTROLLER SS03. A TOO LONG APPLICATION CAN RESULT IN SKIN BURNS. DO NOT DRY CLEAN. DO NOT USE WITH INFANTS, A HELPLESS PERSON OR A PERSON INSENSITIVE TO HEAT. HAND WASH ONLY. DO NOT USE IF WET.</p> <p>FR - N'UTILISEZ LA COUVERTURE OU AVEC L'INTERRUPTEUR TYPE SS03. UNE APPLICATION PROLONGEE AVEC UNE HAUTE TEMPERATURE PEUT CAUSER DES BRULURES A LA PEAU. NE PAS UTILISER AVEC LES INVALIDES, LES PETITS ENFANTS ET LES PERSONNES INSENSIBLES A LA CHALEUR. NE PAS UTILISER S'IL EST HUMIDE.</p> <p>ES - USE EL APARATO SOLO CON EL MANDO TIPO SS03. UNA APLICACIÓN PROLONGADA CON REGULACIÓN ELEVADA PUEDE CAUSAR QUEMADURAS EN LA PIEL. NO UTILICE CON PERSONAS INVÁLIDAS, NIÑOS Y PERSONAS INSENSIBLES AL CALOR. NO UTILICE SI ESTÁ HÚMEDA.</p> <p>PT - USAR SOMENTE COM O COMANDO TIPO SS03. UMA APLICAÇÃO PROLONGADA COM REGULAÇÃO ELEVADA PODE CAUSAR QUEIMADURAS À PELE. NÃO UTILIZAR COM INVÁLIDOS, CRIANÇAS E PESSOAS INSENSÍVEIS AO CALOR. NÃO UTILIZAR SE HÚMIDO.</p>		

(Immagine a scopo illustrativo)

- Misura 40x30 cm (Cod. LTK700); Misura 42x63 cm (Cod. LTK710); Misura 42x66 cm (Cod. LTK715)
- Potenza 100W - Voltaggio 220-240V ~ 50 Hz
- Materiale 100% poliestere

10. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

ATTENZIONE!

Se il dispositivo elettrico non funziona correttamente ed é difettoso, non tentate di ripararlo da soli.

PROBLEMA	CAUSA POSSIBILE	SOLUZIONE
Il dispositivo non funziona.	Il dispositivo non riceve alimentazione.	Verificare se: a. il cavo di alimentazione è collegato correttamente alla presa di collegamento; b. la spina di rete è inserita nella presa della corrente; c. la presa della spina è difettosa; d. il fusibile del vostro collegamento di rete è stato attivato.
	Non è stato selezionato alcun livello di temperatura. Il regolatore del livello di temperatura è in posizione 0.	Spostare il livello del regolatore della temperatura in posizione 1, 2 o 3.
	si è attivata la protezione contro il surriscaldamento.	Far controllare il dispositivo.

11. GARANZIA

Tutti i prodotti Moretti sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate di seguito. Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l'uso. La corretta destinazione d'uso del prodotto è indicata nel manuale d'uso. Moretti non è responsabile di danni risultanti, di lesioni personali o quant'altro causato o relativo all'installazione e/o all'uso dell'apparecchiatura non scrupolosamente conforme alle istruzioni riportate nei manuali per l'installazione, il montaggio e l'uso.

Moretti non garantisce i prodotti Moretti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate, danni derivanti da problemi dell'alimentazione elettrica (dove prevista), utilizzo di parti o componenti non forniti da Moretti, mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l'uso, modifiche non autorizzate, danni di spedizione (diversa dalla spedizione originale da Moretti), oppure dalla mancata esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale. Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto.

11.1 Clausole esonerative

Salvo quanto specificato espressamente in questa garanzia ed entro i limiti di legge, Moretti non offre nessun'altra dichiarazione, garanzia o condizione, espressa o implicita, comprese eventuali dichiarazioni, garanzie o condizioni di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, non violazione e non interferenza. Moretti non garantisce che l'uso del prodotto Moretti sarà ininterrotto o senza errori. La durata di eventuali garanzie implicite che possano essere imposte dalle norme di legge è limitata al periodo di garanzia, nei limiti delle norme di legge. Alcuni stati o paesi non permettono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita oppure l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o indiretti in relazione a prodotti per i consumatori. In tali stati o paesi, alcune esclusioni o limitazioni di questa garanzia possono non applicarsi all'utente. La presente garanzia è soggetta a variazioni senza preavviso.



CERTIFICATO DI GARANZIA

Prodotto _____

Acquistato in data _____

Rivenditore _____

Via _____ Località _____

Venduto a _____

Via _____ Località _____

 MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20022 Cavriaglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.



KYARA®

MA LTK700_LTK710_LTK715_02_A_EN_06-2021

HEATING PAD

INSTRUCTION MANUAL



ENGLISH

INDEX

1. CODES PAG.3

3. SAFETY WARNINGS PAG.3

4. SYMBOLS PAG.5

5. GENERAL DESCRIPTION PAG.6

 5.1 LTK700-LTK710 pag. 6

 5.2 LTK715..... pag. 6

6. INSTRUCTION OF USE PAG.7

 6.1 Automatic switch-off function..... pag. 7

 6.2 Switch-off..... pag. 7

7. CLEANING AND MAINTENANCE PAG.7

8. GENERAL CONDITIONS OF DISPOSAL PAG.8

9. TECHNICAL FEATURES PAG.8

10. TROUBLESHOOTING..... PAG.9

11. WARRANTY PAG.9

 11.1 Exempt clauses pag. 9

ENGLISH

1. CODES

LTK700	HEATING PAD - 6 TEMPERATURES
LTK710	HEATING PAD FOR NECK AND BACK - 6 TEMPERATURES
LTK715	2 IN 1 HEATING PAD - 3 TEMPERATURES




2. INTRODUCTION

Thank you for choosing the heating pad of the Kyara line by Moretti. Please read the operating instructions and safety warnings in particular before using the appliance and follow these at all times. Keep this manual and illustrative guide with the appliance for future consultation. Should you pass the device on to another user, make sure to also include this documentation. This manual includes suggestions for a correct use of the appliance and precious advices for your safety. If you have any doubts, please contact the retailer, who will be able to help you and advise you correctly.

NOTE Check that all parts of the product have not been damaged during the shipment. In case of damage do not use the product and contact the retailer for further instructions.

3. SAFETY WARNINGS

- After having removed the appliance from its packaging, verify its integrity based on the drawing and check for any damage caused during transport. If in doubt, do not use the appliance and contact the local retailer. Do not let children play with the packaging! Keep the plastic wrapping out of the reach of children; risk of suffocation!
- Before connecting the appliance, check that the mains voltage data reported on the identification plate corresponds to that of the available electric mains. The identification plate is attached to the appliance.
- This appliance is intended exclusively as a heating pad for home use. Any other use is improper and potentially dangerous.
- When using for the first time, you may notice a nasty odour due to the synthetic materials.
- Checking the heating pad outside with your hands must not be taken into account as this may give a misleading result of the heat emitted.
- The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensorial or mental abilities, or with no experience or knowledge, unless supervised by a person responsible for their safety, supervision or after having received instructions regarding its use. Children must be supervised to ensure they do not play with the appliance. Do not use the appliance for ill people, for infants or for persons who are insensitive to heat. This appliance must not be used by children if the control devices have not been set beforehand by a parent or guardian or if the child has not been properly instructed on how to use the device safely.


-  **WARNING - NOT** suitable for children under the age of 3. Children under the age of 3 must not use the appliance as they are unable to react in the event of overheating.
- **DO NOT** activate the temperature control with wet hands.
- **DO NOT** pull the power cord or the appliance itself to remove the plug from the socket.
- **DO NOT** immerse the power cord and the remote control.
- Always disconnect the appliance from the mains before cleaning or performing maintenance and when the appliance is not in use.
- In case of a fault or malfunctioning of the appliance, switch it off and do not tamper with it. If the appliance needs to be repaired, contact an authorised technical service centre.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by an authorised technical service centre, so as to prevent all risks.
- The appliance must be used solely with the types of control indicated on the label.
- **DO NOT** place the remote control (1) or the power cable underneath or on top of the heating pad when the appliance is turned on.
-  **DO NOT** use the folded appliance.
- Before storage, let the appliance cool before folding it.
- **DO NOT** leave clothes inside the appliance if folded.
- Inspect the appliance frequently to check for signs of wear and tear. If such signs are found or if the appliance has been used incorrectly, contact an authorised technical assistance centre before continuing to use it.
- Persons with pacemakers must not use the appliance.
- This appliance is not intended for medical use inside of hospitals.
- **DO NOT** use the appliance if it is wet or in locations with an high level of humidity (e.g., bathroom).
- **DO NOT** use the appliance to keep animals warm.
- **DO NOT** leave the appliance running while you sleep.
- If the device is used for an extended period, the selector should be placed on the level 1-2 (minimun heat).
- **DO NOT** use the appliance on swollen or painful parts of the body.
- Immediately switch the device off if you feel pain during the use.
- **DO NOT** use the device if highly flammable gases are present in the air.
- **NEVER** use the device near to a gas source.
- **DO NOT** place on the device flammable materials or materials that easily deteriorate due to the heat (e.g., carton, plastic, paper, candles).
- **NEVER** expose the appliance to other heat sources (such as burners or ovens), sub-zero temperatures, direct sunlight, humidity.
-  **DO NOT INSERT PINS OR NEEDLES.**
- Application of the appliance for a long time at high temperature can burn the skin.

**WARNING!**

In case of improper use, exist the risk of possible injuries.


4. SYMBOLS


 REF Product code


 LOT Month and year of production

 CE mark


 Instruction manual


 Disposal

 Insulation class II

 Do not use bleach

 Hand wash at a temperature not higher than 30°C


 Do not dry-clean

 Do not dry the heating pad in the dryer

 Do not iron

5. GENERAL DESCRIPTION

5.1 LTK700-LTK710




(Pictures valid only for illustrative purposes)

MAIN COMPONENTS

1. Remote control
2. Temperature selector
3. Display
4. Connector
5. Connector base

5.2 LTK715



(Pictures valid only for illustrative purposes)

MAIN COMPONENTS

1. Remote control
2. Temperature selector
3. Display
4. Connector
5. Connector base

6. INSTRUCTION OF USE

The heating pad is designed to warm the human body. It allows for targeted application of heat. The heating pad can be placed on parts of the body, such as: neck, shoulders, back, abdomen, hands and feet joints, depending on the relative model.



ATTENTION!

The heating pad can only be used with the control supplied. The relative model is specified on the label sewn on the panel.

- Insert the connector (4) into the connector base (5) to connect the temperature selector to the heating pad.
- Insert the plug in the socket and select the temperature.
 - Level 0= off
 - Level 3 = maximum heat
for heating pads with 3 temperatures
 - Level 0= off
 - Level 6 = maximum heat
for heating pads with 6 temperatures
- Place the heating pad on the part of the body that is to be heated.

6.1 Automatic switch-off function

- The heating pad is provided with an automatic switch-off system. After 90 minutes of functioning it automatically turns off.
- To turn the device on once again, place the temperature selector in position "0", wait a few seconds, then select the desired temperature once again.

6.2 Switch-off

- Switch the heating pad off by placing the temperature selector in position "0".
- Remove the plug from the socket.

7. CLEANING AND MAINTENANCE



Do not use bleach



Hand wash at a temperature not higher than 30°C



Do not dry-clean



Do not dry the heating pad in the dryer



Do not iron

- Before cleaning make sure that the heating pad is not connected to the electric main and that it's cold.
- Before cleaning make sure the connection cable is detached.
- The heating pad can be hand-washed (DO NOT USE THE WASHING MACHINE) at a temperature not higher than 30°C.
- Use a neutral cleanser.
- DO NOT use bleach.

- DO NOT dry in the dryer, leave the heating pad dry to the air. DO NOT place it on radiators or other heating systems.
- DO NOT iron.
- Make sure that the heating pad is completely dried, before using it again.
- While cleaning do not use chemical or abrasive products.

8. GENERAL CONDITIONS OF DISPOSAL



The product is packaged in recyclable materials. Dispose of it in compliance with the environmental protection standards.



The product must be disposed of appropriately, in compliance with European standard 2002/96/EC. The recyclable materials contained in the appliance must be recovered so as to prevent environmental pollution. For further information, contact the local disposal body or the appliance dealer.

9. TECHNICAL FEATURES

 MORETTI www.morettispa.com		      
 NO BLEACH  NO IRONING	Model:	<input type="text" value="REF"/>
 NO DRY CLEAN  NO WASHER DRY	Voltage: 220-240 ~ 50Hz Rated power input: 100W	<input type="text" value="LOT"/>
IMPORTED AND DISTRIBUTED BY MORETTI S.P.A. Cavriglia (AR) Italy.		MADE IN P.R.C.
IT - USARE SOLO CON IL COMANDO SS03. UN'APPLICAZIONE PROLUNGATA CON REGOLAZIONE ELEVATA PUÒ CAUSARE BRUCIATURE ALLA PELLE. NON UTILIZZARE CON INVALIDI, INFANTI E PERSONE INSENSIBILI AL CALORE. NON UTILIZZARE SE BAGNATO.		
EN - USED ONLY WITH DETACHABLE CONTROLLER SS03. A TOO LONG APPLICATION CAN RESULT IN SKIN BURNS. DO NOT DRY CLEAN. DO NOT USE WITH INFANTS, A HELPLESS PERSON OR A PERSON INSENSITIVE TO HEAT. HAND WASH ONLY. DO NOT USE IF WET.		
FR - N'UTILISEZ LA COUVERTURE OU AVEC L'INTERRUPTEUR TYPE SS03. UNE APPLICATION PROLONGEE AVEC UNE HAUTE TEMPERATURE PEUT CAUSER DES BRULURES A LA PEAU. NE PAS UTILISER AVEC LES INVALIDES, LES PETITS ENFANTS ET LES PERSONNES INSENSIBLES A LA CHALEUR. NE PAS UTILISER S'IL EST HUMIDE.		
ES - USE EL APARATO SOLO CON EL MANDO TIPO SS03. UNA APLICACIÓN PROLONGADA CON REGULACIÓN ELEVADA PUEDE CAUSAR QUEMADURAS EN LA PIEL. NO UTILICE CON PERSONAS INVÁLIDAS, NIÑOS Y PERSONAS INSENSIBLES AL CALOR. NO UTILICE SI ESTÁ HÚMEDA.		
PT - USAR SOMENTE COM O COMANDO TIPO SS03. UMA APLICAÇÃO PROLONGADA COM REGULÇÃO ELEVADA PODE CAUSAR QUEIMADURAS À PELE. NÃO UTILIZAR COM INVÁLIDOS, CRIANÇAS E PESSOAS INSENSÍVEIS AO CALOR. NÃO UTILIZAR SE HÚMIDO.		

(Image for illustrative purpose only)

- Measure 40x30 cm (Cod. LTK700); Measure 63x42 cm (Cod. LTK710); Measure 42x66 cm (Cod. LTK715)
- Power 100W - Voltage 220-240V - 50Hz
- Material 100% polyester

10. TROUBLESHOOTING

ATTENTION!

If the electrical device does not work properly and it is defective, do not attempt to repair it by yourself.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The device does not work.	The device does not receive the power source.	Verify if: a. the power cable is connected to the connecting socket; b. the plug is insert in the socket; c. the socket is defective; d. the fuse of your mains connection has been activated.
	Any temperature level has been selected. The temperature selector is in position 0.	Move the temperature selector to position 1, 2 or 3.
	The protection against overheating has been activated.	Have the device checked by the manufacturer.

11. WARRANTY

Every Moretti product is guaranteed for 2 (two) YEARS from the purchase date, except the restrictions specified below. The warranty shall not apply in case of damage caused by improper use, abuse, alterations of the product or any other use not in compliance with the user manual. The proper use of the product is indicated in the user manual. Moretti S.p.A. shall not be liable for any damages or personal injuries due to incorrect assembly/improper use of the device, not compliant with the user manual.

Moretti does not guarantee its products against damages or faults in the following cases: natural disasters, non authorized maintenance or reparations, damages caused by electrical supply problems (if provided), use of parts or components not provided by Moretti, failure in accomplishing the guidelines and instructions for use, non authorized alterations, damages due to the transport (different from Moretti original delivery) or failure in maintaining the device as indicated in the manual.

The components subject to wear are not covered by this warranty if the damage is due to the normal use of the product.

11.1 Exempt clauses

Except what clearly specified in this warranty and in accordance with the law, Moretti S.p.A. does not offer its customers any other declaration, warranty or condition, expressed or implicit, including any declaration, warranty or condition of merchantability, of non violation or non interference, of suitability for a specific aim. Moretti S.p.A. does not guarantee that the use of Moretti products will be continuous and faultless. The duration of possible implicit warranties that may be applied in accordance with the law is limited to the warranty period. Some states or countries do not allow limitations to the duration of an implicit warranty, or the exoneration, or the limitations of accidental or indirect damages related to products for consumers. In such states or countries some exonerations or limitation of this warranty may not be applied to the user. This warranty is subject to modifications without any prior notice.



ENGLISH

WARRANTY CERTIFICATE

Product _____

Purchased on (date) _____

Retailer _____

Address _____ Town/city _____

Sold to _____

Address _____ Town/city _____

 **MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.



KYARA®

MA LTK700_LTK710_LTK715 02 A_ES_06-2021

ALMOHADILLAS ELÉCTRICAS

MANUAL DE INSTRUCCIONES



ESPAÑOL

INDICE

1. CÓDIGOS		PAG.3
2. INTRODUCCIÓN		PAG.3
3. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD		PAG.3
4. SÍMBOLOS		PAG.5
5. DESCRIPCIÓN GENERAL		PAG.6
5.1 LTK700-LTK710		pag. 6
5.2 LTK715		pag. 6
6. INSTRUCCIONES DE USO		PAG.7
6.1 Apagamiento automático		pag. 7
6.2 Apagamiento		pag. 7
7. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO		PAG.7
8. CONDICIONES DE ELIMINACIÓN GENERALES		PAG.8
9. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		PAG.8
10. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS		PAG.9
11. GARANTÍA		PAG.9
11.1 Cláusulas exonerativas		pag. 9

1. CÓDIGOS

LTK700 ALMOHADILLA ELÉCTRICA - 6 NIVELES DE TEMPERATURA

LTK710 ALMOHADILLA ELÉCTRICA PARA CERVICAL Y ESPALDA -
6 NIVELES DE TEMPERATURA

LTK715 ALMOHADILLA ELÉCTRICA 2 EN 1 - 3 NIVELES DE TEMPERATURA




2. INTRODUCCIÓN

Gracias por haber elegido las almohadillas eléctricas de la línea Kyara by Moretti. Antes de utilizar el dispositivo, lea atentamente las instrucciones para el uso y en particular las advertencias para la seguridad, asegurándose de respetarlas. Conserve este manual, junto con la guía ilustrativa, durante toda la vida útil del producto, para poder consultarlo cuando sea necesario. En caso de cesión del dispositivo a terceros, entregue también todos los documentos. Este manual de instrucciones contiene algunas sugerencias que le permitirán usar correctamente el equipo que Ud. ha elegido así como valiosos consejos para su seguridad. En caso de dudas contacte con el distribuidor, que estará en condiciones de brindarle ayuda y consejos.

NOTA Compruebe que todas las piezas del producto no se hayan dañado durante la expedición. En caso de dudas no use el dispositivo y contacte con el distribuidor para instrucciones ulteriores.












3. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Después de sacar el dispositivo del embalaje, controle que el suministro esté completo, conforme al dibujo, y que no hay sufrido daños durante el transporte. En caso de duda, no utilice el dispositivo y póngase en contacto con el distribuidor local. ¡El material del embalaje no es un juego para niños! Mantenga la bolsa de plástico alejada del alcance de los niños; ¡peligro de asfixia!
- Antes de conectar el dispositivo, controle que los datos de la tensión de red indicados en la placa de identificación se correspondan con los de la red eléctrica disponible. La placa de identificación se encuentra aplicada en el dispositivo.
- El presente aparato debe ser destinado exclusivamente como almohadilla eléctrica para uso doméstico. Cualquier otro uso se considera impropio y, por tanto, peligroso.
- Durante los primeros usos puede desprender algo de olor debido a los materiales sintéticos.
- Comprobaciones en la almohadilla eléctrica efectuadas al aire libre, por ejemplo con las manos, no deben tomarse en consideración, ya que pueden dar lugar a una valoración errónea del calor.
- El equipo no debe ser utilizado por personas (niños incluidos) con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas, por personas sin experiencia o conocimiento, a menos que hayan podido, a través de la intermediación de una persona responsable de su seguridad, beneficiar de supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el equipo. En particular, no utilice el equipo para personas enfermas, infantes o personas insensibles al calor. Este equipo no debe ser utilizado por niños, si los dispositivos de control no han sido regulados previamente por unos de sus padre o por un cuidador, o bien si el niño no ha sido instruido adecuadamente sobre como usar estos dispositivos de forma segura.

-  **ADVERTENCIA - NO** apto para niños menores de 3 años. Los niños menores de 3 años no deben utilizar el dispositivo a causa de su incapacidad de reacción en caso de sobrecalentamiento.
- **NO** active el selector de temperatura con la manos mojadas.
- **NO** tire el cable de alimentación o el aparato mismo para desenchufarlo de la toma de corriente.
- **NO** sumerja el cable de alimentación y el mando.
- Desenchufe el aparato de la alimentación eléctrica antes de llevar a cabo operaciones de limpieza o mantenimiento, o si el mismo no va a utilizarse.
- En caso de avería o malfuncionamiento del equipo, apáguelo y no lo manipule indebidamente. Si es necesario repararlo, contacte solo con un centro de asistencia técnica autorizado.
- Si el cable de alimentación está dañado, hágalo sustituir en un centro de asistencia técnica autorizado, para prevenir cualquier riesgo.
- El equipo debe ser utilizado solamente siguiendo los comandos reportados en la etiqueta.
- **NO** coloque el mando (1) ni el cable de alimentación debajo ni encima de la almohadilla eléctrica cuando está en funcionamiento.
-  **NO** utilice el equipo doblado.
- Deje enfriar el equipo antes de doblarlo y almanecerlo.
- **NO** deje ropas dentro del equipo doblado.
- Examine frecuentemente el equipo para detectar eventuales signos de daño o desgaste. Si detecta estos signos, o si el equipo ha sido mal utilizado, diríjase a un centro de asistencia técnica autorizado, antes de volver a utilizarlo.
- El equipo no debe ser utilizado por los portadores de marcapasos.
- Este equipo no está destinado para uso médico en los hospitales.
- **NO** utilice el equipo si está mojado o en ambientes con un alto nivel de humedad (p.ej., cuarto de baño).
- **NO** utilice el equipo para calentar animales.
- **NO** se quede dormido con el equipo en funcionamiento.
- Si utiliza el equipo por un tiempo prolongado, el selector de temperatura debe ser colocado en posición 1-2 (calor mínimo).
- **NO** utilice el equipo en partes del cuerpo hinchadas o dolientes.
- Apague inmediatamente el equipo si siente dolor durante el uso.
- **NO** utilice el equipo si en el aire hay gases altamente inflamable.
- **NO** utilice el equipo cerca de una fuente de gas.
- **NO** coloque en el producto materiales combustibles o que se deterioran fácilmente por el calor (p.ej., cartón, plástico, papel, velas).
- **NO** exponga el equipo a otras fuentes de calor (como hornillos o hornos), a temperaturas bajo cero, a la luz solar, a la humedad.
-  **NO** introduzca agujas o alfileres.
- Una aplicación prolongada a un elevado nivel de temperatura puede causar quemaduras en la piel.



¡ADVERTENCIA!
En caso de uso impropio, existe el riesgo de posibles lesiones.

4. SÍMBOLOS

-  REF Código del producto
-  LOT Mes y año de producción
-  Marcado CE
-  Manual de instrucciones
-  Eliminación
-  Clase de aislamiento II
-  No utilizar lejía
-  Lavar a mano a una temperatura no superior a 30°C
-  No lavar en seco
-  No secar la almohadilla eléctrica en la secadora
-  No planchar

5. DESCRIPCIÓN GENERAL

5.1 LTK700-LTK710




(Imágenes solo con fines ilustrativos)

COMPONENTES PRINCIPALES

1. Mando
2. Selector de temperatura
3. Pantalla
4. Conector
5. Base del conector

5.2 LTK715



(Imágenes solo con fines ilustrativos)

COMPONENTES PRINCIPALES

1. Mando
2. Selector de temperatura
3. Pantalla
4. Conector
5. Base del conector

6. INSTRUCCIONES DE USO

La almohadilla eléctrica ha sido diseñada para calentar el cuerpo humano. Este dispositivo permite la aplicación dirigida de calor. La almohadilla eléctrica puede ser colocada en varias partes del cuerpo: hombros, espalda, zona cervical, dorsal, lumbar, abdominal, sobre, manos y pies las articulaciones según el modelo que posee.



¡ATENCIÓN!

La almohadilla eléctrica puede utilizarse exclusivamente con el control suministrado. El modelo relativo está especificado en la etiqueta.

- Introduzca el conector (4) en la base del conector (5) para conectar el mando de regulación de temperatura a la almohadilla eléctrica.
- Introduzca el enchufe eléctrico en la toma de corriente y seleccione la temperatura.
Nivel 0: apagado
Nivel 3: temperatura máxima
Para almohadillas térmicas a 3

Nivel 0: apagado
Nivel 6: temperatura máxima
Para almohadillas térmicas a 6 temperaturas
- Coloque la almohadilla eléctrica sobre la parte del cuerpo que entiende calentar.

6.1 Apagamiento automático

- La almohadilla eléctrica está equipada con un sistema de apagamiento automático. Después de 90 min. de funcionamiento, se apaga.
- Para volver a encender el aparato, coloque el selector de temperatura en la posición "0", espere unos segundos y luego vuelva a seleccionar el nivel de temperatura deseada.

6.2 Apagamiento

- Apague la almohadilla eléctrica colocando el selector de temperatura en la posición "0".
- Retire el enchufe eléctrico de la toma de corriente.

7. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



No utilizar lejía



Lavar a mano a una temperatura no superior a 30°C



No lavar en seco



No secar la almohadilla eléctrica en la secadora



No planchar

- Antes de comenzar cualquier intervención de limpieza asegúrese que la almohadilla eléctrica está desconectada de la red y déjela enfriar.
- Desconecte siempre el cable de conexión antes de comenzar cualquier intervención de limpieza.
- La almohadilla eléctrica puede lavarse en agua (NO EN LAVADORA) a una temperatura que no exceda de 30°C.

- Utilice un detergente neutro.
- NO utilice lejía.
- NO utilice secadora. Deje secar la almohada al aire. No coloque la almohadilla en radiadores.
- NO planchar.
- Antes de una nueva utilización asegúrese que la almohadilla está totalmente seca.
- NO utilice en su limpieza productos químicos o abrasivos.

8. CONDICIONES DE ELIMINACIÓN GENERALES




El empaque del producto consiste en materiales reciclables. Eliminarlo de acuerdo a las reglas de protección del medio ambiente.





Según la norma europea 2002/96/CE, el aparato en desuso debe eliminarse en conformidad. Se recuperan los materiales reciclables contenidos en el electrodoméstico para evitar la degradación ambiental. Para obtener más información, contacte con la institución de eliminación local o con el distribuidor del electrodoméstico.


9. CARACTERISTICAS TÉCNICAS



MORETTI
www.morettispa.com





NO BLEACH



NO IRONING

Model: REF

Voltage: **220-240 ~ 50Hz**
Rated power input: **100W**

LOT


NO DRY
CLEAN


NO WASHER
DRY

IMPORTED AND DISTRIBUTED BY MORETTI S.P.A. Cavriglia (AR) Italy. MADE IN P.R.C.

IT - USARE SOLO CON IL COMANDO S503. UN'APPLICAZIONE PROLUNGATA CON REGOLAZIONE ELEVATA PUÒ CAUSARE BRUCIATURE ALLA PELLE. NON UTILIZZARE CON INVALIDI, INFANTI E PERSONE INSENSIBILI AL CALORE. NON UTILIZZARE SE BAGNATO.

EN - USED ONLY WITH DETACHABLE CONTROLLER S503. A TOO LONG APPLICATION CAN RESULT IN SKIN BURNS. DO NOT DRY CLEAN. DO NOT USE WITH INFANTS, A HELPLESS PERSON OR A PERSON INSENSITIVE TO HEAT. HAND WASH ONLY. DO NOT USE IF WET.

FR - N'UTILISEZ LA COUVERTURE QU'AVEC L'INTERRUPTEUR TYPE S503. UNE APPLICATION PROLONGEE AVEC UNE HAUTE TEMPERATURE PEUT CAUSER DES BRULURES A LA PEAU. NE PAS UTILISER AVEC LES INVALIDES, LES PETITS ENFANTS ET LES PERSONNES INSENSIBLES A LA CHALEUR. NE PAS UTILISER S'IL EST HUMIDE.

ES - USE EL APARATO SOLO CON EL MANDO TIPO S503. UNA APLICACIÓN PROLONGADA CON REGULACIÓN ELEVADA PUEDE CAUSAR QUEMADURAS EN LA PIEL. NO UTILICE CON PERSONAS INVÁLIDAS, NIÑOS Y PERSONAS INSENSIBLES AL CALOR. NO UTILICE SI ESTÁ HÚMEDA.

PT - USAR SOMENTE COM O COMANDO TIPO S503. UMA APLICAÇÃO PROLONGADA COM REGULACÃO ELEVADA PODE CAUSAR QUEIMADURAS À PELE. NÃO UTILIZAR COM INVÁLIDOS, CRIANÇAS E PESSOAS INSENSÍVEIS AO CALOR. NÃO UTILIZAR SE HÚMIDO.

(Imagen meramente ilustrativa)

- Medida 40x30 cm (Cod. LTK700); Medida 63x42 cm (Cod. LTK710); Medida 42x66 cm (cod.LTK715)
- Potencia 100W - Voltaje 220-240V~50Hz
- Material 100% poliéster

10. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¡ATENCIÓN!
Si el aparato no funciona correctamente, no intente arreglarlo tu solo.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
El dispositivo no funciona.	El dispositivo no recibe corriente eléctrica.	Verifique si: a. el cable de alimentación está correctamente conectado a la toma de conexión; b. el enchufe está conectado a la toma de corriente; c. la toma de corriente es defectuosa; d. el fusible de vuestra conexión de red ha sido activado.
	Ningún nivel de temperatura ha estado seleccionado. El selector del nivel de temperatura está en posición 0.	Coloque el selector del nivel de temperatura en posición 1, 2 o 3.
	Se ha activado la protección contra el sobrecalentamiento.	Haga controlar el equipo.

11. GARANTÍA

Todos los productos MORETTI tienen una garantía de 2 años de la fecha de venta por defecto de fabricación o de material. La garantía no se aplica en caso de daños causados por uso inadecuado, abusos, alteraciones y en caso de que no se respeten las instrucciones de uso.

La destinación correcta de uso está indicada en el manual de instrucciones. Moretti no es responsable por los daños provocados de una instalación o uso del dispositivo no conforme con las instrucciones que se encuentran en el manual para la instalación, el montaje y el uso.

Moretti no garantiza los productos Moretti por daños o defectos en la condiciones siguientes: calamidades, operaciones de mantenimiento o reparación no autorizadas, daños causados por el alimentación eléctrica (donde está), uso de piezas no suministradas por Moretti, por no respetar las instrucciones de uso, modificaciones no autorizadas, daños de expedición (distintas de las expediciones originales de Moretti), falta del mantenimiento indicado por el manual.

No están cubiertas por la garantía piezas sujetas al deterioro si el daño es causado por normal uso del producto.

11.1 Cláusulas exonerativas

Salvo indicación expresada en esta garantía y dentro de los límites de la ley, Moretti no ofrece ninguna declaración, garantía o condición, expresa o implícita, incluyendo todas las declaraciones, garantías o condiciones de comerciabilidad, adecuación para un propósito particular, no infracción y no interferencia. Moretti no garantiza que el uso del producto Moretti será sin interrupción o sin errores. La duración de cualquier garantía implícita que se puede imponer por ley se limita al período de garantía, dentro de los límites de la ley. Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes relacionados con productos para consumidores finales. En esos estados o países, algunas exclusiones o limitaciones de esta garantía pueden no aplicarse al usuario. Esta garantía está sujeta a cambios sin aviso previo.



CERTIFICADO DE GARANTÍA

ESPAÑOL

Producto _____

Fecha de compra _____

Distribuidor _____

Calle _____ Localidad _____

Vendido a _____

Calle _____ Localidad _____

 **MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.



KYARA®

MA LTK700_LTK710_LTK715_02 A_PT_06-2021

ALMOFADAS DE AQUECIMENTO

MANUAL DE INSTRUÇÕES



PORTUGUÊS

ÍNDICE

1. CÓDIGOS.....	PAG.3
2. INTRODUÇÃO	PAG.3
3. ADVERTÊNCIAS SOBRE SEGURANÇA	PAG.3
4. SIMBOLOGIA UTILIZADA	PAG.5
5. DESCRIÇÃO GERAL	PAG.6
5.1 LTK700-LTK710	pag. 6
5.2 LTK715.....	pag. 6
6. MODO DE UTILIZAÇÃO	PAG.7
6.1 Função de desligação automática	pag. 7
6.2 Desligação.....	pag. 7
7. LIMPEZA E MANUTENÇÃO.....	PAG.7
8. CONDIÇÕES GERAIS DE ELIMINAÇÃO.....	PAG.8
9. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	PAG.8
10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	PAG.9
11. GARANTIA	PAG.9
11.1 Cláusulas de exoneração.....	pag. 9

1. CÓDIGOS

- LTK700 ALMOFADA DE AQUECIMENTO - 6 TEMPERATURAS
LTK710 ALMOFADA DE AQUECIMENTO CERVICAL - 6 TEMPERATURAS
LTK715 ALMOFADA DE AQUECIMENTO 2 EM 1 - 3 TEMPERATURAS




2. INTRODUÇÃO

Obrigado por ter escolhido as almofadas de aquecimento da linha Kyara by Moretti. Antes de utilizar o aparelho, leia com atenção as instruções de utilização e, nomeadamente, as advertências sobre a segurança, seguindo-as escrupulosamente. Guarde o presente manual durante todo o tempo de vida útil do produto, para efeitos de consulta. Em caso de cessão do aparelho a terceiros, entregue também toda a documentação. Este manual contém pequenas sugestões para uma utilização correta do dispositivo escolhido por si e conselhos preciosos para a sua segurança. Em caso de dúvidas, queira contactar o revendedor, que o saberá ajudar e aconselhar corretamente.

NOTA: certifique-se de que nenhuma parte do produto sofreu danos durante o transporte. Em caso de danos, não utilize o produto e contacte o revendedor para obter instruções.

3. ADVERTÊNCIAS SOBRE SEGURANÇA












- Depois de ter retirado o aparelho da embalagem, verifique a integridade do mesmo com base no desenho e a possível existência de danos causados durante transporte. Em caso de dúvida, não utilize o aparelho e contacte o revendedor local. O material da embalagem não é um brinquedo! Mantenha o saco de plástico fora do alcance das crianças. Existe risco de asfixia!
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que os dados da tensão de rede indicados na placa de identificação coincidem com os da rede elétrica disponível.
A placa de identificação encontra-se no aparelho.
- O presente aparelho destina-se exclusivamente a funcionar como almofada de aquecimento de uso doméstico. Qualquer outra utilização é considerada não conforme e, por conseguinte, perigosa.
- Durante as primeiras utilizações, pode libertar maus odores devido aos materiais sintéticos.
- Os ensaios de calor da almofada de aquecimento ao ar livre, por exemplo, com as mãos, não podem ser considerados válidos, porque estão sujeitos a uma avaliação errada do calor.
- O aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com incapacidade física, sensorial ou mental, ou com falta de experiência ou de conhecimentos, a menos que estejam sob a vigilância de uma pessoa responsável pela sua segurança ou que tenham recebido dessa pessoa instruções sobre como utilizar o aparelho. As crianças devem ser mantidas sob vigilância para evitar que brinquem com o aparelho. Em especial, não utilize o aparelho em pessoas doentes, bebés ou pessoas insensíveis ao calor.
Este aparelho não deve ser utilizado por crianças se os dispositivos de comando não tiverem sido pré-regulados por um adulto ou se a criança não tiver obtido instruções adequadas sobre como utilizar de forma segura esses dispositivos.

-  **ADVERTÊNCIA - NÃO** recomendado a crianças com idade inferior a 3 anos. As crianças com idade inferior a 3 anos não devem utilizar o aparelho devido à sua incapacidade de reagir em caso de sobreaquecimento.
- **NÃO** acione o comando da temperatura com as mãos molhadas.
- **NÃO** puxe pelo cabo de alimentação nem pelo próprio aparelho para retirar a ficha da tomada elétrica.
- **NÃO** mergulhe o cabo de alimentação e o telecomando em líquidos.
- Desligue sempre a ficha da tomada elétrica antes de efetuar a limpeza ou a manutenção e em caso de inatividade do aparelho.
- Em caso de avaria ou de funcionamento deficiente do aparelho, desligue-o e não o tente reparar. Para eventuais reparações, dirija-se apenas a um centro de assistência técnica autorizado.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por um centro de assistência técnica autorizado, para evitar qualquer risco.
- O aparelho deve ser utilizado apenas com os tipos de comandos indicados na respetiva etiqueta.
- **NÃO** coloque o telecomando (1) nem o alimentador por baixo nem por cima da coberta quando estiver em funcionamento.
-  **NÃO** utilize o aparelho dobrado.
 - Quando guardar o produto, deixe-o arrefecer antes de o dobrar.
 - **NÃO** deixe peças de roupa no interior do produto dobrado.
 - Verifique frequentemente o aparelho para se certificar de que não existem vestígios de desgaste ou deterioração. Se existirem vestígios desse tipo ou se o aparelho tiver sido utilizado incorretamente, dirija-se a um centro de assistência técnica autorizado antes de o voltar a utilizar.
 - O aparelho não deve ser utilizado por portadores de pacemakers.
 - Este aparelho não foi concebido para uso médico em ambiente hospitalar.
 - **NÃO** utilize o aparelho se estiver molhado ou em ambientes com elevado nível de humidade (exemplo, casa de banho).
 - **NÃO** utilize o aparelho para aquecer os animais.
 - **NÃO** durma com o aparelho em funcionamento.
 - Se utilizar o aparelho durante um período de tempo prolongado, o interruptor deve ser colocado na posição 1-2 (calor mínimo).
 - **NÃO** utilize o dispositivo em partes do corpo inchadas ou doridas.
 - Desligue imediatamente o dispositivo se sentir dor durante a utilização.
 - **NÃO** utilize o dispositivo se no ar existirem gases altamente inflamáveis.
 - **NÃO** utilize nunca o dispositivo junto de uma fonte de gás.
 - **NÃO** coloque sobre o produto materiais combustíveis nem materiais que se deterioram facilmente com o calor (por exemplo, cartão, plástico, papel, velas).
 - **NÃO** exponha nunca o aparelho a outras fontes de calor (como fogões ou fornos), a temperaturas abaixo de zero, à luz direta do sol e à humidade.
-  **NÃO INSIRA AGULHAS NEM ALFINETES.**
- Uma aplicação prolongada com regulação elevada pode causar queimaduras na pele.

**ADVERTÊNCIA:**


em caso de uso indevido, existe risco de possíveis lesões.

4. SIMBOLOGIA UTILIZADA

-  REF Código do produto
-  LOT Mês e ano de fabrico
-  Marca CE
-  Manual de instruções
-  Eliminação
-  Classe de proteção II
-  Não utilizar lixívia
-  Lavar à mão a uma temperatura não superior a 30°C
-  Não lavar a seco
-  Não secar a almofada de aquecimento na máquina de secar roupa.
-  A almofada de aquecimento não pode ser passada a ferro

5. DESCRIÇÃO GERAL

5.1 LTK700-LTK710




(Imagens apenas para fins ilustrativos)

COMPONENTES PRINCIPAIS

1. Telecomando
2. Seletor de temperatura
3. Visor
4. Conector
5. Base do conector

5.2 LTK715



(Imagens apenas para fins ilustrativos)

COMPONENTES PRINCIPAIS

1. Telecomando
2. Seletor de temperatura
3. Visor
4. Conector
5. Base do conector

6. MODO DE UTILIZAÇÃO

A almofada de aquecimento foi concebida para aquecer o corpo humano. Esta permite a aplicação direcionada do calor. A almofada de aquecimento pode ser posicionada em partes do corpo como: zona cervical, ombros, costas, zona dorsal, zona lombar, zona abdominal, articulações, consoante, mão e pés modelo na sua posse.



ATENÇÃO!

A almofada de aquecimento pode ser utilizada exclusivamente com o comando incluído. O respetivo modelo está especificado na etiqueta.

- Introduza a tomada do comando (4) na base do conector (5) para ligar o comando de regulação da temperatura à almofada de aquecimento.
- Insira a ficha na tomada e seleccione a temperatura.
Nível 0: desligado
Nível 3: temperatura máxima
para almofadas de aquecimento em 6 temperaturas

Nível 0: desligado
Nível 6: temperatura máxima
para almofadas de aquecimento em 6 temperaturas
- Posicione a almofada de aquecimento na parte do corpo que pretende aquecer.

6.1 Função de desligação automática

- A almofada de aquecimento está equipada com um sistema de paragem automática. Após 90 min. de funcionamento, desliga-se.
- Para ligar novamente o aparelho, posicione o interruptor do seletor da temperatura na posição "0", aguarde alguns segundos e, de seguida, seleccione de novo o nível de temperatura pretendido.

6.2 Desligação

- Desligue a almofada de aquecimento colocando o seletor da temperatura na posição "0".
- Retire a ficha elétrica da tomada elétrica.

7. LIMPEZA E MANUTENÇÃO



Não utilizar lixívia



Lavar à mão a uma temperatura não superior a 30°C



Não lavar a seco



Não secar a almofada de aquecimento na máquina de secar roupa.



A almofada de aquecimento não pode ser passada a ferro

- Antes de efetuar a limpeza, certifique-se de que a almofada de aquecimento não está ligada à rede elétrica e de que está fria.
- Desligue sempre o cabo de alimentação antes de efetuar a limpeza.
- A almofada de aquecimento pode ser lavada à mão (NÃO NA MÁQUINA DE LAVAR) a uma temperatura não superior a 30°C
- Utilize um detergente neutro
- NÃO UTILIZE lixívia
- NÃO seque na máquina de secar, deixe secar ao ar, não coloque a almofada de aquecimento

10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

ATENÇÃO!

Se o dispositivo não funcionar corretamente, não o tente reparar. Nunca deve tentar reparar um dispositivo elétrico por decisão própria.

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
O dispositivo não funciona.	O dispositivo não recebe alimentação.	Verifique se: a. o cabo de alimentação está corretamente ligado à tomada de ligação; b. a ficha elétrica está inserida na tomada elétrica; c. a ficha está danificada; d. o fusível da sua ligação elétrica foi ativado.
	Não foi selecionado nenhum nível de temperatura. O regulador do nível de temperatura está na posição 0.	Desloque o nível do regulador da temperatura para a posição 1, 2 ou 3.
	Ativou-se a proteção contra sobreaquecimento.	Solicite a verificação do dispositivo

11. GARANTIA

Todos os produtos Moretti estão garantidos contra defeitos de material ou fabrico por um período de 2 (dois) anos a partir da data de venda do produto, salvo em caso de eventuais exclusões e limitações especificadas de seguida. Esta garantia não é válida em caso de uso indevido, abuso ou alteração do produto e por não observância das instruções de utilização. A finalidade correta do produto é indicada no manual de utilização.

A Moretti não se responsabiliza por danos, lesões pessoais ou outros incidentes decorrentes da instalação e/ou utilização do aparelho de forma não totalmente conforme com as instruções contidas nos manuais de instalação, montagem e utilização.

A Moretti não garante os produtos Moretti contra danos ou defeitos nas seguintes situações: catástrofes naturais, operações de manutenção ou reparação não autorizadas, danos decorrentes de problemas de alimentação elétrica (se prevista), utilização de peças ou componentes não fornecidos pela Moretti, não cumprimento das diretrizes e instruções de utilização, alterações não autorizadas, danos de transporte (diferente do transporte original da Moretti) ou decorrentes da não execução da manutenção conforme indicado no manual.

Não estão cobertos pela presente garantia os componentes sujeitos a desgaste se o dano for imputado a uma utilização normal do produto.

11.1 Cláusulas de exoneração

Exceto conforme expressamente especificado na presente garantia e dentro dos limites da lei, a Moretti não oferece nenhuma declaração, garantia ou condição, expressa ou implícita, incluindo eventuais declarações, garantias ou condições de comerciabilidade, adequabilidade a um determinado fim, não violação e não interferência. A Moretti não garante que o funcionamento do produto Moretti seja ininterrupto ou sem erros. A duração de eventuais garantias implícitas que possam ser impostas por lei está limitada ao período de garantia, nos limites da legislação em vigor. Alguns estados ou países não permitem limitações à duração de uma garantia implícita ou a exclusão ou limitação de danos acidentais ou indiretos em relação a produtos para consumidores. Nesses estados ou países, algumas exclusões ou limitações desta garantia podem não se aplicar ao utilizador. A presente garantia está sujeita a alterações sem aviso prévio.

**CERTIFICADO DE GARANTIA**

Produto _____

Compra em data de _____

Revendedor _____

Rua _____ Localidade _____

Venda em _____

Rua _____ Localidade _____

 **MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20122 Cavriaga (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com e-mail: info@morettispa.com**MADE IN P.R.C.**

MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com