

moretti®

SCAN DE QR-CODE
VOOR MEER TALEN



NL Ardea One-rolstoelen
GEBRUIKSAANWIJZING

INHOUDSOPGAVE

1. PRODUCTCODES	PAG.3
2. INLEIDING.....	PAG.3
3. BEOOGD GEBRUIK.....	PAG.3
4. EU-CONFORMITEITSVERKLARING	PAG.3
5. ALGEMENE WAARSCHUWINGEN	PAG.4
6. GEBRUIKTE SYMBOLEN	PAG.4
7. ALGEMENE BESCHRIJVING.....	PAG.5
7.1 Overzicht en onderdelenlijst.....	pag. 5
8. MONTAGE/DEMONTAGE	PAG.6
8.1 Openen.....	pag. 6
8.2 Inklappen.....	pag. 6
8.3 De armleuningen monteren/demonteren.....	pag. 6
8.4 Montage/demontage van zijwaarts wegklapbare of verstelbare beensteunen.....	pag. 7
8.5 De zijwaarts wegklapbare beensteunen afstellen	pag. 8
8.6 De verstelbare beensteunen afstellen (OPTIONEEL)	pag. 8
8.7 Het monteren/demonteren van de kleine achterwielen (alleen voor NEXT, DUAL en SKINNY).....	pag. 8
8.8 De remmen afstellen met kleine achterwielen (alleen voor NEXT, DUAL en SKINNY).....	pag. 9
8.9 Het monteren/demonteren van de grote achterwielen (alleen voor NEXT GO, DUAL GO en SKINNY GO)	pag. 9
8.10 De remmen afstellen bij grote achterwielen (alleen voor DUAL GO).....	pag. 9
9. VÓÓR ELK GEBRUIK	PAG.10
10. WAARSCHUWINGEN VOOR GEBRUIK	PAG.10
11. GEBRUIKSAANWIJZING	PAG.10
11.1 In de rolstoel stappen.....	pag. 10
11.2 Uit de rolstoel stappen.....	pag. 10
11.3 Stoepranden en hoogteverschillen (tips om deze zo veilig mogelijk zelfstandig te nemen)	pag. 10
11.4 Gebruik van de armleuningen.....	pag. 11
11.5 Gebruik van grote achterwielen voor zelfaandrijving.....	pag. 11
11.6 Gebruik van kleine wielen	pag. 11
11.7 Gebruik van kleine wielen voor smalle doorgangen (standaard op modellen met snelsluiting)	pag. 11
11.8 Vervoer in voertuigen.....	pag. 11
12. ONDERHOUD.....	PAG.11
12.1 Reinigen van bekleding en vulling	pag. 12
12.2 Het frame en de metalen onderdelen reinigen.....	pag. 12
12.3 Wielen en remmen reinigen.....	pag. 12
12.4 Desinfectie.....	pag. 12
14. INSTRUCTIES VOOR AFVALVERWIJDERING	PAG.12
15. RESERVEONDERDELEN EN ACCESSOIRES.....	PAG.12
16. TECHNISCHE SPECIFICATIES	PAG.12
16.1 Afmetingen	pag. 12
16.2 Technische specificaties	pag. 13
17. GARANTIE.....	PAG.14
17.1 Reparaties	pag. 14
17.2 Reserveonderdelen.....	pag. 14
17.3 Aansprakelijkheidsbeperkingen	pag. 14



Medisch hulpmiddel van klasse I

VERORDENING (EU) 2017/745 VAN HET EUROPEES PARLEMENT
EN VAN DE RAAD van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen

1. PRODUCTCODES

CP101-xx	Serie START+ wielen 60 cm - zelfaandrijving
CP102B-xx	Serie START1 wielen 60 cm - zelfaandrijving
CP110x-xx	Serie NEXT wielen 60 cm - zelfaandrijving, opklapbare armleuning
CP115x-xx	Serie NEXT GO! wielen 30 cm - duwmodel, opklapbare armleuning
CP200B-xx	Serie DUAL wielen 60 cm - zelfaandrijving
CP205B-xx	Serie DUAL GO! wielen 30 cm - duwmodel
CP300-xx	Serie PLUS wielen 60 cm - zelfaandrijving - voor zware gebruikers
CP310-xx	Serie PLUS GO! wielen 30 cm - duwmodel - voor zware gebruikers
CP520-xx	Serie GO UP! wielen 30 cm - duwmodel
CP620-xx	Serie SKINNY wielen 50 cm - smalle doorgangen
CP625-xx	Serie SKINNY GO! wielen 30 cm - duwmodel - smalle doorgangen
CP880-35	Serie KIDDY wielen 56 cm - zelfaandrijving

(x = geeft aan dat het model in meerdere kleuren verkrijgbaar is; xx = geeft de beschikbare zitbreedten aan, bijvoorbeeld 38-40-43-45-46-48-50-55-60 cm; voor CP110, CP115, CP200B en CP205B is maat 45 NIET beschikbaar.)

2. INLEIDING

Dank u dat u hebt gekozen voor een ARDEA ONE-rolstoel van Moretti S.p.A., ontworpen voor de mobiliteit van personen met bewegingsbeperkingen, zowel binnen- als buitenshuis, tijdens reizen en dagelijkse activiteiten. Deze gebruiksaanwijzing bevat aanwijzingen voor het correcte gebruik van het door u gekozen hulpmiddel en belangrijke adviezen voor uw veiligheid. Wij raden u aan deze handleiding zorgvuldig door te lezen voordat u de rolstoel gebruikt. Neem bij twijfel contact op met uw dealer. Deze kan u helpen en deskundig adviseren.

Opmerking: Controleer of geen van de onderdelen van de rolstoel tijdens het transport beschadigd is geraakt. Als er schade wordt geconstateerd, gebruik het product dan niet en neem contact op met uw dealer voor verdere instructies.

3. BEOOGD GEBRUIK

Deze rolstoel is bedoeld voor mensen met mobiliteitsproblemen en kan zelfstandig worden voortbewogen (indien voorzien van grote achterwielen) of met de hulp van een begeleider. Voor alle benodigde afstellingen is altijd de hulp van een begeleider vereist.

NL

LET OP!



- Het is verboden dit hulpmiddel te gebruiken voor andere doeleinden dan in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven.
- Moretti S.p.A. wijst elke aansprakelijkheid af voor schade die voortvloeit uit eigenlijk gebruik van het hulpmiddel of uit gebruik anders dan aangegeven in deze handleiding.
- De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan het hulpmiddel en deze handleiding om de eigenschappen ervan te verbeteren.

4. EU-CONFORMITEITSVERKLARING

MORETTI S.p.A. verklaart onder haar uitsluitende verantwoordelijkheid dat de door MORETTI S.p.A. vervaardigde en in de handel gebrachte producten die tot de productfamilie HANDROLSTOELEN

De afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie

- ARDEA ONE behoren, voldoen aan de toepasselijke bepalingen van Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen van 5 april 2017.

Hiertoe garandeert en verklaart MORETTI S.p.A. onder haar uitsluitende verantwoordelijkheid als volgt:

1. De betreffende hulpmiddelen voldoen aan de algemene veiligheids- en prestatie-eisen van bijlage I bij Verordening (EU) 2017/745, overeenkomstig bijlage IV bij die verordening.
2. De betreffende hulpmiddelen zijn GEEN meetinstrumenten.
3. De betreffende hulpmiddelen zijn NIET BEDOELD VOOR KLINISCH ONDERZOEK.
4. De betreffende hulpmiddelen worden in een NIET-STERIELE verpakking in de handel gebracht.
5. De betreffende hulpmiddelen worden overeenkomstig bijlage VIII bij die verordening ingedeeld in klasse I.
6. MORETTI S.p.A. bewaart de technische documentatie waaruit de conformiteit met Verordening (EU) 2017/745 blijkt en stelt deze gedurende ten minste 10 jaar na de productiedatum van de laatste productiepartij ter beschikking van de bevoegde autoriteiten.

OPMERKING: De volledige productcodes, het fabrikantregistratienummer (SRN), de basis UDI-DI-code en eventuele verwijzingen naar gebruikte normen worden vermeld in de EU-conformiteitsverklaring die MORETTI SPA afgeeft en via haar eigen kanalen beschikbaar stelt.

5. ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

- Raadpleeg deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor het correcte gebruik van het hulpmiddel.
- Raadpleeg voor correct gebruik van het hulpmiddel altijd uw arts of therapeut.
- Houd het verpakte product uit de buurt van warmtebronnen, aangezien de verpakking van karton is gemaakt.
- De levensduur van het hulpmiddel wordt bepaald door de slijtage van niet-repareerbare en/of niet-ervangbare onderdelen en bedraagt in elk geval niet meer dan 10 jaar.
- Let altijd goed op de aanwezigheid van bewegende onderdelen die kunnen leiden tot beknelling van ledematen en persoonlijk letsel.
- Let altijd op de aanwezigheid van kinderen
- Om de rolstoel correct op te tillen, kapt u deze in volgens de instructies in deze handleiding en pakt u de rolstoel vervolgens vast aan de handgrepen.
- Til de rolstoel niet op aan afneembare onderdelen die tijdens het tillen per ongeluk kunnen losraken.
- De gebruiker en/of patiënt dient elk ernstig incident dat zich voordoet in verband met de hulpmiddel aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt is gevestigd.

NL


6. GEBRUIKTE SYMBOLEN

	Productcode		Productiepartij
	Medisch hulpmiddel		Unieke identificatiecode van het hulpmiddel
	CE-markering		Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
	Fabrikant		Instructies voor afvalverwijdering
	Serienummer		Maximale belasting

7. ALGEMENE BESCHRIJVING

7.1 Overzicht en onderdelenlijst

Afhankelijk van het rolstoelmodel dat u kiest, bestaat deze uit de volgende onderdelen:




A - Basisframe van de rolstoel


B - Set montagesleutels




C - Voetsteunen




D - Kleine achterwielen
(diameter 30 cm), duwmodel



E - Grote achterwielen
(diameter 60 cm), model voor zelfaandrijving



F - Achterwielen met een kleinere diameter
(diameter 50 cm), model voor zelfaandrijving



G - Grote achterwielen - kindermodel
(diameter 56 cm), model voor zelfaandrijving

8. MONTAGE/DEMONTAGE

8.1 Openen



(AFB. 1) Afbeelding dient uitsluitend ter illustratie.

Opmerking: raadpleeg de veiligheidswaarschuwingen in deze gebruiksaanwijzing.

- Pak de handgrepen vast en trek ze naar buiten, terwijl u de zitting naar beneden drukt, zodat de rolstoel volledig openklapt (AFBEELDING 1)

8.2 Inklappen



(AFB. 2) Afbeelding dient uitsluitend ter illustratie.

- Til de zitting krachtig op en sluit de rolstoel door de twee duwgrepen weer naar elkaar toe te brengen (AFBEELDING 2)

8.3 De armleuningen monteren/demonteren

CP101-xx / CP102B-xx / CP110x-xx / CP115x-xx / CP520-xx / CP880-35



(AFB. 3) Afbeelding dient uitsluitend ter illustratie.



(AFB. 4) Afbeelding dient uitsluitend ter illustratie.

CP300-xx / CP310-xx / CP200B-xx / CP205B-xx




(AFB. 3A) Afbeelding dient uitsluitend ter illustratie.



(AFB. 4A) Afbeelding dient uitsluitend ter illustratie.

CP620-xx / CP625-xx



(AFB. 3B) Afbeelding dient uitsluitend ter illustratie.

A - Ontgrendelingsmechanisme

B - Vergrendelingsclip

- Plaats de armleuningen in de achterste bevestiging, klap ze vervolgens naar voren en haak ze ook vast in de voorste steun. (AFBEELDING 3, AFBEELDING 3A)
- Plaats de buizen in de houders en zorg ervoor dat de vergrendelingsclip goed vastklikt. (AFBEELDING 3B)
- Om ze te verwijderen, drukt u op de ontgrendelingshendel aan de voorzijde, klapt u vervolgens de armleuningen naar achteren en trekt u aan de ontgrendelingsknop aan de achterzijde om ze te verwijderen. (AFBEELDING 4, AFBEELDING 4A)
- Druk voor de verwijdering op het ontgrendelingsmechanisme (A) en til de armleuning vervolgens omhoog (AFBEELDING 3B).

8.4 Montage/demontage van zijwaarts wegklapbare of verstelbare beensteunen



(AFB. 5) Afbeelding dient uitsluitend ter illustratie.

- Lijn voor de montage van zowel de zijwaarts wegklapbare als de verstelbare beensteunen de gaten in de steunen uit met de bijbehorende pennen op het rolstoelframe. Draai de beensteun vervolgens naar binnen totdat de vergrendelingshendel correct op het frame vastklikt (AFBEELDING 5).
- Om de voetsteun te verwijderen, haakt u de hendel los van het rolstoelframe, draait u deze naar buiten en trekt u hem omhoog.

NL

8.5 De zijwaarts wegklapbare beensteunen afstellen



(AFB. 6) Afbeelding dient uitsluitend ter illustratie.

- Om de lengte van de voetsteunen aan te passen, ontgrendelt u de linker veiligheidshendel aan de onderkant, drukt u vervolgens op de veerknop en schuift u de buis van de voetsteun totdat de knop terugklikt in het gewenste gat. Vergrendel vervolgens de veiligheidshendel weer. (AFBEELDING 6)

8.6 De verstelbare beensteunen afstellen (OPTIONEEL)




(AFB. 7) Afbeelding dient uitsluitend ter illustratie.

- Om de lengte van de voetsteunen aan te passen, ontgrendelt u de linker veiligheidshendel aan de onderkant, drukt u vervolgens op de veerknop en schuift u de buis van de voetsteun totdat de knop terugklikt in het gewenste gat. Vergrendel vervolgens de veiligheidshendel weer. AFBEELDING 7 (ref.P)
- Bedien voor het afstellen van de hoogte van de beensteunen de hendel die is aangegeven in AFBEELDING 7 (REF. L). Laat de hendel los zodra de juiste stand is bereikt, zodat de beensteunen stevig worden vergrendeld.

8.7 Het monteren/demonteren van de kleine achterwielen (alleen voor NEXT, DUAL en SKINNY)

De achterwielen met een diameter van 30 cm moeten in het laatste gat aan de onderkant van het frame worden geplaatst.

NL



(AFB. 8) Afbeelding dient uitsluitend ter illustratie.

In het geval van wielen met snelsluiting


- Verwijder de plastic dopjes van de gaten en plaats de wielen door ze tegen het frame te drukken totdat het automatische vergrendelingsmechanisme vastklikt (Afbeelding 8)
- Om het wiel te verwijderen, drukt u eenvoudigweg op de knop in het midden van de velg om de vergrendeling los te maken en trekt u het wiel naar buiten (Afbeelding 8)

In het geval van wielen met vaste as (alleen voor SKINNY)

- Plaats het kleine wieltje en zet het vast met de meegeleverde moer.
- Draai voor het verwijderen de bevestigingsmoer los en trek het wiel naar buiten.

De afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie

8.8 De remmen afstellen met kleine achterwielen (alleen voor NEXT, DUAL en SKINNY)



(AFB. 9) Afbeelding dient uitsluitend ter illustratie.

- Bij achterwielen met een diameter van 30 cm moet de rem op het geribbelde gedeelte van het frame worden geplaatst, zoals weergegeven in (AFBEELDING 9). Zet de remschuif vast met de twee inbusschroeven op de steun.

Opmerking: Stel de afstand tussen de remschuif en het wiel zo af dat de rem voldoende druk uitoefent om het wiel veilig te blokkeren.

8.9 Het monteren/demonteren van de grote achterwielen (alleen voor NEXT GO, DUAL GO en SKINNY GO)

De achterwielen met een diameter van 60 cm moeten in het middelste gat van het frame worden geplaatst.



In het geval van wielen met snelsluiting

- Verwijder de plastic dopjes van de gaten en plaats de wielen door ze tegen het frame te drukken totdat het automatische vergrendelingsmechanisme vastklikt. (AFBEELDING 10)
- Om het wiel te verwijderen, drukt u eenvoudigweg op de knop in het midden van de velg om de vergrendeling los te maken en trekt u het wiel naar buiten. (AFBEELDING 10)

(AFB. 10) Afbeelding dient uitsluitend ter illustratie.

In het geval van wielen met vaste as (alleen voor SKINNY GO)

- Plaats het grote wiel en zet het vast met de meegeleverde moer.
- Om te verwijderen, draai de bevestigingsmoer los en verwijder het wiel door het naar buiten te trekken.

8.10 De remmen afstellen bij grote achterwielen (alleen voor DUAL GO)



- Bij achterwielen met een diameter van 60 cm moet de rem op het geribbelde gedeelte van het frame worden geplaatst, zoals weergegeven in AFBEELDING 11. Zet de remschuif vast met de twee inbusschroeven op de steun.

Opmerking: Stel de afstand tussen de remschuif en het wiel zo af dat de rem voldoende druk uitoefent om het wiel veilig te blokkeren.

(AFB. 11) Afbeelding dient uitsluitend ter illustratie.

De afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie

9. VÓÓR ELK GEBRUIK

- Controleer altijd de slijtage van de mechanische onderdelen om een volledig veilig gebruik van het hulpmiddel voor personen en eigendommen te waarborgen.
- Controleer of het hulpmiddel correct is gemonteerd en let daarbij vooral op de juiste plaatsing van de achterwielen.
- Controleer of de zitting volledig open staat in de vergrendelde eindpositie (zo niet, druk de zitting dan met meer kracht naar beneden richting het frame).
- Controleer of de remmen op de achterwielen goed werken.

10. WAARSCHUWINGEN VOOR GEBRUIK

- De rolstoel mag niet als zitplaats in motorvoertuigen worden gebruikt.
- Zorg er altijd voor dat de rembediening correct is afgesteld en goed functioneert.
- Let er tijdens het gebruik van de rolstoel op dat uw vingers niet bekneld raken tussen onderdelen zoals de wielen of remmen.
- Houd er rekening mee dat de oppervlaktetemperatuur van de rolstoel kan stijgen wanneer deze wordt blootgesteld aan externe warmtebronnen, zoals direct zonlicht.

11. GEBRUIKSAANWIJZING

Opmerking: Raadpleeg de algemene waarschuwingen in deze gebruiksaanwijzing.



LET OP!

- Het zelfstandig in en uit de rolstoel stappen is een potentieel gevaarlijke handeling: Doe dit uitsluitend als u daartoe lichamelijk in staat bent en wees voorzichtig.
- Steun niet op afneembare onderdelen; steun bij voorkeur op het zitframe.

STEUN NIET MET UW GEWICHT OP DE VOETSTEUNEN BIJ HET IN- OF UITSTAPPEN VAN DE ROLSTOEL. KANTELGEVAAR!!!

11.1 In de rolstoel stappen

1. Schuif de rolstoel zo dicht mogelijk naar u toe, zodat deze naast u staat.
2. Zet de achterwielremmen vast; Om het instappen in de rolstoel zo gemakkelijk mogelijk te maken, raden we aan de armleuning te verwijderen aan de kant waar deze handelingen worden uitgevoerd.
3. Steun met uw armen op het frame en laat u vervolgens langzaam op de zitting zakken.

11.2 Uit de rolstoel stappen

1. Plaats de rolstoel zo dicht mogelijk naast de zitting waarnaar u wilt overstappen.
2. Zet de achterwielremmen vast; Om het uit de rolstoel stappen zo gemakkelijk mogelijk te maken, raden we aan de armleuning aan de kant waar deze handelingen worden uitgevoerd te verwijderen.
3. Steun met uw armen op het frame van de stoel waar u naartoe wilt overstappen en schuif, terwijl u uzelf omhoog tilt, langzaam naar de stoel toe.

11.3 Stoepranden en hoogteverschillen (tips om deze zo veilig mogelijk zelfstandig te nemen)



LET OP!

Deze technieken zijn alleen geschikt voor ervaren rolstoelgebruikers. Vraag in alle andere gevallen hulp aan een begeleider!

OMHOOG GAAN

Ga naar de rand van het trottoir of naar de trede die u op het punt staat te nemen.

Breng de rolstoel in balans op de achterwielen, zodat de voorwielen voldoende omhoog komen om op het obstakel te rusten dat u wilt overwinnen. Buig uw bovenlichaam naar voren en duw de aandrijfhoepels van de achterwielen krachtig naar voren. Blijf duwen totdat de achterwielen over het obstakel heen zijn gekomen.

De afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie

OMLAAG GAAN

Voer voor het afdalen van het hoogteverschil de procedure in omgekeerde volgorde uit. Plaats de rolstoel met de achterzijde vóór het hoogteverschil. Houd de aandrijfhoepels van de achterwielen stevig vast en rijd langzaam van de trede of het obstakel af; Breng de rolstoel vervolgens in balans op de achterwielen, zodat de voorwielen iets omhoogkomen, en voltooi de afdaling voorzichtig.



LET OP!

Het wordt afgeraden deze techniek te gebruiken als het hoogteverschil groter is dan 10 cm!

11.4 Gebruik van de armleuningen

De armleuningen kunnen wegklapbaar, afneembaar of zowel wegklapbaar als afneembaar zijn: **ARMLEUNING WEGKLAPPEN** - Deze functie is zeer handig bij het in- en uitstappen van de rolstoel. Om de armleuning weg te klappen, drukt u op de ontgrendelingshendel aan de voorzijde en draait u de armleuning naar achteren.

11.5 Gebruik van grote achterwielen voor zelfaandrijving

De grote achterwielen van 50/60 cm dienen om de rolstoel zelf voort te bewegen. Pak hiervoor de aandrijfhoepel op het wiel vast en duw deze in de gewenste richting.

11.6 Gebruik van kleine wielen

De kleine achterwielen van 30 cm zijn bedoeld om de rolstoel voort te bewegen met behulp van een begeleider die de handgrepen aan de achterkant van de rolstoel gebruikt.

11.7 Gebruik van kleine wielen voor smalle doorgangen (standaard op modellen met snelsluiting)

Dit type wiel is uitsluitend bedoeld om de rolstoel over een korte afstand door bijzonder smalle doorgangen te verplaatsen, bijvoorbeeld door een liftdeur. Om deze transportwielen te gebruiken, kantelt of tilt u de rolstoel licht op om de achterwielen te verwijderen. Duw de rolstoel vervolgens terwijl de achterzijde op de kleine transportwielen rust en monteer daarna de achterwielen opnieuw.

11.8 Vervoer in voertuigen

De rolstoel is ontworpen voor eenvoudig vervoer. Nadat de voetsteunen en armleuningen zijn verwijderd, kan de rolstoel worden ingeklapt en gemakkelijk worden opgeborgen, bijvoorbeeld in de bagageruimte van een auto. Als dit vanwege ruimtegebrek niet mogelijk is, plaats de rolstoel dan voor de achterbank, zodat deze stabiel staat en niet kan omvallen of verschuiven. Bevestig de rolstoel indien mogelijk met de autogordel.

12. ONDERHOUD

De hulpmiddelen uit de **ARDEA ONE-lijn** van Moretti S.p.A. worden vóór het in de handel brengen zorgvuldig gecontroleerd en van de CE-markering voorzien. Voor de veiligheid van de patiënt en de arts wordt aanbevolen om de geschiktheid van het product voor gebruik minstens elke 2 jaar te laten controleren door de fabrikant of een erkend laboratorium. Bij reparaties mogen uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires worden gebruikt. Voer vóór gebruik van het hulpmiddel alle controles en inspecties uit die worden aanbevolen in de paragraaf "VÓÓR ELK GEBRUIK" van deze gebruiksaanwijzing. De **ARDEA ONE-rolstoelen** vereisen slechts beperkt, eenvoudig periodiek onderhoud. Hieronder staan de periodiek uit te voeren controles:

remvermogen	maandelijks
reiniging van de zitting	indien nodig

13. REINIGING EN DESINFECTIE

13.1 Reinigen van bekleding en vulling

De bekleding en vulling zijn gemaakt van nylon. Ze kunnen met water en neutrale zeep worden gereinigd.

13.2 Het frame en de metalen onderdelen reinigen

Reinig het frame en de metalen onderdelen eveneens met water en neutrale zeep en droog ze vervolgens met een zachte doek om krassen op de lak van het frame te voorkomen.

13.3 Wielen en remmen reinigen

Ook de wielen kunnen met water en neutrale zeep worden schoongemaakt. Droog de wielen zorgvuldig af: Het gebruik van de rolstoel met nog vochtige wielen kan zeer gevaarlijk zijn.

13.4 Desinfectie

Als het product moet worden gedesinfecteerd, gebruikt u een gangbaar desinfecterend reinigingsmiddel.

Opmerking: Gebruik absoluut geen zure of alkalische producten of oplosmiddelen zoals aceton of thinner.

14. INSTRUCTIES VOOR AFVALVERWIJDERING

Voer het hulpmiddel nooit af via de normale inzameling van huishoudelijk afval. Het wordt aanbevolen het hulpmiddel naar een gemeentelijk inzamelpunt te brengen, zodat de gebruikte materialen kunnen worden gerecycled.

15. RESERVEONDERDELEN EN ACCESSOIRES

Voor reserveonderdelen en accessoires dient u uitsluitend de algemene catalogus van Moretti te raadplegen.

16. TECHNISCHE SPECIFICATIES

16.1 Afmetingen

AFMETINGEN EN GEWICHTEN

Afmetingen
in cm



CP101-38								38		56						
CP101-40								40		58						
CP101-43	113	83	43	90	74	49	42÷56	43	43	61	27	17,5	60	20	-	120
CP102-46								46		63,5						
CP102-48								48		65						
CP102B-38								38		56						
CP102B-40								40		58						
CP102B-43	113	83	43	90	74	49	42÷56	43	43	61	27	17,5	60	20	-	120
CP102B-45								45		63						
CP102B-46								46		63,5						
CP102B-48								48		65						
CP110x-40								40		58						
CP110x-43								43		61						
CP110x-46	105	81	43	90	73	49	41÷56	46	42	64	26	18,5	60	20	-	150
CP110x-48								48		66						
CP110x-50								50		68						
CP200B-38								38		56						
CP200B-40								40		58						
CP200B-43								43		61						
CP200B-45	113	81	42	90	72÷80	49	41÷56	45	41	63	29	19,5	60	20	4	150
CP200B-46								46		64						
CP200B-48								48		66						
CP200B-50								50		68						

De afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie

Afmetingen
in cm

Afmetingen
in cm

*Afmetingen kunnen $\pm 0,5$ cm variëren

De afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie

17. GARANTIE

Op alle Moretti-producten geldt een garantie van 2 (twee) jaar vanaf de verkoopdatum tegen materiaal- of fabricagefouten, met uitzondering van de hieronder vermelde uitsluitingen en beperkingen. Deze garantie is niet van toepassing in geval van verkeerd gebruik, misbruik of wijziging van het product, of bij het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing. Het juiste beoogde gebruik van het product staat vermeld in de gebruiksaanwijzing. Moretti is niet aansprakelijk voor enige schade, persoonlijk letsel of andere gevolgen die voortvloeien uit of verband houden met de installatie en/of het gebruik van de apparatuur indien de instructies in de installatie-, montage- en gebruiksaanwijzingen niet nauwgezet worden opgevolgd. Moretti geeft geen garantie op Moretti-producten tegen schade of defecten in de volgende gevallen: Natuurrampen, niet-geautoriseerd onderhoud of niet-geautoriseerde reparaties, schade als gevolg van problemen met de stroomvoorziening (indien van toepassing), gebruik van onderdelen of componenten die niet door Moretti zijn geleverd, het niet naleven van de richtlijnen en gebruiksaanwijzingen, niet-geautoriseerde aanpassingen, transportschade (anders dan de oorspronkelijke verzending door Moretti) of het niet uitvoeren van onderhoud zoals aangegeven in de handleiding. Slijtageonderdelen vallen niet onder deze garantie indien de schade is ontstaan door normaal gebruik van het product.

17.1 Reparaties

Reparatie onder garantie: Indien een Moretti-product tijdens de garantieperiode materiaal- of fabricagefouten vertoont, zal Moretti in overleg met de klant beoordelen of het productdefect onder de garantie valt. Moretti kan, geheel naar eigen goeddunken, het artikel onder garantie vervangen of repareren, bij een aangewezen Moretti-dealer of in eigen werkplaats. De arbeidskosten voor de reparatie van het product kunnen door Moretti worden gedragen als de reparatie onder de garantie valt. Een reparatie of vervanging verlengt de garantie niet.

Reparatie van een product dat niet onder de garantie valt: Een product dat niet onder de garantie valt, kan alleen voor reparatie worden teruggestuurd na voorafgaande toestemming van de klantenservice van Moretti. De arbeids- en verzendkosten in verband met een reparatie buiten de garantie zijn volledig voor rekening van de klant of dealer. Reparaties aan producten die niet onder de garantie vallen, zijn gegarandeerd gedurende 6 (zes) maanden, te rekenen vanaf de dag dat u het gerepareerde product ontvangt.

Niet-defecte producten: De klant wordt op de hoogte gesteld als Moretti na onderzoek en testen van een geretourneerd product concludeert dat het product niet defect is. Het product wordt teruggestuurd naar de klant en de kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant.

17.2 Reserveonderdelen

Originele Moretti-onderdelen hebben een garantie van 6 (zes) maanden vanaf de dag dat u het onderdeel ontvangt.

17.3 Aansprakelijkheidsbeperkingen

Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in deze garantie is bepaald en voor zover wettelijk toegestaan, geeft Moretti geen andere verklaringen, garanties of voorwaarden, expliciet noch impliciet, met inbegrip van verklaringen, garanties of voorwaarden met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk en niet-verstoring. Moretti garandeert niet dat het gebruik van het Moretti-product ononderbroken of foutloos zal zijn. De duur van eventuele impliciete garanties die wettelijk van toepassing kunnen zijn, is beperkt tot de duur van de garantieperiode, voor zover wettelijk toegestaan. Sommige staten of landen staan geen beperkingen toe op de duur van een impliciete garantie of de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade in verband met consumentenproducten. In dergelijke staten of landen zijn sommige uitsluitingen of beperkingen van deze garantie mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20122 Cavriaglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.

** Raadpleeg onze website voor de meest recente versie van de gebruiksaanwijzing.*

De afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie



Moretti S.p.A.

Via Bruxelles, 3
52022 Cavriglia (AR), Italy

info@morettispa.com
www.morettispa.com