



SCAN DE QR-CODE
VOOR MEER TALEN



NL Aluminium rollator
GEBRUIKSAANWIJZING

INHOUDSOPGAVE

1. PRODUCTCODES	PAG.3
2. INLEIDING.....	PAG.3
3. BEOOGD GEBRUIK.....	PAG.3
4. EU-CONFORMITEITSVERKLARING	PAG.3
5. WAARSCHUWINGEN.....	PAG.4
5.1 Algemene waarschuwingen	pag. 4
5.2 Waarschuwingen voor het gebruik	pag. 4
5.3 Waarschuwingen voor de stabiliteit	pag. 4
5.4 Waarschuwingen voor de montage	pag. 4
6. GEBRUIKTE SYMBOLEN	PAG.5
7. VOOR ELK GEBRUIK.....	PAG.5
8. MONTAGE-INSTRUCTIES	PAG.5
8.1 Vóór de montage	pag. 5
8.2 Montage van het RP540-model	pag. 5
8.2.1 Rollator inklappen	pag. 6
8.2.2 De handgrepen monteren en de grepen afstellen	pag. 6
8.2.3 De opbergtas installeren.....	pag. 6
8.2.4 Zitting	pag. 6
8.2.5 Voetsteunen	pag. 6
8.3 Montage van het RP545-model	pag. 6
8.3.1 Rollator inklappen	pag. 7
8.3.2 De handgrepen monteren en de grepen afstellen.....	pag. 7
8.3.3 De opbergtas installeren.....	pag. 7
8.3.4 Zitting	pag. 7
8.4 Montage van RP551-modellen	pag. 7
8.4.1 Rollator inklappen	pag. 8
8.4.2 De handgrepen monteren en de grepen afstellen	pag. 8
8.4.3 De rugleuning monteren	pag. 8
8.4.4 De opbergtas installeren.....	pag. 8
8.4.5 Zitting	pag. 8
9. GEBRUIKSAANWIJZING	PAG.9
10. REMMEN	PAG.9
10.1 Het gebruik van de rem	pag. 9
10.2 Remblokkering (parkeerrem)	pag. 9
11. ONDERHOUD	PAG.9
12. REINIGING	PAG.9
13. WIELONDERHOUD	PAG.9
14. TECHNISCHE SPECIFICATIES	PAG.10
15. ALGEMENE INSTRUCTIES VOOR AFVALVERWIJDERING	PAG.10
16. RESERVEONDERDELEN/ACCESSOIRES	PAG.10
17. GARANTIE	PAG.10
17.1 Reparaties	pag. 11
17.2 Reserveonderdelen	pag. 11
17.3 Aansprakelijkheidsbeperkingen	pag. 11



VERORDENING (EU) 2017/745 VAN HET EUROPEES PARLAMENT EN DE RAAD
van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen

1. PRODUCTCODES

RP540	Aluminium rollator met 4 wielen, zitting en voetsteunen - GAYA 2.0
RP545G	Demonteerbare aluminium rollator met 4 wielen en zitting - OCEANO 2.0, grijs
RP545L	Aluminium rollator met 4 wielen en zitting - OCEANO 2.0, limegroen
RP545R	Aluminium rollator met 4 wielen en zitting - OCEANO 2.0, roze
RP545B	Aluminium rollator met 4 wielen en zitting - OCEANO 2.0, blauw
RP545A	Demonteerbare aluminium rollator met 4 wielen en zitting - OCEANO 2.0, oranje
RP545V	Demonteerbare aluminium rollator met 4 wielen en zitting - OCEANO 2.0, groen
RP551	Aluminium rollator met 4 wielen en onderarmsteun - SATURNO

2. INLEIDING

Dank u dat u hebt gekozen voor een rollator uit de MOPEDIA-lijn van Moretti S.p.A.

De MOPEDIA-rollators van Moretti S.p.A. zijn ontworpen en vervaardigd voor praktisch, correct en veilig gebruik. Deze handleiding bevat aanwijzingen voor het correcte gebruik van het door u gekozen hulpmiddel en belangrijke adviezen voor uw veiligheid. Wij raden u aan deze handleiding volledig en zorgvuldig door te lezen voordat u de aangeschafte rollator in gebruik neemt. Neem bij twijfel contact op met de dealer. De dealer kan u helpen en deskundig adviseren.

3. BEOOGD GEBRUIK

Deze rollator is bedoeld voor mensen met mobiliteitsproblemen en kan worden gebruikt als hulpmiddel om het lopen te vergemakkelijken. De rollator biedt meer stabiliteit, ondersteuning en veiligheid tijdens het lopen. Het is in elk geval niet geschikt voor mensen met een zichtbaar zwakke hand- en/of armfunctie of voor mensen met evenwichtsproblemen. De rollator kan zowel binnen als buiten gebruikt worden. Gebruik de rollator uitsluitend op ondergronden waarop alle wielen de grond raken. Gebruik de rollator niet op rotsachtig terrein of hellende oppervlakken, omdat hij daardoor instabiel kan worden. De rollator is niet bedoeld voor het vervoer van personen of materialen.

LET OP!



- Het is verboden dit hulpmiddel te gebruiken voor andere doeleinden dan in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven.
- Moretti S.p.A. wijst elke aansprakelijkheid af voor schade die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik van het hulpmiddel of uit gebruik anders dan aangegeven in deze handleiding.
- De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan het hulpmiddel en deze handleiding om de eigenschappen ervan te verbeteren.

4. EU-CONFORMITEITSVERKLARING

MORETTI S.p.A. verklaart onder haar uitsluitende verantwoordelijkheid dat de door MORETTI S.p.A. vervaardigde en in de handel gebrachte producten die tot de productfamilie ROLLATORS - MOPEDIA behoren, voldoen aan de toepasselijke bepalingen van Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen van 5 april 2017. Hiertoe garandeert en verklaart MORETTI S.p.A. onder haar uitsluitende verantwoordelijkheid als volgt:

1. De betreffende hulpmiddelen voldoen aan de algemene veiligheids- en prestatie-eisen van bijlage I bij Verordening (EU) 2017/745, overeenkomstig bijlage IV bij die verordening.
2. De betreffende hulpmiddelen zijn GEEN meetinstrumenten.
3. De betreffende hulpmiddelen zijn NIET BEDOELD VOOR KLINISCH ONDERZOEK.
4. De betreffende hulpmiddelen worden in een NIET-STERIELE verpakking in de handel gebracht.

5. De betreffende hulpmiddelen worden overeenkomstig bijlage VIII bij die verordening ingedeeld in klasse I.

6. MORETTI S.p.A. bewaart de technische documentatie waaruit de conformiteit met Verordening (EU) 2017/745 blijkt en stelt deze gedurende ten minste 10 jaar na de productiedatum van de laatste productiepartij ter beschikking van de bevoegde autoriteiten.

Opmerking: De volledige productcodes, het fabrikantregistratienummer (SRN), de basis UDI-DI-code en eventuele verwijzingen naar gebruikte normen worden vermeld in de EU-conformiteitsverklaring die MORETTI SPA afgeeft en via haar eigen kanalen beschikbaar stelt.

5. WAARSCHUWINGEN

5.1 Algemene waarschuwingen

- Installeer of gebruik het product NIET voordat u deze gebruiksaanwijzing hebt gelezen en begrepen. Als u de waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies niet begrijpt, raadpleeg dan een zorgverlener, dealer of servicemedewerker voordat u het product probeert te installeren om schade of letsel te voorkomen.
- De rollator mag uitsluitend worden gebruikt door patiënten met voldoende motorische vaardigheden om deze veilig te kunnen gebruiken;
- Raadpleeg uw arts of therapeut om te bepalen of het product geschikt is, hoe de rollator correct afgesteld moet worden en hoe deze op de juiste manier gebruikt moet worden;
- Uw arts of therapeut kan helpen bij de hoogteverstelling van de rollator, zodat maximale ondersteuning, een correcte bediening van de remmen en een correcte algemene montage worden gewaarborgd;
- Rollators zijn niet bedoeld voor zelfaandrijving;
- De gebruiker en/of patiënt dient elk ernstig incident dat zich voordoet in verband met het hulpmiddel te melden aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt gevestigd is.

5.2 Waarschuwingen voor het gebruik

1. Zorg er altijd voor dat de remkabel goed vastzit.
2. Controleer na elke hoogteverstelling altijd of de rem goed werkt om overmatige speling van de kabel te voorkomen.
3. Het negeren van deze eenvoudige waarschuwingen kan leiden tot persoonlijk letsel.
4. De rollator kan alleen op een stevige, vlakke ondergrond worden gebruikt. Gebruik de rollator niet om trappen op te lopen!
5. Leun altijd op beide handgrepen om uw evenwicht te bewaren.
6. Wees extra voorzichtig op natte, ijzige of besneeuwde oppervlakken.
7. Overbelast de rollator niet.
8. Gebruik de rollatorzitting (indien aanwezig) niet om spullen of personen te vervoeren; De zitting is uitsluitend bedoeld voor de gebruiker wanneer de parkeerrem is aangetrokken;
9. Alle wielen moeten tijdens het gebruik te allen tijde contact met de vloer houden om een goede balans van de rollator en maximale veiligheid te garanderen.
10. De parkeerrem moet aangetrokken zijn voordat u de zitting gebruikt.

NB: Wanneer de rollator stilstaat, moet de parkeerrem aangetrokken zijn.

5.3 Waarschuwingen voor de stabiliteit

- De rollator biedt ondersteuning aan een persoon met een gewicht tot 136 kg, inclusief de inhoud van de tas.
- De tas/mand heeft een maximaal draagvermogen van 5 kg. Overbelast de tas of mand niet om instabiliteit en kantelgevaar te voorkomen.

5.4 Waarschuwingen voor de montage

- Controleer na het monteren of uitklappen van de rollator of de zitsteun aan beide zijden vergrendeld is en of de veiligheidsvoorziening in de juiste positie is bevestigd.

- Controleer of beide steunbuizen van de handgrepen correct in het frame zijn aangebracht en met de bijbehorende vleugelmoeren en vergrendelknoppen stevig en spelingsvrij aan het hoofdframe zijn bevestigd.
- Hang niets aan het frame van de rollator om vervorming van de buizen te voorkomen en de stabiliteit niet in gevaar te brengen.

Opmerking: Let op dat u uw vingers en/of kleding niet beknelt tijdens het openen en sluiten.

6. GEBRUIKTE SYMBOLEN

	Productcode
	Unieke identificatiecode van het hulpmiddel
	CE-markering
	Fabrikant
	Productiepartij
	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
	Medisch hulpmiddel
	Instructies voor afvalverwijdering
	Maximale belasting

7. VOOR ELK GEBRUIK

Controleer altijd eerst het volgende voordat u het hulpmiddel gebruikt:

- Controleer of alle onderdelen van de rollator goed vergrendeld zijn;
- Controleer of alle schroeven goed vastzitten;
- Zorg ervoor dat de zitting goed vergrendeld is (zo niet, druk de zitting dan verder naar beneden richting het frame);
- Controleer of het vergrendelingsmechanisme van de zitting correct is vergrendeld;
- Controleer of de bedrijfsrem en de parkeerrem correct werken;

8. MONTAGE-INSTRUCTIES

8.1 Vóór de montage

Pak het product uit en controleer of het tijdens het transport geen schade heeft opgelopen. Als de rollator beschadigd is, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde dealer.

8.2 Montage van het RP540-model

- De rollator wordt geleverd met de voetsteunen apart verpakt.
- Bij de eerste montage van de rollator zijn de handgrepen met de vergrendelknoppen nog niet gemonteerd. Schuif de twee buizen over de verticale staanders.
 - Druk de zitting van de rollator naar beneden totdat de framebuizen in de vergrendelde positie vastzitten.
 - Controleer vóór gebruik altijd of de rollator niet dichtklapt wanneer er een geringe zijdelingse kracht op wordt uitgeoefend.
 - Monteer de voetsteunen.



De afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie



LET OP! Controleer of de borgknoppen volledig in de gaten zijn vergrendeld. Controleer vóór gebruik altijd of de rollator niet dichtklapt wanneer er een geringe zijdelingse kracht op wordt uitgeoefend. Let erop dat de remkabels niet verstrikt raken bij het monteren van de handgrepen en de wielen.

8.2.1 Rollator inklappen

Trek de riem op de zitting stevig omhoog om de rollator in te klappen.

8.2.2 De handgrepen monteren en de grepen afstellen

Plaats de handgrepen in het frame. Druk op de veerknop en stel de gewenste hoogte in. Herhaal dit voor de andere kant en zorg ervoor dat beide handgrepen stevig vergrendeld zijn en op dezelfde hoogte staan. De rollator is voorzien van in hoogte verstelbare handgrepen om aan de behoeften van de gebruiker te voldoen.



LET OP!

Stel de hoogte van de rollator zo in dat de polsen van een gebruiker die met de armen langs het lichaam staat, zich op de hoogte van de handgrepen bevinden. Dit zorgt ervoor dat uw armen tijdens het gebruik van de rollator ongeveer 20° tot 30° gebogen zijn.

8.2.3 De opbergtas installeren

Hang de lussen van de opbergtas aan de zittingsteun om de tas te bevestigen.



LET OP!

Maximale belasting van de tas: 5 kg. Overbelast de tas niet om instabiliteit en kantelgevaar te voorkomen.

8.2.4 Zitting

Voordat u gaat zitten, plaatst u de rollator op een vlakke, stevige ondergrond en vergrendelt u vervolgens de remmen. Draai de rugleuning indien nodig. Zorg ervoor dat de vergrendeling goed vastzit en dat de rollator stabiel staat.




LET OP!

Ga zitten en verdeel uw gewicht over de hele zitting. Oefen bij het gaan zitten niet alleen aan één zijde van de zitting druk uit.

NL

8.2.5 Voetsteunen




Plaats de voetsteunen op de daarvoor bestemde bevestigingspennen. Bewaar de voetsteunen, wanneer ze niet worden gebruikt, zoals weergegeven in de afbeelding en zet ze vast met de clips.

8.3 Montage van het RP545-model

- Draai het wiel in de juiste richting, maak de riem los waarmee de achterwielen zijn vastgezet en zet de voor- en achterwielen vast met de meegeleverde borgknoppen.
- Bij de eerste montage van de rollator zijn de handgrepen met de vergrendelknoppen nog niet gemonteerd. Schuif de twee buizen over de verticale staanders.

De afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie



- Druk de zitting van de rollator omlaag totdat de framebuizen in de vergrendelde stand vastzitten en vergrendel vervolgens de veiligheidsclip.



LET OP!

Controleer of de borgknoppen volledig in de gaten zijn vergrendeld. Controleer vóór gebruik altijd of de rollator niet dichtklapt wanneer er een geringe zijdelingse kracht op wordt uitgeoefend. Let erop dat de remkabels niet verstrikt raken bij het monteren van de handgrepen en de wielen.

8.3.1 Rollator inklappen

Trek de riem op de zitting stevig omhoog om de rollator in te klappen.

8.3.2 De handgrepen monteren en de grepen afstellen

Plaats de handgrepen in het frame. Druk op de veerknop en stel de gewenste hoogte in. Herhaal dit voor de andere kant en zorg ervoor dat beide handgrepen stevig vergrendeld zijn en op dezelfde hoogte staan. De rollator is voorzien van in hoogte verstelbare handgrepen om aan de behoeften van de gebruiker te voldoen.



LET OP!

Stel de hoogte van de rollator zo in dat de polsen van een gebruiker die met de armen langs het lichaam staat, zich op de hoogte van de handgrepen bevinden. Dit zorgt ervoor dat uw armen tijdens het gebruik van de rollator ongeveer 20° tot 30° gebogen zijn.

8.3.3 De opbergtas installeren

Hang de lussen van de opbergtas aan de zittingsteun en bevestig de klittenbanden aan het frame.



LET OP!

Maximale belasting van de tas: 5 kg. Overbelast de tas niet om instabiliteit en kantelgevaar te voorkomen.

8.3.4 Zitting

Voordat u gaat zitten, plaatst u de rollator op een vlakke, stevige ondergrond en vergrendelt u vervolgens de remmen. Zorg ervoor dat de vergrendeling goed vastzit en dat de rollator stabiel staat.



LET OP!


Ga zitten en verdeel uw gewicht over de hele zitting. Oefen bij het gaan zitten niet alleen aan één zijde van de zitting druk uit.

8.4 Montage van RP551-modellen

- Ontgrendel de veiligheidsvergrendeling, indien deze is aangebracht.
- Bij de eerste montage van de rollator zijn de handgrepen met de vergrendelknoppen nog niet gemonteerd. Schuif de twee buizen over de verticale standers.



- Druk de zitting van de rollator omlaag totdat de framebuizen in de vergrendelde stand vastzitten en vergrendel vervolgens de veiligheidsclip.



- Draai de wielpoten en vergrendel ze met de borgpen zoals in de afbeelding is weergegeven.



LET OP!

Controleer vóór gebruik altijd of de rollator niet dichtklapt wanneer er een geringe zijdelingse kracht op wordt uitgeoefend. Let erop dat de remkabels niet verstrikt raken bij het monteren van de handgrepen en de wielen.

8.4.1 Rollator inklappen

Til de zitting stevig omhoog om de rollator in te klappen.

8.4.2 De handgrepen monteren en de grepen afstellen

Plaats de handgrepen in het frame en vergrendel ze goed. De rollator heeft in hoogte verstelbare handgrepen die met vergrendelknoppen kunnen worden vastgezet, zodat ze aan de behoeften van de gebruiker kunnen worden aangepast.



LET OP!

Stel de hoogte van de rollator zo in dat de polsen van een gebruiker die met de armen langs het lichaam staat, zich op de hoogte van de handgrepen bevinden. Dit zorgt ervoor dat uw armen tijdens het gebruik van de rollator ongeveer 20° tot 30° gebogen zijn.

8.4.3 De rugleuning monteren

Schuif de rugleuning in de daarvoor bestemde plastic geleiders op het frame van de rollator.

8.4.4 De opbergtas installeren

Hang de lussen van de opbergtas aan de zittingsteun en bevestig de klittenbanden aan het frame.



LET OP!

Maximale belasting van de tas: 5 kg. Overbelast de tas niet om instabiliteit en kantelgevaar te voorkomen.

8.4.5 Zitting

Voordat u gaat zitten, plaatst u de rollator op een vlakke, stevige ondergrond en vergrendelt u vervolgens de remmen.

Zorg ervoor dat de vergrendeling goed vastzit en dat de rollator stabiel staat.



LET OP!

Ga zitten en verdeel uw gewicht over de hele zitting. Oefen bij het gaan zitten niet alleen aan één zijde van de zitting druk uit.

9. GEBRUIKSAANWIJZING

- Begin met duwen terwijl u rechtop staat en beide handen op de handgrepen houdt;
- Zorg ervoor dat uw handen droog zijn voordat u de rollator gebruikt om het risico op uitglijden te voorkomen;
- Loop rechtop met uw blik naar voren gericht en niet naar beneden;
- Duw de rollator niet te ver van uw lichaam af; dit kan vallen en een onjuiste belasting veroorzaken;
- Gebruik de rollator niet om drempels of hoogteverschillen van meer dan 20 mm te nemen;
- Gebruik buitenshuis bij voorkeur goed toegankelijke trottoirs die overeenkomstig de toegankelijkheidsvoorschriften zijn ingericht;
- Gebruik de kantelpedalen achteraan om kleine obstakels te nemen en de voorzijde van de rollator op te tillen (alleen modellen RP540 - RP545 - RP551).

10. REMMEN

De goede werking van de remmen hangt af van de slijtage en de hoeveelheid vuil die zich op de wielen heeft opgehoopt. Controleer voor elk gebruik de staat van de remmen en wielen.

10.1 Het gebruik van de rem

Om de rollator af te remmen, trekt u de remhendels met uw vingers omhoog totdat de rollator vertraagt of stopt. Om de rollator verder te verplaatsen, laat u de remhendels los.

10.2 Remblokkering (parkeerrem)

Druk de remhendels met de handpalm omlaag; wanneer u een "klik" hoort, zijn de wielen vergrendeld. Trek de remhendels omhoog om de parkeerrem vrij te zetten.



LET OP!

Wanneer de gebruiker met de rollator stilstaat, moeten de remmen vergrendeld zijn.

11. ONDERHOUD

De hulpmiddelen uit de **MOPEDIA**-lijn van Moretti S.p.A. worden vóór het in de handel brengen zorgvuldig gecontroleerd en van de CE-markering voorzien. Voor de veiligheid van de patiënt en de arts wordt aanbevolen om de geschiktheid van uw rollator minstens elke 2 jaar te laten controleren door de fabrikant of een erkend laboratorium. Bij reparaties mogen uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires worden gebruikt.

De levensduur van het product is afhankelijk van gebruik, onderhoud, opslag en reiniging.

12. REINIGING

Gebruik voor het reinigen van de onderdelen alleen een vochtige doek met een neutraal reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten, metalen borstels of schurende of scherpe voorwerpen, aangezien deze het product kunnen beschadigen.

13. WIELONDERHOUD

1. Reinig de wielen met lauw water en een neutraal reinigingsmiddel. Droog af met een schone doek.
2. Smeer de wielen regelmatig.

14. TECHNISCHE SPECIFICATIES

GAYA 2.0-serie										
Productcode	RP540									
Zitting	45x31 cm									
Frame	Aluminium									
Afmetingen* en gewichten										
										
RP540	75	85 97	55	63	52	28	9,6	20	20	136 kg
Serie										
OCEANO 2.0						SATURNO				
Productcode	RP545						RP551			
Zitting	45x20 cm						44x24 cm			
Frame	Aluminium									
Afmetingen* en gewichten										
										
RP545x	69	79 92	54	62	47	27	7,6	20	20	136 kg
RP551	70	115÷130 Onderarm- steun 100÷115	61	68	52	28	7,9	25		

*De afmetingen zijn uitgedrukt in cm en kunnen $\pm 0,5$ cm variëren.

15. ALGEMENE INSTRUCTIES VOOR AFVALVERWIJDERING

Voer het hulpmiddel nooit af via de normale inzameling van huishoudelijk afval. Het wordt aanbevolen het hulpmiddel naar een gemeentelijk inzamelpunt te brengen, zodat de gebruikte materialen kunnen worden gerecycled.

NL 16. RESERVEONDERDELEN/ACCESSOIRES

Raadpleeg voor reserveonderdelen en accessoires de Moretti-hoofdcatalogus.

17. GARANTIE

Op alle Moretti-producten geldt een garantie van 2 (twee) jaar tegen materiaal- of fabricagefouten, gerekend vanaf de verkoopdatum van het product, met uitzondering van de hieronder vermelde uitsluitingen en beperkingen. Deze garantie vervalt in geval van verkeerd gebruik, misbruik of wijziging van het product en bij het niet naleven van de gebruiksaanwijzing. Het juiste beoogde gebruik van het product staat vermeld in de gebruiksaanwijzing.

Moretti is niet aansprakelijk voor enige schade, persoonlijk letsel of andere gevolgen die voortvloeien uit of verband houden met de installatie en/of het gebruik van de apparatuur indien de instructies in de installatie-, montage- en gebruiksaanwijzingen niet nauwgezet worden opgevolgd.

Moretti geeft geen garantie op Moretti-producten tegen schade of defecten in de volgende gevallen: Natuurrampen, niet-geautoriseerd onderhoud of niet-geautoriseerde reparaties, schade als gevolg van problemen met de stroomvoorziening (indien van toepassing), gebruik van onderdelen of componenten die niet door Moretti zijn geleverd, het niet naleven van de richtlijnen en gebruiksaanwijzingen, niet-geautoriseerde aanpassingen, transportschade (anders dan de oorspronkelijke verzending door Moretti) of het niet uitvoeren van onderhoud zoals aangegeven in de handleiding. Slijtageonderdelen vallen niet onder deze garantie indien de schade is ontstaan door normaal gebruik van het product.

17.1 Reparaties

Reparatie onder garantie: Indien een Moretti-product tijdens de garantieperiode materiaal- of fabricagefouten vertoont, zal Moretti in overleg met de klant beoordelen of het productdefect onder de garantie valt. Moretti kan, geheel naar eigen goeddunken, het artikel onder garantie vervangen of repareren, bij een aangewezen Moretti-dealer of in eigen werkplaats. De arbeidskosten voor de reparatie van het product kunnen door Moretti worden gedragen als de reparatie onder de garantie valt. Een reparatie of vervanging verlengt de garantie niet.

Reparatie van een product dat niet onder de garantie valt: Een product dat niet onder de garantie valt, kan alleen voor reparatie worden teruggestuurd na voorafgaande toestemming van de klantenservice van Moretti. De arbeids- en verzendkosten in verband met een reparatie buiten de garantie zijn volledig voor rekening van de klant of dealer. Reparaties aan producten die niet onder de garantie vallen, zijn gegarandeerd gedurende 6 (zes) maanden, te rekenen vanaf de dag dat u het gerepareerde product ontvangt.

Niet-defecte producten: De klant wordt op de hoogte gesteld als Moretti na onderzoek en testen van een geretourneerd product concludeert dat het product niet defect is. Het product wordt teruggestuurd naar de klant en de kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant.

17.2 Reserveonderdelen

Originele MORETTI-onderdelen hebben een garantie van 6 (zes) maanden vanaf de dag dat u het onderdeel ontvangt.

17.3 Aansprakelijkheidsbeperkingen

Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in deze garantie is bepaald en voor zover wettelijk toegestaan, geeft Moretti geen andere verklaringen, garanties of voorwaarden, expliciet noch impliciet, met inbegrip van verklaringen, garanties of voorwaarden met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk en niet-verstoring. Moretti garandeert niet dat het gebruik van het Moretti-product ononderbroken of foutloos zal zijn. De duur van eventuele impliciete garanties die wettelijk van toepassing kunnen zijn, is beperkt tot de duur van de garantieperiode, voor zover wettelijk toegestaan. Sommige staten of landen staan geen beperkingen toe op de duur van een impliciete garantie of de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade in verband met consumentenproducten. In dergelijke staten of landen zijn sommige uitsluitingen of beperkingen van deze garantie mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



Moretti S.p.A.

Via Bruxelles, 3
52022 Cavriglia (AR), Italy

info@morettispa.com
www.morettispa.com