



DIGITALIZE O CÓDIGO QR
PARA OBTER MAIS IDIOMAS




PT Andarilho em alumínio
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO



ÍNDICE

1. CÓDIGOS.....	PÁG. 3
2. INTRODUÇÃO	PÁG. 3
3. UTILIZAÇÃO PREVISTA.....	PÁG. 3
4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE	PÁG. 3
5. AVISOS	PÁG. 4
5.1 Avisos gerais.....	pág. 4
5.2 Avisos de utilização	pág. 4
5.3 Avisos de estabilidade	pág. 4
5.4 Avisos de montagem	pág. 4
6. SÍMBOLOS UTILIZADOS	PÁG. 5
7. ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO.....	PÁG. 5
8. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM.....	PÁG. 5
8.1 Antes da montagem.....	pág. 5
8.2 Montagem do modelo RP540	pág. 5
8.2.1 Fecho do andarilho	pág. 6
8.2.2 Instalação das pegas e regulação dos punhos.....	pág. 6
8.2.3 Instalação da bolsa porta-objetos	pág. 6
8.2.4 Assento.....	pág. 6
8.2.5 Apoios para os pés	pág. 6
8.3 Montagem do modelo RP545	pág. 6
8.3.1 Fecho do andarilho	pág. 7
8.3.2 Instalação das pegas e regulação dos punhos	pág. 7
8.3.3 Instalação da bolsa porta-objetos	pág. 7
8.3.4 Assento.....	pág. 7
8.4 Montagem do modelo RP551	pág. 7
8.4.1 Fecho do andarilho	pág. 8
8.4.2 Instalação das pegas e regulação dos punhos.....	pág. 8
8.4.3 Instalação do encosto	pág. 8
8.4.4 Instalação da bolsa porta-objetos	pág. 8
8.4.5 Assento.....	pág. 8
9. MODO DE UTILIZAÇÃO	PÁG. 9
10. TRAVÕES	PÁG. 9
10.1 Utilização do travão	pág. 9
10.2 Bloqueio do travão (travão de estacionamento)	pág. 9
11. MANUTENÇÃO	PÁG. 9
12. LIMPEZA.....	PÁG. 9
13. CUIDADOS COM AS RODAS	PÁG. 9
14. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PÁG. 10
15. CONDIÇÕES GERAIS DE ELIMINAÇÃO	PÁG. 10
16. PEÇAS SOBRESSALENTES/ACESSÓRIOS.....	PÁG. 10
17. GARANTIA.....	PÁG. 10
17.1 Reparações	pág. 11
17.2 Peças sobressalentes	pág. 11
17.3 Cláusulas de exclusão de responsabilidade.....	pág. 11



Dispositivo médico de classe I

REGULAMENTO (UE) 2017/745 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 5 de abril de 2017 relativo aos dispositivos médicos

1. CÓDIGOS

RP540	Andarilho GAYA 2.0 em alumínio, com 4 rodas, assento e apoios para os pés
RP545G	Andarilho OCEANO 2.0 desmontável em alumínio, com 4 rodas e assento, cinzento
RP545L	Andarilho OCEANO 2.0 em alumínio, com 4 rodas e assento, verde-lima
RP545R	Andarilho OCEANO 2.0 em alumínio, com 4 rodas e assento, rosa
RP545B	Andarilho OCEANO 2.0 em alumínio, com 4 rodas e assento, azul
RP545A	Andarilho OCEANO 2.0 desmontável em alumínio, com 4 rodas e assento, laranja
RP545V	Andarilho OCEANO 2.0 desmontável em alumínio, com 4 rodas e assento, verde
RP551	Andarilho SATURNO em alumínio, com 4 rodas e apoio antebraquial

2. INTRODUÇÃO

Obrigado por ter escolhido um andarilho para internamento da linha MOPEDIA by Moretti S.p.A.

Os andarilhos MOPEDIA by Moretti S.p.A. foram concebidos e fabricados para satisfazer todas as suas necessidades, garantindo uma utilização prática, correta e segura. Este manual contém algumas sugestões para a utilização correta do dispositivo escolhido e conselhos importantes para a sua segurança. Recomendamos que leia este manual na íntegra antes de utilizar o andarilho que adquiriu. Em caso de dúvida, contacte o seu revendedor, que o poderá ajudar e aconselhar corretamente.

3. UTILIZAÇÃO PREVISTA

Este andarilho destina-se a pessoas com dificuldades de mobilidade e pode ser utilizado como auxiliar de marcha. O andarilho proporciona maior estabilidade, apoio e segurança durante a marcha. Em qualquer caso, não deve ser utilizado por pessoas com capacidade funcional das mãos e/ou dos braços visivelmente reduzida, nem por pessoas com problemas de equilíbrio. O andarilho pode ser utilizado tanto no exterior como no interior. Recomenda-se a utilização apenas em superfícies em que todas as rodas estejam em contacto com o solo. Não deve ser utilizado em terrenos rochosos ou planos inclinados, pois o andarilho pode ficar instável. O dispositivo não foi concebido para transportar pessoas ou outros materiais.

ATENÇÃO!



- É proibido utilizar este dispositivo para fins diferentes dos definidos neste manual.
- A Moretti S.p.A. declina qualquer responsabilidade por danos resultantes da utilização incorreta do dispositivo ou de uma utilização diferente da indicada neste manual.
- O fabricante reserva-se o direito de efetuar alterações ao dispositivo e ao presente manual, sem aviso prévio, com o objetivo de melhorar as respetivas características.

4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE

A MORETTI SpA declara, sob a sua exclusiva responsabilidade, que os produtos por si fabricados e colocados no mercado, pertencentes à família ANDARILHOS - MOPEDIA, estão em conformidade com as disposições aplicáveis do Regulamento (UE) 2017/745, de 5 de abril de 2017, relativo aos dispositivos médicos. Para este efeito, a MORETTI SpA garante e declara, sob a sua exclusiva responsabilidade, o seguinte:

1. Os dispositivos em causa cumprem os requisitos gerais de segurança e desempenho previstos no anexo I do Regulamento (UE) 2017/745, em conformidade com o anexo IV do referido regulamento.
2. Os dispositivos em questão NÃO SÃO INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO.
3. Os dispositivos em questão NÃO SE DESTINAM A INVESTIGAÇÕES CLÍNICAS.
4. Os dispositivos em questão são comercializados em embalagens NÃO ESTÉREIS.
5. Os dispositivos em causa são considerados dispositivos da classe I, nos termos do anexo VIII do referido regulamento.

6. A MORETTI SpA conserva e disponibiliza às autoridades competentes, durante pelo menos 10 anos a contar da data de fabrico do último lote, a documentação técnica que comprova a conformidade com o Regulamento (UE) 2017/745.

Nota: Os códigos completos dos produtos, o código de registo do Fabricante (SRN), o código UDI-DI de base e as eventuais referências às normas utilizadas encontram-se na Declaração de Conformidade UE que a MORETTI SPA emite e disponibiliza através dos seus canais.

5. AVISOS

5.1 Avisos gerais

- NÃO instale nem utilize o produto antes de ler e compreender este manual de instruções. Caso não compreenda os avisos, precauções e instruções, consulte um profissional de saúde, um revendedor ou um técnico de assistência antes de tentar instalar o produto para evitar danos ou ferimentos pessoais;
- O andarilho deve ser utilizado apenas por doentes com capacidade motora adequada, que permita uma utilização segura;
- Consulte o seu médico ou terapeuta para determinar a adequação do produto, a regulação correta e a utilização adequada do andarilho;
- O seu médico ou terapeuta deve ajudá-lo a regular a altura do andarilho, de modo a garantir o máximo apoio, o acionamento correto do travão e uma montagem geral adequada;
- Os andarilhos não se destinam a ser utilizados por autopropulsão;
- O utilizador e/ou o doente deve comunicar qualquer incidente grave ocorrido em relação ao dispositivo ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou o doente está estabelecido.

5.2 Avisos de utilização

1. Certifique-se sempre de que o cabo dos travões está corretamente fixado.
2. Verifique sempre se o travão está a funcionar corretamente após cada ajuste de altura para evitar uma folga excessiva do cabo.
3. O não cumprimento destes avisos simples pode resultar em ferimentos pessoais.
4. O andarilho só pode ser utilizado numa superfície sólida e plana. Não utilize o andarilho para subir escadas!
5. Apoie-se sempre nas duas pegas para manter o equilíbrio.
6. Prestar especial atenção às superfícies molhadas, com gelo ou cobertas de neve.
7. Não sobrecarregar o andarilho.
8. Não utilize o assento do andarilho (quando existente) para transportar objetos ou pessoas; o assento destina-se ao utilizador, com o travão de estacionamento acionado;
9. Todas as rodas devem estar em contacto com o chão durante toda a utilização para garantir o equilíbrio adequado do andarilho e a máxima segurança.
10. O travão de estacionamento deve ser acionado antes de utilizar o assento.

N.B. Quando utilizar o andarilho parado, o travão de estacionamento deve estar bloqueado.

PT

5.3 Avisos de estabilidade

- O andarilho suporta um utilizador com peso até 136 kg, incluindo a carga da bolsa.
- A bolsa/o cesto tem uma carga máxima de 5 kg. Não sobrecarregue, para evitar desequilíbrios e o risco de capotamento.

5.4 Avisos de montagem

- Depois de montar ou abrir o andarilho, certifique-se de que o suporte do assento está bloqueado de ambos os lados e de que o dispositivo de segurança está fixado na posição correta.
- Verifique se ambos os tubos de suporte das pegas estão corretamente inseridos na estrutura e fixados ao suporte principal, sem folgas, com os respetivos manípulos de bloqueio e porcas de orelhas.
- Não pendure nada na estrutura do andarilho, para evitar a deformação dos tubos e não comprometer a estabilidade do dispositivo.

As imagens são apenas para fins ilustrativos

Nota: Tenha cuidado para não entalar os dedos e/ou a roupa durante a abertura e o fecho.

6. SÍMBOLOS UTILIZADOS



Código do produto



Identificador único do dispositivo



Marcação CE



Fabricante



Lote de produção



Ler o manual de instruções



Dispositivo médico



Condições de eliminação



Carga máxima

7. ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO

Antes de utilizar o dispositivo, verifique sempre:

- se todas as peças do andarilho estão devidamente bloqueadas;
- se todos os parafusos estão bem apertados;
- se o assento está corretamente bloqueado (caso contrário, pressione-o com mais força para baixo, em direção à estrutura);
- se o dispositivo de bloqueio do assento está corretamente inserido;
- se o travão de serviço e o travão de estacionamento funcionam corretamente;

8. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

8.1 Antes da montagem

Retire o produto da embalagem e verifique se sofreu danos durante o transporte. Se o andarilho estiver danificado, contacte o seu revendedor mais próximo.

8.2 Montagem do modelo RP540

- O andarilho é fornecido com os apoios para os pés embalados separadamente.
- Na primeira montagem do andarilho, as pegas com os manípulos não estão instaladas; insira os dois tubos nos montantes verticais.



- Pressione o assento do andarilho até os tubos da estrutura ficarem bloqueados na posição correta.
- Antes da utilização, certifique-se sempre de que o andarilho não tende a fechar-se sob o efeito de uma ligeira força lateral.
- Instale os apoios para os pés.



ATENÇÃO! Certifique-se de que os manípulos estão bem inseridos nos orifícios. Antes da utilização, certifique-se sempre de que o andarilho não tende a fechar-se sob o efeito de uma ligeira força lateral. Tenha cuidado para não entrelaçar os cabos dos travões ao ligar o guiador e as rodas.

8.2.1 Fecho do andarilho

Puxe firmemente para cima a correia do assento para fechar o andarilho.

8.2.2 Instalação das pegas e regulação dos punhos

Insira as pegas na estrutura. Prima o botão com mola e regule a altura pretendida. Repita o procedimento para o lado oposto e certifique-se de que ambas as pegas estão bem bloqueadas e à mesma altura. O andarilho está equipado com pegas reguláveis em altura para se adaptar às necessidades do utilizador.



ATENÇÃO!

Regule a altura do andarilho de modo que, quando o utilizador estiver de pé com os braços ao longo do corpo, os pulsos fiquem à altura dos punhos. Deste modo, durante a utilização do andarilho, os braços ficam fletidos num ângulo de aproximadamente 20°-30°.

8.2.3 Instalação da bolsa porta-objetos

Para instalar a bolsa porta-objetos, pendure as abas da bolsa no suporte do assento.



ATENÇÃO!

Carga máxima da bolsa: 5 kg. Não sobrecarregue a bolsa, para evitar desequilíbrios e o risco de capotamento.

8.2.4 Assento


Antes de se sentar, coloque o andarilho sobre uma superfície plana e sólida e bloqueie os travões. Rode o encosto, se necessário. Certifique-se de que o fecho de bloqueio está bem fixado e de que o andarilho se encontra numa posição estável.



ATENÇÃO!

Sente-se, distribuindo o seu peso por todo o assento. Ao sentar-se, não apoie o peso apenas num dos lados.


8.2.5 Apoios para os pés



Insira os apoios para os pés nos pinos correspondentes. Quando não forem utilizados, guarde os apoios para os pés conforme ilustrado e fixe-os com os respetivos cliques.

8.3 Montagem do modelo RP545

- Rode as rodas para a posição correta, solte a correia que prende as rodas traseiras e fixe as rodas traseiras e dianteiras com os manípulos fornecidos.
- Na primeira montagem do andarilho, as pegas com os manípulos não estão instaladas; insira os dois tubos nos montantes verticais.



- Pressione o assento do andarilho até os tubos da estrutura ficarem bloqueados na posição correta e, em seguida, bloqueie o clipe de segurança.



ATENÇÃO!

Certifique-se de que os manípulos estão bem inseridos nos orifícios. Antes da utilização, certifique-se sempre de que o andarilho não tende a fechar-se sob o efeito de uma ligeira força lateral. Tenha cuidado para não entrelaçar os cabos dos travões ao ligar o guiador e as rodas.

8.3.1 Fecho do andarilho

Puxe firmemente para cima a correia do assento para fechar o andarilho.

8.3.2 Instalação das pegas e regulação dos punhos

Insira as pegas na estrutura. Prima o botão com mola e regule a altura pretendida. Repita o procedimento para o lado oposto e certifique-se de que ambas as pegas estão bem bloqueadas e à mesma altura. O andarilho está equipado com pegas reguláveis em altura para se adaptar às necessidades do utilizador.



ATENÇÃO!

Regule a altura do andarilho de modo que, quando o utilizador estiver de pé com os braços ao longo do corpo, os pulsos fiquem à altura dos punhos. Deste modo, durante a utilização do andarilho, os braços ficam fletidos num ângulo de aproximadamente 20°-30°.

8.3.3 Instalação da bolsa porta-objetos

Para instalar a bolsa porta-objetos, pendure as abas da bolsa no suporte do assento e fixe à estrutura as tiras de velcro.



ATENÇÃO!

Carga máxima da bolsa: 5 kg. Não sobrecarregue a bolsa, para evitar desequilíbrios e o risco de capotamento.

8.3.4 Assento

Antes de se sentar, coloque o andarilho sobre uma superfície plana e sólida e bloqueie os travões. Certifique-se de que o fecho de bloqueio está bem fixado e de que o andarilho se encontra numa posição estável.



ATENÇÃO!


Sente-se, distribuindo o seu peso por todo o assento. Ao sentar-se, não apoie o peso apenas num dos lados.

8.4 Montagem do modelo RP551

- Desbloqueie o fecho de segurança, caso esteja acionado.
- Na primeira montagem do andarilho, as pegas com os manípulos não estão instaladas; insira os dois tubos nos montantes verticais.



- Pressione o assento do andarilho até os tubos da estrutura ficarem bloqueados na posição correta e, em seguida, bloqueie o clipe de segurança.



- Rode os suportes das rodas e bloqueie-os com o pino, conforme ilustrado.



ATENÇÃO!

Antes da utilização, certifique-se sempre de que o andarilho não tende a fechar-se sob o efeito de uma ligeira força lateral. Tenha cuidado para não entrelaçar os cabos dos travões ao ligar o guiador e as rodas.

8.4.1 Fecho do andarilho

Levante firmemente o assento para fechar o andarilho.

8.4.2 Instalação das peças e regulação dos punhos

Insira as peças na estrutura e bloqueie-as corretamente. O andarilho está equipado com peças reguláveis em altura através de manípulos de aperto, para se adaptar às necessidades do utilizador.



ATENÇÃO!

Regule a altura do andarilho de modo que, quando o utilizador estiver de pé com os braços ao longo do corpo, os pulsos fiquem à altura dos punhos. Deste modo, durante a utilização do andarilho, os braços ficam fletidos num ângulo de aproximadamente 20°-30°.

8.4.3 Instalação do encosto

Insira o encosto nas respetivas guias de plástico da estrutura do andarilho.

8.4.4 Instalação da bolsa porta-objetos

Para instalar a bolsa porta-objetos, pendure as abas da bolsa no suporte do assento e fixe à estrutura as tiras de velcro.



ATENÇÃO!

Carga máxima da bolsa: 5 kg. Não sobrecarregue o cesto, para evitar desequilíbrios e o risco de capotamento.

8.4.5 Assento

Antes de se sentar, coloque o andarilho sobre uma superfície plana e sólida e bloqueie os travões. Certifique-se de que o fecho de bloqueio está bem fixado e de que o andarilho se encontra numa posição estável.

**ATENÇÃO!**

Sente-se, distribuindo o seu peso por todo o assento. Ao sentar-se, não apoie o peso apenas num dos lados.

9. MODO DE UTILIZAÇÃO

- Comece a empurrar quando estiver numa posição ereta, com ambas as mãos nos punhos;
- Certifique-se de que tem as mãos secas antes de utilizar o andarilho, para evitar o risco de escorregar;
- Caminhe numa posição ereta, olhando em frente e não para baixo;
- Não empurre o andarilho demasiado para a frente, pois tal poderá provocar quedas e esforços indevidos;
- Não utilize o andarilho para transpor degraus com mais de 20 mm;
- Ao utilizar o andarilho no exterior, dê preferência a passeios devidamente adaptados em conformidade com as normas relativas à eliminação de barreiras arquitetónicas;
- Para transpor pequenos obstáculos, exerça pressão sobre os pedais traseiros para elevar a parte dianteira do andarilho (apenas nos modelos RP540, RP545 e RP551).

10. TRAVÕES

O bom funcionamento dos travões depende do desgaste e da sujidade acumulada nas rodas. Verifique o estado dos travões e das rodas antes de cada utilização.

10.1 Utilização do travão

Para travar o andarilho, puxe as alavancas dos travões para cima com os dedos até o andarilho abrandar ou parar. Para continuar a deslocar o andarilho, solte as pegas do travão.

10.2 Bloqueio do travão (travão de estacionamento)

Pressione as alavancas dos travões para baixo com a palma da mão; ao ouvir um «clique», as rodas ficam bloqueadas. Levante as alavancas dos travões para as desbloquear da posição de estacionamento.

**ATENÇÃO!**

Quando o utilizador estiver parado, os travões devem estar bloqueados.

11. MANUTENÇÃO

Os dispositivos da linha **MOPEDIA** by Moretti S.p.A. são cuidadosamente inspecionados e ostentam a marcação CE no momento da sua colocação no mercado. Para segurança do doente e do profissional de saúde, recomenda-se que a aptidão do andarilho para utilização seja verificada pelo fabricante ou por um laboratório autorizado, pelo menos de 2 em 2 anos. Em caso de reparação, só podem ser utilizadas peças sobressalentes e acessórios originais.

A vida útil do produto depende da utilização, manutenção, armazenamento e limpeza.

12. LIMPEZA

Para limpar as peças, utilize apenas um pano húmido com detergente neutro. Não utilize produtos de limpeza que contenham solventes, escovas metálicas ou objetos abrasivos ou pontiagudos, pois podem danificar o produto.

13. CUIDADOS COM AS RODAS

1. Limpe as rodas com água morna e detergente neutro. Seque com um pano limpo.
2. Lubrifique periodicamente as rodas.

14. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Série GAYA 2.0										
Código do produto	RP540									
Assento	45x31 cm									
Estrutura	Alumínio									
Dimensões* e pesos										
										
RP540	75	85 97	55	63	52	28	9,6	20	20	136 kg

Série OCEANO 2.0 SATURNO										
Código do produto	RP545					RP551				
Assento	45x20 cm					44x24 cm				
Estrutura	Alumínio									
Dimensões* e pesos										
										
RP545x	69	79 92	54	62	47	27	7,6	20	20	136 kg
RP551	70	115+130 Apoio antebraquial 100+115	61	68	52	28	7,9	25		

*As medidas são expressas em cm e podem variar ±0,5 cm.

15. CONDIÇÕES GERAIS DE ELIMINAÇÃO

Em caso de eliminação do dispositivo, nunca utilize os sistemas normais de recolha de resíduos sólidos urbanos. Recomenda-se a eliminação do dispositivo através dos ecocentros municipais, para permitir a adequada reciclagem dos materiais utilizados.

16. PEÇAS SOBRESSALENTES/ACESSÓRIOS

Para obter peças sobressalentes e acessórios, consulte o catálogo geral Moretti S.p.A.

17. GARANTIA

Todos os produtos Moretti estão garantidos contra defeitos de material ou de fabrico durante 2 (dois) anos a contar da data de venda, sem prejuízo das exclusões e limitações indicadas abaixo. Esta garantia não é válida em caso de utilização indevida, abuso ou alteração do produto, nem em caso de incumprimento das instruções de utilização. A utilização prevista do produto encontra-se indicada no manual de instruções.

A Moretti não se responsabiliza por danos, lesões pessoais ou quaisquer outras consequências causadas por, ou relacionadas com, a instalação e/ou utilização do equipamento em desconformidade com as instruções constantes dos manuais de instalação, montagem e utilização.

A Moretti não oferece qualquer garantia contra danos ou defeitos nos seus produtos nas seguintes condições: catástrofes naturais, operações de manutenção ou reparação não autorizadas, danos resultantes de problemas de alimentação elétrica (quando aplicável), utilização de peças ou componentes não fornecidos pela Moretti, incumprimento das orientações e instruções de utilização, alterações não autorizadas, danos de transporte (exceto o transporte original efetuado pela Moretti) ou falta de manutenção conforme indicado no manual. Os componentes sujeitos a desgaste não estão cobertos por esta garantia quando o dano resultar da utilização normal do produto.

17.1 Reparações

Reparação em garantia: Se um produto Moretti apresentar defeitos de material ou de fabrico durante o período de garantia, Moretti avaliará com o cliente se o defeito do produto está coberto pela garantia. Moretti, a seu exclusivo critério, pode substituir ou reparar o artigo sob garantia, quer num revendedor Moretti especificado, quer nas suas próprias instalações. Os custos de mão de obra relacionados com a reparação do produto podem ser suportados pela Moretti se for determinado que a reparação é abrangida pelo âmbito da garantia. A reparação ou substituição não renova nem prorroga a garantia.

Reparação de um produto não coberto pela garantia: Um produto não coberto pela garantia só pode ser devolvido para reparação após autorização prévia do Serviço de Assistência ao Cliente Moretti. Os custos de mão de obra e de envio relativos a uma reparação não coberta pela garantia serão integralmente suportados pelo cliente ou pelo revendedor. As reparações de produtos não cobertos pela garantia são garantidas durante 6 (seis) meses a partir da data de receção do produto reparado.

Produtos não defeituosos: O cliente será notificado se, após ter examinado e testado um produto devolvido, Moretti concluir que o produto não está defeituoso. O produto será devolvido ao cliente e este será responsável pelos custos de envio da devolução.

17.2 Peças sobressalentes

As peças sobressalentes originais MORETTI têm uma garantia de 6 (seis) meses a partir da data de receção da peça sobressalente.

17.3 Cláusulas de exclusão de responsabilidade

Salvo o expressamente previsto nesta garantia e nos limites permitidos por lei, a Moretti não presta quaisquer outras declarações nem concede quaisquer outras garantias ou condições, expressas ou implícitas, incluindo declarações, garantias ou condições relativas à comerciabilidade, à adequação a uma finalidade específica, à não violação de direitos e à não interferência. A Moretti não garante que a utilização do produto Moretti seja ininterrupta ou isenta de erros. A duração de quaisquer garantias implícitas que possam resultar da legislação aplicável limita-se ao período de garantia, nos termos permitidos por lei. Alguns Estados ou países não permitem limitações à duração de uma garantia implícita, nem a exclusão ou limitação de danos incidentais ou indiretos relativamente a produtos de consumo. Nesses Estados ou países, algumas das exclusões ou limitações desta garantia poderão não se aplicar ao utilizador. Esta garantia está sujeita a alterações sem aviso prévio.

**CERTIFICADO DE GARANTIA**

Produto _____

Adquirido em _____

Revendedor _____

Rua _____ Localidade _____

Vendido a _____

Rua _____ Localidade _____

PT

**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20122 Cavriaglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com**FABRICADO NA R.P.C.**** Consulte o nosso website para obter a versão mais recente disponível do manual de instruções**As imagens são apenas para fins ilustrativos*

NOTAS

PT

NOTAS

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

PT



Moretti S.p.A.

Via Bruxelles, 3
52022 Cavriglia (AR), Italy

info@morettispa.com
www.morettispa.com