



MOPEDIA®

RO

MA CP100B-XX_CP100R-XX_CP103B-XX_CP103R-XX_CP104-XX_CP105-XX_CP500B-XX_CP500R-XX_CP505-XX 03 A_RO_02-2025

Scaune cu rotile Ardea One MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

CUPRINS

1. CODURI.....	PAG.3
2. INTRODUCERE.....	PAG.3
3. UTILIZAREA PREVĂZUTĂ	PAG.3
4. DECLARAȚIA DE CONFORMITATE UE.....	PAG.3
5. AVERTISMENTE GENERALE	PAG.4
6. SIMBOLURI FOLOSITE	PAG.4
7. DESCRIERE GENERALĂ.....	PAG.5
7.1 Prezentarea grafică și lista componentelor	pag. 5
8. MONTAREA/DEMONTAREA.....	PAG.5
8.1 Deschiderea	pag. 5
8.2 Închiderea	pag. 6
8.3 Instalarea/scoaterea cotierelor	pag. 6
8.4 Instalarea/scoaterea suporturilor pentru picioare laterale sau care se pot ridica pag. 6	
8.5 Reglarea suporturilor laterale pentru picioare.....	pag. 7
8.6 Reglarea suporturilor pentru picioare care se pot ridica (OPȚIONAL).....	pag. 7
8.7 Instalarea/scoaterea roților mici din spate (numai pentru GO!)	pag. 7
8.8 Reglarea frânelor în cazul roților mici din spate (numai pentru GO!)	pag. 8
8.9 Instalarea/scoaterea roților mari din spate (numai pentru START/START2 și START3).....	pag. 8
8.10 Reglarea frânelor în cazul roților mari din spate (numai pentru START/START2 și START3).....	pag. 8
9. ÎNAINTE DE FIECARE UTILIZARE	PAG.9
10. AVERTISMENTE PRIVIND UTILIZAREA	PAG.9
11. MOD DE UTILIZARE.....	PAG.9
11.1 Urcarea pe scaunul cu roțile	pag. 9
11.2 Coborârea din scaunul cu roțile	pag. 9
11.3 Trepte și denivelări (sfaturi despre cum să le abordați cât mai bine de unul singur)	pag. 9
11.4 Utilizarea cotierelor	pag. 10
11.5 Utilizarea roților autopropulsate	pag. 10
11.6 Utilizarea roților mici.....	pag. 10
11.7 Utilizarea roților mici pentru pasaje înguste (standard la modelele cu eliberare rapidă).....	pag. 10
11.8 Transportul în mijloace de transport.....	pag. 10
12. ÎNTREȚINEREA	PAG.11
13. CURĂȚAREA ȘI DEZINFECTAREA.....	PAG.11
13.1 Curățarea tapițeriei și căptușelilor.....	pag. 11
13.2 Curățarea cadrului și a componentelor metalice	pag. 11
13.3 Curățarea roților și frânelor.....	pag. 11
13.4 Dezinfectarea	pag. 11
14. CONDIȚII DE ELIMINARE	PAG.11
15. PIESE DE SCHIMB ȘI ACCESORII	PAG.11
16. CARACTERISTICI TEHNICE.....	PAG.12
16.1 Dimensiuni	pag. 12
16.2 Specificații tehnice.....	pag. 12
17. GARANȚIA.....	PAG.13
17.1 Reparații	pag. 13
17.2 Piese de schimb	pag. 13
17.3 Clauze de exonerare.....	pag. 13

CE Dispozitiv medical din clasa I
REGULAMENTUL (UE) 2017/745 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
CONSILIULUI din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale

1. CODURI

CP100B-xx	Seria START roți de 60 cm - Pliabil, cu autopropulsare
CP100R-xx	Seria START roți de 60 cm - Pliabil, cu autopropulsare
CP103R-xx	Seria START2 roți de 60 cm - Pliabil, cu autopropulsare
CP103B-xx	Seria START2 roți de 60 cm - Pliabil, cu autopropulsare
CP104-xx	Seria START3 roți de 60 cm - Pliabil, cu autopropulsare, cadru de tip cruce dublă, două orificii
CP105-xx	Seria START3 GO! roți de 30 cm - Pliabil, condus de însoțitor, structură de tip cruce dublă, două orificii
CP500B-xx	Seria GO! roți de 30 cm - Pliabil, condus de însoțitor
CP500R-xx	Seria GO! roți de 30 cm - Pliabil, condus de însoțitor
CP505-xx	Seria GO!2 roți de 30 cm - Pliabil, condus de însoțitor, structură de tip cruce dublă

(R = Roșu; B = Albastru; xx = Indică dimensiunile disponibile ale șezutului, de exemplu 40-43-45-48-50 cm, 38 și 46 cm numai pentru culoarea albastră)

RO

2. INTRODUCERE

Vă mulțumim că ați ales un scaun cu roțile **ARDEA ONE** by Moretti S.p.A., conceput pentru deplasarea persoanelor cu probleme de mobilitate atât în interiorul cât și în afara casei, în timpul călătoriilor sau în activitățile zilnice simple. Acest manual de utilizare conține mici recomandări pentru utilizarea corectă a dispozitivului ales și sfaturi valoroase pentru siguranța dumneavoastră. Vă recomandăm să citiți cu atenție întregul manual înainte de a utiliza scaunul cu roțile. Dacă aveți nelămuriri vă rugăm să contactați revânzătorul, care vă va putea ajuta și sfătui în mod corect.

Notă: Asigurați-vă că niciuna dintre componentele scaunului cu roțile nu s-a deteriorat în timpul transportului. În caz de deteriorare nu utilizați produsul și contactați revânzătorul pentru instrucțiuni suplimentare.

3. UTILIZAREA PREVĂZUTĂ

Acest scaun cu roțile este destinat deplasării persoanelor cu probleme de mobilitate și poate fi utilizat cu autopropulsie (dacă este echipat cu roți mari în spate) sau cu ajutorul unui operator. În toate cazurile este necesară oricum intervenția unui operator pentru diferitele reglaje necesare.

ATENȚIE!



- Este interzisă utilizarea dispozitivului de mai jos în alte scopuri decât cele stabilite în acest manual.
- Moretti S.p.A. nu își asumă nicio răspundere pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului sau din alte utilizări decât cele indicate în acest manual.
- Producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări dispozitivului și manualului de mai jos fără nicio notificare prealabilă, pentru a îmbunătăți caracteristicile acestuia.

4. DECLARAȚIA DE CONFORMITATE UE

MORETTI S.p.A. declară pe proprie răspundere că produsele fabricate și introduse pe piață de MORETTI S.p.A. și care fac parte din familia de SCAUNE CU ROTILE ARDEA ONE sunt conforme cu dispozițiile aplicabile ale Regulamentului 2017/745 privind DISPOZITIVELE MEDICALE din 5 aprilie 2017.

În acest scop MORETTI SpA garantează și declară, pe proprie răspundere, următoarele:

1. Aceste dispozitive îndeplinesc cerințele generale de securitate și performanță prevăzute în anexa I la Regulamentul 2017/745, conform indicațiilor anexei IV la acest regulament.

2. Aceste dispozitive NU SUNT INSTRUMENTE DE MĂSURĂ.
3. Aceste dispozitive NU SUNT DESTINATE INVESTIGAȚIILOR CLINICE.
4. Aceste dispozitive sunt comercializate în ambalaje NESTERILE.
5. Aceste dispozitivele trebuie considerate ca aparținând clasei I în conformitate cu prevederile anexei VIII la regulamentul menționat anterior.
6. MORETTI SpA păstrează și pune la dispoziția autorităților competente, timp de cel puțin 10 ani de la data fabricării ultimului lot, documentația tehnică ce dovedește conformitatea cu Regulamentul 2017/745.

Notă: Codurile complete ale produselor, numărul de înregistrare al Producătorului (SRN), codul UDI-DI de bază și orice referințe la standardele utilizate se regăsesc în Declarația de conformitate UE pe care MORETTI SPA o emite și o pune la dispoziție prin intermediul canalelor sale.

5. AVERTISMENTE GENERALE

R0

- Pentru a asigura utilizarea corectă a dispozitivului vă rugăm să consultați cu atenție manualul.
- Pentru utilizarea corectă a dispozitivului consultați-vă întotdeauna medicul sau terapeutul.
- Păstrați produsul ambalat departe de orice sursă de căldură, deoarece ambalajul este realizat din carton.
- Durata de viață utilă a dispozitivului este determinată de uzura pieselor ce nu pot fi reparate și/sau înlocuite.
- Acordați întotdeauna o atenție deosebită componentelor în mișcare care ar putea cauza prinderea membrelor și vătămarea corporală.
- Aveți mare grijă în prezența copiilor.
- Pentru ridicarea corectă a scaunului cu roțile, acesta trebuie să fie pliat conform instrucțiunilor din manual și apoi prins de mână.
- Nu ridicați scaunul cu roțile folosind componentele detașabile care s-ar putea desprinde accidental în timpul ridicării.
- Utilizatorul și/sau pacientul trebuie să raporteze orice incident grav legat de dispozitiv producătorului și autorității competente din statul membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.



6. SIMBOLURI FOLOSITE

	Codul produsului
	Cod unic de identificare a dispozitivului
	Număr de serie
	Marcaj CE
	Producător
	Lot de producție
	Citiți manualul pentru instrucțiuni
	Dispozitiv medical
	Condiții de eliminare
	Greutate maximă suportată

7. DESCRIERE GENERALĂ


7.1 Prezentarea grafică și lista componentelor

În funcție de modelul scaunului cu roțile pe care îl alegeți, acestea sunt elementele care vor intra în alcătuirea sa:




A - Cadru de bază al scaunului cu roțile
B - Set de chei pentru asamblare

C - Suporturi laterale pentru picioare



D - Roți spate mici (diametru 30 cm)
model condus de însoțitor



E - Roți spate mari (diametru 60 cm)
model cu autopropulsare

8. MONTAREA/DEMONTAREA


8.1 Deschiderea



Notă: consultați avertismentele de siguranță din acest manual de instrucțiuni.

- Prindeți țevile mânerelor și trageți spre exterior în timp ce apăsați șezutul în jos, asigurându-vă că scaunul cu roțile este complet deschis (FIG.1)

8.2 Închiderea



- Ridicați energic șezutul și închideți scaunul cu roțile apropiind cele două mânere de împingere (FIG.2)

R0

8.3 Instalarea/scoaterea cotierelor

CP100B-xx / CP100R-xx / CP103R-xx / CP104-xx / CP105-xx / CP500B-xx / CP500R-xx / CP505-xx



Imagini cu scop ilustrativ

- Introduceți cotierele în suportul posterior, apoi rabatați-le în față și introduceți-le și în suportul anterior (FIG.3)
- Pentru a le scoate apăsați maneta de eliberare din față, apoi rabatați spre spate cotierele și trageți butonul de eliberare posterior pentru a le scoate (FIG.4)


8.4 Instalarea/scoaterea suporturilor pentru picioare laterale sau care se pot ridica



- Pentru a instala atât suporturile pentru picioare laterale, cât și cele care se pot ridica aliniați orificiile suporturilor cu știfturile corespunzătoare de pe cadrul scaunului cu roțile, apoi rotiți suportul pentru picioare spre interior, astfel încât maneta de blocare de pe cadrul scaunului cu roțile să se cupleze corect (FIG. 5)
- Pentru a le scoate decuplați maneta suportului pentru picioare din cadrul scaunului cu roțile, apoi rotiți-o spre exterior și trageți-o în sus

8.5 Reglarea suporturilor laterale pentru picioare

(FIG.6)



- Pentru a regla lungimea suporturilor pentru picioare deblocați maneta de siguranță din stânga, în partea de jos, apoi apăsați butonul cu arc, glisați țeava suportului pentru picioare până când butonul intră din nou în orificiul dorit. Apoi blocați din nou maneta de siguranță. (FIG.6)

RO


8.6 Reglarea suporturilor pentru picioare care se pot ridica (OPȚIONAL)



- Pentru a regla lungimea suporturilor pentru picioare deblocați maneta de siguranță din stânga, în partea de jos, apoi apăsați butonul cu arc, glisați țeava suportului pentru picioare până când butonul intră din nou în orificiul dorit. Apoi blocați din nou maneta de siguranță. FIG.7 (ref. P)
- Pentru a regla înclinarea suporturilor pentru picioare acționați maneta indicată în FIG.7 (ref. L), apoi, după ce ați stabilit reglajul corect, eliberați maneta pentru a bloca permanent suporturile pentru picioare.

8.7 Instalarea/scoaterea roților mici din spate (numai pentru GO!)

Roțile din spate cu diametru de 30 cm trebuie să fie poziționate în ultimul orificiu de jos al cadrului



(FIG.8)

Roți cu pivot fix (numai pentru GO!)

- Introduceți roata mică și blocați-o cu ajutorul piuliței furnizate
- Pentru a o scoate deșurubați piulița de fixare, apoi trageți roata spre exterior

Imagine cu scop ilustrativ

8.8 Reglarea frânelor în cazul roților mici din spate (numai pentru GO!)



R0

(FIG.9) Imagine cu scop ilustrativ

- În cazul roților din spate cu diametru de 30 cm frâna trebuie poziționată pe partea cadrului așa cum se arată în (FIG.9)

Notă: reglați distanța glisorului față de roată astfel încât, atunci când frâna este acționată, să poată exercita o presiune suficientă pentru a bloca roata în siguranță.

8.9 Instalarea/scoaterea roților mari din spate (numai pentru START/START2 și START3)

Roțile din spate cu diametru de 60 cm trebuie să fie poziționate în orificiul central al cadrului și în cel superior dintre cele 2 ale START3 (CP104-xx)



(FIG.10)

În cazul roților cu eliberare rapidă (numai pentru START2 și START3)

- Scoateți capacele de plastic ale orificiului și introduceți roțile apăsându-le spre cadru până când dispozitivul de blocare automată anclanșează corect (FIG.10)
- Pentru a le scoate este suficient să apăsați butonul din centrul roții pentru a elibera dispozitivul de blocare, apoi trageți roata spre exterior (FIG.10)

În cazul roților cu pivot fix (numai pentru START)

- Introduceți roata mare și blocați-o cu piulița furnizată
- Pentru a o scoate desșurubați piulița de fixare, apoi trageți roata spre exterior

8.10 Reglarea frânelor în cazul roților mari din spate (numai pentru START/START2 și START3)



(FIG.11)

- În cazul roților din spate cu diametru de 60 cm frâna trebuie poziționată pe partea zimțată a cadrului, așa cum se arată în (FIG.11), blocând glisorul frânei pe suport cu ajutorul celor două șuruburi cu cap imbus

Note: Reglați distanța glisorului față de roată astfel încât, atunci când frâna este acționată, să poată exercita o presiune suficientă pentru a bloca roata în siguranță

9. ÎNAINTE DE FIECARE UTILIZARE

- Verificați întotdeauna starea de uzură a componentelor mecanice cu joc pentru a vă asigura că dispozitivul poate fi utilizat în deplină siguranță pentru persoane și obiecte
- Verificați asamblarea corectă a dispozitivului, acordând o atenție deosebită introducerii corecte a roților din spate
- Asigurați-vă că șezutul este complet deschis în poziția finală de blocare (în caz contrar apăsați cu forță șezutul în jos, spre cadru)
- Verificați funcționarea corectă a frânei de pe roțile din spate

10. AVERTISMENTE PRIVIND UTILIZAREA

- Scaunul cu roțile nu poate fi utilizat ca scaun în autovehicule
- Asigurați-vă întotdeauna că sistemul de control al frânei este reglat și funcționează corect
- Vă recomandăm ca, în timpul utilizării scaunului cu roțile, să aveți grijă să nu vă prindeți degetele în anumite componente, cum ar fi roțile sau frânele
- Vă reamintim că temperatura suprafeței scaunului cu roțile poate crește atunci când acesta este expus la surse externe de căldură, cum ar fi lumina soarelui

RO

11. MOD DE UTILIZARE

Notă: Consultați avertismentele generale din acest manual de instrucțiuni



ATENȚIE!

- Urcarea și coborârea de unul singur din scaunul cu roțile este o operațiune potențial periculoasă: trebuie efectuată numai dacă starea fizică v-o permite și cu prudență
- Nu vă sprijiniți pe componentele detașabile, preferați cadrul șezutului

NU VĂ SPRIJINIȚI CU TOATĂ GREUTATEA PE SUPTURILE PENTRU PICIOARE ATUNCI CÂND URCAȚI SAU COBORÂȚI DIN SCAUNUL CU ROTILE, PERICOL DE RĂSTURNARE!!!

11.1 Urcarea pe scaunul cu roțile

1. Deplasați scaunul cu roțile cât mai aproape posibil, astfel încât să se afle lângă dvs.
2. Blocați frânele roților din spate; pentru a ușura cât mai mult urcarea pe scaunul cu roțile vă recomandăm să scoateți cotiera din partea pe care se efectuează aceste operațiuni
3. Sprijiniți-vă cu brațele pe structura cadrului, apoi coborâți încet spre șezut

11.2 Coborârea din scaunul cu roțile

1. Apropiați-vă cât mai mult posibil de scaunul pe care vă veți așeza
2. Blocați frânele roților din spate; pentru a ușura cât mai mult coborârea din scaunul cu roțile vă recomandăm să scoateți cotiera din partea pe care se efectuează aceste operațiuni
3. Sprijiniți-vă brațele de cadrul scaunului pe care urmează să vă transferați și, ridicându-vă, alunecați ușor spre acesta

11.3 Trepte și denivelări (sfaturi despre cum să le abordați cât mai bine de unul singur)



ATENȚIE!

Aceste tehnici sunt valabile numai pentru utilizatorii experimentați de scaune cu roțile. În toate celelalte cazuri vă recomandăm să cereți ajutorul unui asistent!

URCAREA

Deplasați-vă lângă marginea trotuarului sau a treptei care trebuie să fie urcată.

Echilibrați scaunul cu roțile pe roțile din spate, astfel încât roțile din față să fie suficient de ridicate pentru a se sprijini pe obstacolul care trebuie depășit. Înclinați-vă în față și împingeți cu putere înainte cercul de antrenare de pe roțile din spate. Continuați să împingeți până când roțile din spate trec de obstacol.

COBORÂREA

Pentru a coborî denivelarea efectuați procedura inversă. Poziționați-vă cu partea din spate a scaunului cu roțile în fața denivelării care trebuie depășită, apucați bine cercul de antrenare al roților din spate și apoi coborâți încet treapta sau obstacolul; apoi echilibrați scaunul cu roțile pe roțile din spate astfel încât roțile din față să se ridice ușor și încheiați delicat coborârea.



ATENȚIE!

Vă recomandăm să nu folosiți această tehnică dacă diferența de înălțime depășește 10 cm!!!!

R0

11.4 Utilizarea cotierelor

Cotierele pot fi doar rabatabile, doar detașabile sau rabatabile și detașabile:

Rabatarea cotierei - Această funcție este foarte convenabilă pentru a urca sau a coborî din scaunul cu roțile. Pentru a rabata cotiera apăsați pur și simplu maneta de deblocare din față și rotiți-o spre spate.

11.5 Utilizarea roților autopropulsate

Roțile mari din spate (60 cm) sunt folosite pentru a conduce scaunul cu roțile în modul autopropulsare. Pentru aceasta apucați cercul de antrenare de pe roată și împingeți-l în direcția dorită.

11.6 Utilizarea roților mici

Roțile mici din spate (30 cm) sunt destinate deplasării scaunului cu roțile cu ajutorul unui operator prin intermediul mânerelor din spate ale scaunului.

11.7 Utilizarea roților mici pentru pasaje înguste (standard la modelele cu eliberare rapidă)

Acest tip de roată este utilizat doar pentru a permite deplasarea scaunului cu roțile pentru o perioadă scurtă de timp pentru a trece prin spații deosebit de înguste (de exemplu ușile unui lift). Pentru a folosi aceste roți trebuie să ridicați scaunul cu roțile pentru a scoate roțile din spate, apoi împingeți scaunul cu roțile astfel încât să se sprijine pe roțile mici și apoi reintroduceți roțile din spate.

11.8 Transportul în mijloace de transport

Scaunul cu roțile este proiectat pentru a fi transportat cu ușurință. După ce suporturile pentru picioare și cotierele au fost scoase, acesta poate fi pliat și introdus fără probleme, de exemplu, în portbagajul unei mașini. Dacă acest lucru nu este posibil din motive de spațiu așezați scaunul cu roțile în fața scaunului din spate, astfel încât să fie stabil și să nu se poată răsturna sau aluneca. Dacă este posibil, fixați scaunul cu roțile folosind centura de siguranță a vehiculului.

12. ÎNTREȚINEREA

Dispozitivele din linia **ARDEA ONE** by Moretti S.p.A. sunt verificate cu atenție și marcate CE atunci când sunt introduse pe piață. Pentru siguranța pacientului și a medicului vă recomandăm ca adecvarea pentru utilizare a produsului să fie verificată de către producător sau de către un laborator autorizat cel puțin o dată la 2 ani. În cazul reparațiilor trebuie folosite numai piese de schimb și accesorii originale. Înainte de a utiliza dispozitivul efectuați toate verificările și controalele sugerate în paragraful „ÎNAINTE DE FIECARE UTILIZARE” din acest manual de instrucțiuni. Scaunele cu roțile **ARDEA ONE** necesită doar câteva întrețineri periodice simple, indicate în continuare:

capacitatea de frânare	lunar
curățarea șezutului	în funcție de necesități

13. CURĂȚAREA ȘI DEZINFECTAREA

13.1 Curățarea tapițeriei și căptușelilor

Tapițeria și căptușelile sunt realizate din nailon. Acestea pot fi curățate cu apă și săpun neutru.

13.2 Curățarea cadrului și a componentelor metalice

Și pentru cadru și componentele metalice se poate folosi apă și săpun neutru, acestea trebuind apoi șterse cu o lavetă moale pentru a nu zgâria vopseaua cadrului.

13.3 Curățarea roților și frânelor

Și roțile pot fi curățate cu apă și săpun neutru. Acordați o atenție deosebită uscării: ar putea fi foarte periculos să folosiți scaunul cu roțile dacă roțile sunt încă ude.

13.4 Dezinfectarea

În cazul în care este necesară dezinfectarea produsului, utilizați un dezinfectant obișnuit.

Notă Trebuie neapărat evitate produsele acide, alcaline sau solvenții cum ar fi acetona sau un diluant.

14. CONDIȚII DE ELIMINARE

Atunci când eliminați dispozitivul nu utilizați niciodată sistemele obișnuite de gestionare a deșeurilor solide municipale. Vă recomandăm să eliminați dispozitivul prin intermediul insulelor ecologice municipale pentru reciclarea planificată a materialelor utilizate.

15. PIESE DE SCHIMB ȘI ACCESORII

Pentru piesele de schimb și accesorii consultați doar catalogul general Moretti.

16. CARACTERISTICI TEHNICE

16.1 Dimensiuni

DIMENSIUNI ȘI GREUTĂȚI

Valori în cm															
CP100B-38								38		56					
CP100x*-40								40		58					
CP100x*-43	103	85	43	91	75	50	42-56	43		60,5	26	17,5	60	20	- 120
CP100x*-45								45		63					
CP100B-46								46		64					
CP100x*-48								48		65					
CP103x*-40								40		58					
CP103x*-43	103	85	40	91	75	50	42-56	43		61	26,5	19	60	20	- 130
CP103x*-45								45		63					
CP103x*-48								48		66					
CP103x*-50								50		68					
CP104-40								40		58					
CP104-43	103	85	40	91	75	50	42-56	43		60,5	26,5	19	60	20	- 130
CP104-46								46		64					
CP104-48								48		66					
CP104-50								50		68					
CP105-40								40		58					
CP105-43	103	85	40	91	75	50	42-56	43		60,5	26,5	19	60	20	- 130
CP105-46								46		64					
CP105-48								48		66					
CP105-50								50		68					

Valori în cm															
CP500x*-40								40		58					
CP500x*-43	103	75	43	91	73	50	42-56	43		61	26	15	30	20	- 120
CP500x*-45								45		63					
CP500B-46								46		64					
CP500B-48								48		65					
CP505-40								40		58					
CP505-43	103	75	43	91	73	50	42-56	43		61	26	15	30	20	- 130
CP505-45								45		63					
CP505-48								48		65					
CP505-50								50		67					

* „X” indică culoarea. Valorile pot varia cu $\pm 0,5$ cm

16.2 Specificații tehnice

- Cadru din oțel
- Capacitate maximă pentru CP100x-xx, CP500x-xx: 120 kg
- Capacitate maximă pentru CP103x-xx, CP104-xx, CP105-xx, CP505-xx: 130 kg
- Roți față din PVC cu diametru de 20 cm pentru CP100x-xx
- Roți față din PU cu diametru de 20 cm pentru CP103x-xx, CP104-xx, CP105-xx, CP500x-xx, CP505-xx
- Roți spate din PU cu diametru de 60 cm pentru CP100x-xx, CP103x-xx, CP104-xx

- Roți spate din PU cu diametru de 30 cm pentru CP105-xx, CP500x-xx, CP505-xx
- Șezutul, spătarul și tapițeria căptușelii cotierelor din năilon
- Rezistență la aprindere: Materialele folosite pentru tapițerie și căptușeală au fost testate folosind metodele specificate în EN1021-1/2
- Standarde de referință: EN 12183
- Temperatura mediului de utilizare: -20 °C / + 40 °C
- Depozitare recomandată: A se păstra într-un loc răcoros și uscat și întotdeauna departe de sursele directe de căldură, cum ar fi lumina soarelui. (temp. recomandată între +10 °C / + 40 °C)

17. GARANȚIA

Toate produsele Moretti sunt garantate împotriva defectelor de material sau de manoperă pentru o perioadă de 2 (doi) ani de la data vânzării produsului, cu excepția excluderilor și limitărilor specificate în continuare. Această garanție nu este valabilă în cazul utilizării necorespunzătoare, abuzului sau modificării produsului și în cazul nerespectării instrucțiunilor de utilizare. Utilizarea prevăzută corectă a produsului este indicată în manualul de utilizare. Moretti nu răspunde pentru daunele derivate, pentru vătămarea corporală sau pentru orice alte situații cauzate sau legate de instalarea și/sau utilizarea echipamentului care nu respectă cu strictețe instrucțiunile din manualele de instalare, montare și utilizare. Moretti nu garantează produsele Moretti împotriva deteriorărilor sau defectelor în următoarele situații: dezastre naturale, lucrări de întreținere sau reparații neautorizate, daune rezultate din probleme la alimentarea cu energie electrică (dacă este cazul), utilizarea pieselor sau componentelor care nu au fost furnizate de Moretti, nerespectarea liniilor de orientare și a instrucțiunilor de utilizare, modificări neautorizate, daune cauzate de expediere (altele decât cele cauzate de expedierea inițială de către Moretti) sau neefectuarea întreținerii conform indicațiilor din manual. Componentele supuse uzurii nu sunt acoperite de această garanție în cazul în care deteriorarea poate fi atribuită utilizării normale a produsului.

17.1 Reparații

Reparația în garanție: În cazul în care un produs Moretti prezintă defecte de material sau de fabricație în timpul perioadei de garanție, Moretti va evalua împreună cu clientul dacă defectul produsului este acoperit de garanție. Moretti poate înlocui sau repara articolul în garanție la discreția sa, fie la un revânzător Moretti specificat, fie la sediul său. Cheltuielile de manoperă legate de repararea produsului pot fi suportate de Moretti dacă se stabilește că reparația intră în sfera de aplicare a garanției. Repararea sau înlocuirea nu reînnoiește și nu prelungește garanția.

Repararea unui produs care nu este acoperit de garanție: Un produs care nu este acoperit de garanție poate fi returnat pentru reparații numai după autorizarea în prealabil de către Serviciul Clienți Moretti. Cheltuielile de manoperă și transport aferente unei reparații care nu este acoperită de garanție sunt suportate integral de client sau de revânzător. Reparațiile produselor care nu sunt acoperite de garanție sunt garantate timp de 6 (șase) luni de la data primirii produsului reparat.

Produse care nu sunt defecte: Clientul va fi informat în cazul în care, după examinarea și testarea unui produs returnat, Moretti ajunge la concluzia că produsul nu este defect. Produsul va fi restituit clientului, iar acesta va trebui să suporte cheltuielile de transport aferente restituirii.

17.2 Piese de schimb

Piese de schimb originale Moretti sunt garantate timp de 6 (șase) luni de la data primirii piesei de schimb.

17.3 Clauze de exonerare

Cu excepția celor stabilite în mod expres în această garanție și în măsura permisă de lege, Moretti nu oferă nicio altă declarație, garanție sau condiție, expresă sau implicită, precum și nicio altă declarație,

garanție sau condiție de vandabilitate, adecvare la un anumit scop, nerespectare și neinterferență. Moretti nu garantează că utilizarea produsului Moretti va fi neîntreruptă sau fără erori. Durata oricăror garanții implicite care pot fi impuse de reglementările legale este limitată la perioada de garanție, în limitele reglementărilor legale. Unele state sau țări nu permit limitarea duratei unei garanții implicite sau excluderea ori limitarea daunelor accidentale sau indirecte aferente produselor destinate consumatorilor. În aceste state sau țări este posibil ca anumite excluderi sau limitări ale acestei garanții să nu se aplice utilizatorului. Această garanție poate fi modificată fără nicio notificare prealabilă.

**CERTIFICAT DE GARANȚIE**

Produsul _____

Achiziționat pe data de _____

Revânzător _____

Strada _____ Localitatea _____

Vândut dnei./dlui. _____

Strada _____ Localitatea _____

RO

**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20122 Cavriaga (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com**MADE IN P.R.C.**

MORETTI S.p.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com