



---

## **Unterarmkrücken BEDIENUNGSANLEITUNG**

**INHALTSVERZEICHNIS**

<b>1. ARTIKEL</b>	<b>S.3</b>
<b>2. EINLEITUNG</b>	<b>S.3</b>
<b>3. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG</b>	<b>S.3</b>
<b>4. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG</b>	<b>S.3</b>
<b>5. ALLGEMEINE WARNHINWEISE</b>	<b>S.3</b>
<b>6. SYMBOLE</b>	<b>S.4</b>
<b>7. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG</b>	<b>S.4</b>
7.1 Unterarmkrücken	<b>S.4</b>
7.2 Einstellen der Höhe der Armstütze	<b>S.4</b>
<b>8. VOR DER VERWENDUNG</b>	<b>S.4</b>
<b>9. WARNHINWEISE ZUR ANWENDUNG</b>	<b>S.5</b>
<b>10. ANWENDUNG</b>	<b>S.5</b>
<b>11. WARTUNG</b>	<b>S.5</b>
<b>12. REINIGUNG UND DESINFEKTION</b>	<b>S.5</b>
12.1 Reinigung	<b>S.5</b>
12.2 Desinfektion	<b>S.5</b>
<b>14. TECHNISCHE MERKMALE</b>	<b>S.6</b>
14.1 Ersatzteile	<b>S.6</b>
<b>15. GEWÄHRLEISTUNG</b>	<b>S.6</b>
<b>16. REPARATUREN</b>	<b>S.6</b>
16.1 Garantiereparaturen	<b>S.6</b>
16.2 Reparaturen außerhalb der Garantie	<b>S.6</b>
16.3 Kein feststellbarer Defekt	<b>S.6</b>
<b>17. ERSATZTEILE</b>	<b>S.7</b>
<b>18. AUSNAHMEN</b>	<b>S.7</b>



Medizinprodukt der Klasse I  
 VERORDNUNG (EU) 2017/745 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS  
 UND DES RATES vom 5. April 2017 über Medizinprodukte

## 1. ARTIKEL

**RP700C** Unterarmkrücken – Kinder  
**RP705A** Unterarmkrücken – mit Stoßdämpfer  
**RP706x** Unterarmkrücken – mit weichem Handgriff

## 2. EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Gehstock der Serie MOPEDIA von Moretti S.p.A. entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zur sachgerechten Verwendung des von Ihnen gewählten Produkts sowie wertvolle Informationen für Ihre Sicherheit. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Verwendung sorgfältig durch. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Dieser unterstützt Sie gerne mit weiteren Informationen und Beratung.

## 3. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Die Gehstöcke der Produktlinie MOPEDIA by Moretti sind einarmig geführte Gehhilfen, die dazu bestimmt sind, Personen mit eingeschränkter Mobilität beim Gehen zu unterstützen und ihre Beweglichkeit zu fördern. Sie dienen der Unterstützung der Stabilität beim Gehen sowie der Erhöhung der Sicherheit und Selbstständigkeit im Alltag.

### ACHTUNG!

- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecke.
- Moretti S.p.A. übernimmt keine Haftung für Schäden oder Folgen, die aus einer unsachgemäßen Verwendung des Produkts oder aus nicht autorisierten Änderungen am Rahmen oder an anderen Bauteilen des Produkts entstehen.
- Der Hersteller behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.



## 4. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Moretti S.p.A. erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das von Moretti S.p.A. hergestellte und vertriebene Produkt, das zur Produktgruppe der Unterarmgehstützen gehört, den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte vom 5. April 2017 entspricht.

Zu diesem Zweck garantiert und erklärt Moretti S.p.A. in alleiniger Verantwortung Folgendes:

Die Produkte erfüllen die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der Verordnung (EU) 2017/745, entsprechend den Vorgaben von Anhang IV derselben Verordnung.

Die Produkte sind keine Messinstrumente.

Die Produkte sind nicht für klinische Prüfungen bestimmt.

Die Produkte werden in einer nicht sterilen Verpackung geliefert.

Die Produkte gehören gemäß Anhang VIII der Verordnung (EU) 2017/745 zur Klasse I.

Moretti S.p.A. stellt den zuständigen Behörden die technische Dokumentation zum Nachweis der Konformität mit der Verordnung (EU) 2017/745 für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren nach Herstellung der letzten Produktionscharge zur Verfügung.

Hinweis: Die vollständigen Produktcodes, die Registrierungsnummer des Herstellers (SRN), die UDI-DI-Kennzeichnung sowie sämtliche Verweise auf die angewendeten Normen und Vorschriften sind in der EU-Konformitätserklärung enthalten, die von Moretti S.p.A. ausgestellt und über die entsprechenden Vertriebskanäle zur Verfügung gestellt wird.

## 5. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts die gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Lassen Sie sich von einem Arzt oder Therapeuten hinsichtlich der korrekten Einstellung und der richtigen Verwendung der Gehhilfen beraten.

## 4

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig geliefert wurde, und bewahren Sie es in der Verpackung sowie fern von Wärmequellen auf.
- Die Nutzungsdauer des Produkts wird durch den Verschleiß seiner Komponenten bestimmt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen.
- Der Benutzer und/oder Patient ist verpflichtet, jeden schwerwiegenden Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt dem Hersteller sowie der zuständigen Behörde des Landes zu melden, in dem der Benutzer und/oder Patient seinen Wohnsitz hat.

### 6. SYMBOLE



Artikelnummer



Eindeutige Geräteerkennung



CE-Kennzeichnung



Hersteller



Chargennummer



Lesen Sie die Bedienungsanleitung



Medizinprodukt



Entsorgungsbedingungen

### 7. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

#### 7.1 Unterarmgehstützen

Die Unterarmgehstützen bestehen aus eloxiertem Aluminium und sind mit einem anatomisch geformten, spritzgegossenem Handgriff ausgestattet. Der Handgriff ist einteilig ausgeführt und bietet dadurch hohen Komfort sowie zusätzliche Sicherheit. Die Gehhilfe verfügt über einen Geräuschkämpfungsring am Schieberohr, einen roten Reflektor am Griff, rutschfeste Gummikappen sowie eine Höhenverstellung in Schritten von 2,5 cm.

#### 7.2 Einstellung der Höhe der Unterarmgehstütze

Die Gehhilfen müssen entsprechend der Körpergröße des Benutzers eingestellt werden. Entfernen Sie den Sicherungsclip (C-Clip), drücken Sie den Arretierungsknopf und verschieben Sie das Rohr, bis die Bohrungen übereinstimmen. Stellen Sie die gewünschte Höhe entsprechend den Bedürfnissen und der Beweglichkeit des Benutzers ein. Die Handgriffe sollten sich auf Höhe des oberen Hüftbereichs befinden.

Lassen Sie den Arretierungsknopf in die entsprechende Bohrung einrasten, um das Rohr zu verriegeln. Vergewissern Sie sich, dass der Knopf vollständig durch die Bohrung herausragt. Anschließend den Sicherungsclip (C-Clip) wieder einsetzen.

Hinweis: Nach der korrekten Einstellung sollten die Arme beim aufrechten Stehen leicht und bequem angewinkelt sein.

### 8. VOR DER VERWENDUNG

- Überprüfen Sie den Rahmen auf Beschädigungen, um eine sichere Verwendung für Personen und Gegenstände zu gewährleisten.
- Kontrollieren Sie, ob der Arretierungsknopf und der Sicherungsclip (C-Clip) ordnungsgemäß in den dafür vorgesehenen Bohrungen sitzen.

## 9. SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE VERWENDUNG

- Seien Sie besonders vorsichtig auf nassen und rutschigen Oberflächen.
- Verwenden Sie die Gehhilfe NICHT bei Personen, deren Körpergewicht den auf dem Produktetikett sowie im Kapitel „Technische Daten“ dieser Bedienungsanleitung angegebenen Maximalwert überschreitet.
- Vermeiden Sie einen längeren Kontakt des Produkts mit Wasser.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität, Festigkeit sowie den Zustand der Gummikappen. Ersetzen Sie diese unverzüglich, sobald Verschleißerscheinungen sichtbar sind.
- Wenden Sie sich bei Fragen zur Verwendung, Einstellung oder Wartung an Ihren Fachhändler.

## 10. ANWENDUNG

Stützen Sie sich auf die Unterarmgehstützen und setzen Sie diese nach vorne. Bewegen Sie anschließend das verletzte bzw. betroffene Bein, während Sie Ihr Körpergewicht auf die Handgriffe der Gehhilfen verlagern. Verlagern Sie den Körper nach vorne und setzen Sie danach das gesunde Bein nach.

Die Unterarmgehstützen dürfen sich dabei niemals hinter dem Benutzer befinden.

Treppen hinaufsteigen

- Setzen Sie zuerst das gesunde Bein auf die nächste Stufe.
- Danach folgen die Unterarmgehstützen und anschließend das betroffene Bein.

Treppen hinuntersteigen

- Setzen Sie zuerst die Unterarmgehstützen auf die darunterliegende Stufe.
- Anschließend folgt das betroffene bzw. verletzte Bein.
- Zum Schluss setzen Sie das gesunde Bein nach.

## 11. WARTUNG

Die MOPEDIA-Produkte von MORETTI werden sorgfältig geprüft und mit der CE-Kennzeichnung in Verkehr gebracht. Zur Sicherheit des Benutzers und des medizinischen Fachpersonals wird empfohlen, das Produkt alle zwei Jahre durch den Hersteller oder eine autorisierte Fachwerkstatt überprüfen zu lassen.

Für Reparaturen dürfen ausschließlich Original-Ersatzteile und Original-Zubehör von Moretti verwendet werden.

## 12. REINIGUNG UND DESINFEKTION

### 12.1 Reinigung

Verwenden Sie zum Entfernen von Staub ausschließlich ein feuchtes Tuch. Hartnäckige Verschmutzungen können mit einem feuchten Tuch und einer milden Seifenlösung entfernt werden.

Trocknen Sie das Produkt vor der erneuten Verwendung gründlich ab.

### 12.2 Desinfektion

Falls eine Desinfektion erforderlich ist, verwenden Sie ein handelsübliches Desinfektionsmittel.



### **WARNUNG!**

**Verwenden Sie niemals Säuren, Laugen oder Lösungsmittel wie Aceton**



## 13. ENTSORGUNGSHINWEISE

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer nicht über den Hausmüll.

Wir empfehlen, die Gehhilfe bei einer geeigneten Sammel- oder Recyclingstelle für die Wiederverwertung der Materialien abzugeben.

Durch die fachgerechte Entsorgung leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz und zur Schonung natürlicher Ressourcen.

## 14. TECHNISCHE MERKMALE

Artikel	Color	Material	Höhenverstellung	Belastbar
RP700C	GELB UND BLAU	Eloxiertes Aluminium	65 - 81 cm	80 kg
RP705A	SCHWARZ	Eloxiertes Aluminium	74 - 97 cm	100 kg
RP706N	SCHWARZ	Eloxiertes Aluminium	74 - 97 cm	136 kg
RP706B	BLAU UND GRAU			
RP706NB	SCHWARZ UND BLAU			
RP706V	GRÜN UND GRAU			

### 14.1 Ersatzteile

**RV7010** Gummikappen für Armkrücken - Farbe: grau - 2 Stück

**RV7011** Gummikappen für Unterarmkrücken - schwarz - 2 Stück

## 15. GARANTIE

Für Moretti-Produkte wird eine Garantie von 2 (zwei) Jahren ab Kaufdatum auf Material- und Herstellungsfehler gewährt, vorbehaltlich der nachstehend aufgeführten Einschränkungen und Ausschlüsse.

Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch oder Veränderungen am Produkt verursacht wurden. Ebenso erlischt die Garantie, wenn die Anweisungen dieser Bedienungsanleitung nicht strikt eingehalten werden. Die bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts ist in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Moretti übernimmt keine Haftung für Schäden, Personenverletzungen oder sonstige Folgen, die auf eine fehlerhafte Installation oder unsachgemäße Verwendung zurückzuführen sind.

Moretti übernimmt keine Garantie für Schäden oder Mängel, die durch folgende Umstände verursacht werden:

- Naturkatastrophen
- Nicht autorisierte Wartungs- oder Reparaturarbeiten
- Schäden infolge von Problemen mit der Stromversorgung (sofern zutreffend)
- Verwendung von Ersatzteilen, die nicht von Moretti geliefert wurden
- Unsachgemäße Verwendung
- Nicht autorisierte Veränderungen am Produkt
- Transportschäden (ausgenommen der ursprüngliche Versand durch Moretti)
- Unzureichende Wartung entgegen den Vorgaben dieser Bedienungsanleitung

Von der Garantie ausgeschlossen sind außerdem alle Teile, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch einem normalen Verschleiß unterliegen.

## 16. REPARATUREN

### 16.1 Garantiereparaturen

Sollte während der Garantiezeit ein Material- oder Herstellungsfehler an einem Moretti-Produkt auftreten, prüft Moretti gemeinsam mit dem Kunden, ob der Schaden durch die Garantie abgedeckt ist.

Nach eigenem Ermessen kann Moretti das Produkt über einen autorisierten Händler oder direkt bei Moretti reparieren oder ersetzen.

Die Arbeitskosten für die Reparatur werden von Moretti übernommen, sofern der Schaden unter die Garantie fällt. Eine Reparatur oder ein Austausch führen weder zu einer Verlängerung noch zu einer Erneuerung der ursprünglichen Garantiezeit.

### 16.2 Reparaturen außerhalb der Garantie

Produkte, die nicht unter die Garantie fallen, dürfen nur nach vorheriger Genehmigung durch den Moretti-Kundendienst zur Reparatur eingesendet werden.

Arbeits-, Versand- und sonstige Reparaturkosten werden in diesem Fall vollständig vom Kunden bzw. Händler getragen. Auf Reparaturen außerhalb der Garantie wird eine Gewährleistung von sechs (6) Monaten ab Erhalt des reparierten Produkts gewährt.

### 16.3 Kein feststellbarer Defekt

Stellt Moretti nach Prüfung und Test des eingesandten Produkts fest, dass kein Defekt vorliegt, wird der Kunde entsprechend informiert.

Das Produkt wird anschließend an den Kunden zurückgesandt. Sämtliche Versandkosten gehen in diesem Fall zulasten des Kunden.

**17. ERSATZTEILE**

Original-Ersatzteile von Moretti sind für einen Zeitraum von 6 (sechs) Monaten ab Erhalt gegen Material- und Herstellungsfehler garantiert.

**18. HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Soweit in dieser Garantie nicht ausdrücklich anders geregelt und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen übernimmt Moretti keine weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen, Garantien oder Bedingungen. Dies umfasst insbesondere Garantien hinsichtlich der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck, der Nichtverletzung von Rechten Dritter sowie der ungestörten Nutzung. Moretti garantiert nicht, dass die Verwendung eines Moretti-Produkts jederzeit unterbrechungsfrei oder fehlerfrei möglich ist.

Die Dauer gesetzlich vorgeschriebener stillschweigender Garantien ist, soweit gesetzlich zulässig, auf die Dauer der vorliegenden Garantie beschränkt. In einigen Ländern oder Rechtsgebieten sind Beschränkungen der Dauer stillschweigender Garantien oder der Ausschluss bzw. die Begrenzung von Neben- oder Folgeschäden bei Verbraucherprodukten gesetzlich nicht zulässig. In solchen Ländern oder Regionen gelten bestimmte Haftungsausschlüsse oder Einschränkungen dieser Garantie möglicherweise nicht.

Diese Garantiebedingungen können von Moretti jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

**GARANTIESCHEIN****Produkt**

\_\_\_\_\_

**Kaufdatum**

\_\_\_\_\_

**Händler**

\_\_\_\_\_

**Adresse****Ort/Stadt**

\_\_\_\_\_

**Verkauft an**

\_\_\_\_\_

**Adresse****Ort/Stadt**

\_\_\_\_\_

**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

**www.morettispa.com email: info@morettispa.com****MADE IN P.R.C**

**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Melegnano  
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11  
Fax. +39 055 96 21 200

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com)  
[info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)