

MOPEDIA®

IT **PEDALIERE**
MANUALE DI ISTRUZIONI

ES **PEDALIERS**
MANUAL DE INSTRUCCIONES

EN **PEDAL EXERCISERS**
INSTRUCTION MANUAL

SCAN QR-CODE
FOR MORE LANGUAGES



INDICE

1. CODICI	PAG.3
2. INTRODUZIONE	PAG.3
3.1 Destinazione d'uso	pag. 3
3.3 Avvertenze	pag. 3
3.4 Uso non autorizzato	PAG.3
4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE	PAG.4
5. AVVERTENZE	PAG.4
5.1 Avvertenze per l'uso	pag. 4
6. SIMBOLOGIA UTILIZZATA.....	PAG.4
7. PRIMA DI OGNI USO	PAG.5
8. VISTA DELLE PARTI E ASSEMBLAGGIO.....	PAG.6
9. CARATTERISTICHE TECNICHE.....	PAG.12
10. MANUTENZIONE	PAG.13
11. PULIZIA E DISINFEZIONE	PAG.13
11.1 Pulizia.....	pag. 13
11.2 Disinfezione	pag. 13
12. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO	PAG.13
13. GARANZIA	PAG.14
14. RIPARAZIONI	PAG.14
14.1 Riparazione in garanzia.....	pag. 14
14.2 Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia	pag. 14
14.3 Prodotti non difettosi	pag. 14
15. RICAMBI.....	PAG.14
16. CLAUSULE ESONERATIVE.....	PAG.14

1. CODICI

RP955 Cyclette accesso facilitato

RP956 Cyclette orizzontale

Nota: Controllare che tutte le parti del prodotto non abbiano subito danni durante la spedizione. In caso di danni non utilizzare il prodotto e contattare il rivenditore per ulteriori istruzioni.

2. INTRODUZIONE

La ringraziamo per aver scelto un **Dispositivo della linea MOPEDIA** prodotto da **MORETTI S.p.A.** Progettato con cura e realizzato secondo i più elevati standard qualitativi, questo ausilio garantisce **comfort ottimale, sicurezza avanzata e affidabilità nel tempo**, rendendolo ideale per rispondere in modo efficace e pratico alle esigenze degli utenti e degli operatori e per l'impiego in ambito domiciliare e sanitario.

Il presente manuale fornisce:

- Istruzioni dettagliate per un utilizzo corretto del dispositivo;
- Indicazioni utili per una manutenzione adeguata;
- Raccomandazioni fondamentali per garantire la sicurezza dell'utilizzatore e del personale addetto.

Importante! Si raccomanda di leggere attentamente l'intero contenuto del manuale prima di procedere all'utilizzo del dispositivo. In caso di dubbi o necessità di ulteriori chiarimenti, si invita a contattare il proprio rivenditore di fiducia o il servizio di assistenza tecnica autorizzato **MORETTI S.p.A.**

ATTENZIONE!



- È vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale.
- Moretti S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni derivanti da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale.
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche.

3. SCOPO PREVISTO

3.1 Destinazione d'uso

Le Cyclette MOPEDIA sono dispositivi destinati all'allenamento di persone con disabilità parziale o temporanea presso enti, strutture di tipo assistenziale sanitario o in ambito domiciliare.

3.2 Ambiente applicativo

Le Cyclette MOPEDIA possono essere usate all'interno di infrastrutture mediche quali case di cura, centri riabilitativi e geriatrici e/o in ambiente domestico come definito nelle normative UNI EN ISO 20957-1 e 20957-5.

3.3 Avvertenze

ATTENZIONE!



- È vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale.
- Moretti S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni derivanti da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale.
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche.

3.4 Uso non autorizzato

Tutti gli usi che si discostano dall'uso previsto e che possono quindi comportare pericoli.

Ad esempio :

- Il carico sul dispositivo supera la portata massima;
- Provare a spostare il letto sanitario in posizione frenata;
- Uso del dispositivo su una superficie non orizzontale.



4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

La MORETTI SpA dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio dalla stessa MORETTI SpA, e facenti parte della famiglia PEDALIERE PER RIABILITAZIONE sono conformi alle disposizioni applicabili del regolamento 2017/745 sui DISPOSITIVI MEDICI del 5 Aprile 2017. A tal scopo la MORETTI SpA garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto segue:

1. I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti generali di sicurezza e prestazione così come richiesti dall'allegato I del regolamento 2017/745 come prescritto dall'allegato IV del suddetto regolamento.
2. I dispositivi in oggetto NON SONO STRUMENTI DI MISURA.
3. I dispositivi in oggetto NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE.
4. I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione NON STERILE.
5. I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I in conformità a quanto stabilito dall'allegato VIII del suddetto regolamento.
6. La MORETTI SpA mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti, per almeno 10 anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo lotto, la documentazione tecnica comprovante la conformità al regolamento 2017/745.

Nota: I codici completi di prodotto, il codice di registrazione del Fabbricante (SRN), il codice UDI-DI di base ed eventuali riferimenti a norme utilizzate sono riportati nella Dichiarazione di Conformità UE che MORETTI SPA emette e rende disponibile attraverso i propri canali.

5. AVVERTENZE

- Per un utilizzo corretto del dispositivo consultare sempre il vostro medico o terapeuta.
- Mantenere il prodotto imballato lontano da qualsiasi fonte di calore in quanto l'imballo è fatto di cartone.
- La vita utile del dispositivo è determinata dall'usura di parti non riparabili e/o sostituibili e non oltre i 10 anni.
- L'utilizzatore e/o il paziente dovrà segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito.

ATTENZIONE!

Per l'utilizzo in sicurezza, seguire attentamente le seguenti disposizioni:



- L'apparecchiatura deve avere almeno 60 cm di spazio libero sui lati di accesso alla postazione di allenamento
- Prestare sempre molta attenzione alla presenza di parti in movimento che potrebbero causare intrappolamenti agli arti e lesioni personali
- Impedire ai bambini l'accesso non supervisionato del dispositivo

5.1 Avvertenze per l'uso

- Le basi di appoggio devono essere a contatto con il piano in qualsiasi momento durante l'uso per garantire il corretto bilanciamento del dispositivo e la massima sicurezza.
- Non usare il dispositivo se deformato. Pericolo d'incidente!
- Modifiche alla pedaliera non autorizzate o l'uso di parti di ricambio non originali possono cambiare la struttura del prodotto e creare condizioni di pericolo, che possono provocare seri danni ed invalidare la garanzia.
- Il prodotto è soggetto a particolari sforzi che dipendono dalla qualità di utilizzo e dal peso della persona. Per questo motivo consigliamo di controllarne l'integrità con un controllo periodico ogni 3 o 4 mesi, soprattutto se viene sottoposto ad urti o a sollecitazioni non naturali per il suo utilizzo.

ATTENZIONE!

Siate consapevoli dei segnali del vostro corpo. Un esercizio fisico scorretto o eccessivo può danneggiare la salute. Smettete di fare esercizio se avvertite uno dei seguenti sintomi: dolore, oppressione al petto, battito cardiaco irregolare, mancanza di respiro, sensazione di testa leggera, vertigini o nausea. Se si verifica una di queste condizioni è necessario consultare il medico prima di continuare il programma di esercizi.



6. SIMBOLOGIA UTILIZZATA

	Codice prodotto
	Identificativo univoco del dispositivo
	Marchio CE
	Fabbricante
	Lotto di produzione
	Leggere il manuale per le istruzioni
	Dispositivo Medico
	Condizioni di smaltimento
	Attenzione
	Data di produzione
	Smaltimento prodotto secondo la direttiva CE/19/2012
	Protezione da polvere e spruzzi d'acqua
	Parte applicata di tipo B
	Peso max supportato

7. PRIMA DI OGNI USO

- Verificare sempre lo stato di usura delle parti meccaniche in gioco in modo tale da garantire un utilizzo del dispositivo in totale sicurezza per persone e cose.
- Verificare il corretto assemblaggio del dispositivo con particolare attenzione al bloccaggio dei pedali e al loro corretto inserimento
- Verificare sempre il corretto funzionamento del freno per la regolazione dell'intensità di sforzo
- Assicurarsi che le viti siano tutte completamente serrate prima dell'uso;
- Posizionare il prodotto in modo stabile e su una superficie piana, lontano da tappeti o simili.
- Verificare l'integrità delle parti elettriche e dei cavi di alimentazione
- Assicurarsi di essere fisicamente in grado di utilizzare il dispositivo
- Assicurarsi di avere l'abbigliamento adeguato all'attività
- Indossare sempre calzature o calze per l'allenamento delle gambe



ATTENZIONE!

Consultare sempre il vostro medico o terapeuta prima di eseguire qualsiasi terapia riabilitativa.



ATTENZIONE!

Il dispositivo deve ricevere una regolare manutenzione e deve essere controllato quotidianamente per operare in modo corretto. Si raccomanda di sostituire immediatamente le parti usurate o rotte perché potrebbero causare danni al paziente. È consigliabile che un esperto mostri come si usa la pedaliera, invitando il paziente a ripetere più volte le operazioni necessarie sotto la sua supervisione. Per una corretta riabilitazione è necessario mantenere una postura adeguata. Prima di iniziare le attività, rivolgersi al proprio medico/terapeuta.




ATTENZIONE!

Il mancato rispetto delle indicazioni può causare lesioni o gravi problemi di salute.

8. VISTA DELLE PARTI E ASSEMBLAGGIO

8.1 Vista delle parti RP955



8.1.1 Assemblaggio

1. Assemblare la base anteriore (con ruote) e la base posteriore (2 e 3) alla struttura base (1) fissare sul corpo principale (1) usando le viti (16), rondelle ricurve (17) e dadi di copertura (18).
2. Installare il pedale destro e sinistro (12 e 13) con il segno R per il destro e L per il sinistro sulla struttura base (1), dopodiché serrare in senso orario il pedale destro e antiorario il sinistro.
3. Posizionare la manopola di regolazione (14) nell'alloggio evitando di stringere fino in fondo.
4. Inserire il tubo per il supporto sellino (4) nell'alloggio, a questo punto sollevare la manopola e far scivolare il tubo fino a bloccarlo.
5. Avvicinare la colonna di supporto monitor e maniglie (5) al tubo di uscita cavi della struttura base e collegare i cavi nel seguente modo:
6. Cavo di regolazione A1 (23) col cavo di regolazione B1 (24).
7. Collegare il cavo di rilevazione A1 (25) col cavo di rilevazione B2 (26).
8. Posizionare la colonna di supporto (5) nel foro del telaio della struttura base nella direzione indicata in figura, allineare i fori e fissarla saldamente con il kit di fissaggio supporto (20+21+22).

Nota: Estruendo la manopola di regolazione (14) è possibile regolare l'altezza del montante della sella (4) o del montante dell'impugnatura (5).

9. Posizionare il sellino nel supporto (4) e fissarlo con la manopola di regolazione (15) insieme alla rondella piatta (19).
10. Posizionare le maniglie (6) nel punto di installazione sulla colonna, allacciare la cover in plastica (11) e utilizzare la manopola di regolazione dell'impugnatura (28) per fissare saldamente il sistema.
11. Collegare il filo di rilevamento monitor (9) al cavo di rilevazione B (26) come mostrato nella figura, dopodiché collegare il cavo di rilevamento C (27) nella spina del filo di rilevamento sul retro del monitor
12. Posizionare il monitor (9) sulla piastra di fissaggio della colonna (5), far passare il cavo di rilevazione (26) attraverso il foro rotondo al centro, e fissarlo utilizzando le 4 viti di fissaggio (10).

8.1.2 Utilizzo:



ATTENZIONE!

I sistemi per la rilevazione della frequenza cardiaca possono non essere accurati. Se si avverte un mancamento o una sensazione di malessere, interrompere immediatamente l'allenamento

Nota: Prima di provare a salire sulla cyclette, posizionare il sellino all'altezza minima per prendere consapevolezza della posizione più adeguata e confidenza con la struttura, in seguito regolare di conseguenza altezza e profondità.


1. Posizionare la cyclette su una superficie stabile e con un buon attrito
2. Controllare che le batterie siano correttamente inserite
3. Regolare l'intensità della resistenza al minimo per iniziare
4. Inserire i piedi nei pedali, e iniziare a pedalare con intensità gradualmente crescente fino alla velocità desiderata
5. Dopo circa 5 pedalate si accenderà il display, e sarà possibile usare l'interfaccia per la programmazione
6. Per il rilevamento della frequenza cardiaca le mani devono poggiare costantemente sui rilevatori posti sulle maniglie

Nota: È possibile regolare la seduta ad una distanza minima di 42cm dalle maniglie, fino ad una massima di 48 cm

8.1.3 Funzione display


1. Scansione automatica (SCAN in questo stato tutte le funzioni di TIME-SPD-DIST-CAL-ODO-PUL saranno sequenzialmente visualizzate sul display principale.
2. Il tempo di movimento (TIME): calcolo cumulativo del tempo di movimento da 00:00-99:59, l'utente può premere il pulsante per selezionare lo stato di visualizzazione del valore temporale.
3. La distanza di movimento (DIST): calcolo cumulativo del movimento da 0,0 a 999,9 l'utente può premere il pulsante per selezionare il valore di visualizzazione della distanza.
4. Calorie (CAL): mostra il consumo cumulativo di calorie da 0,0-9999. Premere il pulsante per selezionare il valore visualizzato. Nota: questi dati sono solo una descrizione approssimativa e non possono essere utilizzati per il trattamento medico.
5. La velocità di movimento (SPEED): mostra la velocità attuale, con un intervallo di 0,0-999,9 km/miglio/ora.
6. Odometro (ODO): la distanza massima misurabile è 0-9999 km.
7. Polso (PUL): frequenza cardiaca istantanea, 40-240 volte / minuto.

Nota: Questi dati sono solo una descrizione approssimativa e non possono essere utilizzati per il trattamento medico.




- Pulsante MODE: premendolo è possibile visualizzare tutte le funzioni sequenzialmente
- Pulsante RESET: premendolo resetta singolarmente ogni dato di progresso di allenamento per le funzioni TIME CAL e ODO; tenendolo premuto per 3 secondi le resetta tutte
- Pulsante SET: permette di impostare gli obiettivi di allenamento per le funzioni TIM, CAL e ODO

8.2 Vista delle parti RP956




Utensili: Chiave a brugola inclusa nella confezione

8.2.1 Assemblaggio




(Fig.1)

1. Assemblare lo stabilizzatore anteriore e posteriore utilizzando le viti, le rondelle e i dadi (n°16 17 e 18) come mostrato in fig 1. Dopo Avvitare i piedini di appoggio n°34 agli stabilizzatori;




(Fig.2)

2. Sollevare il tubo centrale n°05, e bloccarlo usando il pomello ad L n°11 e le rondelle n°21 e 17;




(Fig.3)

3. Assemblare il manubrio anteriore con le viti n°20 rondelle e dadi n°17 21 e 18, come mostrato in fig. 3;




(Fig.4)

4. Assemblare il monitor n°09 Connettendo prima i cavi n°22 e 30, poi avvitarlo alla struttura utilizzando le viti n°10 come mostrato in fig 4.




(Fig.5)


5. Assemblare I pedali n°13 facendo attenzione a rispettare I lati Destro (R) e sinistro (L) indicati sui pedali stessi, come mostrato in fig 5;



(Fig.6)




(Fig.7)




(Fig.8)

6. Assemblare la staffa n°25 alla struttura utilizzando le viti n°27 e le rondelle 19 e 21 come mostrato in fig 6. Assemblare il supporto per la seduta inserendo il tubo guida scorrevole n°04 nel telaio della seduta n°07, poi avvitare le parti alla struttura principale usando le viti n°26 e le rondelle n°21 e 19 come mostrato in fig 7. Fermare lo scorrimento del telaio n°07 avvitando il pomello a molla n°08 nel foro laterale, come mostrato in fig 8;




(Fig.9)

7. Assemblare le sium n°31 al telaio della seduta utilizzando le viti n°26 e le rondelle n° 17 e 21, poi collegare i cavi n° 28 e 29 come mostrato in fig 9;



(Fig.10)



(Fig.11)

8. Assemblare la seduta n°14 utilizzando le viti n°27 e le rondelle n°19, e lo schienale n°15 utilizzando le viti n°27 e le rondelle n°19 come mostrato nelle fig 10 e 11.

8.1.2 Utilizzo:



ATTENZIONE!

I sistemi per la rilevazione della frequenza cardiaca possono non essere accurati. Se si avverte un mancamento o una sensazione di malessere, interrompere immediatamente l'allenamento

Nota: Prima di provare a salire sulla cyclette, posizionare il sellino all'altezza minima per prendere consapevolezza della posizione più adeguata e confidenza con la struttura, in seguito regolare di conseguenza altezza e profondità.


1. Posizionare la cyclette su una superficie stabile e con un buon attrito
2. Controllare che le batterie siano correttamente inserite
3. Regolare l'intensità della resistenza al minimo per iniziare
4. Inserire i piedi nei pedali, e iniziare a pedalare con intensità gradualmente crescente fino alla velocità desiderata
5. Dopo circa 5 pedalate si accenderà il display, e sarà possibile usare l'interfaccia per la programmazione
6. Per il rilevamento della frequenza cardiaca le mani devono poggiare costantemente sui rilevatori posti sulle maniglie

Nota: È possibile regolare la seduta ad una distanza minima di 42cm dalle maniglie, fino ad una massima di 48 cm

8.1.3 Funzione display

1. Scansione automatica (SCAN in questo stato tutte le funzioni di TIME-SPD-DIST-CAL-ODO-PUL saranno sequenzialmente visualizzate sul display principale.
2. Il tempo di movimento (TIME): calcolo cumulativo del tempo di movimento da 00:00-99:59, l'utente può premere il pulsante per selezionare lo stato di visualizzazione del valore temporale.
3. La distanza di movimento (DIST): calcolo cumulativo del movimento da 0,0 a 999,9 l'utente può premere il pulsante per selezionare il valore di visualizzazione della distanza.
4. Calorie (CAL): mostra il consumo cumulativo di calorie da 0,0-9999. Premere il pulsante per selezionare il valore visualizzato. Nota: questi dati sono solo una descrizione approssimativa e non possono essere utilizzati per il trattamento medico.
5. La velocità di movimento (SPEED): mostra la velocità attuale, con un intervallo di 0,0-999,9 km/miglio/ora.
6. Odometro (ODO): la distanza massima misurabile è 0-9999 km.
7. Polso (PUL): frequenza cardiaca istantanea, 40-240 volte / minuto.






Nota: Questi dati sono solo una descrizione approssimativa e non possono essere utilizzati per il trattamento medico.



- Pulsante MODE: premendolo è possibile visualizzare tutte le funzioni sequenzialmente
- Pulsante RESET: premendolo resetta singolarmente ogni dato di progresso di allenamento per le funzioni TIME CAL e ODO; tenendolo premuto per 3 secondi le resetta tutte
- Pulsante SET: permette di impostare gli obiettivi di allenamento per le funzioni TIM, CAL e ODO

9. CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione e peso

Codici	 L:	 P:	 H:	H seduta da terra	 Kg	
RP955	98 cm	48 cm	128 cm	80-97 cm	25 kg	150 kg
RP956	122-142 cm	58 cm	110 cm	51 cm	24 kg	120 kg

Specifiche Tecniche

Codici	Alimentazione	Resistenze	Esercizio	Classe di utilizzo e accuratezza (ISO 20957-1 20957-5)	Sistema frenante
RP955	Batterie AAA	Volano in ferro 5 kg	Attivo	I B	Indipendente dalla velocità
RP956	Batterie AAA	Volano in ferro 3 kg	Attivo	I B	

Nota: Tutti i prodotti presenti in questo manuale sono stati testati secondo normativa UNI EN ISO 20957-1 e 20957-5.

9.1 Classe di utilizzo e di accuratezza

Le norme UNI EN ISO 20957-1 e 20957-5 definiscono rispettivamente le classi di utilizzo (I S H), e di accuratezza (A B C) dei dispositivi di allenamento di questo manuale. La classe di utilizzo definisce il campo di applicazione (in ambiente domestico o in struttura specializzata) e la destinazione d'uso di un dispositivo (uso privato o uso professionale). Nella fattispecie la classe I, per la quale tutti i nostri dispositivi sono conformi, indica l'indirizzo d'uso professionale in strutture specializzate; la classe di accuratezza (A elevata B media e C bassa), definisce il livello di precisione per i dispositivi che hanno sistemi di raccolta dati.

Nota: I dispositivi di classe di accuratezza B e C non sono idonei per scopi che richiedono un'accuratezza elevata



ATTENZIONE!

L'uso delle pedaliera in ambiente domestico è consentito sotto la diretta supervisione di uno specialista

10. MANUTENZIONE

I dispositivi della linea MOPEDIA by Moretti S.p.A. al momento dell'immissione in commercio sono controllati accuratamente e provvisti di marchio CE.

Per ispezione periodica si intende un esame delle seguenti parti:

- La struttura portante della pedaliera e parti di collegamento;
- Controllare montaggio dei pedali, dei piedini in gomma e il funzionamento del freno per la regolazione dell'intensità di sforzo;
- Controllare che tutti i bulloni siano stretti;
- Verificare tutti i punti di saldatura;
- Lubrificazione: la pedaliera è pensata per una manutenzione minima; comunque, un controllo ogni sei mesi e la lubrificazione dovrebbero assicurare l'ottima durata.

Nota: In caso di riparazione devono essere utilizzati soltanto ricambi ed accessori originali.



ATTENZIONE!

Nel caso in cui il prodotto risulti danneggiato o non funzionante, sostituire immediatamente le parti danneggiate, altrimenti tenere il dispositivo fuori servizio fino a riparazione

11. PULIZIA E DISINFEZIONE

11.1 Pulizia

- Utilizzare esclusivamente un panno umido. Successivamente asciugare bene prima dell'utilizzo. Non utilizzare getti d'acqua diretti.
- Utilizzare acqua ad una temperatura non superiore ai 30 °C.
- Non utilizzare macchine di lavaggio a getto di acqua e/o vapore.

11.2 Disinfezione

- Se necessario effettuare una disinfezione del prodotto utilizzando un comune detergente disinfettante.
- Una disinfezione totale del sistema è da effettuarsi ad intervalli regolari o a cambio utente. La perdita di colore di alcuni materiali può essere causata da particolari tipi di sudorazione, dai raggi UV, dall'usura, dal calore, dall'umidità, ed è considerata un processo naturale non coperto da garanzia.

N.B. Evitare assolutamente di utilizzare prodotti acidi, alcalini o solventi come ad esempio l'acetone o il diluente.

12. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO



AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/UE:



Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente il prodotto consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energie e di risorse. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente le apparecchiature elettromedicali, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile sbarrato.

TRATTAMENTO DELLE BATTERIE ESAUSTE (SOLO per RP950 RP953 e RP955)



(Direttiva 2006/66/CE):

Questo simbolo sul prodotto indica che le batterie non devono essere considerate come un normale rifiuto domestico. Assicurandovi che le batterie siano smaltite correttamente contribuisce a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal loro inadeguato smaltimento. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Conferire le batterie esauste presso i punti di raccolta indicati per il riciclo. Per informazioni più dettagliate circa lo smaltimento delle batterie esauste o del prodotto potete contattare il Comune, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove avete acquistato l'apparecchio.

13. GARANZIA

Tutti i prodotti Moretti sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate di seguito. Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l'uso. La corretta destinazione d'uso del prodotto è indicata nel manuale d'uso.

Moretti non è responsabile di danni risultanti, di lesioni personali o quant'altro causato o relativo all'installazione e/o all'uso dell'apparecchiatura non scrupolosamente conforme alle istruzioni riportate nei manuali per l'installazione, il montaggio e l'uso. Moretti non garantisce i prodotti Moretti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate, danni derivanti da problemi dell'alimentazione elettrica (dove prevista), utilizzo di parti o componenti non forniti da Moretti, mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l'uso, modifiche non autorizzate, danni di spedizione (diversa dalla spedizione originale da Moretti), oppure dalla mancata esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale. Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto.

14. RIPARAZIONI

14.1 Riparazione in garanzia

Nel caso in cui un prodotto Moretti presenti difetti di materiale o fabbricazione durante il periodo di garanzia, Moretti valuterà con il cliente se il difetto del prodotto è coperto dalla garanzia. Moretti, a sua insindacabile discrezione, può sostituire o riparare l'articolo in garanzia, presso un rivenditore Moretti specificato o presso la propria sede. I costi della manodopera relativi alla riparazione del prodotto possono essere a carico di Moretti se si determina che la riparazione ricade nell'ambito della garanzia. Una riparazione o sostituzione non rinnova né proroga la garanzia.

14.2 Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia

Si può restituire, affinché sia riparato, un prodotto non coperto dalla garanzia solo dopo aver ricevuto autorizzazione preventiva dal servizio clienti Moretti. I costi della manodopera e di spedizione relativi a una riparazione non coperta dalla garanzia saranno completamente a carico del cliente o del rivenditore. Le riparazioni su prodotti non coperti dalla garanzia sono garantite per 6 (sei) mesi, a decorrere dal giorno in cui si riceve il prodotto riparato.

14.3 Prodotti non difettosi

Il cliente sarà avvisato se, dopo avere esaminato e provato un prodotto restituito, Moretti conclude che il prodotto non è difettoso. Il prodotto sarà restituito al cliente e saranno a suo carico i costi di spedizione dovuti alla restituzione.

15. RICAMBI

I ricambi originali Moretti sono garantiti per 6 (sei) mesi a decorrere dal giorno in cui si riceve il ricambio.

16. CLAUSOLE ESONERATIVE

Salvo quanto specificato espressamente in questa garanzia ed entro i limiti di legge, Moretti non offre nessun'altra dichiarazione, garanzia o condizione, espressa o implicita, comprese eventuali dichiarazioni, garanzie o condizioni di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, non violazione e non interferenza. Moretti non garantisce che l'uso del prodotto Moretti sarà ininterrotto o senza errori. La durata di eventuali garanzie implicite che possano essere imposte dalle norme di legge è limitata al periodo di garanzia, nei limiti delle norme di legge.

Alcuni stati o paesi non permettono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita oppure l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o indiretti in relazione a prodotti per i consumatori. In tali stati o paesi, alcune esclusioni o limitazioni di questa garanzia possono non applicarsi all'utente. La presente garanzia è soggetta a variazioni senza preavviso.

**CERTIFICATO DI GARANZIA**

Prodotto _____

Acquistato in data _____

Rivenditore _____

Via _____ Località _____

Venduto a _____

Via _____ Località _____

**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com**MADE IN P.R.C.**** Consulta il nostro sito per l'ultima versione disponibile del manuale d'uso*

Immagini a scopo illustrativo



ES

MA RP955_RP956 01 A_ES_01-2026

Pedaliers
MANUAL DE INSTRUCCIONES

ÍNDICE

ES

1. CÓDIGOS.....	PAG.3
2. INTRODUCCIÓN	PAG.3
3. FINALIDAD.....	PAG.3
4. DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD.....	PAG.4
5. ADVERTENCIAS	PAG.4
5.1 Advertencias para el uso.....	pag. 4
6. SÍMBOLOS.....	PAG.5
7. ANTES DE CADA USO.....	PAG.5
8. VISTA DE LAS PARTES Y ENSAMBLAJE	PAG.6
9. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	PAG.12
10. DECLARACIÓN DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (SÓLO PARA RP951 RP958) ...	PAG.13
11. MANTENIMIENTO	PAG.14
12. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	PAG.14
12.1 Limpieza	pag. 14
12.2 Desinfección	pag. 14
13. CONDICIONES DE ELIMINACIÓN	PAG.14
14. GARANTÍA	PAG.14
15. REPARACIONES.....	PAG.15
15.1 Reparación en garantía.....	pag. 15
15.2 Reparación de un producto no cubierto por la garantía.....	pag. 15
15.3 Productos no defectuosos	pag. 15
16. REPUESTOS.....	PAG.15
17. CLÁUSULAS EXONERATIVAS.....	PAG.15

1. CÓDIGOS

- RP955 Bicicleta fija con acceso facilitado
 RP956 Bicicleta estática horizontal

Nota: Comprobar que ninguna de las partes del producto haya sufrido daños durante el transporte. En caso de daños, no utilizar el producto y contactar con el revendedor para más instrucciones.

2. INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir un dispositivo de la línea MOPEDIA fabricado por MORETTI S.p.A. Diseñado y fabricado cuidadosamente con los más altos estándares de calidad, este dispositivo garantiza un **confort óptimo**, una **seguridad avanzada** y una **fiabilidad a largo plazo**, lo que lo hace ideal para satisfacer de forma eficaz y práctica las necesidades de los usuarios y operadores, así como para su uso en el hogar y en entornos sanitarios.

Este manual proporciona:

- Instrucciones detalladas para el uso correcto del dispositivo;
- Información útil para un mantenimiento adecuado;
- Recomendaciones esenciales para garantizar la seguridad del usuario y del personal.

Importante! Lea atentamente todo el manual antes de utilizar el dispositivo. Si tiene alguna pregunta o necesita más aclaraciones, póngase en contacto con su distribuidor de confianza o con el servicio de asistencia técnica autorizado de MORETTI S.p.A.

¡ATENCIÓN!



- Está prohibido utilizar el producto con fines diferentes de aquel definido en este manual.
- Moretti S.p.A. declina toda responsabilidad respecto de los daños derivados de un uso incorrecto del producto o diferente de aquel indicado en el presente manual.
- El fabricante se reserva el derecho de aportar modificaciones al producto y a este manual sin aviso previo, con propósitos de mejora.

3. FINALIDAD

3.1 Finalidad

Las bicicletas estáticas MOPEDIA son dispositivos destinados al entrenamiento de personas con discapacidades parciales o temporales en instituciones, centros sanitarios o en el hogar.

3.2 Entorno de aplicación

Las bicicletas estáticas MOPEDIA pueden utilizarse en centros médicos, como residencias de ancianos, centros de rehabilitación y centros geriátricos, y/o en el hogar, tal y como se define en las normas UNI EN ISO 20957-1 y 20957-5.

3.3 Advertencias

PRECAUCIÓN



- Está prohibido utilizar este dispositivo para fines distintos a los definidos en este manual.
- Moretti S.p.A. declina toda responsabilidad por los daños derivados de un uso inadecuado del dispositivo o de un uso distinto al indicado en este manual.
- El fabricante se reserva el derecho de realizar modificaciones en el dispositivo y en este manual sin previo aviso con el fin de mejorar sus características.

3.4 Uso no autorizado

Cualquier uso que se desvíe del uso previsto y que, por lo tanto, pueda suponer un peligro.

Por ejemplo:

- La carga sobre el dispositivo supera la capacidad máxima.
- Intentar mover la cama de hospital mientras está en posición frenada.
- Utilizar el dispositivo sobre una superficie no horizontal. MOPEDIA exercise bikes are devices intended for training people with partial or temporary disabilities in institutions, healthcare facilities, or at home.

4. DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

MORETTI SpA declara bajo su exclusiva responsabilidad que los productos fabricados e introducidos en el mercado por la misma MORETTI SpA y que forman parte de la familia de los PEDALIERES PARA REHABILITACIÓN son conformes con las disposiciones del reglamento 2017/745 sobre los PRODUCTOS SANITARIOS del 5 de abril de 2017.

Para ello, MORETTI SpA garantiza y declara bajo su exclusiva responsabilidad los siguientes puntos:

1. Los productos en cuestión cumplen con los requisitos generales de seguridad y prestación establecidos por el anexo I y el anexo IV del reglamento 2017/745.
2. Los productos en cuestión NO SON INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN.
3. Los productos en cuestión NO ESTÁN DESTINADOS A INVESTIGACIONES CLÍNICAS.
4. Los productos en cuestión se comercializan en presentación NO ESTÉRIL.
5. Los productos en cuestión deben considerarse de clase I en conformidad a lo establecido en el anexo VIII del mismo Reglamento.
6. MORETTI SpA mantiene y pone a disposición de las Autoridades Competentes, por 10 años desde la fecha de fabricación del último lote, la documentación técnica que comprueba la conformidad con el reglamento 2017/745.

Nota: Los códigos completos de producto, el código de registro del fabricante (SRN), el código UDI-DI de base y eventuales referencias a normas utilizadas figuran en la Declaración de Conformidad UE que MORETTI SPA emite y pone a disposición a través de sus propios canales.

5. ADVERTENCIAS

- Para el uso correcto del producto, consultar al médico o terapeuta.
- Mantener el producto embalado lejos de cualquier fuente de calor, ya que el embalaje es de cartón.
- La vida útil del producto depende del desgaste de las partes no reparables o sustituibles, pero no debe superar los 10 años.
- El usuario o paciente deberá señalar cualquier incidente grave ocurrido en relación con el producto al fabricante y a la autoridad competente del país miembro donde se encuentre.

¡ATENCIÓN!

Para el uso seguro, seguir atentamente estas indicaciones:



- Alrededor del aparato debe haber por lo menos 60 cm de espacio libre para el acceso a la estación de entrenamiento
- Prestar siempre mucha atención a la presencia de partes móviles que podrían atrapar las manos y causar lesiones personales
- Impedir que los niños tengan acceso al dispositivo sin vigilancia

5.1 Advertencias para el uso

- Las bases de apoyo deben estar en contacto con la superficie en todo momento durante el uso para garantizar el correcto equilibrio del dispositivo y la máxima seguridad.
- No utilizar el dispositivo si está deformado. ¡Peligro de accidente!
- Las modificaciones del pedaliere no autorizadas y el uso de repuestos no originales pueden cambiar la estructura del producto y crear condiciones de peligro que pueden provocar daños graves y dejar la garantía sin efecto.
- El producto está sujeto a esfuerzos particulares que dependen de la calidad del uso y del peso de la persona. Por este motivo recomendamos verificar la integridad con un control periódico cada 3 o 4 meses, sobre todo si se somete a golpes o esfuerzos no naturales para su uso.

¡ATENCIÓN!



Prestar atención a los indicios del cuerpo. Un ejercicio físico incorrecto o excesivo puede perjudicar la salud. Dejar de hacer ejercicio si se advierte alguno de los siguientes síntomas: dolor, opresión en el pecho, ritmo cardíaco irregular, dificultades para respirar, sensación de mareo, vértigo o náusea. En caso de presentarse cualquiera de estas condiciones, consultar al médico antes de continuar el programa de ejercicios.


6. SÍMBOLOS

	Código producto
	Identificación unívoca de productos
	Marcado CE
	Fabricante
	Lote de producción
	Leer el manual de instrucciones
	Producto sanitario
	Condiciones de eliminación
	Atención
	Fecha de producción
	Eliminación del producto según la directiva CE/19/2012
IP20	Protección contra el polvo y las salpicaduras de agua
	Parte aplicada de tipo B
	Peso máximo soportado

7. ANTES DE CADA USO

- Verificar siempre el desgaste de las partes mecánicas para garantizar el uso seguro del producto, libre de peligros para personas y bienes.
- Verificar el correcto ensamblaje del dispositivo prestando atención a la correcta colocación y bloqueo de los pedales.
- Verificar siempre el correcto funcionamiento del freno para la regulación de la intensidad del esfuerzo.
- Asegurarse de que los tornillos estén bien apretados antes del uso;
- Posicionar el producto de manera estable sobre una superficie plana, lejos de alfombras o afines.
- Verificar la integridad de las partes eléctricas y de los cables de alimentación
- Asegurarse de estar físicamente en condiciones de utilizar el dispositivo
- Asegurarse de tener la ropa adecuada para la actividad
- Utilizar calzados o medias adecuados para el entrenamiento de las piernas

 **¡ATENCIÓN!** Consultar siempre al médico o terapeuta antes de realizar cualquier terapia de rehabilitación.


 **¡ATENCIÓN!** El dispositivo requiere mantenimiento regular y se debe controlar a diario para asegurar el funcionamiento correcto. Se recomienda sustituir inmediatamente las partes desgastadas o rotas ya que podrían causar daños al paciente. Se recomienda que un experto demuestre el uso del pedalier invitando al paciente a repetir varias veces las operaciones necesarias bajo su vigilancia. Para una rehabilitación correcta es necesario mantener una postura adecuada. Antes de comenzar la actividad, consultar al médico o terapeuta.

 **¡ATENCIÓN!** El incumplimiento de las indicaciones puede causar lesiones y problemas de salud graves.

8. VISTA DE LAS PARTES Y ENSAMBLAJE

8.1 Vista de las partes RP955

ES



1. Estructura base 1 ud.
2. Base delantera 1 ud.
3. Base trasera 1 ud.
4. Tubo para soporte de sillín 1 ud.
5. Soporte del monitor y de los asideros 1 ud.
6. Asideros 1 ud.
7. Soporte del sillín 1 ud.
8. Sillín 1 ud.
9. Monitor 1 ud.
10. Tornillos de fijación del monitor 4 uds.
11. Tapa de plástico 1 ud.
12. Pedal derecho 1 ud.
13. Pedal izquierdo 1 ud.
14. Pomo de regulación de la altura del sillín 1 ud.
15. Pomo de regulación de la profundidad del sillín 1 ud.
16. Tornillos de fijación de las bases 4 uds.
17. Arandelas curvas 4 uds.
18. Tuerca de cobertura 4 uds.
19. Arandela plana 1 ud.
- 20-21-22. Kit de fijación del soporte 4 uds.
23. Cable de regulación A 1 ud.
24. Cable de regulación B 1 ud.
25. Cable de detección A 1 ud.
26. Cable de detección B 1 ud.
27. Cable de detección C 2 uds.
28. Pomo de regulación de la empuñadura 1 ud.
29. Alojamiento baterías

Herramientas: Llave Allen y llave hexagonal incluidas en el paquete

8.1.1 Ensamblaje

1. Ensamblar la base delantera (con ruedas) y la base trasera (2 y 3) a la estructura de base (1) y fijarla al cuerpo principal (1) utilizando los tornillos (16), arandelas curvas (17) y tuercas de cobertura (18).
2. Instalar el pedal derecho y el izquierdo (12 y 13) (derecho con marca R e izquierdo con marca L) a la estructura de base (1) y apretar en sentido horario el pedal derecho y antihorario el izquierdo.
3. Colocar el pomo de regulación (14) en el alojamiento evitando apretar a fondo.
4. Introducir el tubo de soporte del sillín (4) en el alojamiento, levantar el pomo y hacer deslizar el tubo hasta bloquearlo.
5. Acercar la columna de soporte del monitor y de los asideros (5) al tubo de salida de los cables de la estructura de base y conectar los cables de la siguiente manera:
6. Cable de regulación A1 (23) con cable de regulación B1 (24).
7. Conectar el cable de detección A1 (25) con el cable de detección B2 (26).
8. Poner la columna de soporte (5) en el orificio del bastidor de la estructura de base siguiendo la dirección indicada en la figura, alinear los orificios y fijar el soporte firmemente utilizando el kit de fijación del soporte (20+21+22).

Nota: Extrayendo el pomo de regulación (14) es posible regular la altura del montante del sillín (4) o del montante de la empuñadura (5).

Imágenes ilustrativas

9. Poner el sillín en el soporte (4) y fijarlo con el pomo de regulación (15) junto con la arandela plana (19).
10. Colocar los asideros (6) en el punto de instalación sobre la columna, trabar la tapa de plástico (11) y utilizar el pomo de regulación de la empuñadura (28) para fijar firmemente el sistema.
11. Conectar el cable de detección del monitor (9) al cable de detección B (26) como se muestra en la figura, y después conectar el cable de detección C (27) a la clavija del cable de detección del lado posterior del monitor.
12. Poner el monitor (9) sobre la placade fijación de la columna (5), hacer pasar el cable de detección (26) por el orificio redondo en el centro y fijarlo utilizando los 4 tornillos de fijación (10).

8.1.2 Uso



¡ATENCIÓN!

Los sistemas para la detección de la frecuencia cardíaca pueden no ser precisos. Si se advierte un desfallecimiento o una sensación de malestar, interrumpir inmediatamente el entrenamiento

Nota: Antes de subirse a la bicicleta fija, primero hay que poner el sillín a la altura mínima para ver qué posición sería la más adecuada y familiarizarse con la estructura, y luego regular la altura y la profundidad.


1. Poner la bicicleta sobre una superficie estable y con buena fricción
2. Comprobar que las baterías estén correctamente introducidas
3. Regular la intensidad de la resistencia en el mínimo, para comenzar
4. Poner los pies en los pedales y empezar a pedalear con intensidad gradualmente creciente hasta la velocidad deseada
5. Después de aproximadamente 5 pedaleadas se enciende el display, y será posible utilizar la interfaz para la programación
6. Para la detección de la frecuencia cardíaca, las manos deben estar constantemente apoyadas en los detectores situados en los asideros

Nota: El asiento se puede regular a una distancia de los asideros que va de un mínimo de 42cm a un máximo de 48 cm

8.1.3 Funcionamiento del display

1. Escaneo automático (SCAN): en este estado, todas las funciones de TIME-SPD-DIST-CAL-ODO-PUL se visualizarán en secuencia en el display principal.
2. Tiempo de movimiento (TIME): cálculo acumulativo del tiempo de movimiento de 00:00-99:59; el usuario puede pulsar el botón para visualizar el valor de tiempo.
3. Distancia de movimiento (DIST): cálculo acumulativo del movimiento de 0,0 a 999,9; el usuario puede pulsar el botón para visualizar el valor de distancia.
4. Calorías (CAL): muestra el consumo acumulativo de calorías de 0,0-9999. Pulsar el botón para seleccionar el valor visualizado. Nota: estos datos son sólo aproximativos y no pueden utilizarse para el tratamiento médico.
5. Velocidad de movimiento (SPEED): muestra la velocidad actual, en el intervalo de 0,0-999,9 km/millas/hora.
6. Odómetro (ODO): la distancia máxima mensurable es 9999 km.
7. Pulsaciones (PUL): frecuencia cardíaca instantánea, 40-240 pulsaciones/minuto.


Nota: Estos datos son sólo aproximativos y no pueden utilizarse para el tratamiento médico.



- Botón MODE: pulsándolo es posible visualizar todas las funciones en secuencia
- Botón RESET: pulsándolo resetea individualmente cada dato de progreso del entrenamiento para las funciones TIME CAL y ODO; si se pulsa 3 segundos las resetea todas
- Botón SET: permite seleccionar los objetivos de entrenamiento para las funciones TIM, CAL y ODO


8.2 Vista de las partes RP956

ES



Herramientas: Llave Allen incluida en el paquete.


8.2.1 Ensamblaje



(img.1)


1. Monte los estabilizadores delantero y trasero utilizando los tornillos, arandelas y tuercas (nº16, 17 y 18) tal y como se muestra en la img 1. A continuación, atornille los pies de apoyo nº34 a los estabilizadores.

Imágenes ilustrativas




(img.2)

2. Levante el tubo central nº05 y fíjelo con el pomo en forma de L nº11 y las arandelas nº21 y 17.



(img.3)

3. Monte el manillar delantero con los tornillos nº20, las arandelas y las tuercas nº17, 21 y 18, tal y como se muestra en la img 3.




(img.4)

4. Monte el monitor nº09 conectando primero los cables nº22 y 30 y, a continuación, atorníllelo a la estructura con los tornillos nº10, tal y como se muestra en la img 4.


Imágenes ilustrativas

ES




(img.5)


5. Monte los pedales nº13, teniendo cuidado de respetar los lados derecho (R) e izquierdo (L) indicados en los propios pedales, tal y como se muestra en la img 5.



(img.6)




(img.7)




(img.8)

6. Monte el soporte del asiento insertando el tubo guía deslizante n.º 04 en el bastidor del asiento n.º 07, luego atornille las piezas a la estructura principal utilizando los tornillos n.º 26 y las arandelas n.º 21 y 19, tal y como se muestra en la img 6. Detenga el deslizamiento del bastidor n.º 07 atornillando el pomo con resorte n.º 08 en el orificio lateral, tal y como se muestra en la img 8.




(img.9)

7. Monte el sium n.º 31 en el bastidor del asiento utilizando los tornillos nº26 y las arandelas nº17 y 21, y luego conecte los cables nº28 y 29, tal y como se muestra en la img 9.



(img.10)



(img.11)

8. Monte el asiento nº14 con los tornillos nº27 y las arandelas nº19, y el respaldo nº15 con los tornillos nº27 y las arandelas nº19, tal y como se muestra en las imgs 10 y 11.

8.1.2 Uso



¡ATENCIÓN!

Los sistemas para la detección de la frecuencia cardíaca pueden no ser precisos. Si se advierte un desfallecimiento o una sensación de malestar, interrumpir inmediatamente el entrenamiento

Nota: Antes de subirse a la bicicleta fija, primero hay que poner el sillín a la altura mínima para ver qué posición sería la más adecuada y familiarizarse con la estructura, y luego regular la altura y la profundidad.

1. Poner la bicicleta sobre una superficie estable y con buena fricción
2. Comprobar que las baterías estén correctamente introducidas
3. Regular la intensidad de la resistencia en el mínimo, para comenzar
4. Poner los pies en los pedales y empezar a pedalear con intensidad gradualmente creciente hasta la velocidad deseada
5. Después de aproximadamente 5 pedaleadas se enciende el display, y será posible utilizar la interfaz para la programación
6. Para la detección de la frecuencia cardíaca, las manos deben estar constantemente apoyadas en los detectores situados en los asideros.


Nota: El asiento se puede regular a una distancia de los asideros que va de un mínimo de 42cm a un máximo de 48 cm

8.1.3 Funcionamiento del display

1. Escaneo automático (SCAN): en este estado, todas las funciones de TIME-SPD-DIST-CAL-ODO-PUL se visualizarán en secuencia en el display principal.
2. Tiempo de movimiento (TIME): cálculo acumulativo del tiempo de movimiento de 00:00-99:59; el usuario puede pulsar el botón para visualizar el valor de tiempo.
3. Distancia de movimiento (DIST): cálculo acumulativo del movimiento de 0,0 a 999,9; el usuario puede pulsar el botón para visualizar el valor de distancia.
4. Calorías (CAL): muestra el consumo acumulativo de calorías de 0,0-9999. Pulsar el botón para seleccionar el valor visualizado. Nota: estos datos son sólo aproximativos y no pueden utilizarse para el tratamiento médico.
5. Velocidad de movimiento (SPEED): muestra la velocidad actual, en el intervalo de 0,0-999,9 km/millas/hora.
6. Odómetro (ODO): la distancia máxima mensurable es 9999 km.
7. Pulsaciones (PUL): frecuencia cardíaca instantánea, 40-240 pulsaciones/minuto.

Nota: Estos datos son sólo aproximativos y no pueden utilizarse para el tratamiento médico.






ES



- Botón MODE: pulsándolo es posible visualizar todas las funciones en secuencia
- Botón RESET: pulsándolo resetea individualmente cada dato de progreso del entrenamiento para las funciones TIME CAL y ODO; si se pulsa 3 segundos las resetea todas
- Botón SET: permite seleccionar los objetivos de entrenamiento para las funciones TIM, CAL y ODO

9. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medida y peso

Códigos	 L:	 P:	 H:	H del asiento al suelo	 Kg	 Kg
RP955	98 cm	48 cm	128 cm	80-97 cm	25 kg	150 kg
RP956	122-142 cm	58 cm	110 cm	51 cm	24 kg	120 kg

Especificaciones técnicas

Códigos	Alimentación	Resistencias	Ejercicio	Clase de uso y precisión (ISO 20957-1 20957-5)	Sistema de freno
RP955	Baterías AAA	Volante de hierro 5 kg	Activo	I B	Independiente de la velocidad
RP956	Baterías AAA	Volante de hierro 3 kg	Activo	I B	

Nota: Todos los productos descritos en este manual han sido probados según las normas UNI EN ISO 20957-1 y 20957-5.

9.1 Clase de uso y de precisión

Las normas UNI EN ISO 20957-1 y 20957-5 definen respectivamente las clases de uso (I S H) y de precisión (A B C) de los dispositivos de entrenamiento descritos en este manual. La clase de uso define el campo de aplicación (en un ambiente doméstico o en una estructura especializada) y el destino de uso de un dispositivo (uso particular o uso profesional). Todos nuestros dispositivos pertenecen a la clase de uso I, es decir que son aptos para el uso profesional en estructuras especializadas; la clase de precisión (A elevada, B media y C baja) define el nivel de precisión de los dispositivos que cuentan con sistemas de registro de datos.

Nota: Los dispositivos con clase de precisión B y C no son aptos para estudios que requieren una precisión elevada



¡ATENCIÓN!

El uso del pedaalier en un ambiente doméstico está permitido sólo bajo la vigilancia directa de un especialista

10. DECLARACIÓN DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (SÓLO PARA RP951 RP958)

El rápido desarrollo de la electrónica, sobre todo en el campo de las comunicaciones, ha saturado nuestro ambiente con ondas de radio electromagnéticas (EM) emitidas por señales televisivas, radiofónicas y de comunicación. Las ondas EM son invisibles y su fuerza aumenta con un acercamiento a la fuente. Todos los conductores eléctricos actúan como antenas para las señales EM y, en diferentes medidas, todos los dispositivos pueden verse influidos por las interferencias electromagnéticas (EMI). La interferencia puede causar movimientos accidentales y un control irregular del dispositivo. La energía electromagnética emitida por fuentes como:

- estaciones de radiotransmisión;
 - estaciones de transmisión televisiva;
 - estaciones de radioaficionados;
 - alarmas de tiendas;
 - los teléfonos móviles y los teléfonos inalámbricos pueden interferir con los pedaliere eléctricos. Las interferencias pueden afectar la velocidad del pedaleo pasivo. Además, pueden dañar de manera permanente la centralita electrónica del dispositivo. En el ambiente cotidiano hay cierto número de fuentes electromagnéticas relativamente intensas. La intensidad de la energía EM se puede medir en voltios por metro (V/m). El pedaliere eléctrico está dotado de una protección contra las interferencias electromagnéticas probada y certificada de conformidad con los requisitos internacionales vigentes, hasta cierta intensidad. Esto se llama "nivel de inmunidad". Cuanto mayor sea el nivel de inmunidad, mayor será la protección. La tecnología actual puede suministrar al menos 20 V/m del nivel de inmunidad, lo que asegura una protección útil contra las fuentes de EMI comunes. Sin embargo, consideramos que, siguiendo las precauciones siguientes, el riesgo se puede reducir aún más.
- A) Cuando el pedaliere eléctrico está encendido, evitar utilizar radiotransmisores portátiles y radio CB y evitar encender aparatos de comunicación personal como teléfonos móviles y otros.
 - B) Evitar acercarse demasiado a sistemas de transmisión de radio o TV potentes.
 - C) Si el pedaliere ejecuta un movimiento no pertinente al programa o a la velocidad seleccionada, interrumpir inmediatamente la actividad y apagar el dispositivo.
 - D) El añadido de accesorios o componentes eléctricos o la modificación del motor del pedaliere eléctrico puede favorecer las interferencias electromagnéticas y hacer peligroso el uso. Además, la garantía del producto podría perder vigencia.
 - E) En todo caso, señalar al revendedor de confianza o a MORETTI SPA cualquier movimiento involuntario del dispositivo; anotar en este manual y anotar si en las proximidades hay una fuente de ondas electromagnéticas.

10.1 Compatibilidad electromagnética (sólo para RP951 y RP958)

GUÍA Y DECLARACIÓN DEL FABRICANTE - EMISIONES ELECTROMAGNÉTICAS		
LOS DISPOSITIVOS MENCIONADOS ESTÁN DISEÑADOS PARA FUNCIONAR EN EL AMBIENTE ELECTROMAGNÉTICO ESPECIFICADO A CONTINUACIÓN. EL CLIENTE O EL USUARIO DEL PRODUCTO DEBE GARANTIZAR EL USO EN DICHO AMBIENTE.		
PRUEBAS DE EMISIÓN	CONFORMIDAD	AMBIENTE ELECTROMAGNÉTICO-GUÍA
EMISIONES RF CISPR 11	GRUPO 1	LOS MODELOS RP951 Y RP958 UTILIZAN ENERGÍA RF SÓLO PARA SU FUNCIONAMIENTO INTERNO. POR ESO SUS EMISIONES RF SON MUY BAJAS Y NO ORIGINAN INTERFERENCIAS EN LOS APARATOS ELECTRÓNICOS CERCANOS
EMISIONES RF CISPR 11	CLASE B	LOS MODELOS RP951 Y RP958 SON ADECUADOS PARA EL USO EN TODOS LOS EDIFICIOS, INCLUIDOS LOS EDIFICIOS DE VIVIENDA Y AQUELLOS DIRECTAMENTE CONECTADOS A LA RED DE ALIMENTACIÓN PÚBLICA DE BAJA TENSIÓN QUE ALIMENTA LOS EDIFICIOS DE VIVIENDA.
EMISIONES ARMÓNICAS IEC 61000-3-2	CLASE A	
EMISIONES DE FLUCTUACIONES DE TENSIÓN/Flicker IEC 61000-3-3	CONFORME	

11. MANTENIMIENTO

Los productos de la línea MOPEDIA fabricados por Moretti S.p.A. que se introducen en el comercio han sido cuidadosamente controlados y provistos de marca CE.

Por inspección periódica se entiende un examen de las siguientes partes:

- La estructura portante del pedalier y las partes de conexión;
- Controlar el montaje de los pedales y de los pies de goma y el funcionamiento del freno para la regulación de la intensidad del esfuerzo;
- Comprobar que todos los pernos estén apretados;
- Verificar todos los puntos de soldadura;
- Lubricación: el pedalier está pensado para un mantenimiento mínimo; un control cada seis meses y una lubricación correcta deberían asegurar una óptima duración.

Nota: En caso de reparación, utilizar sólo repuestos y accesorios originales.



¡ATENCIÓN!

Si el producto está dañado o no funciona, sustituir inmediatamente las partes dañadas; no volver a utilizar el producto hasta que no esté reparado.

12. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

12.1 Limpieza

- Utilizar sólo un paño húmedo. Secar bien antes del uso.
No utilizar chorros de agua directos.
- Utilizar agua a una temperatura no superior a 30 °C.
- No utilizar máquinas de lavado con chorro de agua o vapor.

12.2 Desinfección

- Si necesario, desinfectar el producto con un detergente desinfectante común.
- Realizar una desinfección total del sistema con frecuencia regular o a cada cambio de usuario. La pérdida de color de algunos materiales puede deberse a sudoración, rayos UV, desgaste, calor, humedad, y debe considerarse un proceso natural no cubierto por garantía.

Nota Evitar absolutamente utilizar productos ácidos, alcalinos o solventes como acetona o diluyente.

13. CONDICIONES DE ELIMINACIÓN

ADVERTENCIAS PARA LA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO 
SEGÚN LA DIRECTIVA EUROPEA 2012/19/CE

Al final de su vida útil, el producto no se deberá eliminar junto con los desechos urbanos. El producto se deberá entregar a los centros de recogida selectiva designados por los ayuntamientos o a los distribuidores que suministren este servicio. La eliminación selectiva del producto permite evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud, así como recuperar los materiales que lo componen para obtener un importante ahorro de energías y recursos. Para destacar la obligación de eliminar por separado los aparatos electromédicos, en el producto se ha colocado el símbolo del contenedor tachado.

TRATAMIENTO DE LAS BATERÍAS USADAS (SÓLO para RP950 RP953 y RP955) 
(Directiva 2006/66/CE):

Este símbolo sobre el producto indica que las baterías no deben considerarse un desecho doméstico común. La eliminación correcta de las baterías ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud, que podrían ser causadas por su inadecuada eliminación. El reciclado de los materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Entregue las baterías agotadas en los puntos de recogida indicados para el reciclado. Para más información sobre la eliminación de las baterías agotadas o del producto, contacte con el ayuntamiento, con el servicio local de eliminación de desechos o con la tienda donde se ha adquirido el aparato.

14. GARANTÍA

Todos los productos Moretti tienen una garantía de 2 años desde la fecha de venta por defectos de fabricación o de material, sin perjuicio de eventuales exclusiones y de las limitaciones especificadas a continuación. La garantía no se aplica en caso de daños causados por uso inadecuado, abusos, alteraciones y en caso de que no se respeten las instrucciones de uso. La finalidad correcta del producto está indicada en el manual de instrucciones. Moretti no se hace responsable de daños, lesiones personales u otras consecuencias derivadas de errores de instalación y de un uso del producto no conforme a las instrucciones de los manuales de instalación, montaje y uso. Moretti no garantiza los productos Moretti por daños o defectos en las condiciones siguientes: calamidades, operaciones de mantenimiento o reparación no autorizadas, daños causados por la alimentación eléctrica (si está prevista), uso de piezas no suministradas por Moretti, incumplimiento de las

instrucciones de uso, modificaciones no autorizadas, daños durante el envío (diferente del envío original de Moretti), falta del mantenimiento indicado por el manual. No están cubiertas por la garantía piezas sujetas a deterioro si el daño es causado por el uso normal del producto.

15. REPARACIONES

15.1 Reparación en garantía

Si un producto Moretti presenta defectos de material o de fabricación durante el período de garantía, Moretti evaluará con el cliente si el defecto del producto está cubierto por la garantía. Moretti a su discreción puede sustituir o reparar el artículo en garantía en la dirección de un revendedor Moretti especificado o en su propia sede. Los costes de mano de obra para la reparación del producto pueden estar a cargo de Moretti si se determina que la reparación está cubierta por la garantía. Una reparación o sustitución no renueva ni prorroga la garantía.

15.2 Reparación de un producto no cubierto por la garantía

Un producto no cubierto por la garantía podrá ser devuelto para la reparación sólo con la autorización previa del servicio Clientes de Moretti. Los costes de mano de obra y envío relativos a una reparación no cubierta por la garantía estarán totalmente a cargo del cliente o del revendedor. Las reparaciones de productos no cubiertos por la garantía tienen una garantía de 6 (seis) meses desde la fecha de entrega del producto reparado.

15.3 Productos no defectuosos

Tras la evaluación y la prueba de un producto devuelto, Moretti notificará al cliente en el caso de que el producto no resulte defectuoso. El producto será devuelto al cliente y estarán a su cargo los costes de devolución.

16. REPUESTOS

Los repuestos originales Moretti tienen una garantía de 6 (seis) meses desde la fecha de entrega del repuesto.

17. CLÁUSULAS EXONERATIVAS

Más allá de las especificaciones de esta garantía y dentro de los límites de ley, Moretti no ofrece ninguna otra declaración, garantía o condición expresa o implícita con respecto a la aptitud para la comercialización, la idoneidad para fines particulares, la no-violación y la no-interferencia. Moretti no garantiza que el uso del producto Moretti no pueda presentar interrupciones o errores. La duración de eventuales garantías implícitas que puedan ser impuestas por normas de ley se limita al período de garantía conforme a los límites de ley. Algunos estados o países no permiten limitaciones de la duración de la garantía implícita o la exclusión o limitación de daños accidentales o indirectos en relación con productos para los consumidores. En dichos estados y países, algunas exclusiones o limitaciones de esta garantía podrían no aplicarse al usuario. La presente garantía está sujeta a variaciones sin aviso.



CERTIFICADO DE GARANTÍA

Producto _____

Fecha de compra _____

Distribuidor _____

Calle _____ Localidad _____

Vendido a _____

Calle _____ Localidad _____



Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20122 Cavriaglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.

* Consulte en nuestro sitio web la última versión disponible del manual de usuario.

Imágenes ilustrativas



EN

MA RP955_RP956_01 A* EN_01-2026

Pedal exercisers
INSTRUCTION MANUAL

CONTENTS

1. CODES		PAG.3
2. INTRODUCTION		PAG.3
3. INTENDED USE		PAG.3
4. EU DECLARATION OF CONFORMITY		PAG.4
5. WARNINGS		PAG.4
5.1 Warnings on use		pag. 4
6. SYMBOLS USED		PAG.5
7. BEFORE EVERY USE		PAG.5
8. VIEW OF THE PARTS AND ASSEMBLY		PAG.6
8.1 View of the parts RP955		pag. 6
9. TECHNICAL SPECIFICATIONS		PAG.12
10. DECLARATION OF ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (ONLY FOR RP951 RP958)		PAG.13
11. MAINTENANCE		PAG.14
12. CLEANING AND DISINFECTION		PAG.14
12.1 Cleaning.....		pag. 14
12.2 Disinfection		pag. 14
13. DISPOSAL CONDITIONS		PAG.14
14. WARRANTY		PAG.14
15. REPAIRS		PAG.15
15.1 Repairs under warranty.....		pag. 15
15.2 Repairing a product not covered by the warranty		pag. 15
15.3 Non-defective products.....		pag. 15
16. SPARE PARTS		PAG.15
17. NON-LIABILITY CLAUSES		PAG.15

1. CODES

RP955 Easy access exercise bike

RP956 Recumbent exercise bike

N.B.: Check to ensure that no parts of the product have been damaged during shipment. Do not use the product if it is damaged and contact the retailer for further instructions.

2. INTRODUCTION

Thank you for choosing a **device from the MOPEDIA line** manufactured by **MORETTI S.p.A.** Carefully designed and manufactured to the highest quality standards, this device guarantees **optimal comfort, advanced safety, and long-term reliability**, making it ideal for effectively and practically meeting the needs of users and operators and for use in the home and healthcare settings.

This manual provides:

- Detailed instructions for the correct use of the device;
- Useful information for proper maintenance;
- Essential recommendations to ensure the safety of the user and staff.

Important! Please read the entire manual carefully before using the device. If you have any questions or need further clarification, please contact your trusted dealer or the authorized **MORETTI S.p.A.** technical support service.

WARNING!



- Do not use the product for any purpose other than that specified in this manual.
- Moretti S.p.A. declines any and all liability for damages resulting from improper use of the device or any use other than the one specified in this manual.
- The manufacturer reserves the right to modify the device and its relevant manual without prior notice, in order to improve the product's features.

3. INTENDED USE

3.1 Intended use

MOPEDIA exercise bikes are devices intended for training people with partial or temporary disabilities in institutions, healthcare facilities, or at home.

3.2 Application environment

MOPEDIA exercise bikes can be used in medical facilities such as nursing homes, rehabilitation centers, and geriatric centers and/or in the home as defined in UNI EN ISO 20957-1 and 20957-5 standards.

3.3 Warning

CAUTION



- It is forbidden to use this device for purposes other than those defined in this manual.
- Moretti S.p.A. declines all responsibility for damage resulting from improper use of the device or use other than that indicated in this manual.
- The manufacturer reserves the right to make changes to the device and this manual without prior notice in order to improve its characteristics.

3.4 Unauthorized use

Any use that deviates from the intended use and may therefore pose a hazard.

For example:

- The load on the device exceeds the maximum capacity.
- Attempting to move the hospital bed while it is in the braked position.
- Using the device on a non-horizontal surface.

4. EU DECLARATION OF CONFORMITY

MORETTI SpA declares, under its own exclusive responsibility, that the products manufactured and sold by MORETTI SpA in the REHABILITATION PEDAL EXERCISER product family conform with the applicable provisions of Regulation (EU) 2017/745 of 5 April 2017 on MEDICAL DEVICES.

To this end, MORETTI SpA guarantees and declares as follows, under its own exclusive responsibility:

1. The devices in question satisfy the general safety and performance requirements set out in Annex I to Regulation (EU) 2017/745, as prescribed by Annex IV to said regulation.
2. The devices in question ARE NOT MEASUREMENT INSTRUMENTS.
3. The devices in question ARE NOT INTENDED FOR CLINICAL INVESTIGATIONS.
4. The devices in question are sold in NON-STERILE packing.
5. The devices in question should be considered as belonging to class I, in accordance with the rules set out in Annex VIII to said regulation.
6. MORETTI SpA maintains and provides to the competent authorities, for at least ten years from the date of manufacture of the last production lot, the technical documentation proving conformity with Regulation (EU) 2017/745.

N.B.: The complete product codes, the manufacturer's single registration number (SRN), the basic UDI-DI code and any references to standards used are indicated in the EU Declaration of Conformity that MORETTI SPA issues and provides through its own channels.

5. WARNINGS

- Always consult your doctor or therapist for correct use of the device.
- Keep the packaged product away from sources of heat, as the packaging is cardboard.
- The useful lifetime of the device depends on wear and tear of non-repairable and/or non-replaceable parts and is no longer than 10 years.
- The user and/or patient must report any serious incident that has occurred in relation to the device to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

WARNING!

For safe use, carefully follow the instructions below:



- The equipment must have at least 60 cm of free space on the sides for access to the exercise position
- Always take extreme care in the presence of moving parts that could trap limbs and cause injury
- Do not allow children unsupervised access to the device














5.1 Warnings on use

- The support bases must be in contact with a flat surface at all times during use, in order to guarantee correct balancing of the device and maximum safety.
- Do not use the device if it is damaged. Risk of accident!
- Unauthorised changes to the pedal exerciser or the use of non-original spare parts could change the structure of the product and create hazardous conditions, which could cause serious damage and void the warranty.
- The product is subject to particular strain that depends on the quality of use and the user's weight. That is why we recommend periodically checking for damage every 3 or 4 months, particularly if it has been subjected to impacts or unnatural stresses due to its use.

WARNING!

You should be aware of the signs your own body is sending you. Incorrect or excessive physical activity can be harmful to your health. Stop exercising if you experience one of the following symptoms: pain, tightness in the chest, irregular heartbeat, breathlessness, light-headedness, dizziness or nausea. If one of these conditions occurs, seek medical device before continuing with the exercise program.


6. SYMBOLS USED


	Product code
	Device unique identifier
	CE marking
	Manufacturer
	Production lot
	Read the instruction manual
	Medical Device
	Disposal conditions
	Warning
	Production date
	Disposal of the product according to Directive EC/19/2012
	Protection against dust and water spray
	Type B applied part
	Maximum supported weight

7. BEFORE EVERY USE

- Always check for wear and tear of moving mechanical parts, in order to ensure that the device can be used in total safety for both people and property.
- Check correct assembly of the device, particularly locking of the pedals and their correct insertion
- Always check that the brake for adjusting the exertion intensity is working properly
- Ensure that the screws are completely tightened before use
- Position the product to ensure that it is stable and on a flat surface, away from rugs or similar items
- Check that the electrical parts and power cables are undamaged
- Ensure that you are physically capable of using the device
- Ensure that you are wearing the right clothing for the activity
- Always wear shoes or socks suitable for leg exercises

 **WARNING!** Always consult your doctor or therapist before undertaking any rehabilitation therapy.


 **WARNING!** Regular maintenance must be performed on the device and it must be checked on a daily basis in order to operate correctly. It is recommended to replace worn or broken parts immediately, as they could cause damage to the patient. It is advisable for an expert to show the patient how to use the pedal exerciser, inviting the patient to repeat the necessary operations several times under the expert's supervision. The correct posture must be maintained for correct rehabilitation. Consult your doctor/therapist before starting the activity.

 **WARNING!** Failure to comply with the indications could cause injury or serious health problems.

8. VIEW OF THE PARTS AND ASSEMBLY

8.1 View of the parts RP955

EN



1. Base structure 1 pc
2. Front base 1 pc
3. Rear base 1 pc
4. Tube for saddle support 1 pc
5. Monitor and handles support 1pc
6. Handles 1 pc
7. Saddle support 1 pc
8. Saddle 1 pc
9. Monitor 1 pc
10. Monitor screws 4 pcs
11. Plastic cover 1 pc
12. Right pedal 1 pc
13. Left pedal 1 pc
14. Saddle height adjustment knob 1 pc
15. Saddle depth adjustment knob 1 pc
16. Base screws 4 pcs
17. Curved washers 4 pcs
18. Cover nut 4 pcs
19. Flat washer 1 pc
- 20-21-22. Support attachment kit 4pcs
23. Adjustment cable A 1 pc
24. Adjustment cable B 1 pc
25. Detection cable A 1 pc
26. Detection cable B 1 pc
27. Detection cable C 2 pcs
28. Grip adjustment knob 1 pcs
29. Battery compartment

Tools: Allen wrench and hex wrench included in the pack


8.1.1 Assembly

1. Assemble the front base (with wheels) and the rear base (2 and 3) on the base structure (1), attach to the main body (1) using the screws (16), curved washers (17) and cover nuts (18).
2. Install the right pedal and left pedal (12 and 13), marked R for right and L for left, on the base structure (1), then tighten the right pedal clockwise and the left pedal anticlockwise.
3. Position the adjustment knob (14) in the housing, without tightening it completely.
4. Insert the saddle support tube (4) into the housing, then lift the knob and allow the tube to slide until it is locked into place.
5. Place the monitor and handles support column (5) close to the cable outlet tube on the base structure and connect the cables as follows:
6. Adjustment cable A1 (23) with adjustment cable B1 (24).
7. Connect detection cable A1 (25) with detection cable B2 (26).
8. Position the support column (5) in the hole on the base structure frame, in the direction indicated in the figure, align the holes and attach it firmly with the support attachment kit (20+21+22).

N.B.: You can extract the adjustment knob (14) to adjust the height of the saddle post (4) or the grip post (5).

9. Position the saddle in the support (4) and attach it with the adjustment knob (15), together with the flat washer (19).
10. Position the handles (6) at the installation point on the column, attach the plastic cover (11) and use the adjustment knob of the grip (28) to attach the entire system firmly.
11. Connect the monitor detection wire (9) to the detection cable B (26) as shown in the figure, then insert detection cable C (27) into the detection cable plug on the back of the monitor
12. Position the monitor (9) on the attachment plate of the column (5), pass the detection cable (26) through the round hole at the centre and secure it using the 4 attachment screws (10).

8.1.2 Use:

WARNING!
 The heart rate detection systems might not be accurate. If you feel faint or unwell, stop exercising immediately

N.B.: Before getting onto the exercise bike, position the saddle at the minimum height, in order to identify the best position and to become familiar with the bike, then adjust the height and depth accordingly.


1. Position the exercise bike on a stable surface with good friction
2. Check that the batteries are correctly inserted
3. Adjust the intensity of resistance to the minimum to start
4. Insert your feet in the pedals and start pedalling, gradually increasing the intensity up to the desired speed
5. After around 5 pedal rotations, the display will switch on and it will be possible to use the programming interface
6. To detect heart rate, your hands must remain constantly on the detectors positioned on the handles

N.B.: THE DISTANCE between seat and handles can be adjusted from a minimum of 42 cm to a maximum of 48 cm

8.1.3 Display function

1. Automatic scanning (SCAN): in this state, all the TIME-SPD-DIST-CAL-ODO-PUL functions will be sequentially displayed on the main display.
2. Movement time (TIME): cumulative calculation of the movement time from 00:00 to 99:59; the user can push the button to select the display status of the time value.
3. Movement distance (DIST): cumulative calculation of the movement time from 0.0 to 999.9; the user can press the button to select the distance display value.
4. Calories (CAL): shows cumulative burning of calories from 0.0 to 9999. Press the button to select the value displayed. **N.B.:** this is approximative data only and cannot be used for medical treatment.
5. Movement speed (SPEED): shows the current speed, within a range of 0.0-999.9 km/miles per hour.
6. Odometer (ODO): the maximum measurable distance is 0-9999 km.
7. Pulse (PUL): instantaneous heart rate, 40-240 times per minute.


N.B.: This is approximative data only and cannot be used for medical treatment.



- Pulsante MODE: premendolo è possibile visualizzare tutte le funzioni sequenzialmente
- Pulsante RESET: premendolo resetta singolarmente ogni dato di progresso di allenamento per le funzioni TIME CAL e ODO; tenendolo premuto per 3 secondi le resetta tutte
- Pulsante SET: permette di impostare gli obiettivi di allenamento per le funzioni TIM, CAL e ODO


8.2 View of the parts RP956

EN




Tools: Allen wrench and hex wrench included in the pack

8.2.1 Assembly




(Pic.1)

1. Assemble the front and rear stabilisers using the screws, washers and nuts (n°. 16, 17 and 18) as shown in pic 1. Then screw the support feet n°. 34 to the stabilisers;




(Pic2)

2. Lift the central tube no. 05 and secure it using the L-shaped knob n° 11 and washers no. 21 and 17;



(Pic.3)


3. Assemble the front handlebar using screws n° 20, washers and nuts n° 17, 21 and 18, as shown in pic 3;



(Pic.4)


4. Assemble monitor n° 09 by first connecting cables n° 22 and 30, then screw it to the structure using screws n° 10 as shown in pic 4;

EN




(Pic.5)


5. Assemble pedals n° 13, taking care to respect the right (R) and left (L) sides indicated on the pedals themselves, as shown in pic 5.



(Pic.6)




(Pic.7)




(Pic.8)

6. Assemble bracket n° 25 to the structure using screws n° 27 and washers 19 and 21 as shown in pic 6. Assemble the seat support by inserting the sliding guide tube no. 04 into the seat frame no. 07, then screw the parts to the main structure using screws no. 26 and washers no. 21 and 19 as shown in pic 7. Secure the sliding frame no. 07 by screwing the spring knob no. 08 into the side hole, as shown in pic 8.




(Pic.9)

7. Assemble the Handle n°31 to the seat frame using screws n°26 and washers n° 17 and 21, then connect cables n° 28 and 29 as shown in pic X.



(Pic.10)



(Pic.11)

8. Assemble seat n° 14 using screws n° 27 and washers n° 19, and backrest n° 15 using screws n° 27 and washers n° 19 as shown in pics. 10 and 11.

8.1.2 Use:



WARNING!

The heart rate detection systems might not be accurate. If you feel faint or unwell, stop exercising immediately

N.B.: Before getting onto the exercise bike, position the saddle at the minimum height, in order to identify the best position and to become familiar with the bike, then adjust the height and depth accordingly.

1. Position the exercise bike on a stable surface with good friction
2. Check that the batteries are correctly inserted
3. Adjust the intensity of resistance to the minimum to start
4. Insert your feet in the pedals and start pedalling, gradually increasing the intensity up to the desired speed
5. After around 5 pedal rotations, the display will switch on and it will be possible to use the programming interface
6. To detect heart rate, your hands must remain constantly on the detectors positioned on the handles


N.B.: The distance between seat and handles can be adjusted from a minimum of 42 cm to a maximum of 48 cm

8.1.3 Display function

1. Automatic scanning (SCAN): in this state, all the TIME-SPD-DIST-CAL-ODO-PUL functions will be sequentially displayed on the main display.
2. Movement time (TIME): cumulative calculation of the movement time from 00:00 to 99:59; the user can push the button to select the display status of the time value.
3. Movement distance (DIST): cumulative calculation of the movement time from 0.0 to 999.9; the user can press the button to select the distance display value.
4. Calories (CAL): shows cumulative burning of calories from 0.0 to 9999. Press the button to select the value displayed. N.B.: this is approximative data only and cannot be used for medical treatment.
5. Movement speed (SPEED): shows the current speed, within a range of 0.0-999.9 km/miles per hour.
6. Odometer (ODO): the maximum measurable distance is 0-9999 km.
7. Pulse (PUL): instantaneous heart rate, 40-240 times per minute.

N.B.: This is approximative data only and cannot be used for medical treatment.

EN



- MODE button: press to display all the functions in sequence
- RESET button: press to reset individually each piece of exercise progress data for the TIME CAL and ODO functions; keep pressed down for 3 seconds to reset all of them
- SET button: use to set exercise targets for the TIM, CAL and ODO functions

9. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensions and weight

Codes	L:	D:	H:	H seat from ground	Kg	Kg
RP955	98 cm	48 cm	128 cm	80-97 cm	25 kg	150 kg
RP956	122-142 cm	58 cm	110 cm	51 cm	24 kg	120 KG

Technical specifications

Codes	Power supply	Resistances	Exercise	Use and accuracy class (ISO 20957-1 20957-5)	Braking system
RP955	AAA batteries	Iron wheel 5 kg	Active	I B	Independent from speed
RP956	AAA batteries	Iron wheel 3 kg	Active	I B	

N.B.: All the products present in this manual have been tested in accordance with standards UNI EN ISO 20957-1 and 20957-5.

9.1 Use and accuracy class

Standards UNI EN ISO 20957-1 and 20957-5 respectively establish the use classes (I S H) and the accuracy classes (A B C) of the exercise devices in this manual. The use class establishes the area of application (at home or in a specialised facility) and the intended use of a device (private use or professional use). In this case, class I, with which all our devices are compliant, indicates that they are intended for professional use in specialised facilities; the accuracy class (A high, B medium and C low), establishes the level of precision for devices that have data collection systems.

N.B.: Devices with accuracy class B and C are not suitable for purposes that require a high level of accuracy

 **WARNING!**
Use of pedal exercisers at home is only permitted under the direct supervision of a specialist

10. DECLARATION OF ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (ONLY FOR RP951 RP958)

The rapid growth of electronics, especially in communications, has saturated the environment with electromagnetic radiation (EM) emitted by TV, radios and communications equipment. These EM waves are invisible and are stronger the closer you are to their source. All electrical conductors act as antennas for EM signals and, to varying extents, all the devices may be affected by electromagnetic interference (EMI). The interference may cause unintentional movements and/or irregular control of the device.

The electromagnetic energy emitted by sources such as:

- radio stations;
- TV stations;
- amateur radio stations;
- shop alarm systems;
- cellphones and cordless phones can interfere with electric pedal exercisers.

The interference could interfere with the speed of passive pedalling. It can also permanently damage the device's electronic control unit. In our everyday environment, there are a certain number of intense sources of EMI. The intensity of the EM energy can be measured in Volts per metre (V/m). Your electric pedal exerciser is equipped with a protection against EMI which has been tested and certified as compliant with current international regulations, up to a certain intensity. This is called the "level of immunity". The greater the level of immunity, the better the device is protected. At this time, current technology can provide a level of immunity of at least 20 V/m; this is sufficient protection against the most common sources of EMI. However, we consider that the following precautions can further minimise the risk.

- A) Do not use portable radio transmitters, CB radios and avoid switching on mobile telephones or other personal communications equipment when the pedal exerciser is switched on.
- B) Do not approach powerful radio and TV transmitters too closely.
- C) If a movement of the pedal exerciser occurs that is unrelated to the program or speed set, stop using the device immediately and switch it off.
- D) Installing additional electrical accessories or components and modifying the motor of your electric pedal exerciser may make it more susceptible to EMI and hence make its use hazardous. Note that doing so also voids the warranty.
- E) In any case, report any unintentional movement of the device to your retailer or to MORETTI SPA, note it down in this manual and note down the fact that there is a source of electromagnetic waves in your vicinity, if any.

10.1 Electromagnetic compatibility (only for RP951 and RP958)

MANUFACTURER'S GUIDE AND DECLARATION - ELECTROMAGNETIC EMISSIONS		
THE ABOVE DEVICES ARE ONLY INTENDED TO OPERATE IN THE ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENT SPECIFIED BELOW. THE CLIENT OR USER OF THE DEVICE MUST ENSURE THAT IT IS USED IN THESE CONDITIONS.		
EMISSION TESTS	CONFORMITY	ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENT - GUIDE
RF EMISSIONS CISPR 11	GROUP 1	MODELS RP951 AND RP958 USE RF ENERGY ONLY FOR INTERNAL FUNCTIONING. ITS RF EMISSIONS ARE THEREFORE VERY LOW AND IN ALL LIKELIHOOD DO NOT INTERFERE WITH NEARBY ELECTRONIC EQUIPMENT
RF EMISSIONS CISPR 11	CLASS B	MODELS RP951 AND RP958 ARE SUITABLE FOR USE IN ALL BUILDINGS, INCLUDING THE HOME AND BUILDINGS CONNECTED DIRECTLY TO THE LOW VOLTAGE PUBLIC POWER GRID FOR RESIDENTIAL APPLICATIONS.
HARMONIC EMISSIONS IEC 61000-3-2	CLASS A	
VOLTAGE FLUTTER/Flicker IEC 61000-3-3	COMPLIANT	

11. MAINTENANCE

MOPEDIA devices manufactured by Moretti S.p.A. are CE marked and carefully checked before being placed on sale.

Periodic inspection means examination of the following parts:

- The bearing structure of the pedal exerciser and the connection parts;
- Check assembly of the pedals and the rubber feet and functioning of the brake to adjust the exertion intensity;
- Check that all the bolts are firmly tightened;
- Check all welded points;
- Lubrication: the pedal exerciser is designed to require minimal maintenance; however, a six-monthly check and lubrication should ensure optimal duration.

N.B.: Use only original spare parts and accessories for repairs.



WARNING!

If the product is damaged or not operating, immediately replace the damaged parts, otherwise leave the device out of service until it has been repaired

12. CLEANING AND DISINFECTION

12.1 Cleaning

- Use a damp cloth only. Then dry thoroughly before use.
Do not use direct water jets.
- Do not use water at a temperature higher than 30 °C.
- Do not use water jet and/or steam washers.

12.2 Disinfection

- Use a common disinfectant cleaner if it is necessary to disinfect the product.
- Total disinfection of the system should be performed at regular intervals or when the user changes. Loss of colour of certain materials can be caused by certain types of sweat, UV rays, wear and tear, heat or humidity and is considered to be a natural process not covered by the warranty.

N.B. Never use acid, alkali or solvents (acetone or diluent) to clean it.

13. DISPOSAL CONDITIONS

INSTRUCTIONS FOR CORRECT DISPOSAL IN ACCORDANCE WITH EUROPEAN DIRECTIVE 2012/19/EC:



At the end of its working life, the product must not be disposed of together with normal urban waste. It must be delivered to municipal separated waste collection facilities, or to dealers that provide this service. Separated waste disposal helps to reduce possible negative effects on the environment and health deriving from improper disposal and allows for recycling of the materials comprising the product, which translates into significant energy and resource savings. The product bears the barred bin symbol to underline the obligation of disposing of electro-medical equipment separately.

TREATMENT OF DEPLETED BATTERIES (ONLY for RP950, RP953 and RP955) 
(Directive 2006/66/EC):

This symbol on the product indicates that the batteries must not be considered as normal domestic waste. Ensuring that the batteries are discarded correctly contributes to preventing potentially negative consequences for health and the environment that would otherwise be caused by their inappropriate disposal. Recycling materials helps to conserve natural resources. Take depleted batteries to the collection points indicated for recycling. You can contact your local council, the local waste disposal service or the shop where you purchased the device for more detailed information on disposal of depleted batteries or the product.

14. WARRANTY

All Moretti products are guaranteed for 2 (two) years from the date of sale against material and manufacturing defects, subject to the following limitations. The warranty is voided by improper use, abuse, modifications to the product and failure to follow the instructions. The intended use of the product is indicated in the user manual. Moretti is not liable for damage, injury or any other consequences resulting from installation or use which does not comply strictly with the instructions given in the installation, assembly and user manual. Moretti does not guarantee its products against damage or defects in the following circumstances: natural disasters, unauthorised repair or maintenance, improper electric power supply (as applicable), use of parts or components not supplied by Moretti, failure to follow the guidelines and instructions for use, tampering, shipping damage (other than the original shipping by Moretti), or failure to perform maintenance as indicated in the manual. Components subject to wear and tear are not covered by this warranty if the damage is caused by normal use of the product.

Illustrative images

15. REPAIRS

15.1 Repairs under warranty

If a Moretti product has material or manufacturing defects during the warranty period, Moretti will agree with the client whether the defect is covered by the warranty. Moretti, at its sole discretion, may replace or repair the article at a specified Moretti reseller or its own premises. The costs of labour incurred in repairing the product will be borne by Moretti if it determines that the repair is covered by the warranty. Repair and replacement do not renew the warranty period.

15.2 Repairing a product not covered by the warranty

A product not covered by warranty may be returned for repair only if authorised in advance by Moretti customer service. The costs of labour and shipping incurred by repairs not covered by the warranty are borne by the client or reseller in their entirety. Repairs on products not covered by the warranty are themselves guaranteed for 6 (six) months from the day of reception of the repaired product.

15.3 Non-defective products

The client will be notified if Moretti concludes that the product is not defective after having received and examined it. The product will be returned to the client at their own expense.

16. SPARE PARTS

Moretti original spare parts are guaranteed for 6 (six) months from the day of delivery.

17. NON-LIABILITY CLAUSES

Unless otherwise expressly specified in this warranty and within the limits of the law, Moretti provides no other declaration, guarantee or condition, express or implicit, including any future declarations, guarantees or conditions of sale, suitability for a given purpose, non violation and non interference. Moretti does not guarantee that the use of its product will be uninterrupted and problem-free. The duration of any implicit warranty provided by law is limited to the warranty period, within the limits of the law.

Certain states and countries do not permit limitations on the duration of an implicit guarantee or the exclusion of limitation of accidental or indirect damages in relation to consumer products. In said states and countries, certain exclusions and limitations of this warranty may not apply to the user. This warranty is subject to modification without notice.



WARRANTY CERTIFICATE

Product _____

Date of purchase _____

Reseller _____

Street _____ Town _____

Sold to _____

Street _____ Town _____



Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) - ITALY - Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.

** Please consult our website for the latest available version of the user manual*



MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com

