

moretti®

NASKENUJTE QR KÓD
PRE VIAC JAZYKOV



SK Invalidné vozíky Ardea One
NÁVOD NA POUŽITIE

OBSAH

1. KÓDY	STR.3
2. ÚVOD	STR.3
3. URČENÝ ÚČEL	STR.3
4. EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE	STR.3
5. VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA	STR.4
6. POUŽITÉ SYMBOLY	STR.4
7. VŠEOBECNÝ OPIS	STR.5
7.1 Pohľad a zoznam súčastí	str.5
8. MONTÁŽ/DEMONTÁŽ	STR.6
8.1 Rozloženie	str.6
8.2 Zloženie	str.6
8.3 Montáž/demontáž laktových opierok	str.6
8.4 Montáž/demontáž bočných alebo zdvíhacích stúpačiek	str.7
8.5 Nastavenie bočných stúpačiek	str.8
8.6 Nastavenie zdvíhacích stúpačiek (VOLITEĽNÉ)	str.8
8.7 Montáž/demontáž malých zadných kolies (iba modely NEXT, DUAL a SKINNY)	str.8
8.8 Nastavenie brzd s malými zadnými kolesami (iba pre NEXT, DUAL a SKINNY)	str.9
8.9 Montáž/demontáž veľkých zadných kolies (iba pre NEXT GO, DUAL GO a SKINNY GO)	str.9
8.10 Nastavenie brzd s veľkými zadnými kolesami (iba pre DUAL GO)	str.9
9. PRED KAŽDÝM POUŽITÍM	STR.10
10. UPOZORNENIA PRE POUŽÍVANIE	STR.10
11. SPÔSOB POUŽITIA	STR.10
11.1 Nasadnutie do invalidného vozíka	str.10
11.2 Vystúpenie z invalidného vozíka	str.10
11.3 Schody a výškové rozdiely (odporúčania na samostatné prekonanie)	str.10
11.4 Používanie laktových opierok	str.11
11.5 Používanie kolies na ručný pohon	str.11
11.6 Používanie malých kolies	str.11
11.7 Používanie malých kolies v úzkych priechodoch (štandardne pri modeloch s rých- loupínaním)	str.11
11.8 Preprava dopravnými prostriedkami	str.11
12. ÚDRŽBA	STR.11
12.1 Čistenie potahov a čalúnenia	str.12
12.2 Čistenie rámu a kovových častí	str.12
12.3 Čistenie kolies a brzd	str.12
12.4 Dezinfekcia	str.12
14. PODMIENKY LIKVIDÁCIE	STR.12
15. NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO	STR.12
16. TECHNICKÉ ÚDAJE	STR.12
16.1 Rozmery	str.12
16.2 Technické údaje	str.13
17. ZÁRUKA	STR.14
17.1 Opravy	str.14
17.2 Náhradné diely	str.14
17.3 Ustanovenia o vylúčení zodpovednosti	str.14



Zdravotnícka pomôcka triedy I
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/745
z 5. apríla 2017 o zdravotníckych pomôckach

1. KÓDY

CP101-xx	Séria START+ - kolesá 60 cm - samohybný model
CP102B-xx	Séria START1 - kolesá 60 cm - model s ručným pohonom
CP110x-xx	Séria NEXT - kolesá 60 cm - model s ručným pohonom, sklopná laktová opierka
CP115x-xx	Séria NEXT GO! kolesá 30 cm - transportný model, sklopná laktová opierka
CP200B-xx	Séria DUAL - kolesá 60 cm - model s ručným pohonom
CP205B-xx	Séria DUAL GO! kolesá 30 cm - transportný model
CP300-xx	Séria PLUS - kolesá 60 cm - bariatrický model s ručným pohonom
CP310-xx	Séria PLUS GO! kolesá 30 cm - bariatrický transportný model
CP520-xx	Séria GO UP! kolesá 30 cm - transportný model
CP620-xx	Séria SKINNY - kolesá 50 cm - do úzkych priestorov
CP625-xx	Séria SKINNY GO! kolesá 30 cm - transportný model - do úzkych priestorov
CP880-35	Séria KIDDY - kolesá 56 cm - model s ručným pohonom

(x = model je dostupný vo viacerých farbách; xx = dostupná šírka sedadla, napr. 38-40-43-45-46-48-50-55-60 cm; pri modeloch CP110, CP115, CP200B a CP205B NIE JE dostupná šírka 45 cm)

2. ÚVOD

Ďakujeme, že ste si vybrali invalidný vozík ARDEA ONE by Moretti S.p.A., určený na premiestňovanie osôb s pohybovými ťažkosťami v interiéri aj exteriéri, počas cestovania a pri bežných každodenných činnostiach. Tento návod obsahuje stručné odporúčania na správne používanie zvolenej pomôcky a dôležité rady pre vašu bezpečnosť. Pred použitím invalidného vozíka si pozorne prečítajte celý tento návod. V prípade pochybností sa obráťte na svojho predajcu, ktorý vám pomôže a poradí.

Poznámka: Skontrolujte, či sa žiadna časť invalidného vozíka počas prepravy nepoškodila. Ak je výrobok poškodený, nepoužívajte ho a obráťte sa na predajcu, ktorý vám poskytne ďalšie pokyny.

3. URČENÝ ÚČEL

Tento invalidný vozík je určený na mobilitu osôb s pohybovými ťažkosťami a môže sa poháňať používateľom (ak je vybavený veľkými zadnými kolesami) alebo pomocou sprievodnej osoby. Pri všetkých potrebných nastaveniach je však nevyhnutná pomoc sprievodnej osoby.

POZOR!



- Používanie tejto pomôcky na iné účely, než sú vymedzené v tomto návode, je zakázané.
- Spoločnosť Moretti S.p.A. nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním pomôcky alebo jej používaním iným spôsobom, než je uvedené v tomto návode.
- Výrobca si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia meniť pomôcku aj tento návod s cieľom zlepšiť ich vlastnosti.

4. EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť MORETTI SpA vyhlasuje na svoju výhradnú zodpovednosť, že výrobky, ktoré vyrába a uvádza na trh a ktoré patria do skupiny MANUÁLNE INVALIDNÉ VOZÍKY - ARDEA ONE, sú v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia (EÚ) 2017/745 o ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCKACH z 5. apríla 2017.

Na tento účel spoločnosť MORETTI SpA zaručuje a vyhlasuje na svoju výhradnú zodpovednosť toto:

1. Predmetné pomôcky spĺňajú všeobecné požiadavky na bezpečnosť a výkon podľa prílohy I k nariadeniu (EÚ) 2017/745, ako sa vyžaduje v prílohe IV uvedeného nariadenia.
2. Predmetné pomôcky NIE SÚ MERACÍMI PRÍSTROJMI.
3. Predmetné pomôcky NIE SÚ URČENÉ NA KLINICKÉ SKÚŠANIA.
4. Predmetné pomôcky sa uvádzajú na trh v NESTERILNOM balení.
5. Predmetné pomôcky sa v súlade s prílohou VIII uvedeného nariadenia zaraďujú do triedy I.
6. Spoločnosť MORETTI SpA uchováva technickú dokumentáciu preukazujúcu zhodu s nariadením (EÚ) 2017/745 a sprístupňuje ju príslušným orgánom najmenej 10 rokov od dátumu výroby poslednej šarže.

POZNÁMKA: Úplné kódy výrobkov, registračné číslo výrobcu (SRN), základný identifikátor UDI-DI a prípadné odkazy na použité normy sú uvedené v EÚ vyhlásení o zhode, ktoré spoločnosť MORETTI SPA vydáva a sprístupňuje prostredníctvom svojich kanálov.

5. VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA

- Informácie o správnom používaní pomôcky nájdete v tomto návode.
- Správne používanie pomôcky vždy konzultujte so svojím lekárom alebo terapeutom.
- Zabalený výrobok uchovávajte mimo dosahu akéhokoľvek zdroja tepla, pretože obal je vyrobený z kartónu.
- Životnosť pomôcky je daná opotrebovaním častí, ktoré nemožno opraviť a/alebo vymeniť, najviac však 10 rokov.
- Vždy venujte zvýšenú pozornosť pohyblivým častiam, ktoré by mohli spôsobiť zachytenie končatín a zranenie.
- Vždy dávajte pozor na prítomnosť detí.
- Na správne zdvihnutie invalidného vozíka ho zložte podľa pokynov v tomto návode a následne ho uchopte za rukoväti.
- Invalidný vozík nezdvíhajte za odnímateľné časti, ktoré by sa mohli náhodne uvoľniť počas zdvíhania.
- Používateľ a/alebo pacient musí každú závažnú nehodu, ku ktorej došlo v súvislosti s pomôckou, nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ a/alebo pacient bydlisko.

6. POUŽITÉ SYMBOLY

	Kód výrobku		Číslo výrobnej šarže
	Zdravotnícka pomôcka		Jedinečný identifikátor pomôcky
	Označenie CE		Prečítajte si návod na použitie
	Výrobca		Podmienky likvidácie
	Sériové číslo		Maximálna nosnosť

7. VŠEOBECNÝ OPIS

7.1 Pohľad a zoznam súčastí

Podľa zvoleného modelu bude invalidný vozík pozostávať z týchto súčastí:




A - Základný rám invalidného vozíka


B - Súprava montážnych kľúčov




C - Bočné stúpačky




D - Malé zadné kolesá
(priemer 30 cm), transportný model



E - Veľké zadné kolesá
(priemer 60 cm), model s ručným pohonom



F - Zadné kolesá so zmenšeným priemerom
(50 cm), model s ručným pohonom



G - Veľké zadné kolesá pre detský model
(priemer 56 cm), model s ručným pohonom

8. MONTÁŽ/DEMONTÁŽ

8.1 Rozloženie



(OBR. 1) Obrázok slúži len na ilustračné účely

Poznámka: pozrite si bezpečnostné upozornenia v tomto návode na použitie.

- Uchopte rúrky tlačných rukovätí a ťahajte ich smerom von, pričom zatlačte sedadlo nadol; skontrolujte, či je invalidný vozík úplne rozložený (OBR. 1).

8.2 Zloženie



(OBR. 2) Obrázok slúži len na ilustračné účely

- Energicky zdvihnite sedadlo a invalidný vozík zložte približne ním oboch tlačných rukovätí k sebe (OBR. 2).

8.3 Montáž/demontáž lakťových opierok

CP101-xx / CP102B-xx / CP110x-xx / CP115x-xx / CP520-xx / CP880-35



(OBR. 3) Obrázok slúži len na ilustračné účely



(OBR. 4) Obrázok slúži len na ilustračné účely

CP300-xx / CP310-xx / CP200B-xx / CP205B-xx




(OBR. 3A) Obrázok slúži len na ilustračné účely



(OBR. 4A) Obrázok slúži len na ilustračné účely

CP620-xx / CP625-xx



(OBR. 3B) Obrázok slúži len na ilustračné účely

A - Uvoľňovacie zariadenie

B - Zaisťovacia spona

- Lakťové opierky zasuňte do zadného uchytenia, potom ich otočte dopredu a zaistite aj v prednom držiaku (OBR. 3, OBR. 3A).
- Rúrky zasuňte do príslušných držiakov tak, aby zaisťovacia spona správne zapadla (obr. 3B).
- Pri demontáži stlačte prednú uvoľňovaciu páčku, lakťové opierky otočte dozadu a potiahnutím zadného uvoľňovacieho gombíka ich vyberte (OBR. 4, OBR. 4A).
- Pri demontáži stlačte uvoľňovacie zariadenie (A) a potom zdvihnite lakťovú opierku nahor (obr. 3B).

8.4 Montáž/demontáž bočných alebo zdvíhacích stúpačiek



(OBR. 5) Obrázok slúži len na ilustračné účely

- Pri montáži bočných aj polohovateľných stúpačiek zarovnajte otvory v držiakoch s príslušnými čapmi na ráme invalidného vozíka, potom stúpačku otočte dovnútra tak, aby zaisťovacia páčka správne zapadla do rámu (OBR. 5).
- Pri demontáži uvoľnite páčku stúpačky z rámu invalidného vozíka, otočte stúpačku smerom von a vytiahnite ju nahor.

8.5 Nastavenie bočných stúpačiek



(OBR. 6) Obrázok slúži len na ilustračné účely

- Dĺžku stúpačky nastavíte tak, že uvoľníte ľavú bezpečnostnú páčku v spodnej časti, stlačíte pružinové tlačidlo a posuniete rúrku stúpačky, kým tlačidlo nezapadne do požadovaného otvoru. Potom bezpečnostnú páčku znova zaistíte. (OBR.6)

8.6 Nastavenie zdvíhacích stúpačiek (VOLITEĽNÉ)




(OBR. 7) Obrázok slúži len na ilustračné účely

- Dĺžku stúpačiek nastavíte tak, že uvoľníte ľavú bezpečnostnú páčku v spodnej časti, stlačíte pružinové tlačidlo a posuniete rúrku stúpačky, kým tlačidlo nezapadne do požadovaného otvoru. Potom bezpečnostnú páčku znova zaistíte. OBR. 7 (poz. P)
- Výšku stúpačiek nastavíte páčkou označenou na OBR. 7 (poz. L). Po dosiahnutí požadovanej polohy páčku uvoľníte, aby sa stúpačky zaistili.

8.7 Montáž/demontáž malých zadných kolies (iba modely NEXT, DUAL a SKINNY)

Zadné kolesá s priemerom 30 cm musia byť umiestnené v poslednom otvore v spodnej časti rámu.



(OBR. 8) Obrázok slúži len na ilustračné účely

Pri kolesách s rýchlopúčaním


- Odstráňte plastové krytky z otvorov a kolesá zatlačte smerom k rámu, kým automatický zaistovací mechanizmus správne nezapadne (obr. 8).
- Pri demontáži stlačte tlačidlo v strede náboja kolesa, čím uvoľníte zaistenie, a koleso vytiahnite smerom von (obr. 8).

Pri kolesách s pevným čapom (iba model SKINNY)

- Nasadíte malé koleso a zaistíte ho dodanou maticou.
- Pri demontáži odskrutkujete upevňovaciu maticu a koleso vytiahnete smerom von.

Obrázky slúžia len na ilustračné účely

8.8 Nastavenie brzd s malými zadnými kolesami (iba pre NEXT, DUAL a SKINNY)



(OBR. 9) Obrázok slúži len na ilustračné účely

- Pri zadných kolesách s priemerom 30 cm umiestnite brzdu na ryhovanú časť rámu podľa **obr. 9** a brzdový posúvač zaistíte dvoma imbusovými skrutkami na držiaku.

Poznámka: Nastavte vzdialenosť brzdového posúvača od kolesa tak, aby brzda po aktivácii vyvinula dostatočný tlak na bezpečné zaistenie kolesa.

8.9 Montáž/demontáž veľkých zadných kolies (iba pre NEXT GO, DUAL GO a SKINNY GO)

Zadné kolesá s priemerom 60 cm musia byť umiestnené v stredovom otvore na ráme



Pri kolesách s rýchlopínaním

- Odstráňte plastové krytky z otvorov a kolesá zatlačte smerom k rámu, kým automatický zaistovací mechanizmus správne nezapadne (**OBR. 10**).
- Pri demontáži stlačte tlačidlo v strede náboja kolesa, čím uvoľníte zaistenie, a koleso vytiahnite smerom von (**OBR. 10**).

(OBR. 10) Obrázok slúži len na ilustračné účely

Pri kolesách s pevným čapom (iba model SKINNY GO)

- Vložte veľké koleso a zaistite ho dodanou maticou
- Na demontáž odskrutkujte upevňovaciu maticu a vyberte koleso potiahnutím smerom von

8.10 Nastavenie brzd s veľkými zadnými kolesami (iba pre DUAL GO)



(OBR. 11) Obrázok slúži len na ilustračné účely

- Pri zadných kolesách s priemerom 60 cm umiestnite brzdu na ryhovanú časť rámu podľa **OBR. 11** a brzdový posúvač zaistíte dvoma imbusovými skrutkami na držiaku.

Poznámka: Nastavte vzdialenosť brzdového posúvača od kolesa tak, aby brzda po aktivácii vyvinula dostatočný tlak na bezpečné zaistenie kolesa.

9. PRED KAŽDÝM POUŽITÍM

- Vždy skontrolujte opotrebovanie mechanických častí, aby bolo používanie pomôcky úplne bezpečné pre osoby aj majetok.
- Skontrolujte správne zostavenie pomôcky; osobitnú pozornosť venujte správne nasadeniu zadných kolies.
- Skontrolujte, či je sedadlo v konečnej zaistenej polohe úplne otvorené (ak nie, zatlačte sedadlo silnejšie smerom k rámu)
- Skontrolujte, či brzda na zadných kolesách funguje správne

10. UPOZORNENIA PRE POUŽÍVANIE

- Invalidný vozík sa nesmie používať ako sedadlo v motorových vozidlách
- Vždy sa uistite, že ovládanie brzdy je správne nastavené a funkčné
- Pri používaní invalidného vozíka sa odporúča dávať pozor na privretie prstov v niektorých častiach, ako sú kolesá alebo brzdy.
- Pamätajte, že povrchová teplota invalidného vozíka sa môže zvýšiť, keď je vystavený vonkajším zdrojom tepla, ako je napríklad slnečné svetlo.

11. SPÔSOB POUŽITIA

Poznámka: Pozrite si všeobecné upozornenia v tomto návode na použitie.



POZOR!

- Samostatné nasadenie do invalidného vozíka a vystúpenie z neho môže byť nebezpečné: vykonávajte ho iba vtedy, keď ste toho fyzicky schopní, a postupujte opatrne.
- Neopierajte sa o odnímateľné časti, uprednostnite rám sedadla

PRI NASADANÍ DO INVALIDNÉHO VOZÍKA ANI PRI VYSTUPOVANÍ Z NEHO NEPRENÁŠAJTE HMOTNOSŤ NA STÚPAČKY - NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA!

11.1 Nasadenie do invalidného vozíka

1. Prisuňte invalidný vozík čo najbližšie k sebe, aby bol umiestnený vedľa vás.
2. Zablokujte brzdy zadných kolies; Pre čo najjednoduchšie nastupovanie do invalidného vozíka odporúčame odstrániť laktovú opierku zo strany, kde sa tieto úkony vykonávajú.
3. Oprite sa rukami o rámovú konštrukciu a potom sa pomaly spustíte smerom k sedadlu.

11.2 Vystúpenie z invalidného vozíka

1. Priblížte invalidný vozík čo najbližšie k novému sedadlu.
2. Zablokujte brzdy zadných kolies; Pre čo najjednoduchšie vystupovanie z invalidného vozíka odporúčame odstrániť laktovú opierku na strane, kde sa tieto úkony vykonávajú.
3. Oprite sa rukami o rám sedadla, na ktoré sa presúvate, nadvihnite sa a pomaly sa naň presuňte.

11.3 Schody a výškové rozdiely (odporúčania na samostatné prekonanie)



POZOR!

Tieto postupy sú určené iba pre skúsených používateľov invalidných vozíkov. Vo všetkých ostatných prípadoch požiadať o pomoc sprievodnú osobu!

VÝSTUP

Presuňte sa na okraj chodníka alebo schodu, ktorý sa chystáte prekonať.

Invalidný vozík vyvážte na zadných kolesách a predné kolesá zdvihnite len natoľko, aby ste ich mohli položiť na prekonávanú prekážku. Nakloňte trup dopredu a energicky zatlačte na hnacie obruče zadných kolies smerom dopredu. Pokračujte v tlačení, kým zadné kolesá neprejdú cez prekážku.

ZOSTUP

Pri zostupe z výškového rozdielu postupujte opačne. Invalidný vozík otočte zadnou časťou k prekonávanému výškovému rozdielu, pevne držte hnacie obruče zadných kolies a pomaly zídte zo schodu alebo prekážky; Potom invalidný vozík vyvážte na zadných kolesách, mierne zdvihnite predné kolesá a opatrne dokončíte zostup.



POZOR!

Tento postup nepoužívajte pri výškovom rozdieli väčšom ako 10 cm!

11.4 Používanie lakťových opierok

Lakťové opierky môžu byť iba sklopné, iba odnímateľné alebo sklopné a odnímateľné:

SKLOPENIE LAKŤOVEJ OPIERKY - Táto funkcia výrazne uľahčuje nasadenie do invalidného vozíka a vystúpenie z neho. Na sklopenie lakťovej opierky jednoducho stlačte prednú uvoľňovaciu páčku a otočte ju dozadu.

11.5 Používanie kolies na ručný pohon

Veľké zadné kolesá s priemerom 50/60 cm umožňujú používateľovi poháňať invalidný vozík vlastnou silou. Uchopte hnaciu obruč kolesa a zatlačte ju požadovaným smerom.

11.6 Používanie malých kolies

Malé zadné kolesá s priemerom 30 cm sú určené na vedenie invalidného vozíka sprievodnou osobou pomocou zadných tlačných rukovätí.

11.7 Používanie malých kolies v úzkych priechodoch (štandardne pri modeloch s rýchloupínaním)

Tieto kolesá sú určené výlučne na krátke premiestnenie invalidného vozíka cez mimoriadne úzke priestory (napríklad dvere výťahu). Pri ich použití zdvihnite invalidný vozík, demontujte zadné kolesá a vozík oprite o malé pomocné kolieska. Po prejdení úzkeho priestoru zadné kolesá znova namontujte.

11.8 Preprava dopravnými prostriedkami

Invalidný vozík je konštruovaný na jednoduchú prepravu. Po demontáži stúpačiek a lakťových opierok možno invalidný vozík zložiť a pohodlne uložiť napríklad do batožinového priestoru vozidla. Ak to z priestorových dôvodov nie je možné, umiestnite invalidný vozík pred zadné sedadlo tak, aby bol stabilný a nemohol sa prevrátiť ani posunúť. Ak je to možné, zaistite invalidný vozík bezpečnostným pásom vozidla.

12. ÚDRŽBA

Pomôcky radu **ARDEA ONE** by Moretti S.p.A. sú pri uvedení na trh dôkladne skontrolované a označené označením CE. V záujme bezpečnosti pacienta a lekára sa odporúča nechať najmenej každé 2 roky skontrolovať spôsobilosť výrobku na používanie výrobcom alebo autorizovaným laboratóriom. Pri oprave sa smú používať iba originálne náhradné diely a príslušenstvo. Pred použitím pomôcky vykonajte všetky kontroly uvedené v časti „PRED KAŽDÝM POUŽITÍM“ tohto návodu. Invalidné vozíky **ARDEA ONE** vyžadujú len jednoduchú pravidelnú údržbu. Pravidelne vykonávajte tieto kontroly:

účinnosť brzd	Mesačne
čistenie sedadla	podľa potreby

13. ČISTENIE A DEZINFEKCIA

13.1 Čistenie potáhov a čalúnenia

Potahy a čalúnenie sú vyrobené z nylonu. Možno ich čistiť vodou a neutrálnym mydlom.

13.2 Čistenie rámu a kovových častí

Na rám a kovové časti môžete použiť aj vodu a neutrálne mydlo a potom ich osušiť mäkkou handričkou, aby ste nepoškriabali lak rámu.

13.3 Čistenie kolies a brzd

Podobne je možné kolesá čistiť aj vodou a neutrálnym mydlom. Venujte zvýšenú pozornosť dôkladnému osušeniu: Používanie invalidného vozíka s mokrémi kolesami môže byť veľmi nebezpečné.

13.4 Dezinfekcia

Ak je potrebné výrobok dezinfikovať, použite bežný dezinfekčný čistiaci prostriedok.

Poznámka: Rozhodne nepoužívajte kyslé alebo zásadité výrobky ani rozpúšťadlá, ako je acetón alebo riedidlo.

14. PODMIENKY LIKVIDÁCIE

Pri likvidácii pomôcky ju nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Pomôcku odovzdajte na obecnom zbernom dvore, kde sa použité materiály odovzdávajú na príslušnú recykláciu.

15. NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Náhradné diely a príslušenstvo nájdete výlučne vo všeobecnom katalógu Moretti.

16. TECHNICKÉ ÚDAJE

16.1 Rozmery

ROZMERY A HMOTNOSTI

Rozmery v cm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
CP101-38								38		56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

ROZMERY A HMOTNOSTI

Rozmery v cm



CP300-50	118	90	48	92	73	52	43÷57	50	41	73	32	26	60	20	-	200
CP300-55								55		78						
CP300-60								60		83						
CP620-40	100	73	41	92	80	53	45÷57	40	37	51	26	16,5	50	18	-	110
CP620-43								43		54						
CP620-46								46		57						
CP620-48								48		60						
CP880-35	94	74	36	86÷99	62	42	37÷42	35	37	56	31	14,5	56	15	-	100

Rozmery
v cm

CP115x-40								40		53							
CP115x-43								43		56							
CP115x-46	98	75	41	92	76	50	41÷56	46	43	58,5	25	16	30	20	-		150
CP115x-48								48		61							
CP115x-50								50		63							
CP205B-38								38		52							
CP205B-40								40		54							
CP205B-43								43		57							
CP205B-45	104	76	42	90	71÷80	49	41÷55	45	41	59	25	16,7	30	20	4		150
CP205B-46								46		59,5							
CP205B-48								48		62							
CP205B-50								50		64							
CP310-50								50		63							
CP310-55	104	77	48	92	70	52	43÷57	55	39	68	30	21	32	20	-		200
CP520-40								40		55							
CP520-43								43		58							
CP520-45	99	73	42	93	72	48	42÷56	45	42	60	26	17,5	30	20	-		150
CP520-46								46		60,5							
CP520-48								48		63							
CP625-40								40		51							
CP625-43	88	61	41	92	80	53	45÷57	43	37	54	26	16,5	30	18	-		110

*Rozmery sa môžu líšiť o ± 0,5 cm

16.2 Technické údaje

- Oceľový rám
- Maximálna nosnosť modelov **CP101, CP102B: 120 kg** - modelov **CP110x, CP115x, CP200B, CP205B, CP520: 150 kg** - modelov **CP300, CP310: 200 kg** - modelov **CP620, CP625: 110 kg** - modelu **CP880-35: 100 kg**
- Predné kolesá z PU s priemerom 20 cm
- Predné kolesá z PU, detský model, priemer 15 cm
- Malé zadné kolesá z PU, priemer 30 cm
- Veľké zadné PU kolesá, priemer 60 cm
- Veľké zadné PU kolesá, úzke priechody, priemer 50 cm
- Veľké zadné kolesá, detský model, priemer 56 cm
- Nylonový potah
- Odolnosť voči vznieteniu: Materiály použité na potahy a čalúnenie boli skúšané metódami stanovenými v norme EN 1021-1/2.
- Referenčné normy: EN 12183
- Prevádzková teplota prostredia: -20 °C až +40 °C
- Odporúčané skladovanie: Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo dosahu priamych zdrojov tepla, ako je slnečné svetlo. (odporúčaná teplota od +10 °C do +40 °C)

Obrázky slúžia len na ilustračné účely

17. ZÁRUKA

Na všetky výrobky Moretti sa vzťahuje záruka na chyby materiálu alebo spracovania počas 2 (dvoch) rokov od dátumu predaja výrobku, s výhradou nižšie uvedených výnimiek a obmedzení. Táto záruka neplatí v prípade nesprávneho použitia, zneužitia alebo úpravy výrobku ani pri nedodržaní návodu na použitie. Určený účel výrobku je uvedený v návode na použitie. Spoločnosť Moretti nezodpovedá za žiadne škody, zranenia osôb ani za nič iné, čo bolo spôsobené inštaláciou a/alebo používaním pomôcky v rozpore s pokynmi uvedenými v návode na inštaláciu, montáž a prevádzku. Spoločnosť Moretti neposkytuje záruku na poškodenie ani vady výrobkov Moretti, ak vznikli za týchto okolností: prírodné katastrofy, neoprávnená údržba alebo oprava, poškodenie spôsobené problémami s elektrickým napájaním (ak sa uplatňuje), použitie dielov alebo súčastí, ktoré nedodala spoločnosť Moretti, nedodržanie usmernení a návodu na použitie, neoprávnené úpravy, poškodenie počas prepravy (inej než pôvodnej prepravy spoločnosťou Moretti) alebo nevykonanie údržby podľa tohto návodu. Na opotrebované diely sa táto záruka nevzťahuje, ak je poškodenie spôsobené bežným používaním výrobku.

17.1 Opravy

Záručná oprava: Ak sa počas záručnej doby zistí, že výrobok Moretti má materiálovú alebo výrobnú chybu, spoločnosť Moretti spolu so zákazníkom posúdi, či sa na chybu vzťahuje záruka. Spoločnosť Moretti môže na základe vlastného uváženia vymeniť alebo opraviť výrobok v rámci záruky, a to buď u určeného predajcu Moretti, alebo vo vlastných priestoroch. Náklady na prácu spojené s opravou výrobku môže znášať spoločnosť Moretti, ak sa zistí, že oprava spadá do rozsahu záruky. Opravou alebo výmenou sa záruka neobnovuje ani nepredlžuje.

Oprava výrobku, na ktorý sa nevzťahuje záruka: Výrobok, na ktorý sa nevzťahuje záruka, možno vrátiť na opravu len po predchádzajúcom schválení zákazníckym servisom spoločnosti Moretti. Náklady na prácu a dopravu spojené s opravami, na ktoré sa nevzťahuje záruka, hradí v plnej výške zákazník alebo predajca. Na opravy výrobkov, na ktoré sa nevzťahuje záruka, sa vzťahuje záruka 6 (šesť) mesiacov odo dňa prijatia opraveného výrobku.

Výrobky bez zistenej vady: Zákazník bude informovaný, ak po preskúmaní a otestovaní vráteného výrobku spoločnosť Moretti dospeje k záveru, že výrobok nie je chybný. Výrobok bude vrátený zákazníkovi a zákazník bude zodpovedný za náklady na spätnú dopravu.

17.2 Náhradné diely

Na originálne náhradné diely Moretti sa vzťahuje záruka 6 (šesť) mesiacov odo dňa prijatia náhradného dielu.

17.3 Ustanovenia o vylúčení zodpovednosti

S výnimkou prípadov výslovne uvedených v tejto záruke a v rozsahu povolenom zákonom spoločnosť Moretti neposkytuje žiadne iné vyhlásenia, záruky ani podmienky, výslovne ani implicitne, vrátane vyhlásení, záruk alebo podmienok predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, neporušovania a nezasahovania. Spoločnosť Moretti nezaručuje, že používanie výrobku Moretti bude nepretržité alebo bezchybné. Trvanie akýchkoľvek implicitných záruk, ktoré môžu vyplývať z právnych predpisov, je v rozsahu povolenom zákonom obmedzené na záručnú dobu. Niektoré štáty alebo krajiny nepovoľujú obmedziť trvanie implicitnej záruky ani vylúčiť alebo obmedziť náhradu náhodných či nepriamych škôd v súvislosti so spotrebiteľskými výrobkami. V takýchto štátoch alebo krajinách sa na vás nemusia vzťahovať určité výnimky alebo obmedzenia tejto záruky. Táto záruka sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com e-mail: info@morettispa.com

VYROBENÉ V ČÍNE

SK

** Najnovšiu dostupnú verziu návodu na použitie nájdete na našej webovej stránke.*

Obrázky slúžia len na ilustračné účely



Moretti S.p.A.

Via Bruxelles, 3
52022 Cavriglia (AR), Italy

info@morettispa.com
www.morettispa.com