



NASKENUJTE QR KÓD
PRE VIAC JAZYKOV



SK

Hliníkové chodítka
NÁVOD NA POUŽITIE



OBSAH

1. KÓDY	STR.3
2. ÚVOD	STR.3
3. URČENÝ ÚČEL	STR.3
4. EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE	STR.3
5. UPOZORNENIA	STR.4
5.1 Všeobecné upozornenia	str.4
5.2 Upozornenia na používanie	str.4
5.3 Upozornenia týkajúce sa stability	str.4
5.4 Upozornenia týkajúce sa montáže	str.4
6. POUŽITÉ SYMBOLY	STR.5
7. PRED KAŽDÝM POUŽITÍM	STR.5
8. POKYNY PRE MONTÁŽ	STR.5
8.1 Pred montážou	str.5
8.2 Montáž modelu RP540	str.5
8.2.1 Zloženie chodítka	str.6
8.2.2 Montáž rukoväti a nastavenie držiadiel	str.6
8.2.3 Montáž úložnej tašky	str.6
8.2.4 Sedadlo	str.6
8.2.5 Stúpačky	str.6
8.3 Montáž modelu RP545	str.6
8.3.1 Zloženie chodítka	str.7
8.3.2 Montáž rukoväti a nastavenie držiadiel	str.7
8.3.3 Montáž úložnej tašky	str.7
8.3.4 Sedadlo	str.7
8.4 Montáž modelu RP551	str.7
8.4.1 Zatvorenie chodítka	str.8
8.4.2 Montáž rukoväti a nastavenie držiadiel	str.8
8.4.3 Montáž operadla	str.8
8.4.4 Inštalácia úložnej tašky	str.8
8.4.5 Sedadlo	str.8
9. SPÔSOB POUŽÍVANIA	STR.9
10. BRZDY	STR.9
10.1 Používanie brzdy	str.9
10.2 Zaistenie brzdy (parkovacia brzda)	str.9
11. ÚDRŽBA	STR.9
12. ČISTENIE	STR.9
13. STAROSTLIVOSŤ O KOLESÁ	STR.9
14. TECHNICKÉ ÚDAJE	STR.10
15. VŠEOBECNÉ PODMIENKY LIKVIDÁCIE	STR.10
16. NÁHRADNÉ DIELY/PRIŠLUŠENSTVO	STR.10
17. ZÁRUKA	STR.10
17.1 Opravy	str.11
17.2 Náhradné diely	str.11
17.3 Ustanovenia o vylúčení zodpovednosti	str.11

CE Zdravotnícka pomôcka triedy I

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/745
z 5. apríla 2017 o zdravotníckych pomôckach

1. KÓDY

RP540	Hliníkové štvorkolesové chodítko GAYA 2.0 so sedadlom a stúpačkami
RP545G	Rozložiteľné hliníkové štvorkolesové chodítko OCEANO 2.0 so sedadlom - sivé
RP545L	Hliníkové štvorkolesové chodítko OCEANO 2.0 so sedadlom - limetkové
RP545R	Hliníkové štvorkolesové chodítko OCEANO 2.0 so sedadlom - ružové
RP545B	Hliníkové štvorkolesové chodítko OCEANO 2.0 so sedadlom - modré
RP545A	Rozložiteľné hliníkové štvorkolesové chodítko OCEANO 2.0 so sedadlom - oranžové
RP545V	Rozložiteľné hliníkové štvorkolesové chodítko OCEANO 2.0 so sedadlom - zelené
RP551	Hliníkové štvorkolesové chodítko SATURNO s predlaktovými opierkami

2. ÚVOD

Ďakujeme, že ste si vybrali chodítko z radu MOPEDIA by Moretti S.p.A.

Chodítka MOPEDIA by Moretti S.p.A. boli navrhnuté a vyrobené tak, aby spĺňali všetky vaše požiadavky na praktické, správne a bezpečné používanie. Tento návod obsahuje stručné odporúčania na správne používanie zvolenej pomôcky a dôležité rady pre vašu bezpečnosť. Pred použitím zakúpeného chodítka vám odporúčame prečítať si celý tento návod. V prípade pochybností sa obráťte na svojho predajcu, ktorý vám pomôže a poradí.

3. URČENÝ ÚČEL

Toto chodítko je určené pre ľudí s pohybovými ťažkosťami a môže sa používať ako pomôcka pri chôdzi. Chodítko poskytuje väčšiu stabilitu, oporu a bezpečnosť pri chôdzi. V žiadnom prípade ho nemôžu používať osoby s viditeľne oslabenou funkciou rúk a/alebo paží a osoby s problémami s rovnováhou. Chodítko sa dá používať vonku aj v interiéri. Odporúčame používať len na povrchoch, na ktorých sa všetky kolesá dotýkajú zeme. Nesmie sa používať na skalnatom teréne ani na naklonených plochách, pretože chodítko môže byť nestabilné. Pomôcka nie je určená na prepravu osôb alebo iného materiálu.

POZOR!



- Používanie tejto pomôcky na iné účely, než sú vymedzené v tomto návode, je zakázané.
- Spoločnosť Moretti S.p.A. nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním pomôcky alebo jej používaním iným spôsobom, než je uvedené v tomto návode.
- Výrobca si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia meniť pomôcku aj tento návod s cieľom zlepšiť ich vlastnosti.

4. EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť MORETTI SpA vyhlasuje na svoju výhradnú zodpovednosť, že výrobky, ktoré vyrába a uvádza na trh a ktoré patria do skupiny CHODÍTKA - MOPEDIA, sú v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia (EÚ) 2017/745 o ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCKACH z 5. apríla 2017. Na tento účel spoločnosť MORETTI SpA zaručuje a vyhlasuje na svoju výhradnú zodpovednosť nasledovné:

1. Predmetné pomôcky spĺňajú všeobecné požiadavky na bezpečnosť a výkon podľa prílohy I k nariadeniu (EÚ) 2017/745, ako sa vyžaduje v prílohe IV uvedeného nariadenia.
2. Predmetné pomôcky NIE SÚ MERACÍMI PRÍSTROJMI.
3. Predmetné pomôcky NIE SÚ URČENÉ NA KLINICKÉ SKÚŠANIA.
4. Predmetné pomôcky sa uvádzajú na trh v NESTERILNOM balení.
5. Predmetné pomôcky sa v súlade s prílohou VIII uvedeného nariadenia zaraďujú do triedy I.

6. Spoločnosť MORETTI SpA uchováva technickú dokumentáciu preukazujúcu zhodu s nariadením (EÚ) 2017/745 a sprístupňuje ju príslušným orgánom najmenej 10 rokov od dátumu výroby poslednej šarže.

Poznámka: Úplné kódy výrobkov, registračné číslo výrobcu (SRN), základný identifikátor UDI-DI a prípadné odkazy na použité normy sú uvedené v EÚ vyhlásení o zhode, ktoré spoločnosť MORETTI SPA vydáva a sprístupňuje prostredníctvom svojich kanálov.

5. UPOZORNENIA

5.1 Všeobecné upozornenia

- Výrobok NEINŠTALUJTE ani NEPOUŽÍVAJTE, kým si neprečítate tento návod a neporozumiete mu. Ak nerozumiete upozorneniam, bezpečnostným opatreniam alebo pokynom, pred montážou výrobku sa obráťte na zdravotníckeho pracovníka, predajcu alebo technický personál, aby ste predišli poškodeniu alebo zraneniu.
- Chodítko smú používať iba pacienti s primeranými motorickými schopnosťami, ktoré zaručujú jeho bezpečné používanie;
- O vhodnosti výrobku, správnom nastavení a používaní chodítka sa poraďte s lekárom alebo terapeutom;
- Lekár alebo terapeut by vám mal pomôcť nastaviť výšku chodítka tak, aby poskytovalo maximálnu oporu, umožňovalo správne ovládanie brzdy a bolo celkovo správne zostavené.
- Chodítko nie sú určené na samostatný pohon používateľom.
- Používateľ a/alebo pacient musí každú závažnú nehodu, ku ktorej došlo v súvislosti s pomôckou, nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ a/alebo pacient bydlisko.

5.2 Upozornenia na používanie

1. Vždy sa uistite, že je brzdové lanko správne upevnené.
2. Po každom nastavení výšky vždy skontrolujte správnu funkciu brzdy, aby sa zabránilo nadmernému voľnému prehnutiu lanka.
3. Nedodržanie týchto jednoduchých upozornení môže viesť k zraneniu osôb.
4. Chodítko sa môže používať len na pevnom a rovnom povrchu. Nepoužívajte chodítko na výstup po schodoch!
5. Vždy sa oprite o obe riadidlá, aby ste udržali rovnováhu.
6. Osobitnú pozornosť venujte mokrým, zľadovatým alebo zasneženým povrchom.
7. Chodítko príliš nezaťažujte.
8. Sedadlo chodítka (ak je súčasťou výbavy) nepoužívajte na prepravu predmetov ani osôb; sedadlo je určené na sedenie používateľa so zatiahnutou parkovacou brzdou;
9. Všetky kolesá musia byť počas používania stále v kontakte s podlahou, aby sa zabezpečila správna stabilita chodítka a maximálna bezpečnosť.
10. Pred použitím sedadla musí byť zatiahnutá parkovacia brzda.

POZNÁMKA: Keď sa chodítko používa v stojacej polohe, parkovacia brzda musí byť zaistená.

5.3 Upozornenia týkajúce sa stability

- Chodítko je určené pre osobu s hmotnosťou najviac 136 kg vrátane nákladu v taške.
- Maximálna nosnosť tašky/košíka je 5 kg. Nepreťažujte ich, aby ste zabránili strate rovnováhy a riziku prevrátenia.

5.4 Upozornenia týkajúce sa montáže

- Po zostavení alebo rozložení chodítka skontrolujte, či je podpera sedadla zaistená na oboch stranách a či je bezpečnostný prvok upevnený v správnej polohe.
- Skontrolujte, či sú obe nosné rúrky rukoväti správne zasunuté do rámu a pevne zaistené príslušnými aretačnými gombíkmi a krídlovými maticami bez akejkoľvek vôle.

Obrázky slúžia len na ilustračné účely

- Na rám chodítka nič nevešajte, aby ste zabránili deformácii rúrok a neovplyvnili jeho stabilitu.

Poznámka: Pri otváraní a zatváraní dávajte pozor, aby nedošlo k zachyteniu prstov a/alebo odevu.

6. POUŽITÉ SYMBOLY



Kód výrobku



Jedinečný identifikátor pomôcky



Označenie CE



Výrobca



Číslo výrobnej šarže



Prečítajte si návod na použitie



Zdravotnícka pomôcka



Podmienky likvidácie



Maximálna nosnosť

7. PRED KAŽDÝM POUŽITÍM

Pred použitím pomôcky vždy skontrolujte:

- Skontrolujte, či sú všetky časti chodítka bezpečne zaistené;
- Skontrolujte, či sú všetky skrutky pevne dotiahnuté;
- Skontrolujte, či je sedadlo správne zaistené (ak nie, zatlačte ho silnejšie nadol smerom k rámu);
- Skontrolujte, či je poistka sedadla správne zaistená;
- Skontrolujte správnu funkciu prevádzkovej aj parkovacej brzdy;

8. POKYNY PRE MONTÁŽ

8.1 Pred montážou

Vybalte výrobok a skontrolujte, či sa počas prepravy nepoškodil. Ak je chodítko poškodené, kontaktujte najbližšieho predajcu.

8.2 Montáž modelu RP540

- Chodítko sa dodáva so samostatne zabalenými stúpačkami.
- Pri prvej montáži chodítka nie sú rukoväti s aretačnými gombíkmi pripojené; zasuňte preto obe rúrky do zvislých stĺpikov.



- Zatlačte sedadlo chodítka nadol, kým sa rúrky rámu nezaistia v blokovacej polohe.
- Pred použitím sa vždy uistite, že sa chodítko pri pôsobení malej bočnej sily samovoľne nezloží.
- Namontujte stúpačky.



POZOR! Uistite sa, že sú aretačné gombíky správne zasunuté do otvorov.

Pred použitím sa vždy uistite, že sa chodítko pri pôsobení malej bočnej sily samovoľne nezloží. Pri pripájaní riadiadiel a kolies dbajte na to, aby ste brzdové lanká neprekrútili.

8.2.1 Zloženie chodítka

Chodítko zložte energickým potiahnutím popruhu na sedadle smerom nahor.

8.2.2 Montáž rukoväti a nastavenie držiadla

Vložte rukoväť do konštrukcie. Stlačte pružinové tlačidlo a nastavte požadovanú výšku. Zopakujte postup na opačnej strane a uistite sa, že sú obe rukoväte pevne zaistené a v rovnakej výške. Chodítko je vybavené výškovo nastaviteľnými rukoväťami, ktoré možno prispôsobiť potrebám používateľa.



POZOR!

Nastavte výšku chodítka tak, aby používateľ stojaci s rukami pozdĺž tela mal zápästia vo výške rukoväti. Tým sa zabezpečí, že ruky budú pri používaní chodítka ohnuté v uhle približne 20° - 30°.

8.2.3 Montáž úložnej tašky

Úložnú tašku namontujete zavesením jej pútko na podperu sedadla.



POZOR!

Maximálna nosnosť tašky 5 kg. Nepreťažujte, aby ste sa vyhli nerovnováhe a rizikám preklopenia.

8.2.4 Sedadlo


Predtým, ako si sadnete, položte chodítko na rovný, pevný povrch a zabrzďte ho. V prípade potreby otočte operadlo. Uistite sa, že je blokovacia západka bezpečná a že je chodítko v stabilnej polohe.



POZOR!

Posadte sa tak, aby ste rozložili svoju hmotnosť na celé sedadlo. Nesadajte si tak, aby bola hmotnosť sústredená iba na jednej strane sedadla.


8.2.5 Stúpačky



Zasuňte stúpačky do príslušných čapov. Ak sa stúpačky nepoužívajú, uložte ich podľa obrázka a zaistite sponami.

8.3 Montáž modelu RP545

- Kolesá otočte do správnej polohy, uvoľnite popruh zaistujúci zadné kolesá a predné aj zadné kolesá zaistite dodanými aretačnými gombíkmi.
- Pri prvej montáži chodítka nie sú rukoväti s aretačnými gombíkmi pripojené; zasuňte preto obe rúrky do zvislých stĺpikov.



- Zatlačte sedadlo chodítka nadol, kým sa rúrky rámu nezaistia v blokovacej polohe, a potom zaistíte bezpečnostnú sponu.



POZOR!

Uistite sa, že sú aretačné gombíky správne zasunuté do otvorov. Pred použitím sa vždy uistite, že sa chodítko pri pôsobení malej bočnej sily samovoľne nezloží. Pri pripájaní riadidiel a kolies dbajte na to, aby ste brzdové lanká neprekrútili.

8.3.1 Zloženie chodítka

Chodítko zložíte energickým potiahnutím popruhu na sedadle smerom nahor.

8.3.2 Montáž rukovätí a nastavenie držiadiel

Vložte rukoväte do konštrukcie. Stlačte pružinové tlačidlo a nastavte požadovanú výšku. Zopakujte postup na opačnej strane a uistite sa, že sú obe rukoväte pevne zaistené a v rovnakej výške. Chodítko je vybavené výškovo nastaviteľnými rukoväťami, ktoré možno prispôbiť potrebám používateľa.



POZOR!

Nastavte výšku chodítka tak, aby používateľ stojaci s rukami pozdĺž tela mal zápastia vo výške rukovätí. Tým sa zabezpečí, že ruky budú pri používaní chodítka ohnuté v uhle približne 20° - 30°.

8.3.3 Montáž úložnej tašky

Úložnú tašku namontujete zavesením jej pútok na podperu sedadla a upevnením popruhov so suchým zipsom k rámu.



POZOR!

Maximálna nosnosť tašky 5 kg. Nepreťažujte, aby ste sa vyhli nerovnováhe a rizikám preklopenia.

8.3.4 Sedadlo

Predtým, ako si sadnete, položte chodítko na rovný, pevný povrch a zabrzďte ho. Uistite sa, že je blokovacia západka bezpečná a že je chodítko v stabilnej polohe.



POZOR!


Posaďte sa tak, aby ste rozložili svoju hmotnosť na celé sedadlo. Nesadajte si tak, aby bola hmotnosť sústredená iba na jednej strane sedadla.

8.4 Montáž modelu RP551

- Ak je bezpečnostná poistka zaistená, uvoľnite ju.
- Pri prvej montáži chodítka nie sú rukoväte s aretačnými gombíkmi pripojené; zasuňte preto obe rúrky do zvislých stĺpikov.



- Zatlačte sedadlo chodítka nadol, kým sa rúrky rámu nezaistia v blokovacej polohe, a potom zaistíte bezpečnostnú sponu.



- Otočte držiačky kolies a zaistite ich čapom podľa obrázka.



POZOR!

Pred použitím sa vždy uistite, že sa chodítko pri pôsobení malej bočnej sily samovoľne nezloží. Pri pripájaní riadiadiel a kolies dbajte na to, aby ste brzdové lanká neprekrútili.

8.4.1 Zatvorenie chodítka

Chodítko zložíte energickým zdvihnutím sedadla smerom nahor.

8.4.2 Montáž rukovätí a nastavenie držiadiel

Rukoväti zasunúte do rámu a riadne ich zaistite. Chodítko je vybavené výškovo nastaviteľnými rukoväťami s aretačnými gombíkmi, ktoré umožňujú prispôsobenie potrebám používateľa.



POZOR!

Nastavte výšku chodítka tak, aby používateľ stojaci s rukami pozdĺž tela mal zápästia vo výške rukovätí. Tým sa zabezpečí, že ruky budú pri používaní chodítka ohnuté v uhle približne 20° - 30°

8.4.3 Montáž operadla

Zasuňte operadlo do príslušných plastových vodiacich prvkov na ráme chodítka.

8.4.4 Inštalácia úložnej tašky

Úložnú tašku namontujete zavesením jej pútok na podperu sedadla a upevnením popruhov so suchým zipsom k rámu.



POZOR!

Maximálna nosnosť tašky 5 kg. Kôš nepreťažujte, aby ste predišli narušeniu rovnováhy a riziku prevrátenia.

8.4.5 Sedadlo

Predtým, ako si sadnete, položte chodítko na rovný, pevný povrch a zabrzďte ho. Uistite sa, že je blokovacia západka bezpečná a že je chodítko v stabilnej polohe.

**POZOR!**

Posaďte sa tak, aby ste rozložili svoju hmotnosť na celé sedadlo. Nesadajte si ani sa neposúvajte len na jednu stranu.

9. SPÔSOB POUŽÍVANIA

Začnite tlačiť v stoji s oboma rukami na rukovätiach;

Pred použitím chodítka sa uistite, že máte suché ruky, aby ste zabránili pošmyknutiu;

- Kráčajte vzpriamene a pozerajte sa dopredu, nie nadol;
- Chodítko netlačte príliš ďaleko od tela; mohlo by dôjsť k pádu a nevhodnému zaťaženiu.
- Chodítkom neprekonávajte prahy ani schodíky vyššie ako 20 mm;
- Pri používaní vonku uprednostňujte chodníky upravené v súlade s predpismi o odstraňovaní architektonických bariér.
- Pri prekonávaní malých prekážok zošliapnite zadné nášlapné páky a nadvihnite prednú časť chodítka (iba modely RP540, RP545 a RP551).

10. BRZDY

Správna funkčnosť brzd závisí od opotrebenia a nečistôt nahromadených na kolesách. Pred každým použitím skontrolujte stav brzd a kolies.

10.1 Používanie brzdy

Ak chcete chodítko zabrzdiť, potiahnite brzdové páčky prstami smerom nahor, kým chodítko nespomalí alebo nezastaví. Ak chcete pokračovať v pohybe chodítka, uvoľnite brzdové páčky.

10.2 Zaistenie brzdy (parkovacia brzda)

Brzdové páčky zatlačte dlaňou nadol; keď začujete „kliknutie“,

kolesá sú zaistené. Zdvihnutím brzdových páčok uvoľníte parkovaciu brzdú.

**POZOR!**

Keď používateľ stojí, brzdy musia byť zaistené.

11. ÚDRŽBA

Pomôcky radu **MOPEDIA** by Moretti S.p.A. sú pri uvedení na trh dôkladne skontrolované a označené označením CE. V záujme bezpečnosti pacienta a lekára sa odporúča nechať najmenej každé 2 roky skontrolovať spôsobilosť chodítka na používanie výrobcom alebo autorizovaným laboratóriom. Pri oprave sa smú používať iba originálne náhradné diely a príslušenstvo.

Životnosť výrobku závisí od používania, údržby, skladovania a čistenia.

12. ČISTENIE

Na čistenie dielov používajte len vlhkú handričku s neutrálnymi čistiacimi prostriedkami. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá a kovové kefy alebo abrazívne či ostré predmety, mohli by výrobok poškodiť.

13. STAROSTLIVOSŤ O KOLESÁ

1. Kolesá vyčistíte vlažnou vodou s neutrálnym čistiacim prostriedkom. Utrite do sucha čistou handričkou.
2. Kolesá pravidelne premazávajúte.

14. TECHNICKÉ ÚDAJE

Séria GAYA 2.0										
Kód výrobku	RP540									
Sedadlo	45x31 cm									
Konštrukcia	Hliník									
Rozmery a hmotnosti										
										
RP540	75	85 97	55	63	52	28	9,6	20	20	136 kg
Séria OCEANO 2.0 SATURNO										
Kód výrobku	RP545					RP551				
Sedadlo	45x20 cm					44x24 cm				
Konštrukcia	Hliník									
Rozmery a hmotnosti										
										
RP545x	69	79 92	54	62	47	27	7,6	20	20	136 kg
RP551	70	115÷130 Predlaktová opierka 100÷115	61	68	52	28	7,9	25		

*Rozmery sú uvedené v cm a môžu sa líšiť o $\pm 0,5$ cm

15. VŠEOBECNÉ PODMIENKY LIKVIDÁCIE

Pri likvidácii pomôcky ju nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Pomôcku odovzdajte na obecnom zbernom dvore, kde sa použité materiály odovzdávajú na príslušnú recykláciu.

16. NÁHRADNÉ DIELY/PRÍSLUŠENSTVO

Náhradné diely a príslušenstvo nájdete v hlavnom katalógu spoločnosti Moretti S.p.A.

17. ZÁRUKA

Na všetky výrobky Moretti sa vzťahuje záruka na chyby materiálu alebo spracovania po dobu dvoch (2) rokov od dátumu predaja výrobku, s výhradou nižšie uvedených výnimiek a obmedzení. Táto záruka neplatí v prípade nesprávneho použitia, zneužitia alebo úpravy výrobku a v prípade nedodržania návodu na použitie. Určený účel výrobku je uvedený v návode na použitie.

Spoločnosť Moretti nezodpovedá za žiadne škody, zranenia osôb ani za nič iné, čo bolo spôsobené inštaláciou a/alebo používaním pomôcky v rozpore s pokynmi uvedenými v návode na inštaláciu, montáž a prevádzku.

Spoločnosť Moretti neposkytuje záruku na poškodenie ani vady výrobkov Moretti, ak vznikli za týchto okolností: prírodné katastrofy, neoprávnená údržba alebo oprava, poškodenie spôsobené problémami s elektrickým napájaním (ak sa uplatňuje), použitie dielov alebo súčastí, ktoré nedodala spoločnosť Moretti, nedodržanie usmernení a návodu na použitie, neoprávnené úpravy, poškodenie počas prepravy (inej než pôvodnej prepravy spoločnosťou Moretti) alebo nevykonanie údržby podľa tohto návodu. Na opotrebované diely sa táto záruka nevzťahuje, ak je poškodenie spôsobené bežným používaním výrobku.

17.1 Opravy

Záručná oprava: Ak sa počas záručnej doby zistí, že výrobok Moretti má materiálovú alebo výrobnú chybu, spoločnosť Moretti spolu so zákazníkom posúdi, či sa na chybu vzťahuje záruka. Spoločnosť Moretti môže na základe vlastného uváženia vymeniť alebo opraviť výrobok v rámci záruky, a to buď u určeného predajcu Moretti, alebo vo vlastných priestoroch. Náklady na prácu spojené s opravou výrobku môže znášať spoločnosť Moretti, ak sa zistí, že oprava spadá do rozsahu záruky. Opravou alebo výmenou sa záruka neobnovuje ani nepredlžuje.

Oprava výrobku, na ktorý sa nevzťahuje záruka: Výrobok, na ktorý sa nevzťahuje záruka, možno vrátiť na opravu len po predchádzajúcom schválení zákazníckym servisom spoločnosti Moretti. Náklady na prácu a dopravu spojené s opravami, na ktoré sa nevzťahuje záruka, hradí v plnej výške zákazník alebo predajca. Na opravy výrobkov, na ktoré sa nevzťahuje záruka, sa vzťahuje záruka 6 (šesť) mesiacov odo dňa prijatia opraveného výrobku.

Výrobky bez zistenej vady: Zákazník bude informovaný, ak po preskúmaní a otestovaní vráteného výrobku spoločnosť Moretti dospeje k záveru, že výrobok nie je chybný. Výrobok bude vrátený zákazníkovi a zákazník bude zodpovedný za náklady na spätnú dopravu.

17.2 Náhradné diely

Na originálne náhradné diely MORETTI sa vzťahuje záruka 6 (šesť) mesiacov odo dňa prijatia náhradného dielu.

17.3 Ustanovenia o vylúčení zodpovednosti

S výnimkou prípadov výslovne uvedených v tejto záruke a v rozsahu povolenom zákonom spoločnosť Moretti neposkytuje žiadne iné vyhlásenia, záruky ani podmienky, výslovné ani implicitné, vrátane vyhlásení, záruk alebo podmienok predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, neporušovania a nezasahovania. Spoločnosť Moretti nezaručuje, že používanie výrobku Moretti bude nepretržité alebo bezchybné. Trvanie akýchkoľvek implicitných záruk, ktoré môžu vyplývať z právnych predpisov, je v rozsahu povolenom zákonom obmedzené na záručnú dobu. Niektoré štáty alebo krajiny nepovoľujú obmedziť trvanie implicitnej záruky ani vylúčiť alebo obmedziť náhradu náhodných či nepriamych škôd v súvislosti so spotrebiteľskými výrobkami. V takýchto štátoch alebo krajinách sa na vás nemusia vzťahovať určité výnimky alebo obmedzenia tejto záruky. Táto záruka sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

**ZÁRUČNÝ LIST****Výrobok** _____**Zakúpené dňa** _____**Predajca** _____

Ulica _____ Miesto _____

Predané komu _____

Ulica _____ Miesto _____

**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20122 Cavriago (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com e-mail: info@morettispa.com**VYROBENÉ V ČR**

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

SK

POZNÁMKY

[illegible]

[illegible]

SK



Moretti S.p.A.

Via Bruxelles, 3
52022 Cavriglia (AR), Italy

info@morettispa.com
www.morettispa.com