



MA CP100B-xx_CP100R-xx_CP103R-xx_CP104-xx_CP105-xx_CP500B-xx_CP500R-xx_CP505-xx 02 A_SI_04-2025

INVALIDSKI VOZIČKI ARDEA ONE NAVODILA ZA UPORABO

INDEKS

1. KODE.....	STRAN.3
2. UVOD	STRAN.3
3. PREDVIDENA UPORABA	STRAN.3
4. IZJAVA EU O SKLADNOSTI	STRAN.3
5. SPLOŠNA OPOZORILA	STRAN.4
6. UPORABLJENA SIMBOLIKA.....	STRAN.4
7. SPLOŠNI OPIS.....	STRAN.5
7.1 Pogled in seznam delov	stran. 5
8. MONTAŽA/DEMONTAŽA.....	STRAN.5
8.1 Odpiranje.....	stran. 5
8.2 Zapiranje.....	stran. 6
8.3 Namestitvev/odstranitvev naslonjal za roke	stran. 6
8.4 Namestitvev/odstranitvev stranskih ali dvizhnih ploščadi	stran. 6
8.5 Nastavitev stranskih naslonov za noge	stran. 7
8.6 Prilagoditev dvizhnih ploščadi (OPCIONALNO)	stran. 7
8.7 Namestitvev/odstranitvev majhnih zadnjih koles (samo za GO!)	stran. 7
8.8 Nastavitev zavor z majhnimi zadnjimi kolesi (samo za GO!).....	stran. 8
8.9 Namestitvev/odstranitvev velikih zadnjih koles (samo za START/START2 in START3).....	stran. 8
8.10 Nastavitev zavor z velikimi zadnjimi kolesi (samo za START/START2 in START3).....	stran. 8
9. PRED VSAKO UPORABO.....	STRAN.9
10. OPOZORILA ZA UPORABO	STRAN.9
11. NAČIN UPORABE.....	STRAN.9
11.1 Vstop v invalidski voziček	stran. 9
11.2 Izstopanje iz invalidskega vozička.....	stran. 9
11.3 Stopnice in neravnine (nasveti, kako se jih lahko lotite sami)	stran. 9
11.4 Uporaba naslonov za roke.....	stran. 10
11.5 Uporaba koles z lastnim pogonom	stran. 10
11.6 Uporaba majhnih koles.....	stran. 10
11.7 Uporaba majhnih koles za ozke prehode (standardno pri modelih s hitrim sproščanjem).....	stran. 10
11.8 Prevoz s prevoznimi sredstvi	stran. 10
12. VZDRŽEVANJE.....	STRAN.11
13. ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE	STRAN.11
13.1 Čiščenje oblazinjenja in oblazinjenja	stran. 11
13.2 Čiščenje okvirja in kovinskih delov	stran. 11
13.3 Čiščenje koles in zavor	stran. 11
13.4 Dezinfekcija.....	stran. 11
14. POGOJI ODSTRANJEVANJA	STRAN.11
15. REZERVNI DELI IN DODATKI	STRAN.11
16. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE.....	STRAN.12
16.1 Dimenzije.....	stran. 12
16.2 Tehnične specifikacije	stran. 13
17. GARANCIJA	STRAN.13
17.1 Popravila.....	stran. 13
17.2 Rezervni deli	stran. 14
17.3 Klavzule o izvzetju	stran. 14



Medicinski pripomoček razreda I
UREDBA (EU) 2017/745 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomočkih

1. KODE

CP100B-xx	Serijski START kolesa 60 cm - Zložljiva na lastni pogon
CP100R-xx	Kolesa serije START 60 cm - Samohodni zložljivi
CP103R-xx	Serijski START2 kolesa 60 cm - Samohodni zložljivi
CP104-xx	START SERIJA3 kolesa 60 cm - Zložljivi samovozeči dvojni križ z dvojno luknjo
CP105-xx	Kolesa serije START3 GO! 30 cm - Zložljiva tranzitna kolesa z dvojnimi križem in dvojno luknjo
CP500B-xx	Kolesa serije GO! 30 cm - Zložljivi prevoz
CP500R-xx	Kolesa iz serije GO! 30 cm - Zložljivi prevoz
CP505-xx	Serijski GO!2 30 cm kolesa - Zložljivi tranzitni dvojni križ

(R = rdeča; B = modra; xx = označuje razpoložljivo velikost sedeža, npr. 40-43-45-48-50 cm, 38 in 46 cm samo za modro barvo)

2. UVOD

Hvala, ker ste izbrali invalidski voziček **ARDEA ONE** by Moretti S.p.A., ki je zasnovan za premikanje oseb z gibalnimi težavami tako doma kot zunaj njega, na potovanjih ali pri preprostih vsakodnevnih opravilih. Ta priročnik vsebuje majhne nasvete za pravilno uporabo izbranega pripomočka in dragocene nasvete za vašo varnost. Priporočamo, da pred uporabo invalidskega vozička natančno preberete celoten priročnik. Če ste v dvomih, se obrnite na svojega prodajalca, ki vam bo lahko pomagal in pravilno svetoval.

Opomba: Preverite, ali niso bili vsi deli invalidskega vozička poškodovani med prevozom. V primeru poškodb izdelka ne uporabljajte in se za nadaljnja navodila obrnite na prodajalca.

3. PREDVIDENA UPORABA

Ta invalidski voziček je namenjen gibanju oseb z gibalnimi težavami in ga je mogočesed uporabljati z lastnim pogonom (če je opremljen z velikimi zadnjimi kolesi) ali s pomočjo upravljalca. V vseh primerih pa je za različne potrebne prilagoditve potreben upravljaivec.

OPOZORILO!



- Uporaba naslednje naprave za namene, ki niso opredeljeni v tem priročniku, je prepovedana.
- Družba Moretti S.p.A. zavrača vsakršno odgovornost za škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe naprave ali uporabe, ki ni navedena v tem priročniku.
- Proizvajalec si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila spremeni napravo in priročnik, da bi izboljšal njene lastnosti.

4. IZJAVA EU O SKLADNOSTI

Družba MORETTI S.p.A. na lastno odgovornost izjavlja, da so izdelki, ki jih proizvaja in daje na trg sama družba MORETTI S.p.A. ter so del družine invalidskih vozičkov ARDEA ONE, skladni z veljavnimi določbami Uredbe 2017/745 o medicinskih pripomočkih z dne 5. aprila 2017.

V ta namen družba MORETTI SpA jamči in na lastno odgovornost izjavlja naslednje:

1. Zadevni pripomočki izpolnjujejo splošne varnostne in izvedbene zahteve, kot jih zahteva Priloga I k Uredbi 2017/745, kot je določeno v Prilogi IV k navedeni uredbi.

2. Naprave NISO MERILNI INSTRUMENTI.
3. Te naprave NISO NAMENJENE ZA KLINIČNE RAZISKAVE.
4. Ti pripomočki se tržijo v embalaži, ki ni namenjena za uporabo v stekleni embalaži.
5. Pripomočke je treba šteti v razred I v skladu z določbami Priloge VIII k zgoraj navedeni uredbi.
6. Družba MORETTI SpA hrani tehnično dokumentacijo, ki dokazuje skladnost z Uredbo 2017/745, in jo da na voljo pristojnim organom vsaj 10 let od datuma izdelave zadnje serije.

Opomba: Celotne oznake izdelkov, serijska številka proizvajalca (SRN), osnovna oznaka UDI-DI in vsa sklicevanja na uporabljene standarde so vključeni v izjavo EU o skladnosti, ki jo izda družba MORETTI SPA in je na voljo po njenih kanalih.

5. SPLOŠNA OPOZORILA

- Za pravilno uporabo naprave natančno preberite naslednji priročnik.
- Za pravilno uporabo naprave se vedno posvetujte z zdravnikom ali terapevtom.
- Ker je embalaža izdelana iz kartona, izdelek v embalaži hranite stran od virov toplote.
- Življenjska doba naprave je odvisna od obrabe delov, ki jih ni mogoče popraviti in/ali zamenjati.
- Vedno bodite pozorni na prisotnost gibljivih delov, ki lahko povzročijo zagozditev okončin in telesne poškodbe.
- Vedno bodite pozorni na prisotnost otrok.
- Za pravilno dvigovanje invalidskega vozička ga je treba zložiti v skladu z navodili v tem priročniku in ga nato prijeti za ročaje.
- Invalidskega vozička ne dvigujte za odstranljive dele, ki bi se lahko med dvigovanjem nehote odtrgali.
- Uporabnik in/ali pacient o vsakem resnem incidentu, ki se je zgodil v zvezi s pripomočkom, obvesti proizvajalca in pristojni organ države članice, v kateri ima uporabnik in/ali pacient sedež.

6. UPORABLJENA SIMBOLIKA

	Koda izdelka
	Edinstveni identifikator naprave
	Serijska številka
	Oznaka CE
	Proizvajalec
	Proizvodna serija
	Preberite navodila v priročniku
	Medicinski pripomoček
	Pogoji odstranjevanja
	Največja podprta teža


7. SPLOŠNI OPIS

7.1 Pogled in seznam delov


Odvisno od modela invalidskega vozička, ki ga izberete, so to elementi, ki ga sestavljajo:




A - Osnovni okvir za invalidski voziček
B - Komplet montažnih ključev



C - Stranski podstavki za noge



D - Majhna zadnja kolesa
(premer 30 cm) tranzitni model



E - Velika zadnja kolesa
(premer 60 cm) samovozni model

8. MONTAŽA/DEMONTAŽA

8.1 Odpiranje




(SLIKA 1)

Opomba: Oglejte si varnostna opozorila v teh navodilih za uporabo.

- Primite cevi ročajev in potegnite navzven ter potisnite sedež navzdol, pri čemer se prepričajte, da je invalidski voziček popolnoma odprt. (SLIKA 1)

8.2 Zapiranje



(SLIKA 2)

- Močno dvignite sedež in zaprite invalidski voziček tako, da združite obe potisni ročici. (SLIKA 2)

8.3 Namestitev/odstranitev naslonjala za roke

CP100B-xx / CP100R-xx / CP103R-xx / CP104-xx / CP105-xx / CP500B-xx / CP500R-xx / CP505-xx



(SLIKA 3)



(SLIKA 4)

Slike za ponazoritev

- Roki vstavite v zadnji nosilec, nato ju nagnite naprej in ju prav tako zataknete v sprednji nosilec (SLIKA 3).
- Za odstranitev pritisnite sprednjo sprostitevno ročico, nato zložite naslonjala za roke nazaj in potegnite zadnjo sprostitevno ročico, da jih odstranite. (SLIKA 4).

8.4 Namestitev/odstranitev stranskih ali dvizhnih ploščadi



(SLIKA 5)

- Če želite namestiti stranski in dvizhni podstavek za noge, poravnajte luknje v podstavkih z ustreznimi zatiči na okvirju invalidskega vozička, nato obrnite podstavek za noge navznoter, da se zaklepni vzvod pravilno zatakne na okvir invalidskega vozička. (SLIKA 5)
- Če jo želite odstraniti, odvežite podnožje z okvirja invalidskega vozička, nato ga obrnite navzven in potegnite navzgor.

8.5 Nastavitev stranskih naslonov za noge

(SLIKA 6)



- Če želite prilagoditi dolžino podnožnikov, sprostite levi varnostni vzvod na dnu, nato pritisnite vzmetni gumb in potisnite cev podnožnika, dokler gumb ne zaskoči v željeno odprtino. Nato znova zaklenite varnostni vzvod. (SLIKA 6)

8.6 Prilagoditev dvižnih ploščadi (OPCIONALNO)



- Če želite prilagoditi dolžino podnožnikov, sprostite levi varnostni vzvod na dnu, nato pritisnite vzmetni gumb in potisnite cev podnožnika, dokler gumb ne zaskoči v željeno odprtino. Nato znova zaklenite varnostni vzvod. SLIKA 7 (ref.P)
- Za nastavitev nagiba podnožja premaknite vzvod, označen na sliki 7 (op. L), in ko najdete pravo nastavitev, sprostite vzvod, da se ploščadi zaskočita.

8.7 Namestitev/odstranitev majhnih zadnjih koles (samo za GO!)

Zadnja kolesa s premerom 30 cm morajo biti nameščena v zadnji luknji na dnu okvirja.



(SLIKA 8)

Kolesa s fiksnim zasukom (samo za GO!)

- Vstavite manjše kolo in ga zaklenite s priloženo matico.
- Če ga želite odstraniti, odvijte pritrdilno matico in izvlecite kolo Slika za ponazoritev

8.8 Nastavitev zavor z majhnimi zadnjimi kolesi (samo za GO!)



(SLIKA 9) Slika za ilustracijo

- Pri zadnjih kolesih s premerom 30 cm mora biti zavora nameščena na delu okvirja, kot je prikazano na (SLIKA 9).

Opomba: nastavite razdaljo drsnika od kolesa tako, da bo ob uporabi zavore dovolj pritiska, da bo kolo zanesljivo blokirano.

8.9 Namestitev/odstranitev velikih zadnjih koles (samo za START/START2 in START3)

Zadnji kolesi s premerom 60 cm morata biti nameščeni v sredinski luknji na okvirju in v zgornji luknji med dvema na START3 (CP104-xx).



(SLIKA 10)

Pri kolesih s hitrim sproščanjem (samo za START2 in START3)

- Odstranite plastične pokrovčke na luknji in vstavite kolesa, tako da jih pritisnete proti okvirju, dokler samodejna zaporna naprava ne zaskoči. (SLIKA 10)
- Če ga želite odstraniti, pritisnite gumb na sredini kolesnega obroča, da sprostite zaklep in izvalcite kolo navzven. (SLIKA 10)

Pri kolesih s fiksno osjo (samo za START)

- Vstavite veliko kolo in ga pritrdite s priloženo matico.
- Za odstranitev odvijte pritrdilno matico, izvalcite kolo navzven

8.10 Nastavitev zavor z velikimi zadnjimi kolesi (samo za START/START2 in START3)



(SLIKA 11)

- Pri zadnjih kolesih s premerom 60 cm je treba zavoro namestiti na naguban del okvirja, kot je prikazano na spletni strani (SLIKA 11), pri čemer se drsni zavore zaskoči z dvema imbusnima vijakoma na nosilcu.

Opombe: Oddaljenost drsnika od kolesa nastavite tako, da bo ob uporabi zavore dovolj pritiska za varno blokiranje kolesa.

9. PRED VSAKO UPORABO

- Vedno preverite stanje obrabe mehanskih delov, da zagotovite
- Vedno preverite stanje obrabe mehanskih delov v igri, da zagotovite. Preverite, ali je naprava pravilno sestavljena, pri čemer bodite posebej pozorni na pravilno namestitve zadnjih koles.
- Preverite, ali je sedež v zadnjem zaklenjenem položaju popolnoma odprt. (v nasprotnem primeru pritisnite sedež bolj navzdol proti okvirju).
- Preverite pravilno delovanje zavore na zadnjih kolesih.

10. OPOZORILO ZA UPORABO

- Invalidski voziček se ne sme uporabljati kot sedež v motornih vozilih.
- Vedno se prepričajte, da je zavorna naprava pravilno nastavljena in deluje.
- Pri uporabi invalidskega vozička je treba biti previden, da se prsti ne ujamejo v nekatere dele, kot so kolesa ali zavore.
- Upoštevajte, da se površinska temperatura invalidskega vozička lahko poveča, če je izpostavljen zunanjim virom toplote, kot je sončna svetloba.

11. NAČIN UPORABE

Opomba: Upoštevajte splošna opozorila v tem priročniku z navodili.



OPOZORILO!

- Samostojno vstopanje in izstopanje iz invalidskega vozička je lahko nevarno: to počnite le, če ste fizično sposobni, in previdno.
- Ne naslanjajte se na odstranljive dele, najboljše na okvir sedeža.

PRI VSTOPANJU V INVALIDSKI VOZIČEK ALI IZSTOPANJU IZ NJEGA SE NE NASLANJAJTE NA NASLONJALA ZA NOGE, SAJ OBSTAJA NEVARNOST PREVRNITVE!!!

11.1 Vstop v invalidski voziček

1. Invalidski voziček premaknite čim bližje, tako da je nameščen poleg vas.
2. Blokirate zavore zadnjih koles; za čim lažje vstopanje v invalidski voziček priporočamo, da odstranite naslonjalo za roke na strani, kjer se izvajajo ta dejanja.
3. Z rokami se naslonite na konstrukcijo okvirja, nato pa se počasi spustite proti sedežu.

11.2 Izstopanje iz invalidskega vozička

1. Kako se čim bolj približati novi seji
2. blokirate zavore na zadnjih kolesih, da bi čim lažje izstopili iz invalidskega vozička. priporočljivo je odstraniti naslonjalo za roke s strani, na kateri se izvajajo ti postopki.
3. Roke položite na okvir sedeža, na katerega se želite premakniti, nato pa se počasi približujte sedežu, ko se dvigujete.

11.3 Stopnice in neravnine (nasveti, kako se jih lahko lotite sami)



OPOZORILO!

Te tehnike veljajo le za izkušene uporabnike invalidskih vozičkov. V vseh drugih primerih je priporočljivo, da vam pomaga pomočnik!

VSTOPITE

Postavite se na rob pločnika ali stopnice, ki jo želite premagati.

Invalidski voziček uravnotežite na zadnjih kolesih tako, da sta sprednji kolesi dovolj dvignjeni, da se opirata na oviro, ki jo je treba premagati. Nagnite trup naprej in močno potisnite držalo na zadnjih kolesih naprej. S potiskanjem nadaljujte, dokler se zadnja kolesa ne dvignejo nad oviro.

IZSTOPITE

Če želite zmanjšati višinsko razliko, izvedite obraten postopek. Z zadnjim delom invalidskega vozička se postavite pred višinsko razliko, ki jo je treba premagati, se trdno primete za ročaj zadnjih koles in se počasi spustite po stopnici ali oviri; nato voziček uravnotežite na zadnjih kolesih, tako da se sprednja kolesa rahlo dvignejo, in nežno zaključite spust.



OPOZORILO!

Te tehnike ni priporočljivo uporabljati, če je razlika v višini več kot 10 cm!!!

11.4 Uporaba naslonov za roke

Naslone za roke so lahko samo zložljivi, samo izvlečni ali zložljivi in izvlečni:

Zložite naslon za roke - Ta funkcija je zelo priročna za vstopanje in izstopanje iz invalidskega vozička. Če želite zložiti naslon za roke, pritisnite sprednji sprožitveni vzvod in ga obrnite proti zadnjemu delu.

11.5 Uporaba koles z lastnim pogonom

Velika zadnja kolesa (60 cm) se uporabljajo za pogon invalidskega vozička, kadar se voziček premika sam. To storite tako, da držite držalo na kolesu in ga potisnete v želeno smer.

11.6 Uporaba majhnih koles

Majhna zadnja kolesa (30 cm) so namenjena vožnji invalidskega vozička s pomočjo upravljalca prek ročajev na zadnjih ročajih invalidskega vozička.

11.7 Uporaba majhnih koles za ozke prehode (standardno pri modelih s hitrim sproščanjem)

Ta vrsta kolesa se uporablja le za kratkotrajno premikanje invalidskega vozička skozi posebno ozke prostore (npr. vrata dvigal). Za uporabo teh kolesc je treba invalidski voziček dvigniti, da izvlečete zadnja kolesa, nato ga potisniti, da se oprime majhnih kolesc, in ponovno vstaviti zadnja kolesa.

11.8 Prevoz s prevoznimi sredstvi

Invalidski voziček je zasnovan tako, da ga je mogoče enostavno prevažati. Ko odstranite naslonjala za noge in naslonjala za roke, ga lahko zložite in priročno pospravite, na primer v prtljažnik avtomobila. Če to zaradi prostorskih razlogov ni mogoče, postavite invalidski voziček pred zadnji sedež tako, da je stabilen in se ne more prevrniti ali zdrsniti. Če je mogoče, invalidski voziček pritrdite z varnostnim pasom v vozilu.

12. VZDRŽEVANJE

Naprave iz linije **ARDEA ONE** by Moretti S.p.A. so temeljito preverjene in ob dajanju na trg označene z oznako CE. Zaradi varnosti bolnika in zdravnika je priporočljivo, da proizvajalec ali pooblaščen laboratorij vsaj vsaki dve leti preveri ustreznost izdelka za uporabo. Pri popravilih se lahko uporabljajo samo originalni rezervni deli in dodatki. Pred uporabo naprave opravite vse preglede in kontrole, predlagane v poglavju "PRED VSAKO UPORABO" tega priročnika z navodili. Invalidski vozički **ARDEA ONE** potrebujejo le nekaj osnovnih rednih vzdrževalnih posegov, ki so navedeni spodaj:

zavorna zmogljivost	mesečno
čiščenje sedeža	po potrebi

13. ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE

13.1 Čiščenje oblazinjenja in oblazinjenja

Prevleke in oblazinjenje so izdelani iz najlona. Lahko jih očistite z blagim milom in vodo.

13.2 Čiščenje okvirja in kovinskih delov

Za okvir in kovinske dele lahko uporabite tudi nevtralno milo in vodo, nato pa jih obrišite do suhega z mehko krpo, da ne opraskate laka okvirja.

13.3 Čiščenje koles in zavor

Tudi kolesa lahko očistite z blagim milom in vodo. Pri sušenju bodite zelo previdni: uporaba invalidskega vozička s še mokrimi kolesi je lahko zelo nevarna.

13.4 Dezinfekcija

Če je treba izdelek razkužiti, uporabite običajen detergent za razkuževanje.

Opomba Absolutno se izogibajte uporabi kislih, alkalnih ali topilnih sredstev, kot sta aceton ali razredčilo.

14. POGOJI ODSTRANJEVANJA

Pri odstranjevanju naprave nikoli ne uporabljajte običajnih sistemov za trdne komunalne odpadke. Priporočljivo je, da se naprava odvrže na komunalne ekološke otoke za načrtovano recikliranje uporabljenih materialov.

15. REZERVNI DELI IN DODATKI

Za rezervne dele in dodatno opremo glejte izključno splošni katalog Moretti.

16. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

16.1 Dimenzije

DIMENZIJE IN TEŽE

Meritve v cm															
CP100B-38								38		56					
CP100B-40								40		58					
CP100B-43	103	85	43	91	75	50	42-56	43		60,5	26	17,5	60	20	-
CP100B-45								45		63					
CP100B-46								46		64					
CP100B-48								48		65					
CP100R-40								40		58					
CP100R-43	103	85	43	91	75	50	42-56	43		61	26,5	17,5	60	20	-
CP100R-45								45		63					
CP100R-48								48		65					
CP103R-40								40		58					
CP103R-43								43		60,5					
CP103R-45	103	85	40	91	75	50	42-56	45	43	63	26,5	19	60	20	-
CP103R-48								48		66					
CP103R-50								50		68					
CP104-40								40		58					
CP104-43								43		60,5					
CP104-46	103	85	40	91	75	50	42-56	46	43	64	26,5	19	60	20	-
CP104-48								48		66					
CP104-50								50		68					
CP105-40								40		58					
CP105-43								43		60,5					
CP105-46	103	85	40	91	75	50	42-56	46	43	64	26,5	19	60	20	-
CP105-48								48		66					
CP105-50								50		68					

Meritve v cm														
CP500B-40								40		58				
CP500B-43								43		61				
CP500B-45	103	75	43	91	73	50	42-56	45	43	63	26	15	30	20
CP500B-46								46		64				
CP500B-48								48		65				
CP500R-40								40		58				
CP500R-43	103	75	43	91	73	50	42-56	43	43	61	26,5	15	30	20
CP500R-45								45		63				
CP505-40								40		58				
CP505-43								43		61				
CP505-45	103	75	43	91	73	50	42-56	45	43	63	26	15	30	20
CP505-48								48		65				
CP505-50								50		67				

*Meritve lahko odstopajo za $\pm 0,5$ cm

16.2 Tehnične specifikacije

- Jekleni okvir
- Največja zmogljivost za **CP100-xx, CP500-xx: 120 kg**
- Največja zmogljivost za **CP103R-xx, CP104-xx, CP105-xx, CP505-xx: 130 kg**
- PVC sprednja kolesa premera 20 cm za **CP100-xx**
- PU prednja kolesa premera 20 cm za **CP103R-xx, CP104-xx, CP105-xx, CP500-xx, CP505-xx**
- Zadnja PU kolesa s premerom 60 cm za **CP100-xx, CP103R-xx, CP104-xx**
- Zadnja PU kolesa s premerom 30 cm za **CP105-xx, CP500-xx, CP505-xx**
- Oblazinjenje sedeža, naslona in naslonjala za roke iz najlona
- Odpornost proti vžigu: Materiali, uporabljeni za oblaginjenje in oblaginjenje, so bili testirani z metodami, določenimi v standardu EN1021-1/2.
- Referenčni standardi: EN 12183
- Temperatura delovnega okolja: -20 C° / + 40 C°
- **Priporočeno shranjevanje:** Shranjujte v hladnem in suhem prostoru, vedno stran od neposrednih virov toplote, kot je sončna svetloba. (priporočena temperatura med +10 C° in +40 C°)

17. GARANCIJA

Za vse izdelke Moretti velja garancija za napake v materialu ali izdelavi za obdobje 2 (dveh) let od datuma prodaje izdelka, ob upoštevanju spodaj navedenih izjem in omejitev. To jamstvo ne velja v primeru napačne uporabe, zlorabe ali spreminjanja izdelka in neupoštevanja navodil za uporabo. Pravilna uporaba izdelka je opisana v navodilih za uporabo. Moretti ni odgovoren za kakršno koli nastalo škodo, telesne poškodbe ali kar koli drugega, kar je posledica ali je povezano z namestitvijo in/ali uporabo opreme, ki ni dosledno v skladu z navodili v navodilih za namestitve, sestavo in uporabo. Moretti ne jamči za poškodbe ali okvare izdelkov Moretti pod naslednjimi pogoji: naravne nesreče, nepooblaščen vzdrževanje ali popravila, poškodbe zaradi težav z napajanjem (kjer je to primerno), uporaba delov ali komponent, ki jih ni dobavil Moretti, neupoštevanje smernic in navodil za uporabo, nepooblaščen spremembe, poškodbe pri prevozu (razen originalne pošiljke od Morettija) ali neizvajanje vzdrževanja, kot je določeno v priročniku. Za sestavne dele, ki se lahko obrabijo, to jamstvo ne velja, če so poškodbe posledica običajne uporabe izdelka.

17.1 Popravila

Garancijsko popravilo Če ima izdelek Moretti v garancijskem obdobju napake v materialu ali proizvodnji, bo Moretti skupaj s stranko ocenil, ali je napaka na izdelku zajeta v garanciji. Moretti lahko po lastni presoji zamenja ali popravi izdelek v okviru garancije pri določenem prodajalcu Moretti ali v svojih prostorih. Stroške dela, povezane s popravilom izdelka, lahko krije družba Moretti, če se ugotovi, da popravilo spada v okvir garancije. Popravilo ali zamenjava ne podaljšujeta garancije.

Popravilo izdelka, za katerega ne velja garancija: Izdelek, za katerega ne velja garancija, se lahko vrne v popravilo le po predhodnem dovoljenju Morettijeve službe za pomoč strankam. Stroške dela in prevoza, povezane s popravilom, ki ni zajeto v garanciji, v celoti krije stranka ali trgovec. Za popravila izdelkov, ki niso zajeti v garanciji, velja garancija 6 (šest) mesecev od dneva prejema popravljenega izdelka.

Brezhibni izdelki: Kupec bo obveščen, če bo Moretti po pregledu in testiranju vrnjenega izdelka ugotovil, da izdelek ni okvarjen. Izdelek bo vrnjen stranki, ki bo krila stroške povratnega pošiljanja.

17.2 Rezervni deli

Za originalne nadomestne dele Moretti velja garancija 6 (šest) mesecev od dneva prejema nadomestnega dela.

17.3 Klavzule o izvzetju

Razen če je izrecno navedeno v tej garanciji in v obsegu, ki ga dovoljuje zakon, družba Moretti ne daje nobenih drugih izrecnih ali implicitnih izjav, jamstev ali pogojev, vključno z izjavami, jamstvi ali pogoji o primernosti za prodajo, primernosti za določen namen, neškodljivosti in nevmešavanju. Moretti ne jamči, da bo uporaba izdelka Moretti neprekinjena ali brez napak. Trajanje morebitnih implicitnih garancij, ki jih določajo zakonski predpisi, je omejeno na garancijski rok v mejah zakonskih predpisov. Nekatere države ali države ne dovoljujejo omejitev trajanja implicitne garancije ali izključitve ali omejitve naključne ali posledične škode v zvezi s potrošniškimi izdelki. V takšnih državah določene izključitve ali omejitve tega jamstva za vas morda ne veljajo. To jamstvo se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.

**POTRDILO O JAMSTVU**

Izdelek _____

Kupljeno na _____

Prodajalec _____

Naslov _____ Lokacija _____

Prodano v _____

Naslov _____ Lokacija _____

**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20022 Cavriola (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com e-pošta: info@morettispa.com**MADE IN P.R.C.**

MORETTI S.p.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com