

moretti®

SKENIRAJTE KODO QR
ZA VEČ JEZIKOV



SL Invalidski vozički Ardea One
NAVODILA ZA UPORABO



KAZALO

1. KODE.....	STR.3
2. UVOD	STR.3
3. PREDVIDENI NAMEN	STR.3
4. IZJAVA EU O SKLADNOSTI	STR.3
5. SPLOŠNA OPOZORILA	STR.4
6. UPORABLJENI SIMBOLI.....	STR.4
7. SPLOŠNI OPIS	STR.5
7.1 Prikaz in seznam delov	str.5
8. SESTAVLJANJE/RAZSTAVLJANJE	STR.6
8.1 Odpiranje	str.6
8.2 Zlaganje	str.6
8.3 Namestitvev/odstranitvev naslonov za roke	str.6
8.4 Namestitvev/odstranitvev stranskih ali dviznih opor za noge	str.7
8.5 Nastavitev stranskih opor za noge	str.8
8.6 Nastavitev dviznih opor za noge (IZBIRNO).....	str.8
8.7 Namestitvev/odstranitvev majhnih zadnjih koles (samo za NEXT, DUAL in SKINNY) ...	str.8
8.8 Nastavitev zavor pri majhnih zadnjih kolesih (samo za NEXT, DUAL in SKINNY)	str.9
8.9 Namestitvev/odstranitvev velikih zadnjih koles (samo za NEXT GO, DUAL GO in SKINNY GO)	str.9
8.10 Nastavitev zavor pri velikih zadnjih kolesih (samo za DUAL GO)	str.9
9. PRED VSAKO UPORABO	STR.10
10. OPOZORILA ZA UPORABO	STR.10
11. NAČIN UPORABE.....	STR.10
11.1 Sedanje v invalidski voziček.....	str.10
11.2 Izstop iz invalidskega vozička	str.10
11.3 Stopnice in višinske razlike (nasveti za čim varnejše samostojno premagovanje) .	str.10
11.4 Uporaba naslonov za roke.....	str.11
11.5 Uporaba pogonskih koles za samostojno poganjanje	str.11
11.6 Uporaba majhnih koles	str.11
11.7 Uporaba pomožnih kolesc za ozke prehode (serijsko pri modelih s hitro sprostitevijo)	str.11
11.8 Prevoz z vozili	str.11
12. VZDRŽEVANJE.....	STR.11
13.1 Čiščenje prevlek in oblazinjenja	str.12
13.2 Čiščenje okvirja in kovinskih delov	str.12
13.3 Čiščenje koles in zavor.....	str.12
13.4 Razkuževanje	str.12
14. NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE	STR.12
15. NADOMESTNI DELI IN DODATNA OPREMA	STR.12
16. TEHNIČNI PODATKI.....	STR.12
16.1 Dimenzije.....	str.12
16.2 Tehnične specifikacije	str.13
17. GARANCIJA.....	STR.14
17.1 Popravila	str.14
17.2 Nadomestni deli	str.14
17.3 Omejitev odgovornosti	str.14

CE Medicinski pripomoček razreda I
UREDBA (EU) 2017/745 EVROPSKEGA PARLAMENTA
IN SVETA z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomočkih

1. KODE

CP101-xx	Serijski START+ , kolesa 60 cm - samopogonski model
CP102B-xx	Serijski START1 , kolesa 60 cm - samopogonski model
CP110x-xx	Serijski NEXT , kolesa 60 cm - samopogonski model, dvigni naslon za roke
CP115x-xx	Serijski NEXT GO! kolesa 30 cm - tranzitni model, dvigni naslon za roke
CP200B-xx	Serijski DUAL , kolesa 60 cm - samopogonski model
CP205B-xx	Serijski DUAL GO! kolesa 30 cm - tranzitni model
CP300-xx	Serijski PLUS , kolesa 60 cm - samopogonski model za uporabnike močnejše postave (bariatrični model)
CP310-xx	Serijski PLUS GO! kolesa 30 cm - tranzitni model za uporabnike močnejše postave (bariatrični model)
CP520-xx	Serijski GO UP! kolesa 30 cm - tranzitni model
CP620-xx	Serijski SKINNY , kolesa 50 cm - model za ozke prostore
CP625-xx	Serijski SKINNY GO! kolesa 30 cm - tranzitni model za ozke prostore
CP880-35	Serijski KIDDY , kolesa 56 cm - samopogonski model

(x = model je na voljo v več barvah; xx = označuje razpoložljive velikosti sedeža, npr. 38-40-43-45-46-48-50-55-60 cm; pri modelih CP110-CP115-CP200B in CP205B velikost 45 NI na voljo)

2. UVOD

Hvala, ker ste izbrali invalidski voziček podjetja Moretti S.p.A., namenjen premikanju oseb z omejeno mobilnostjo doma in na prostem, na potovanjih ter pri vsakodnevnih dejavnostih. Ta navodila za uporabo vsebujejo koristne napotke za pravilno uporabo izbranega pripomočka in pomembne nasvete za vašo varnost. Pred uporabo invalidskega vozička priporočamo, da ta navodila skrbno preberete v celoti. V primeru dvomov se obrnite na prodajalca, ki vam bo ustrezno pomagal in svetoval.

Opomba: Preverite, ali je med prevozom prišlo do poškodb katerega koli dela invalidskega vozička. Če odkrijete kakršno koli poškodbo, izdelka ne uporabljajte in se za nadaljnja navodila obrnite na prodajalca.

3. PREDVIDENI NAMEN

Ta invalidski voziček je namenjen mobilnosti oseb z gibalnimi ovirami; uporabnik ga lahko poganja sam (če je opremljen z velikimi zadnjimi kolesi) ali pa ga potiska spremljevalec.

V vsakem primeru mora potrebne nastavitve opraviti spremljevalec oziroma usposobljena oseba.

POZORI!



- Pripomočka ni dovoljeno uporabljati za namene, ki niso navedeni v teh navodilih.
- Družba Moretti S.p.A. ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe pripomočka ali uporabe, ki ni navedena v teh navodilih.
- Proizvajalec si pridržuje pravico, da zaradi izboljšanja lastnosti pripomočka brez predhodnega obvestila spremeni pripomoček in ta navodila.

4. IZJAVA EU O SKLADNOSTI

Družba MORETTI SpA na svojo izključno odgovornost izjavlja, da so izdelki, ki jih proizvaja in daje na trg družba MORETTI SpA ter spadajo v družino ROČNIH INVALIDSKIH VOZIČKOV ARDEA ONE, skladni z velja-

Slike so samo za ilustrativne namene

vnimi določbami Uredbe (EU) 2017/745 z dne 5. aprila 2017 o MEDICINSKIH PRIPOMOČKIH.

V ta namen družba MORETTI SpA na svojo izključno odgovornost jamči in izjavlja naslednje:

1. Zadevni pripomočki izpolnjujejo splošne zahteve glede varnosti in učinkovitosti iz Priloge I k Uredbi 2017/745, kot je določeno v Prilogi IV k navedeni uredbi.
2. Zadevni pripomočki NISO MERILNI INSTRUMENTI.
3. Zadevni pripomočki NISO NAMENJENI KLINIČNIM RAZISKAVAM.
4. Zadevni pripomočki se dajejo na trg v NESTERILNI embalaži.
5. Zadevni pripomočki se v skladu s Prilogo VIII k navedeni uredbi uvrščajo v razred I.
6. Družba MORETTI SpA najmanj 10 let od datuma izdelave zadnje serije hrani tehnično dokumentacijo, ki dokazuje skladnost z Uredbo 2017/745, in jo daje na voljo pristojnim organom.

OPOMBA: Celotne kode izdelkov, registracijska številka proizvajalca (SRN), osnovni identifikator UDI-DI in morebitna sklicevanja na uporabljene standarde so navedeni v izjavi EU o skladnosti, ki jo družba MORETTI SPA izda in daje na voljo po svojih kanalih.

5. SPLOŠNA OPOZORILA

- Za pravilno uporabo pripomočka natančno preberite ta navodila.
- Za pravilno uporabo pripomočka se vedno posvetujte z zdravnikom ali terapevtom.
- Embalaran izdelek hranite stran od virov toplote, saj je embalaža izdelana iz kartona.
- Življenjska doba pripomočka je odvisna od obrabe delov, ki jih ni mogoče popraviti in/ali zamenjati, vendar v nobenem primeru ni daljša od 10 let.
- Vedno bodite pozorni na prisotnost gibljivih delov, ki bi lahko povzročiti ukleščenje okončin in telesne poškodbe
- Vedno bodite pozorni na prisotnost otrok
- Za pravilno dvigovanje invalidskega vozička ga zložite v skladu z navodili v teh navodilih za uporabo, nato pa ga primite za potisna ročaja.
- Invalidskega vozička ne dvigujte za odstranljive dele, ki bi se lahko po nesreči sneli med dvigovanjem
- Uporabnik in/ali pacient mora o vsakem resnem zapletu v zvezi s pripomočkom obvestiti proizvajalca in pristojni organ države članice, v kateri ima uporabnik in/ali pacient stalno prebivališče.


6. UPORABLJENI SIMBOLI

	Koda izdelka		Proizvodna serija
	Medicinski pripomoček		Edinstveni identifikator pripomočka
	Oznaka CE		Preberite navodila za uporabo
	Proizvajalec		Navodila za odstranjevanje
	Serijska številka		Največja nosilnost

7. SPLOŠNI OPIS

7.1 Prikaz in seznam delov

Glede na izbrani model invalidski voziček sestavljajo naslednji elementi:




A - Osnovni okvir invalidskega vozička


B - Komplet ključev za sestavljanje




C - Stranski opori za noge




D - Majhni zadnji kolesi
(premer 30 cm), tranzitni model



E - Veliki zadnji kolesi
(premer 60 cm), samopogonski model



F - Zadnji kolesi zmanjšane premera
(premer 50 cm), samopogonski model



G - Veliki zadnji kolesi - otroški
samopogonski model (premer 56 cm)

8. SESTAVLJANJE/RAZSTAVLJANJE

8.1 Odpiranje




(SLIKA 1) Slika je zgolj ilustrativna.

Opomba: Upoštevajte varnostna opozorila v teh navodilih za uporabo.

- Primite cevi potisnih ročajev in ju povlecite navzven, medtem ko sedež potiskate navzdol; prepričajte se, da je invalidski voziček popolnoma odprt (SLIKA 1).

8.2 Zlaganje



(SLIKA 2) Slika je zgolj ilustrativna.

- Sedež odločno dvignite ter invalidski voziček zložite tako, da potisna ročaja približate drug drugemu (SLIKA 2).

8.3 Namestitvev/odstranitev naslonov za roke

CP101-xx / CP102B-xx / CP110x-xx / CP115x-xx / CP520-xx / CP880-35



(SLIKA 3) Slika je zgolj ilustrativna.



(SLIKA 4) Slika je zgolj ilustrativna.

CP300-xx / CP310-xx / CP200B-xx / CP205B-xx




(SLIKA 3A) Slika je zgolj ilustrativna.



(SLIKA 4A) Slika je zgolj ilustrativna.

CP620-xx / CP625-xx



(SLIKA 3B) Slika je zgolj ilustrativna.

A - Sprostilni mehanizem

B - Zaporna sponka

- Naslona za roke vstavite v zadnja priključka, ju preklopite naprej in pritrdite tudi v sprednja nosilca (SLIKA 3, SLIKA 3A).
- Cevi vstavite v ustrezna nosilca, tako da se zaporna sponka pravilno zaskoči (SLIKA 3B).
- Za odstranitev pritisnite sprednjo sprostilno ročico, naslona za roke preklopite nazaj in povlecite zadnji sprostilni gumb, da ju izvlečete (SLIKA 4, SLIKA 4A).
- Za odstranitev pritisnite sprostilni mehanizem (A) in naslon dvignite navzgor (SLIKA 3B).

8.4 Namestitvev/odstranitev stranskih ali dvižnih opor za noge



(SLIKA 5) Slika je zgolj ilustrativna.

- Pri namestitvi stranskih ali dvižnih opor za noge poravnajte odprtini nosilcev z ustreznima zatičema na okvirju invalidskega vozička, nato oporo zavrtite navznoter, da se zaporna ročica pravilno zaskoči na okvirju (slika 5).
- Za odstranitev sprostite zaporno ročico opore za noge z okvirja, oporo zavrtite navzven in jo izvlecite navzgor.

8.5 Nastavitev stranskih opor za noge



(SLIKA 6) Slika je zgolj ilustrativna.

- Za nastavitev dolžine opor za noge sprostite varnostno ročico na levi strani, ki je nameščena v spodnjem delu, nato pritisnite vzmetni gumb in cev opore pomaknite, dokler se gumb ponovno ne zaskoči v želeni odprtini. Nato ponovno zaklenite varnostno ročico. (SLIKA 6)

8.6 Nastavitev dvizhnih opor za noge (IZBIRNO)




(SLIKA 7) Slika je zgolj ilustrativna.

- Za nastavitev dolžine opor za noge sprostite varnostno ročico na levi strani, ki je nameščena v spodnjem delu, nato pritisnite vzmetni gumb in cev opore pomaknite, dokler se gumb ponovno ne zaskoči v želeni odprtini. Nato ponovno zaklenite varnostno ročico. SLIKA 7 (ref. P)
- Za nastavitev višine opor za noge uporabite ročico, označeno na SLIKI 7 (ref. L); ko dosežete ustrezno nastavitev, ročico spustite, da opori zaklenete.

8.7 Namestitev/odstranitev majhnih zadnjih koles (samo za NEXT, DUAL in SKINNY)

Zadnji kolesi s premerom 30 cm namestite v najnižji odprtini na okvirju.



(SLIKA 8) Slika je zgolj ilustrativna.

Pri kolesih s hitro sprostitvijo


- Z odprtini odstranite plastična čepa in kolesi potisnite proti okvirju, dokler se samodejni zaklepni mehanizem pravilno ne zaskoči (slika 8).
- Za odstranitev pritisnite gumb na sredini pesta, da sprostite zaklep, nato kolo izvlecite navzven (slika 8).

V primeru koles s fiksnim zatičem (samo za SKINNY)

- Vstavite majhno kolo ter ga pritrdite in zavarujte s priloženo matico.
- Za odstranitev odvijte pritrdilno matico in kolo odstranite tako, da ga povlečete navzven

Slike so samo za ilustrativne namene

8.8 Nastavitev zavor pri majhnih zadnjih kolesih (samo za NEXT, DUAL in SKINNY)



(SLIKA 9) Slika je zgolj ilustrativna.

- Pri zadnjih kolesih s premerom 30 cm namestite zavoro na narebreni del okvirja, kot je prikazano na (sliki 9), in zavorni drsnik pritrdite z vijakoma z notranjim šestrobom na nosilcu.

Opomba: Razdaljo med zavornim drsnikom in kolesom nastavite tako, da zavora ob aktiviranju zanesljivo blokira kolo.

8.9 Namestitev/odstranitev velikih zadnjih koles (samo za NEXT GO, DUAL GO in SKINNY GO)

Zadnji kolesi s premerom 60 cm namestite v sredinski odprtini na okvirju.



Pri kolesih s hitro sprostitevjo

- Z odprtin odstranite plastična čepa in kolesi potisnite proti okvirju, dokler se samodejni zaklepni mehanizem pravilno ne zaskoči (slika 10).
- Za odstranitev pritisnite gumb na sredini pesta, da sprostite zaklep, nato kolo izvlecite navzven (slika 10).

(SLIKA 10) Slika je zgolj ilustrativna.

V primeru koles s fiksnim zatičem (samo za SKINNY GO)

- Vstavite veliko kolo ter ga pritrdite in zavarujte s priloženo matico.
- Za odstranitev odvijte pritrdilno matico in kolo odstranite tako, da ga povlečete navzven

8.10 Nastavitev zavor pri velikih zadnjih kolesih (samo za DUAL GO)



(SLIKA 11) Slika je zgolj ilustrativna.

- Pri zadnjih kolesih s premerom 60 cm namestite zavoro na narebreni del okvirja, kot je prikazano na (sliki 11), in zavorni drsnik pritrdite z vijakoma z notranjim šestrobom na nosilcu.

Opomba: Razdaljo med zavornim drsnikom in kolesom nastavite tako, da zavora ob aktiviranju zanesljivo blokira kolo.

9. PRED VSAKO UPORABO

- Vedno preverite obrabo mehanskih delov, da zagotovite popolnoma varno uporabo pripomočka za ljudi in predmete.
- Preverite pravilno sestavo pripomočka, zlasti pravilno namestitev zadnjih koles.
- Preverite, ali je sedež popolnoma odprt v končnem zaklenjenem položaju (če ni, ga močneje potisnite navzdol proti okvirju).
- Preverite, ali zavora na zadnjih kolesih deluje pravilno

10. OPOZORILA ZA UPORABO

- Invalidskega vozička ni dovoljeno uporabljati kot sedež v motornem vozilu.
- Vedno se prepričajte, da je zavorni mehanizem pravilno nastavljen in deluje.
- Pri uporabi invalidskega vozička pazite, da si prstov ne ukleščite med dele, kot so kolesa ali zavore.
- Ne pozabite, da se lahko temperatura površine invalidskega vozička poveča, če je izpostavljen zunanjim virom toplote, kot je sončna svetloba.

11. NAČIN UPORABE

Opozomba: Upoštevajte splošna opozorila v teh navodilih za uporabo.



POZOR!

- Samostojno sedanje v invalidski voziček in izstop iz njega sta lahko nevarna: to storite le, če ste telesno sposobni, in ravnajte previdno.
- Ne naslanjajte se na odstranljive dele, temveč na okvir sedeža.

PRI SEDANJU V INVALIDSKI VOZIČEK ALI IZSTOPANJU IZ NJEGA NE PRENAŠAJTE TEŽE NA NASLONA ZA STOPALA - NEVARNOST PREVRNITVE!!!

11.1 Sedanje v invalidski voziček

1. Invalidski voziček približajte čim bližje in ga postavite ob svojo stran.
2. Zaklenite zavore zadnjih koles; Za lažje sedanje odstranite naslon za roke na strani, s katere se presedate.
3. Z rokama se oprite na okvir, nato pa se počasi spustite na sedež.

11.2 Izstop iz invalidskega vozička

1. Invalidski voziček postavite čim bližje ob sedež, na katerega se želite presesti.
2. Zaklenite zavore zadnjih koles; Za lažji izstop odstranite naslon za roke na strani, na kateri se presedate.
3. Z rokama se oprite na okvir sedeža, na katerega se presedate, se dvignite in se počasi premaknite nanj.

11.3 Stopnice in višinske razlike (nasveti za čim varnejše samostojno premagovanje)



POZOR!

Te tehnike smejo uporabljati samo izkušeni uporabniki invalidskih vozičkov. V vseh drugih primerih naj vam pomaga spremljevalec!

VZPENJANJE

Približajte se robniku ali stopnici, ki jo želite premagati.

Invalidski voziček uravnotežite na zadnjih kolesih in sprednji kolesi dvignite toliko, da ju lahko postavite na oviro. Trup nagnite naprej in pogonska obroča zadnjih koles odločno potisnite naprej. Potiskajte, dokler tudi zadnji kolesi ne premagata ovire.

SPUŠČANJE

Za spust čez višinsko razliko izvedite postopek v obratnem vrstnem redu. Z zadnjim delom invalidskega vozička se približajte robu, trdno držite pogonska obroča zadnjih koles in se počasi spustite čez stopnico ali oviro; Nato invalidski voziček uravnotežite na zadnjih kolesih, sprednji kolesi rahlo dvignite in previdno dokončajte spust.



POZOR!

Priporočljivo je, da te tehnike ne uporabljate, če je razlika v višini večja od 10 cm!!!

11.4 Uporaba naslonov za roke

Nasloni za roke so lahko samo preklonpi, samo odstranljivi ali preklonpi in odstranljivi:

PREKLOP NASLONA ZA ROKE - Ta funkcija olajša sedanje v invalidski voziček in izstop iz njega. Za preklon naslona za roke pritisnite sprednjo sprostilno ročico in naslon zavrtite nazaj.

11.5 Uporaba pogonskih koles za samostojno poganjanje

Velika zadnja kolesa s premerom 50/60 cm so namenjena samostojnemu poganjanju invalidskega vozička. Pritežite pogonska obroča na kolesih in ju potiskajte v želeni smeri.

11.6 Uporaba majhnih koles

Majhna zadnja kolesa s premerom 30 cm so namenjena vožnji invalidskega vozička, ki ga spremljevalec potiska s potisnima ročajema.

11.7 Uporaba pomožnih kolesc za ozke prehode (serijsko pri modelih s hitro sprostitvijo)

Ta kolesca so namenjena izključno kratkemu premiku invalidskega vozička skozi posebej ozke prehode, na primer vrata dvigala. Za uporabo teh kolesc dvignite invalidski voziček in odstranite zadnji kolesi, nato ga potiskajte tako, da je zadaj oprt na pomožni kolesci; po prehodu znova namestite zadnji kolesi.

11.8 Prevoz z vozili

Invalidski voziček je zasnovan za preprost prevoz. Ko odstranite opore za noge in naslone za roke, ga lahko zložite in priročno postavite na primer v prtljažnik avtomobila. Če to zaradi prostorske stiske ni mogoče, postavite invalidski voziček pred zadnji sedež, tako da je stabilen in se ne more prevrtniti ali zdrsniti. Če je mogoče, invalidski voziček pritrdite z varnostnim pasom vozila.

12. VZDRŽEVANJE

Pripomočki iz linije **ARDEA ONE** podjetja Moretti S.p.A. so ob dajanju na trg skrbno pregledani in opremljeni z oznako CE. Zaradi varnosti pacienta in zdravnika je priporočljivo, da proizvajalec ali pooblaščen laboratorij vsaj vsaki 2 leti preveri primernost izdelka za uporabo. Pri popravilih se smejo uporabljati samo originalni nadomestni deli in dodatna oprema. Pred uporabo pripomočka izvedite vse preglede in preverjanja, navedena v razdelku »**PRED VSAKO UPORABO**« teh navodil za uporabo. Invalidski vozički **ARDEA ONE** potrebujejo le nekaj preprostih rednih vzdrževalnih posegov; spodaj so navedena preverjanja, ki jih je treba redno izvajati:

učinkovitost zavor	mesečno
čiščenje sedeža	po potrebi

13. ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE

13.1 Čiščenje prevlek in oblažinjenja

Prevleke in oblažinjenje so izdelani iz najlona. Čistite jih lahko z vodo in nevtralnimi milom.

13.2 Čiščenje okvirja in kovinskih delov

Za okvir in kovinske dele lahko uporabite tudi vodo in nevtralno milo, nato pa jih posušite z mehko krpo, da ne opraskate barve okvirja.

13.3 Čiščenje koles in zavor

Podobno lahko kolesa očistite tudi z vodo in nevtralnimi milom. Kolesa temeljito osušite: Uporaba invalidskega vozička z mokrimi kolesi je lahko zelo nevarna.

13.4 Razkuževanje

Če je izdelek treba razkužiti, uporabite običajno razkužilno čistilo.

Opomba: Vsekakor ne uporabljajte kislih ali alkalnih sredstev oziroma topil, kot sta aceton ali razredčilo.

14. NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE

Pripomočka ob koncu življenjske dobe ne odlagajte med običajne trdne komunalne odpadke. Priporočamo, da pripomoček oddate na občinskem zbirnem mestu, kjer bodo uporabljeni materiali ustrezno reciklirani.

15. NADOMESTNI DELI IN DODATNA OPREMA

Za nadomestne dele in dodatno opremo glejte izključno splošni katalog Moretti.

16. TEHNIČNI PODATKI

16.1 Dimenzije

DIMENZIJE IN TEŽA

Mere v cm																		Nosilnost MAX
CP101-38	113	83	43	90	74	49	42÷56	38	43	56	27	17,5	60	20	-		120	
CP101-40								40		58								
CP101-43								43		61								
CP102-46								46		63,5								
CP102-48								48		65								
CP102B-38	113	83	43	90	74	49	42÷56	38	43	56	27	17,5	60	20	-		120	
CP102B-40								40		58								
CP102B-43								43		61								
CP102B-45								45		63								
CP102B-46								46		63,5								
CP102B-48								48		65								
CP110x-40	105	81	43	90	73	49	41÷56	40	42	58	26	18,5	60	20	-		150	
CP110x-43								43		61								
CP110x-46								46		64								
CP110x-48								48		66								
CP110x-50								50		68								
CP200B-38	113	81	42	90	72÷80	49	41÷56	38	41	56	29	19,5	60	20	4		150	
CP200B-40								40		58								
CP200B-43								43		61								
CP200B-45								45		63								
CP200B-46								46		64								
CP200B-48								48		66								
CP200B-50	50	68																

Slike so samo za ilustrativne namene

17. GARANCIJA

Za vse izdelke Moretti velja garancija za napake v materialu ali izdelavi za obdobje 2 (dveh) let od datuma prodaje izdelka, ob upoštevanju spodaj navedenih izključitev in omejitev. Garancija ne velja v primeru nepravilne uporabe, zlorabe ali spremembe izdelka oziroma neupoštevanja navodil za uporabo. Pravilni predvideni namen izdelka je naveden v navodilih za uporabo. Družba Moretti ne odgovarja za nastalo škodo, telesne poškodbe ali druge posledice, če oprema ni bila nameščena in/ali uporabljena strogo v skladu z navodili za namestitev, sestavljanje in uporabo. Garancija Moretti ne krije poškodb ali napak, nastalih v naslednjih okoliščinah: naravne nesreče, nepooblaščno vzdrževanje ali popravilo, poškodbe zaradi težav z električnim napajanjem (kjer je predvideno), uporaba delov ali sestavnih delov, ki jih ni dobavila družba Moretti, neupoštevanje smernic in navodil za uporabo, nepooblaščne spremembe, poškodbe med prevozom (razen prvotnega prevoza družbe Moretti) ali neizvajanje vzdrževanja, kot je določeno v navodilih. Garancija ne krije obrabnih delov, če je poškodba posledica običajne uporabe izdelka.

17.1 Popravila

Popravilo v garanciji: Če se pri izdelku Moretti v garancijskem obdobju pojavi napaka v materialu ali izdelavi, bo družba Moretti skupaj s stranko presodila, ali garancija napako krije. Družba Moretti lahko po lastni presoji izdelek v garanciji zamenja ali popravi pri določenem prodajalcu Moretti ali na svojem sedežu. Stroške dela za popravilo izdelka lahko krije družba Moretti, če se ugotovi, da popravilo spada v obseg garancije. Popravilo ali zamenjava ne obnovi in ne podaljša garancije.

Popravilo izdelka, ki ga garancija ne krije: Izdelek, ki ga garancija ne krije, se lahko vrne v popravilo samo po predhodnem dovoljenju službe za pomoč strankam Moretti. Vse stroške dela in pošiljanja pri popravilu, ki ga garancija ne krije, nosi stranka ali prodajalec. Za popravila izdelkov, ki jih garancija ne krije, velja 6-mesečna (šestmesečna) garancija od dneva prejema popravljenega izdelka.

Izdelki brez napak: Stranka bo obveščena, če družba Moretti po pregledu in preizkusu vrnjenega izdelka ugotovi, da izdelek nima napake. Izdelek bo vrnjen stranki, stroške povratnega pošiljanja pa krije stranka.

17.2 Nadomestni deli

Za originalne nadomestne dele Moretti velja 6-mesečna (šestmesečna) garancija od dneva prejema nadomestnega dela.

17.3 Omejitev odgovornosti

Razen če je v tej garanciji izrecno določeno drugače, družba Moretti v mejah veljavne zakonodaje ne daje nobenih drugih izrecnih ali implicitnih izjav, jamstev ali pogojev, vključno z jamstvi glede primernosti za prodajo, primernosti za določen namen, nekršitve pravic in nevmešavanja. Družba Moretti ne jamči, da bo uporaba izdelka Moretti neprekinjena ali brez napak. Trajanje morebitnih implicitnih jamstev, ki jih določa zakonodaja, je v mejah veljavne zakonodaje omejeno na garancijsko obdobje. Nekatere države ne dovoljujejo omejitev trajanja implicitnega jamstva ali izključitve oziroma omejitve naključne ali posredne škode v zvezi s potrošniškimi izdelki. V takih državah nekatere izključitve ali omejitve te garancije za uporabnika morda ne veljajo. Ta garancija se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.



MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com e-pošta: info@morettispa.com

IZDELANO V P.R.C.

SL



Moretti S.p.A.

Via Bruxelles, 3
52022 Cavriglia (AR), Italy

info@morettispa.com
www.morettispa.com