



SKENIRAJTE KODO QR
ZA VEČ JEZIKOV



SL

Aluminijasti rolatorji
NAVODILA ZA UPORABO



KAZALO

1. KODE.....	STR3
2. UVOD	STR3
3. PREDVIDENI NAMEN	STR3
4. IZJAVA EU O SKLADNOSTI	STR3
5. OPOZORILA	STR4
5.1 Splošna opozorila.....	str4
5.2 Opozorila za uporabo	str4
5.3 Opozorila glede stabilnosti	str4
5.4 Opozorila za sestavljanje	str4
6. UPORABLJENI SIMBOLI.....	STR5
7. PRED VSAKO UPORABO	STR5
8. NAVODILA ZA SESTAVLJANJE	STR5
8.1 Pred sestavljanjem	str5
8.2 Sestavljanje modela RP540	str5
8.2.1 Zapiranje rolatorja	str6
8.2.2 Namestitev držal in nastavitev ročajev	str6
8.2.3 Namestitev torbe za shranjevanje.....	str6
8.2.4 Sedež	str6
8.2.5 Naslona za stopala	str6
8.3 Sestavljanje modela RP545	str6
8.3.1 Zapiranje rolatorja	str7
8.3.2 Namestitev držal in nastavitev ročajev	str7
8.3.3 Namestitev torbe za shranjevanje.....	str7
8.3.4 Sedež	str7
8.4 Sestavljanje modelov RP551	str7
8.4.1 Zapiranje rolatorja	str8
8.4.2 Namestitev držal in nastavitev ročajev	str8
8.4.3 Namestitev naslonjala za hrbet	str8
8.4.4 Namestitev torbe za shranjevanje.....	str8
8.4.5 Sedež	str8
9. NAČIN UPORABE	STR9
10. ZAVORE	STR9
10.1 Uporaba zavore	str9
10.2 Zaklep zavore (parkirna zavora)	str9
11. VZDRŽEVANJE	STR9
12. ČIŠČENJE.....	STR9
13. NEGA KOLES	STR9
14. TEHNIČNI PODATKI.....	STR10
15. SPLOŠNA NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE	STR10
16. NADOMESTNI DELI/DODATNA OPREMA	STR10
17. GARANCIJA.....	STR10
17.1 Popravila	str11
17.2 Nadomestni deli	str11
17.3 Omejitev odgovornosti	str11



Medicinski pripomoček razreda I
UREDBA (EU) 2017/745 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomočkih

1. KODE

RP540	Aluminijasti rolator s 4 kolesi, sedežem in naslonoma za stopala GAYA 2.0
RP545G	Razstavljiv aluminijasti rolator s 4 kolesi in sedežem OCEANO 2.0, siv
RP545L	Aluminijasti rolator s 4 kolesi in sedežem OCEANO 2.0, limetno zelen
RP545R	Aluminijasti rolator s 4 kolesi in sedežem OCEANO 2.0, rožnat
RP545B	Aluminijasti rolator s 4 kolesi in sedežem OCEANO 2.0, moder
RP545A	Razstavljiv aluminijasti rolator s 4 kolesi in sedežem OCEANO 2.0, oranžen
RP545V	Razstavljiv aluminijasti rolator s 4 kolesi in sedežem OCEANO 2.0, zelen
RP551	Aluminijasti rolator s 4 kolesi in podlahtno oporo SATURNO

2. UVOD

Hvala, ker ste izbrali bolnišnični rolator iz linije MOPEDIA podjetja Moretti S.p.A.

Rolatorji MOPEDIA podjetja Moretti S.p.A. so bili zasnovani in izdelani tako, da izpolnjujejo vse vaše potrebe ter omogočajo praktično, pravilno in varno uporabo. Ta navodila vsebujejo koristne napotke za pravilno uporabo izbranega pripomočka in pomembna priporočila za vašo varnost. Pred uporabo kupljenega rolatorja priporočamo, da skrbno preberete celotna navodila. V primeru dvomov se obrnite na prodajalca, ki vam bo ustrezno pomagal in svetoval.

3. PREDVIDENI NAMEN

Ta rolator je namenjen osebam z gibalnimi ovirami in se uporablja kot pripomoček za lažjo hojo. Rolator zagotavlja večjo stabilnost, oporo in varnost med hojo. Pripomočka ne smejo uporabljati osebe z izrazito zmanjšano funkcijo dlani in/ali rok niti osebe z motnjami ravnotežja. Rolator se lahko uporablja tako na prostem kot v zaprtih prostorih. Priporočljiva je uporaba samo na površinah, kjer se vsa kolesa dotikajo tal. Ne sme se uporabljati na skalnatem terenu ali nagnjenih površinah, saj lahko rolator postane nestabilen. Pripomoček ni namenjen prevozu oseb ali drugega tovora.

POZOR!



- Pripomočka ni dovoljeno uporabljati za namene, ki niso navedeni v teh navodilih.
- Družba Moretti S.p.A. ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe pripomočka ali uporabe, ki ni v skladu s temi navodili.
- Proizvajalec si pridržuje pravico, da zaradi izboljšanja lastnosti pripomočka brez predhodnega obvestila spremeni pripomoček in ta navodila.

4. IZJAVA EU O SKLADNOSTI

Družba MORETTI SpA na svojo izključno odgovornost izjavlja, da so izdelki, ki jih proizvaja in daje na trg družba MORETTI SpA ter spadajo v družino ROLATORJEV MOPEDIA, skladni z veljavnimi določbami Uredbe (EU) 2017/745 z dne 5. aprila 2017 o MEDICINSKIH PRIPOMOČKIH. V ta namen družba MORETTI SpA na svojo izključno odgovornost jamči in izjavlja naslednje:

1. Zadevni pripomočki izpolnjujejo splošne zahteve glede varnosti in učinkovitosti iz Priloge I k Uredbi 2017/745, kot je določeno v Prilogi IV k navedeni uredbi.
2. Zadevni pripomočki NISO MERILNI INSTRUMENTI.
3. Zadevni pripomočki NISO NAMENJENI KLINIČNIM RAZISKAVAM.
4. Zadevni pripomočki se dajejo na trg v NESTERILNI embalaži.
5. Zadevni pripomočki se v skladu s Prilogo VIII k navedeni uredbi uvrščajo v razred I.

6. Družba MORETTI SpA najmanj 10 let od datuma izdelave zadnje serije hrani tehnično dokumentacijo, ki dokazuje skladnost z Uredbo 2017/745, in jo daje na voljo pristojnim organom.

Opomba: Celotne kode izdelkov, registracijska številka proizvajalca (SRN), osnovni identifikator UDI-DI in morebitna sklicevanja na uporabljene standarde so navedeni v izjavi EU o skladnosti, ki jo družba MORETTI SPA izda in daje na voljo po svojih kanalih.

5. OPOZORILA

5.1 Splošna opozorila

- Izdelka NE nameščajte ali uporabljajte, preden preberete in razumete ta navodila za uporabo. Če ne razumete opozoril, previdnostnih ukrepov in navodil, se pred namestitvijo izdelka posvetujte z zdravstvenim delavcem, prodajalcem ali serviserjem, da preprečite škodo ali telesne poškodbe;
- Rolator smejo uporabljati samo pacienti z ustreznimi gibalnimi sposobnostmi, ki omogočajo varno uporabo;
- O ustreznosti izdelka, pravilni nastavitvi in pravilni uporabi rolatorja se posvetujte z zdravnikom ali terapevtom;
- Zdravnik ali terapevt naj pomaga nastaviti višino rolatorja za največjo oporo, pravilno upravljanje zavor in ustrezno splošno nastavitvev;
- Rolatorji niso namenjeni samostojnemu poganjanju med sedenjem;
- Uporabnik in/ali pacient mora o vsakem resnem zapletu v zvezi s pripomočkom obvestiti proizvajalca in pristojni organ države članice, v kateri ima uporabnik in/ali pacient stalno prebivališče.

5.2 Opozorila za uporabo

1. Vedno preverite, ali je zavorni kabel pravilno pritrjen.
2. Po vsaki nastavitvi višine preverite pravilno delovanje zavore, da preprečite preveliko ohlapnost in upogibanje kabla.
3. Neupoštevanje teh preprostih opozoril lahko povzroči telesne poškodbe.
4. Rolator se lahko uporablja samo na trdni, ravni površini. Rolatorja ne uporabljajte za hojo po stopnicah!
5. Za ohranjanje ravnotežja se vedno opirajte na oba ročaja.
6. Bodite še posebej pozorni na mokre, ledene ali zasnežene površine.
7. Rolatorja ne preobremenjujte.
8. Sedeža rolatorja (če je nameščen) ne uporabljajte za prevoz predmetov ali oseb; sedež je namenjen sedenju uporabnika, ko je parkirna zavora vključena;
9. Med uporabo morajo biti vsa kolesa ves čas v stiku s tlemi, da sta zagotovljena pravilno ravnotežje rolatorja in največja varnost.
10. Pred uporabo sedeža je treba zategniti parkirno zavoro.

OPOMBA: Ko rolator miruje, mora biti parkirna zavora vključena.

5.3 Opozorila glede stabilnosti

- Rolator je primeren za osebo s skupno maso do 136 kg, vključno z vsebino torbe.
- Največja nosilnost torbe/košare je 5 kg. Ne preobremenjujte, da preprečite neravnovesje in nevarnost prevračanja.

5.4 Opozorila za sestavljanje

- Po sestavljanju ali odpiranju rolatorja preverite, ali je opora sedeža zaklenjena na obeh straneh in ali je varnostni mehanizem pravilno pritrjen.
- Preverite, ali sta obe nosilni cevi držal pravilno vstavljeni v okvir in trdno pritrjeni na glavni nosilec s pritrdilnimi gumbi ter pripadajočimi krilnimi maticami, brez zračnosti.
- Na okvir rolatorja ne obesaite predmetov, saj bi se cevi lahko deformirale in stabilnost zmanjšala.

Opomba: Pri odpiranju in zapiranju pazite, da ne ukleščite prstov in/ali oblačil.

6. UPORABLJENI SIMBOLI



Koda izdelka



Edinstveni identifikator pripomočka



Oznaka CE



Proizvajalec



Proizvodna serija



Preberite navodila za uporabo



Medicinski pripomoček



Navodila za odstranjevanje



Največja nosilnost

7. PRED VSAKO UPORABO

Pred uporabo pripomočka vedno preverite:

- Ali so vsi deli rolatorja varno zaklenjeni;
- Preverite, ali so vsi vijaki pravilno priviti;
- Ali je sedež pravilno zaklenjen (če ni, ga močno potisnite navzdol proti okvirju);
- Ali je zaklepni mehanizem sedeža pravilno vstavljen;
- Preverite pravilno delovanje delovne in parkirne zavore;

8. NAVODILA ZA SESTAVLJANJE

8.1 Pred sestavljanjem

Izdelek razpakirajte in preverite, ali je bil med prevozom poškodovan. V primeru poškodbe rolatorja se obrnite na najbližjega prodajalca.

8.2 Sestavljanje modela RP540

- Rolator je dobavljen z ločeno zapakiranimi naslonoma za stopala.
- Pri prvem sestavljanju držali z ročajema nista nameščeni; obe cevi vstavite v navpična nosilca.



- Sedež rolatorja potisnite navzdol, dokler se cevi okvirja ne zaskočijo v zaklenjenem položaju.
- Pred uporabo se vedno prepričajte, da se rolator ob rahlem bočnem pritisku ne začne zlagati.
- Namestite naslona za stopala.



POZOR! Prepričajte se, da so zaskočni gumbi pravilno vstavljeni v odprtine. Pred uporabo se vedno prepričajte, da se rolator ob rahlem bočnem pritisku ne začne zlagati. Pri nameščanju ročajev in koles pazite, da se zavorni kabli ne prepletejo.

8.2.1 Zapiranje rolatorja

Trak na sedežu močno dvignite navzgor, da zaprete rolator.

8.2.2 Namestitev držal in nastavitev ročajev

Držali vstavite v okvir. Pritisnite vzmetni gumb in nastavite želeno višino. Ponovite za nasprotno stran in se prepričajte, da sta oba ročaja varno zaklenjena in na isti višini. Rolator ima po višini nastavljeni držali, ki ju je mogoče prilagoditi potrebam uporabnika.



POZOR!

Višino rolatorja nastavite tako, da so pri uporabniku, ki stoji z rokama ob telesu, zapestja v višini ročajev. Tako bodo roke med uporabo rolatorja udobno pokrčene pod kotom približno 20°-30°.

8.2.3 Namestitev torbe za shranjevanje

Torbo za shranjevanje namestite tako, da njeni zanki obesite na oporo sedeža.



POZOR!

Največja nosilnost torbe je 5 kg. Ne preobremenjujte, da preprečite neravnovesje in nevarnost prevračanja.

8.2.4 Sedež


Pred sedenjem postavite rolator na ravno in trdno površino ter vključite zavore. Po potrebi obrnite naslonjalo za hrbet. Preverite, ali je zaklepni zatič dobro pritrjen in ali je rolator stabilen.



POZOR!

Sedite tako, da težo enakomerno porazdelite po celotnem sedežu. Pri sedenju ne obremenite samo ene strani sedeža.


8.2.5 Naslona za stopala



Naslona za stopala vstavite na ustreznega zatiča. Kadar ju ne uporabljate, ju shranite, kot je prikazano na sliki, in pritrdite s sponko.

8.3 Sestavljanje modela RP545

- Kolesa obrnite v pravi položaj, odpnite trak, ki drži zadnja kolesa, ter zadnja in sprednja kolesa pritrdite s priloženimi gumbi.
- Pri prvem sestavljanju držali z ročajema nista nameščeni; obe cevi vstavite v navpična nosilca.



- Sedež rolatorja potisnite navzdol, dokler se cevi okvirja ne zaskočijo v zaklenjenem položaju, nato zapnite varnostno sponko.



POZOR!

Prepričajte se, da so zaskočni gumbi pravilno vstavljeni v odprtine. Pred uporabo se vedno prepričajte, da se rolator ob rahlem bočnem pritisku ne začne zlagati. Pri nameščanju ročajev in koles pazite, da se zavorni kabli ne prepletejo.

8.3.1 Zapiranje rolatorja

Trak na sedežu močno dvignite navzgor, da zaprete rolator.

8.3.2 Namestitev držal in nastavitev ročajev

Držali vstavite v okvir. Pritisnite vzmetni gumb in nastavite želeno višino. Ponovite za nasprotno stran in se prepričajte, da sta oba ročaja varno zaklenjena in na isti višini. Rolator ima po višini nastavljeni držali, ki ju je mogoče prilagoditi potrebam uporabnika.



POZOR!

Višino rolatorja nastavite tako, da so pri uporabniku, ki stoji z rokama ob telesu, zapestja v višini ročajev. Tako bodo roke med uporabo rolatorja udobno pokrčene pod kotom približno 20°-30°.

8.3.3 Namestitev torbe za shranjevanje

Torbo za shranjevanje namestite tako, da njeni zanki obesite na oporo sedeža, trakova z ježkom pa pritrdite na okvir.



POZOR!

Največja nosilnost torbe je 5 kg. Ne preobremenjujte, da preprečite neravnovesje in nevarnost prevračanja.

8.3.4 Sedež

Pred sedenjem postavite rolator na ravno in trdno površino ter vključite zavore. Preverite, ali je zaklepni zatič dobro pritrjen in ali je rolator stabilen.



POZOR!


Sedite tako, da težo enakomerno porazdelite po celotnem sedežu. Pri sedenju ne obremenite samo ene strani sedeža.

8.4 Sestavljanje modelov RP551

- Če je varnostna zapora vključena, jo sprostite.
- Pri prvem sestavljanju držali z ročajema nista nameščeni; obe cevi vstavite v navpična nosilca.



- Sedež rolatorja potisnite navzdol, dokler se cevi okvirja ne zaskočijo v zaklenjenem položaju, nato zapnite varnostno sponko.



- Zavrtite pokončne nosilce koles in jih zaklenite z zatičem, kot je prikazano na sliki.



POZOR!

Pred uporabo se vedno prepričajte, da se rolator ob rahlem bočnem pritisku ne začne zlagati. Pri nameščanju ročajev in koles pazite, da se zavorni kabli ne prepletejo.

8.4.1 Zapiranje rolatorja

Sedež odločno dvignite navzgor, da rolator zložite.

8.4.2 Namestitev držal in nastavitev ročajev

Vstavite ročaje v konstrukcijo in jih pravilno zaklenite. Rolator ima držali, katerih višino je mogoče z vpenjalnima gumboma prilagoditi potrebam uporabnika.



POZOR!

Višino rolatorja nastavite tako, da so pri uporabniku, ki stoji z rokama ob telesu, zapestja v višini ročajev. Tako bodo roke med uporabo rolatorja udobno pokrčene pod kotom približno 20°-30°.

8.4.3 Namestitev naslonjala za hrbet

Naslonjalo za hrbet vstavite v ustrezni plastični vodili na okviru rolatorja.

8.4.4 Namestitev torbe za shranjevanje

Torbo za shranjevanje namestite tako, da njeni zanki obesite na oporo sedeža, trakova z ježkom pa pritrdite na okvir.



POZOR!

Največja nosilnost torbe je 5 kg. Košare ne preobremenjujte, da preprečite izgubo ravnotežja in nevarnost prevrnitve.

8.4.5 Sedež

Pred sedenjem postavite rolator na ravno in trdno površino ter vključite zavore. Preverite, ali je zaklepni zatič dobro pritrjen in ali je rolator stabilen.

**POZOR!**

Sedite tako, da težo enakomerno porazdelite po celotnem sedežu. Pri sedenju ne obremenite samo ene strani sedeža.

9. NAČIN UPORABE

- Rolator začnite potiskati šele, ko stojite pokonci in z obema rokama držite ročaja;
- Pred uporabo rolatorja preverite, ali so roke suhe, da preprečite zdrs;
- Hodite pokončno in glejte naprej, ne navzdol;
- Ne potiskajte rolatorja predaleč stran od telesa, saj lahko to povzroči padce in neprimerne obremenitve;
- Z rolatorjem ne premagujte robnikov ali stopnic, višjih od 20 mm;
- Pri uporabi na prostem izbirajte pločnike, ustrezno urejene v skladu s predpisi o odpravljanju arhitekturnih ovir;
- Pri premagovanju manjših ovir pritisnite na zadnji stopalki, da dvignete sprednji del rolatorja (samo modeli RP540 - RP545 - RP551).

10. ZAVORE

Pravilno delovanje zavor je odvisno od obrabe in umazanije, ki se nabere na kolesih. Pred vsako uporabo preverite stanje zavor in koles.

10.1 Uporaba zavor

Za zaviranje rolatorja s prsti povlecite zavorne ročice navzgor, dokler se rolator ne upočasni ali ustavi. Za nadaljevanje vožnje rolatorja spustite zavorni ročici.

10.2 Zaklep zavor (parkirna zavora)

Z dlanema potisnite zavorni ročici navzdol; ko zaslišite »klik«, so kolesa so zaklenjena. Zavorni ročici dvignite, da sprostite parkirni položaj.

**POZOR!**

Ko uporabnik miruje, morajo biti zavori zaklenjene.

11. VZDRŽEVANJE

Pripomočki iz linije **MOPEDIA** podjetja Moretti S.p.A. so ob dajanju na trg skrbno pregledani in opremljeni z oznako CE. Zaradi varnosti pacienta in zdravstvenega osebja priporočamo, da proizvajalec ali pooblaščen laboratorij najmanj vsaki 2 leti preveri ustreznost rolatorja za uporabo. Pri popravilih se smejo uporabljati samo originalni nadomestni deli in dodatna oprema.

Uporabna doba izdelka je odvisna od uporabe, vzdrževanja, skladiščenja in čiščenja.

12. ČIŠČENJE

Za čiščenje delov uporabljajte samo vlažno krpo z nevtralnimi čistilom. Ne uporabljajte detergentov, ki vsebujejo topila, in kovinskih ščetk ali abrazivnih ali ostrih predmetov, saj lahko poškodujejo izdelek.

13. NEGA KOLES

1. Kolesa očistite s toplo vodo in nevtralnimi detergentom. Obrišite jih do suhega s čisto krpo.
2. Kolesa redno namažite.

14. TEHNIČNI PODATKI

Serija GAYA 2.0										
Koda izdelka	RP540									
Sedež	45x31 cm									
Okvir	Aluminij									
Dimenzije* in teža										
										
RP540	75	85 97	55	63	52	28	9,6	20	20	136 kg

Serija OCEANO 2.0						SATURNO				
Koda izdelka	RP545					RP551				
Sedež	45x20 cm					44 x 24 cm				
Okvir	Aluminij									
Dimenzije* in teža										
										
RP545x	69	79 92	54	62	47	27	7,6	20	20	136 kg
RP551	70	115÷130 Podlahtna opora 100÷115	61	68	52	28	7,9	25		

*Mere so navedene v cm in lahko odstopajo za $\pm 0,5$ cm

15. SPLOŠNA NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE

Pripomočka ob koncu življenjske dobe ne odlagajte med običajne trdne komunalne odpadke. Priporočamo, da pripomoček oddate na občinskem zbirnem mestu, kjer bodo uporabljeni materiali ustrezno recikrirani.

16. NADOMESTNI DELI/DODATNA OPREMA

Za nadomestne dele in dodatno opremo glejte glavni katalog družbe Moretti S.p.A.

17. GARANCIJA

Za vse izdelke Moretti velja garancija za napake v materialu ali izdelavi za obdobje 2 (dveh) let od datuma prodaje izdelka, ob upoštevanju spodaj navedenih izključitev in omejitev. Ta garancija ne velja v primeru nepravilne uporabe, zlorabe ali spremembe izdelka oziroma neupoštevanja navodil za uporabo. Pravilni predvideni namen izdelka je naveden v navodilih za uporabo.

Družba Moretti ne odgovarja za nastalo škodo, telesne poškodbe ali druge posledice, če oprema ni bila nameščena in/ali uporabljena strogo v skladu z navodili za namestitev, sestavljanje in uporabo.

Garancija Moretti ne krije poškodb ali napak, nastalih v naslednjih okoliščinah: naravne nesreče, nepooblaščen vzdrževanje ali popravilo, poškodbe zaradi težav z električnim napajanjem (kjer je predvideno), uporaba delov ali sestavnih delov, ki jih ni dobavila družba Moretti, neupoštevanje smernic in navodil za uporabo, nepooblaščen spremembe, poškodbe med prevozom (razen prvotnega prevoza družbe Moretti) ali neizvajanje vzdrževanja, kot je določeno v navodilih. Garancija ne krije obrabnih delov, če je poškodba posledica običajne uporabe izdelka.

17.1 Popravila

Popravilo v garanciji: Če se pri izdelku Moretti v garancijskem obdobju pojavi napaka v materialu ali izdelavi, bo družba Moretti skupaj s stranko presodila, ali garancija napako krije. Družba Moretti lahko po lastni presoji izdelek v garanciji zamenja ali popravi pri določenem prodajalcu Moretti ali na svojem sedežu. Stroške dela za popravilo izdelka lahko krije družba Moretti, če se ugotovi, da popravilo spada v obseg garancije. Popravilo ali zamenjava ne obnovi in ne podaljša garancije.

Popravilo izdelka, ki ga garancija ne krije: Izdelek, ki ga garancija ne krije, se lahko vrne v popravilo samo po predhodnem dovoljenju službe za pomoč strankam Moretti. Vse stroške dela in pošiljanja pri popravilu, ki ga garancija ne krije, nosi stranka ali prodajalec. Za popravila izdelkov, ki jih garancija ne krije, velja 6-mesečna (šestmesečna) garancija od dneva prejema popravljenega izdelka.

Izdelki brez napak: Stranka bo obveščena, če družba Moretti po pregledu in preizkusu vrnjenega izdelka ugotovi, da izdelek nima napake. Izdelek bo vrnjen stranki, stroške povratnega pošiljanja pa krije stranka.

17.2 Nadomestni deli

Za originalne nadomestne dele MORETTI velja 6-mesečna (šestmesečna) garancija od dneva prejema nadomestnega dela.

17.3 Omejitev odgovornosti

Razen če je v tej garanciji izrecno določeno drugače, družba Moretti v mejah veljavne zakonodaje ne daje nobenih drugih izrecnih ali implicitnih izjav, jamstev ali pogojev, vključno z jamstvi glede primernosti za prodajo, primernosti za določen namen, nekršitve pravic in nevmešavanja. Družba Moretti ne jamči, da bo uporaba izdelka Moretti neprekinjena ali brez napak. Trajanje morebitnih implicitnih jamstev, ki jih določa zakonodaja, je v mejah veljavne zakonodaje omejeno na garancijsko obdobje. Nekatere države ne dovoljujejo omejitev trajanja implicitnega jamstva ali izključitve oziroma omejitve naključne ali posredne škode v zvezi s potrošniškimi izdelki. V takih državah nekatere izključitve ali omejitve te garancije za uporabnika morda ne veljajo. Ta garancija se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.



Moretti S.p.A.

Via Bruxelles, 3
52022 Cavriglia (AR), Italy

info@morettispa.com
www.morettispa.com