



MOPEDIA®

MA MP310_MP315 02 A_ITA_07 2020

PARASPONDE

MANUALE DI ISTRUZIONI

ITALIANO

INDICE

1. CODICI.....	PAG.3
2. INTRODUZIONE.....	PAG.3
3. DESTINAZIONE D'USO.....	PAG.3
4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE	PAG.3
5. AVVERTENZE GENERALI	PAG.4
6. SIMBOLOGIA UTILIZZATA.....	PAG.4
7. DESCRIZIONE GENERALE	PAG.4
8. MODALITÀ D'USO	PAG.5
9. PULIZIA	PAG.5
10. AVVERTENZE E PRECAUZIONI	PAG.5
11. CARATTERISTICHE TECNICHE	PAG.6
12. MANUTENZIONE.....	PAG.6
13. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO GENERALI	PAG.6
14. GARANZIA.....	PAG.6
14.1 Clausole esonerative	pag. 6

CE Dispositivo medico di classe I
REGOLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici

1. CODICI

MP310 Parasponda premium 134 x 33 x 3h cm

MP315 Parasponda pieghevole 127 x 66 x 2.5h cm

2. INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto un dispositivo della linea MOPEDIA by Moretti. I dispositivi Moretti sono stati progettati e realizzati per soddisfare tutte le vostre esigenze per un utilizzo pratico, corretto e sicuro. Questo manuale contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso del dispositivo da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. Si consiglia di leggere attentamente la totalità del presente manuale prima di usare il dispositivo. In caso di dubbi vi preghiamo di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente.

3. DESTINAZIONE D'USO

I parasponde **MOPEDIA** by Moretti sono destinati alla protezione del paziente critico da possibili lesioni accidentali contro le sponde del letto.



ATTENZIONE!

- E' vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale.
- Moretti S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni derivanti da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche

4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

La MORETTI SpA dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio dalla stessa MORETTI SpA. e facenti parte della famiglia ACCESSORI PER LETTI sono conformi alle disposizioni applicabili del regolamento 2017/745 sui DISPOSITIVI MEDICI del 5 aprile 2017. A tal scopo la MORETTI SpA garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto segue:

1. I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti generali di sicurezza e prestazione così come richiesti dall'allegato I del regolamento 2017/745 come prescritto dall'allegato IV del suddetto regolamento.
2. I dispositivi in oggetto NON SONO STRUMENTI DI MISURA.
3. I dispositivi in oggetto NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE.
4. I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione NON STERILE.
5. I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I in conformità a quanto stabilito dall'allegato VIII del suddetto regolamento.
6. La MORETTI SpA mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti, per almeno 10 anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo lotto, la documentazione tecnica comprovante la conformità al regolamento 2017/745.

Nota: I codici completi di prodotto, il codice di registrazione del Fabbricante (SRN), il codice UDI-DI di base ed eventuali riferimenti a norme utilizzate sono riportati nella Dichiarazione di Conformità UE che MORETTI SPA emette e rende disponibile attraverso i propri canali.

5. AVVERTENZE GENERALI

- Per un utilizzo corretto del dispositivo fare riferimento attentamente al seguente manuale
- Per un utilizzo corretto del dispositivo consultare sempre il vostro medico o terapeuta
- Conservare ed utilizzare il dispositivo lontano da fiamme libere e fonti di calore
- Si consiglia l'uso ad un solo utente
- Il dispositivo deve essere sanificato prima dell'eventuale riutilizzo
- La vita utile del dispositivo è determinata dall'usura di parti non riparabili e/o sostituibili
- L'utilizzatore e/o il paziente dovrà segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito.

6. SIMBOLOGIA UTILIZZATA

	Codice prodotto
	Identificativo univoco del dispositivo
	Marchio CE
	Fabbricante
	Lotto di produzione
	Leggere il manuale per le istruzioni
	Dispositivo Medico
	Condizioni di smaltimento
	Lavaggio a mano; Temperatura massima 30°C
	Non candeggiare
	Non stirare
	Non asciugare mediante tamburo rotativo
	Non lavare a secco

7. DESCRIZIONE GENERALE

I parasponde MOPEDIA by MORETTI sono realizzati in poliuretano espanso con fodero di rivestimento in tessuto impermeabile (40% PU e 60% poliestere) - (amovibile mediante zip per modello MP310 - non amovibile per modello MP315).

Il fodero di rivestimento è realizzato in tessuto (40% PU e 60% Poliestere) con le seguenti caratteristiche:

- a) impermeabile ai liquidi,
- b) permeabile ai vapori,
- c) bielastico,
- d) antibatterico, antimicotico
- e) latex free (anallergico)

8. MODALITÀ D'USO

Incastrare dall'alto il dispositivo con il lato lungo rivolto verso il letto.

MP310

Adattabile ad ogni tipo di sponda grazie a 4 cinghie regolabili

MP315

Modello pieghevole di facile installazione grazie alla chiusura con velcro

9. PULIZIA

MP310

Indicazione di lavaggio per la fodera



Lavaggio a mano; Temperatura massima 30°C



Non candeggiare



Non stirare



Non asciugare mediante tamburo rotativo



Non lavare a secco

L'interno non può essere lavato

MP315

Utilizzare esclusivamente un panno umido per rimuovere la polvere, usare un panno umido con del sapone neutro per rimuovere lo sporco più difficile. Asciugare bene prima dell'utilizzo.

10. AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Si consiglia l'uso ad un solo utente.

- Conservare e utilizzare lontano da fiamme libere e fonti di calore
- I dispositivi devono essere sanificati prima dell'eventuale utilizzo
- Non si è a conoscenza di eventuali effetti collaterali

11. CARATTERISTICHE TECNICHE

MP310 Dimensioni: **134 x 33 x 3h cm**

MP315 Dimensioni: **127 x 66 x 2,5h cm**

Composizione MP310 e MP315:

Interno -> **Poliuretano**

Rivestimento -> **40% Poliuretano 60% Poliestere**

12. MANUNTENZIONE

I dispositivi della linea MOPEDIA by MORETTI al momento dell'immissione in commercio sono controllati accuratamente e provvisti di marchio CE. Per la sicurezza del paziente e del medico si raccomanda di far controllare dal produttore o da un laboratorio autorizzato, almeno ogni 2 anni, l'idoneità all'uso del vostro prodotto. In caso di riparazione devono essere utilizzati soltanto ricambi ed accessori originali.

13. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO GENERALI

In caso di smaltimento del dispositivo non usare mai i normali sistemi di conferimento dei rifiuti solidi urbani. Si raccomanda invece di smaltire il dispositivo attraverso le comuni isole ecologiche comunali per le previste operazioni di riciclo dei materiali utilizzati.

14. GARANZIA

Tutti i prodotti Moretti sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate di seguito. Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l'uso. La corretta destinazione d'uso del prodotto è indicata nel manuale d'uso Moretti non è responsabile di danni risultanti, di lesioni personali o quant'altro causato o relativo all'installazione e/o all'uso dell'apparecchiatura non scrupolosamente conforme alle istruzioni riportate nei manuali per l'installazione, il montaggio e l'uso.

Moretti non garantisce i prodotti Moretti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate, danni derivanti da problemi dell'alimentazione elettrica (dove prevista), utilizzo di parti o componenti non forniti da Moretti, mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l'uso, modifiche non autorizzate, danni di spedizione (diversa dalla spedizione originale da Moretti), oppure dalla mancata esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale. Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto.

14.1 Clausole esonerative

Salvo quanto specificato espressamente in questa garanzia ed entro i limiti di legge, Moretti non offre nessun'altra dichiarazione, garanzia o condizione, espressa o implicita, comprese eventuali dichiarazioni, garanzie o condizioni di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, non violazione e non interferenza. Moretti non garantisce che l'uso del prodotto Moretti sarà ininterrotto o senza errori. La durata di eventuali garanzie implicite che possano essere imposte dalle norme di legge è limitata al periodo di garanzia, nei limiti delle norme di legge. Alcuni stati o paesi non permettono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita oppure l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o indiretti in relazione a prodotti per i consumatori. In tali stati o paesi, alcune esclusioni o limitazioni di questa garanzia possono non applicarsi all'utente. La presente garanzia è soggetta a variazioni senza preavviso.



CERTIFICATO DI GARANZIA

Prodotto _____

Acquistato in data _____

Rivenditore _____

Via _____ Località _____

Venduto a _____

Via _____ Località _____



Via Bruxelles, 3 - Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.





MOPEDIA®

MA MP310_MP315 02 A_ENG_07 2020

BED RAIL PROTECTOR

INSTRUCTION MANUAL

ENGLISH

INDEX

ENGLISH

1. CODES..... PAG.3

2. INTRODUCTION..... PAG.3

3. INTENDED USE..... PAG.3

4. DECLARATION OF CONFORMITY PAG.3

5. GENERAL WARNINGS PAG.4

6. SYMBOLS PAG.4

7. GENERAL DESCRIPTION..... PAG.4

8. HOW TO USE PAG.4

9. CLEANING PAG.5

10. WARNINGS AND ADVISES PAG.5

11. TECHNICAL FEATURES..... PAG.5

12. MAINTENANCE PAG.5

13. CONDITION OF DISPOSAL PAG.5

14. WARRANTY PAG.6

 14.1 Exempt clauses pag. 6

CE I Class Medical Device

REGULATION (EU) 2017/745 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 5 April 2017 concerning medical devices

1. CODES

MP310 Premium bed rail protector cm 134 x 33 x 3h

MP315 Folding bed rail protector cm 127 x 66 x 2.5h

2. INTRODUCTION

Thank you for purchasing a Mopedia bed rail protector by Moretti S.p.A. These devices are designed and realized to meet all your needs for a practical, proper and safe use. This user's manual provides some suggestions as how to correctly use the product you have chosen and gives some valuable advice for your safety. Please read through the manual carefully before using the product. Should you have any queries, please contact your retailer for advice and assistance.

3. INTENDED USE

The MOPEDIA by Moretti bed rail protectors are designed to protect the patient from possible critical accidental injury against the sides of the bed.

ATTENZIONE!



- Do not use the product for a purpose not indicated in this manual
- Moretti S.p.A declines all responsibilities for any consequences resulting from an incorrect use of this product and from unauthorized alteration to the the product
- The manufacturer reserves the right to change the information contained in this document without previous notice.

4. DECLARATION OF CONFORMITY

Moretti S.p.A. declares under its sole responsibility that the product made and traded by Moretti S.p.A. and belonging to the group of ACCESSORIES FOR BEDS complies with the provisions of the regulation 2017/745 on MEDICAL DEVICES of 5 April 2017.

For this purpose, Moretti S.p.A. guarantees and declares under its sole responsibility what follows:

1. The devices satisfy the requirements of general safety and performance requested by the Annex I of regulation 2017/745 as laid down by the Annex IV of the above mentioned regulation.
2. The devices ARE NOT MEASURING INSTRUMENTS.
3. The devices ARE NOT MADE FOR CLINICAL TESTS.
4. The devices are packed in NON-STERILE BOX.
5. The devices belong to class I in accordance with the provisions of Annex VIII of the above mentioned regulation
6. Moretti S.p.A. provides to the Competent Authorities the technical documentation to prove the conformity to the 2017/745 regulation, for at least 10 years from the last lot production.

Note: Complete product codes, the manufacturer registration code (SRN), the UDI-DI code and any references to used regulations are included in the EU declaration of conformity that Moretti S.p.A. releases and makes available through its channels.

5. GENERAL WARNINGS

- **READ** carefully the entire manual before using the device .
- For a correct use of the device always consult your physician or therapist
- Make sure that the product is delivered complete and keep it packed away from heat sources
- We recommend the use of a single user
- The device must be sanitized before any re-use
- **SERVICE LIFE** the device use limit is defined by the wear of the parts
- **DO NOT** allow children to play or operate the device
- The user and/or the patient will have to report any serious accident that have occurred related the device to the manufacturer and appropriate authority of the State which the user and/or patient belongs to.

6. SYMBOLS



Product code



Unique Device Identification



CE mark



Manufacturer



Batch Lot



Read the instruction manual



Medical Device



Conditions of disposal

7. GENERAL DESCRIPTION

The MOPEDIA by MORETTI bed rail protectors are made of memory foam (polyurethane) and complete with waterproof cover (40% PU and 60% polyester) - (removable by zip for model MP310 non-removable for model MP315).

The cover is made with fabric with the following features:

- impermeable to liquids,
- vapor permeable,
- two-way stretch,
- antibacterial, antifungal treatment Sanitized
- latex-free (hypoallergenic)

8. HOW TO USE

Place the device with the long side facing the bed.

MP310

Adaptable to any type of bed rail thanks to the 4 adjustable straps

MP315

Folding model is easy to install thanks to the velcro closure

9. CLEANING

MP310

Indication for washing ONLY FOR COVER:



Wash by hand; Maximum temperature 30°C



Do not bleach



Do not iron



Do not tumble dry



Do not dry clean

The internal foam cannot be washed

MP315

Use only a damp cloth to remove dust, use a damp cloth with a mild soap to remove more difficult dirt. Dry thoroughly before use

10. WARNINGS AND ADVISES

We recommend the use of a single user.

- Store and use away from open flames and heat sources
- The devices must be sanitized prior to any use

11. TECHNICAL FEATURES

MP310 Dimensions: 134 x 33 x 3h cm

MP315 Dimensions: 127 x 66 x 2,5h cm

MP310 & MP315 composition: Internal material -> PU - Cover -> 40% PU 60% Polyester

12. MAINTENANCE

The MOPEDIA devices by MORETTI are checked carefully and supplied with EC mark, once launched on the market. For patient and physician's safety we recommend to let check the device by the manufacturer or by authorized laboratory every 2 years.

13. CONDITION OF DISPOSAL

In case of disposal don't use the inserting container for municipal waste. We recommend to dispose the bed side rail in protector the appropriate disposal areas for recycling.

14. WARRANTY

Moretti products are guaranteed from material or manufacturing faults for a period of (two) 2 years from the purchasing date, subject to any limitations and exclusions specified below. The warranty does not apply in case of damages caused by improper use, abuse or modification of the product, and the warranty will not be valid if the instructions for use are not strictly followed. The correct intended use of the device is specified in this manual. Moretti is not responsible for damages resulting from personal injury or otherwise caused by or in relation to wrong installation or improper use. Moretti does not guarantee the products against damage or defects in the following conditions: natural disaster, not authorized maintenance or repair, damage due to power supply problems (where provided) use of spare parts not supplied by Moretti, improper use, not authorized alteration, shipping damage (other than original shipment by Moretti), or in case of insufficient maintenance as indicated in the manual. The warranty doesn't cover components subject to wear and tear during the correct use of the device.

14.1 Exempt clauses

Except as expressly specified in this warranty and within the limits of the law, Moretti does not offer any representation, warranty or condition, express or implied, including any representations, warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement and interference. Moretti does not warrant that the use of the product Moretti will be uninterrupted or error free. The duration of any implied warranties that may be imposed by law are limited to the warranty period, within the limits of the law. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages in connection with products for consumers. In such states or countries, certain disclaimers and limitations of this warranty may not apply to you. This warranty is subject to change without notice.



WARRANTY CERTIFICATE

ENGLISH

Product _____

Purchased on (date) _____

Retailer _____

Address _____ Town/city _____

Sold to _____

Address _____ Town/city _____



Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.





MOPEDIA®

MA MP310_MP315 02 A_ESP_07 2020

PANELES PROTECTORES

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ESPAÑOL

ÍNDICE

1. CÓDIGOS.....	PAG.3
2. INTRODUCCIÓN.....	PAG.3
3. FINALIDAD.....	PAG.3
4. DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD.....	PAG.3
5. ADVERTENCIAS GENERALES.....	PAG.4
6. SÍMBOLOS	PAG.4
7. DESCRIPCIÓN GENERAL.....	PAG.4
8. MODO DE USO	PAG.5
9. LIMPIEZA	PAG.5
10. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES	PAG.5
11. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PAG.6
12. MANTENIMIENTO	PAG.6
13. CONDICIONES DE ELIMINACIÓN GENERALES	PAG.6
14. GARANTÍA.....	PAG.6
14.1 Cláusulas exonerativas	pag. 6

 Producto sanitario de clase I

REGLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
del 5 de abril de 2017 sobre los productos sanitarios

1. CÓDIGOS

MP310 Panel protector premium 134 x 33 x3h cm

MP315 Panel protector plegable 127 x 66 x 2.5h cm

2. INTRODUCCIÓN

Gracias por haber elegido un producto de la línea MOPEDIA fabricado por Moretti. Los productos Moretti han sido diseñados y realizados para satisfacer todas tus exigencias, con un uso práctico, correcto y seguro. Este manual de instrucciones contiene algunas sugerencias que le permitirán usar correctamente el equipo que Ud. ha elegido, así como valiosos consejos para su seguridad. Se aconseja leer atentamente todo el manual antes de utilizar el producto. En caso de dudas contacte con el distribuidor, que estará en condiciones de brindarle ayuda y consejos.

3. FINALIDAD

Los paneles protectores **MOPEDIA** fabricados por Moretti están destinados a la protección del paciente contra posibles lesiones accidentales contra los bordes de la cama.



¡ATENCIÓN!

- Está prohibido utilizar el producto con fines diferentes de aquel definido en este manual.
- Moretti S.p.A. declina toda responsabilidad respecto de los daños derivados de un uso incorrecto del producto o diferente de aquel indicado en el presente manual
- El fabricante se reserva el derecho de aportar modificaciones al producto y a este manual sin aviso previo, con propósitos de mejora.

4. DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

MORETTI SpA declara bajo su exclusiva responsabilidad que los productos fabricados e introducidos en el mercado por la misma MORETTI SpA y que forman parte de la familia de los ACCESORIOS PARA CAMAS son conformes con las disposiciones del reglamento 2017/745 sobre los PRODUCTOS SANITARIOS del 5 de abril de 2017.

Para ello, MORETTI SpA garantiza y declara bajo su exclusiva responsabilidad los siguientes puntos:

1. Los productos en cuestión cumplen con los requisitos generales de seguridad y prestación establecidos por el anexo I y el anexo IV del reglamento 2017/745.
2. Los productos en cuestión **NO SON INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN.**
3. Los productos en cuestión **NO ESTÁN DESTINADOS A INVESTIGACIONES CLÍNICAS.**
4. Los productos en cuestión se comercializan en presentación **NO ESTÉRIL.**
5. Los productos en cuestión deben considerarse de clase I en conformidad a lo establecido en el anexo VIII del mismo Reglamento.
6. MORETTI SpA mantiene y pone a disposición de las Autoridades Competentes, por 10 años desde la fecha de fabricación del último lote, la documentación técnica que comprueba la conformidad con el reglamento 2017/745.

Nota: Los códigos completos de producto, el código de registro del fabricante (SRN), el código UDI-DI de base y eventuales referencias a normas utilizadas figuran en la Declaración de Conformidad UE que MORETTI SPA emite y pone a disposición a través de sus propios canales.

5. ADVERTENCIAS GENERALES

- Para el uso correcto del producto, leer atentamente el siguiente manual
- Para el uso correcto del producto, consultar al médico o terapeuta
- Conservar y utilizar el producto lejos de llamas libres y fuentes de calor
- Se recomienda el uso con un único paciente
- El producto se debe esterilizar antes de ser reutilizado
- La vida útil del producto depende del desgaste de las partes no reparables o sustituibles
- El usuario o paciente deberá señalar cualquier incidente grave ocurrido en relación con el producto al fabricante y a la autoridad competente del país miembro donde se encuentre.

6. SÍMBOLOS



Código producto



Identificación unívoca de productos



Marcado CE



Fabricante



Lote de producción



Leer el manual de instrucciones



Producto sanitario



Condiciones de eliminación



Lavado a mano; Temperatura máxima 30°C



No blanquear



No planchar



No secar con tambor rotativo



No lavar en seco

7. DESCRIPCIÓN GENERAL

Los panales protectores **MOPEDIA** fabricados por MORETTI están realizados en poliuretano expandido con forro de revestimiento de tejido impermeable (40% PU e 60% poliéster) - (amovible mediante cremallera en el modelo MP310 - no amovible en el modelo MP315).

El forro de revestimiento está realizado en tejido (40% PU y 60% Poliéster) con las siguientes características.

- a) impermeable a los líquidos,
- b) permeable a los vapores,
- c) bielástico,
- d) antibacteriano, antimicótico
- e) libre de látex (analérgico)

8. MODO DE USO

Encastrar el producto por arriba, con el lado largo orientado a la cama.

MP310

Adaptable a todo tipo de borde gracias a 4 correas regulables

MP315

Modelo plegable de fácil instalación gracias al cierre con velcro

9. LIMPIEZA

MP310

Indicaciones de lavado para el forro



Lavado a mano; Temperatura máxima 30°C



No blanquear



No planchar



No secar con tambor rotativo



No lavar en seco

El interior no se lava

MP315

Utilizar exclusivamente un paño húmedo para eliminar el polvo; utilizar un paño húmedo con jabón neutro para eliminar la suciedad más difícil. Secar bien antes del uso.

10. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Se recomienda el uso con un único paciente.

- Conservar y utilizar el producto lejos de llamas libres y fuentes de calor
- El producto se debe esterilizar antes de ser utilizado
- No se conocen efectos colaterales

11. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MP310 Medidas: 134 x 33 x 3h cm

MP315 Medidas: 127 x 66 x 2,5h cm

Composición MP310 y MP315:

Interior -> **Poliuretano**

Revestimiento -> **40% Poliuretano 60% Poliéster**

12. MANTENIMIENTO

Los productos de la línea **MOPEDIA** fabricados por MORETTI que se introducen en el comercio han sido cuidadosamente controlados y provistos de marca CE. Para la seguridad del paciente y del médico se recomienda hacer controlar la idoneidad del producto al fabricante o a un laboratorio autorizado al menos cada 2 años. En caso de reparación, utilizar sólo repuestos y accesorios originales.

13. CONDICIONES DE ELIMINACIÓN GENERALES

No eliminar el producto junto con los desechos sólidos urbanos. Para la eliminación del producto, entregarlo en una isla ecológica municipal en vistas del posterior reciclado de los materiales.

14. GARANTÍA

Todos los productos Moretti tienen una garantía de 2 años desde la fecha de venta por defectos de fabricación o de material, sin perjuicio de eventuales exclusiones y de las limitaciones especificadas a continuación. La garantía no se aplica en caso de daños causados por uso inadecuado, abusos, alteraciones y en caso de que no se respeten las instrucciones de uso. La finalidad correcta del producto está indicada en el manual de instrucciones. Moretti no es responsable por los daños provocados por una instalación o uso del dispositivo no conforme con las instrucciones que se encuentran en el manual de instalación, montaje y uso. Moretti no garantiza los productos Moretti por daños o defectos en la condiciones siguientes: calamidades, operaciones de mantenimiento o reparación no autorizadas, daños causados por la alimentación eléctrica (si está prevista), uso de piezas no suministradas por Moretti, incumplimiento de las instrucciones de uso, modificaciones no autorizadas, daños durante el envío (diferente del envío original de Moretti), falta del mantenimiento indicado por el manual. No están cubiertas por la garantía piezas sujetas a deterioro si el daño es causado por el uso normal del producto.

14.1 Cláusulas exonerativas

Más allá de las especificaciones de esta garantía y dentro de los límites de ley, Moretti no ofrece ninguna otra declaración, garantía o condición expresa o implícita con respecto a la aptitud para la comercialización, la idoneidad para fines particulares, la no-violación y la no-interferencia. Moretti no garantiza que el uso del producto Moretti no pueda presentar interrupciones o errores. La duración de eventuales garantías implícitas que puedan ser impuestas por normas de ley se limita al período de garantía conforme a los límites de ley. Algunos estados o países no permiten limitaciones de la duración de la garantía implícita o la exclusión o limitación de daños accidentales o indirectos en relación con productos para los consumidores. En dichos estados y países, algunas exclusiones o limitaciones de esta garantía podrían no aplicarse al usuario. La presente garantía está sujeta a variaciones sin aviso previo.



CERTIFICADO DE GARANTÍA

Producto _____

Fecha de compra _____

Distribuidor _____

Calle _____ Localidad _____

Vendido a _____

Calle _____ Localidad _____

ESPAÑOL



Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20122 Cavriaglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.

MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com