



MOPEDIA®

MA RS940-RS941 02 A_ITA_07 2020

SEDIA PER WC E DOCCIA

MANUALE DI ISTRUZIONI

ITALIANO

INDICE

1. CODICI.....	PAG.3
2. INTRODUZIONE.....	PAG.3
3. DESTINAZIONE D'USO.....	PAG.3
4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE	PAG.3
5. AVVERTENZE GENERALI	PAG.4
6. SIMBOLOGIA UTILIZZATA.....	PAG.4
7. DESCRIZIONE GENERALE	PAG.4
8. PRIMA DI OGNI USO.....	PAG.5
9. AVVERTENZE PER L'UTILIZZO.....	PAG.5
10. MONTAGGIO.....	PAG.5
10.1 Regolazione pedane	pag. 5
11. MODALITÀ D'USO.....	PAG.6
11.1 Freni	pag. 6
11.2 Ruote	pag. 6
11.3 Braccioli	pag. 6
11.4 WC.....	pag. 7
12. MANUTENZIONE	PAG.7
13. PULIZIA E DISINFEZIONE	PAG.7
13.1 Pulizia.....	pag. 7
13.2 Disinfezione	pag. 7
14. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO GENERALI	PAG.7
15. CARATTERISTICHE TECNICHE	PAG.7
15.1 Dimensioni* e peso	pag. 8
15.2 Specifiche tecniche RS940.....	pag. 8
15.3 Specifiche tecniche RS941	pag. 8
16. GARANZIA.....	PAG.8
17. RIPARAZIONI.....	PAG.8
18. RICAMBI.....	PAG.9
19. CLAUSOLE ESONERATIVE.....	PAG.9

CE Dispositivo medico di classe I
REGOLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici

1. CODICI

RS940 - Sedia comoda per wc e doccia

RS941 - Sedia comoda per wc e doccia

2. INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto una Sedia per wc e doccia della linea MOPEDIA by Moretti. Le sedie per wc e doccia MOPEDIA by Moretti sono state progettate e realizzate per soddisfare tutte le vostre esigenze per un utilizzo pratico, corretto e sicuro. Questo manuale contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso del dispositivo da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. Si consiglia di leggere attentamente la totalità del presente manuale prima di usare la sedia da voi acquistata. In caso di dubbi vi preghiamo di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente.

Nota: Controllare che tutte le parti del prodotto non abbiano subito danni durante la spedizione. In caso di danni non utilizzare il prodotto e contattare il rivenditore per ulteriori istruzioni.

3. DESTINAZIONE D'USO

La Sedia per wc e doccia MOPEDIA è destinata a persone con difficoltà motorie e può essere utilizzata all'interno di una doccia come sostituzione del WC e come supporto per il lavaggio.

ATTENZIONE!



- E' vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale.
- Moretti S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni derivanti da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale.
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche.

4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

La MORETTI SpA dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio dalla stessa MORETTI SpA. e facenti parte della famiglia SEDIE DOCCIA sono conformi alle disposizioni applicabili del regolamento 2017/745 sui DISPOSITIVI MEDICI del 5 aprile 2017.

A tal scopo la MORETTI SpA garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto segue:

1. I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti generali di sicurezza e prestazione così come richiesti dall'allegato I del regolamento 2017/745 come prescritto dall'allegato IV del suddetto regolamento.
2. I dispositivi in oggetto NON SONO STRUMENTI DI MISURA.
3. I dispositivi in oggetto NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE.
4. I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione NON STERILE.
5. I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I in conformità a quanto stabilito dall'allegato VIII del suddetto regolamento.
6. La MORETTI SpA mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti, per almeno 10 anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo lotto, la documentazione tecnica comprovante la conformità al regolamento 2017/745.

Nota: I codici completi di prodotto, il codice di registrazione del Fabbriante (SRN), il codice UDI-DI di base ed eventuali riferimenti a norme utilizzate sono riportati nella Dichiarazione di Conformità UE che MORETTI SPA emette e rende disponibile attraverso i propri canali.

5. AVVERTENZE GENERALI



ATTENZIONE!

Prestare sempre molta attenzione alla presenza di parti in movimento che potrebbero causare intrappolamenti agli arti e lesioni personali.

- Per un utilizzo corretto del dispositivo fare riferimento attentamente al seguente manuale.
- Per un utilizzo corretto del dispositivo consultare sempre il vostro medico o terapeuta.
- Mantenere il prodotto imballato lontano da qualsiasi fonte di calore in quanto l'imballo è fatto di cartone.
- La vita utile del dispositivo è determinata dall'usura di parti non riparabili e/o sostituibili.
- Prestare sempre molta attenzione alla presenza di bambini.
- L'utilizzatore e/o il paziente dovrà segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito.

6. SIMBOLOGIA UTILIZZATA



Codice prodotto



Identificativo univoco del dispositivo



Marchio CE



Fabbricante



Lotto di produzione



Leggere il manuale per le istruzioni



Dispositivo Medico



Condizioni di smaltimento

7. DESCRIZIONE GENERALE



RS940 Sedia per wc e doccia



RS941 Sedia per wc e doccia

il prodotto viene fornito con schienale e pedane smontati.

8. PRIMA DI OGNI USO


- Verificare sempre lo stato di usura delle parti meccaniche in gioco così da garantire un utilizzo del dispositivo in totale sicurezza per persone e cose.
- Verificare il corretto assemblaggio del dispositivo con particolare attenzione al corretto inserimento e bloccaggio dei volantini.

9. AVVERTENZE PER L'UTILIZZO

- Non inclinare la sedia più del 10% senza l'assistenza di un accompagnatore.
- Bloccare completamente le ruote della sedia ogni volta che il paziente viene trasferito.
- Prima di trasferire il paziente dalla/sulla sedia, assicurarsi che quest'ultima sia posta su una superficie piana e stabile e con le ruote bloccate.
- Prima di inclinarsi in avanti o di alzarsi dalla sedia assicurarsi che le ruote anteriori siano dritte e quelle posteriori siano bloccate, per evitare un possibile ribaltamento.
- Per evitare un possibile ribaltamento evitare di sporgersi sul retro oltre lo schienale della sedia.
- Durante il montaggio e/o la regolazione di pedane, schienale e supporti per le gambe o comunque durante l'utilizzo della sedia utilizzare la massima attenzione onde evitare schiacciamenti accidentali delle dita.
- Tenere la sedia lontana da fonti dirette di calore.


10. MONTAGGIO

Per il montaggio dello schienale è sufficiente inserire le due estremità dei tubi nelle apposite aperture nella parte posteriore della sedia (Fig. 1). Le pedane regolabili devono essere inserite all'esterno della sedia inserendo nei due perni la parte superiore della pedana (Fig. 2)



Attenzione ad individuare correttamente quale pedana utilizzare. I poggiapiedi devono essere sempre all'interno della sedia. Per fissare la pedana assicurarsi che la leva di bloccaggio sia ben fissata all'interno della sedia (Fig. 3). Inserire la tazza WC dalla parte posteriore della Sedia facendo attenzione ad inserirla correttamente nelle guide previste.

10.1 Regolazione pedane



Le pedane della sedia per doccia possono essere regolate secondo l'altezza che offre il miglior confort, premendo la clip di bloccaggio posta sulla pedana (Fig. 4), con un'altezza dal pavimento non inferiore ai 6,5 cm. Controllare sempre che le due pedane siano alla stessa altezza.

**|immagini a scopo illustrativo

11. MODALITÀ D'USO

Per spingere la sedia comoda per doccia, usare sempre e solo il maniglione posteriore, non spingere mai facendo forza su altre parti. Prima di muoversi su una superficie inclinata assicurarsi delle proprie capacità e limiti. Consultare le tecniche di movimento con personale qualificato. È comunque raccomandata un'assistenza per le superfici con una pendenza superiore al 10%. Se è necessario fermarsi su una superficie inclinata, evitare movimenti bruschi. Per rallentare in una discesa non usare i freni delle ruote. Non cambiare bruscamente la direzione in discesa. Per la discesa e la salita delle scale farsi sempre aiutare da una persona bloccando i freni della Sedia. Nel caso in cui due persone sollevino la Sedia, evitare di impugnarla in punti pericolosi per il paziente come pedane e braccioli, ma utilizzare solo il telaio e le impugnature posteriori.



ATTENZIONE! Non fare pressione sui poggiatesta quando si sale o si scende dalla sedia.

11.1 Freni

RS940




Fig.5a

I freni vengono azionati premendo la leva posta su tutte le ruote della sedia (Fig. 5). Se regolata correttamente, la leva del freno deve stringere bene la ruota. In caso di necessità regolare i freni allentando il dado di bloccaggio utilizzando la chiave in dotazione e fare scorrere il morsetto in avanti o indietro secondo le necessità. Fissare bene il dado di bloccaggio.

RS941



Fig.5b

Il freno viene attivato tirando completamente verso l'alto la leva (Fig. 5). Se regolata correttamente, la leva del freno deve stringere bene la ruota. In caso di necessità regolare i freni allentando il dado di bloccaggio utilizzando la chiave in dotazione e fare scorrere il morsetto in avanti o indietro secondo le necessità. Fissare bene il dado di bloccaggio.

**Immagini a scopo illustrativo

11.2 Ruote

RS940

Le ruote anteriori devono essere periodicamente controllate e lubrificate, secondo la necessità. In caso di oscillazione della ruota, stringere leggermente il dado del perno di bloccaggio della ruota. Per testare la ruota inclinare su di un lato la sedia e far girare la ruota.

RS941

Le ruote anteriori devono essere periodicamente controllate e lubrificate, secondo la necessità. Le ruote grandi posteriori devono anch'esse essere controllate periodicamente e non devono oscillare in nessun modo. In caso di oscillazione della ruota, stringere leggermente il dado del perno di bloccaggio della ruota. Per testare la ruota inclinare su di un lato la Sedia e far girare la ruota.

11.3 Braccioli

Per facilitare il trasporto della sedia ed i trasferimenti del paziente, tutti i braccioli sono completamente ribaltabili. Non usare mai i braccioli per alzare o spostare la sedia.

11.4 WC



Utilizzare il wc con la sedia completamente frenata, per l'utilizzo del WC estrarre la parte del sedile asportabile tirando la maniglia presente sulla parte anteriore. Estrarre il wc dalla parte posteriore afferrandolo per l'impugnatura (Fig. 6).

12. MANUTENZIONE

La Sedia per doccia della linea MOPEDIA by MORETTI necessita di poche ed elementari manutenzioni periodiche, qui di seguito vi elenchiamo i controlli da effettuare periodicamente.

- Controllare i freni: mensilmente
- Pulizia delle parti (seduta, schienale, braccioli, ruote, ecc) secondo necessità.
- Lubrificazioni dei perni e delle parti volventi: mensile
- Verifica generale: da parte di personale qualificato biennale.

E' di fondamentale importanza che la sedia doccia al primo utilizzo sia completamente controllata in tutte le sue parti, in particolare che le viti e i dadi sia tutti ben serrati.

13. PULIZIA E DISINFEZIONE

13.1 Pulizia

Per pulire il prodotto, utilizzare esclusivamente un panno imbevuto di acqua ed asciugare con un panno pulito ed asciutto, o con acqua tiepida e sapone neutro.



ATTENZIONE! Non usare sostanze abrasive, acidi, alcool, detergenti a base di cloro, disinfettanti ed acetone, perché tali sostanze provocano l'abrasione delle parti in plastica e l'arrugginimento delle superfici metalliche.

Il fabbricante non sarà responsabile per il danneggiamento causato dall'utilizzo di materiali che possano deteriorare la superficie del prodotto o da corrosivi chimici utilizzati durante la pulizia.

13.2 Disinfezione

Se necessario, effettuare la disinfezione del prodotto utilizzando un delicato detergente disinfettante. Per la seduta e lo schienale usare una spugna inumidita e sapone neutro. Il WC deve essere regolarmente pulito e disinfettato utilizzando un normale disinfettante da bagno.

















ATTENZIONE! Non usare sostanze abrasive, acidi, alcool, detergenti a base di cloro, disinfettanti ed acetone, perché tali sostanze provocano l'abrasione delle parti in plastica e l'arrugginimento delle superfici metalliche.















14. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO GENERALI

In caso di smaltimento del dispositivo non usare mai i normali sistemi di conferimento dei rifiuti solidi urbani. Si raccomanda di smaltire il dispositivo attraverso le comuni isole ecologiche comunali per le previste operazioni di riciclo dei materiali utilizzati.

15. CARATTERISTICHE TECNICHE

15.1 Dimensioni* e peso

Dimensioni* e peso														
MISURE IN CM														
RS940	90	59	41	95	73	38/43	50	41	40	57	9,5	10	10	

Dimensioni* e peso														
MISURE IN CM														
RS941	90	81	41	96	68	38/43	48	41	41	65	14,5	62	20	

* Le misure possono variare di $\pm 0.5\text{cm}$

15.2 Specifiche tecniche RS940

- Telaio in alluminio anodizzato
- Sedile e schienale imbottiti in PVC termosaldato
- Braccioli ribaltabili
- 4 ruote piroettanti; le 2 anteriori con freno
- Pedane ribaltabili lateralmente, estraibili e regolabili in lunghezza
- WC asportabile
- Portata max 110 Kg

15.3 Specifiche tecniche RS941

- Telaio in alluminio anodizzato
- Sedile e schienale imbottiti in PVC termosaldato
- Braccioli ribaltabili
- Pedane ribaltabili lateralmente, estraibili e regolabili in lunghezza
- WC asportabile
- Portata max 110 Kg* Le misure possono variare di $\pm 0.5\text{cm}$

16. GARANZIA

Tutti i prodotti Moretti sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate di seguito. Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l'uso. La corretta destinazione d'uso del prodotto è indicata nel manuale d'uso Moretti non è responsabile di danni risultanti, di lesioni personali o quant'altro causato o relativo all'installazione e/o all'uso dell'apparecchiatura non scrupolosamente conforme alle istruzioni riportate nei manuali per l'installazione, il montaggio e l'uso. Moretti non garantisce i prodotti Moretti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate, danni derivanti da problemi dell'alimentazione elettrica (dove prevista), utilizzo di parti o componenti non forniti da Moretti, mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l'uso, modifiche non autorizzate, danni di spedizione (diversa dalla spedizione originale da Moretti), oppure dalla mancata esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale. Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto.

17. RIPARAZIONI

-Riparazione in garanzia-

Nel caso in cui un prodotto Moretti presenti difetti di materiale o fabbricazione durante il periodo di garanzia, Moretti valuterà con il cliente se il difetto del prodotto è coperto dalla garanzia. Moretti, a sua insindacabile discrezione, può sostituire o riparare l'articolo in garanzia, presso un rivenditore Moretti specificato o presso la propria sede. I costi della manodopera relativi alla riparazione del prodotto possono essere a carico di Moretti se si determina che la riparazione ricade nell'ambito della garanzia. Una riparazione o sostituzione non rinnova né proroga la garanzia.

-Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia.-

Si può restituire, affinché sia riparato, un prodotto non coperto dalla garanzia solo dopo aver ricevuto autorizzazione preventiva dal servizio clienti Moretti. I costi della manodopera e di spedizione relativi a una riparazione non coperta dalla garanzia saranno completamente a carico del cliente o del rivenditore. Le riparazioni su prodotti non coperti dalla garanzia sono garantite per 6 (sei) mesi, a decorrere dal giorno in cui si riceve il prodotto riparato.

-Prodotti non difettosi-

Il cliente sarà avvisato se, dopo avere esaminato e provato un prodotto restituito, Moretti conclude che il prodotto non è difettoso. Il prodotto sarà restituito al cliente e saranno a suo carico i costi di spedizione dovuti alla restituzione.

18. RICAMBI

I ricambi originali Moretti sono garantiti per 6 (sei) mesi a decorrere dal giorno in cui si riceve il ricambio.

19. CLAUSOLE ESONERATIVE

Salvo quanto specificato espressamente in questa garanzia ed entro i limiti di legge, Moretti non offre nessun'altra dichiarazione, garanzia o condizione, espressa o implicita, comprese eventuali dichiarazioni, garanzie o condizioni di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, non violazione e non interferenza. Moretti non garantisce che l'uso del prodotto Moretti sarà ininterrotto o senza errori. La durata di eventuali garanzie implicite che possano essere imposte dalle norme di legge è limitata al periodo di garanzia, nei limiti delle norme di legge. Alcuni stati o paesi non permettono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita oppure l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o indiretti in relazione a prodotti per i consumatori. In tali stati o paesi, alcune esclusioni o limitazioni di questa garanzia possono non applicarsi all'utente. La presente garanzia è soggetta a variazioni senza preavviso.

**CERTIFICATO DI GARANZIA**

Prodotto _____

Acquistato in data _____

Rivenditore _____

Via _____ Località _____

Venduto a _____

Via _____ Località _____



Via Bruxelles, 3 - Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com**MADE IN P.R.C.**

NOTE





MOPEDIA®

MA RS940-RS941 02 A_ENG_07 2020

SHOWER CHAIR

INSTRUCTION MANUAL

ENGLISH

INDEX

1. CODES.....	PAG.3
2. INTRODUCTION.....	PAG.3
3. INTENDED USE.....	PAG.3
4. DECLARATION OF CONFORMITY	PAG.3
5. GENERAL WARNINGS	PAG.4
6. SYMBOLS	PAG.4
7. GENERAL DESCRIPTION.....	PAG.4
8. BEFORE TO USE.....	PAG.5
9. PRECAUTIONS FOR USE.....	PAG.5
10. MONTAGGIO.....	PAG.5
10.1 Footrest adjustment	pag. 5
11. HOW TO USE.....	PAG.6
11.1 Brakes	pag. 6
11.2 Casters	pag. 6
11.3 Armrest.....	pag. 6
11.4 WC.....	pag. 7
12. MAINTENANCE	PAG.7
13. CLEANING AND SANITISATION	PAG.7
13.1 Cleaning.....	pag. 7
13.2 Disinfection.....	pag. 7
14. CONDITIONS OF DISPOSAL	PAG.7
15. TECHNICAL FEATURES.....	PAG.8
15.1 Dimension* and weight.....	pag. 8
15.2 Technical specifications RS940	pag. 8
15.3 Technical specifications	pag. 8
16. WARRANTY	PAG.8
17. REPAIRING.....	PAG.9
18. SPARE PARTS.....	PAG.9
19. EXEMPT CLAUSES	PAG.9

CE I Class Medical Device

REGULATION (EU) 2017/745 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 5 April 2017 concerning medical devices

1. CODES

RS940 - Shower and commode chair

RS941 - Shower and commode chair

2. INTRODUCTION

Thank you for choosing a MOPEDIA Shower chair by Moretti S.p.A. MOPEDIA Shower chair manufactured by Moretti S.p.A. are designed to satisfy all your requirements for a practical, correct and safe use. This manual provides some useful suggestions to correctly use the device you have selected and offers valuable advices for your safety. We recommend carefully reading the entire manual before using the hospital bed you have purchased. Should you have any queries, please contact your retailer for proper advice or assistance.

Note: Check all parts of the product have not been damaged during shipment. In case of damage do not use the product and contact your dealer for further instructions.

3. INTENDED USE

The shower chair MOPEDIA are created for people with movement difficulty and can be used indoors as substitution of toilet or as aid under the shower.

CAUTION!



- Do not use the following device for purposes other than those described in this manual.
- Moretti S.p.A. disclaims any liability for damage resulting from improper use of the device or use other than that described in this manual.
- We reserve the right to make changes to the device and this manual without notice in order to improve the characteristics.

4. DECLARATION OF CONFORMITY

Moretti S.p.A. declares under its sole responsibility that the product made and traded by Moretti S.p.A. and belonging to the group of SHOWER CHAIRS complies with the provisions of the regulation 2017/745 on MEDICAL DEVICES of 5 April 2017.

For this purpose, Moretti S.p.A. guarantees and declares under its sole responsibility what follows:

1. The devices satisfy the requirements of general safety and performance requested by the Annex I of regulation 2017/745 as laid down by the Annex IV of the above mentioned regulation.
2. The devices ARE NOT MEASURING INSTRUMENTS.
3. The devices ARE NOT MADE FOR CLINICAL TESTS.
4. The devices are packed in NON-STERILE BOX.
5. The devices belong to class I in accordance with the provisions of Annex VIII of the above mentioned regulation
6. Moretti S.p.A. provides to the Competent Authorities the technical documentation to prove the conformity to the 2017/745 regulation, for at least 10 years from the last lot production.

Note: Complete product codes, the manufacturer registration code (SRN), the UDI-DI code and any references to used regulations are included in the EU declaration of conformity that Moretti S.p.A. releases and makes available through its channels.

5. GENERAL WARNINGS



WARNINGS!

Always pay close attention to the presence of moving parts that could cause limb entrapment and injury.

- For proper use of the device refer to this manual.
- For proper use of the device consult your doctor or therapist.
- Keep the packaged product away from any source of heat because the packaging is made of cardboard.
- The useful life of the accessory is determined by wear of parts cannot be repaired and / or replaced.
- Be careful when children are nearby.
- The user and/or the patient will have to report any serious accident that have occurred related the device to the manufacturer and appropriate authority of the State which the user and/or patient belongs to.

6. SYMBOLS



Product code



Unique Device Identification



CE mark



Manufacturer



Batch Lot



Read the instruction manual



Medical Device



Conditions of disposal

7. GENERAL DESCRIPTION



RS940 Shower and commode chair RS941 Shower and commode chair

The Chair is delivered with disassembled backrest and footrest.

8. BEFORE TO USE


- Always check the status of the mechanical parts in order to guarantee they are used in total safety for persons and environment.
- Check the proper assembly of the device with attention to the correct insertion and locking screws and nuts of the backrest and footrest.

9. PRECAUTIONS FOR USE

- Don't attempt inclines greater than 10% without assistance.
- Completely engage the wheels locks when entering and leaving wheelchair or using it in elevator or wheelchair lift.
- Wheelchair should be on a stable level surface and wheels locks should be engaged before transferring user to or from the wheelchair.
- Before leaning or reaching forward, rotate the casters toward the front of the wheelchair and engage wheel locks to help prevent wheelchair from tipping over.
- Do not lean over the top of the wheelchair back since this can cause the wheelchair to tip over.
- Pay attention that the clothes does not get entangled in the wheels of the chair.
- Pay attention to avoid the crushing of fingers during the assembling or the regulation of footrest, backrest or wheels and during the use of the chair.
- Keep the chair far from fire.


10. MONTAGGIO

To assemble the seat insert the tubes in the opening on the back of the seat (Picture 1). The adjustable footrest have to be fixed on the external side of the seat with the pins (Picture 2).



Pay attention to the right footrest to use and note that the footrest have to be fixed inwards. To fix the footrest be sure that the locking lever is well fixed inwards the chair. Insert the WC from the back part of the chair using the rails (Picture 3).

10.1 Footrest adjustment



The footrest of shower chair can be adjusted according to various requirements. You have to push the locking clip on the footrest (Picture 4) not less than 6.5cm distant from the floor. Check that both footrest are adjusted at the same height

** illustrative purpose images

11. HOW TO USE

Use only the back handle to drive the chair, do not use other supports.

Know your own capabilities and limitations in terms of strength and endurance before attempting to go up a ramp. You and your attendant should first consult a qualified professional for correct techniques on ramp negotiation. Assistance is recommended when going up or down steep inclines greater than 10%. If it becomes necessary to stop on an incline, avoid sudden, abrupt forward movement when you resume propelling the chair.

If you want to lift the chair up, hold it from back handles and frame only.



WARNING! The patient must not put pressure on footrests when go up and down from the chair.

11.1 Brakes

RS940



Fig.5

Engage wheel locks on both wheels before entering the chair, leaving the chair, leaning forward in the chair or while being transported in an elevator or wheelchair lift. On models with small wheels, push the lever on each wheel; (Picture 5) on the other models lift up the lever to brake.

The lever on the brake must tighten the wheel. In case of necessity check the pressure of the casters. If necessary adjust the loosen nut and then tighten up the nut.

RS941



Fig.6

Engage wheel locks on both wheels before entering the chair, leaving the chair, leaning forward in the chair or while being transported in an elevator or wheelchair lift. On models with small wheels, push the lever on each wheel; (Picture 5) on the other models lift up the lever to brake.

The lever on the brake must tighten the wheel. In case of necessity check the pressure of the casters. If necessary adjust the loosen nut and then tighten up the nut.

** illustrative purpose images

11.2 Casters

RS940

Casters should be inspected periodically and lubricated when necessary.

If the wheel wobbles, tighten the nut of the pivot slightly. To test for correct tightness, lean the chair to one side and spin the adjusted wheel.

RS941

Casters should be inspected periodically and lubricated when necessary.

The large rear wheels must also be checked periodically and must not swing in any way.

If the wheel wobbles, tighten the nut of the pivot slightly. To test for correct tightness, lean the chair to one side and spin the adjusted wheel.

11.3 Armrest

To facilitate the transport of the wheelchair you can remove or overturn the armrests. Never use them to move or to lift the chair.

11.4 WC



Use the toilet when the wheelchair is still. To use the toilet take out the removable part of the seat using the handle on the front part. Take out the toilet using the handle (Picture 6).

12. MAINTENANCE

The MOPEDIA by MORETTI chairs need minimal maintenance and general care, but we suggest you to control regularly:

- Braking system: monthly
 - Cleaning parts (seat, backrest, armpad, wheels and so on) if necessary
 - Cleaning the upholstery of the seat as required.
 - General check by qualified personnel every two years.
- It is extremely important that the wheelchair is checked at the first use. In particular, please check that all screws and nuts are tighten enough.

13. CLEANING AND SANITISATION

13.1 Cleaning

To clean the aid and the structure use a solution of alcohol and neutral soap (in equal parts) mixed with water.



WARNING! Do not use abrasive substances, acids, alcohol, chlorine-based cleaners, disinfectants and acetone when cleaning, because these substances cause the abrasion of the plastic surfaces and rusting of metal surfaces.

The manufacture company cannot be held responsible for the damage that is caused by using materials that could damage the product surface or corrosive chemicals during cleaning.

13.2 Disinfection

If you need to disinfect the product use a common disinfectant neutral detergent.



WARNING! Sanitising agents are corrosive. Avoid contact with the eyes and skin. Wear protective clothing, gloves, protective glasses and safety shoes. In case of accidental contact, rinse the affected part thoroughly using warm water and consult a doctor immediately.




























14. CONDITIONS OF DISPOSAL



When disposing of the device never use the normal return systems of municipal solid waste. It is recommended instead to disposal through the joint municipal ecological islands for the expected operations of recycling the materials used.

15. TECHNICAL FEATURES

15.1 Dimension* and weight

Dimension* and weight														
MEA-SURES IN CM														
RS940	90	59	41	95	73	38/43	50	41	40	57	9,5	10	10	
Dimension* and weight														
MEA-SURES IN CM														
RS941	90	81	41	96	68	38/43	48	41	41	65	14,5	62	20	

*The dimension could be change $\pm 0.5\text{cm}$

15.2 Technical specifications RS940

- Anodized aluminium frame
- PVC padded seat and backrest
- Tip-up armrests
- 4 swivel castors; 2 front castors with brakes
- Swing-away detachable leg-rests, length adjustable
- Removable WC bucket
- Max User weight 110 Kg

15.3 Technical specifications

- Anodized aluminium frame
- PVC padded seat and backrest
- Tip-up armrests
- Swing-away detachable leg-rests, length adjustable
- Removable WC bucket
- Max User weight 110 Kg

16. WARRANTY

Moretti products are guaranteed from material or manufacturing faults for 2 years from the purchasing date, except possible exclusion or restriction as follows. The warranty shall not be applied in the possible damages caused by improper use, abuse or alteration, and the warranty will not be valid if the instructions for use are not strictly adhered to. The correct intended use is specified in this manual. Moretti is not responsible for consequent damages, personal injuries or whatever caused by or in relation to wrong installation or improper use.

Moretti warranty does not cover damages resulting from: natural disaster, not authorized maintenance or repairs, faults caused by problems on electricity supply (when necessary), use of spare parts not covered by Moretti, improper use, not authorized alteration, shipment damages (different from original Moretti shipment), or in case of insufficient maintenance as indicated in the manual.

The warranty doesn't cover components subject to wear and tear during the correct use of the device.

17. REPAIRING

-Warranty repair-

If a Moretti item presents material or manufacturing faults during the warranty period, Moretti will confirm with customer if the fault can be cover from warranty. Moretti, at its unquestionable discretion, can repair or replace the item, by a Moretti dealer or to Moretti headquarters. Labor cost can be charged to Moretti if the repair is covered by warranty. A repair or a replacement doesn't extend the warranty.

-Repair not cover by warranty-

A product out of warranty can be sent after Moretti authorization. The labor and shipping costs for good out of warranty are to be paid by the customer or by the dealer. The repairs are guaranteed for 6 months from the good received.

-Non defective device-

The customer will be informed if, after the device return and examination, Moretti declares that the device is not faulty. In this case the good will be sent back to customer, the shipping charge will be to be paid by the customer.

18. SPARE PARTS

The original Moretti spare parts are guaranteed for 6 months from the receiving date.

19. EXEMPT CLAUSES

Moretti does not offer any other declaration, explicit or implicit warranty or conditions, including possible declarations, warranties or conditions of merchantability, fitness for a specific purpose, non infringement and non interference, all but what expressly specified in this warranty. Moretti does not guarantee the nonstop and faultless usage. The duration of possible implicit warranties which can be imposed by the law is limited by the warranty period, in the limits of law. Some states or countries don't allow limiting the implicit warranty or the exclusion or the limitation for accidental damages. In such countries, some of those exclusions or limitation may not be applied to the user. The present warranty may be modified without prior notification.



ENGLISH



WARRANTY CERTIFICATE

Product _____

Purchased on (date) _____

Retailer _____

Address _____ Town/city _____

Sold to _____

Address _____ Town/city _____



Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.





MOPEDIA®

MA RS940-RS941 02 A_ESP_07 2020

SILLA PARA WC Y DUCHA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ESPAÑOL

ÍNDICE

1. CÓDIGOS.....	PAG.3
2. INTRODUCCIÓN.....	PAG.3
3. FINALIDAD.....	PAG.3
4. DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD.....	PAG.3
5. ADVERTENCIAS GENERALES.....	PAG.4
6. SÍMBOLOS	PAG.4
7. DESCRIPCIÓN GENERAL.....	PAG.4
8. ANTES DE CADA USO	PAG.5
9. ADVERTENCIAS PARA EL USO	PAG.5
10. MONTAJE.....	PAG.5
10.1 Regulación de los estribos	pag. 5
11. MODO DE USO.....	PAG.6
11.1 Frenos	pag. 6
11.2 Ruedas	pag. 6
11.3 Brazos	pag. 7
11.4 WC.....	pag. 7
12. MANTENIMIENTO	PAG.7
13. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.....	PAG.7
13.1 Limpieza	pag. 7
13.2 Desinfección	pag. 7
14. CONDICIONES DE ELIMINACIÓN GENERALES	PAG.8
15. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PAG.8
15.1 Medidas* y peso	pag. 8
15.2 Especificaciones técnicas RS940	pag. 8
15.3 Especificaciones técnicas RS941	pag. 8
16. GARANTÍA.....	PAG.8
17. REPARACIONES	PAG.9
18. REPUESTOS	PAG.9
19. CLÁUSULAS EXONERATIVAS.....	PAG.9

CE Producto sanitario de clase I

REGLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
del 5 de abril de 2017 sobre los productos sanitarios

1. CÓDIGOS

RS940 - Silla cómoda para WC y ducha

RS941 - Silla cómoda para WC y ducha

2. INTRODUCCIÓN

Gracias por haber elegido una silla para WC y ducha de la línea MOPEDIA fabricada por Moretti. Las sillas para WC y ducha MOPEDIA fabricadas por Moretti han sido diseñadas y realizadas para satisfacer todas tus exigencias, con un uso práctico, correcto y seguro. Este manual de instrucciones contiene algunas sugerencias que le permitirán usar correctamente el equipo que Ud. ha elegido, así como valiosos consejos para su seguridad. Se recomienda leer el manual completo detenidamente antes de utilizar la silla. En caso de dudas contacte con el distribuidor, que estará en condiciones de brindarle ayuda y consejos.

Nota: Comprobar que ninguna de las partes del producto haya sufrido daños durante el transporte. En caso de daños, no utilizar el producto y contactar con el revendedor para más instrucciones.

3. FINALIDAD

La silla para WC y ducha MOPEDIA está destinada a personas con dificultades motoras y puede utilizarse dentro de una ducha, para sustituir el WC y como soporte para el lavado.

¡ATENCIÓN!



- Está prohibido utilizar el producto con fines diferentes de aquel definido en este manual.
- Moretti S.p.A. declina toda responsabilidad respecto de los daños derivados de un uso incorrecto del producto o diferente de aquel indicado en el presente manual.
- El fabricante se reserva el derecho de aportar modificaciones al producto y a este manual sin aviso previo, con propósitos de mejora.

4. DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

MORETTI SpA declara bajo su exclusiva responsabilidad que los productos fabricados e introducidos en el mercado por la misma MORETTI SpA y que forman parte de la familia de las SILLAS PARA DUCHA son conformes con las disposiciones del reglamento 2017/745 sobre los PRODUCTOS SANITARIOS del 5 de abril de 2017.

Para ello, MORETTI SpA garantiza y declara bajo su exclusiva responsabilidad los siguientes puntos:

1. Los productos en cuestión cumplen con los requisitos generales de seguridad y prestación establecidos por el anexo I y el anexo IV del reglamento 2017/745.
2. Los productos en cuestión NO SON INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN.
3. Los productos en cuestión NO ESTÁN DESTINADOS A INVESTIGACIONES CLÍNICAS.
4. Los productos en cuestión se comercializan en presentación NO ESTÉRIL.
5. Los productos en cuestión deben considerarse de clase I en conformidad a lo establecido en el anexo VIII del mismo Reglamento.
6. MORETTI SpA mantiene y pone a disposición de las Autoridades Competentes, por 10 años desde la fecha de fabricación del último lote, la documentación técnica que comprueba la conformidad con el reglamento 2017/745.

Nota: Los códigos completos de producto, el código de registro del fabricante (SRN), el código UDI-DI de base y eventuales referencias a normas utilizadas figuran en la Declaración de Conformidad UE que MORETTI SPA emite y pone a disposición a través de sus propios canales.

5. ADVERTENCIAS GENERALES



¡ATENCIÓN!

Prestar siempre mucha atención a la presencia de partes móviles que podrían atrapar las manos y causar lesiones personales.

- Para el uso correcto del producto, leer atentamente el presente manual.
- Para el uso correcto del producto, consultar al médico o terapeuta.
- Mantener el producto embalado lejos de cualquier fuente de calor, ya que el embalaje es de cartón.
- La vida útil del producto depende del desgaste de las partes no reparables o sustituibles.
- Prestar mucha atención especialmente si hay niños presentes.
- El usuario o paciente deberá señalar cualquier incidente grave ocurrido en relación con el producto al fabricante y a la autoridad competente del país miembro donde se encuentre.

6. SÍMBOLOS



Código producto



Identificación unívoca de productos



Marcado CE



Fabricante



Lote de producción



Leer el manual de instrucciones



Producto sanitario



Condiciones de eliminación

7. DESCRIPCIÓN GENERAL



RS940 Silla para WC y ducha



RS941 Silla para WC y ducha

El producto se suministra con el respaldo y los estribos desmontados.

8. ANTES DE CADA USO


- Verificar siempre el desgaste de las partes mecánicas para garantizar el uso seguro del producto, libre de peligros para personas y bienes.
- Verificar el correcto ensamblaje del dispositivo prestando atención a la correcta colocación y bloqueo de los pomos.

9. ADVERTENCIAS PARA EL USO

- No inclinar la silla más del 10% sin la asistencia de un acompañante.
- Bloquear completamente las ruedas de la silla cada vez que se deba transferir al paciente.
- Antes de transferir al paciente de la silla o a la silla, asegurarse de que ésta se encuentre sobre una superficie plana y estable y con las ruedas bloqueadas.
- Antes de inclinarse hacia delante o de levantarse de la silla, asegurarse de que las ruedas delanteras estén derechas y las traseras estén bloqueadas, para evitar un posible vuelco.
- Para evitar un posible vuelco, el paciente no debe sobresalir del lado posterior de la silla superando el respaldo.
- Durante el montaje y la regulación de estribos, respaldo y soportes para las piernas, y durante el uso de la silla, prestar la máxima atención para evitar aplastamientos accidentales de los dedos.
- Mantener la silla lejos de fuentes de calor directas.


10. MONTAJE

Para el montaje del respaldo es suficiente introducir los dos extremos de los tubos en las aberturas de la parte trasera de la silla (Fig. 1). Los estribos regulables se deben montar por fuera de la silla, poniendo en los dos pernos la parte superior del estribo (Fig. 2)



Identificar correctamente el estribo a utilizar. Los reposapiés siempre deben estar dentro de la silla. Para fijar el estribo, asegurarse de que la palanca de bloqueo esté bien fijada dentro de la silla (Fig. 3). Colocar la taza WC por la parte posterior de la silla prestando atención para que se introduzca correctamente en las guías.

10.1 Regulación de los estribos



Los estribos de la silla para ducha se pueden regular a la altura que dé mayor confort, presionando el clip de bloqueo situado en el estribo (Fig. 4), a una altura del pavimento no inferior a 6,5 cm. Comprobar siempre que los dos estribos queden a la misma altura.

**Imágenes ilustrativas

11. MODO DE USO

Para empujar la silla para ducha, utilizar sólo el tirador posterior; no empujar ejerciendo presión sobre otras partes. Antes de desplazarse sobre una superficie inclinada, cerciorarse de las capacidades y de los límites propios. Consultar las técnicas de movimiento con personal cualificado. De todas maneras se recomienda asistencia para los desplazamientos sobre pendientes superiores al 10%. Si es necesario detenerse sobre una superficie inclinada, evitar movimientos bruscos. Para ralentizar en una bajada, no utilizar los frenos de las ruedas. No cambiar bruscamente la dirección en bajada. Para subir y bajar escaleras, hacerse ayudar por una persona bloqueando los frenos de la silla. Si dos personas levantan la silla, evitar sujetarla por puntos peligrosos para el paciente, como los estribos y los brazos; utilizar sólo el bastidor y las empuñaduras posteriores.



¡ATENCIÓN! No ejercer presión sobre los reposapiés al subir o bajar de la silla.

11.1 Frenos RS940




Fig.5a

Los frenos se accionan presionando la palanca situada sobre todas las ruedas de la silla (Fig. 5). Si está regulada correctamente, la palanca del freno debe apretar bien la rueda. En caso de necesidad, regular los frenos aflojando la tuerca de bloqueo utilizando la llave en dotación y desplazar la mordaza hacia delante o hacia atrás según las necesidades.

Fijar bien la tuerca de bloqueo.

RS941



Fig.5b

El freno se activa tirando de la palanca totalmente hacia arriba (Fig. 5). Si está regulada correctamente, la palanca del freno debe apretar bien la rueda. En caso de necesidad, regular los frenos aflojando la tuerca de bloqueo utilizando la llave en dotación y desplazar la mordaza hacia delante o hacia atrás según las necesidades. Fijar bien la tuerca de bloqueo.

**Imágenes ilustrativas

11.2 Ruedas RS940

Las ruedas delanteras se deben controlar periódicamente y lubricar si es necesario. En caso de oscilación de la rueda, apretar ligeramente la tuerca del perno de bloqueo de la rueda. Para probar la rueda, inclinar de un lado la silla y hacer girar la rueda.

RS941

Las ruedas delanteras se deben controlar periódicamente y lubricar si es necesario.

Las ruedas grandes traseras se deben controlar periódicamente y no deben oscilar en absoluto. En caso de oscilación de la rueda, apretar ligeramente la tuerca del perno de bloqueo de la rueda. Para probar la rueda, inclinar de un lado la silla y hacer girar la rueda.

11.3 Brazos

Para facilitar el transporte de la silla y los traslados del paciente, los brazos de la silla son totalmente abatibles. No utilizar nunca los brazos de la silla para levantar o desplazar la silla.

11.4 WC



Utilizar el WC con la silla totalmente frenada. Para el uso del WC, extraer la parte del asiento amovible tirando del asidero situado en la parte delantera. Extraer el WC por la parte posterior aferrándolo por la empuñadura (Fig. 6).

12. MANTENIMIENTO

La silla para ducha de la línea MOPEDIA fabricada por MORETTI requiere poco mantenimiento. A continuación se indican los controles a realizar periódicamente.

- Control de los frenos: mensual.
- Limpieza de las partes (asiento, respaldo, brazos, ruedas, etc.): cuando sea necesario.
- Lubricación de pernos y partes cilíndricas: mensual.

Verificación general por parte de personal cualificado cada dos años.

Es fundamental que todas las partes de la silla para ducha sean totalmente controladas al primer uso; los tornillos y las tuercas deben estar bien apretados.

13. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

13.1 Limpieza

Para limpiar el producto utilizar exclusivamente un paño embebido en agua y secar con un paño limpio y seco, o con agua tibia y jabón neutro.



¡ATENCIÓN! No utilizar sustancias abrasivas, ácidos, alcohol, detergentes a base de cloro, desinfectantes o acetona, ya que estas sustancias provocan la abrasión de las partes de plástico y la oxidación de las superficies metálicas.

El fabricante no se hará responsable de daños causados por el uso de materiales que puedan deteriorar la superficie del producto o sustancias químicas corrosivas empleadas durante la limpieza.

13.2 Desinfección

Si es necesario, desinfectar el producto con un detergente desinfectante delicado. Para el asiento y el respaldo utilizar una esponja humedecida y jabón neutro. El WC se debe limpiar y desinfectar regularmente con un desinfectante común para baño.































¡ATENCIÓN! No utilizar sustancias abrasivas, ácidos, alcohol, detergentes a base de cloro, desinfectantes o acetona, ya que estas sustancias provocan la abrasión de las partes de plástico y la oxidación de las superficies metálicas.

14. CONDICIONES DE ELIMINACIÓN GENERALES

No eliminar el producto junto con los desechos sólidos urbanos. Para la eliminación del producto, entregarlo en una isla ecológica municipal en vistas del posterior reciclado de los materiales.

15. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

15.1 Medidas* y peso

Medidas* y peso														
MEDI- DAS EN CM														
RS940	90	59	41	95	73	38/43	50	41	40	57	9,5	10	10	
Medidas* y peso														
MEDI- DAS EN CM														
RS941	90	81	41	96	68	38/43	48	41	41	65	14,5	62	20	

* Las medidas pueden variar en $\pm 0,5$ cm

15.2 Especificaciones técnicas RS940

- Bastidor de aluminio anodizado
- Asiento y respaldo acolchados de PVC termosoldado
- Brazos abatibles
- 4 ruedas pivotantes; las 2 delanteras con freno
- Estribos abatibles lateralmente, desmontables y de longitud regulable
- WC desmontable
- Capacidad máx. 110 kg

15.3 Especificaciones técnicas RS941

- Bastidor de aluminio anodizado
- Asiento y respaldo acolchados de PVC termosoldado
- Brazos abatibles
- Estribos abatibles lateralmente, desmontables y de longitud regulable
- WC desmontable
- Capacidad máx. 110 kg* Las medidas pueden variar en $\pm 0,5$ cm

16. GARANTÍA

Todos los productos Moretti tienen una garantía de 2 años desde la fecha de venta por defectos de fabricación o de material, sin perjuicio de eventuales exclusiones y de las limitaciones especificadas a continuación. La garantía no se aplica en caso de daños causados por uso inadecuado, abusos, alteraciones y en caso de que no se respeten las instrucciones de uso. La finalidad correcta del producto está indicada en el manual de instrucciones. Moretti no es responsable por los daños provocados por una instalación o uso del dispositivo no conforme con las instrucciones que se encuentran en el manual de instalación, montaje y uso. Moretti no garantiza los productos Moretti por daños o defectos en la condiciones siguientes: calamidades, operaciones de mantenimiento o reparación no autorizadas, daños causados por la alimentación eléctrica (si está prevista), uso de piezas no suministradas por Moretti, incumplimiento de las instrucciones de uso, modificaciones no autorizadas, daños durante el envío (diferente del envío original de Moretti), falta del mantenimiento indicado por el manual. No están cubiertas por la garantía piezas sujetas a deterioro si el daño es causado por el uso normal del producto.

17. REPARACIONES

- Reparación en garantía-

Si un producto Moretti presenta defectos de material o de fabricación durante el período de garantía, Moretti evaluará con el cliente si el defecto del producto está cubierto por la garantía. Moretti a su discreción puede sustituir o reparar el artículo en garantía en la dirección de un revendedor Moretti especificado o en su propia sede. Los costes de mano de obra para la reparación del producto pueden estar a cargo de Moretti si se determina que la reparación está cubierta por la garantía. Una reparación o sustitución no renueva ni prorroga la garantía.

- Reparación de un producto no cubierto por la garantía.-

Un producto no cubierto por la garantía podrá ser devuelto para la reparación sólo con la autorización previa del servicio Clientes de Moretti. Los costes de mano de obra y envío relativos a una reparación no cubierta por la garantía estarán totalmente a cargo del cliente o del revendedor. Las reparaciones de productos no cubiertos por la garantía tienen una garantía de 6 (seis) meses desde la fecha de entrega del producto reparado.

- Productos no defectuosos-

Tras la evaluación y la prueba de un producto devuelto, Moretti notificará al cliente en el caso de que el producto no resulte defectuoso. El producto será devuelto al cliente y estarán a su cargo los costes de devolución.

18. REPUESTOS

Los repuestos originales Moretti tienen una garantía de 6 (seis) meses desde la fecha de entrega del repuesto.

19. CLÁUSULAS EXONERATIVAS

Más allá de las especificaciones de esta garantía y dentro de los límites de ley, Moretti no ofrece ninguna otra declaración, garantía o condición expresa o implícita con respecto a la aptitud para la comercialización, la idoneidad para fines particulares, la no-violación y la no-interferencia. Moretti no garantiza que el uso del producto Moretti no pueda presentar interrupciones o errores. La duración de eventuales garantías implícitas que puedan ser impuestas por normas de ley se limita al período de garantía conforme a los límites de ley. Algunos estados o países no permiten limitaciones de la duración de la garantía implícita o la exclusión o limitación de daños accidentales o indirectos en relación con productos para los consumidores. En dichos estados y países, algunas exclusiones o limitaciones de esta garantía podrían no aplicarse al usuario. La presente garantía está sujeta a variaciones sin aviso previo.



CERTIFICADO DE GARANTÍA

Producto _____

Fecha de compra _____

Distribuidor _____

Calle _____ Localidad _____

Vendido a _____

Calle _____ Localidad _____



Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20136 Cavriago (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.

MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com