



SCAN DE QR-CODE
VOOR MEER TALEN



INHOUDSOPGAVE

1. PRODUCTCODES	PAG.3
2. INLEIDING.....	PAG.3
3. BEOOGD GEBRUIK.....	PAG.3
4. EU-CONFORMITEITSVERKLARING	PAG.3
5. ALGEMENE WAARSCHUWINGEN	PAG.4
6. GEBRUIKTE SYMBOLEN	PAG.4
7. ALGEMENE BESCHRIJVING.....	PAG.4
7.1 Onderarmkrukken	pag. 4
7.2 Hoogteverstelling.....	pag. 4
8. VOOR ELK GEBRUIK	PAG.5
9. WAARSCHUWINGEN VOOR GEBRUIK.....	PAG.5
10. GEBRUIKSAANWIJZING	PAG.5
11. ONDERHOUD	PAG.5
12. REINIGING EN DESINFECTIE.....	PAG.5
12.1 Reiniging	pag. 5
12.2 Desinfectie.....	pag. 5
13. INSTRUCTIES VOOR AFVALVERWIJDERING	PAG.6
14. TECHNISCHE SPECIFICATIES	PAG.6
14.1 Reserveonderdelen	pag. 6
15. GARANTIE	PAG.6
16. REPARATIES	PAG.6
16.1 Garantiereparaties	pag. 6
16.2 Reparatie van een product dat niet onder de garantie valt	pag. 6
16.3 Niet-defecte producten	pag. 7
17. RESERVEONDERDELEN.....	PAG.7
18. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN	PAG.7



VERORDENING (EU) 2017/745 VAN HET EUROPEES PARLAMENT EN
DE RAAD van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen

1. PRODUCTCODES

RP701A	Zilverkleurige onderarmkrukken - Volwassenen
RP701B	Blauwe onderarmkrukken - Volwassenen
RP701N	Zwarte onderarmkrukken - Volwassenen
RP701R	Rode onderarmkrukken - Volwassenen
RP701V	Groene onderarmkrukken - Volwassenen

2. INLEIDING

Dank u dat u hebt gekozen voor een hulpmiddel uit de **MOPEDIA-lijn** van Moretti. De **MOPEDIA-onderarmkrukken** van Moretti zijn ontworpen en vervaardigd voor praktisch, correct en veilig gebruik. Deze handleiding bevat aanwijzingen voor het correcte gebruik van het door u gekozen hulpmiddel en belangrijke adviezen voor uw veiligheid. Wij raden u aan deze handleiding zorgvuldig door te lezen voordat u het hulpmiddel gebruikt. Neem bij twijfel contact op met de dealer. De dealer kan u helpen en deskundig adviseren.

3. BEOOGD GEBRUIK

De **MOPEDIA-onderarmkrukken** van Moretti zijn met één arm bediende loophulpmiddelen die bedoeld zijn om personen met loopproblemen te ondersteunen en/of hun mobiliteit te vergemakkelijken.

LET OP!



- Het is verboden dit hulpmiddel te gebruiken voor andere doeleinden dan in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven.
- Moretti S.p.A. wijst elke aansprakelijkheid af voor schade die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik van het hulpmiddel of uit gebruik anders dan aangegeven in deze handleiding.
- De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan het hulpmiddel en deze handleiding om de eigenschappen ervan te verbeteren.

4. EU-CONFORMITEITSVERKLARING

MORETTI S.p.A. verklaart onder haar uitsluitende verantwoordelijkheid dat de door MORETTI S.p.A. vervaardigde en in de handel gebrachte producten die tot de productfamilie ONDERARMKRUKKEN behoren, voldoen aan de toepasselijke bepalingen van Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen van 5 april 2017.

Hiertoe garandeert en verklaart MORETTI S.p.A. onder haar uitsluitende verantwoordelijkheid als volgt:

1. De betreffende hulpmiddelen voldoen aan de algemene veiligheids- en prestatie-eisen van bijlage I bij Verordening (EU) 2017/745, overeenkomstig bijlage IV bij die verordening.
2. De betreffende hulpmiddelen zijn GEEN meetinstrumenten.
3. De betreffende hulpmiddelen zijn NIET BEDOELD VOOR KLINISCH ONDERZOEK.
4. De betreffende hulpmiddelen worden in een NIET-STERIELE verpakking in de handel gebracht.
5. De betreffende hulpmiddelen worden overeenkomstig bijlage VIII bij die verordening ingedeeld in klasse I.
6. MORETTI S.p.A. bewaart de technische documentatie waaruit de conformiteit met Verordening (EU) 2017/745 blijkt en stelt deze gedurende ten minste 10 jaar na de productiedatum van de laatste productiepartij ter beschikking van de bevoegde autoriteiten.

De afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie

OPMERKING: De volledige productcodes, het fabrikantregistratienummer (SRN), de basis UDI-DI-code en eventuele verwijzingen naar gebruikte normen worden vermeld in de EU-conformiteitsverklaring die MORETTI SPA afgeeft en via haar eigen kanalen beschikbaar stelt.

5. ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

- Raadpleeg deze gebruiksaanwijzing voor correct gebruik van het hulpmiddel.
- Controleer of het product onbeschadigd bij u is afgeleverd en bewaar het verpakt uit de buurt van warmtebronnen.
- De levensduur van het hulpmiddel wordt bepaald door de slijtage van niet-repareerbare en/of niet-vervangbare onderdelen.
- Let altijd goed op wanneer er kinderen aanwezig zijn.
- Raadpleeg voor correct gebruik van het hulpmiddel altijd uw arts of therapeut.
- De gebruiker en/of patiënt dient elk ernstig incident dat zich voordoet in verband met het hulpmiddel te melden aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt gevestigd is.

6. GEBRUIKTE SYMBOLEN

	Productcode
	Unieke identificatiecode van het hulpmiddel
	CE-markering
	Fabrikant
	Productiepartij
	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
	Medisch hulpmiddel
	Instructies voor afvalverwijdering

NL

7. ALGEMENE BESCHRIJVING

7.1 Onderarmkrukken

Gemaakt van geanodiseerd aluminium met een antislip, anatomische handgreep, spuitgegoten in één stuk voor comfort en veiligheid. Voorzien van een geluidsdempende ring op de schuifstang, een reflector op de handgreep, antislipdoppen en hoogteverstelling in stappen van 2,5 cm.

7.2 Hoogteverstelling

De krukken moeten op uw lichaamslengte worden afgesteld. Bepaal de juiste hoogte terwijl u schoenen draagt. Verwijder de borgclip en schuif de buis uit totdat het gat voor de gewenste hoogte is uitgelijnd en de kruk voor de patiënt comfortabel hanteerbaar is. Stel de kruk zo af dat de handgreep zich ter hoogte van de femurkop bevindt. Plaats de borgclip terug in het gat om de buis te vergrendelen en controleer of de borgclip volledig in het gat is aangebracht.

OPMERKING: Als de krukken correct zijn afgesteld, moeten uw armen comfortabel gebogen zijn wanneer u staat.

De afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie

8. VOOR ELK GEBRUIK

- Controleer altijd de slijtage van de onderdelen om een volledig veilig gebruik van het hulpmiddel voor personen en eigendommen te waarborgen.
- Controleer of de clip correct in het gat is geplaatst en of de C-clip correct is aangebracht.

9. WAARSCHUWINGEN VOOR GEBRUIK

- Wees voorzichtig bij gebruik op natte en gladde oppervlakken.
- Overschrijd het maximale patiëntgewicht dat op het productetiket en in het hoofdstuk Technische specificaties van deze handleiding is vermeld niet.
- Laat het hulpmiddel niet langdurig buiten liggen en voorkom dat het in contact komt met water.
- Controleer regelmatig de stabiliteit en stevigheid van het product en de staat van de rubberen doppen. Vervang ze wanneer ze versleten zijn.
- Als u vragen hebt over het gebruik, de afstelling of het onderhoud van het product, neem dan contact op met uw dealer.

10. GEBRUIKSAANWIJZING

Pak de krukken vast en plaats ze naar voren. Breng vervolgens het aangedane been naar voren en steun met uw gewicht op de handgrepen. Verplaats het lichaam naar voren terwijl de gezonde voet stevig op de grond blijft en breng ten slotte de gezonde voet naar voren. De krukken mogen zich nooit achter de patiënt bevinden.

DE TRAP OPGAAN

- Plaats de gezonde voet op de trede.
- Plaats vervolgens de krukken en tot slot het aangedane been.

DE TRAP AFGAAN

- Plaats de krukken op de trede eronder.
- Plaats vervolgens het aangedane been op de lagere trede.
- Plaats ten slotte de gezonde voet op de lagere trede.

11. ONDERHOUD

De hulpmiddelen uit de MOPEDIA-lijn van Moretti worden vóór het in de handel brengen zorgvuldig gecontroleerd en van de CE-markering voorzien. Voor de veiligheid van de patiënt en de arts wordt aanbevolen om de geschiktheid van uw product voor gebruik minstens elke 2 jaar te laten controleren door de fabrikant of een erkend laboratorium. Bij reparaties mogen uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires worden gebruikt.

12. REINIGING EN DESINFECTIE

12.1 Reiniging

Gebruik alleen een vochtige doek om stof te verwijderen; gebruik een vochtige doek met een neutraal schoonmaakmiddel om hardnekkiger vuil te verwijderen. Droog het product grondig af voor gebruik.

Gebruik water met een temperatuur van maximaal 30 °C. Gebruik geen hogedrukreinigers en/of stoomreinigers.

12.2 Desinfectie

Als het product moet worden gedesinfecteerd, gebruikt u een gangbaar desinfecterend reinigingsmiddel.



LET OP!

Gebruik onder geen beding zure of alkalische producten of oplosmiddelen zoals aceton of verdunner.

13. INSTRUCTIES VOOR AFVALVERWIJDERING



Voer het hulpmiddel nooit af via de normale inzameling van huishoudelijk afval. Het wordt aanbevolen het hulpmiddel naar een gemeentelijk inzamelpunt te brengen, zodat de gebruikte materialen kunnen worden gerecycled.

14. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Productcodes	Kleur	Materiaal	Reg. hoogte	Maximale belasting
RP701A	ZILVER	Geanodiseerd aluminium	74 - 97 cm	100 kg
RP701B	BLAUW	Geanodiseerd aluminium	74 - 97 cm	100 kg
RP701N	ZWART	Geanodiseerd aluminium	74 - 97 cm	100 kg
RP701R	ROOD	Geanodiseerd aluminium	74 - 97 cm	100 kg
RP701V	GROEN	Geanodiseerd aluminium	74 - 97 cm	100 kg

14.1 Reserveonderdelen

RV7010 Grijs doppen voor onderarmkrukken, 2 stuks

RV7011 Zwarte doppen voor onderarmkrukken, 2 stuks

15. GARANTIE

Op alle Moretti-producten geldt een garantie van 2 (twee) jaar tegen materiaal- of fabricagefouten, gerekend vanaf de verkoopdatum van het product, met uitzondering van de hieronder vermelde uitsluitingen en beperkingen. Deze garantie vervalt in geval van verkeerd gebruik, misbruik of wijziging van het product en bij het niet naleven van de gebruiksaanwijzing. Het juiste beoogde gebruik van het product staat vermeld in de gebruiksaanwijzing. Moretti is niet aansprakelijk voor enige schade, persoonlijk letsel of andere gevolgen die voortvloeien uit of verband houden met de installatie en/of het gebruik van de apparatuur indien de instructies in de installatie-, montage- en gebruiksaanwijzingen niet nauwgezet worden opgevolgd. Moretti geeft geen garantie op Moretti-producten tegen schade of defecten in de volgende gevallen: Natuurrampen, niet-geautoriseerd onderhoud of niet-geautoriseerde reparaties, schade als gevolg van problemen met de stroomvoorziening (indien van toepassing), gebruik van onderdelen of componenten die niet door Moretti zijn geleverd, het niet naleven van de richtlijnen en gebruiksaanwijzingen, niet-geautoriseerde aanpassingen, transportschade (anders dan de oorspronkelijke verzending door Moretti) of het niet uitvoeren van onderhoud zoals aangegeven in de handleiding. Slijtageonderdelen vallen niet onder deze garantie indien de schade is ontstaan door normaal gebruik van het product.

16. REPARATIES

16.1 Garantiereparaties

Indien een Moretti-product tijdens de garantieperiode materiaal- of fabricagefouten vertoont, zal Moretti in overleg met de klant beoordelen of het productdefect onder de garantie valt. Moretti kan, geheel naar eigen goeddunken, het artikel onder garantie vervangen of repareren, bij een aangewezen Moretti-dealer of in eigen werkplaats. De arbeidskosten voor de reparatie van het product kunnen door Moretti worden gedragen als de reparatie onder de garantie valt. Een reparatie of vervanging verlengt de garantie niet.

16.2 Reparatie van een product dat niet onder de garantie valt

Een product dat niet onder de garantie valt, kan alleen voor reparatie worden teruggestuurd na voorafgaande toestemming van de klantenservice van Moretti. De arbeids- en verzendkosten in verband met een reparatie buiten de garantie zijn volledig voor rekening van de klant of dealer. Reparaties aan producten die niet onder de garantie vallen, zijn gegarandeerd gedurende 6 (zes)

maanden, te rekenen vanaf de dag dat u het gerepareerde product ontvangt.

16.3 Niet-defecte producten

De klant wordt op de hoogte gesteld als Moretti na onderzoek en testen van een geretourneerd product concludeert dat het product niet defect is. Het product wordt teruggestuurd naar de klant en de kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant.

17. RESERVEONDERDELEN

Originele Moretti-onderdelen hebben een garantie van 6 (zes) maanden vanaf de dag dat u het onderdeel ontvangt.

18. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in deze garantie is bepaald en voor zover wettelijk toegestaan, geeft Moretti geen andere verklaringen, garanties of voorwaarden, expliciet noch impliciet, met inbegrip van verklaringen, garanties of voorwaarden met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk en niet-verstoring. Moretti garandeert niet dat het gebruik van het Moretti-product ononderbroken of foutloos zal zijn. De duur van eventuele impliciete garanties die wettelijk van toepassing kunnen zijn, is beperkt tot de duur van de garantieperiode, voor zover wettelijk toegestaan. Sommige staten of landen staan geen beperkingen toe op de duur van een impliciete garantie, of de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade in verband met consumentenproducten. In dergelijke staten of landen zijn sommige uitsluitingen of beperkingen van deze garantie mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



Product _____

Aangeschaft op _____

Dealer _____

Straat _____ Plaats _____

Verkocht aan _____

Straat _____ Plaats _____



Via Bruxelles, 3 - Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.

NL



Moretti S.p.A.

Via Bruxelles, 3
52022 Cavriglia (AR), Italy

info@morettispa.com
www.morettispa.com