

MI341 **Letto da visita medica elettrico – LYTUS Slim – con foro facciale**
Destinazione d'uso

Letto da visita medica destinato all'utilizzo nella diagnosi, nel trattamento e nel monitoraggio del paziente.

Caratteristiche principali

Letto con altezza regolabile elettricamente. Testata a cremagliera. Struttura in tubolare di acciaio verniciato bianco. Imbottitura in poliuretano densità 30 alta 5 cm. Ruote azionabili tramite pedalini. Rivestimento in similpelle lavabile, autoestingente 11M. Portarotolo opzionale. Piano da 62 Cm con foro facciale.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34871
Codice di classificazione EMDN – CND	V080603
Numero di repertorio	2351873

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezionamento	Scatola di Cartone.
Movimentazione	Elettrica con motori LINAK
Peso Max	200 Kg
Classe di Isolamento	Classe 2
Parte Applicata	Tipo B
Alimentazione	220-240V AC 50 Hz 2,5A
Tensione in uscita dalla centralina	24 V DC
Classe di protezione	IP X6
Rumorosità	< 45 dB
Forza richiesta per attivazione telecomando	5 N
Inclinazione schienale	Max 60°

MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	<i>Acciaio</i>
Rivestimento	<i>Poliuretano – Similpelle</i>
DIMENSIONI	
Altezza	<i>52 – 92 Cm</i>
Ingombro massimo	<i>184 x 62 Cm</i>
Peso	<i>56 Kg</i>
Dimensioni imballo	<i>185 x 73 x 57h Cm</i>
Peso imballo	<i>63 Kg</i>
COLORI DISPONIBILI	
MI341BLU – Blu	MI341B – Bianco
MI341N – Nero	