

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 05 – 05.09.2019	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RH780	Sedia multifunzione 4 funzioni in 1
-------	-------------------------------------

*Destinazione d'uso*

Ausilio per doccia e bagno adatto a persone con difficoltà di deambulazione

**Caratteristiche principali**

Sedia multifunzione con Struttura in tubo di acciaio verniciato con confortevole sedia in polietilene HD e puntali in gomma antiscivolo. Regolabile in altezza ogni 2,5cm. Comprende quattro funzioni in una: rialzo stabilizzante per water, supporto per water, sedia comoda e sedile per doccia.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31058
Codice di classificazione CND	Y091215
Repertorio dei Dispositivi Medici	1873969
Codice nomenclatore DM 332/99	09.12.24.003
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	09.12.15.006
Norma tecnica di riferimento	UNI EN 12182

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Peso Max supportato.	290 Kg
Confezionamento	Scatola di Cartone.

**MATERIALI PRINCIPALI**

Struttura	Acciaio
Seduta	HDPE

**DIMENSIONI****RH780**

\*Dimensioni:

 L: 71 cm  P: 51,5 cm  H: 74,5÷85,5 cm

Seduta:


59 x 47 x 5,5 cm

Altezza seduta:

49÷60 cm

Altezza braccioli:

67÷78 cm

 Portata massima:

290 kg