

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 30.12.2024	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RP590	Rollator in alluminio da shopping – KOMBY
-------	---

Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione

Caratteristiche principali

Rollator pieghevole in alluminio verniciato da esterno particolarmente indicato per lo shopping. Ruote anteriori di Ø 20 cm, ruote posteriori di Ø 18 cm. Ruote frontali piroettanti e ruote posteriori fisse. Maniglia di spinta unica. Dotato di freno a leva unica sulle ruote posteriori. Regolabile in altezza. Borsa anteriore con tasca termica. Portaoggetti posteriore. Capacità fino a 15 kg. Completo di portabastone e portabottiglia. Facile da chiudere, occupa pochissimo spazio quando non in uso











Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31120
Codice di classificazione EMDN – CND	Y120609
Repertorio dei Dispositivi Medici	2578873
Codice nomenclatore DM 332/99	12.06.09.009
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.06.06.006

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	136 Kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI										
Tubo	<i>Alluminio</i>									
Impugnatura	<i>Polipropilene</i>									
Ruote	<i>Pneumatiche</i>									
DIMENSIONI										
										
RP590	72	108 98	-	57	34	25x57 cm	7	18	20	136 kg
VARIANTI										
RP589B – Blu					RP590R – Rosso					

Le misure sono espresse in cm e possono variare di $\pm 0,5$ cm