

NINFEA

Ideale per rilassarsi e guardare la TV



Kit copripoltrona incluso

Tessuto *Francia Corta*



- Schienale anatomico
- Senza roller (Serie PO400)
- Con roller (Serie PO401)
- Versione XL (PO400G-XL)
- Batteria (optional)


DAFNE

Pensata per offrire sostegno e benessere alla schiena



Kit copripoltrona incluso

Tessuto *Francia Corta*



- Schienale ergonomico con cuscino a densità differenziata
- Con roller
- Batteria (optional)

AGAVE

Perfetta per chi ha poco spazio ma non vuole rinunciare al comfort



Tessuto *Lux*



- Schienale ergonomico
- Con roller
- Kit copripoltrona (optional)
- Batteria (optional)

CHLOE

Contenuta nelle dimensioni, eccezionale per comodità



Tessuto *Incanto*



- Schienale estraibile a baionetta
- Imbottitura in fiocco a densità differenziata
- Senza roller
- Kit copripoltrona (optional)

I vers. 07-2024 - Moretti Service&Consulting

MOPEDIA®



Tutte le poltrone Mopedia by Moretti S.p.A. sono Dispositivi Medici di Classe I, detraibili come spesa sanitaria

DISTRIBUITI DA

MORETTI® Innovazione al servizio del cliente

www.morettispa.com




CE Conformi al nuovo regolamento MDR 2017/745 EU

MYRTHO

Una poltrona polivalente, ottimale per chi trascorre molte ore seduto



Tessuto *Lux*




- Braccioli e alette laterali estraibili
- Schienale in fiocco a 3 sezioni differenziate
- Seduta in Memory Foam
- Maniglione di spinta
- 4 ruote, 2 con freno
- Tavolino (optional)
- Kit copripoltrona (optional)
- Batteria (optional)

MYRTHO *class*

Una poltrona versatile, capace di trasformarsi in un vero e proprio letto



Tessuto *Lux*




- Braccioli e alette laterali estraibili
- Schienale in fiocco a 3 sezioni differenziate
- Seduta in Memory Foam
- Maniglione di spinta
- 4 ruote, 2 con freno
- Tavolino (optional)
- Kit copripoltrona (optional)
- Batteria (optional)

CLYZIA

Una poltrona multi-funzione, in grado di favorire la circolazione sanguigna e linfatica



Tessuto *Incanto*



- Braccioli estraibili
- Schienale in fiocco
- Seduta con doppia imbottitura
- Doppia pediera
- Con roller
- Tavolino (optional)
- Kit copripoltrona (optional)
- Batteria (optional)



Qualsiasi siano le tue esigenze, adorerai l'affidabilità e il comfort delle nostre poltrone.

La linea firmata Mopedia by Moretti offre numerose varianti, pensate per accompagnare i tuoi cari nelle tante attività che caratterizzano le loro giornate e offrire soluzioni di sostegno e comodità specifiche per ogni esigenza.



Tessuti anti-acaro, anti-macchia, anti-microbici, anti-batterici e traspiranti. Disponibili in diverse finiture e colori.

FUNZIONI

Posizione TV

Grazie all'apertura della pediera, questa posizione offre una comoda visione della tv.

Relax

Massima estensione di pediera e schienale con regolazione multipla per il massimo comfort.

Posizione Lift Metti in piedi

La funzione di sollevamento LIFT consente di alzare la seduta, offrendo un supporto aggiuntivo all'utilizzatore in caso di difficoltà motorie.

Vertical lift

La poltrona si solleva verticalmente rendendo più comode sia la salita che la discesa.

Funzione Letto

Estensione massima della poltrona fino a circa 180°, offrendo il comfort di un letto tradizionale.

Zero Gravity

Permette di sollevare la parte anteriore della poltrona portando le gambe in posizione più alta rispetto al cuore, migliorando così la circolazione sanguigna e linfatica.



A ciascuno la sua poltrona.

Il modello giusto per ciascuna esigenza



MOPEDIA®