

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 15.03.2023	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

CL200	Carrozzina superleggera ATMOS
-------	-------------------------------

Destinazione d'uso

Carrozzina ad auto spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

Caratteristiche principali

Telaio pieghevole in alluminio verniciato a polveri epossidiche antiruggine, crociera singola, seduta e schienale in nylon nero, imbottito e lavabile. Seduta regolabile in profondità. Schienale tensionabile a 5 punti. Ruote posteriori ad estrazione rapida in alluminio a raggi, con perno spostabile in più posizioni rispetto al telaio, con gomme nere pneumatiche e corrimano in alluminio verniciato. Ruote anteriori con forcella in alluminio spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione. Freno di stazionamento. Fiancata protegge abiti. Pedana unica ribaltabile. Cinturino ferma polpacci.













Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41622
Codice di classificazione CND – EMDN	Y122106
Repertorio Dispositivi Medici	2389199
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.06.060
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.22.03.012

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	120 Kg
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI													
Struttura		Alluminio											
Seduta		Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2											
Ruote anteriori		PU											
Ruote posteriori		Pneumatiche											
Freni		Alluminio											
VARIANTI													
CL200B-xx – Struttura bianca							CL200N-xx – Struttura nera						
CL200R-xx – Struttura rossa													
Misure disponibili 38 – 40 – 42 – 44 – 46 Cm													
DIMENSIONI													
Misure in CM													Portata MAX
CL200*-38				38		56							
CL200*-40			Fronte 50÷55	40		58							
CL200*-42	85	40÷50		42	31÷41	60	35	12,4 Kg	60	12	optional	120 Kg	
CL200*-44			Retro 44÷49	44		62							
CL200*-46				46		64							
*A seconda del colore telaio scelto:											Misure in cm indicative		
ACCESSORI OPZIONALI													
CLA210		BRACCIOLI RIBALTABILI											
CLA211		PEDANE SEPARATE											
CLA212		PEDANA INTERA											
CLA215		RUOTE ANTERIORI 10CM											
CLA216		RUOTE ANTERIORI 15CM											
CLA217		RUOTE ANTERIORI 17,5CM											
CLA220		RUOTINE ANTIRIBALTAMENTO											
CLA221		RUOTINE PASSAGGI STRETTI											
CLA230		RUOTE POSTERIORI PIENE 24"											
CLA231		RUOTE POSTERIORI PNEUMATICI 24"											
CLA232		ANELLI AUTOSPINTA SUPERGRIP											
CLA240		MANIGLIE POSTERIORI REGOLABILI											
CLA241		FRENI RADIALI											
CLA242		KIT VARIAZIONE SEDUTA											
CLA243		KIT POGGIATESTA											
CLA244		KIT PROLUNGA SCHIENALE											
CLA245		CINTURINI FERMA PIEDI											
CLA250P		KIT RUOTE IN COLORE											