

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 09 – 26.06.2026	

CP102	Carrozzina pieghevole START 1 – ARDEA ONE
Destinazione d'uso	
Carrozzina ad auto spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione	
Caratteristiche principali	
Telaio stabilizzante in acciaio verniciato, crociera SINGOLA, seduta e schienale in nylon nero, imbottito e lavabile, tasca porta documenti sul retro. Ruote posteriori (Ø 60 cm) in alluminio a razzi con sgancio rapido, gomme nere in PU senza camera d'aria, con corrimano in acciaio verniciato nero e ruotini di sicurezza. Ruote anteriori nere in PVC con forcella in acciaio. Braccioli semi-lungo ribaltabile in PU. Pedane estraibili regolabili in lunghezza con poggia piedi in plastica nera e cinturino ferma-tallone. Ruotini antiribaltamento disponibili.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41622
Codice di classificazione CND – EMDN	Y122106
Repertorio Dispositivi Medici	2389081
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.06.039
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.22.03.003
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max sopportabile	120 Kg
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI																
Struttura								Acciaio								
Seduta								Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2								
Ruote anteriori								PVC								
Ruote posteriori								PU Tubeless								
VARIANTI																
CP102B-38: Seduta 38 Cm								CP102B-40: Seduta 40 Cm								
CP102B-43: Seduta 43 Cm								CP102B-45: Seduta 45 Cm								
CP102B-46: Seduta 46 Cm								CP102B-48: Seduta 48 Cm								
DIMENSIONI																
Misure in cm                																
CP102B-38	113	83	43	90	74	49	42÷56	38	43	56	27	17,5	60	20	-	120
CP102B-40								40		58						
CP102B-43								43		61						
CP102B-45								45		63						
CP102B-46								46		63,5						
CP102B-48								48		65						
ACCESSORI OPZIONALI																
CPA100-(40/43/45)								Cuscino Gommapiuma h 5 Cm								
CPA110-45								Seduta WC 45 Cm								
CAR900								Poggiatesta regolabile								
CAR605								Barra antifurto								
CPA501								Tavolino 55x32 Cm								
CPA506								Tavolino sagomato 58x38 Cm								
CPA120V								Pedane elevabili verniciate								
CPA120C								Pedane elevabili cromate								
CPA150								Bracciolo elevabile								
CBR600								Asta da flebo								
CPR150								Coppia ruotini antiribaltamento								