

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 05 – 26.06.2026	

CP780	Carrozzina pieghevole leggera HELIOS ACT
Destinazione d'uso	
Carrozzina ad auto spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione	
Caratteristiche principali	
Telaio pieghevole in alluminio verniciato a polveri epossidiche antiruggine, crociera singola, seduta e schienale in nylon nero, imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori ad estrazione rapida in alluminio a raggi, con perno spostabile in più posizioni rispetto al telaio, con gomme nere in PU senza camera d'aria e corrimano in acciaio verniciato nero. Ruote anteriori nere in PU con forcella in alluminio spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione. Ruotini di transito. Freno di stazionamento in alluminio. Fiancata proteggi abiti con braccioli ribaltabili ed estraibili con appoggio in PU. Pedane ribaltabili ed estraibili regolabili in lunghezza con appoggia piedi separati in plastica nera e cinturino ferma-tallone regolabili in inclinazione.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41622
Codice di classificazione CND – EMDN	Y122106
Repertorio Dispositivi Medici	2389155
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.06.039
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.22.03.006
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max sopportabile	120 Kg
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Alluminio
Seduta	Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2
Ruote anteriori	PU
Ruote posteriori	PU Tubeless
Freni	Alluminio

Maniglie di spinta	PVC
--------------------	-----

VARIANTI																	
CP780-40: Seduta 40 Cm								CP780-43: Seduta 43 Cm									
CP780-46: Seduta 46 Cm								CP780-48: Seduta 48 Cm									
CP780-50: Seduta 50 Cm																	
DIMENSIONI																	
Misure in CM*																	Portata MAX
CP780-40	104	80	41	90,5	73	51	40+50	40	44	61	30	15,6 kg	60	20 x3,2	optional	7	120 kg
CP780-43								43		64							
CP780-46								46		66							
CP780-48								48		69							
CP780-50								50		71							

(*) Le misure possono variare di +/- 0,5 Cm

ACCESSORI OPZIONALI	
CAR605	DISPOSITIVO ANTI-FURTO
CAR900	POGGIATESTA UNIVERSALE
CPA100-xx	CUSCINO CARROZZINA - H5 CM
CPA130	PEDANA UNICA
CPA251-x	KIT MONOGUIDA
CPA501	TAVOLINO LINEARE
CPA506	TAVOLINO SAGOMATO
CPA605	PORTA BOMBOLE
CPA776	BRACCIOLI ELEVABILI
CPA777	RUOTINE ANTIRIBALTAMENTO
RP245	CINTURA PER CARROZZINA TIPO AUTO
ST346	CUSCINO LOMBARE