

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 15.03.2023	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

CP850	Carrozzina da viaggio pieghevole in alluminio - TRAVEL
-------	--

**Destinazione d'uso**

Carrozzina con operatore adatta a persone con difficoltà motorie e di deambulazione.

**Caratteristiche principali**

Costruita in alluminio anodizzato colore argento, peso 7 Kg, doppia crociera, sedile e schienale in nylon imbottito, tasca portaoggetti nello schienale. Ruote frontali e posteriori piene. Schienale pieghevole. Braccioli ribaltabili. Completa di cintura. Portata Max 75 Kg.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI**

<b>Fabbricante</b>	MORETTI S.P.A.
<b>Paese di produzione</b>	CINA
<b>Classe di dispositivo</b>	Classe I
<b>Codice GMDN</b>	41630
<b>Codice Classificazione CND – EMDN</b>	Y122103
<b>Repertorio Dispositivi Medici</b>	2389139
<b>Codice nomenclatore DM 332/99</b>	12.21.06.045
<b>Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017</b>	12.22.18.003

**MATERIALI PRINCIPALI**

<b>Alluminio anodizzato</b>	Alluminio anodizzato
<b>Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2</b>	

VARIANTI																	
<b>CP850-37: Seduta 37 Cm</b>																	
DIMENSIONI PRODOTTO																	
																	
<b>CP850-37</b>	85	58	38	89	65	43	33	37	41	44	29	7	20	13	-	75	