

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 18.05.2023	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

MOV330x	Lettino da visita medica LYBRA
---------	--------------------------------

*Destinazione d'uso*

Dispositivo destinato all'utilizzo in diagnosi medica.

**Caratteristiche principali**

Lettino con schienale regolabile manualmente in inclinazione fino a 50°. Struttura perimetrale in tubolare rotondo Ø 35mm, acciaio verniciato, gambe Ø 30mm fissate alla struttura tramite viti, montaggio facile e veloce. N.4 piedini regolabili. Imbottitura in poliuretano densità 25 alta 5 cm. Rivestimento in similpelle lavabile ed autoestinguente classe 11M.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34873
Codice di classificazione EMDN – CND	V080603
Repertorio Dispositivi Medici	2423044

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.
Peso Max	180 Kg

**MATERIALI PRINCIPALI**

Struttura	Acciaio
Rivestimento	Poliuretano – Similpelle

**DIMENSIONI**

Altezza	185 x 60 x 79 cm
Peso	33 Kg
Tube	Diametro 35/30mm

**VARIANTI**

MOV330BLU – Blu	MOCV30B – Bianco
MOV330N – Nero	