

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 02 – 27.11.2019	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

MP180	Sponde ribaltabili per letti degenza
-------	--------------------------------------

Destinazione d'uso

Sponde per letti per degenza ospedaliera o domiciliare

Caratteristiche principali

Sponde ribaltabili per letti. Struttura in alluminio anodizzato.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI SPA
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34868
Codice di classificazione CND	Y181227
RDM	1827101
Codice nomenclatore DM 332/99	18.12.27.103
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	18.12.27.003
Norma tecnica di riferimento	EN 60601-2-52

PESO E DIMENSIONI

Lunghezza di ingombro	195 Cm
Lunghezza sponda utile	170 Cm
Lunghezza massima estensione	222 Cm
Lunghezza massima di aggancio	210 Cm
Altezza	43 Cm

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Alluminio
-----------	-----------