

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 27.12.2023	Modulo STD
--------------------------------------	----------------------	-------------------

PO405	Poltrona elevabile DAFNE con roller 4 ruote 50mm
--------------	---

Destinazione d'uso

Le poltrone elevabili MOPEDIA sono destinate per la seduta e per il riposo del paziente in ambienti interni

Caratteristiche principali

Poltrona elevabile DAFNE, pensata per il relax ed il riposo della persona. Schienale e seduta con imbottitura a densità differenziate, studiati appositamente per mantenere una posizione corretta. Struttura in acciaio verniciato, tessuto tecnico, antimacchia, idrorepellente, antiacaro, antimicrobico, antibatterico e traspirante. Monta due motori indipendenti che consentono di inclinare lo schienale e il poggiatesta separatamente, consentendo così di ottenere più posizioni, da quella adatta per la lettura o la visione della televisione, a quella di rilassamento e/o digestione. La poltrona è inoltre dotata della funzione alzain piedi, grazie ad un motore che consente il sollevamento della persona. Con questo dispositivo di sollevamento, la persona seduta è accompagnata fino ad una posizione quasi eretta, facilitando così la messa in piedi della persona. Le regolazioni delle varie posizioni dello schienale e del poggiatesta avvengono tramite un pratico telecomando dotato di quattro pulsanti, facile da usare. Completa di roller system con 4 ruote da 50mm e 4 piedi in PVC.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	<i>MORETTI S.P.A.</i>
Paese di produzione	<i>EXTRA UE</i>
Classe di dispositivo	<i>Classe I</i>
Codice di classificazione GMDN	<i>10796</i>
Codice di classificazione EMDN – CND	<i>V08020101</i>
Repertorio Dispositivi Medici	<i>2506279</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	130 Kg
Confezionamento	Scatola di Cartone
Peso	55 Kg
Numero motori	2
Parti motorizzate	3 – Seduta, Schienale, Poggia gambe
Alimentazione	230V 50/60Hz
Assorbimento	Max 110W W

MATERIALI PRINCIPALI

Telaio	Acciaio verniciato a polveri e legno
Imbottitura	Poliuretano
Cuscino	Ovatta 6 Cm
Densità schienale	18-22 Kg/m ³
Densità pediera	18 Kg/m ³
Densità seduta	35 Kg/m ³
Densità braccioli	40 Kg/m ³
Tessuto	Poliestere
Latex Free	SI

FUNZIONI DISPONIBILI

Total relax	Posizione TV
Metti in piedi	

VARIANTI

PO405G – Tessuto INCANTO 19 Grigio	PO405R – Tessuto INCANTO 648 Rosa Antico
PO405S – Tessuto INCANTO 20 Sabbia	PO405T – Tessuto INCANTO 622 Tortora

DIMENSIONI

Codici												
PO405x	52	48	48	77	85	61	115	160	150	-	130	55

(*) tolleranza +/- 1 Cm

ACCESSORI OPZIONALI

POA305	Batteria tampone
---------------	------------------