

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 19.04.2016	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RA40x	Palloni per rianimazione autoclavabili in silicone
-------	--

Destinazione d'uso

Palloni per ventilazione manuale

Caratteristiche principali

Palloni rianimatori in silicone riutilizzabili ed autoclavabili a 136°. Disponibili nella versione adulti con volume di ventilazione di 1800ml, pediatrico con volume di ventilazione di 550ml e neonatale con volume di ventilazione di 320ml. Tutti i modelli sono forniti di serie con la speciale valvola di sicurezza con limitatore di sovrappressione a 60cm H₂O per adulti e a 40cm H₂O per i modelli pediatrico e neonatale.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	HEADSTAR MEDICAL PRODUCTS CO. LTD.
Paese di produzione	TAIWAN
Classe di dispositivo 93/42	Classe IIA
Codice di classificazione GMDN	17591
Codice di classificazione CND	R03020201

CARATTERISTICHE TECNICHE

Volume	1800 ml – 550 ml – 320 ml
Limitatore	60 cm/H ₂ O – 40 cm/H ₂ O
Lattice / Ftalati	Assenti

MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO

Composizione	Silicone
--------------	----------

VARIANTI

RA401	Adulti
RA403	Pediatrico
RA405	Neonatale