

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 28.06.2016	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RP183xx	Collare cervicale semi rigido con supporto interno
---------	--

Destinazione d'uso

Ausilio destinato al trattamento delle tensioni, contratture o stiramenti dei muscoli cervicali, e comunque a lievi traumi del collo o per il sollievo muscolare del collo.

Caratteristiche principali

Realizzati in gommapiuma 100%, rivestimento in maglia anallergica in poliammide 100%. Regolabili in lunghezza grazie alla chiusura con sistema velcro per meglio soddisfare le esigenze dell'utilizzatore. Offrono il giusto compromesso tra stabilità e comodità.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	TAIWAN
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41039
Codice di classificazione CND	Y060312
Repertorio dei Dispositivi Medici	27562
Codice nomenclatore	06.03.12.003

CARATTERISTICHE

Misure disponibile	3
Confezionamento	Polietilene.

MATERIALI PRINCIPALE



Interno	Poliuretano espanso–Supporto in polietilene-Gommapiuma 100%.
Esterno	Maglia anallergica in poliammide 100%.

INDICAZIONI LAVAGGIO

Lavare a mano. Temperatura Max 40° Risciacquare delicatamente senza strizzare	Non usare prodotti a base di cloro Non Stirare Asciugare disteso su superficie piana
---	--

VARIANTI PRODOTTO

RP183S	RP183M
RP183L	

DIMENSIONI				
Codici prodotto	RP183S		RP183M	RP183L
 L:	40 cm	44 cm		48 cm
 H:	7 cm	8 cm		9 cm