

RP748 | **Deambulatore smontabile con sedile**
Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Deambulatore smontabile a sedile realizzato per sostenere persone con difficoltà di movimento. Costruiti in alluminio con 4 ruote piroettanti di mm75 di cui 2 con freni. Dotato di sedile imbottito

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31120
Codice di classificazione EMDN – CND	Y120609
Repertorio dei Dispositivi Medici	2429311
Codice nomenclatore DM 332/99	12.06.09.006



CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	130 kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Tubo	Alluminio
Rivestimento Sedile	Poliuretano

PESO E DIMENSIONI

Codici	Portata max	H regolabile ogni 2,5 cm	Puntali/ruote	Base*	Base**
RP748	130 kg	Da 77 a 92 cm	4 ruote con freno	54 cm  54 cm 54 cm	54 cm  54 cm 54 cm

*Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa.

** Ingombro misurato alla regolazione in altezza più alta.