

RS705
Sedile per vasca da bagno multifunzione
Destinazione d'uso

Ausilio per vasca da bagno per seduta.

Caratteristiche principali

Sedile da vasca con parte centrale che si solleva per consentire più spazio per fare il bagno. Realizzato in PE, struttura in alluminio verniciato, dotato di fermi antiscivolo che proteggono la vasca da bagno da eventuali graffi.

Immagine prodotto
In polietilene

Onda


Seduta ribaltabile



Maniglia

RIFERIMENTI FABBRICANTE
Fabbricante ai sensi 93/42

MORETTI S.P.A.

Paese di produzione

CINA

Classe di dispositivo 93/42

Classe I

Codice di classificazione GMDN

34936

Codice di classificazione CND

Y093303

Repertorio dei Dispositivi Medici

1352865

CARATTERISTICHE TECNICHE
Peso Max

136 Kg

Confezionamento

Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI
Sedile

Polietilene ad alta densità (HDPE)

DIMENSIONI

 L:	80 cm
 P:	40 cm
 H:	3 cm
 Kg	4,43 Kg
	136 Kg

